

F&P my820 System

Questions fréquemment posées (FAQ)



Quels groupes de patients le système F&P my820 prend-il en charge ?

Le système F&P my820 prend en charge les patients adultes et pédiatriques (> 5 kg) dans les établissements de soins de longue durée et à domicile.

Quels types de traitement le système F&P my820 peut-il prendre en charge ?

Le système F&P my820 prend en charge l'administration de la ventilation invasive, la ventilation non invasive (VNI) et les traitements par haut débit humidifié.



Ventilation
invasive







Ventilation
non invasive



Haut débit
humidifié

Quels sont les paramètres de performance des quatre différents réglages du système F&P my820 ?

	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4	 1 2 3 4
Plage de températures côté patient	26-34 °C	29-37 °C	32-40 °C	35-43 °C
Performance d'humidité*		≥ 12 mg/L		≥ 33 mg/L
Plage de débit (BTSP)		5-70 L/min		5-40 L/min
	Non invasive			Invasive
	Haut débit humidifié			


(En incluant une incertitude de mesure de température de 1 °C et une incertitude de mesure d'humidité de 1 mg/L)

* Performance d'humidité (sauf en cas d'alarme de l'humidificateur, de coupure de courant ou de perturbation électromagnétique)

Comment savoir quand le système F&P my820 est prêt à être utilisé ?

Le système requiert un peu de temps avant d'atteindre le réglage d'humidité sélectionné. Il s'agit du « temps de préchauffage ». Les voyants de réglage sur la base de l'humidificateur afficheront une animation des voyants pendant le préchauffage. Les voyants de réglage s'allument en continu lorsque le système F&P my820 atteint les cibles d'humidité (température) de chaque réglage.

Le temps de préchauffage du système F&P my820 est inférieur à 60 minutes. Le tableau ci-dessous illustre ce qu'indiqueront les voyants de réglage des humidificateurs pendant le temps de préchauffage.




Que contrôlent les deux boutons sur la base de l'humidificateur ?

1. Bouton de veille (marche/arrêt)

Une brève pression (moins de deux secondes) permet d'allumer la base de l'humidificateur. En cours d'utilisation, une brève pression permettra également d'interrompre l'alarme sonore. Une longue pression (plus de deux secondes) permettra d'éteindre la base de l'humidificateur.

2. Bouton de réglage

Permet de sélectionner le réglage de température (humidité) souhaité.




Quels signaux d'alarme le système F&P my820 émet-il ?

Le système F&P my820 émet deux types d'alarmes pour informer l'utilisateur des potentielles perturbations du traitement :

1. **Priorité faible (visuelle uniquement)**
Un voyant jaune fixe s'allume sous le symbole correspondant sur la base de l'humidificateur
2. **Priorité moyenne (visuelle et audio)**
Indiquée par trois bips répétitifs toutes les cinq secondes et un voyant jaune clignotant sous le symbole correspondant sur la base de l'humidificateur

Veuillez vérifier les instructions d'utilisation pour obtenir davantage d'informations sur les détails spécifiques de chaque paramètre d'alarme.

Que représentent les quatre symboles d'alarme sur la base de l'humidificateur F&P my820 ?



Les instructions d'utilisation du système F&P my820 contiennent une liste complète des descriptions des alarmes et des résolutions de problèmes.

Qu'est-ce qui différencie le système MR810 du système F&P my820 ?

Le système F&P my820 offre de meilleures performances en matière d'humidité, comparé au système MR810, ce qui lui permet de prendre en charge des patients recevant une ventilation invasive à domicile.

Le système d'alarme a également été amélioré pour prendre en charge la plage de traitement étendue du système F&P my820.

	MR810	F&P my820
Types de traitements pris en charge		
	✗*	✓
Ventilation invasive	✓	✓
Ventilation non invasive	✓	✓
Traitement par haut débit humidifié		
Système d'alarme visuelle	✓ (Limité)	✓
Système d'alarme audio	✗	✓
Adaptateur de fil chauffant intégré	✓	✓
Pas de sonde ni d'adaptateur séparés	✓	✓

* Utilisable dans certaines applications spécifiques

Pour toutes les spécifications propres à l'appareil, veuillez consulter les instructions d'utilisation de chaque produit.

Quels sont la taille et le poids de la base de l'humidificateur F&P my820 comparés à ceux de la base de l'humidificateur MR810 ?

Les bases des humidificateurs MR810 et F&P my820 font la même profondeur et la même largeur. Le système my820 inclut des pieds pour le protéger davantage des infiltrations d'eau et mesure donc 4 mm de plus, en hauteur, que le système MR810. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de l'appareil.



Comment nettoyer la base de l'humidificateur F&P my820 ?

Au besoin, essuyez la base de l'humidificateur à l'aide d'un chiffon propre et non abrasif pour nettoyer les quantités importantes de salissures.

Nettoyez et désinfectez la base de l'humidificateur uniquement comme indiqué dans les instructions d'utilisation.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner le dysfonctionnement du dispositif ou des blessures graves.




Veuillez consulter les instructions d'utilisation précisant la procédure de nettoyage complète.

Le système F&P my820 utilise-t-il le même support de montage que le système MR810 ?

Oui. Le système F&P my820 utilise la même fixation de support que le système MR810 et peut être monté sur les mêmes supports que le système MR810.

Quelles chambres et quels circuits respiratoires utiliser avec le système F&P my820 ?

Le tableau ci-dessous indique les consommables conçus spécifiquement pour le système F&P my820.

Référence produit	Description	Composants
820A10*	Circuit chauffant mono-branche F&P 820 de 22 mm	
820A21*	Circuit chauffant bi-branche F&P 820 de 22 mm	
MR325	Chambre à remplissage manuel F&P 820 de 500 mL	

(Les produits ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.)

* Pour des patients adultes et pédiatriques (>5 kg)

En quoi les circuits respiratoires du F&P my820 diffèrent-ils des circuits respiratoires de la série RT F&P ?

Contrairement aux circuits de la série RT F&P, le système F&P my820 n'utilise pas de sonde de température externe et n'est donc pas équipé d'orifices pour sonde dans le circuit respiratoire.

Veillez contacter le représentant Fisher & Paykel Healthcare local pour de plus amples informations.



Fabricant: Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical: Classe IIb.

Organisme notifié: TÜV SÜD Product Service GmbH

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

À l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

F&P est une marque commerciale de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

633049 REV A 2025-04 © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited 