



1. Specifiche.....	2
1.1 Informazioni su questo manuale	2
1.2 Avvertenze.....	2
1.3 Specifiche prestazionali.....	2
1.4 Specifiche tecniche.....	2
1.5 Definizioni dei simboli.....	3
1.6 Identificazione etichetta	3
2. Pulizia	4
3. Informazioni per la manutenzione.....	4
3.1 Schema funzionale.....	4
3.2 Programma di manutenzione	4
3.3 Diagramma del flusso di lavoro.....	4
3.4 Controlli fisici	4
3.5 Verifiche di installazione e manutenzione preventiva	4
3.5.1 Verifiche di installazione.....	4
3.5.2 Manutenzione preventiva.....	4
3.6 Test sulle prestazioni del Rianimatore F&P Neopuff™ (manometro e sistema valvole).....	5
3.6.1 Collaudo del manometro.....	5
3.6.2 Collaudo del sistema valvole.....	5
3.7 Servizio	5
3.7.1 Impostazione della diminuzione di pressione massima su 40 cmH ₂ O.....	6
3.7.2 Reimpostazione del manometro su zero.....	6
3.8 Sostituzione/ricambio.....	6
3.8.1 Sostituzione del manometro.....	6
3.8.2 Sostituzione del sistema valvole.....	6
3.8.3 Sostituzione del rivestimento	6
3.9 Elenco di controllo di configurazione e manutenzione	7
4. Schemi di assemblaggio.....	8
4.1 Rianimatore neonatale F&P Neopuff (dopo giugno 2010)	8
4.1.1 Schema di assemblaggio	8
4.1.2 Elenco delle parti.....	8
4.1.3 Kit di ricambio	9
5. Opzioni di montaggio.....	10
5.1 Blocco di montaggio laterale 900RD 301	10
5.2 Supporto di montaggio su binario 900MR088	10
5.3 Montaggio centrale su asta e binario RD050-01	11

1. SPECIFICHE

1.1 Informazioni su questo manuale

Il presente manuale è destinato all'uso da parte di personale di assistenza e manutenzione qualificato per eseguire la manutenzione e l'assistenza su dispositivi medici come il Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff e i suoi accessori. E descrive in dettaglio le specifiche del prodotto, la procedura di manutenzione e le istruzioni per l'assistenza.

Il presente manuale deve essere usato insieme alle Istruzioni per l'uso del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff.

Destinazione d'uso: Il Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff (RD900AEU/ADU/ASU) è un rianimatore riutilizzabile, azionato manualmente, alimentato a gas che fornisce supporto di ventilazione a neonati e lattanti affetti da insufficienza respiratoria. Questo dispositivo è previsto per l'utilizzo in ambiente ospedaliero e deve essere prescritto da un medico. È destinato all'uso da parte di professionisti sanitari tra cui medici, infermieri, ostetriche e terapisti della respirazione. La popolazione a cui è diretto è costituita da neonati e lattanti.

1.2 Avvertenze

- La caduta del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff o altre forme simili di impatto potrebbero causare danni e l'errato funzionamento del dispositivo.
- Non utilizzare olio, grasso o altre sostanze incompatibili con l'ossigeno su nessuna parte del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff.
- Prima di procedere alla pulizia, controllare che tutte le fonti di erogazione di ossigeno e aria siano interrotte e scollegate dal rianimatore Neopuff. Durante la pulizia in un ambiente ricco di ossigeno esiste il rischio di esplosione o di incendio.
- Poiché il dispositivo medico utilizza un connettore alternativo di piccolo calibro diverso da quelli previsti nella serie ISO 80369, potrebbe verificarsi un collegamento errato tra questo dispositivo medico e uno che usi un diverso connettore alternativo di piccolo calibro, con conseguente pericolo e danni per il paziente. L'utilizzatore deve adottare misure particolari per mitigare tali rischi ragionevolmente prevedibili.

1.3 Specifiche prestazionali

Pressione di picco inspiratorio (PIP)	
@ 5 L/min	da 2 a 70 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 8 L/min	da 3 a 72 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 10 L/min	da 4 a 73 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 15 L/min	da 8 a 75 cmH ₂ O [mbar] circa
Intervallo di pressione positiva di fine espirazione (PEEP)	
@ 5 L/min	da 1 a 6 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 8 L/min	da 1 a 10 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 10 L/min	da 2 a 15 cmH ₂ O [mbar] circa
@ 15 L/min	da 4 a 17 cmH ₂ O [mbar] circa
Portata flusso gas ingresso	
Minima	5 L/min
Massima	15 L/min
Durata funzionamento (con bombola da 400 L)	
5 L/min	80 minuti
10 L/min	40 minuti
15 L/min	26 minuti
NOTA: tutti i valori sopra indicati sono solo a scopo rappresentativo. I valori PEEP indicati si basano sulle impostazioni tipiche della PIP clinica. Valori maggiori della PEEP possono essere ottenuti se si impostano valori PIP maggiori.	

1.4 Specifiche tecniche

Altezza	250 mm (9,8")
Larghezza	200 mm (7,9")
Profondità	104 mm (4,1")
Peso	1,9 kg (4,2 lb)
Intervallo manometro	da -10 a 80 cmH ₂ O [mbar]
Precisione manometro	+/-2,0% di deviazione scala intera
Impostazione pressione massima	da 65 a 80 cmH ₂ O [mbar] (a seconda della portata)
Intervallo temperatura di conservazione	da -10 a 50 °C (da +14 a +122 °F), fino al 95% di umidità
Intervalli temperatura di funzionamento	da +18 °C a 26 °C (da +64 a +78 °F), 30 - 75% umidità
Circuito umidificato	Da -18 a +50 °C (da -0,4 a +122 °F), fino al 95% di umidità
Circuito non umidificato	
Peso corporeo paziente consigliato	da 0 a 10 kg (22 lb)
Concentrazione ossigeno erogato	Fino al 100% in base all'erogazione di gas
Durata d'utilizzo	Il Rianimatore con raccordo a T Neopuff ha una durata d'utilizzo prevista di 10 anni Polmone test (RD020-01): 12 mesi Tubo dell'ossigeno (900RD008 e 900RD009): 12 mesi Adattatore d'ingresso gas (900RD101): 12 mesi

1. SPECIFICHE continua

1.5 Definizione dei simboli

SIMBOLO	DEFINIZIONE
	Attenzione: Consultare le Istruzioni per l'uso www.fphcare.com/neopuff-ifu
	Imposta la diminuzione di pressione massima erogabile al paziente (impostazione di fabbrica 40 cmH ₂ O)
	Controlla la pressione di picco inspiratorio erogata al paziente
	Connessione d'ingresso gas da generatore di gas (da 5 a 15 litri al minuto)
	Collegamento di uscita del gas al paziente
	Data di fabbricazione e codice Paese
	Produttore
Rx only	Solo su prescrizione
	Codice del lotto
	Codice prodotto
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Dispositivo medico
	Questo prodotto non è realizzato con lattice di gomma naturale.
	Intervallo temperatura di conservazione
	Numero di serie
	Importatore
	Imballaggi riciclabili
	Distributore
	Non realizzato con ftalati (DEHP, DBP, BBP).
	Marchio CE
	Marchio UKCA

1.6 Identificazione etichetta

L'etichetta raffigurata è normalmente usata per le informazioni del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff.

REF RD900AEU QTY: 1 EA
UoM: EA

[en] Neopuff™ Infant T-Piece Resuscitator

LOT 111111111 **Rx only** **MD**

SN 111111111111

Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki,
 Auckland 2013, New Zealand.
 Fisher & Paykel Healthcare SAS
 10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512,
 91946 Courtaboeuf Cedex, France

(D1) 0942001241083
 (10) 1111111111
 (11) 230201
 (21) 111111111111

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

PIN: 183043345_B


RD900	XXX	Operating Instruction Language	Fascia Type
RD900 T-Piece Resuscitator	AEU	English, Arabic, Indonesian, Korean, Russian, Thai, Traditional Chinese, Urdu, Vietnamese, French	English
	ADU	English, German, Dutch, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Estonian, Finnish, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, French, Polish, Portuguese, Romanian, Slovakian, Slovenian, Swedish, Norwegian, Turkish, Spanish, Portuguese - Brazilian	Symbol
	ASU		
	AZU	Simplified Chinese	

2. PULIZIA

Vedere le istruzioni per l'uso fornite in dotazione con ciascun dispositivo per le linee guida sulla pulizia.

3. INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE


3.1 Schema funzionale



3.2 Programma di manutenzione

Attività	Frequenza		
	Indicazioni preliminari sul primo utilizzo	Dopo l'assistenza	Annuale
Verifiche di installazione	✓		
Manutenzione preventiva	✓	✓	✓
Test sulle prestazioni		✓	

3.3 Diagramma del flusso di lavoro



3.4 Controlli fisici

Effettuare un controllo fisico sul Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff seguendo le istruzioni della tabella riportata di seguito. Se si riscontrano danni ai componenti, seguire le istruzioni della colonna “azione correttiva” per ripararli o sostituirli.

Istruzioni per l'ispezione	Azione correttiva	Riferimento azione correttiva
Controllare che la parte superiore dell'unità non presenti danni/crepe	In presenza di danni, verificare il funzionamento della valvola e del manometro. Sostituire se necessario.	3.8.3 Sostituzione del rivestimento
Controllare che la parte inferiore dell'unità non presenti danni/crepe	In presenza di danni, verificare il funzionamento della valvola e del manometro. Sostituire se necessario.	3.8.3 Sostituzione del rivestimento
Controllare il pannello anteriore dell'unità, il manometro e il gruppo valvola per escludere la presenza di danni/crepe	In presenza di danni, verificare il funzionamento della valvola e del manometro. Sostituire se necessario.	3.8.1 Sostituzione del manometro, 3.8.2 Sostituzione del sistema valvole

3.5 Verifiche di installazione e manutenzione preventiva

AVVERTENZA La caduta del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff o altre forme simili di impatto potrebbero causare danni e l'errato funzionamento del dispositivo. Se si sospettano danni, eseguire i controlli indicati nella sezione 3.6 prima di collegare il dispositivo al paziente.


3.5.1 Verifiche di installazione

Indicazioni preliminari sul primo utilizzo:
 - Rimuovere il coperchio del manometro
 - Eseguire il test sulle prestazioni (sezione 3.6)


3.5.2 Manutenzione preventiva

- L'integrità del sistema e del manometro deve essere verificata prima del primo utilizzo, annualmente e dopo ogni intervento, utilizzando la procedura “Test sulle prestazioni del Rianimatore F&P Neopuff” (sezione 3.6).
- Si consiglia l'uso di un supporto di montaggio per prevenire eventuali danni al F&P Neopuff o cadute. Le soluzioni di montaggio disponibili sono indicate nella sezione 5 del presente manuale.
- Tutte le procedure di manutenzione e di assistenza devono essere eseguite da personale qualificato e solo con l'utilizzo di componenti Fisher & Paykel Healthcare.
- Prima del montaggio, accertarsi sempre che le condutture di passaggio del gas siano libere da agenti contaminanti, in particolare, idrocarburi, oli e grasso.
- Per ulteriore assistenza relativa ai requisiti di messa in servizio o manutenzione, contattare un rappresentante autorizzato da Fisher & Paykel Healthcare.
- Il polmone di test è un prodotto soggetto a consumo e va pertanto controllato al fine di rilevare eventuali segni di usura e degradazione dei materiali; se necessario, sostituire.

3.6 Test sulle prestazioni del F&P Neopuff (manometro e sistema valvole)



L'integrità del manometro F&P Neopuff e sistema valvole può essere verificata utilizzando le seguenti linee guida. La porta di ingresso deve essere collegata ad un erogatore di gas in grado di generare un flusso costante a 5, 10 e 15 L/min; per controllare l'accuratezza del manometro, devono essere disponibili un indicatore certificato (manometro) e una valvola di sfiato. Il circuito di rianimazione F&P Neopuff / Perivent e il raccordo a T possono essere usati al posto di una valvola di sfiato, come mostrato di seguito.



3.6.1 Collaudo del manometro

1. Sollevare il coperchio della valvola di regolazione pressione massima e tenerlo da parte.
2. Scollegare tutti i dispositivi dalla porta di uscita del F&P Neopuff. Controllare che l'ago del manometro sia entro ± 2 cmH₂O dello zero nell'indicatore del manometro. Se il manometro non indica zero, seguire la procedura di azzeramento del manometro (sezione 3.7.2).
3. Collegare la presa di uscita del gas del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff con il circuito con valvola di sfiato e un indicatore certificato (manometro) (ad es., Indicatore di pressione digitale Mensor, serie 2400). Impostare l'erogazione del gas su 10 L/min. Chiudere completamente la valvola di limitazione della pressione massima ruotando la manopola di sinistra completamente in senso orario. Con la valvola di sfiato chiusa, regolare la manopola di pressione inspiratoria massima per impostare la pressione in modo che l'indicatore certificato (manometro) indichi 10, 20 e 40 cmH₂O. Controllare che il manometro rientri in ± 2 cmH₂O di questi valori su ciascun punto di riferimento.
4. Con la pressione impostata su 40 cmH₂O, aprire e chiudere la valvola di sfiato tre volte e controllare che l'ago del manometro si sollevi e scenda regolarmente. **Se il Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff non supera uno qualsiasi di questi test, il manometro dovrà essere considerato impreciso e sostituito con uno nuovo (Parte n. 043040841).**

Seguire le linee guida di sostituzione del manometro nella sezione 3.7.1 di questo manuale oppure, per ulteriore assistenza, contattare il rappresentante di servizio di Fisher & Paykel Healthcare.

3.6.2 Collaudo del sistema valvole

1. Impostare l'erogazione del gas su 5 L/min. Chiudere completamente il controllo del picco di pressione inspiratoria e il controllo della pressione massima ruotando completamente in senso orario entrambe le manopole. Chiudere la valvola di sfiato e controllare che l'indicatore segnali almeno 60 cmH₂O.
2. Impostare l'alimentazione del gas su 15 L/min. Chiudere la valvola di sfiato e controllare che l'indicatore segnali un valore non superiore a 80 cmH₂O.
3. Impostare l'alimentazione del gas su 10 L/min. Chiudere la valvola di sfiato e ruotare la valvola di regolazione pressione massima fino a quando il manometro indica 40 cmH₂O. Controllare che l'ago del manometro si alzi e si abbassi regolarmente. Ruotare delicatamente il coperchio di regolazione pressione massima sull'apposita manopola.
4. Reimpostare la pressione inspiratoria massima su 20 cmH₂O e arrestare il flusso di gas. Il test è completo.

Se il Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff non supera uno qualsiasi di questi test, il gruppo valvole dovrà essere considerato guasto e sostituito con un nuovo gruppo valvole (vedere l'apposito elenco (sezione 4.1.2) per i numeri delle parti). Seguire le linee guida di sostituzione della valvola nella sezione 3.8.2. di questo manuale oppure, per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di servizio di Fisher & Paykel Healthcare.

3.7 Assistenza

3.7.1 Impostazione del picco massimo di pressione su 40 cmH₂O

Questa impostazione è necessaria in caso di modifica della diminuzione di pressione massima. L'impostazione di fabbrica della diminuzione di pressione massima è 40 cmH₂O.

Le impostazioni alternative per la pressione massima di picco devono essere effettuate in accordo al protocollo della struttura ospedaliera.

1. Regolare il flusso del gas su 10 L/min.
2. Chiudere la valvola di controllo del picco di pressione inspiratoria ruotando la manopola completamente in senso orario.
3. Regolare in senso orario o antiorario la manopola della diminuzione di pressione massima fino a quando il manometro indica 40 cmH₂O.
4. Ruotare la manopola per la regolazione della pressione di picco inspiratorio in senso antiorario in modo che il manometro indichi 20 cmH₂O e arrestare il flusso di gas.

3.7.2 Reimpostazione del manometro su zero

Per impostare il manometro su zero:

1. Scollegare il rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff da qualsiasi altra apparecchiatura.
2. Rimuovere la protezione di plastica opaca dal vetro del manometro.
3. Utilizzando un apposito cacciavite, regolare con attenzione la vite nella parte anteriore del manometro ruotandola in senso orario o antiorario per reimpostare il manometro su zero. Prestare attenzione poiché un'eccessiva stretta della vite potrebbe danneggiare le parti interne del manometro.
4. Rimettere la protezione di plastica sul vetro del manometro.
5. Verificare che l'ago del manometro sia adesso entro +/-2,0 cmH₂O dallo zero. In caso contrario, ripetere la procedura.

3.8 Sostituzione/ricambio

3.8.1 Sostituzione del manometro

Il manometro non può essere soggetto a riparazione e deve essere sostituito da kit del manometro RD064.

1. Rimuovere il coperchio posteriore fissato da quattro viti.
2. Scollegare il tubo dal manometro.
3. Rimuovere il manometro svitando i due dadi di fissaggio.
4. Montare il nuovo manometro nel pannello anteriore, fissare i dadi di fissaggio e ricollegare il tubo del manometro.
5. Rimontare il pannello anteriore sul coperchio posteriore con le quattro viti.
6. Eseguire il test sulle prestazioni del manometro come descritto nella sezione 3.6.1. Si consiglia di annotare il numero di lotto posto sull'etichetta della scatola del manometro sull'elenco di manutenzione.

3.8.2 Sostituzione del sistema valvole

NOTA: le valvole sono parte integrante del gruppo valvole, pannello e manicotto e non possono essere riparate. Specificare il numero di modello indicato nell'elenco parti (sezione 4.1.3) per ordinare un gruppo valvole in sostituzione.

1. Rimuovere il coperchio posteriore fissato da quattro viti.
2. Scollegare il tubo dal manometro.
3. Rimuovere il manometro svitando i due dadi di fissaggio.
4. Montare il manometro esistente nel nuovo pannello del gruppo valvole, fissare i dadi di fissaggio e ricollegare il tubo del manometro.
5. Rimontare il pannello anteriore sul coperchio posteriore con le quattro viti, come nel punto 1.
6. Eseguire il test sulle prestazioni del sistema valvole come descritto nella sezione 3.6.2. Si consiglia di registrare il numero di lotto del nuovo gruppo valvole nell'elenco di controllo di configurazione e di manutenzione.

3.8.3 Sostituzione del rivestimento

Tutte le parti del rivestimento sostituibili sono componenti a pressione. Fare riferimento alla sezione 4. Schemi di assemblaggio come guida per la localizzazione delle parti.

3. INFORMAZIONI PER LA MANUTENZIONE continua

3.9 Elenco di controllo di configurazione e manutenzione

La tabella seguente viene fornita per registrare i risultati dei test sulle prestazioni descritti nella sezione 3.6. Anche eventuali componenti sostituiti devono essere registrati in modo appropriato. La tabella può essere fotocopiata o altrimenti riprodotta, come necessario.

Al momento della consegna del prodotto e prima dell'uso su un paziente, completare i test e compilare la tabella seguente.


Informazioni relative al cliente	Nome:			
	Indirizzo:			
	Paese:			
	Numero di telefono:			
	E-mail:			
Registro dei test sulle prestazioni del F&P Neopuff	Data test:			
	Numero di serie:			
	Solo per 900IW130: Numero di serie riscaldatore per neonati:			
	Testato da:			
	Data prevista per il prossimo test:			
Controllo	Rif.	✓ o X	Commenti	
Controlli sul manometro:				
Numero di serie manometro in sostituzione:				
Accuratezza a 0 cm (+/-2 cmH ₂ O)	3.6.1-2			
Accuratezza a 10 cm (+/-2 cmH ₂ O)	3.6.1-3			
Accuratezza a 20 cm (+/-2 cmH ₂ O)	3.6.1-3			
Accuratezza a 40 cm (+/-2 cmH ₂ O)	3.6.1-3			
Movimento ago fluido?	3.6.1-4			
Controlli del sistema valvole:				
Pressione superiore a 60 cmH ₂ O?	3.6.2-1			
Pressione inferiore a 80 cmH ₂ O?	3.6.2-2			
Pressione massima impostata su 40 cm H ₂ O	3.6.2-3			
PIP reimpostata su 20 cm H ₂ O	3.6.2-4			
Commenti aggiuntivi:				

4. SCHEMI DI ASSEMBLAGGIO

4.1 Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff (dopo giugno 2010)

Questo modulo Neopuff F&P contiene un gruppo valvola sigillato che non può essere sottoposto a manutenzione sul campo. In caso di difetto della valvola, è necessario sostituire l'intero pannello e il gruppo valvola.


4.1.1 Schema di montaggio



4.1.2 Elenco delle parti

UNITÀ FABBRICATE DOPO GIUGNO 2010			
#	Descrizione	Codice prodotto	Quantità
1	Ricambio impugnatura Neopuff	043043976	1
2	Spina (set da quattro)	693040706	2
3	Vite M8x20	614040309	8
4	Tappo terminale (superiore)	043042565	1
5	Tappo terminale (inferiore)	043042564	1
6	Coperchio posteriore	641040816	1
7	Pannello specifico per il modello e gruppo valvola	(vedere tabella in sezione 4.1.3)	1
8	Kit manometro	043040841	1
9	Ricambio cappuccio valvola Neopuff (blu)	043043977	1
10	Coperchio, valvola per la regolazione del picco di pressione inspiratoria	043041057	1
11	Piedino	693041436	4
12	Vite n.8x1" Csk	616050011	4
13	Vite M4x8 con testa bombata (attacco impugnatura)	614040117	2

4.1.3 Kit di ricambi



NOTA: Tutte le unità RD900 fabbricate a partire da maggio 1999 possono contenere il kit di ricambi sopra indicato.

ID kit	N. Parte inclusa	Codice prodotto ID parte da aggiungere
Fascia e gruppo valvola BLU-SIM RD061	043043595	Fascia e gruppo valvola SYM blu
	43043977	Ricambio cappuccio valvola Neopuff (blu)
	43041057	Coperchio, valvola per la regolazione del picco di pressione inspiratoria
	616050011	Vite n.8x1" Csk
Fascia e gruppo valvola BLU-EN RD062	043043596	Fascia e gruppo valvola blu EN
	43043977	Ricambio cappuccio valvola Neopuff (blu)
	43041057	Coperchio, valvola per la regolazione del picco di pressione inspiratoria
	616050011	Vite n.8x1" Csk
Kit manometro RD065	043040841	Kit manometro
Kit tappo terminale (superiore) RD063	43043976	Ricambio impugnatura Neopuff
	693040706	Spina (set da quattro)
	614040309	Vite M8x20
	43042565	Tappo terminale (superiore)
Kit tappo terminale (inferiore) RD064	614040117	Vite M4x8 con testa bombata (attacco impugnatura)
	693040706	Spina (set da quattro)
	614040309	Vite M8x20
	43042564	Tappo terminale (inferiore)
Kit di rivestimento RD066	693041436	Piedino
	614040309	Vite M8x20
	616050011	Vite n.8x1" Csk
	43043977	Ricambio cappuccio valvola Neopuff (blu)
	43041057	Coperchio, valvola per la regolazione del picco di pressione inspiratoria
	693040706	Spina (set da quattro)
	693041436	Piedino

5. OPZIONI DI MONTAGGIO

Gli urti del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff causati da una manipolazione incorretta o dalla caduta del dispositivo possono danneggiare il sistema valvole e produrre pressioni di rianimazione irregolari.

Per contribuire a prevenire qualsiasi urto del dispositivo, Fisher & Paykel Healthcare raccomanda l'uso di uno dei sistemi di montaggio illustrati di seguito.

5.1 Blocco di montaggio laterale 900RD301, Morsetto a C 900MR170, Supporto dell'asta 900MR030

Il blocco di montaggio laterale 900RD301 si inserisce nella fessura a coda di rondine presente sul lato del rianimatore con raccordo a T. Il blocco 900RD301 può quindi essere collegato a un'asta da 17 a 40 mm utilizzando il morsetto a C 900MR170 o il supporto per l'asta 900MR030.



Opzione di montaggio	Parti da ordinare	
	Blocco di montaggio	Supporto
Sgancio rapido (Morsetto a C)	900RD301, RD050-01	900MR170
Supporto permanente asta	900RD301, RD050-01	900MR030
Montaggio su binario	900RD301, RD050-01	900MR088

Per le istruzioni sull'installazione con Neopuff, fare riferimento all'interfaccia utente fornita con le soluzioni di montaggio specifiche.

5.2 Supporto a binario 900MR088


Per il montaggio centrale del Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff su binari standard (da 2,5 a 5,5 cm x 1 cm / da 0,98 a 2,17 pollici x 0,39 pollici).

Necessario anche RD050-01.



5.3 Montaggio centrale asta e binario RD050-01


Per montare il Rianimatore con raccordo a T F&P Neopuff centralmente su un'asta o su binari standard (da 2,5 a 5,5 cm x 1 cm / da 0,98 a 2,17" x 0,39"), è possibile fissare un blocco di montaggio centrale sul retro dell'unità rimuovendo i quattro tappi di plastica dal pannello posteriore. L'unità si adatterà quindi al supporto e ai morsetti F&P.



Per maggiori informazioni contattare il rappresentante di zona Fisher & Paykel Healthcare

Rx only

REF 185041752 REV C 2023-05 © 2023 Fisher & Paykel Healthcare Limited 

 Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com

 **Australia (AU)** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 **Brazil (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China (CN)** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12 栋301号 电话: +86 20 32053486 **France (FR)**  Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Email: c.s@fphcare.fr **Germany (DE)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **Hong Kong (HK)** Tel: +852 2116 0032 **India (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **Japan (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea (KR)** Tel: +82 2 6205 6900 **Mexico (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **Poland (PL)** Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Poland Tel: +48 664 846 464 **Russia (RU)** Tel: +7 495 782 21 50 **Switzerland (CH)**  Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **Taiwan (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **Turkey (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)**  Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/Canada (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000

Austria (AT) Tel: 0800 29 31 23 **Benelux (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **Denmark (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **Finland (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **Ireland (IE)** Tel: 1800 409 011 **Italy (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **Norway (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **Spain (ES)** Tel: +34 902 013 346 **Sweden (SE)** Tel: +46 8 564 76 680