



myAIRVO Stand

900PT400


1




2




3




4




5




6




7



8



9



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com **Importer/ Distributor Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: + 52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

<p>COMPACT STAND 900PT400 (en)</p> <ol style="list-style-type: none"> Press the spring button on the stand base. Slide the middle bracket onto the shaft on the stand base. Clip the middle bracket into place. Press the spring button on the upper bracket and slide into the middle bracket. Using the spring button, adjust the height as required. Place the myAIRVO™/myAIRVO 2 humidifier onto the base and clip the waterbag to the upper bracket. Clip the breathing tube to the stand. The completed assembly should appear as shown. The stand can also be used to carry the myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Warnings</p> <ul style="list-style-type: none"> Always position the stand on a stable, flat surface. Ensure the myAIRVO™/myAIRVO 2 is firmly located in the base pins. Always empty the chamber before moving the stand using the carry handle. California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65 	<p>SUPPORT COMPACT 900PT400 (fr)</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton situé sur la base du support. Faire glisser le support du milieu à l'intérieur du support de base. Fixer le support du milieu sur le support de base. Appuyer sur le bouton situé sur le support restant à mettre en place et l'insérer dans le support du milieu. Ajuster la hauteur grâce à ce bouton. Placer l'humidificateur myAIRVO™/myAIRVO 2 sur la base et accrocher la poche d'eau sur le support du haut. Accrocher le circuit respiratoire sur le support, près de la poche d'eau. Le montage terminé doit correspondre au modèle présenté. Le support peut également être utilisé pour transporter myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Avertissements</p> <ul style="list-style-type: none"> Toujours positionner la base sur une surface stable et plate. S'assurer que myAIRVO™/myAIRVO 2 soit fermement attaché aux accroches situées sur la base. Toujours vider la chambre avant de déplacer le support par la poignée. 	<p>KOMPAKTSTÄNDER 900PT400 (de)</p> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie den gefederten Knopf an der Ständerbasis. Schieben Sie die mittlere Halterung auf den Schaft auf der Ständerbasis. Klemmen Sie die mittlere Halterung an. Drücken Sie den gefederten Knopf an der oberen Halterung und schieben Sie diese in die mittlere Halterung. Justieren Sie die Höhe mithilfe des gefederten Knopfes nach Bedarf. Stellen Sie den myAIRVO™/myAIRVO 2 -Befeuchter auf die Basis und klemmen Sie den Wasserbeutel an die obere Halterung. Befestigen Sie den Beatmungsschlauch am Ständer. Der gesamte Aufbau sollte folgendermaßen aussehen. Der Ständer kann auch für den myAIRVO™/myAIRVO 2 verwendet werden. <p>Warnhinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> Der Ständer muss stets auf einer stabilen, ebenen Unterlage stehen. Vergewissern Sie sich, dass der myAIRVO™/myAIRVO 2 fest in den Basisstiften verankert ist. Leeren Sie die Wasserkammer stets aus, bevor der Ständer mit dem Tragegriff transportiert wird. 	<p>PEDESTAL COMPACTO 900PT400 (es)</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione la tecla de resorte en la base del pedestal. Deslice la abrazadera de en medio sobre el eje en la base de pedestal. Encaje la abrazadera de en medio en su lugar. Presione la tecla de resorte en la abrazadera superior y deslicela sobre la abrazadera de en medio. Utilizando la tecla de resorte, ajuste la altura a como se requiera. Coloque el humidificador myAIRVO™/myAIRVO 2 sobre la base y encaje la bolsa de agua en la abrazadera superior. Encaje el tubo respiratorio al pedestal. El ensamblaje terminado debe de parecerse a lo que se muestra. El pedestal también se puede utilizar para cargar al myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Precauciones</p> <ul style="list-style-type: none"> Siempre coloque el pedestal sobre una superficie plana, estable. Asegúrese de que el myAIRVO™/myAIRVO 2 esté firmemente ubicado en los pernos del pedestal. Siempre vacíe la cámara antes de mover el pedestal utilizando el asa para cargar. 	<p>ASTA DI SOSTEGNOCOMPATTA 900PT400 (it)</p> <ol style="list-style-type: none"> Premere il tasto a molla sulla base dell'asta. Far scorrere il supporto centrale sulla stanga della base dell'asta. Agganciare il supporto centrale in posizione. Premere il tasto a molla sul supporto superiore e far scorrere nel supporto centrale. Utilizzando il tasto a molla, regolare l'altezza come necessario. Mettere l'umidificatore myAIRVO™/myAIRVO 2 sulla base ed agganciare la sacca d'acqua al supporto superiore. Agganciare il circuito respiratorio all'asta. L'assemblaggio completo dovrebbe essere come raffigurato. L'asta può essere anche utilizzata per trasportare myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> Posizionare sempre l'asta su una superficie stabile e piatta. Assicurarsi che myAIRVO™/myAIRVO 2 sia piazzato saldamente ai perni della base. Svuotare sempre la camera prima di muovere l'asta utilizzando la maniglia per il trasporto.
<p>SUPORTE COMPACTO 900PT400 (pt)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pressione o botão de pressão situado na base do suporte. Deslize a haste do meio no eixo situado na base do suporte. Fixe a haste do meio no local apropriado. Pressione o botão de pressão situado na haste superior e deslize-a no interior da haste do meio. Utilizando o botão de pressão, ajuste a altura conforme necessário. Posicione o umidificador myAIRVO™/myAIRVO 2 na base e fixe a bolsa de água na haste superior. Fixe o circuito respiratório no suporte. O conjunto completo deverá se apresentar conforme a ilustração. O suporte também pode ser utilizado para transportar o myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Advertências</p> <ul style="list-style-type: none"> Sempre posicione o suporte em superfície estável e plana. Assegure-se de que o myAIRVO™/myAIRVO 2 esteja firmemente posicionado nos pinos da base. Sempre esvazie a câmara antes de movimentar o suporte utilizando a alça de transporte. 	<p>COMPACT STATIEF 900PT400 (nl)</p> <ol style="list-style-type: none"> Druk op de veerknop aan de basis van het statief. Glijd de middelste console op de schacht op de basis van het statief. Klik de middelste console op zijn plaats. Druk op de veerknop op de bovenste console en glijd hem in de middelste console. Stel de hoogte in naar behoefte met behulp van de veerknop. Plaats de myAIRVO™/myAIRVO 2 bevochtiger op de basis en bevestig de waterzak op de bovenste console. Klik de ademhalingslang vast op het statief. Volledig geassembleerd zou het er als volgt moeten uitzien. Het statief kan gebruikt worden om de myAIRVO™/myAIRVO 2 dragen. <p>Waarschuwingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaats het statief steeds op een stabiele, vlakke oppervlakte. Zorg ervoor dat de myAIRVO™/myAIRVO 2 goed vastzit op de basispinnen. Voordat u het statief met behulp van de draagbeugel verplaatst, moet de kamer altijd eerst geleegd worden. 	<p>STOJAK KOMPAKTOWY 900PT400 (pl)</p> <ol style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk sprężynujący w podstawie stojaka. Wsuń środkowy wspornik na pręt w podstawie stojaka. Zatrzaśnij środkowy wspornik na swoim miejscu. Naciśnij przycisk sprężynujący na górnym wsporniku i wsuń go w środkowy wspornik. Za pomocą przycisku sprężynującego ustaw wysokość do swoich wymagań. Umieść nawilżacz myAIRVO™/myAIRVO 2 na podstawie i zamocuj zatrzaśkowo worek z wodą do górnego wspornika. Zamocuj zatrzaśkowo rurę obwodu oddechowego do podstawy. Kompletny montaż powinien wyglądać jak pokazano na rysunku. Podstawę można również wykorzystać do przenoszenia nawilżacza myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Ostrzeżenia</p> <ul style="list-style-type: none"> Zawsze ustawiaj podstawę na stabilnej płaskiej powierzchni. Upewnij się, że nawilżacz myAIRVO™/myAIRVO 2 stabilnie stoi na kółkach podstawy. Przed przeniesieniem podstawy za uchwyt zawsze opróżnij komorę. 	<p>KOMPAKTIŠKAS STOVAS 900PT400 (lt)</p> <ol style="list-style-type: none"> Paspauskite mygtuką, esantį ant stovo pagrindo. Užmaukite vidurinį laikiklį ant vamzdelio, esančio ant stovo pagrindo. Užfiksuokite vidurinį laikiklį. Paspauskite mygtuką, esantį ant viršutinio laikiklio, ir įkiškite laikiklį į vidurinį laikiklį. Naudodami mygtuką sureguliuokite aukštį. Uždėkite „myAIRVO™/myAIRVO 2“ drėkintuvą ant pagrindo ir pritvirtinkite vandens maišelį prie viršutinio laikiklio. Pritvirtinkite kvėpavimo vamzdelį prie stovo. Surinktas įrenginys turi atrodyti taip, kaip parodyta. Stovą taip pat galima naudoti norint pemešti „myAIRVO™/myAIRVO 2“. <p>Įspėjimai</p> <ul style="list-style-type: none"> Stovą visada pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Įsitinkinkite, kad „myAIRVO™/myAIRVO 2“ gerai pritvirtintas prie pagrindo laikiklių. Prieš nešdami stovą naudodami nešimo rankeną visada ištuštinkite kamerą. 	<p>KOMPAKT STATIV 900PT400 (da)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryk på fjederknappen på stativets fod. Lad midterstøtten glide ned på skaflet på stativets fod. Klem midterstøtten på plads. Tryk på fjederknappen på den øvre støtte og lad den glide ned på midterstøtten. Justér højden efter behov ved hjælp af fjederknappen. Anbring myAIRVO™/myAIRVO 2 befugteren på foden og klem vandposen fast på den øvre støtte. Klem patientslangen fast på stativet. Den færdige enhed skal se ud som vist. Stativet kan ligeledes anvendes til at bære myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Advarsler</p> <ul style="list-style-type: none"> Anbring altid stativet på en stabil, plan overflade. Kontrollér, at myAIRVO™/myAIRVO 2 er solidt placeret i fodens holdere. Tøm altid kammeret, inden stativet flyttes ved brug af bærehåndtaget.

<p>KOMPAKT STATIV 900PT400 (no)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck in fjäderknappen på stativbasen. Skjut den mellersta hållaren över skaftet på stativbasen. Kläm fast den mellersta hållaren på plats. Tryck in fjäderknappen på den övre hållaren och skjut in i den mellersta hållaren. Justera höjden med fjäderknappen enligt vad som krävs. Placera myAIRVO™/ myAIRVO 2 luftfuktare på basen och kläm fast vattenpåsen på den övre hållaren. Kläm fast andningsslangen på stativet. Den färdiga monteringen bör se ut som på bilden. Stativet kan även användas för att bära myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Varningar</p> <ul style="list-style-type: none"> Placera alltid stativet på en stabil, plan yta. Se till att myAIRVO™/ myAIRVO 2 är ordentligt fastsatt i basstiften. Töm alltid kammaren innan stativet flyttas med hjälp av bärhandtaget. 	<p>STALAK COMPACT 900PT400 (hr)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite opružnu tipku na osnovici stalka. Pogurajte srednju pregradu nazad na držalo na osnovici stalka. Pričvrstite srednju pregradu natrag na mjesto. Pritisnite opružnu tipku na gornjoj pregradi i povucite je u srednju pregradu. Uporabom opružne tipke prilagodite visinu prema potrebi. Smjestite ovlaživač myAIRVO™ / myAIRVO 2 na osnovicu i prikopčajte vrećicu s vodom na gornju pregradu. Prikopčajte cijev za disanje na stalak. Potpuni sklop treba izgledati kao na prikazu. Stalak se također može koristiti za nošenje uređaja myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Upozorenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Uvijek položite stalak na stabilnu, ravnu površinu. Pobrinite se da je uređaj myAIRVO™/ myAIRVO 2 čvrsto položen na podloške osnovice. Uvijek ispraznite komoru prije pomicanja stalka uporabom ručke za nošenje. 	<p>KOMPAKTNÍ STOJAN 900PT400 (cz)</p> <ol style="list-style-type: none"> Stiskněte pružinové tlačítko na základně stojanu. Posuňte prostřední úchyt na tyč na základě stojanu. Svorkami připevněte úchyt na místo. Stiskněte pružinové tlačítko na horním úchytu a posuňte jej do prostředního úchytu. Pomocí pružinového tlačítka upravte potřebnou výšku. Zvlhčovač myAIRVO™ umístěte na základnu a připevněte vodní vak svorkami k hornímu úchytu. Pomocí svorky připevněte dýchací hadici ke stojanu. Celková sestava by měla vypadat tak, jak je znázorněno. Stojan je možné použít také pro přenášení zvlhčovače myAIRVO™. <p>Výstrahy</p> <ul style="list-style-type: none"> Stojan umístějte vždy na stabilní, rovný povrch. Zkontrolujte, zda je zvlhčovač myAIRVO™/ myAIRVO 2 pevně usazen na čepch základny. Před přenášením stojanu pomocí držadla vždy vyprázdněte komoru. 	<p>ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 900PT400 (el)</p> <ol style="list-style-type: none"> Πατήστε το ελατηριωτό κουμπί στη βάση της βάσης στήριξης. Ολισθήστε το μεσαίο στήριγμα επάνω στον άξονα στη βάση της βάσης στήριξης. Στερεώστε το μεσαίο στήριγμα στη θέση του. Πατήστε το ελατηριωτό κουμπί στο επάνω στήριγμα και ολισθήστε το μέσα στο μεσαίο στήριγμα. Χρησιμοποιώντας το ελατηριωτό κουμπί, προσαρμόστε το ύψος όπως απαιτείται. Τοποθετήστε τον υγραντήρα myAIRVO™/ myAIRVO 2 επάνω στη βάση και στερεώστε τον ασκό νερού στο επάνω στήριγμα. Στερεώστε το αναπνευστικό σωλήνα στη βάση στήριξης. Η συναρμολογημένη διάταξη πρέπει να φαίνεται όπως στην εικόνα. Η βάση στήριξης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Προειδοποιήσεις</p> <ul style="list-style-type: none"> Τοποθετείτε πάντοτε τη βάση στήριξης επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Διασφαλίστε ότι το myAIRVO™ / myAIRVO 2 είναι σταθερά τοποθετημένο μέσα στις ακίδες της βάσης. Αδειάζετε πάντοτε το θάλαμο προτού μετακινήσετε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τη λαβή μεταφοράς. 	<p>KOSTUTINTELINE 900PT400 (fi)</p> <ol style="list-style-type: none"> Paina telineen alustan jousipainiketta. Työnnä telineen keskivarsi telineen alustan varsiosaan. Napsauta keskivarsi kiinni. Paina ylävarren jousipainiketta ja työnnä keskivarteen. Säädä korkeutta tarvittaessa jousipainikkeesta. Aseta myAIRVO™/ myAIRVO 2 kostutin kiinni alustaan ja napsauta vesipussi kiinni telineen ylävarteen. Napsauta hengitysputki kiinni telineeseen. Kokoonpanon pitäisi olla kuvassa esitetyn mukainen. Telinettä voi käyttää myös myAIRVO™/ myAIRVO 2 kostuttimen kantamiseen. <p>Varoitukset</p> <ul style="list-style-type: none"> Sijoita teline aina tukevalle tasolle. Varmista, että myAIRVO™/ myAIRVO 2 kostutin on kunnolla kiinni alustan nastoissa. Tyhjennä säiliö aina ennen kuin telinettä siirretään kantokahvaa käyttäen.
<p>КОМПАКТНАЯ СТОЙКА 900PT400 (ru)</p> <ol style="list-style-type: none"> Нажмите на пружинную кнопку, расположенную на основании стойки. Установите центральную часть кронштейна в паз на основании стойки. Зафиксируйте центральный кронштейн. Нажмите на пружинную кнопку на верхней части опоры и установите ее в среднюю часть. Установите с помощью пружинной кнопки нужную высоту. Поместите увлажнитель myAIRVO™/ myAIRVO 2 на основание и закрепите мешок для воды на верхней части кронштейна. Закрепите на стойке дыхательную трубку. Полностью собранная стойка должна выглядеть следующим образом. На стойку можно также установить myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Меры предосторожности</p> <ul style="list-style-type: none"> Стойка обязательно устанавливается на стабильную плоскую поверхность. Убедитесь, что myAIRVO™/ myAIRVO 2 прочно размещен на цокольных штифтах. Прежде чем передвинуть стойку с помощью ручки для переноски, всегда опорожняйте емкость. 	<p>KOMPAKTNÝ STOJAN 900PT400 (sk)</p> <ol style="list-style-type: none"> Stlačte odpružený výstupok na základni stojana. Strednú svorku nasuňte na tyčku základne stojana. Zacvaknite strednú svorku na svoje miesto. Stlačte odpružený výstupok na hornej svorke a zasuňte ho do strednej svorky. Použitím odpruženého výstupku nastavte potrebnú výšku. Zvlhčovač myAIRVO™/ myAIRVO 2 umiestnite na základňu a vak na vodu pripnite k hornej svorke. K stojanu pripnite dýchaciu trubicu. Zostavená súprava by mala vyzeráť, tak ako je zobrazené na obrázku. Stojan možno tiež použiť ako základňu pre myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Varovania</p> <ul style="list-style-type: none"> Stojan musí vždy stáť na stabilnej, rovnej ploche. Uistite sa, že je myAIRVO™/ myAIRVO 2 pevne uložený na kolíkoch základne. Pred presunutím stojanu pomocou rukoväte vždy vyprázdnite komoru. 	<p>KOMPAKTNÓ STOJALO 900PT400 (sl)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pritisnite vzmetni gumb na podnožju stojala. Potisnite srednji opornik na nosilec na podnožju stojala. Srednji nosilec zatakните na mesto. Pritisnite vzmetni gumb na zgornjem nosilcu in ga potisnite v srednji nosilec. Z vzmetnim gumbom nastavite višino, kot želite. Vlažilnik myAIRVO™/ myAIRVO 2 postavite na podnožje in zatakните vodno vrečko na zgornji nosilec. Pripnite dihhalno cev na stojalo. Pravilno sestavljen komplet je videti tako, kot je prikazano. Stojalo se lahko uporablja za prenašanje izdelkov myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Opozorila</p> <ul style="list-style-type: none"> Stojalo vedno postavite na stabilno, ravno površino. Prepričajte se, da je myAIRVO™/ myAIRVO 2 čvrsto nameščen na zatiče na podnožju. Vedno izpraznite posodico, preden stojalo premikate z ročajem za prenašanje. 	<p>KOMPAKT STANT 900PT400 (tr)</p> <ol style="list-style-type: none"> Stant tabanındaki yaylı düğmeye basin. Ortadaki braketli stant tabanının üzerinde bulunan milin üstüne kaydırın. Ortadaki braketli yerine oturtun. Üst braketeki yaylı düğmeye basıp ortadaki braketin içine kaydırın. Yaylı düğmeyi kullanarak yüksekliği gerektiği şekilde ayarlayın. myAIRVO™/ myAIRVO 2 nemlendiriciji tabanın üzerine yerleştirip su torbasını üst braketle tutturun. Solumun hortumunu standa tutturun. Tamamlanmış düzeneğe gösterildiği şekilde olmalıdır. Stant ayrıca myAIRVO™/ myAIRVO 2'yu taşımak için de kullanılabilir. <p>Uyarılar</p> <ul style="list-style-type: none"> Standı daima sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirin. myAIRVO™/ myAIRVO 2'nun taban pimlerine iyice oturduğundan emin olun. Taşıma kulbunu kullanarak standı hareket ettirmeden önce haznesini mutlaka boşaltın. 	<p>SUPORT COMPACT 900PT400 (ro)</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsati butonul cu resort de pe baza suportului. Glisati suportul intermediar pe axul de pe baza suportului. Fixati suportul intermediar. Apăsati butonul cu resort de pe suportul superior și glisati-o în suportul intermediar. Folosind butonul cu resort, reglați înălțimea după cum este necesar. Așezați umidificatorul myAIRVO™/ myAIRVO 2 pe bază și fixați punga de apă pe suportul superior. Fixați tubul respirator la suport. Ansamblul finalizat ar trebui să arate ca în imagine. Suportul se poate folosi și pentru transportarea myAIRVO™/ myAIRVO 2. <p>Avertismente</p> <ul style="list-style-type: none"> Așezați întotdeauna suportul pe o suprafață stabilă și plană. Asigurați-vă că myAIRVO™/ myAIRVO 2 este bine fixat în știfturile de la bază. Goliți întotdeauna camera înainte de a deplasa suportul folosind mânerul de transport.

<p>עמוד קומפקטי 900PT400</p> <p>1. לחץ על לחצן הקפיץ בבסיס העמוד. 2. החלק את המוט האמצעי על המוט שבבסיס העמוד. 3. בדק את המוט האמצעי למקומו. 4. לחץ על לחצן הקפיץ שבמוט העליון והחלק לתוך המוט האמצעי. 5. בעזרת לחצן הקפיץ, כוונו את הגובה לפי הצורך. 6. הנה את מכשיר האדים myAIRVO 2 / myAIRVO™ על הבסיס והדק את שקית המים למוט העליון. 7. הדק את צינור ההנשמה לעמוד. 8. המכלול כולו צריך להיראות כפי שמוצג. 9. ניתן להשתמש בעמוד גם לנשיאת myAIRVO 2 / myAIRVO™.</p> <p>אזהרות</p> <ul style="list-style-type: none"> הצב תמיד את העמוד על-גבי משטח יציב ושטוח. ודא ש- / myAIRVO myAIRVO™ מונח היטב על הפנים המשמשים למיקום הבסיס. הקפד תמיד לרוקן את המיכל לפני הזזת העמוד באמצעות ידית הנשיאה. 	<p>RÖGZÍTŐÁLLVÁNY 900PT400</p> <p>1. Nyomja meg az állvány talpán lévő rugós gombot. 2. Csúsztassa a középső konzolt az állvány szájára. 3. Rögzítse helyére a középső konzolt. 4. Nyomja meg a felső konzolon lévő rugós gombot, és csúsztassa a középső konzolba. 5. A rugós gomb használatával állítsa be a kívánt magasságot. 6. Helyezze rá az myAIRVO™/ myAIRVO 2 párasító készüléket a szájára, és csiptesse fel a vizeszákot a felső konzolba. 7. Csiptesse az állványhoz a légzőkör csövet. 8. A helyesen összeállított szerelvény képe az ábrán látható. 9. Az állvány az myAIRVO™/ myAIRVO 2 hordozására is használható.</p> <p>Figyelmeztetések</p> <ul style="list-style-type: none"> Az állványt mindig stabil, lapos felületre helyezze. Győződjön meg arról, hogy az myAIRVO™/ myAIRVO 2 szrosan illeszkedik az állvány talpán lévő tüskékre. Az állvány szállításhoz használt fogantyúval történő mozgatása előtt minden esetben ürítse ki a kamrát. 	<p>KOMPAKTAIS STATĪVS 900PT400</p> <p>1. Nospiediet pogu ar atsperes mehānismu, kas atrodas uz statīva pamatnes. 2. Uzbidiet vidējo turētāju uz stieņa, kas novietots uz statīva pamatnes. 3. Nostipriniet vidējo turētāju ar skavu savā vietā. 4. Piespiediet pogu ar atsperes mehānismu, kas atrodas uz augšējā turētāja, un ieslidiniet to vidējā turētājā. 5. Izmantojot pogu ar atsperes mehānismu, noregulējiet nepieciešamo augstumu. 6. Novietojiet myAIRVO™/ myAIRVO 2 mitrinātāju uz pamatnes un ar skavām piestipriniet ūdens maisu augšējā turētājam. 7. Ar skavām piestipriniet elpošanas cauruli statīvam. 8. Pilnībā uzstādītā komplektam ir jāizskatās tā, kā tas ir parādīts attēlā. 9. Statīvu var izmantot arī myAIRVO™/ myAIRVO 2 pārnēsāšanai.</p> <p>Brīdinājumi</p> <ul style="list-style-type: none"> Vienmēr novietojiet statīvu uz stabilas, līdzenas virsmas. Pārļiecinieties, vai myAIRVO™/ myAIRVO 2 ir stingri novietots uz pamatnes tapām. Pirms statīva pārvietošanas, izmantojot pārnešanas rokturi, vienmēr iztukšojiet kameru. 	<p>KOMPAKT STATIV 900PT400</p> <p>1. Trykk på fjærutløsningsknappen på stativbasen. 2. Skyv den midterste braketten inn på skafteft på stativbasen. 3. Smekk den midterste braketten på plass. 4. Trykk på fjærutløsningsknappen på den øverste braketten og før den inn på den midterste braketten. 5. Bruk fjærutløsningsknappen til å justere høyden etter behov. 6. Plasser myAIRVO™/ myAIRVO 2 luftfukteren på basen og fest vannposen med klips til den øverste braketten. 7. Fest pusteslangen til stativet med klips. 8. Den fullførte monteringen skal se ut som vist. 9. Stativet kan også brukes til å holde myAIRVO™/ myAIRVO 2.</p> <p>Advarsler</p> <ul style="list-style-type: none"> Plasser alltid stativet på et stabilt, flatt underlag. Påse at myAIRVO™/ myAIRVO 2 sitter godt i basepinnene. Tøm alltid kammeret før du flytter stativet ved hjelp av bærehåndtaket. 	<p>الحامل صغير الحجم 900PT400</p> <p>1. اضغط على الزر الزنبركي في قاعدة الحامل. 2. حرك الدعامة الوسطى على العمود الموجود على قاعدة الحامل. 3. اربط الدعامة الوسطى بمشبك في مكانها. 4. اضغط على الزر الزنبركي الموجود على الدعامة العلوية وحركه إلى الدعامة الوسطى. 5. اضغط الارتفاع على النحو المطلوب باستخدام الزر الزنبركي. 6. ضع جهاز الترطيب myAIRVO™/ myAIRVO 2 على القاعدة وثبت كيس الماء بالدعامة العلوية. 7. اربط أنبوب التنفس بالحامل. 8. يجب أن تظهر عملية التجميع الكاملة كما هو موضح. 9. كما يمكن استخدام الحامل أيضاً لحمل جهاز الترطيب myAIRVO™/ myAIRVO 2.</p> <p>تحذيرات</p> <ul style="list-style-type: none"> احرص دائماً على وضع الحامل على سطح ثابت ومستو. تأكد من تثبيت جهاز الترطيب myAIRVO™/ myAIRVO 2 بإحكام على مسامير القاعدة. قم دائماً بتفريغ الحاوية CH063 قبل نقل الحامل باستخدام مقبض الحمل.
<p>小型支架 900PT400</p> <p>1. 按支架底座上的弹簧按钮。 2. 将中支架滑入支架底座上的杆轴上。 3. 将中支架夹入位。 4. 按上支架中的弹簧按钮，将其滑入中支架。 5. 使用弹簧按钮，按需要调节高度。 6. 将myAIRVO™/ myAIRVO 2 爱我系列雾化治疗仪放在底座上，并将水袋固定在上支架。 7. 把呼吸管夹到支架上。 8. 完成后的装配应如图所示。 9. 支架也可用于移动myAIRVO™/ myAIRVO 2 爱我系列雾化治疗仪。</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 始终将支架安放在稳固的平面上。 确保myAIRVO™/ myAIRVO 2 爱我系列雾化治疗仪牢固固定在底座插销中。 使用携带手柄，始终在移动支架之前倒空水罐。 <p>有效期：请查看产品标签上的使用截止日期 生产日期：参阅产品标签 产品名称：呼吸雾化治疗仪 - 支架 型号、规格：900PT400 医疗器械注册证编号/产品技术要求：国械注进20172086326 生产企业名称：费雪派克医疗保健有限公司 生产企业地址：新西兰奥克兰依斯塔玛玛利斯派克里15号 联系方式：+64-(0)9-574 0100 生产场所地址：新西兰奥克兰依斯塔玛玛利斯派克里15号 售后服务机构：费雪派克医疗保健（广州）有限公司 地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301 Tel: +86 20 32053486 Fax: +86 20 32052132 E-mail: info@fphcare.com.cn</p>	<p>輕巧支架 900PT400</p> <p>1. 按下支架底座-的彈簧按鈕。 2. 將中央托架滑至支架底座上的軸桿上。 3. 將中央托架夾至定位。 4. 按一下上托架上的彈簧按鈕，然後滑入中央托架。 5. 使用彈簧按鈕以依需要調整高度。 6. 將 myAIRVO™/ myAIRVO 2 濕化器放在底座上，然後將水袋夾至上托架。 7. 將呼吸管夾至支架。 8. 完成後的組裝應如圖所示。 9. 支架也可以用來攜帶 myAIRVO™/ myAIRVO 。</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 一定要將支架放置於穩定平坦的表面。 確保 myAIRVO™/ myAIRVO 2 穩固地放置在底座插銷中。 使用攜帶式手把移動支架之前，一定要排空 蓄水器皿。 	<p>コンパクト スタンド 900PT400</p> <p>1. スタンド ベースのスプリング ボタンを押します。 2. 中央ブラケットをスタンド ベースのシャフトにスライドさせます。 3. 中央ブラケットを所定の位置に留めます。 4. 上部ブラケットのスプリング ボタンを押して、中央ブラケットにスライドさせます。 5. 必要に応じて、スプリング ボタンを使用して高さを調節します。 6. AIRVO™/ myAIRVO™ 加湿器をベースに設置し、給水バッグを上部ブラケットに留めます。 7. 呼吸チューブをスタンドに留めます。 8. 組立が完了すると表示のようになります。 9. スタンドは AIRVO™/ myAIRVO™ を運ぶためにも使用できます。</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> スタンドは常に安定した平坦な場所に置きます。 AIRVO™/ myAIRVO™ はベースにしっかりと固定してください。 必ず HC360 チャンバーを空にしてから、持ち運びのハンドルを使用してスタンドを動かします。 	<p>GIÁ ĐỠ NHỎ GỌN 900PT400</p> <p>1. Nhấn nút lò xo trên chân giá đỡ. 2. Trượt khung giữa lên trục trên chân giá đỡ. 3. Kẹp khung giữa vào vị trí. 4. Nhấn nút lò xo ở khung trên và trượt vào khung giữa. 5. Sử dụng nút lò xo, điều chỉnh độ cao theo yêu cầu. 6. Đặt máy tạo ẩm myAIRVO™/myAIRVO 2 lên chân giá đỡ và kẹp túi nước vào khung trên. 7. Kẹp ống thở vào giá đỡ. 8. Khi lắp xong sẽ như trong hình. 9. Giá đỡ cũng có thể được sử dụng để mang myAIRVO™/ myAIRVO 2.</p> <p>Cảnh báo</p> <ul style="list-style-type: none"> Luôn đặt giá đỡ trên một bề mặt phẳng, ổn định. Đảm bảo myAIRVO™/ myAIRVO 2 được đặt chắc chắn trong các chốt của chân giá đỡ. Luôn đổ hết nước khỏi ngăn chứa nước khi di chuyển giá đỡ bằng tay cầm. 	

<p>مختصر اسٹیٹڈ 900PT400</p> <p>1. اسٹیٹڈ کی بنیاد پر لگے اسپرنگ بٹن کو دبائیں۔</p> <p>2. درمیانی بریکٹ کو اسٹیٹڈ کی بنیاد پر لگے شافٹ پر کھسکا کر لے جائیں۔</p> <p>3. درمیانی بریکٹ کو اس کی جگہ پر لگا دیں۔</p> <p>4. اوپری بریکٹ پر اسپرنگ بٹن کو دبائیں اور کو کھسکا کر درمیانی بریکٹ پر لے جائیں۔</p> <p>5. اسپرنگ بٹن کا استعمال کر کے، اونچائی حسب ضرورت موافق بنائیں۔</p> <p>6. myAIRVO™/myAIRVO 2 کے تھیلے اور کو کھسکا کر درمیانی بریکٹ سے لگا دیں۔</p> <p>7. سٹائپس لینے کی نلی کو اسٹیٹڈ پر کلب سے لگا دیں۔</p> <p>8. مکمل کردہ اسمبلی کو دکھائے گئے کے مطابق نظر آنا چاہیے۔</p> <p>9. اسٹیٹڈ کا استعمال myAIRVO™/myAIRVO 2 کو لے جانے کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔</p> <p>انتباہات</p> <ul style="list-style-type: none"> اسٹیٹڈ کو ہمیشہ مستحکم، ہموار سطح پر رکھیں۔ یقینی بنائیں کہ myAIRVO™/myAIRVO 2 بنیادی پنوں پر مضبوطی سے لگا ہوا ہے۔ لے جانے والے بیٹل کا استعمال کر کے اسٹیٹڈ کو حرکت دینے سے قبل ہمیشہ چیمبر کو خالی کر لیں۔ 	<p>DUDUKAN KECIL 900PT400</p> <p>1. Tekan tombol pegas pada alas dudukan.</p> <p>2. Geser braket tengah pada tangkai di atas alas dudukan.</p> <p>3. Klip braket tengah pada tempatnya.</p> <p>4. Tekan tombol pegas pada braket atas dan geser ke braket tengah.</p> <p>5. Gunakan tombol pegas untuk mengatur ketinggian yang diperlukan.</p> <p>6. Tempatkan humidifier myAIRVO™/myAIRVO 2 pada alas dan klip kantong air pada braket atas.</p> <p>7. Klip selang pernafasan pada dudukan.</p> <p>8. Hasil rakitan akan tampak seperti yang terlihat.</p> <p>9. Dudukan ini juga dapat digunakan untuk membawa myAIRVO™/ myAIRVO 2.</p> <p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Selalu tempatkan dudukan ini pada permukaan datar yang stabil. Pastikan myAIRVO™/myAIRVO 2 terpasang kokoh pada pin alas. Selalu kosongkan wadah sebelum memindahkan dudukan dengan menggunakan pegangan pengangkut. 	<p>TAPAK KOMPAK 900PT400</p> <p>1. Tekan batang spring di atas alas tapak.</p> <p>2. Sorong pendakap tengah pada syaf di atas alas tapak.</p> <p>3. Klipkan pendakap tengah dengan sempurna.</p> <p>4. Tekan batang spring pada pendakap atas dan sorongkannya ke dalam pendakap tengah.</p> <p>5. Laraskan ketinggian yang diperlukan menggunakan batang spring.</p> <p>6. Letakkan alat pelembap myAIRVO™/myAIRVO 2 di atas alas dan klipkan beg air pada pendakap atas.</p> <p>7. Klipkan tiub pernafasan pada tapak.</p> <p>8. Pemasangan lengkap hendaklah kelihatan seperti yang ditunjukkan.</p> <p>9. Tapak juga boleh digunakan untuk membawa myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Amaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Sentiasa tempatkan tapaknya di atas permukaan yang stabil dan rata. Pastikan myAIRVO™/myAIRVO 2 diletakkan dengan kemas pada pin alas. Sentiasa kosongkan kebuk sebelum mengalihkan tapak menggunakan tangkai pembawa. 	<p>ขาตั้งกะทัดรัด 900PT400</p> <p>1. กดปุ่มสปริงที่ฐานของขาตั้ง</p> <p>2. เลื่อนเหล็กจากตรงกลางไปบนด้านของฐานขาตั้ง</p> <p>3. ล็อกเหล็กจากตรงกลางให้เข้าที่</p> <p>4. กดปุ่มสปริงที่เหล็กจากด้านบนแล้วเลื่อนเข้าไปในเหล็กจากตรงกลาง</p> <p>5. ไขปุ่มสปริงปรับความสูงตามต้องการ</p> <p>6. วางเครื่องทำความชื้น myAIRVO™/myAIRVO 2 ไว้บนฐานแล้วล็อกถุงน้ำเข้ากับเหล็กจากด้านบน</p> <p>7. ล็อกท่อหายใจเข้ากับขาตั้ง</p> <p>8. ชุดที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีรูปร่างตามที่ปรากฏในภาพ</p> <p>9. สามารถยก myAIRVO™/myAIRVO 2 ด้วยขาตั้งได้</p> <p>คำเตือน</p> <ul style="list-style-type: none"> วางขาตั้งบนพื้นผิวที่มั่นคงและราบเรียบเสมอ ตรวจสอบว่าจัดวาง myAIRVO™/myAIRVO 2 เข้าที่ในหมุดของฐาน นำหม้อน้ำออกก่อนเคลื่อนย้ายขาตั้งโดยไขมี้อจับ 	<p>КОМПАКТНА СТОЙКА 900PT400</p> <p>1. Натиснете пружинния бутон в основата на стойката.</p> <p>2. Плъзнете средната скоба върху оста на основата на стойката.</p> <p>3. Закрепете средната скоба на място.</p> <p>4. Натиснете пружинния бутон на горната скоба и плъзнете в средната скоба.</p> <p>5. Използвайте пружинния бутон, регулирайте височината според нуждата.</p> <p>6. Поставете овлажнителя myAIRVO™/myAIRVO 2 върху основата и закрепете сака с вода към горната скоба.</p> <p>7. Закрепете дихателната тръба към стойката.</p> <p>8. Завършения монтаж на стойката трябва да изглежда както е показано.</p> <p>9. Стойката може да се използва и за носене на myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Предупреждения</p> <ul style="list-style-type: none"> Винаги поставяйте стойката върху стабилна, плоска повърхност. Уверете се, че myAIRVO™/myAIRVO 2 е поставена стабилно в щифтовете на основата. Винаги изпразвайте камерата, преди да местите стойката с помощта на дръжката за носене.
<p>COMPACT HOIDIK 900PT400</p> <p>1. Vajutage hoidiku alusel olev vedru nupp sisse.</p> <p>2. Lükake hoidiku keskmise osa hoidiku aluse vólili otsa.</p> <p>3. Fikseerige hoidiku keskmise osa kohale.</p> <p>4. Vajutage hoidiku ülemisel osal olev vedru nupp sisse ja lükake ülemine osa hoidiku keskmise osa sisse.</p> <p>5. Seadke vedru nupu abil kõrgus sobivaks.</p> <p>6. Asetage myAIRVO™ / myAIRVO 2 niisutaja aluse peale ning kinnitage veekott hoidiku ülemise osa külge.</p> <p>7. Kinnitage hingamisvoolik hoidiku külge.</p> <p>8. Joonisel on kujutatud, kuidas kokkupandud seade välja peab nägema.</p> <p>9. Hoidikut saab kasutada ka myAIRVO™ / myAIRVO 2 jaoks.</p> <p>Hoiatused</p> <ul style="list-style-type: none"> Paigaldage alati hoidik stabiilsele tasasele pinnale. Veenduge, et myAIRVO™ / myAIRVO 2 on kindlalt alusele paigaldatud. Tühjendage alati anum enne, kui liigutate hoidikut käepideme abil. 	<p>SMÁSTANDUR 900PT400</p> <p>1. Ýtið á fjöðurhappinn á standfætinum.</p> <p>2. Rennið miðjufestingunni yfir skaftið á standfætinum.</p> <p>3. Smellið millifestingunni á sinn stað.</p> <p>4. Ýtið á fjaðurhappinn í efri festingunni og rennið honum inn í miðjufestinguna.</p> <p>5. Með því að nota fjaðurhappinn má stilla hæðina að þörfum.</p> <p>6. Leggið myAIRVO™/myAIRVO 2 rakatækkið á fótinn og smelltu vatnspokanum í efri festinguna.</p> <p>7. Smellið öndunarslöggunni við standinn.</p> <p>8. Samsett eining ætti að líta út eins og sjá má á teikningu.</p> <p>9. Standinn má líka nota til að halda uppi myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Varnaðarorð</p> <ul style="list-style-type: none"> Staðsetjið standinn alltaf á stöðugu, flötu yfirborði. Tryggið að myAIRVO™/myAIRVO 2 sé þéttfast í pinnunum á fætinum. Tæmið alltaf hólfíð áður en standurinn er færður til með handfanginu. 	<p>КОМПАКТЕН ДРЖАЧ 900PT400</p> <p>1. Притиснете го копчето со пружина што се наоѓа на основата на држачот.</p> <p>2. Лизнете го средниот држач во вратилото на основата на држачот.</p> <p>3. Вметнете го средниот држач на своето место.</p> <p>4. Притиснете го копчето со пружина на горниот дел и лизнете го во средниот држач.</p> <p>5. Користејќи го копчето со пружина, приспособете ја висината по потреба.</p> <p>6. Поставете го навлажнувачот myAIRVO™/myAIRVO 2 на основата и вметнете ја кесата со вода на горниот држач.</p> <p>7. Вметнете ја цевката за дишење на држачот.</p> <p>8. Конечниот склоп треба да изгледа како што е прикажано.</p> <p>9. Држачот може да се користи и за носење на myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Предупредувања</p> <ul style="list-style-type: none"> Секогаш поставувајте го држачот на стабилна, рамна површина. Погрижете се myAIRVO™/myAIRVO 2 да биде правилно поставен во штрафовите на основата. Секогаш празнете ја комората пред да го преместувате држачот користејќи ја рачката за носење. 	<p>КОМПАКТНИ СТАЛАК 900PT400</p> <p>1. Pritisnite opružno dugme na osnovi stalka.</p> <p>2. Gurnite središnji nosač na osovину na osnovi stalka.</p> <p>3. Pričvrstite središnji nosač na mjesto.</p> <p>4. Pritisnite opružno dugme na gornjem nosaču i gurnite ga u središnji nosač.</p> <p>5. Pomoću opružnog dugmeta, prilagodite visinu po potrebi.</p> <p>6. Postavite ovlaživač myAIRVO™/myAIRVO 2 na osnovu i pričvrstite vrećicu za vodu na gornji nosač.</p> <p>7. Pričvrstite cijev za disanje na stalak.</p> <p>8. Cijelokupan sklop treba da izgleda kako je prikazano.</p> <p>9. Stalak takođe može da se koristi za nošenje uređaja myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Upozorenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Uvijek postavite stalak na stabilnu ravnu površinu. Pobrinite se da uređaj myAIRVO™/myAIRVO 2 bude čvrsto postavljen na pinove na osnovi. Uvijek ispraznite komoru prije pomjeranja stalka pomoću ručice za nošenje. 	<p>КОМПАКТНО POSTOLJE 900PT400</p> <p>1. Pritisnite dugme sa oznakom opruge na bazi postolja.</p> <p>2. Gurnite srednji nosač na osovину na bazi postolja.</p> <p>3. Pričvrstite srednji nosač na mesto.</p> <p>4. Pritisnite dugme sa oznakom opruge na gornji nosač i gurnite u srednji nosač.</p> <p>5. Koristeći dugme sa oznakom opruge, podesite visinu kako je potrebno.</p> <p>6. Stavite myAIRVO™/myAIRVO 2 ovlaživač vazduha na bazu i pričvrstite vreću za vodu na gornji nosač.</p> <p>7. Pričvrstite cev za disanje na postolje.</p> <p>8. Završna montaža bi trebalo da izgleda kao što je prikazano.</p> <p>9. Postolje takođe može biti korišćeno kao nosač za myAIRVO™/myAIRVO 2.</p> <p>Upozorenja</p> <ul style="list-style-type: none"> Uvek postavite postolje na stabilnu, ravnu površinu. Budite sigurni da je myAIRVO™/myAIRVO 2 čvrsto postavljen na klinove osnove. Uvek ispraznite komoru pre pomeranja postolja koristeći ručicu za nošenje.

<p>КОМПАКТНА СТІЙКА uk 900PT400</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Натисніть пружинну кнопку в основі стійки. 2. Вставте середній кронштейн на стержень основи стійки. 3. Зафіксуйте середній кронштейн на місці. 4. Натисніть на пружинну кнопку на верхньому кронштейні та вставте його в середній кронштейн. 5. За допомогою пружинної кнопки відрегулюйте необхідну висоту. 6. Поставте зволожувач myAIRVO™/myAIRVO 2 на основу і прикріпіть резервуар для води до верхнього кронштейна. 7. Прикріпіть дихальну трубку до стійки. 8. Готовий пристрій повинен виглядати як на малюнку. 9. Сійку також можна використовувати для переміщення myAIRVO™/myAIRVO 2. <p>Попередження</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сійку завжди розміщуйте на стійкій рівній поверхні. • Перевірте надійність фіксації myAIRVO™/myAIRVO 2 на кріпленнях основи. • Завжди спорожнюйте камеру перед тим, як переміщати сійку за допомогою призначеної для цього ручки. 	<p>소형 스탠드 ko 900PT400</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 스탠드 베이스의 스프링 버튼을 누릅니다. 2. 가운데 브래킷을 스탠드 베이스의 샤프트에 밀어 넣습니다. 3. 가운데 브래킷을 제 자리에 끼웁니다. 4. 위쪽 브래킷의 스프링 버튼을 눌러 가운데 브래킷 쪽으로 밀어 넣습니다. 5. 필요에 따라 스프링 버튼을 사용하여 높이를 조정합니다. 6. myAIRVO™/myAIRVO 2 가습기를 베이스 위에 놓고 물주머니를 위쪽 브래킷에 끼웁니다. 7. 호흡 튜브를 스탠드에 끼웁니다. 8. 완성된 조립품이 그림과 같이 나타납니다. 9. 스탠드를 사용하여 myAIRVO™/myAIRVO 2를 운반할 수도 있습니다. <p>경고</p> <ul style="list-style-type: none"> • 스탠드를 항상 안정된 평평한 표면 위에 놓으십시오. • myAIRVO™/myAIRVO 2가 베이스 핀에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. • 운반용 손잡이를 사용하여 스탠드를 옮기기 전에 항상 물통을 비우십시오. 			