



**F&P 950**

Neonatal Optiflow™  
Junior Heated  
Circuit Kit

**USER INSTRUCTIONS**

**REF 950N40**

CE 0123



REF 606852 REV D 2021-12 © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited.

**Manufacturer** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/ 售后服务机构-费雪派克医疗保健(广州)有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **France** [CE] Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

F&P, F&P 950 and Optiflow are trademarks of Fisher & Paykel Healthcare Limited. For patent information, see www.fphcare.com/ip

www.fphcare.com

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE









Dansk <sup>(da)</sup>

**F&P 950™ Neonatal Optiflow™ Junior opvarmet slangesæt**

**Indikationer**

Åndedrætssettet er en tilbehørsdel til F&P 950 respiratorisk befugter. Det er beregnet til levering af opvarmet befugtet respirationsgas til neonatale og pædiatriske patienter inden for de grænser, der er angivet i dets tekniske specifikationer.

**Kontraindikationer**

Der er ingen kontraindikationer for opvarmet respiratorisk befugtning.

Behandling med højt nasalflow må ikke anvendes til patienter, som ikke trækker vejret spontant.

**Bivirkninger**

Der er ingen kendte bivirkninger ved opvarmet respiratorisk befugtning.

**Tekniske specifikationer**

Kompatibel med F&P 950 respiratorisk befugter. Se brugsanvisningen til befugteren, tilbehøret og patientinterfacet vedrørende yderligere advarsler, forsigtighedsregler, kontraindikationer, bivirkninger og systeminformation.

**Interface-forbindelser:** ISO 5356-1 koniske konnektorer

**Patientslangens længde:** Inspiratorisk: 1,75 m

**Lækage (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Enkeltslange: <30 mL/min

**Flowmodstand (15 L/min, BTPS):** Inspiratorisk: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O (inkluderer måleusikkerhed på 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Komplians (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Enkeltslange: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O (inkluderer måleusikkerhed på 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)

**Minimum indvendig diameter for slange:** 11,2 mm
**Slangens maksimale overfladetemperatur:** 44 °C (<25 cm fra patientport)

**Optiflow-tryk-manifoldens nominelle trykaflastning:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**Flowområde ved drift (behandling med højt nasalflow):** 0,5–36 L/min (maks. flow afhænger af kateter)

**Kammerets maksimale vandvolumen:** 160 mL
**Rumtemperatur:** 20–26 °C
**Maksimal inkubator-temperatur:** 37 °C

**Symbolforklaring**

	Følg brugsanvisningen - sikkerhed.
	Se brugsanvisningen. fphcare.com/950IFU
	Til engangsbrug.
	Korrekt vandniveau i vandkammeret.
	Forkert vandniveau. Vandkammeret må ikke benyttes.
	Komponenten kan bortskaffes ved opsætning.
	Type BF anvendt del.
	Respiratorens inspirationsport (flow til patient).
	Dette produkt er ikke fremstillet med naturlig gummilatex.
	Temperaturbegrænsninger.
	Producent.
	Fremstillingsdato.
	Udløbsdato.

**Advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger**

**⚠ ADVARSLER**

- Patienten skal konstant monitoreres (f.eks. iltmætning) på passende vis. Manglende monitorering af patienten (f.eks. i tilfælde af afbrydelse af luftflow) kan resultere i alvorlig personskade eller død.
- Til engangsbrug. Dette produkt må ikke genbruges. Genbrug kan forårsage luftvejsinfektion.
- Brug (eller modifikation) af slangesæt/kammer-kombinationer, som ikke er anbefalet af Fisher & Paykel Healthcare, kan medføre ringe befugtning, respiratorsvigt eller alvorlig personskade.
- Nasal tilførsel af åndedrætsgasser genererer flowafhængigt positivt luftvejstryk (PAP). Dette skal der tages højde for i situationer, hvor PAP kan give patienten bivirkninger.
- Må ikke anvendes i nærheden af nogen antændelseskilde. Eksponering for ilt øger risikoen for brand, der kan forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

**Manglende overholdelse af følgende advarsler kan nedsætte udstyrets ydelse eller kompromittere sikkerheden (herunder potentielt forårsage alvorlig personskade):**

- Dette produkt er beregnet til administration af luft, ilt og/eller nitrogenoxid. Det er ikke egnet til administration af brandbare anæstesisgasblandinger eller heliox-gas.
- Slangen må ikke klemmes, strækkes eller malkes.
- Dette produkt må ikke rengøres eller steriliseres. Undgå kontakt med kemikalier, rengøringsmidler eller håndrensemidler.
- Indstil relevante respirator- eller flowkildearmer for at overvåge behandlingen.
- Kontrollér, at der er luftflow gennem slangen, inden den kobles til en patient.
- Kontrollér, at alle tilslutninger er stramme før brug.
- Monitorér kondensat i slangesættet for at forhindre tilstopning eller ansamling af væske. Dræn efter behov.
- Befugteren skal altid være placeret plant og anbragt lavere end patienten.
- Kammeret må ikke benyttes, hvis det er synligt beskadiget eller har været tabt.
- Kammeret må ikke benyttes, hvis nogen af sensordækslerne har løsnet sig eller mangler i kammeret.
- Kammeret må ikke benyttes, hvis vandstanden stiger over den maksimale vandstandslinje.
- Fyld ikke kammeret med vand, der er varmere end 37 °C.
- Må ikke benyttes, hvis trykaflastningens manifoldhætte er blevet fjernet eller mangler.
- Optiflow™ trykaflastningsmanifolden (blå hætte) må ikke anvendes med boble-CPAP.
- Må ikke anvendes længere end den maksimale brugsvarighed på 14 dage.

**⚠ FORSIGTIGHEDSREGLER**

- Rør ikke ved kammerbundens varme overflade. Manglende overholdelse kan medføre forbrænding af huden.
- Slangesættet må ikke tildækkes med materialer såsom håndklæder, puder eller sengetøj. Manglende overholdelse kan medføre forbrænding af huden.
- Undgå at lade slangen være i langvarig berøring med patientens hud. Manglende overholdelse kan medføre forbrænding af huden.
- Kammeret må ikke betjenes uden vand eller luftflow. Manglende overholdelse kan medføre lave fugtighedsniveauer.
- Vandkilden skal være mindst 50 cm højere end kammeret. Manglende overholdelse kan medføre lave fugtighedsniveauer.

**BEMÆRKNINGER**

- Anvend sterilt USP-vand til skylning, eller tilsvarende. Tilsætning af andre stoffer kan have uønskede virkninger.
- Brugeren kan blive eksponeret for luftvejsvæsker under bortskaffelse. Slangesæt skal håndteres som kontaminerede. Bortskaffes i henhold til lokale, statslige eller landespecifikke miljølovgivning og -forordninger.

- Hvis der har fundet en alvorlig hændelse sted under brug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale Fisher & Paykel Healthcare-repræsentant og, for EU-medlemslande, den ansvarlige myndighed i dit land.

Nederlands <sup>(nl)</sup>

**F&P 950™ Optiflow™ Junior verwarmd circuitset voor neonaten**

**Indicaties voor gebruik**

De beademingsset is een accessoire voor de F&P 950-luchtwegbevochtiger. Het is bedoeld voor toediening van verwarmde, bevochtigde ademhalingsgassen aan neonaten en pediatrische patiënten, binnen de grenzen van de vermelde technische specificaties.

**Contra-indicaties**

Er zijn geen contra-indicaties voor verwarmde luchtwegbevochtiging.

Nasal High Flowtherapie mag niet worden toegepast bij niet-spontaan ademende patiënten.

**Neveneffecten**

Er zijn geen bekende neveneffecten van verwarmde luchtwegbevochtiging.

**Technische specificaties**

Compatibel met de F&P 950-luchtwegbevochtiger. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de bevochtiger, accessoires en patiëntinterface voor aanvullende waarschuwingen, aandachtspunten, contra-indicaties, neveneffecten en systeeminformatie.

**Interface-aansluitingen:** ISO 5356-1 conische connectoren

**Lengte beademingslang:** Inademingslang: 1,75 m

**Gaslekkege (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Enkele slang: <30 mL/min

**Flowweerstand (15 L/min, BTPS):** Inademing: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O (inclusief 0,02 cmH<sub>2</sub>O meetonzekerheid)

**Therapietrouw (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Eén slang: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O (inclusief 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O meetonzekerheid)

**Minimale binnendiameter slang:** 11,2 mm
**Maximale oppervlaktetemperatuur slang:** 44 °C (<25 cm vanaf de patiëntpoort)

**Nominale drukbegrenzing Optiflow-drukverdeelstuk: Bedrijfsflowbereik (Nasal High Flow-therapie):** 0,5–36 L/min (max. flow afhankelijk van canule)

**Maximaal watervolume in de kamer:** 160 mL
**Kamertemperatuur: Maximale couveuse temperatuur:** 37 °C

**Betekenis van symbolen**

	Volg de gebruiksaanwijzing - Veiligheid.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. fphcare.com/950IFU
	Voor eenmalig gebruik.
	Correct waterniveau in waterkamer.
	Incorrect waterniveau; gebruik de waterkamer niet.
	Onderdeel kan tijdens installatie worden weggegooid.
	Toegepast onderdeel van type BF.
	Inademingspoort van het beademingstoestel (flow naar patiënt).
	Voor de vervaardiging van dit product is geen natuurrubberlatex gebruikt.
	Temperatuurbepkeringen.
	Fabrikant.
	Fabricagedatum.
	Vervaldatum.

**Waarschuwingen, aandachtspunten en opmerkingen**

**⚠ WAARSCHUWINGEN**

- Patiënten moeten te allen tijde op geschikte wijze worden gemonitord (bijv. zuurstofsaturatie). Het niet bewaken van de patiënt kan (bijv. bij onderbreking van de flow) resulteren in ernstig letsel of overlijden.
- Voor eenmalig gebruik. Dit product mag niet worden hergebruikt. Hergebruik kan leiden tot infectie van de luchtwegen.
- Het gebruik (of de aanpassing) van combinaties van beademingscircuit/ kamer die niet worden geadviseerd door Fisher & Paykel Healthcare kan leiden tot slechte bevochtiging, een onjuiste werking van het beademingstoestel of ernstig letsel.

- Toediening via de neus van beademingslucht genereert een flowafhankelijke positieve luchtwegdruk (PAP). In gevallen waarin PAP een negatieve invloed op een patiënt kan hebben, moet hiermee rekening worden gehouden.
- Gebruik het product niet in de buurt van ontstekingsbronnen. Blootstelling aan zuurstof vergroot het risico op brand, wat kan leiden tot letsel of overlijden van de patiënt.

**Het niet in acht nemen van de volgende waarschuwingen kan de prestaties of de veiligheid van het apparaat aantasten (met mogelijk ernstig letsel tot gevolg):**

- Dit product is ontworpen voor de toediening van lucht, zuurstof en/of stikstofoxide. Het is niet geschikt voor de toediening van brandbare anesthesiegasmengsels of heliox.
- De slang mag niet worden geplet of uitgerekt en er mag niet in worden geknepen.
- Dit product niet onderdompelen of steriliseren. Vermijd contact met chemische stoffen, schoonmaakmiddelen en handontsmettingsmiddelen.
- Stel passende alarmen in voor het beademingstoestel of de flowbron om de therapietoediening te bewaken.
- Controleer of er een luchtflow aanwezig is in de slang voordat u deze op een patiënt aansluit.
- Controleer vóór gebruik of alle aansluitingen goed vastzitten.
- Bewaak op circuitcondens om occlusie of ophoping van vocht te voorkomen. Tap zo nodig vloeistof af.
- De bevochtiger moet altijd waterpas en lager dan de patiënt staan.
- Gebruik de kamer niet als deze zichtbaar is beschadigd of is gevallen.
- Gebruik de kamer niet als de sensorafdekkingen zijn losgeraakt of ontbreken aan de kamer.
- Gebruik de kamer niet als het waterniveau tot boven het aangegeven maximale waterniveau stijgt.
- Vul de kamer niet met water warmer dan 37 °C.
- Niet gebruiken als het kapje van het drukverdeelstuk is verwijderd van de drukbegrenzer of als dit ontbreekt.
- Gebruik het Optiflow™ drukverdeelstuk (blauwe dop) niet met Bubble-CPAP.
- Niet gebruiken na de maximale gebruiksduur van 14 dagen.

**⚠ AANDACHTSPUNTEN**

- Raak het hete oppervlak van de kamerbodem niet aan. Als deze instructie wordt genegeerd, kunnen er brandwonden ontstaan.
- Bedek het circuit niet met materialen zoals handdoeken, kussens of beddengoed. Als deze instructie wordt genegeerd, kunnen er brandwonden ontstaan.
- Voorkom langdurig contact van slangen met de huid van de patiënt. Als deze instructie wordt genegeerd, kunnen er brandwonden ontstaan.
- Gebruik de kamer niet zonder water of luchtflow. Als deze instructie wordt genegeerd, kan er een lage luchtvochtigheid ontstaan.
- De waterbron moet ten minste 50 cm hoger dan de kamer worden geplaatst. Als deze instructie wordt genegeerd, kan er een lage luchtvochtigheid ontstaan.

**OPMERKINGEN**

- Gebruik USP steriel water of een vergelijkbaar product voor irrigatie. Het toevoegen van andere stoffen kan leiden tot bijwerkingen.
- De gebruiker kan worden blootgesteld aan vloeistoffen uit de luchtwegen tijdens afvoer. Beademingscircuits moeten als besmet worden behandeld. Weggooien volgens lokale, regionale of landspecifieke milieuwetten en -voorschriften.
- Als er zich tijdens het gebruik van dit apparaat een ernstig incident heeft voorgedaan, informeer dan uw plaatselijke Fisher & Paykel Healthcare-vertegenwoordiger en, voor EU-lidstaten, de bevoegde autoriteit in uw land.



Suomi  fi

**F&P 950™ Vastasyntyneen lämmitetty Optiflow™ Junior -letkustosarja**

#### Käyttöaiheet

Hengitysletkusto on F&P 950 -hengityskostuttimen lisävaruste. Se on tarkoitettu antamaan, laitteen ilmoitettujen teknisten tietojen rajoissa, lämmitettyä ja kostutettua hengityskaasua vastasyntyneille ja lapsipotilaille.

#### Vasta-aiheet

Lämmitetyllä hengitysteiden kosteutekselle ei ole vasta-aiheita. Korkean virtauksen nenäkanyylihoitoa ei saa käyttää potilaille, jotka eivät hengitä spontaanisti.

#### Haittavaikutukset

Lämmitettyä hengitysteiden kosteuteksella ei ole tunnettuja haittavaikutuksia.

#### Tekniset tiedot

Yhteensopiva F&P 950 -hengityskostuttimen kanssa. Lue kostuttimen, lisävarusteen ja potilasliitännän käyttöohjeiden lisävaroitukset, huomiotekstit, vasta-aiheet, haittavaikutukset sekä järjestelmätiedot.

<b>Käyttöliittymän liitännät:</b>	ISO 5356-1 -kartioliittimet
<b>Hengitysletkun pituus:</b>	
Sisäänhengitys:	1,75 m
<b>Kaasun vuoto (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Yksösletkusto:	<30 mL/min
<b>Virtausvastus (15 L/min, BTPS):</b>	
Sisäänhengitys:	1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O
(sisältää mittausepävarmuuden 0,02 cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Komplianssi (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Yksösletkusto:	0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O
(sisältää mittausepävarmuuden 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Letkun vähimmäissisähalkaisija:</b>	11,2 mm
<b>Letkun pinnan enimmäislämpötila:</b>	44 <span> </span> °C (<25 cm potilasportista)

<b>Optiflow-paineenpäästöventtiilin nimellinen päästöpain</b> e:	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Käyttövirtausalue (korkeavirtaushoito):</b>	0,5–36 L/min (kanyylin mukainen enimmäisvirtaus)

<b>Säiliön veden enimmäistilavuus:</b>	160 mL
<b>Huoneen lämpötila:</b>	20–26 <span> </span> °C
<b>Inkubaattorin enimmäislämpötila:</b>	37 <span> </span> °C

#### Symbolien määritelmät

	Noudata käyttöohjeiden kohtaa "Turvallisuus".
	Tutustu käyttöohjeisiin. fphcare.com/950IFU
	Kertakäyttöinen.
	Oikea vesimäärä vesisäiliössä.
	Väärä vesimäärä; älä käytä vesisäiliötä.
	Osa voidaan hävittää alkuasennuksen yhteydessä.
	Tyyppin BF potilasliityntöasa.
	Ventilaattorin sisäänhengitysportti (virtaus potilaaseen).
	Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

	Lämpötilarajoitukset.
	Valmistaja.
	Valmistuspäivä.
	Viimeinen käyttöpäivä.

**Varoitukset, huomiot ja huomautukset**

- VAROITUKSET**
  - Potilasta on valvottava (esim. happisaturaatiota) asianmukaisesti koko ajan. Jos potilasta ei valvota (esim. kaasuvirtauksen keskeytyessä), voi seurata vakavaa vahinkoa tai kuolema.
  - Kertakäyttöinen. Ei saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa hengitystieinfektioon.
  - Muiden kuin Fisher & Paykel Healthcaren suosittelemien hengitysletkusto-/säiliöyhdistelmien käyttö (tai muuntelu) voi johtaa huonoon kostutukseen, ventilaattorin toimintahäiriöön tai vakavaan vahinkoon.
  - Hengityskaasujen antaminen nenän kautta tuottaa virtausperusteisen positiivisen hengitystiepaineen (Positive Airway Pressure, PAP). Tämä on otettava huomioon, jos positiivisella hengitystiepaineella (PAP) voi olla haitallista vaikutusta potilaaseen.
  - Tuotetta ei saa käyttää syttymislähteen lähellä. Altistus hapelle lisää tulipalon riskiä ja voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

**Mikäli seuraavia varoituksia ei noudateta, laitteen toiminta tai turvallisuus voi vaarantua (mistä voi mahdollisesti aiheutua vakavaa haittaa):**

- Tämä tuote on tarkoitettu ilman, hapen ja/tai typpioksiduulin antamiseen. Se ei sovellu syttyvien anestesikaasuseosten tai Heliox-kaasun antamiseen.
- Letkuja ei saa venyttää, puristella tai vedellä.
- Tuotetta ei saa puhdistaa tai steriloida. Vältä kosketusta kemikaalien, puhdistusaineiden tai käsisiesien kanssa.
- Määritä soveltuvat ventilaattorin tai virtauslähteen hälytykset hoidon annon seuraamista varten.
- Varmista, että ilma virtaa letkuston läpi, ennen kuin liität sen potilaaseen.
- Tarkista kaikkien liitosten tiiviys ennen käyttöä.
- Ehkäise tukkeutumista tai nesteen kertymistä seuraamalla letkuston kondensaattia. Tyhjennä vesi tarvittaessa.
- Kostuttimen on aina oltava tasaisella alustalla ja alempana kuin potilas.
- Säiliötä ei saa käyttää, jos se on näkyvästi vahingoittunut tai pudonnut.
- Säilötä ei saa käyttää, jos jokin anturin kansi on pois paikoiltaan tai puuttuu säiliöstä.
- Säiliötä ei saa käyttää, jos veden pinta nousee yli maksimirajan.
- Älä täytä säiliötä vedellä, jonka lämpötila ylittää 37 °C.
- Ei saa käyttää, jos paineenjakajan korkki on irrotettu tai puuttuu.
- Optiflow™-paineenpäästöventtiiliä (sininen korkki) ei saa käyttää Bubble CPAP -laitteen kanssa.
- [14] Tuotetta ei saa käyttää 14 vuorokautta pidempään.

#### ! HUOMIOT

- Älä koske säiliön pohjan kuumaan pintaan. Muuten seurauksena saattaa olla palovamma.
- Letkuja ei saa peittää esimerkiksi peitoilla, pyyhkeillä tai liinavaatteilla. Muutoin seurauksena saattaa olla palovamma.
- Vältä letkuston pitkäaikaista kosketusta potilaan ihoon. Muuten seurauksena saattaa olla palovamma.
- Säiliötä ei saa käyttää ilman veden tai kaasun virtausta. Muuten seurauksena saattaa olla matala kosteustaso.
- Vesilähteen täytyy olla ainakin 50 cm säiliötä korkeammalla. Muuten seurauksena saattaa olla matala kosteustaso.

#### HUOMAUTUKSET

- Käytä huuhteluun steriiliä vettä (USP tai vastaava). Muiden aineiden lisääminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia.
- Käyttäjä voi altistaa hengitystienestelle hävittämisen aikana. Hengitysletkustoja tulee käsitellä kontaminoituneina tarvikkeina. Tarvikkeet tulee hävittää paikallisten tai maakohtaisten ympäristönsuojelulakien ja -säädösten mukaisesti.

- Jos tämän laitteen käytön yhteydessä on sattunut vakava vaaratilanne, ilmoita siitä paikalliselle Fisher & Paykel Healthcaren edustajalle. Euroopan unionin sisällä tapahtuneista vakavista vaaratilanteista on lisäksi ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Français  fr

**Kit de circuit chauffé Optiflow™ Junior néonatal F&P 950™**

#### Indications d'utilisation

Le kit de ventilation est un accessoire de l'humidificateur respiratoire F&P 950. Il est destiné à l'administration de gaz respiratoires humidifiés chauffés aux nouveau-nés et patients pédiatriques, dans les limites de ses spécifications techniques déclarées.

#### Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication pour l'humidification respiratoire chauffée. Ne pas utiliser le traitement à haut débit nasal chez des patients ne respirant pas spontanément.

#### Effets secondaires

Il n'existe aucun effet secondaire connu à l'humidification des gaz respiratoires chauffés.

#### Caractéristiques techniques

Compatible avec l'humidificateur respiratoire F&P 950. Se reporter aux instructions d'utilisation de l'humidificateur, des accessoires et de l'interface patient pour connaître les avertissements, les mises en garde, les contre-indications, les effets secondaires et les informations système supplémentaires.

<b>Raccords d'interface<span> </span>:</b>	Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1
--	---

<b>Longueur du circuit respiratoire<span> </span>:</b>	Branche inspiratoire <span> </span> : 1,75 m
<b>Fuite de gaz (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS)<span> </span>:</b>	Mono-branche <span> </span> : <30 mL/min
<b>Résistance au débit (15 L/min, BTPS)<span> </span>:</b>	Branche inspiratoire <span> </span> : 1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O
(inclut une incertitude de mesure de 0,02 cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Conformité (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS)<span> </span>:</b>	Mono-branche <span> </span> : 0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O
(inclut une incertitude de mesure de 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)	

<b>Diamètre interne minimal du tuyau<span> </span>:</b>	11,2 mm
<b>Température maximale à la surface du tuyau<span> </span>:</b>	44 <span> </span> °C (<25 cm depuis le raccord patient)

<b>Pression d'ouverture nominale du limiteur de débit Optiflow<span> </span>:</b>	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Plage de débit de fonctionnement (traitement à haut débit nasal)<span> </span>:</b>	0,5–36 L/min (débit max selon l'interface)

<b>Volume d'eau maximal dans la chambre<span> </span>:</b>	160 mL
<b>Température ambiante<span> </span>:</b>	20–26 <span> </span> °C
<b>Température maximale de l'incubateur<span> </span>:</b>	37 <span> </span> °C

#### Définitions des symboles

	Suivre les instructions d'utilisation - sécurité.
	Consulter les instructions d'utilisation. fphcare.com/950IFU
	Usage unique.
	Niveau d'eau correct dans la chambre d'humidification.
	Niveau d'eau incorrect, ne pas utiliser la chambre d'humidification.
	Le composant peut être éliminé après l'installation.
	Pièce appliquée de type BF.
	Sortie inspiratoire du ventilateur (débit vers le patient).
	Ce produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
	Limites de température.

	Fabricant.
	Date de fabrication.
	Date d'expiration.

**Avertissements, mises en garde et remarques**

#### ! AVERTISSEMENTS

- Les patients doivent faire l'objet d'une surveillance appropriée (p. ex. saturation en oxygène) en permanence. L'absence de surveillance du patient (p. ex. en cas d'interruption du débit de gaz) peut occasionner des lésions graves au patient qui peuvent s'avérer fatales.
- Usage unique. Ne pas réutiliser ce produit. La réutilisation peut provoquer une infection des voies respiratoires.
- L'utilisation (ou la modification) d'associations circuit respiratoire/chambre non recommandées par Fisher & Paykel Healthcare peut entraîner une mauvaise humidification, un mauvais fonctionnement du ventilateur, ou des blessures graves.
- L'administration de gaz respiratoires par voie nasale génère une pression positive des voies aériennes (PAP) qui dépend du débit. Il convient d'en tenir compte dans les cas où une pression positive des voies aériennes risque d'avoir des effets indésirables sur un patient.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur. L'exposition à l'oxygène augmente le risque d'incendie pouvant causer de graves blessures ou la mort.

**Le non-respect des avertissements suivants peut entraver les performances du dispositif ou compromettre la sécurité (en risquant notamment d'entraîner des blessures graves) :**

- Ce produit est conçu pour l'administration d'air, d'oxygène et/ou de monoxyde d'azote. Il n'est pas conçu pour l'administration de mélanges de gaz anesthésiants inflammables ou de gaz Héliox.
- Ne pas écraser, étirer ni pincer les tuyaux.
- Ne pas nettoyer ou stériliser ce produit. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des produits de nettoyage ou des produits désinfectants pour les mains.
- Régler les alarmes appropriées pour le ventilateur ou la source de débit afin de surveiller l'administration du traitement.
- S'assurer que le gaz circule dans le tuyau avant de brancher un patient.
- Vérifier que tous les raccords sont correctement serrés avant utilisation.
- Contrôler la condensation dans le circuit pour prévenir toute obstruction ou accumulation de liquide. Vidanger si nécessaire.
- L'humidificateur doit toujours être de niveau et placé plus bas que le patient.
- Ne pas utiliser la chambre si elle est visiblement endommagée ou si elle est tombée.
- Ne pas utiliser la chambre si l'une des protections des capteurs s'est délogée ou si elle est manquante.
- Ne pas utiliser la chambre si le niveau d'eau dépasse le niveau de remplissage maximum.
- Ne pas remplir la chambre d'eau à une température supérieure à 37 °C.
- Ne pas utiliser si le couvercle du limiteur de débit a été retiré ou est manquant.
- Ne pas utiliser de limiteur de débit Optiflow™ (bouchon bleu) avec Bubble CPAP.
- [14] Ne pas utiliser au-delà de la période maximale d'utilisation de 14 jours.

#### ! MISES EN GARDE

- Ne pas toucher la surface chaude de la base de la chambre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.
- Ne pas couvrir le circuit avec une serviette, un oreiller ou un drap. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.
- Éviter tout contact prolongé des tuyaux avec la peau du patient. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.
- Ne pas utiliser la chambre sans eau ni débit de gaz. Le non-respect de cette consigne peut réduire le taux d'humidité.

- La poche d'eau doit se trouver à au moins 50 cm au-dessus de la chambre. Le non-respect de cette consigne peut réduire le taux d'humidité.

#### REMARQUES

- Utiliser de l'eau stérile USP pour irrigation (pharmacopée américaine) ou équivalent. L'ajout d'autres substances peut avoir des effets indésirables.
- L'utilisateur peut être exposé aux fluides respiratoires du patient pendant l'élimination. Les circuits respiratoires doivent être traités comme s'ils étaient contaminés. Éliminer conformément aux lois et réglementations environnementales locales, de l'état ou nationales.
- Si un incident grave se produit lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare ainsi que l'organisme compétent, et pour les pays membres de l'Union européenne, l'autorité compétente dans votre pays.











Italiano <sup>ⓘ</sup>

**Kit circuito riscaldato per Optiflow™ Junior neonatale F&P 950™**

**Istruzioni per l’uso**

Il kit respiratorio è un accessorio per l’umidificatore respiratorio F&P 950. È indicato per l’erogazione di gas respiratori umidificati riscaldati a pazienti neonatali e pediatrici, entro i limiti delle specifiche tecniche indicate.

**Controindicazioni**

Non esistono controindicazioni per gas respiratori umidificati riscaldati. La terapia ad alto flusso nasale (NHF, Nasal High Flow) non deve essere utilizzata nei pazienti con respirazione non spontanea.

**Effetti collaterali**

Non sono noti effetti collaterali per gas respiratori umidificati riscaldati.

**Specifiche tecniche**

Compatibile con l’umidificatore respiratorio F&P 950. Fare riferimento alle istruzioni per l’uso dell’umidificatore, dell’accessorio e dell’interfaccia paziente per ulteriori avvertenze, messaggi di attenzione, controindicazioni, effetti collaterali e informazioni relative al sistema.

**Connessioni interfaccia:** Connettori conici ISO 5356-1

**Lunghezza del circuito respiratorio:**

Tratto inspiratorio: 1,75 m

**Perdita di gas (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Circuito singolo: <30 mL/min

**Resistenza al flusso (15 L/min, BTPS):**

Tratto inspiratorio: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(include un margine d’incertezza di 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Compliance (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Circuito singolo: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O











(include un margine d’incertezza di 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)




**Diametro interno minimo del tubo:** 11,2 mm
**Temperatura massima della superficie del tubo:** 44 °C (<25 cm dalla porta del paziente)

**Pressione di scarico nominale della valvola di sovrappressione “manifold” Optiflow:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**Intervallo di flusso operativo (terapia ad alto flusso nasale):** 0,5–36 L/min (flusso max a seconda della cannula)

**Volume d’acqua massimo della camera di umidificazione:** 160 mL
**Temperatura ambiente:** 20–26 °C
**Temperatura massima incubatrice:** 37 °C

**Definizioni dei simboli**

	Seguire le istruzioni per l’uso – sicurezza.
	Consultare le istruzioni per l’uso. fphcare.com/950IFU
	Monouso.
	Livello d’acqua corretto nella camera di umidificazione.
	Livello d’acqua non corretto; non utilizzare la camera di umidificazione.
	Il componente può essere eliminato nella configurazione.
	Parte applicata di tipo BF.
	Porta di inspirazione del ventilatore (flusso al paziente).
	Questo prodotto non è realizzato con lattice di gomma naturale.
	Limiti di temperatura.

	Produttore.
	Data di produzione.
	Data di scadenza.

**Avvertenze, precauzioni e note**

**⚠ AVVERTENZE**

- È necessario effettuare un adeguato monitoraggio costante del paziente (ad es. saturazione di ossigeno). Il mancato monitoraggio del paziente (ad es. in caso di interruzione del flusso di gas) può causare gravi lesioni o il decesso.
- Monouso. Non riutilizzare questo prodotto. Il riutilizzo può causare l’infezione delle vie respiratorie.
- L’utilizzo (o la modifica) di combinazioni del circuito respiratorio/della camera di umidificazione non consigliate da Fisher & Paykel Healthcare può comportare una scarsa umidificazione, malfunzionamento del ventilatore o gravi lesioni.
- L'erogazione nasale di gas respiratori genera una pressione positiva delle vie respiratorie (Positive Airway Pressure, PAP) strettamente connessa al flusso. Questo va tenuto in considerazione qualora la PAP possa avere effetti sfavorevoli su un paziente.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti infiammabili. L'esposizione all'ossigeno aumenta il rischio di incendio, che potrebbe causare gravi lesioni o il decesso.

**Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può compromettere le prestazioni del dispositivo o la sicurezza (e causare potenzialmente gravi lesioni):**

- Questo prodotto è progettato per l'erogazione di aria, ossigeno e/o ossido nitrico. Non è adatto all'erogazione di mix di gas anestetici infiammabili o gas Heliox.
- Non schiacciare, tirare né allungare il tubo.
- Non pulire o sterilizzare questo prodotto. Evitare il contatto con sostanze chimiche, agenti pulenti o disinfettanti per le mani.
- Impostare allarmi adeguati al ventilatore o alla sorgente di flusso per monitorare la somministrazione della terapia.
- Verificare la presenza di flusso di gas attraverso il tubo prima di collegarlo ad un paziente.
- Controllare che tutti i collegamenti siano ben saldi prima dell’uso.
- Monitorare la condensa nel circuito per evitare occlusioni o l’accumulo di liquido. Drenare se necessario.
- L’umidificatore deve essere sempre posizionato in piano e più in basso rispetto al paziente.
- Non utilizzare la camera di umidificazione se è visibilmente danneggiata o se è caduta.
- Non utilizzare la camera di umidificazione se i copri sensore sono staccati o mancanti.
- Non utilizzare la camera di umidificazione se il livello dell’acqua supera la linea del livello d’acqua massimo.
- Non riempire la camera di umidificazione con acqua ad una temperatura superiore a 37 °C.
- Non utilizzare se il tappo della valvola di sovrappressione “manifold” è stato rimosso o è mancante.
- Non utilizzare la valvola di sovrappressione “manifold” Optiflow™ (tappo blu) con Bubble CPAP.
- 14 Non utilizzare oltre la durata di utilizzo massima di 14 giorni.

**⚠ PRECAUZIONI**

- Non toccare la superfcie calda della base della camera di umidificazione. La mancata osservanza può causare ustioni.
- Non coprire il circuito con materiali quali asciugamani, cuscini o lenzuola. La mancata osservanza può causare ustioni.
- Evitare il contatto prolungato del tubo con la pelle del paziente. La mancata osservanza può causare ustioni.
- Non utilizzare la camera di umidificazione senza acqua o flusso di gas. La mancata osservanza può causare bassi livelli di umidità.
- Il contenitore dell’acqua deve essere almeno 50 cm più in alto della camera di umidificazione. La mancata osservanza può causare bassi livelli di umidità.

**NOTE**

- Usare acqua sterile per irrigazione USP o equivalente. L’aggiunta di altre sostanze può avere effetti avversi.
- Durante lo smaltimento, l’utente può essere esposto a fluidi del tratto respiratorio. I circuiti respiratori devono essere trattati come contaminati. Smaltire secondo le leggi e le normative ambientali specifiche locali, statali o nazionali.
- Se si verifica un incidente grave durante l'utilizzo di questo dispositivo, informare il rappresentante Fisher & Paykel Healthcare locale e, nei Paesi membri dell’Unione europea, l’autorità competente del proprio Paese.

日本語 <sup>ⓘ</sup>

**F&P 950™ 乳幼児用 RT 回路 シングル熱線キット (Optiflow™ Junior 用)**

**使用目的**

F&P 950 加温加湿器用の呼吸回路セットです。これは、新生児および小児の患者に、加熱加湿呼吸ガスを指定された技術仕様の範囲内で送達することを目的としています。

**禁忌**

加温加湿器に関する禁忌はありません。HFNC療法は、自発呼吸がない患者には絶対に行わないでください。

**副作用**

加温加湿器の既知の副作用はありません。

**技術仕様**

F&P 950加温加湿器に適合します。その他の警告、注意、禁忌、副作用およびシステム情報については、加温加湿器、付属品、患者用インターフェースの取扱説明書/添付文書をご参照ください。

**インターフェイス 接続:** ISO 5356-1 円錐コネクター

**呼吸チューブの長さ:** 吸気: 1.75 m

**ガスリーク (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** シングルレリム回路: <30 mL/min

**流量抵抗 (15 L/min, BTPS):** 吸気: 1.03 ± 0.06 cmH<sub>2</sub>O (0.02 cmH<sub>2</sub>Oの測定の不確実性を含む)

**コンプライアンス(60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** シングルレリム回路: 0.77 ± 0.13 mL/cmH<sub>2</sub>O (0.08 mL/cmH<sub>2</sub>Oの測定の不確実性を含む)














**回路の最小内径:** 11.2 mm

**チューブ表面 最大温度:** 44 °C (患者側ポートから <25 cm)

**Optiflow 圧 マニフォールド標準開放圧:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**作動流量範囲 (HFNC療法):** 0.5–36 L/min (最大流量はカニューレにより異なります)

**加湿チャンパー最大水量:** 160 mL
**室温:** 20–26 °C
**保育器最高温度:** 37 °C

**記号の定義**

	取扱説明書に従ってください-安全性。
	取扱説明書/添付文書を参照。 fphcare.com/950IFU
	単回使用。
	適切水位。
	不適切水位。加湿チャンパー要交換。
	セットアップ時に構成部品の処分可。
	BFタイプ適合部品。
	人工呼吸器の吸気ポート（患者へのフロー）。
	本品には、天然ゴムラテックスは使用していません。
	温度限界。
	製造元。
	製造年月日。
	使用期限。

**警告、注意事項、および備考**

**⚠ 警告**

- 常に適切な患者モニタリング(例、酸素飽和度)を行う必要があります。患者をモニタリングしない(例えば、ガス・フローの中断の場合)と、重大な危害や死亡に繋がるおそれがあります。

- 単回使用。本品の再使用禁止。再使用は気道感染につながる恐れがあります。
- 弊社推奨の呼吸回路/加湿チャンパー以外を組み合わせて使用する(または変更する)と、加湿の低下、人工呼吸器の故障、重大な危害が生じる可能性があります。
- 鼻を通して呼吸ガスを供給することで気流依存の気道閉圧 (PAP) が生まれます。PAP が患者に悪影響を及ぼす可能性がある場合には、この点に注意してください。
- 本品は発火源の近くで使用しないでください。酸素への曝露によって火災のリスクが高まり、重篤な障害または死亡につながる恐れがあります。

**以下の警告に従わない場合、装置の性能または安全性を損なうことがあります(重大な危害を生じる可能性も含みます):**

- 本品は、空気、酸素、および／または酸化窒素の供給を目的としています。可燃性麻酔ガス混合物またはヘリオックスガスの供給には適していません。
- 回路を捻じったり、引き伸ばしたり押しつぶしたりしないでください。
- 本品の洗浄、滅菌は行わないでください。化学物質、洗剤、手指用消毒剤との接触を避けて下さい。
- 人工呼吸器またはガス供給源のアラームを適切に設定して、治療の実施をモニタリングしてください。
- 回路にガスフローがあることを確認してから患者に接続してください。
- 使用前にすべての接続部分に漏れがないか点検してください。
- 閉塞や液体の貯留を防ぐため、回路の結露をモニタリングしてください。必要に応じて排水してください。
- 加温加湿器は常に患者よりも低い位置に置いてください。
- 目に見える破損や水漏れがある加湿チャンパーは使用しないでください。
- センサカバーが外れている、または加湿チャンパーにない場合には加湿チャンパーを使用しないでください。
- 水位が最高水位線を超えた場合は、その加湿チャンパーは使用しないでください。
- 加湿チャンパーには、37 °Cを超える水を入れしないでください。
- 圧マニフォールドキャップが取り外されている場合や欠けている場合は、使用しないでください。
- Bubble CPAPでは、Optiflow™圧マニフォールド(青色キャップ)を使用しないでください。
- 14 最長使用期間の14日を超えて使用しないでください。

**⚠ 注意事項**

- 加湿チャンパー底部の高温部分に触れないでください。使用方法に従わない場合、火傷することがあります。
- タオル、枕、ベッドリネンなどで呼吸回路を覆わないでください。使用方法に従わない場合、火傷することがあります。
- 呼吸回路が患者の皮膚と長時間接触することは避けてください。使用方法に従わない場合、火傷することがあります。
- 水またはガスフローがない状態でチャンパーを作動させないでください。使用方法に従わない場合、湿度の低下につながるがあります。
- 滅菌蒸留水バッグがチャンパーよりも 50 cm 以上高い位置にあることを確認してください。使用方法に従わない場合、湿度の低下につながるがあります。

**備考**

- 洗浄には、USP (アメリカ薬局法) で規定の滅菌蒸留水または同等品を使用してください。他の物質を加えると悪影響を及ぼすことがあります。
- 廃棄の過程で、ユーザーは呼吸器分泌物に暴露される可能性があります。呼吸回路は汚染されたものとして扱わなければなりません。地域、州、または国固有の環境法令に従って廃棄してください。
- 本製品を使用中に重大な事故が生じた場合は、弊社担当営業までご連絡ください。













**Zestaw podgrzewanego układu systemu Optiflow™ Junior dla noworodków F&P 950™**

**Wskazania do stosowania**

Zestaw oddechowy stanowi akcesorium do nawilzacza oddechowego F&P 950. Jest przeznaczony do dostarczania ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych noworodkom i pacjentom pediatrycznym wymagającym wsparcia oddechowego w zakresie parametrów wskazanych w danych technicznych.

**Przeciwwskazania**

Brak przeciwwskazań do stosowania ogrzewanego nawilżania dróg oddechowych. Terapia z nosową wentylacją wysokoprzeplywową nie może być prowadzona u pacjentów nie oddychających spontanicznie.

**Działania niepożądane**

Nie są znane żadne działania niepożądane związane z ogrzawaniem nawilżaniem dróg oddechowych.

**Dane techniczne**

Kompatybilny z nawilżaczem oddechowym F&P 950. Dodatkowe ostrzeżenia, przestrogi, przeciwwskazania, działania niepożądane i informacje o systemie podano w instrukcji obsługi nawilzacza, wyposażenia dodatkowego i interfejsu pacjenta.

**Połączenia interfejsu:** Złącza stożkowe ISO 5356-1

**Długość rurki do oddychania:**

Wdechowej: 1,75 m

**Wyciek gazu (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Pojedyncze ramie: <30 mL/min

**Opór przepływu (15 L/min w warunkach, BTPS):**

Wdechowy: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(uwzględnia błąd pomiaru o wartości 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Podatność (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Pojedyncze ramie: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O

(uwzględnia błąd pomiaru o wartości 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)

**Minimalna średnica wewnętrzna rury:** 11,2 mm
**Maksymalna temperatura powierzchni rury:** 44 °C (<25 cm od portu pacjenta)

**Nominalne ciśnienie nadmiarowej zastawki ciśnieniowej:** 40 cmH<sub>2</sub>O

**Zakres roboczej prędkości przepływu (donosowa terapia wysokoprzeplywowa):**


0,5–36 L/min (maksymalny przepływ jest zależny od kaniuli)


**Maksymalna objętość wody w komorze:** 160 mL


**Temperatura pokojowa:** 20–26 °C



**Maksymalna temperatura inkubatora:** 37 °C



**Definicje symboli**


 Przechować instrukcji użytkowania – bezpieczeństwo.


 Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. fphcare.com/950IFU


 Produkt jednorazowego użytku.


  Prawidłowy poziom wody w komorze nawilzacza.


  Nieprawidłowy poziom wody, nie korzystać z komory nawilzacza.

 Komponent można zutylizować podczas montażu.


 Część aplikacyjna typu BF.


 Port wdechowy respiratora (przepływ do pacjenta).

 Ten produkt wyprodukowano bez użycia naturalnej gumy lateksowej.

 Granice temperatury.

 Producent.

 Data produkcji.


 Data ważności.

**Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi**

** OSTRZEŻENIA**

- Pacjenta należy nieustannie monitorować (np. pod kątem saturacji tlenem). Niezachowanie wymogu monitorowania pacjenta (np. w razie przerwania przepływu gazu) może doprowadzić do poważnych obrażeń lub zgonu.
- Produkt jednorazowego użytku. Produktu nie używać ponownie. Ponowne użycie może doprowadzić do infekcji dróg oddechowych.
- Stosowanie kombinacji (lub modyfikacje) układów oddechowych/komor, których nie zaleca firma Fisher & Paykel Healthcare, może spowodować słabą wydajność nawilżania, nieprawidłowe działanie respiratora lub poważne obrażenia.
- Dostarczanie gazów oddechowych przez kaniulę donosową powoduje wystąpienie dodatkowego ciśnienia w drogach oddechowych (PAP) zależnego od przepływu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadkach, w których PAP może powodować wystąpienie działań niepożądanych u pacjenta.
- Nie używać produktu w pobliżu jakiegokolwiek źródła zapłonu. Ekspozycja na tlen zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru, który może prowadzić do poważnego urazu lub zgonu.

**Nieprzestrzeganie tych zaleceń może pogorszyć działanie urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia ciała):**

- Niniejszy produkt jest przeznaczony do podawania powietrza, tlenu i/lub tlenuku azotu. Urządzenie nie jest przystosowane do podawania palnej mieszanki gazów anestetycznych lub gazu Heliox.
- Nie wolno rozciągać, zgniatać ani ścisnąć rury.
- Nie czyścić ani nie sterylizować produktu. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, środkami czyszczącymi lub środkami do dezynfekcji rąk.
- Ustawić odpowiednie alarmy respiratora lub źródła przepływu, aby monitorować skuteczność leczenia.
- Upewnić się, że występuje przepływ gazu przez rury przed podłączeniem do pacjenta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- Należy monitorować ilość kondensatu w układzie, aby nie dopuścić do okluzji lub nadmiernego gromadzenia się płynu. W razie potrzeby należy wylewać płyn.
- Nawilżacz należy zawsze umieszczać w pozycji poziomej i poniżej pacjenta.
- Nie używać komory, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub została upuszczona.
- Nie używać komory, jeśli osłony czujników uległy rozłączeniu lub jeśli ich brakuje.
- Nie używać komory, jeżeli poziom wody wzrośnie powyżej linii maksymalnego poziomu wody.
- Nie napełniać komory wodą o temperaturze powyżej 37 °C.
- Nie używać w przypadku, gdy brakuje zatyczki nadmiarowej zastawki ciśnieniowej lub gdy została ona zdjęta.
- Nie używać nadmiarowej zastawki ciśnieniowej Optiflow™ (niebieska zatyczka) przy bąbelkowej terapii CPAP.
-  Nie używać dłużej niż przez 14 dni.

** PRZESTROGI**

- Nie dotykać gorącej powierzchni podstawy komory. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.
- Układu nie wolno zakrywać materiałami takimi jak ręczniki, poduszki lub prześcieradła. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.
- Unikać przedłużonego kontaktu rur ze skórą pacjenta. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.

- Nie stosować komory bez wody lub bez przepływu gazu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować niskie poziomy wilgotności.

- Źródło wody musi znajdować się co najmniej 50 cm powyżej komory. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować niskie poziomy wilgotności.

**UWAGI**

- Do przepłukiwania należy stosować sterylną wodę USP lub jej odpowiednik. Dodawanie innych substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych.
- Użytkownik może być narażony na działanie płynów z układu oddechowego podczas utylizacji. Układy oddechowe muszą być traktowane jako zanieczyszczone. Utylizować zgodnie z lokalnymi lub krajowymi ustawami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska.
- W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia podczas używania tego urządzenia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Fisher & Paykel Healthcare i – w przypadku krajów należących do Unii Europejskiej – właściwym organem.

**Kit de circuito aquecido Optiflow™ Junior neonatal F&P 950™**

**Indicações de utilização**

O conjunto de respiração é um acessório do Humidificador respiratório F&P 950. Destinase a ser utilizado na administração de gases respiratórios humidificados aquecidos a doentes neonatais e pediátricos, dentro dos limites das especificações técnicas indicadas.

**Contraindicações**

Não existem contraindicações para humidificação respiratória aquecida. A terapia de fluxo nasal elevado não pode ser utilizada em doentes com respiração não espontânea.

**Efeitos secundários**

Não existem efeitos secundários da humidificação respiratória aquecida.

**Especificações técnicas**

Compatível com o Humidificador respiratório F&P 950. Consulte as instruções de utilização do humidificador e dos acessórios para obter avisos, precauções, contraindicações, efeitos secundários e informações adicionais do sistema.

**Ligações de interface:** Conectores cónicos ISO 5356-1

**Comprimento do circuito respiratório:**

Inspiratório: 1,75 m

**Fuga de gás (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Ramo único: <30 mL/min

**Resistência ao fluxo (15 L/min, BTPS):**

Inspiratório: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(inclui uma incerteza de medição de 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Adesão (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Ramo único: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O


(inclui uma incerteza de medição de 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)


**Diâmetro interno mínimo do circuito:** 11,2 mm
**Temperatura máxima da superfície do circuito:** 44 °C (<25 cm desde a porta do doente)

**Pressão nominal de libertação da tubulação de pressão Optiflow:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**Intervalo do fluxo de funcionamento (terapia de fluxo nasal elevado):** 0,5–36 L/min (fluxo máximo dependente da cânula)



**Volume de água máximo da câmara:** 160 mL
**Temperatura ambiente:** 20–26 °C
**Temperatura máxima da incubadora:** 37 °C



**Definições dos símbolos**


 Cumprir Instruções de Utilização – segurança.


 Consultar as instruções de utilização. fphcare.com/950IFU


 Utilização única.


  Nível de água correto na câmara de água.


  Nível de água incorreto; não utilizar a câmara de água.


 O componente pode ser eliminado na configuração.


 Peça aplicada do Tipo BF.


 Porta inspiratória do ventilador (fluxo para o doente).

 Este produto não foi fabricado com látex de borracha natural.

 Limitações de temperatura.

 Fabricante.

 Data de fabrico.


 Data de validade.

**Avisos, precauções e notas**

** AVISOS**

- O doente deve ser sempre adequadamente monitorizado (por exemplo, a saturação de oxigénio). A não monitorização do doente (por exemplo, em caso de interrupção do fluxo de gás) pode resultar em lesões graves ou morte.
- Utilização única. Não reutilize este produto. A reutilização poderá resultar na infeção da via respiratória.
- A utilização (ou modificação) de combinações de circuito respiratório/ câmara não recomendadas pela Fisher & Paykel Healthcare pode resultar numa humidificação inadequada, avaria do ventilador ou lesões graves.
- A administração nasal de gases respiratórios gera uma pressão positiva das vias respiratórias (PAP) dependente do débito. Este fator deve ser levado em consideração, já que a PAP pode causar efeitos adversos num doente.
- Não utilize o produto perto de qualquer fonte de ignição. A exposição ao oxigénio aumenta o risco de incêndio que pode causar lesões graves ou morte.

**O não cumprimento dos seguintes avisos pode comprometer o desempenho do dispositivo ou a segurança (sendo que também pode causar lesões graves):**

- Este produto destina-se a ser utilizado para o fornecimento de ar, oxigénio e/ou óxido nítrico. Não se destina a ser utilizado para o fornecimento de misturas de gases anestésicos inflamáveis ou gás HélioX.
- Não esmague, estique ou esprema a tubagem.
- Não limpe ou esterilize este produto. Evite o contacto com químicos, agentes de limpeza ou desinfetantes de mãos.
- Configure alarmes apropriados no ventilador e na fonte de fluxo para monitorizar a administração de terapia.
- Certifique-se de que existe passagem de gás pela tubagem antes de ligar a um doente.
- Verifique se todos os conectores estão bem apertados antes de utilizar.
- Monitorize a condensação no circuito para prevenir a oclusão ou acumulação de fluido. Escoe conforme necessário.
- O humidificador deve estar sempre nivelado e colocado numa posição inferior ao doente.
- Não utilize a câmara se esta apresentar danos visíveis ou se a tiver deixado cair.
- Não utilize a câmara se alguma das tampas do sensor estiver deslocada ou em falta na câmara.
- Não utilize a câmara caso o nível de água ultrapasse a linha de nível máximo de água.
- Não encha a câmara com água a uma temperatura superior a 37 °C.
- Não utilize se a tampa da tubulação de libertação de pressão tiver sido removida ou estiver em falta.
- Não utilize a tubulação de libertação de pressão Optiflow™ (tampa azul) com CPAP de bolhas.
-  Não utilize para além da duração de utilização máxima de 14 dias.

** PRECAUÇÕES**

- Não toque na superfície quente da base da câmara. O não cumprimento desta precaução pode resultar numa queimadura da pele.
- Não cubra o circuito com toalhas, almofadas ou roupa de cama. O não cumprimento desta precaução pode resultar em queimadura da pele.
- Evite o contacto prolongado da tubagem com a pele do doente. O não cumprimento desta precaução pode resultar numa queimadura da pele.
- Não utilize a câmara sem um fluxo de água ou gás. O não cumprimento desta precaução pode resultar em níveis de humidade baixos.
- A fonte de água deve ser posicionada pelo menos 50 cm acima da câmara. O não cumprimento desta precaução pode resultar em níveis de humidade baixos.

**NOTAS**

- Utilize água estéril USP ou equivalente para a irrigação. A adição de outras substâncias pode ter efeitos adversos.
- O utilizador pode ser exposto a fluidos do trato respiratório durante a eliminação. Os circuitos respiratórios têm de ser tratados como contaminados. Elimine de acordo com as leis e regulamentos ambientais específicos locais, do país ou estado.
- Se ocorreu um incidente grave durante a utilização deste dispositivo, contacte o seu representante local da Fisher & Paykel Healthcare e, para países membros da União Europeia, a Autoridade competente no seu país.

Português <sup>(ptbr)</sup>

**Kit de circuito neonatal aquecido Optiflow™ Junior F&P 950™**

**Indicações de uso**

O conjunto de circuito respiratório é um acessório do Umidificador Respiratório F&P 950. Ele se destina a fornecer gases respiratórios umidificados aquecidos a pacientes neonatais e pediátricos, dentro dos limites de suas especificações técnicas declaradas.

**Contraindicações**

Não há contraindicações para a umidificação aquecida.

A terapia de alto fluxo nasal não deve ser usada pacientes sem respiração espontânea.

**Efeitos colaterais**














Não há efeitos colaterais conhecidos da umidificação aquecida.

**Especificações técnicas**

Compatível com o Umidificador Respiratório F&P 950. Consulte as instruções de uso do umidificador, do acessório e da interface para paciente para obter avisos, precauções, contraindicações, efeitos colaterais e informações adicionais do sistema.

<b>Conexões do circuito:</b>	Conectores cônicos ISO 5356-1
<b>Comprimento do circuito respiratório:</b>	Inspiratório: 1,75 m
<b>Vazamento de gás (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	Ramo único: <30 mL/min
<b>Resistência ao fluxo (15 L/min, BTPS):</b>	Inspiratório: 1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O (inclui a incerteza de medição de 0,02 cmH <sub>2</sub> O)
<b>Conformidade (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	Ramo único: 0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O (inclui incerteza de medição de 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)
<b>Diâmetro interno mínimo do circuito:</b>	11,2 mm
<b>Temperatura máxima da superfície do circuito:</b>	44 °C (<25 cm da entrada do paciente)
<b>Pressão de alívio nominal da válvula de alívio de pressão Optiflow:</b>	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Faixa de fluxo de operação (Terapia de Alto Fluxo Nasal):</b>	0,5–36 L/min (Fluxo máximo dependente da cânula)
<b>Volume máximo de água da câmara:</b>	160 mL
<b>Temperatura ambiente:</b>	20–26 °C
<b>Temperatura máxima da incubadora:</b>	37 °C

**Definições dos símbolos**


	Siga as instruções de uso - segurança.
	Consulte as instruções de uso. fphcare.com/950IFU
	Uso único.
	Nível de água correto na câmara de água.
	Nível de água incorreto; não use a câmara de água.
	O componente pode ser descartado na montagem.
	Parte aplicada tipo BF.
	Entrada inspiratória do ventilador (fluxo para o paciente).
	Este produto não é produzido com borracha natural de látex.
	Limites de temperatura.
	Fabricante.
	Data de fabricação.
	Data de expiração.

**Advertências, precauções e observações**

**⚠ ADVERTÊNCIAS**

- O monitoramento adequado do paciente (por exemplo, saturação de oxigênio) deve ser realizado continuamente. O não monitoramento do paciente (por exemplo, no caso de haver uma interrupção do fluxo de gás) pode resultar em lesões graves ou morte.
- Uso único. Não reutilize este produto. A reutilização pode resultar em infecção das vias aéreas.
- A utilização (ou modificação) de combinações de circuito respiratório/ câmara não recomendadas pela Fisher & Paykel Healthcare pode resultar em umidificação inapropriada, falha do ventilador ou causar danos sérios.
- A administração nasal de gases respiratórios gera pressão positiva nas vias aéreas (positive airway pressure, PAP) dependente do fluxo. Isso deve ser levado em consideração nos casos em que a pressão positiva nas vias áreas pode gerar efeitos adversos ao paciente.
- Não utilize o produto perto de nenhuma fonte de ignição. A exposição ao oxigênio aumenta o risco de incêndio que pode resultar em ferimentos graves ou morte.

**O não cumprimento das advertências a seguir pode prejudicar o desempenho do equipamento ou comprometer sua segurança (incluindo possível risco de causar danos graves):**

- Este produto foi projetado para a administração de ar, de oxigênio e/ou de óxido nítrico. Não é adequado para a administração de misturas de gases anestésicos inflamáveis ou de gás Heliox.
- Não comprima, estique nem puxe o circuito.
- Não lave nem esterilize este produto. Evite o contato com produtos químicos, agentes de limpeza ou desinfetantes para as mãos.
- Defina os alarmes adequados do ventilador ou da fonte do fluxo para monitorar a administração do tratamento.
- Certifique-se de que haja fluxo de gás pela cânula, antes de conectá-la a um paciente.
- Antes de utilizar, verifique se todas as conexões estão firmes.
- Monitore a condensação do circuito para evitar a oclusão ou o acúmulo de fluidos. Drene conforme necessário.
- O umidificador deve estar sempre nivelado e posicionado mais baixo que o paciente.
- Não use a câmara, se ela estiver visivelmente danificada ou se tiver sido derrubada.
- Não utilize a câmara, se estiver faltando alguma cobertura para sensor, ou se alguma delas estiver desalojada.
- Não utilize a câmara, caso o nível de água ultrapasse a linha de nível máximo de água.
- Não encha a câmara com água com temperatura superior a 37 °C.
- Não use se a tampa da válvula de alívio de pressão tiver sido removida ou estiver faltando.
- Não utilize a válvula de alívio de pressão Optiflow™ (tampa azul) com o Bubble CPAP.
-  Não use além do período máximo de utilização de 14 dias.

**⚠ PRECAUÇÕES**

- Não toque na superfície quente da base da câmara. O não cumprimento pode ocasionar queimaduras na pele.
- Não cubra o circuito com materiais como toalhas, travesseiros nem lençóis. O não cumprimento pode ocasionar queimaduras na pele.
- Evite deixar a cânula em contato prolongado com a pele do paciente. O não cumprimento pode ocasionar queimaduras na pele.
- Não opere a câmara sem fluxo de gás ou água. O não cumprimento pode resultar em baixos níveis de umidade.
- A fonte de água deve estar, no mínimo, 50 cm acima da câmara. O não cumprimento pode resultar em baixos níveis de umidade.

**OBSERVAÇÕES**

- Use Água Estéril USP para inalação ou equivalente. A incorporação de outras substâncias pode provocar efeitos adversos.

- O usuário pode ser exposto a fluidos do trato respiratório durante o descarte. Os circuitos respiratórios devem ser tratados como contaminados. Descarte de acordo com as leis e regulamentações ambientais específicas do local, estado ou país.
- Se um incidente sério tiver ocorrido durante o uso deste equipamento, informe o representante local da Fisher & Paykel Healthcare e, para os países da União Europeia, a autoridade competente do país.

Română <sup>(ro)</sup>

**Set de circuit încălzit pentru nou-născuți Optiflow™ Junior F&P 950™**

**Indicații de utilizare**

Setul respirator este un accesoriu la umidificatorul respirator F&P 950. Acesta este destinat administrării de gaze respiratorii umidificate și încălzite pentru pacienții nou-născuți și pediatrici, în limitele specificațiilor sale tehnice declarate.

**Contraindicații**

Nu există contraindicații pentru umidificarea respiratorie încălzită.

Terapia cu debit nazal ridicat nu trebuie utilizată pentru pacienții fără respirație spontană.

**Reacții adverse**




Nu există reacții adverse cunoscute ale umidificării respiratorii încălzite.

**Specificații tehnice**

Compatibil cu umidificatorul respirator F&P 950. Accesați instrucțiunile de utilizare ale umidificatorului, ale accesoriilor și ale interfeței pacientului pentru avertizări, atenționări, contraindicații, reacții adverse și informații despre sistem suplimentare.

<b>Conexiuni pentru interfață:</b>	Racorduri conice ISO 5356-1
<b>Lungime tub respirator:</b>	Inspirator: 1,75 m
<b>Scurgere de gaz (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	Cu un tub respirator: <30 mL/min
<b>Rezistență la debit (15 L/min, BTPS):</b>	Inspirator: 1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O (include incertitudinea de măsurare de 0,02 cmH <sub>2</sub> O)
<b>Conformitate (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	Cu un tub respirator: 0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O (include incertitudinea de măsurare de 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)
<b>Diametrul intern minim al tubului:</b>	11,2 mm
<b>Temperatura maximă a suprafeței tubului:</b>	44 °C (<25 cm de la portul pacientului)
<b>Presiunea nominală de evacuare a regulatorului de presiune Optiflow:</b>	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Intervalul debitului de funcționare (terapia cu debit nazal ridicat):</b>	0,5–36 L/min (Debit maxim dependent de canulă)
<b>Volum maxim de apă al camerei:</b>	160 mL
<b>Temperatura camerei:</b>	20–26 °C
<b>Temperatura maximă din incubator:</b>	37 °C

**Definițiile simbolurilor**


	Respectați instrucțiunile de utilizare – siguranță.
	Consultați instrucțiunile de utilizare. fphcare.com/950IFU
	De unică folosință.
	Nivel corect al apei în camera de apă.
	Nivel incorect al apei; nu folosiți camera de apă.
	Componenta poate fi eliminată în configurare.
	Piesă aplicată de tip BF.
	Port inspirator al aparatului de ventilație (debit către pacient).
	Acest produs nu este fabricat cu latex din cauciuc natural.
	Limite de temperatură.
	Producător.
	Data fabricației.
	Data expirării.

**Avertismente, precauții și note**

**⚠ AVERTISMENTE**

- Trebuie utilizată permanent o monitorizare corespunzătoare a pacientului (de exemplu, a saturației de oxigen). Lipsa monitorizării pacientului (de exemplu, în cazul unei întreruperi a debitului de gaz) poate duce la vătămări grave sau la deces.
- De unică folosință. Nu reutilizați acest produs. Reutilizarea poate duce la infecții ale căilor respiratorii.
- Utilizarea (sau modificarea) combinațiilor de circuit respirator/cameră nerecomandate de Fisher & Paykel Healthcare poate avea ca rezultat umidificarea slabă, defectarea aparatului de ventilație sau vătămarea gravă.
- Administrarea nazală a gazelor respiratorii generează în căile respiratorii o presiune pozitivă dependentă de debit (PAP). Acest lucru trebuie luat în calcul în cazul în care PAP ar putea avea efecte negative asupra pacientului.
- Nu utilizați produsul în apropierea unei surse de aprindere. Expunerea la oxigen crește riscul de incendiu, care poate duce la vătămare sau deces.

**Dacă nu se respectă următoarele avertismente, performanța dispozitivului poate fi afectată sau se poate compromite siguranța (inclusiv se pot produce leziuni grave):**

- Acest produs este conceput pentru a furniza aer, oxigen și/sau monoxid de azot. Nu este adecvat pentru furnizarea amestecurilor de gaze anestezice inflamabile sau a gazelor Hellox.
- Nu striviți, nu întindeți și nu stoarceți tubulatura.
- Nu curățați și nu sterilizați acest produs. Evitați contactul cu substanțe chimice, agenți de curățare sau dezinfectanți pentru mâini.
- Setați alarme corespunzătoare pentru aparatul de ventilație sau sursa de debit pentru a monitoriza administrarea terapiei.
- Asigurați-vă că există debit de gaz care trece prin tubulatură înainte de conectarea la pacient.
- Verificați ca toate racordurile să fie bine fixate înainte de utilizare.
- Monitorizați condensul pe circuit, pentru a preveni ocluzia sau acumularea de lichide. Scurgeți după cum este necesar.
- Umidificatorul trebuie să fie întotdeauna amplasat drept față de orizontală și poziționat mai jos decât pacientul.
- Nu utilizați camera dacă a fost vizibil deteriorată sau a căzut.
- Nu utilizați camera dacă vreunul dintre capacele senzorilor s-a desprins sau lipsește de pe cameră.
- Nu utilizați camera dacă nivelul apei se ridică peste cel marcat ca fiind maximum admis.
- Nu umpleți camera cu apă la mai mult de 37 °C.
- Nu utilizați dacă a fost scos sau lipsește capacul regulatorului de presiune.
- Nu folosiți regulatorul de presiune Optiflow™ (capac albastru) cu CPAP cu bule.
-  Nu depășiți durata maximă de utilizare de 14 zile.

**⚠ PRECAUȚII**

- Nu atingeți suprafața fierbinte de la bazei camerei. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la producerea unor arsuri cutanate.
- Nu acoperiți circuitul cu obiecte precum prosoape, perne sau lenjerie de pat. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la producerea unor arsuri cutanate.
- Evitați lăsarea tubulaturii în contact prelungit cu pielea pacientului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la producerea unor arsuri cutanate.
- Nu acționați camera fără debit de apă sau gaz. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la scăderea nivelului de umiditate.
- Sursa de apă trebuie să se afle cu cel puțin 50 cm mai sus decât camera. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la scăderea nivelului de umiditate.

**NOTE**

- Pentru irigare, utilizați apă sterilă USP sau echivalentul acesteia. Adăugarea altor substanțe poate avea efecte adverse.
- În timpul eliminării, utilizatorul poate să fie expus la fluidele din aparatul respirator. Circuitele de ventilație trebuie tratate ca fiind contaminate. Eliminați în conformitate cu legile și reglementările de mediu locale, de stat sau specifice țării.

- Dacă s-a produs un incident grav în timpul utilizării acestui dispozitiv, vă rugăm să informați reprezentantul local Fisher & Paykel Healthcare și, pentru țările membre ale Uniunii Europene, autoritatea competentă din țara dvs.

**Неонатальный дыхательный контур с подогревом Optiflow™ Junior F&P 950™**

**Показания к применению**

Комплект дыхательного контура представляет собой дополнительную принадлежность к дыхательному увлажнителю F&P 950. Он предназначен для доставки нагретой и увлажненной дыхательной смеси новорожденным и детям в соответствии с указанными техническими характеристиками.

**Противопоказания**

Противопоказания для обогрева и увлажнения респираторных газов отсутствуют.

Терапию высокоскоростным назальным потоком нельзя применять для пациентов, которые не могут самостоятельно дышать.

**Побочные явления**

Обогрев и увлажнение респираторных газов не имеет известных побочных явлений.

**Технические характеристики**

Совместим с дыхательным увлажнителем F&P 950. Дополнительные предупреждения, меры предосторожности, противопоказания, побочные явления и сведения о системе смотрите в инструкции пользователя увлажнителей, принадлежностей и интерфейсов пациента.

<b>Подключение интерфейса:</b>	Конические соединители, соответствующие стандарту ISO 5356-1
--------------------------------	--








<b>Длина дыхательной трубки:</b>	
Инспираторная линия:	1,75 м
<b>Утечка газа (60 см H<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Дыхательный контур с одной линией:	<30 мл/мин
<b>Сопротивление потоку (15 л/мин, BTPS):</b>	
Инспираторная линия:	1,03 ± 0,06 см H <sub>2</sub> O
(включая погрешность измерения 0,02 см H <sub>2</sub> O)	

<b>Растяжимость (60 см H<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Дыхательный контур с одной линией:	0,77 ± 0,13 мл/см H <sub>2</sub> O
(включая погрешность измерения 0,08 мл/см H <sub>2</sub> O)	

<b>Минимальный внутренний диаметр трубки:</b>	11,2 мм
<b>Максимальная температура поверхности трубки:</b>	44 °C (<25 см от порта пациента)

<b>Номинальное разгрузочное давление клапана сброса давления Optiflow:</b>	40 см H <sub>2</sub> O
<b>Рабочий диапазон скорости потока (терапия высокоскоростным назальным потоком):</b>	0,5–36 л/мин (макс. скорость потока зависит от размера канюли)

<b>Максимальный объем воды в камере:</b>	160 мл
<b>Температура в помещении:</b>	20–26 °C
<b>Максимальная температура в инкубаторе:</b>	37 °C

<b>Значения символов</b>	
	Следуйте инструкциям пользователя — безопасность
	Ознакомьтесь с инструкцией пользователя: fphcare.com/950IFU
	Для однократного использования
	Верный уровень воды в камере для воды
	Неверный уровень воды; не используйте камеру для воды
	Компонент можно утилизировать при подготовке
	Рабочая часть типа BF

	Инспираторный порт аппарата ИВЛ (поток к пациенту)
	Это изделие изготовлено без использования натурального латекса
	Температурные ограничения
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Годен до

**Предупреждения, меры предосторожности и примечания**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Соответствующее наблюдение за пациентом (например, с оценкой уровня сатурации кислорода) должно осуществляться постоянно. Отсутствие мониторинга состояния пациента (например, в случае прерывания подачи газа) может нанести ему серьезный вред или стать причиной летального исхода.
- Для однократного использования. Запрещается повторное использование изделия. Повторное использование может привести к инфекции дыхательных путей.
- Применение (или модификация) комбинаций дыхательных контуров / камер, не рекомендованных компанией Fisher & Paykel Healthcare, может привести к ухудшению увлажнения или неправильной работе аппарата ИВЛ либо причинить серьезный вред.
- Доставка дыхательной смеси через нос создает зависимое от потока положительное давление в дыхательных путях (РАР). Это следует учитывать в тех случаях, когда РАР может оказывать нежелательное воздействие на пациента.
- Не используйте изделие вблизи источника возгорания. Воздействие кислорода увеличивает риск возникновения пожара, который может привести к серьезной травме или смерти пациента.

**Несоблюдение нижеприведенных предупреждений может стать причиной ухудшения характеристик аппарата или поставить под угрозу безопасность (в частности, привести к нанесению серьезного вреда):**

- Данное изделие предназначено для подачи воздуха, кислорода и (или) оксида азота. Оно не подходит для подачи горючих смесей анестезирующих газов или гелиево-кислородных газов.
- Не сжимайте, не растягивайте и не сминяйте трубку.
- Запрещается чистить или стерилизовать изделие. Избегайте контакта с химическими и очищающими веществами или антисептиками для рук.
- Установите соответствующие сигналы тревоги аппарата ИВЛ или источника потока, чтобы отслеживать проведение терапии.
- Перед подсоединением трубки к пациенту убедитесь, что обеспечивается подача газа.
- Перед использованием убедитесь в герметичности всех соединений.
- Следите за образованием конденсата в дыхательном контуре для предотвращения закупорки или скопления жидкости. Удаляйте конденсат по мере накопления.
- Всегда располагайте увлажнитель в горизонтальном положении ниже пациента.
- Не используйте камеру, если она падала или имеет видимые повреждения.
- Не используйте камеру, если колпачки датчика смещены или отсутствуют.
- Не используйте камеру, если уровень воды превышает максимально допустимый.
- Не заполняйте камеру водой, температура которой выше 37 °C.
- Не используйте, если колпачок клапана сброса давления был снят или отсутствует.
- Не используйте клапан сброса давления Optiflow™ (с синим колпачком) с пузырьковым SPR.
- Запрещается использовать после истечения максимального 14-дневного периода использования.

**⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не прикасайтесь к горячей поверхности основания камеры. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.
- Запрещается накрывать дыхательный контур какими-либо материалами, например полотенцами, подушками или постельным бельем. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.
- Не допускайте длительного контакта трубки с кожей пациента. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.
- Не используйте камеру без воды или подачи газа. Несоблюдение этого правила может привести к снижению уровня влажности.
- Источник воды следует располагать не менее чем на 50 см выше камеры. Несоблюдение этого правила может привести к снижению уровня влажности.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Для орошения используйте стерильную воду, соответствующую критериям Фармакопеи США, или ее эквивалент. Добавление других веществ может привести к нежелательным эффектам.
- При утилизации пользователь может подвергаться воздействию жидких выделений дыхательных путей. Дыхательные контуры следует рассматривать как загрязненные. Утилизируйте в соответствии с местными, региональными или национальными законами и нормативными актами об охране окружающей среды.
- Если при использовании данного аппарата произошел серьезный инцидент, обратитесь к местному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare и, для стран-членов Европейского союза, в уполномоченный орган вашей страны.

**F&P 950™ Optiflow™ Junior komplet za kružni sistem sa zagrevanjem za novorođenčad**

**Indikacije za upotrebu**

Komplet za disanje je dodatak za F&P 950 respiratorni ovlaživač. Namenjen je za isporuku zagreјanih vlažnih respiratornih gasova novorođenčadima i pedijatriјskim pacijentima, u granicama navedenih tehničkih specifikacija.

**Kontraindikacije**

Ne postoje kontraindikacije za zagrevano respiratorno ovlaživanje.

Nazalna terapiја visokog protoka ne se sme koristiti za pacijente koji ne dišu spontano.

**Neželjena dejstva**

Nisu poznata neželjena dejstva zagreванog respiratornog ovlaživanja.

**Tehničke specifikacije**

Kompatibilan je sa F&P 950 respiratornim ovlaživačem. Za dodatna upozorenja, mere opreza, kontraindikacije, neželjena dejstva i informacije o sistemu pogledajte korisnička uputstva za ovlaživač, dodatke i uputstva za korisnika interfejsa za pacijenta.

**Priključci interfejsa:**
Konusni priključci u skladu sa standardom ISO 5356-1

<b>Dužina creva za disanje:</b>	
Inspiratorno:	1,75 m
<b>Curenje gasa (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Jedan krak:	<30 mL/min
<b>Otpor protoku (15 L/min, BTPS):</b>	
Inspiratorno:	1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O







(uključuje mernu nesigurnost od 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

<b>Usklađenost (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Jedan krak:	0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O
(uključuje mernu nesigurnost od 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Minimalni unutrašnji prečnik creva:</b>	11,2 mm
<b>Maksimalna temperatura površine creva:</b>	44 °C (<25 cm od otvora za pacijenta)

<b>Nominalni pritisak otpuštanja razvodne cevi za Optiflow pritisak:</b>	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Radni opseg protoka (Nazalna terapiја visokog protoka):</b>	0,5–36 L/min (Maksimalni protok zavisi od veličine kanile)

<b>Maksimalna zapremina vode u komori:</b>	160 mL
<b>Sobna temperatura:</b>	20–26 °C
<b>Maksimalna temperatura inkubatora:</b>	37 °C

**Definicije simbola**

	Sledite uputstvo за upotrebu – безbedност.
	Pročitati uputstvo за upotrebu. fphcare.com/950IFU
	Za jednokratnu upotrebu.
	Pravilan nivo vode u komori за vodu.
	Nepravilan nivo vode; nemojte koristiti komoru за vodu.
	Komponenta se može odložiti tokom podešavanja.
	Primenjeni deo tipa BF.
	Inspiratorni otvor respiratora (protok od pacijenta).
	Ovaj proizvod nije izrađen od prirodnog gumenog lateksa.
	Temperaturna ograničenja.
	Proizvođač.
	Datum proizvodnje.
	Datum isteka.

**Upozorenja, mere opreza i napomene**

**⚠ UPOZORENJA**

- U svakom trenutku mora se koristiti odgovarajući nadzor nad pacijentom (npr. praćenje zasićenosti kiseonikom). Ukoliko se pacijent ne prati (npr. u slučaju prekida protoka gasa), može doći do ozbilјnih posledica ili do smrtnog ishoda.
- Za jednokratnu upotrebu. Nemojte koristiti ovaj proizvod više puta. Ponovna upotreba može dovesti do infekcije disajnog puta.
- Upotreba (ili modifikacija) kombinacija kružnih sistema за disanje/komora koje nije preporučila kompanija Fisher & Paykel Healthcare može dovesti do slabog ovlaživanja, kvara respiratora ili ozbilјnih posledica.
- Dotok respiratornih gasova kroz nos stvara pozitivan pritisak u disajnim putevima (PAP) koji zavisi od protoka. Ovo se mora uzeti u obzir tamo gde bi PAP mogao imati štetne efekte na pacijenta.
- Ne koristite proizvod u blizini izvora paljenja. Izloženost kiseoniku povećava rizik od požara koji može prouzrokovati ozbilјnu povredu ili smrt.

**Ukoliko se ne pridržavate sledećih upozorenja, radne karakteristike uređaja mogu biti narušene ili može doći do ugrožavanja bezbednosti (uključujući i moguće ozbilјne posledice):**

- Ovaj proizvod je predviđen за dopremanje vazduha, kiseonika i/ili azot-monoksida. Nije pogodan за dopremanje mešavina zapaljivih anestetičkih gasova ili mešavine helijuma i kiseonika.
- Nemojte gnječiti, rastezati ili istiskivati crevo.
- Ne perite i ne sterilišite ovaj proizvod. Izbegavajte kontakt sa hemikalijama, sredstvima за чишćenje ili sredstvima за dezinfekciju ruku.
- Postavite odgovarajuće alarme за respirator ili izvor protoka da biste nadgledali dopremanje terapiје.
- Uverite se da gas protiče kroz crevo пре nego što ga povežete sa pacijentom.
- Proverite da li su svi priključci zategnuti пре upotrebe.
- Nadgledajte kondenzat kola da biste sprečili зацепljenje ili nakupljanje tečnosti. Po potrebi drenirajte.
- Ovlaživač uvek treba da bude položen ravno i postavljen niže od pacijenta.
- Ne koristite komoru ako je vidljivo oštećena ili ako vam je ispala.
- Nemojte koristiti komoru ako je bilo koji poklopac senzora pomeřen ili ga nema u komori.
- Nemojte koristiti komoru ako je nivo vode iznad linije за maksimalni nivo vode.
- Nemojte puniti komoru vodom temperature preko 37 °C.
- Nemojte koristiti ako je poklopac razvodne cevi за otpuštanje pritiska uklonjen ili nedostaje.
- Nemojte koristiti Optiflow™ razvodnu cev за otpuštanje pritiska (plavi poklopac) sa „Bubble” CPAP.
- Nemojte koristiti duže od maksimalne dužine upotrebe od 14 dana.

**⚠ MERE OPREZA**

- Nemojte dodirivati vruću površinu osnove komore. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete zadobiti opekotine kože.
- Nemojte prekrivati kružni sistem materijalima kao što su peškiri, jastuci ili posteljina. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete zadobiti opekotine kože.
- Izbegavajte produženi kontakt creva i kože pacijenta. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete zadobiti opekotine kože.
- Nemojte upotreblјjavati komoru bez protoka vode ili gasa. Ako se ne pridržavate ovog uputstva može doći do niskog nivoa vlažnosti.
- Kesa sa vodom mora biti najmanje 50 cm iznad komore. Ako se ne pridržavate ovog uputstva može doći do niskog nivoa vlažnosti.

**NAPOMENE**

- Za irigaciju koristite sterilnu vodu по standardu USP ili ekvivalent. Dodavanje drugih supstanci može imati štetne efekte.
- Korisnik može da bude izložen tečnostima iz disajnog trakta prilikom odlaganja. Kružni sistemi за disanje moraju se tretirati kao kontaminirani. Odložiti u skladu sa lokalnim, državnim ili regionalnim zakonima i propisima o životnoj sredini.
- Ako se tokom korišćenja ovog uređaja desi ozbilјan incident, obavestite lokalnog predstavnika kompanije Fisher & Paykel Healthcare, a за zemlje članice Evropske unije nadležni organ u vašoj zemlji.



**Kit de circuito con calefacción Optiflow™ Junior para neonatos F&P 950™**

**Indicaciones de uso**

El conjunto respiratorio es un accesorio para el humidificador respiratorio F&P 950. Está destinado para la administración de gases respiratorios calentados humidificados a pacientes neonatales y pediátricos, dentro de los límites de las especificaciones técnicas indicadas.

**Contraindicaciones**

No hay contraindicaciones para la humidificación respiratoria calentada.

La terapia de alto flujo nasal no debe usarse en pacientes con respiración no espontánea.

**Efectos adversos**

No existen efectos adversos conocidos para la humidificación respiratoria calentada.

**Especificaciones técnicas**

Compatible con el humidificador respiratorio F&P 950. Consulte las instrucciones de uso del humidificador, accesorio y la interfaz del paciente para obtener advertencias, precauciones, contraindicaciones, efectos adversos e información del sistema adicionales.

**Conexiones de interfaz:** Conectores cónicos ISO 5356-1

**Longitud del tubo respiratorio:** Inspiratorio: 1,75 m

**Fuga de gas (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Vía única: <30 mL/min

**Resistencia al flujo (15 L/min BTPS):** Inspiratorio: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O (incluye una incertidumbre de medición de 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Cumplimiento (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Vía única: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O (incluye una incertidumbre de medición de 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)













**Diámetro interno mínimo del tubo:** 11,2 mm
**Temperatura de superficie máxima del tubo:** 44 °C (<25 cm del puerto del paciente)


**Presión de liberación nominal de la tubuladura de presión Optiflow:** 40 cmH<sub>2</sub>O

**Intervalo de flujo de funcionamiento (terapia de alto flujo nasal):** 0,5–36 L/min (flujo máximo en función de la cánula)

**Volumen máximo de agua de la cámara:** 160 mL
**Temperatura ambiente:** 20–26 °C
**Temperatura máxima de incubadora:** 37 °C

**Definición de los símbolos**


	Seguir las instrucciones de uso y seguridad.
	Consultar las instrucciones de uso. fphcare.com/950IFU
	Producto de un solo uso.
	Nivel de agua correcto en la cámara de agua.
	Nivel de agua incorrecto; no utilizar la cámara de agua.
	El componente puede desecharse en la instalación.
	Pieza aplicada de tipo BF.
	Puerto inspiratorio del ventilador (flujo al paciente).
	Este producto no está fabricado con látex de caucho natural.
	Limitaciones de temperatura.
	Fabricante.
	Fecha de fabricación.

	Fecha de caducidad.
--	---------------------

**Advertencias, precauciones y notas**

- ADVERTENCIAS**
  - Es necesario supervisar al paciente (p. ej., saturación de oxígeno) de modo adecuado en todo momento. Si no se supervisa al paciente, podrían provocarse lesiones graves o la muerte (p. ej., en caso de una interrupción del flujo de gas).
  - Producto de un solo uso. No reutilizar este producto. La reutilización puede causar la infección de las vías respiratorias.
  - El uso (o la modificación) de combinaciones de circuito respiratorio y cámara no recomendadas por Fisher & Paykel Healthcare puede provocar una humidificación insuficiente, un mal funcionamiento del ventilador o lesiones graves.
  - La administración nasal de los gases respiratorios genera una presión positiva de las vías respiratorias (PAP) dependiente del flujo. Esto debe tenerse en cuenta cuando la presión positiva en las vías respiratorias pueda causar efectos adversos en el paciente.
  - No use este producto cerca de una fuente de ignición. La exposición al oxígeno aumenta el riesgo de incendio, que puede causar lesiones graves o la muerte.

**El incumplimiento de las siguientes advertencias puede perjudicar el rendimiento del dispositivo o comprometer la seguridad (incluida la posibilidad de lesiones graves):**

- Este producto está diseñado para la administración de aire, oxígeno y óxido nítrico. No es adecuado para la administración de mezclas de gas anestésicas o gas de helio inflamables.
- No aplaste, estire ni apriete los tubos para extraer su contenido.
- No limpie ni esterilice este producto. Evite el contacto con sustancias químicas, productos de limpieza o antisépticos para manos.
- Configure las alarmas del ventilador o la fuente de flujo adecuadas para controlar la administración del tratamiento.
- Asegúrese de que haya flujo de gas a través del tubo antes de conectarlo a un paciente.
- Antes del uso, compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas.
- Vigile la condensación del circuito para evitar la oclusión o la acumulación de líquidos. Drene según sea necesario.
- El humidificador siempre debe estar nivelado y colocarse en una posición más baja que el paciente.
- No use la cámara si presenta daños visibles o se ha caído.
- No use la cámara si alguna de las cubiertas del sensor está suelta o no se encuentra en la cámara.
- No use la cámara si el nivel de agua supera la línea del nivel de agua máximo.
- No llene la cámara con agua a más de 37 °C.
- No la use si se ha quitado o falta la tapa de la tubuladura de liberación de presión.
- No use la tubuladura de liberación de presión Optiflow™ (tapa azul) con el CPAP de burbujas.
-  No lo use transcurridos los 14 días de duración máxima de uso.

**PRECAUCIONES**

- No toque la superficie caliente de la base de la cámara. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel.
- No cubra el circuito con elementos como toallas, almohadas o ropa de cama. En caso contrario, podrían producirse quemaduras en la piel.
- Evite que el tubo esté en contacto prolongado con la piel del paciente. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel.
- No utilice la cámara sin agua ni sin flujo de gas. De lo contrario, podrían producirse niveles bajos de humedad.
- La fuente de agua debe estar al menos 50 cm por encima de la cámara. De lo contrario, podrían producirse niveles bajos de humedad.

**NOTAS**

- Use agua estéril para irrigación según la USP o equivalente. La adición de otras sustancias podría tener efectos adversos.
- El usuario podría quedar expuesto a líquidos de las vías respiratorias durante la eliminación del equipo. Los circuitos respiratorios deben tratarse como contaminados. Deséchelo de acuerdo con las leyes y normativas medioambientales locales, regionales o nacionales específicas.
- Si se ha producido un incidente grave durante el uso de este producto, póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare y, para países miembros de la Unión Europea, con la autoridad competente en su país.

**Kit de circuito con calefacción Neonatal Optiflow™ Junior F&P 950™**

**Indicaciones de uso**

El equipo de respiración es un accesorio del humidificador respiratorio F&P 950. Está diseñado para la administración de gases respiratorios humidificados calentados a pacientes neonatales y pediátricos, dentro de los límites de sus especificaciones técnicas establecidas.

**Contraindicaciones**

No hay contraindicaciones para la humidificación respiratoria calentada. La terapia de alto flujo nasal no debe ser utilizada en pacientes con ausencia de respiración espontánea.

**Efectos secundarios**

No se conocen efectos secundarios de la humidificación respiratoria calentada.

**Especificaciones técnicas**

Compatible con el humidificador respiratorio F&P 950. Consulte las instrucciones de uso del humidificador, los accesorios y la interfaz del paciente para conocer otras advertencias, precauciones, contraindicaciones, efectos secundarios e información sobre el sistema.

**Conexiones de interfaz:** Conectores cónicos ISO 5356-1

**Longitud del tubo de respiración:** Inspiratorio: 1,75 m

**Fuga de gas (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Rama simple: <30 mL/min
**Resistencia al flujo (15 L/min, BTPS):** Inspiratorio: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(incluye incertidumbre de medición de 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Cumplimiento (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):** Rama simple: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O (incluye incertidumbre de medición de 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)














**Diámetro interno mínimo del tubo:** 11,2 mm
**Temperatura máxima de la superficie del tubo:** 44 °C (<25 cm desde el puerto del paciente)

**Presión de alivio nominal del colector de presión Optiflow:** 40 cmH<sub>2</sub>O

**Rango de flujo operativo (Terapia de alto flujo nasal):** 0,5–36 L/min (flujo máx. dependiente de la cánula)

**Volumen máximo de agua de la cámara:** 160 mL
**Temperatura ambiente:** 20–26 °C
**Temperatura máxima de la incubadora:** 37 °C

**Definiciones de símbolos**


	Seguir las instrucciones de uso - Seguridad.
	Consultar instrucciones de uso. fphcare.com/950IFU
	De un solo uso.
	Nivel correcto en la cámara de agua.
	Nivel de agua incorrecto; no utilice la cámara de agua.
	El componente se puede eliminar de la configuración.
	Pieza aplicada tipo BF.
	Puerto inspiratorio del ventilador (flujo hacia el paciente).
	Este producto no está fabricado con látex de caucho natural.
	Limitaciones de temperatura.
	Fabricante.
	Fecha de fabricación.
	Fecha de vencimiento.

**Advertencias, precauciones y notas**

**ADVERTENCIAS**

- En todo momento se debe usar un monitoreo adecuado del paciente (por ejemplo, la saturación de oxígeno). La falta de monitoreo del paciente (por ejemplo, en caso de que se interrumpa el flujo de gas) puede causar daños serios o incluso la muerte.
- De un solo uso. No reutilice este producto. La reutilización puede provocar la infección de las vías respiratorias.
- El uso (o la modificación) de combinaciones de circuitos respiratorios y cámaras no recomendadas por Fisher & Paykel Healthcare puede provocar una humidificación deficiente, un mal funcionamiento del ventilador o lesiones graves.
- El suministro nasal de gases respiratorios genera una presión positiva de las vías respiratorias (PAP) dependiente del flujo. Esto debe tenerse en cuenta donde la PAP podría tener efectos adversos en un paciente.
- No use el producto cerca de fuentes de ignición. La exposición al oxígeno aumenta el riesgo de incendio, lo que puede provocar daños graves o incluso la muerte.

**El incumplimiento de las siguientes advertencias puede afectar el rendimiento del dispositivo o comprometer la seguridad (incluso podría causar lesiones graves):**

- Este producto está diseñado para el suministro de aire, oxígeno y/u óxido nítrico. No es adecuado para el suministro de mezclas de gases anestésicos inflamables o helio.
- No aplaste, estire ni exprima el tubo.
- No limpie ni esterilice este producto. Evite el contacto con productos químicos, agentes de limpieza o desinfectantes para manos.
- Establezca las alarmas adecuadas del ventilador o de la fuente de flujo para monitorear la administración del tratamiento.
- Asegúrese de que haya un flujo de gas a través del circuito antes de conectarlo a un paciente.
- Verifique que todas las conexiones estén ajustadas antes de usarlo.
- Controle la condensación del circuito para evitar obstrucciones o acumulaciones de líquido. Drene según sea necesario.
- El humidificador debe estar siempre nivelado y ubicado por debajo del paciente.
- No use la cámara si está visiblemente dañada o se ha caído.
- No use la cámara si alguna de las cubiertas del sensor está desprendida o falta en la cámara.
- No use la cámara si el nivel de agua sube por encima de la línea máxima de nivel de agua.
- No llene la cámara con agua a más de 37 °C.
- No utilice el equipo si se ha retirado o falta la tapa del colector de alivio de presión.
- No utilice el colector de alivio de presión Optiflow™ (tapa azul) con CPAP de burbujas.
-  No use el producto más allá de la duración máxima de uso de 14 días.

**PRECAUCIONES**

- No toque la superficie caliente de la base de la cámara. Si lo hace, pueden producirse quemaduras en la piel.
- No cubra el circuito con materiales tales como toallas, almohadas o ropa de cama. Si lo hace, pueden producirse quemaduras en la piel.
- Evite que el tubo tenga un contacto prolongado con la piel del paciente. Si lo hace, pueden producirse quemaduras en la piel.
- No utilice la cámara sin agua o flujo de gas. Hacerlo puede provocar bajos niveles de humedad.
- La fuente de agua debe estar al menos 50 cm más alta que la cámara. Hacerlo puede provocar bajos niveles de humedad.

**F&P 950™ Optiflow™ Junior-neonatalslangset, uppvärmtt**

**Indikationer för användning**

Slangsetet är ett tillbehör till F&P 950 respirationsbefuktare. Det är avsett för leverans av uppvärmd befuktad gas till neonatala och pediatrikska patienter som behöver andningsstöd, inom gränserna för de angivna tekniska specifikationerna.

**Kontraindikationer**

Det finns inga kontraindikationer för uppvärmd, befuktad andningsluft. Behandling med högt nasalt flöde får inte användas till patienter som inte spontanandas.

**Biverkningar**

Det finns inga kända biverkningar av uppvärmd, befuktad andningsluft.

**Tekniska specifikationer**

Kompatibel med F&P 950 respirationsbefuktare. Se användarinstruktionerna till befuktare, tillbehör och patientanslutning för ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder, kontraindikationer, biverkningar och systeminformation.

**Patientanslutningar:** ISO 5356-1 koniska anslutningar

**Andningsslangens längd:**

Inspiratorisk: 1,75 m

**Gasläckage (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Enkelslang: <30 mL/min

**Flödesmotstånd (15 L/min, BTPS):**

Inspiratoriskt: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(inbegriper en mätosäkerhet på 0,02 cmH<sub>2</sub>O)

**Överensstämmelse (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

Enkelslang: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O

(inbegriper en mätosäkerhet på 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O)

**Slangens minsta innerdiameter:** 11,2 mm
**Slangens maximala yttemperatur:** 44 °C (<25 cm från patientporten)

**Nominellt lättnadstryck för Optiflow-grenör för tryckavlastning:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**Flödesintervall (nasal högflödesbehandling):** 0,5–36 L/min (maximalt flöde beroende på gramma)

**Kammarens maximala vattenvolym:** 160 mL

**Rumstemperatur:** 20–26 °C

**Maximal kuvöstemperatur:** 37 °C

**Symbolförklaringar**


	Följ bruksanvisningen – Säkerhet.
	Se bruksanvisningen. fphcare.com/950IFU
	Engångsbruk.
	Rätt vattennivå i vattenkammaren.
	Felaktig vattennivå. Använd inte vattenkammaren.
	Komponenten kan kasseras under uppkoppling.
	Patientansluten del av typ BF.
	Ventilatorns inspiratoriska port (flöde till patienten).
	Produkten har inte tillverkats med naturgummilåtex.
	Temperaturgränser.
	Tillverkare.
	Tillverkningsdatum.
	Utgångsdatum.

**Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar**

**⚠ VARNINGAR**

- Patienten måste hela tiden övervakas på lämpligt sätt (bl.a. med avseende på syremättnad). Att inte övervaka patienten kan leda till allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. i händelse av ett avbrott i gasflödet).
- Engångsbruk. Produkten får inte återanvändas. Återanvändning kan leda till infektion i luftvägarna.
- Användning (eller modifiering) av slangset-/kammarkombinationer som inte rekommenderas av Fisher & Paykel Healthcare kan leda till dålig befuktning, fel i ventilatorn eller allvarlig skada.
- Tillförsel av andningsgaser via näsan skapar ett flödesberoende positivt luftvägstryck (PAP). Det måste beaktas i de fall PAP kan leda till negativa effekter för patienten.
- Använd inte produkten nära antändningskällor. Exponering för syrgas ökar risken för brand som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

**Underlåtelse att följa varningarna nedan kan försämra enhetens prestanda eller äventyra säkerheten (och potentiellt orsaka allvarlig skada):**

- Produkten är utformad för leverans av luft, syrgas och/eller kväveoxid. Den är inte lämplig för leverans av brandfarliga anestesigasblandningar eller Heliox-gas.
- Slangen får inte klämmas, sträckas eller mjölkas.
- Produkten får inte rengöras eller steriliseras. Undvik kontakt med kemikalier, rengöringsmedel och handsprit.
- Ställ in lämpliga larm för ventilatorn eller flödeskällan för att övervaka behandlingen.
- Se till att det finns gasflöde genom slangen innan du ansluter till en patient.
- Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt fast före användning.
- Övervaka mängden kondens i slangen för att förhindra ocklusion eller ansamling av vätska. Töm vid behov.
- Befuktaren ska alltid vara vågrät och placerad lägre än patienten.
- Använd inte kammaren om den har skadats synbart eller tappats.
- Använd inte kammaren om något av kammarens sensorskydd har lossnat eller saknas.
- Använd inte kammaren om vattennivån stiger över den maximala vattennivålinjen.
- Fyll inte kammaren med vatten som är varmare än 37 °C.
- Använd inte om locket till grenröret för tryckavlastning har tagits bort eller saknas.
- Använd inte grenröret för Optiflow™-tryckavlastning (blått lock) med bubbel-CPAP.
-  Använd inte längre än den maximala användningstiden på 14 dagar.

**⚠ FÖRSIKTIGHET**

- Vidrör inte kammarbasens heta yta. Bristande efterlevnad kan leda till brännskador på huden.
- Täck inte slangen med material såsom handdukar, kuddar eller sänglinne. Bristande efterlevnad kan leda till brännskador på huden.
- Undvik att låta slangen vara i långvarig kontakt med patientens hud. Bristande efterlevnad kan leda till brännskador på huden.
- Använd inte kammaren utan vatten- eller gasflöde. Bristande efterlevnad kan leda till låga fuktighetsnivåer.
- Vattenkällan måste placeras minst 50 cm högre än kammaren. Bristande efterlevnad kan leda till låga fuktighetsnivåer.

**ANMÄRKNINGAR**

- Använd sterilit USP-vatten eller motsvarande för sköljning. Tillsats av andra substanser kan ha skadliga effekter.
- Användaren kan utsättas för vätskor från andningsvägen vid kassering. Slangset måste behandlas som kontaminerade. Kassera enligt lokala, delstatliga eller landsspecifika miljölagar och -bestämmelser.
- Kontakta din lokala Fisher & Paykel Healthcare-representant, och för medlemsländer i Europeiska unionen, en behörig myndighet, om något allvarligt tillbud inträffat vid användning av den här produkten.

ไทย (th)

**อุปกรณ์ชุดสายช่วยหายใจชนิดให้ความร้อน Optiflow™ Junior สำหรับทารกแรกเกิด F&P 950™**

**ข้อบ่งใช้**

ชุดเครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องทำความชื้นแก่ระบบทางเดินหายใจ F&P 950 มีวัตถุประสงค์สำหรับการนำส่งก๊าซในระบบทางเดินหายใจที่มีความชื้นแบบอุ่นแก่ผู้ป่วยทารกแรกเกิด และเด็กเล็กภายใต้ขอบเขตของข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคตามที่ระบุ

**ข้อห้ามใช้**

ไม่มีข้อห้ามใช้สำหรับการให้ความชื้นแบบควบคุมความชื้นในระบบทางเดินหายใจ ห้ามใช้การบำบัดด้วยการใช้อุปกรณ์ให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (NHF) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

**ผลข้างเคียง**

ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นที่ทราบในการให้ความชื้นแบบควบคุมความชื้นในระบบทางเดินหายใจ

**ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค**

สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องทำความชื้นทางเดินหายใจ F&P 950 ดูคำแนะนำในการใช้งานเครื่องทำความชื้น อุปกรณ์เสริม และหน้ากักแบบสอดจุกผู้ป่วยสำหรับคำเตือน ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง และข้อมูลระบบเพิ่มเติม

**การเชื่อมต่อหน้ากักแบบสอดจุก:** ข้อต่อทรงกรวยตามมาตรฐาน ISO 5356-1

**ความยาวท่อช่วยหายใจ:**

การหายใจเข้า: 1.75 ม.

**การรั่วไหลของก๊าซ (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

ท่อเดี่ยว:	<30 มล./นาที
------------	--------------

**ความต้านทานการไหล (15 ลิตร/นาที, BTPS):**

การหายใจเข้า:	1.03 ± 0.06 cmH <sub>2</sub> O
---------------	--------------------------------

(รวมค่าความไม่แน่นอนของการวัด 0.02 cmH<sub>2</sub>O)

**การปฏิบัติตามข้อกำหนด (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**

ท่อเดี่ยว: 0.77 ± 0.13 mL/cmH<sub>2</sub>O
(รวมค่าความไม่แน่นอนในการวัด 0.08 mL/cmH<sub>2</sub>O)














**เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อต่ำสุด:** 11.2 มม.
**ลูกเหล็กมีที่นิ้วท่อสูงสุด:** 44 °C (<25 ซม. จากพอร์ดผู้ป่วย)

**ท่อลดแรงดันร่วมแบบกำหนดแรงดัน Optiflow:** 40 cmH<sub>2</sub>O

**ช่วงอัตราการไหลในการทำงาน (การบำบัดด้วยการใช้อุปกรณ์การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (NHF)):** 0.5–36 ลิตร/นาที (การไหลสูงสุดขึ้นอยู่กับสายให้ออกซิเจน)

**ปริมาณน้ำสูงสุดของหม้อน้ำ:** 160 มล.
**อุณหภูมิห้อง:** 20–26 °C
**อุณหภูมิคูมสูงสุด:** 37 °C

**ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ**


	ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน – ความปลอดภัย
	ดูคำแนะนำในการใช้งาน fphcare.com/950IFU
	ใช้ครั้งเดียว
	ระดับน้ำในหม้อน้ำที่ถูกต้อง
	ระดับน้ำไม่ถูกต้อง อย่าใช้หม้อน้ำ
	สามารถกำจัดส่วนประกอบได้ในการตั้งค่า
	ชิ้นส่วนที่นำมาใช้เป็นชนิด BF
	ช่องหายใจเข้าของเครื่องช่วยหายใจ (ไหลไปยังผู้ป่วย)
	ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ
	ขีดจำกัดอุณหภูมิ
	ผู้ผลิต
	วันที่ผลิต
	วันที่หมดอายุ

**คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ**

**⚠ คำเตือน**

- จะต้องใช้ระบบติดตามตรวจวัดผู้ป่วยที่เหมาะสม (เช่น เครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน) ตลอดเวลา หากไม่มีระบบติดตามตรวจวัดผู้ป่วย (เช่น ในกรณีที่มีการไหลของก๊าซถูกขัดขวาง) อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้
- ใช้รั้งเดียว ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้ กลับมาใช้ซ้ำ การใช้อาจส่งผลให้ติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
- การใช้สายต่อท่อช่วยหายใจ/หม้อน้ำร่วมกับอุปกรณ์อื่น (หรือการดัดแปลง) ที่ Fisher & Paykel Healthcare ไม่แนะนำ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความชื้น นลดลง เครื่องช่วยหายใจทำงานผิดปกติ หรือเกิดอันตรายร้ายแรง
- การให้ก๊าซหายใจทางจุกทำให้เกิดการอัดอากาศแรงดันบวก (PAP) ที่ปรับตามการหายใจ ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในจุดที่ PAP สามารถส่งผลอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยได้
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับแหล่งกำเนิดประกายไฟ การสัมผัสกับออกซิเจนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกไหม้ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

**การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนต่อไปนี้ อาจส่งผลในประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ลดลงหรือความปลอดภัยลดลง (รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง):**

- ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการออกแบบสำหรับการนำส่งอากาศ ออกซิเจน และ/หรือไนตริกออกไซด์ ไม่เหมาะสำหรับการนำส่งก๊าซยาผสมหรือก๊าซเซลิออกซ์ที่เป็นวัตถุไวไฟ
- ห้ามบด ยืด หรือรีดท่อ
- ห้ามทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สารทำความสะอาด สะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ตั้งค่าสัญญาณเตือนเครื่องช่วยหายใจหรือแหล่งกำเนิดการไหลที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบการให้การบริหาร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกรไหลของก๊าซผ่านท่อ ก่อนต่อเข้ากับผู้ป่วย
- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทุกจุดว่าแน่นหรือไม่กอนใช้
- ตรวจติดตามวงจรวความแน่นเพื่อป้องกันการอุดตันหรือการสะสมของของเหลวในชุด ระบายน้ำออกได้ตามต้องการ
- เครื่องทำความชื้นควรอยู่ในระดับและตำแหน่งต่ำกว่าตัวผู้ป่วยเสมอ
- ห้ามใช้หม้อน้ำหากมีความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดหรือตกหล่น
- ห้ามใช้หม้อน้ำที่ หักฝาปิดเซนเซอร์หลุดหรือไม่มีอยู่ที่หม้อน้ำ
- ห้ามใช้หม้อน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงเกินขีดระดับน้ำสูงสุด
- ห้ามเติมน้ำที่อุณหภูมิสูงเกิน 37 °C ลงในหม้อน้ำ
- ห้ามใช้หม้อน้ำหากฝาปิดหัวร่วมระบายความดันถูกถอดออกหรือไม่มีอยู่
- ห้ามใช้หัวร่วมลดแรงดัน Optiflow™ (ฝาสำน้ำเงิน) ร่วมกับ Bubble CPAP
-  ห้ามใช้งานเครื่องติดต่อกันเกินระยะเวลาสูงสุด 14 วัน

**⚠ ข้อควรระวัง**

- ห้ามสัมผัสที่ นิ้วฉนวนจัดที่ฐานหม้อน้ำ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ผิวไหม้
- ห้ามคลุมชุดวงจรช่วยหายใจด้วยวัสดุอย่างเช่น ผ้าขนหนู หมอน หรือผ้าปูที่นอน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ผิวไหม้
- หลีกเลี่ยงการปล่อยให้ออกสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยเป็นเวลานาน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ผิวไหม้
- อย่าใช้หม้อน้ำโดยที่ไม่มีกรไหลของน้ำหรือก๊าซ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ระดับความชื้น นต่ำ
- แหล่งน้ำเข้าจะต้องอยู่สูงกว่าหม้อน้ำอย่างน้อย 50 ซม. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้ระดับความชื้น นต่ำ

**หมายเหตุ**

- ใช้ไม่ปราศจากเชื้อ อตามมาตรฐาน USP หรือน้ำที่มีความสะอาดเทียบเท่าสำหรับกระเพาะล้าง การดื่มสารอื่น ๆ อาจมีผลเสีย
- ผู้ใช้อาจได้รับของเหลวในทางเดินหายใจในระหว่างการกำจัด สายต่อท่อช่วยหายใจถือเป็นวัตถุปนเปื้อน กำจัดทิ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รัฐ หรือประเทศ
- หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น ขณะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดแจ้งผู้แทนจำหน่ายของ Fisher & Paykel Healthcare ในเขตพื้นที่นี้ของท่าน และหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศของท่านสำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป



Тürkçe tr

**F&P 950™ Optiflow™ Junior İstmalı Yenidoğan Devre Kiti**

**Kullanım Endikasyonları**

Solumun seti, F&P 950 Solumun Nemlendiricisine yönelik bir aksesuardır. Isıtmalı nemlendirilmiş solumun gazlarının neonatal ve pediatrik hastalara belirtilen teknik özelliklerin sınırları dâhilinde verilmesi için tasarlanmıştır.

**Kontrendikasyonlar**

İsıtılmış solumun nemlendirmesine ilişkin herhangi bir kontrendikasyon yoktur. Spontan solumun yapmayan hastalarda nazal yüksek akış terapisi kullanılmamalıdır.

**Yan etkiler**

İsıtılmış solumun nemlendirmesinin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

**Teknik özellikler**

F&P 950 Solumun Nemlendiriciyle uyumludur. Ek uyarılar, ikazlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve sistem bilgileri için nemlendirici, aksesuar ve hasta arayüzü kullanma talimatına bakın.

**Arayüz bağlantılar:** ISO 5356-1 Konik Konnektörler

**Solumun Hortumu uzunluğu:**
İnspiratuar: 1,75 m

**Gaz Sızıntısı (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**
Tek hat: <30 mL/dk

**Akışa direnç (15 L/dk, BTPS):**
İnspiratuar: 1,03 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O

(0,02 cmH<sub>2</sub>O'luk ölçüm belirsizliğini içerir)


**Uygunluk (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):**
Tek hat: 0,77 ± 0,13 mL/cmH<sub>2</sub>O (0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O'luk ölçüm belirsizliğini içerir)


**Hortumun minimum iç çapı:** 11,2 mm
**Maksimum hortum yüzeyi sıcaklığı:** 44 °C (Hasta portundan <25 cm)


**Optiflow Basınç manifoldu nominal tahliye basıncı:** 40 cmH<sub>2</sub>O
**Çalışma akış aralığı (Nazal Yüksek Akış Terapisi):** 0,5–36 L/dk (Maksimum akış kanüle bağlıdır)


**Hazne maksimum su hacmi:** 160 mL
**Oda sıcaklığı:** 20–26 °C
**Maksimum kuvöz sıcaklığı:** 37 °C


**Sembol tanımları**


 Kullanma talimatını takip edin – güvenlik.


 Kullanma talimatına bakın. fphcare.com/950IFU


 Tek kullanımlıktır.


 Su haznesinde uygun su seviyesi.


 Su seviyesi uygun değil; su haznesini kullanmayın.

 Bileşen, kurulum sırasında atılabilir.

 BF Tipi uygulanmış parça.


 Ventilatör inspiratuar port (hastaya akış).

 Bu ürün doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir.

 Sıcaklık sınırlamaları.

 Üretici.

 Üretim tarihi.

 Son kullanma tarihi.


**Uyarılar, dikkat edilecek hususlar ve notlar**

**⚠ UYARILAR**

- Hasta her zaman uygun şekilde izlenmelidir (ör. oksijen saturasyonu). Hastanın izlenmemesi (ör. gaz akışının kesilmesi durumunda) ciddi zarara veya ölüme yol açabilir.

- Tek kullanımlıktır. Bu ürünü yeniden kullanmayın. Yeniden kullanım, hava yolu enfeksiyonuna neden olabilir.
- Fisher & Paykel Healthcare tarafından önerilmeyen solumun devresi/hazne kombinasyonlarının kullanımı (veya modifikasyonu) yetersiz nemlendirmeye, solumun cihazı arızasına veya ciddi hasara yol açabilir.
- Solumun gazlarının yoldan verilmesi, akcişa bağlı pozitif hava yolu basıncı (PAP) oluşturur. Bu, PAP'ın hastada advers etkilere neden olabileceği durumlarda dikkate alınmalıdır.
- Solumun gazlarının nazal yoldan verilmesi, akcişa bağlı pozitif hava yolu basıncı (PAP) oluşturur. Bu, PAP'ın hastada advers etkilere neden olabileceği durumlarda dikkate alınmalıdır.
- Ürünü herhangi bir ateşleme kaynağının yakınında kullanmayın. Oksijene maruz kalma, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek yangın riskini artırır.

**Aşağıdaki uyarılara uyulmaması, cihazın performansını veya güvenliği olumsuz etkileyebilir (potansiyel olarak ciddi zarara yol açmak dahil):**

- Bu ürün hava, oksijen ve/veya nitrik oksit dağıtımı için tasarlanmıştır. Yanıcı anestezik gaz karışımları veya Heliokoks gazı vermek için uygun değildir.
- Hortumları ezmeyin, germeyin veya çekmeyin.
- Bu ürünü suya batırmayın veya sterilize etmeyin. Kimyasallar, temizlik maddeleri veya el temizleyicileri ile temastan sakının.
- Terapi iletimini izlemek için uygun ventilatör veya akış kaynağı alarmlarını ayarlayın.
- Hastaya bağlamadan önce hortumlardan gaz akışı olduğundan emin olun.
- Kullanmadan önce tüm bağlantıların sıkı olduğunu doğrulayın.
- Tıkanmayı veya sıvı birikmesini önlemek için devre yoğunlaşmasını izleyin. Gereklikçe boşaltın.
- Nemlendirici her zaman hastadan daha alçak ve düz bir konumda olmalıdır.
- Gözle görülür şekilde hasar görmüş veya düşürülmüşse hazneyi kullanmayın.
- Sensör kapaklarından herhangi biri hazneden çıkarılmışsa veya eksikse hazneyi kullanmayın.
- Su seviyesi, maksimum su seviyesi çizgisini aşmışsa hazneyi kullanmayın.
- Hazneyi 37 °C'den daha sıcak suyla doldurmayın.
- Basınç tahliye manifoldu kapağı çıkmışsa ya da yoksa kullanmayın.
- Bubble CPAP ile Optiflow™ basınç tahliye manifoldunu (mavi kapaklı) kullanmayın.
-  14 günlük maksimum kullanım süresinden fazla kullanmayın.

**⚠ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Hazne tabanının sıcak yüzeyine dokunmayın. Uyulmadığı takdirde cilt yanmasına yol açabilir.
- Devreyi havlu, yastık veya çarşaf gibi malzemelerle örtmeyin. Uyulmadığı takdirde cilt yanmasına yol açabilir.
- Hortumu, hastanın cildiyle uzun süre temas edecek şekilde bırakmayın. Uyulmadığı takdirde cilt yanmasına yol açabilir.
- Hazneyi su veya gaz akışı olmadan çalıştırmayın. Uyulmadığı takdirde nem seviyesinin düşmesine yol açabilir.
- Su kaynağı hazneden en az 50 cm yüksekte olmalıdır. Uyulmadığı takdirde nem seviyesinin düşmesine yol açabilir.

**NOTLAR**

- İrrigasyon için USP Steril Su ya da eş değerini kullanın. Başka maddeler ilave edilmesi advers etkilere yol açabilir.
- Kullanıcı, imha etme işlemi sırasında solumun yolu sıvılarına maruz kalabilir. Solumun devreleri kontamine olmuş olarak değerlendirilmelidir. Yerel, eyalet veya ülkeye özel çevre yasalarına ve düzenlemelerine göre bertaraf edin.
- Bu cihazı kullanırken ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen yerel Fisher & Paykel Healthcare temsilcinizi ve Avrupa Birliği üye ülkeleri için ülkenizdeki Yetkili Makamı bilgilendirin.

Українська uk

**Комплект контуру Optiflow™ Junior із підігрівом, для новонароджених F&P 950™**

**Показання до застосування**

Цей дихальний контур є допоміжним обладнанням для зволожувача дихальної суміші F&P 950. Він призначений для доставки нагрітих зволжених дихальних газів новонародженим і педіатричним пацієнтам у межах його зазначених технічних характеристик.

**Протипоказання**

Протипоказань для зволоження нагрітої дихальної суміші немає. Терапію з високошвидкісним назальним потоком не можна використовувати в пацієнтів за відсутності спонтанного дихання.

**Побічні ефекти**

Побічні ефекти для зволоження нагрітої дихальної суміші не відомі.

**Технічні характеристики**

Сумісний зі зволожувачем дихальної суміші F&P 950. Додаткові попередження, застереження, протипоказання, побічні ефекти та системну інформацію див. в інструкціях користувача для зволожувача, допоміжного обладнання й інтерфейсу пацієнта.

**З'єднання модуля:**

Конічні з'єднувачі ISO 5356-1

**Довжина дихальної трубки:**

Вдих: 1,75 m

**Витік газу (60 смH<sub>2</sub>O, температура і тиск тіла, повітря насичене водяними парами):**

Одна лінія: <30 мл/хв

**Опір потоку (15 л/хв, температура і тиск тіла, повітря насичене водяними парами):**

Вдих: 1,03 ± 0,06 смH<sub>2</sub>O (з похибкою вимірювання 0,02 смH<sub>2</sub>O)

**Податливість (60 смH<sub>2</sub>O, температура і тиск тіла, повітря насичене водяними парами):**

Одна лінія: 0,77 ± 0,13 мл/смH<sub>2</sub>O (з похибкою вимірювання 0,08 мл/смH<sub>2</sub>O)

**Мінімальний внутрішній діаметр трубки:** 11,2 mm

**Максимальна температура поверхні трубки:** 44 °C (<25 cm від порта пацієнта)


**Номінальний тиск скидання тиску в колекторі Optiflow:** 40 смH<sub>2</sub>O


**Робочий діапазон потоку (терапія з високошвидкісним назальним потоком):**


0,5–36 л/хв (максимальний потік залежить від канюлі)


**Максимальний об'єм води в камері:** 160 мл
**Кімнатна температура:** 20–26 °C
**Максимальна температура кувеза:** 37 °C


**Значення символів**


 Дотримуйтесь інструкцій із використання щодо безпеки


 Див. інструкції з використання. fphcare.com/950IFU


 Для одноразового використання.


 Правильний рівень води в камері для води.


 Неправильний рівень води; не використовуйте камеру для води.

 Компонент можна утилізувати при налаштуванні.


 Робоча частина типу BF.


 Інспіраторний порт апарата ШВЛ (потік до пацієнта).

 Цей виріб виготовлено без використання натурального каучукового латексу.

 Температурні обмеження.

 Виробник.

 Дата виготовлення.


 Дата завершення терміну дії.

**Попередження, застереження та примітки**

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Необхідно постійно проводити моніторинг стану пацієнта (наприклад, насичення киснем). Відсутність нагляду за пацієнтом (наприклад, у разі переривання потоку газу) може призвести до серйозної шкоди або смерті.
- Для одноразового використання. Не використовуйте цей виріб повторно. Повторне використання може призвести до інфекції дихальних шляхів.
- Використання (або модифікація) комбінацій дихальних контурів/камер, не рекомендованих компанією Fisher & Paykel Healthcare, може зумовити незадовільне зволоження, несправність апарата ШВЛ або заподіяти серйозну шкоду.
- Назальне подавання дихальних газів створює позитивний тиск у дихальних шляхах (РАР), залежний від потоку. Це необхідно враховувати, оскільки РАР може мати негативний вплив на пацієнта.
- Не використовуйте виріб біля джерел пожежі, яка може спричинити серйозні травми або смерть.

**Порушення наведених нижче правил може негативно вплинути на роботу пристрою або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди).**

- Цей виріб розроблено для подавання повітря, кисню і/або оксиду азоту. Він не підходить для подавання легкозаймистих газових сумішей анестетиків або геліво-кисневої суміші.
- Не стискайте, не розтягуйте трубки та не тягніть за них.
- Цей виріб не можна чистити або стерилізувати. Уникайте контакту з хімікатами, мийними засобами й антисептиками для рук.
- Для моніторингу проведення терапії налаштуйте відповідні сигнали тривоги вентиляції або джерела потоку.
- Перед під'єднанням пацієнта переконайтеся в наявності потоку газу в трубці.
- Перед використанням переконайтеся в надійності з'єднань.
- Слідкуйте за конденсатом у контурі, щоб запобігти оклюзії або накопиченню рідини. Дренуйте, якщо необхідно.
- Зволожувач завжди повинен стояти рівно та розташовуватися нижче пацієнта.
- Не використовуйте камеру, якщо вона має видимі пошкодження або падала.
- Не використовуйте камеру, якщо якась кришка датчиків зміщена або відсутня в камері.
- Не використовуйте камеру, якщо рівень води перевищує лінію максимального рівня води.
- Не заповнюйте камеру водою, температура якої перевищує 37 °C.
- Не використовуйте, якщо кришка колектора скидання тиску зміщена або відсутня.
- Не використовуйте колектор скидання тиску Optiflow™ (синя кришка) разом із апаратом із ППТДШ із барботажним бульбашковим зволожувачем.
-  Виріб не можна використовувати довше 14 днів (максимальний період використання).

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Не торкайтеся гарячої поверхні основи камери. Порушення цієї заборони може спричинити опіки шкіри.
- Не накривайте контур рушниками, подушками або постільною білизною. Порушення цієї заборони може спричинити опіки шкіри.
- Уникайте тривалого контакту трубок зі шкірою пацієнта. Порушення цієї заборони може спричинити опіки шкіри.
- Не використовуйте камеру без води або потоку газу. Порушення цієї заборони може призвести до низьких рівнів вологості.

- Джерело води потрібно розмістити на рівні принаймні 50 cm над камерою. Порушення цієї заборони може призвести до низьких рівнів вологості.

**ПРИМІТКИ**

- Для зрощення використовуйте воду, що є стерильною згідно зі стандартами Фармакопеї США (USP), або її еквівалент. Додавання інших речовин може зумовити небажані ефекти.
- Під час утилізації користувачі можуть контактувати з рідинами з дихальних шляхів. Дихальні контури слід розглядати як забруднені. Утилізуйте відповідно до законів та правил в області охорони навколишнього середовища на місцевому рівні, рівні штату або країни.
- Якщо під час використання цього пристрою виникне серйозний інцидент, повідомте свого місцевого представника компанії Fisher & Paykel Healthcare, а для країн-членів Європейського Союзу — компетентний уповноважений орган у вашій країні.

**Bộ Đường Ống Thở Trẻ Em Optiflow™ Được Làm Âm Dành Cho Trẻ Sơ Sinh F&P 950™**

#### Chỉ định sử dụng

Bộ đường ống thở này là một phụ kiện của Máy tạo âm khí thở F&P 950. Nó được thiết kế để cung cấp khí hô hấp tạo âm được gia nhiệt cho bệnh nhân sơ sinh và trẻ em, trong giới hạn của các thông số kỹ thuật đã nêu.

#### Chống chỉ định

Không có chống chỉ định đối với việc tạo âm khí thở được gia nhiệt. Không được sử dụng liệu pháp lưu lượng khí cao qua đường mũi cho các bệnh nhân không thở tự nhiên.

#### Tác dụng phụ

Không có tác dụng phụ nào được biết đến của việc tạo âm khí thở được gia nhiệt.

#### Thông số kỹ thuật

Tương thích với Máy tạo âm khí thở F&P 950. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tạo âm, phụ kiện và phần giao diện với bệnh nhân để biết thêm các cảnh báo, thận trọng, chống chỉ định, tác dụng phụ và thông tin hệ thống.

<b>Kết nối mặt phân cách:</b>	Khớp nối hình côn ISO 5356-1
<b>Độ dài ống thở:</b>	
Hít vào:	1,75 m
<b>Rò khí (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Chân đơn:	<30 mL/phút
<b>Sức cản dòng (15 L/phút, BTPS):</b>	
Hít vào:	1,03 ± 0,06 cmH <sub>2</sub> O
(bao gồm độ bất định của phép đo là 0,02 cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Tuần thủ (60 cmH<sub>2</sub>O, BTPS):</b>	
Chân đơn:	0,77 ± 0,13 mL/cmH <sub>2</sub> O
(bao gồm độ bất định của phép đo là 0,08 mL/cmH <sub>2</sub> O)	
<b>Đường kính trong tối thiểu của ống:</b>	11,2 mm
<b>Nhiệt độ tối đa của bề mặt ống:</b>	44 °C (<25 cm từ cổng bệnh nhân)
<b>Áp suất giảm áp danh định của ống góp áp suất Optiflow:</b>	40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Mức lưu lượng hoạt động (Liệu pháp lưu lượng khí cao qua đường mũi):</b>	0,5–36 L/phút (Lưu lượng tối đa phụ thuộc vào canun)
<b>Thể tích nước tối đa của ngăn chứa nước:</b>	160 mL
<b>Nhiệt độ phòng:</b>	20–26 °C
<b>Nhiệt độ tối đa của lồng áp:</b>	37 °C

#### Định nghĩa ký hiệu

	Làm theo hướng dẫn sử dụng – an toàn.
	Tham khảo hướng dẫn sử dụng. fphcare.com/950IFU
	Sử dụng một lần.
	Mức nước chính xác trong ngăn chứa nước.
	Mức nước không chính xác; không sử dụng ngăn chứa nước.
	Bộ phận có thể được thải bỏ trong khi cài đặt.
	Bộ phận tiếp xúc bệnh nhân loại BF.
	Cổng hít vào của máy thở (luồng khí đến bệnh nhân).
	Sản phẩm này không làm bằng mù cao su tự nhiên.
	Giới hạn nhiệt độ.
	Nhà sản xuất.
	Ngày sản xuất.
	Ngày hết hạn.

#### Cảnh báo, thận trọng và ghi chú

#### ⚠ CẢNH BÁO

- Phải luôn theo dõi bệnh nhân một cách thích hợp (ví dụ: tình trạng bão hòa ô xi). Không theo dõi bệnh nhân (ví dụ: trong trường hợp gián đoạn dòng khí) có thể gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
- Sử dụng một lần. Không sử dụng lại sản phẩm này. Sử dụng lại có thể dẫn đến nhiễm trùng đường thở.
- Sử dụng (hoặc sửa đổi) các cách kết hợp đường ống thở/ngăn chứa nước không theo khuyến cáo của Fisher & Paykel Healthcare có thể dẫn đến tạo âm kém, trực trặc máy thở hoặc thương tổn nghiêm trọng.
- Việc cung cấp khí thở qua mũi có thể tạo ra áp lực dương phụ thuộc vào lưu lượng (PAP). Phải tính đến điều này khi PAP có thể ảnh hưởng bất lợi đến bệnh nhân.
- Không sử dụng sản phẩm ở gần bất kỳ nguồn đánh lửa nào. Tiếp xúc với oxy làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong.

#### Việc không tuân thủ các cảnh báo sau có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của thiết bị hoặc ảnh hưởng đến tính an toàn (bao gồm cả khả năng gây hại nghiêm trọng):

- Sản phẩm này được thiết kế để cấp không khí, oxy và/hoặc nitric oxit. Sản phẩm này không phù hợp để cấp các hỗn hợp khí gây mê dễ cháy hoặc khí Heliox.
- Không để bẹp, kéo căng hoặc bóp vặn đường ống.
- Không làm sạch hoặc tiết trùng sản phẩm này. Tránh tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng tay.
- Đặt các báo động thích hợp cho máy thở hoặc nguồn luồng khí để theo dõi quá trình cấp khí.
- Đảm bảo có luồng khí qua ống trước khi kết nối với bệnh nhân.
- Kiểm tra xem tất cả các kết nối có chặt không trước khi sử dụng.
- Theo dõi nước ngưng tụ trong đường ống thở để ngăn ngừa bí tắc hoặc tích tụ nước. Xả nước khi cần.
- Máy tạo âm phải luôn bằng phẳng và đặt thấp hơn bệnh nhân.
- Không sử dụng ngăn chứa nước nếu thấy có hư hỏng hoặc bị đánh rơi.
- Không sử dụng ngăn chứa nước nếu bất kỳ nắp cảm biến nào ở ngăn chứa nước bị long ra hoặc thiếu.
- Không sử dụng ngăn chứa nước nếu mực nước lên cao hơn vạch mực nước tối đa.
- Không đổ nước quá 37 °C vào ngăn chứa nước.
- Không sử dụng nếu nắp ống góp giảm áp đã bị tháo ra hoặc thiếu.
- Không sử dụng ống góp giảm áp Optiflow™ (nắp màu xanh) với CPAP Bong bóng.
- Không sử dụng quá thời gian sử dụng tối đa là 14 ngày.

#### ⚠ THẬN TRỌNG

- Không chạm vào bề mặt nóng của đế ngăn chứa nước. Không tuân thủ có thể dẫn đến bị bỏng da.
- Không che đường ống thở bằng các vật liệu như khăn, gối hoặc khăn trải giường. Không tuân thủ có thể dẫn đến bị bỏng da.
- Tránh để đường ống tiếp xúc trong thời gian dài với da bệnh nhân. Không tuân thủ có thể dẫn đến bị bỏng da.
- Không vận hành ngăn chứa nước mà không có nước hoặc luồng khí. Không tuân thủ có thể dẫn đến mức độ ẩm thấp.
- Nguồn nước phải cao hơn ngăn chứa nước ít nhất 50 cm. Không tuân thủ có thể dẫn đến mức độ ẩm thấp.

#### GHI CHÚ

- Sử dụng nước vô trùng USP hoặc tương đương để rửa. Thêm các chất khác có thể có tác dụng bất lợi.
- Người dùng có thể bị tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp trong quá trình thải bỏ. Các mạch thở phải được xử lý như bị ô nhiễm. Thải bỏ theo luật và quy định về môi trường cụ thể của địa phương, tiểu bang hoặc quốc gia.
- Nếu một biến cố nghiêm trọng xảy ra trong khi sử dụng thiết bị này, vui lòng thông báo cho đại diện của Fisher & Paykel Healthcare tại địa phương và Cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia của quý vị đối với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.