



**F&P 950**

Neonatal Ventilator  
Dual Heated Circuit Kit

**USER INSTRUCTIONS**

REF **950N80**  
**950N81**

CE 0123 Rx only 



REF 606849 REV D 2019-07 © 2019 Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

**Manufacturer** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com  
**Importer/ Distributor Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998  
**Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22  
**Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554  
**Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002  
**China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132  
**Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310  
**Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310  
**France**  Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr  
**Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66  
**Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085  
**India** Tel: +91 80 2309 6400  
**Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146  
**Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709  
**Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115  
**Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901  
**Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10  
**Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50  
**Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379  
**Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10  
**Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54  
**Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625  
**Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01  
**UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146  
**USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

F&P 950 is a trademark of Fisher & Paykel Healthcare Ltd. For patent information, see www.fphcare.com/ip

www.fphcare.com

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE













**F&P 950™ DOBBELTOPPVARMET VENTILATORSLANGESETT FOR NEONATALE****Indikasjoner for bruk**

Slangesettet er et tilbehør til F&P 950-respirasjonsfukteren. Det er beregnet for tilførsel av oppvarmet, fuktet gass til nyfødte pasienter som krever respiratorisk støtte, innenfor grenseverdiene i de angitte tekniske spesifikasjonene.

**Tekniske spesifikasjoner**

 <50 mL V<sub>T</sub>  
 <10 kg

Kompatibel med F&P 950-respirasjonsfukter. Se bruksanvisningen til fukteren.

**GRENSENITTKONTAKTER**

ISO 5356-1 koniske koblinger

**SLANGELENGDE**

Inspiratorisk: 1,75 m  
Ekspiratorisk: 1,60 m

**GASSLEKKASJE**

**(ved testtrykk på 60 cmH<sub>2</sub>O):**

Dobbeltgrenet <30 mL/min

**FLOWMOTSTAND**

**(ved testflow: 2,5 L/min):**

Inspiratorisk: 0,08 ± 0,03 cmH<sub>2</sub>O  
Ekspiratorisk: 0,07 ± 0,02 cmH<sub>2</sub>O

**Med tilbehør:**

Inspiratorisk: 0,08 ± 0,03 cmH<sub>2</sub>O  
Ekspiratorisk: 0,07 ± 0,02 cmH<sub>2</sub>O  
inkl. måleusikkerhet på 0,02 cmH<sub>2</sub>O

**SAMSVAR**

**(ved testtrykk: 60 cmH<sub>2</sub>O):**

Dobbelgrenet: 0,97 ± 0,09 mL/cmH<sub>2</sub>O

**Med tilbehør:**

Dobbelgrenet: 0,99 ± 0,09 mL/cmH<sub>2</sub>O  
inkl. måleusikkerhet på 0,02 mL/cmH<sub>2</sub>O

**Minste indre slangediameter:** 11,2 mm

**Maks overflate-****temperatur****for slange:**

44 °C (<25 cm fra pasientport)

**Maks driftstrykk:** 80 cmH<sub>2</sub>O

**Flowområde****under drift**

(ventilator): 0,5–40 L/min

**Romtemperatur:** 20–26 °C


**Maks inkubator-****temperatur:**


37 °C


**Maksvolum for****vann i kammer:**


160 mL

**Symbolforklaring**


 Se bruksanvisningen.


 Riktig vannivå i vannkammeret.


 Feil vannivå; ikke bruk vannkammer.

 Komponenten kan kastes under oppsett.


 Type BF pasientnær del.

 Inspiratorisk ventilatorport (flow til pasient).

 Ekspiratorisk ventilatorport (flow fra pasient).

 Dette produktet er ikke laget av naturgummilateks.

**SST** Indikerer komponent som kreves for kort selvtest av ventilator.

 Brukes innen.

**Advarsler, forsiktighetsregler og merknader**** ADVARSLER**

- Det må gjennomføres pasientovervåkning (f.eks. oksygenmetning) til enhver tid. Hvis pasienten ikke overvåkes (f.eks. hvis gassflow avbrytes), kan dette føre til alvorlig personskade eller død.
- Engangsbruk. Dette produktet må ikke gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til luftveisinfeksjon.
- Bruk (eller modifisering) av kombinasjoner av slangesett/kammer som ikke anbefales av Fisher & Paykel Healthcare, kan føre til dårlig fukting, ventilatorsvikt eller alvorlig personskade.

**Hvis følgende advarsler ikke tas til følge, kan det redusere ytelsen til enheten og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade):**

- Dette produktet er designet for tilførsel av luft, oksygen og/eller nitrogenoksid. Det er ikke egnet for tilførsel av brennbare anestesigassblandinger eller Heliox-gass.
- Slangen må ikke knuses, tøyes eller melkes.
- Ikke rengjør eller steriliser dette produktet. Unngå kontakt med kjemikalier, rengjøringsmidler eller hånddesinfeksjonsmidler.
- Still inn passende ventilator- eller flowkildelarmar for å overvåke behandlingstilførsel.
- Utfør en trykk- og lekkasjetest på pustesystemet før du kobler til en pasient.
- Kontroller at alle tilkoblinger sitter godt, før bruk.
- Følg med på eventuell kondens i slangesettet for å forhindre okklusjon eller oppsamling av væske. Fjern etter behov.
- Fukteren skal alltid være i vater og plassert lavere enn pasienten.
- Ikke bruk kammeret hvis det har blitt synlig skadet, eller hvis det har falt.
- Ikke bruk kammeret hvis noen av sensordekslene er løse eller mangler fra kammeret.
- Ikke bruk kammeret dersom vannivået stiger over maksimalt vannivå.
- Ikke fyll kammeret med vann på over 37 °C.
- Ikke bruk legemidler som inneholder tyloksapol (som Tacholiquin), da dette kan skade slangen og føre til tap av ventilasjonstrykk.

14 Skal ikke brukes utover maksimal brukstid på 14 dager.

** FORSIKTIGHETSREGLER**

- Ikke ta på den varme overflaten på kammerbunnen. Det kan føre til brannskader.
- Ikke dekk slangesettet med materialer slik som håndklær, puter eller sengetøy. Det kan føre til brannskader.
- Ikke la slangen være i langvarig kontakt med pasientens hud. Det kan føre til brannskader.
- Ikke bruk kammeret uten vann eller gassflow. Det kan føre til lave fuktighetsnivåer.
- Vannkilden må være minst 50 cm høyere enn kammeret. Hvis ikke kan det føre til lave fuktighetsnivåer.
- Hvis du bruker en Puritan Bennett 840- eller Puritan Bennett 980-ventilator, bruk den gule SST-adapteren for å utføre den korte selvtesten (SST). Ventilatorprodusenten vil kunne gi informasjon om mulige konsekvenser av at SST ikke utføres.

**MERKNADER**

- Bruk USP-sterilt vann for skylling, eller tilsvarende. Tilsetning av andre stoffer kan ha bivirkninger.
- Kasseres i samsvar med sykehusprotokoll. Brukeren kan bli utsatt for væsker fra luftrøret under avhending.