


USER INSTRUCTIONS

REF 850A61 F&P 850 AirSpiral™ Adult NIV and NHF circuit kit



Japanese （ja）

F&P 850 AIRSPIRAL™ 成人向け NIV および NHF 用呼吸回路キット

呼吸補助を必要とする自発呼吸可能な成人患者に、加温加湿された呼吸ガスを供給することを目的とします。この呼吸器セットは、病院および長期療養施設的环境下で Fisher & Paykel Healthcare MR850 加湿器と併せて使用するのに適しています。

禁忌

呼吸ポートを使用する場合は、次の患者には使用しないでください。

- 意識がない、自発呼吸ができない、非協力的、または反応が鈍い患者。
- おびただしい分泌物が見られる、悪心または嘔吐のリスクがある、嘔吐物を誤嚥するリスクがある患者。

これらの状態の症状が現れた場合は、直ちに治療を中止してください。

技術仕様

Fisher & Paykel Healthcare MR850 加湿器に対応。加温加湿器の取扱説明書を参照してください。

インターフェース接続	ISO 5356-1 円錐コネクター
コンプライアンス @ 60 cmH₂O	
付属品あり	1.46 ± 0.13 mL/cmH ₂ O
付属品なし	1.25 ± 0.12 mL/cmH ₂ O
	(0.06 mL/cmH ₂ O を含む [計測の不確実性])
流量抵抗 @ 30 L/min	
付属品あり	1.23 ± 0.13 cmH ₂ O
付属品なし	1.11 ± 0.13 cmH ₂ O
	(0.03 cmH ₂ O を含む [計測の不確実性])
最大作動圧力	80 cmH ₂ O
最小作動圧力	4 cmH ₂ O
回路長さ	1.6 m
最小内径	17 mm
圧縮可能容量	1.0 L
ガスリーク @ 60 cmH₂O	<40 mL/分

周囲温度 20 °C～26 °C での総合的な性能		
	非侵襲モード	侵襲モード
加湿モード		
加湿出力	>12 mg/L	>33 mg/L
流量	10～120 L/分	10～60 L/分

呼吸ポート (通気孔) なしマスクおよび呼吸ポート (通気孔) 付きマスク	
許容流量範囲	10～120 L/分
(その他の流量制限については、患者用インターフェースの取扱説明書をご参照ください)	
加湿器のモード	非侵襲モード
換気型モード	CPAPまたはBi-Level
高流量インターフェース	
許容流量範囲	10～60 L/分
(その他の流量制限については、患者用インターフェースの取扱説明書をご参照ください)	
加湿器のモード	侵襲モード
流量源モード	高流量

フィルター効率	
対ウイルス	>99.99%
微生物	ΦX174 バクテリオファージ
対細菌	>99.999%
微生物	枯草菌
平均粒径	3 μm
NaCl	98.04%

	不適切水位です。MR290 チャンパーを交換してください	Rx only	医師の処方によってのみ使用
	MR290 チャンパーの水位は適切水位です	CE 0123	CE マーキング (93/42/EEC)
	マニュアル参照		製造年月日
	BF タイプ適合部品		製造元
	フタル酸エステル不使用		使用期限
	天然ゴム (ラテックス) 不使用		注意事項/取扱説明書/添付文書を参照
	単一使用		最長使用期間 14 日間
	ロット番号		輸送および保管時の温度範囲

REF	品番	EC REP	欧州代理人
	廃棄物		刃物を使って開けない
MD	医療機器		呼吸ガス

警告、注意事項、および備考

警告

- 本品の再使用禁止。再使用すると、感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な危害または死亡に繋がる恐れがあります。
- Fisher & Paykel Healthcare が推奨していない呼吸回路、チャンバー、備品を組み合わせて使用すると、加温加湿システムの性能低下、人工呼吸器の故障、患者/使用者へ害を及ぼす可能性があります。
- 患者に対して常に適切なモニタリング (酸素飽和度など) を行ってください。患者をモニタリングしない場合 (例、ガス・フローの中断)、重大な危害や死をまねくことがあります。
- 加温加湿器のヒータープレート、および加温加湿チャンバーのペースプレートには手で触れないでください。表面温度が 85 °C を超えることがあり、使用方法に従わないと火傷することがあります。
- 呼吸ポートは、シングル回路システムの呼吸ポートが無いインターフェースとともに使用する必要があります。従わないと、患者が過度の二酸化炭素を吸引して高炭酸ガス血症に至ることがあります。

以下の警告に従わないと、装置の性能または安全性を損なうことがあります (深刻な害を与える可能性も含みます)。

-  最長使用期間の 14 日を超えて使用しないでください。
- 本品を浸漬、洗浄、滅菌しないでください。化学物質、洗剤、手指用除菌剤と接触しないようにしてください。
- 水位が最高水位ラインを超えた場合は加湿チャンパーを使用しないでください。
- シールに破損がある場合、または落下した場合は加湿チャンパーを使用しないでください。
- 患者の近くに加湿加湿器を取り付けるときは、加温加湿器が患者よりも低く配置されていることを必ず確認してください。
- 10 度以上の角度で加湿チャンパーを作動させないでください。
- 青色のキャップを取り外す前に滅菌蒸留水バッグに刺ししないでください。メインフロートが正常に動作しない状態で給水を開始、かつ流量が 80 L/min を超えると回路内に水が入り込むことがあります。
- ガス・フローのない状態で熱線入り呼吸回路を使用しないでください。ガス・フローが中断された場合は、加温加湿器の電源を切ってください。
- 加湿チャンパーが滅菌蒸留水バッグなどに接続され、かつ加湿チャンパー内に水が供給されていることを確認してください。
- 物質には、USP 滅菌水または同等品を使用してください。他の物質を水に加えないでください。
- 滅菌蒸留水バッグが加湿チャンパーよりも 50 cm 以上高い位置にあることを確認してください。
- 加湿チャンパーには、37 °C 以上の水を入れしないでください。
- 毛布、タオル、シーツなどで呼吸回路を覆わないでください。
- 患者の皮膚に熱くなったチューブの長時間接触は避けてください。
- チューブを引っ張ったり、絞ったりしないでください。
- 24 時間おき、または顕著な劣化が発生した場合はそれ以前に、各病院の標準的な手順に従ってフィルターを交換してください。
- 噴霧用薬剤を使用するときには各病院の標準的な手順に従って流量抵抗を監視し、本フィルターを交換する必要があります。
- 呼吸ポートの通気穴は絶対に塞いだり密閉したりしないでください。
- 患者に呼吸器セットを接続する前に、人工呼吸器または流量アラームが適切に設定されているか確認してください。
- 患者に接続する前に、人工呼吸器に適用可能な流量および圧力のテストが完了していることを確認してください。
- 使用前に呼吸器セットの破損 (例、チューブのつづれ、コネクターのひび割れ) を、目視で点検してください。破損していた場合、交換してください。
- 回路内の結露を、定期的に確認して排出してください。
- 使用前にすべての接続部分に漏れがないか点検してください。
- タバコ、炎など、引火の原因となるものを排除してください。

備考

- トレーニングを受けた医療従事者の監視下で、使用してください。
- 病院の規定に従って本品を処分してください。廃棄中、廃棄担当者呼吸器の分泌液に曝露する可能性があります。
- 使用する前には、接続する加温加湿器および付属品、ともに患者へ使用するすべての部品や他の機器との互換性について、十分に確認をとってください。
- 本機器を使用中に重大な事故が生じた場合は、弊社担当営業もしくは取扱販売店までお知らせください。

 Lithuanian （lt）

„F&P 850 AIRSPIRAL™“ SUAUGUSIŲJŲ NIV IR NHF KONTŪRŲ RINKINYS

Šildomoms, sudrėkintoms kvėpavimo dujoms tiekti saivame kvėpuojantiems suaugusiems pacientams, kuriems reikia kvėpavimo palaikymo. Šis kvėpavimo rinkinys tinka naudoti su „Fisher & Paykel Healthcare MR850“ drėkintuvais ligoninėse ir ilgalaikės priežiūros aplinkoje.

KONTRAINDIKACIJOS

Naudojant iškvėpimo vožtuvą, jo negalima naudoti pacientams:

- kurie yra netekę samonės, negali kvėpuoti patys, priešinosi arba nereaguoja;
- kurių gausios išskyros, kuriems kyla pykinimo arba vėmimo pavojus arba išvėmto turinio įkvėpimo rizika.

Jei pasireiškia šių būklių simptomų, procedūrą nedelsdami nutraukite.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Suderinamas su „Fisher & Paykel Healthcare MR850“ drėkintuvais. Žr. drėkintuvo naudotojo instrukcijas.

SAŠAJOS JUNGTYS	ISO 5356-1 kūginiai sujungimo elementai
ATITIKTIS ESANT 60 cmH₂O	
Su priedais	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Be priedų	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(įskaitant 0,06 mL/cmH ₂ O matavimo neapibrėžtį)
ATSPARUMAS ESANT 30 L/min SRAUTUI	
Su priedais	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Be priedų	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(įskaitant 0,03 cmH ₂ O matavimo neapibrėžtį)
MAKSIMALUS DARBINIS SLĖGIS	80 cmH ₂ O
MINIMALUS DARBINIS SLĖGIS	4 cmH ₂ O
KONTŪRO ILGIS	1,6 m
MAŽIAUSIAS VIDINIS SKERSMUO	17 mm
SUSPAUŽIAMAS TŪRIS	1,0 L
DUJŲ NUOTĖKIS ESANT 60 cmH₂O	<40 mL/min

BENDRAS EFEKTYVUMAS 20–26 °C APLINKOS TEMPERATŪROJE		
	NEINVAZINIS REŽIMAS	INVAZINIS REŽIMAS
Drėkinimo režimas		
Drėkinimo išvestis	>12 mg/L	>33 mg/L
Srauto greitis	10–120 L/min	10–60 L/min

NEVENTILIUOJAMA KAUKĖ IR VENTILIUOJAMA KAUKĖ	
Leistinas srauto diapazonas	Nuo 10 iki 120 L/min
(papildomų srauto apribojimų ieškokite paciento sąsajos instrukcijoje)	
Drėkintuvo režimas	Neinvazinis režimas
Ventiliatoriaus režimas	CPAP arba dviejų lygių

DIDELIO SRAUTO SAŠAJA	
Leistinas srauto diapazonas	Nuo 10 iki 60 L/min
(papildomų srauto apribojimų ieškokite paciento sąsajos instrukcijoje)	
Drėkintuvo režimas	Invazinis režimas
Srauto šaltinio režimas	Didelis srautas

FILTRAVIMO EFEKTYVUMAS	
Virusinis organizmas	>99,99 %
Bakterinis organizmas	ΦX174 bakteriofagas
Bakterinis organizmas	>99,999 %
Vidutinis dalelių dydis	<i>Bacillus subtilis</i>
NaCl	3 μm
	98,04 %

	Netinkamas vandens lygis, pakeiskite MR290 kamerą	Rx only	Tik pagal receptą
	Tinkamas vandens lygis MR290 kameroje	CE 0123	CE ženklas 93/42/EEB
	Žr. naudojimo instrukcijas		Pagaminimo data
	BF tipo darbinė dalis		Gamintojas
	Pagaminta nenaudojant ftalatų		Data: sunaudoti iki
	Pagaminta nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso		Įspėjimas / žr. naudojimo instrukcijas
	Skirta vienkartiniam naudojimui		14 dienų maksimali naudojimo trukmė
	Partijos numeris		Gabenimo ir laikymo temperatūros ribojimai

REF	Nuorodos numeris	EC REP	Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje
	Skirta šalinti		Atidarydami nenaudokite asmenų
MD	Medicinos prietaisas		Iškvėptos dujos

ISPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR PASTABOS

⚠ ISPĖJIMAI

- Šio gaminio NENAUDOKITE pakartotinai. Naudojant pakartotinai kyla pavojus perduoti infekcijos sukėlėjus, nutraukti gydymą, sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- Naudojant „Fisher & Paykel Healthcare“ nepatvirtintus kvėpavimo kontūrus, kameras, priedus ar derinius gali prastai veikti drėkinimo sistema, sugesti ventiliatorius ir susižaloti pacientas arba naudotojas.
- Visada turi būti taikoma atitinkama paciento stebėjimo procedūra (pvz., prisotinimas deguonimi). Nestebint paciento (pvz., nutrūkus dujų srautui) kyla pavojus sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- NELIESKITE šildymo plokštės ar kameros pagrindo. Paviršių temperatūra gali būti aukštesnė nei 85 °C. Nesilaikant šio reikalavimo kyla odos nudegimo pavojus.
- Iškvėpimo anga turi būti naudojama su nevedinamu adapteriu vienos šakos sistemoje. Nesilaikant šio nurodymo, pacientas gali įkvėpti per daug anglies dioksido, o tai gali sukelti hiperkapniją.

Nesilaikant šių išspėjimų gali pablogėti prietaiso eksploatacinės saugybės ir gali kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų sužalojimą):

-  NENAUDOKITE pasibaigus 14 dienų maksimaliai naudojimo trukmei.
- NEMĖGINKITE šio gaminio mirkyti, plauti ir sterilizuoti. Venkite sąlyčio su chemikalais, valymo medžiagomis ar rankų dezinfekatoriais.
- Kameros NENAUDOKITE vandens lygiui pakilus virš maksimalios ribos.
- Kameros NENAUDOKITE, jei ją gavę pastebite pažeistas plombas arba jei ji buvo numesta.
- Montuodami drėkintuvą greta paciento pasirūpinkite, kad drėkintuvas visada būtų pastatytas žemiau paciento.
- NENAUDOKITE kameros didesniu nei 10° kampu.
- Nenuėmę mėlynos spalvos dangtelių prie vandens šaltinio NEJUNKITE. Jei pirminė plūdė neveikia, o kamera eksploatuojama naudojant didesnę kaip 80 L/min srovę, į kontūrą gali patekti purslų.
- NENAUDOKITE šildomos vielos kvėpavimo kontūrų be dujų srauto. Jei dujų srautas sutrinkdytas, drėkintuvą išjunkite.
- Įsitikinkite, kad prie kameros prijungtas vandens šaltinis, o vanduo patenka į kamerą.
- Drėkinimui įkvėpdami naudokite sterilų arba lygiavertį USP standartus atitinkantį vandenį. Į vandenį NEPILKITE kitų medžiagų.
- Vandens šaltinis turi būti bent 50 cm aukštesnis už kamerą.
- Į kamerą NEPILKITE vandens, kurio temperatūra yra aukštesnė nei 37 °C.
- NEUŽDENKITE kontūro tokiais daiktais kaip antklodės, rankšluosčiai arba patalynė.
- NEIŠTEMPKITE ar kitaip netinkamai netraukykite vamzdelių.
- Keiskite filtrą kas 24 valandas arba dažniau, jei pastebimas pablogėjimas, laikydamiis standartinės ligoninės procedūros.
- Vartojant purškiamuosius vaistus reikia stebėti tekmes atsparumą ir po standartinės ligoninės procedūros pakeisti filtrą.
- NEUŽBLOKUOKITE arba NEUŽSANDARINKITE iškvėpimo prievado vožtuvo ventiliacijos angų.
- Prieš prie paciento prijungdami kvėpavimo rinkinį pasirūpinkite, kad būtų nustatyti tinkami ventiliatoriaus arba srauto šaltinio pavojaus signalai.
- Prieš jungdami prie paciento, įsitikinkite, kad buvo atlikti ventiliatoriaus srauto ir slėgio bandymai.
- Prieš naudodami, apžiūrėkite, ar nėra kvėpavimo sistemos pažeidimų (pvz., suspaustus vamzdelis ar įtrūkusi jungtis), ir pakeiskite, jei pažeista.
- Nuolat stebėkite ir išleiskite kontūre susikaupusį kondensatą.
- Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar visos jungtys tvirtai sujungtos.
- Pašalinkite visus ugnies šaltinius, tokius kaip cigaretės ar atviroji liepsna.

PASTABOS

- Skirta naudoti prižiūrint kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.
- Gaminį išmeskite laikydamiis ligoninės protokolo. Šalinant atliekas naudotoją gali paveikti kvėpavimo takų skysčiai.
- Atsakingoji organizacija atsako už drėkintuvo, visu prie paciento kūno prijungiamų dalių ir priedų bei kitos įrangos suderinimą prieš naudojimą.
- Jei naudojant šį prietaisą įvyko didelis incidentas, praneškite vietiniam „Fisher & Paykel Healthcare“ atstovui ir kompetentingai institucijai.

 Latvian （lv）

F&P 850 AIRSPIRAL™ PIEAUGUŠO NIV UN NHF ELPOŠANAS KONTŪRA KOMPLEKTS

Elpošanas karsētu, mitrinātu gāzu pievadei spontāni elpojošiem pieaugušiem pacientiem, kam nepieciešams elpināšanas atbalsts. Šis elpošanas komplekts ir derīgs lietošanai ar Fisher & Paykel Healthcare MR850 mitrinātajiem slīmnīčās un ilgtermiņa aprūpes vidē.

KONTRINDIKĀCIJAS

Ja lieto izelpas pieslēgvietu, to nedrīkst izmantot pacientiem:

- kas ir bezsamaņā, nespēj elpot spontāni, nesadarbojas vai nereaģē;
- kam ir pārmērīgi izdalījumi, kas var izraisīt nelabumu/vemšanu, vai kuriem ir vēmekļu aspirācijas risks.

Ja parādās šos stāvokļu simptomi, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanu.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Saderīga ar Fisher & Paykel Healthcare MR850 mitrinātajiem. Skatiet mitrinātāja lietošanas instrukcijas.

SASKARNES SAVIENOJUMI	ISO 5356-1 koniskie savienojumi
SADERĪBA PIE 60 cmH₂O	
Ar piederumiem	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Bez piederumiem	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(iekļaujot 0,06 mL/cmH ₂ O mērījumu nenoteiktību)
PRETESTĪBA PLŪSMAI, JA IR 30 L/min	
Ar piederumiem	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Bez piederumiem	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(iekļaujot 0,03 cmH ₂ O mērījumu nenoteiktību)
MAKSIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS	80 cmH ₂ O
MINIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS	4 cmH ₂ O
KONTŪRA GARUMS	1,6 m
MINIMĀLAIS IEKŠĒJAIS DIAMETRS	17 mm
SASPIEŽAMAS TILPUMS	1,0 L
GĀZES NUOPLŪDE PIE 60 cmH₂O	<40 mL/min

KOPĒJĀ VEIKTSPĒJA 20–26 °C APKĀRTĒJĀ TEMPERATŪRĀ		
	NEINVAZĪVS REŽĪMS	INVAZĪVS REŽĪMS
Mitrināšanas režīms		
Mitruma izvade	>12 mg/L	>33 mg/L
Plūsmas ātrums	10–120 L/min	10–60 L/min

NEVENTILĒJAMA UN VENTILĒJAMA MASKA	
Pieļaujamais plūsmas diapazons	No 10 līdz 120 L/min
(papildu plūsmas ierobežojumus skatiet pacienta saskarnes instrukcijās)	
Mitrinātāja režīms	Neinvazīvais režīms
Ventilatora režīms	CPAP vai Bi-Level

AUGSTAS PLŪSMAS SASKARNE	
Pieļaujamais plūsmas diapazons	No 10 līdz 60 L/min
(papildu plūsmas ierobežojumus skatiet pacienta saskarnes instrukcijās)	
Mitrinātāja režīms	Invazīvais režīms
Plūsmas avota režīms	Augsta plūsma

FILTRĒŠANAS EFEKTIVITĀTE	
Virusi	>99,99 %
Organismi	ΦX174 bakteriofāgs
Baktērijas	>99,999 %
Organismi	Bacillus subtilis
Vidējais daļiņu izmērs	3 μm
NaCl	98,04 %

	Nepareizs ūdens līmenis, nomainiet MR290 kameru	Rx only	Tikai pret recepti
	Pareizs ūdens līmenis kamerā MR290	CE 0123	CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK
	Skatīt lietošanas instrukcijas		Izgatavošanas datums
	BF tipa lietojamā daļa		Ražotājs
	Izgatavošanā nav izmantoti ftalāti		Derīguma termiņš
	Izgatavošanā nav izmantots dabīgā kaučuka latekss		Uzmanību / skatīt lietošanas instrukcijas
	Vienreizējai lietošanai		Lietošanai ne ilgāk kā 14 dienas
	Partijas numurs		Transportēšanas un glabāšanas temperatūras ierobežojumi

Norwegian ^(no)

F&P 850 AIRSPIRAL™ NIV- OG NHF-SLANGESETT TIL VOKSNE

For tilførsel av oppvarmede, fuktede luftveissgasser til spontant pustende voksne pasienter som krever respiratorisk støtte. Dette slangesettet er egnet til bruk med Fisher & Paykel Healthcare MR850-fuktere på sykehus og institusjoner for langtidspleie.

KONTRINDIKASJONER

Når utåndingsventilen er i bruk, skal den ikke brukes på pasienter som:

- er bevisstløse, som ikke kan puste spontant, som ikke kan samarbeide, eller som ikke reagerer
- har overflod av sekresjon, har risiko for kvalme/oppkast eller har høy risiko for aspirasjon av oppkast

Hvis det oppstår symptomer på disse tilstandene, skal behandlingen avsluttes umiddelbart.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kompatibel med Fisher & Paykel Healthcare MR850-fuktere. Se bruksanvisningen til fukteren.

GRENSesnITTKONTAKTER	ISO 5356-1 koniske koblinger
SAMSVAR VED 60 cmH₂O	
Med tilbehør	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Uten tilbehør	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(inkludert 0,06 mL/cmH ₂ O måleusikkerhet)
FLOWMOTSTAND VED 30 L/min	
Med tilbehør	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Uten tilbehør	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(inkludert 0,03 cmH ₂ O måleusikkerhet)
MAKSIMALT DRIFTSTRYKK	80 cmH ₂ O
MINSTE DRIFTSTRYKK	4 cmH ₂ O
SLANGELENGDE	1,6 m
MINSTE INDRE DIAMETER	17 mm
KOMPRIMERBART VOLUM	1,0 L
GASSLEKKASJE VED 60 cmH₂O	<40 mL/min

TOTAL YTELSE VED 20 °C TIL 26 °C OMGIVELSESTEMPERATUR		
Fuktingsmodus	IKKE-INVASIV MODUS	INVASIV MODUS
Fuktingseffekt	>12 mg/L	>33 mg/L
Flowhastighet	10–120 L/min	10–60 L/min

IKKE-VENTILERT MASKE OG VENTILERT MASKE	
Tillatt flowområde	10 til 120 L/min (se instruksjonene for pasientgrensesnittet for ytterligere flowbegrensninger)
Fuktermodus	Ikke-invasiv modus
Ventilatormodus	CPAP eller BiPAP
GRENSesnITT FOR HØY FLOW	
Tillatt flowområde	10 til 60 L/min (se instruksjonene for pasientgrensesnittet for ytterligere flowbegrensninger)
Fuktermodus	Invasiv modus
Flowkildemodus	Høy flow
FILTRASJONSEFFEKTIVITET	
Virus	>99,99 %
Organismer	ΦX174 bakteriofag
Bakterier	>99,999 %
Organismer	Bacillus subtilis
Gjennomsnittlig partikkelstørrelse	3 μm
NaCl	98,04 %

	Ikke riktig vannnivå, bytt ut MR290-kammer	Rx only	Kun på resept
	Riktig vannnivå i MR290-kammeret	CE 0123	CE-merke 93/42/EØF
	Se bruksanvisningen		Produksjonsdato
	Type BF pasientnær del		Produsent
	Ikke laget med ftalater		Utløpsdato
	Ikke laget av naturgummilateks		Forsiktig / se bruksanvisningen
	Engangsbruk		Maksimalt 14 dagers bruk
	Lotnummer		Temperaturgrenser for oppbevaring og transport

	Referansenummer		Autorisert representant i EU
	Skal kastes		Skal ikke åpnes med kniv
	Medisinsk utstyr		Utåndet gass

ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER OG MERKNADER

⚠ ADVARSLER

- Dette produktet SKAL IKKE gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til overføring av smittefarlige stoffer, avbrudd i behandlingen, alvorlig personskade eller død.
- Bruk av slangesett, kamre, tilbehør eller kombinasjoner som ikke er godkjent av Fisher & Paykel Healthcare, kan føre til dårlig ytelse for fuktighetssystemet, funksjonsfeil for ventilatoren og skade på pasienten/brukeren.
- Det må brukes pasientovervåking (f.eks. oksygenmetning) til enhver tid. Hvis pasienten ikke overvåkes (f.eks. hvis gassflow avbrytes), kan dette føre til alvorlig personskade eller død.
- IKKE ta på varmeplaten eller kammerets base. Overflatene kan være varmere enn 85 °C. Det kan føre til brannskader.
- Utåndingsventilen må brukes med et ikke-ventilert grensesnitt i et enkeltgrenet system. Hvis ikke kan det føre til at pasienten puster inn for mye karbondioksid, noe som fører til hyperkapii. **Hvis følgende advarsler ikke tas til følge, kan det redusere ytelsen til enheten og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade):**
-  SKAL IKKE brukes utover maksimal brukstid på 14 dager.
- Dette produktet SKAL IKKE bløtlegges, vaskes eller steriliseres. Unngå kontakt med kjemikalier, rengjøringsmidler eller hånddesinfeksjonsmidler.
- IKKE bruk kammeret dersom vannnivået stiger over maksimalt vannivå.
- IKKE bruk kammeret hvis forseingene ikke er intakte ved mottak, eller hvis kammeret har blitt utsatt for støt ved fall.
- Når du monterer en fukter ved siden av en pasient, må du sikre at fukteren alltid er plassert lavere enn pasienten.
- IKKE bruk kammeret med større vinkel enn 10°.
- IKKE punkter vannkilden før de blå hettene er fjernet. Hvis den primære flattøren svikter, kan det komme sprut i slangesettet hvis kammeret blir brukt ved over 80 L/min.
- IKKE bruk oppvarmede slangesett uten gassflow. Hvis gassflowen blir avbrutt, skal fukteren slås av.
- Påse at det er en vannforsyning koblet til kammeret, og at det er vann i kammeret.
- Bruk USP-sterilt vann for inåndning eller tilsvarende til fukting. IKKE tilsett andre stoffer i vannet.
- Vannkilden må være minst 50 cm høyere enn kammeret.
- IKKE fyll kammeret med vann på over 37 °C.
- IKKE dekk til kretsen med materialer som tepper, håndklær eller sengetøy.
- Unngå at oppvarmede slanger er i langvarig kontakt med pasientens hud.
- Slangen skal IKKE strekkes eller melkes.
- Skal byttes i henhold til standard sykehusprosedyre hver 24. time eller før hvis det oppdages nedsatt kvalitet.
- Når det brukes forstøvede legemidler, skal flowmotstand overvåkes og filteret byttes iht. standard sykehusprosedyre.
- IKKE blokker eller tett igjen ventilasjonsåpningene på utåndingsventilen.
- Påse at aktuelle alarmer på ventilatoren eller flowkilden er stilt inn før slangesettet kobles til pasienten.
- Sørg for at flow- og trykktesting som gjelder ventilatoren, er fullført før pasienten blir tilkoblet.
- Inspiser slangesett for skader (f.eks. sammenklemt slange eller sprukket kontakt) før bruk, og erstatt skadde komponenter.
- Utfør regelmessig overvåking, og tøm slangesettet for kondens.
- Kontroller at alle tilkoblinger sitter godt, før bruk.
- Fjern antennelseskilder, for eksempel sigaretter eller åpen ild.

MERKNADER

- For bruk under tilsyn av medisinsk personell med opplæring.
- Produktet skal kasseres i samsvar med sykehusets protokoll. Brukeren kan bli utsatt for væsker fra luftrøret under avhending.
- Den ansvarlige organisasjonen må påse at fukteren og alle delene og tilbehørene som brukes til å koble til pasienten og annet utstyr, er kompatible før bruk.
- Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse ved bruk av denne enheten, ta kontakt med din lokale Fisher & Paykel Healthcare-representant og aktuelle myndigheter.

 Polish ^(pl)

ZESTAW UKŁADU NIV I NHF DLA DOROSŁYCH F&P 850 AIRSPIRAL™

Do dostarczania ogrzanych, nawilżonych gazów oddychowych spontanicznie oddychającym pacjentom dorosłym wymagającym wsparcia czynności oddechowej. Ten zestaw oddychowy jest odpowiedni do użytku z nawilżaczami Fisher & Paykel Healthcare MR850 w szpitalach i placówkach opieki długoterminowej.

PRZECIWSKAZANIA

Port wydechowy nie powinien być stosowany u pacjentów w przypadku:

- utraty świadomości, braku oddechu spontanicznego, braku współpracy lub braku reakcji;
- obfitych wydzielin, ryzyka wystąpienia nudności lub wymiotów lub w przypadku ryzyka aspiracji wymiocin.

Jeżeli występują objawy tych stanów, należy niezwłocznie przerwać leczenie.

DANE TECHNICZNE

Kompatybilny z nawilżaczami MR850 firmy Fisher & Paykel Healthcare. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania nawilżacza.

PODŁĄCZENIA	Złącza stożkowe ISO 5356-1
PODATNOŚĆ PRZY 60 cmH₂O	
Z akcesoriami	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Bez akcesoriów	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(względnia błąd pomiaru wynoszący 0,06 mL/cmH ₂ O)
OPÓR PRZEPŁYWU PRZY 30 L/min	
Z akcesoriami	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Bez akcesoriów	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(względnia błąd pomiaru wynoszący 0,03 cmH ₂ O)
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	80 cmH ₂ O
MINIMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	4 cmH ₂ O
DŁUGOŚĆ UKŁADU	1,6 m
MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	17 mm
OBJĘTOŚĆ ŚCIŚLIWA	1,0 L
PRZECIEK GAZU PRZY 60 cmH₂O	<40 mL/min

OGÓLNA WYDAJNOŚĆ PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA WYNOŚĄCEJ OD 20 °C DO 26 °C		
Tryb nawilżania	TRYB NIEINWAZYJNY	TRYB INWAZYJNY
Wartości nawilżania na wyjściu	>12 mg/L	>33 mg/L
Prędkość przepływu	10-120 L/min	10-60 L/min

MASKA BEZ ZASTAWKI I MASKA Z ZASTAWKĄ	
Dopuszczalny zakres przepływu	od 10 do 120 L/min (więcej informacji na temat ograniczeń przepływu można znaleźć w instrukcji części kontaktującej się z pacjentem)
Tryb nawilżacza	Tryb nieinwazyjny
Tryb respiratora	CPAP lub Bi-Level
CZĘŚĆ KONTAKTUJĄCA SIĘ Z PACJENTEM O WYSOKIM PRZEPŁYWIE	
Dopuszczalny zakres przepływu	od 10 do 60 L/min (więcej informacji na temat ograniczeń przepływu można znaleźć w instrukcji części kontaktującej się z pacjentem)
Tryb nawilżacza	Tryb inwazyjny
Tryb źródła przepływu	Wysoki przepływ

SKUTECZNOŚĆ FILTROWANIA	
Wirusy	>99,99%
Organizmy	Bakteriofag Φ X174
Bakterie	>99,999%
Organizmy	Bacillus subtilis
Średni rozmiar cząstki NaCl	3 μm
	98,04%

	Nieprawidłowy poziom wody, wymienić komorę MR290	Rx only	Tylko na receptę
	Prawidłowy poziom wody w komorze MR290	CE 0123	Znak CE 93/42/EWG
	Sprawdzić w instrukcji obsługi		Data produkcji
	Część aplikacyjna typu BF		Producent
	Wyrzucić		Data ważności
	Wyrzucić		Uwaga / Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Do jednorazowego użytku		Maksymalny czas użytkowania wynosi 14 dni

	Numer serii		Zakresy temperatur transportu i przechowywania
	Numer referencyjny		Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Do użycia		Nie otwierać ostrzem
	Wyrób medyczny		Wydechany gaz

OSTRZEŻENIA I UWAGI

⚠ OSTRZEŻENIA

- NIE używać ponownie tego produktu. Ponowne użycie może skutkować przeniesieniem substancji zakaźnych, przerwaniem leczenia, poważnym urazem lub zgonem.
- Stosowanie układów oddechowych, komór, akcesoriów lub kombinacji niezatwierdzonych przez firmę Fisher & Paykel Healthcare może spowodować słabą wydajność systemu nawilżania, nieprawidłowe działanie respiratora oraz urazy pacjenta/użytkownika.
- Pacjenta należy nieustannie monitorować (np. pod kątem saturacji tlenu). Niezachowanie wymogu monitorowania pacjenta (np. w razie przerwania przepływu gazu) może doprowadzić do poważnego urazu lub zgonu.
- NIE dotykać płytki grzałki ani podstawy komory. Temperatura powierzchni może przekraczać 85 °C. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.
- Port wydechowy musi być używany z częścią kontaktującą się z pacjentem bez portu wydechowego w systemie podłączanym do jednego ramienia. W przeciwnym razie może dojść do wdychania przez pacjenta nadmiernej ilości dwutlenku węgla, co prowadzi do hiperkapanii.
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń może pogorszyć działanie urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne urazy):**
-  NIE przekraczać maksymalnego czasu użytkowania, który wynosi 14 dni.
- NIE namaczać, nie myć ani nie sterylizować tego produktu. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, środkami czyszczącymi lub środkami do dezynfekcji rąk.
- NIE używać komory, jeżeli poziom wody wzrośnie powyżej linii maksymalnego poziomu wody.
- NIE używać komory, jeżeli stwierdza się przy odbiorze, że uszczelki zostały naruszone lub że została ona upuszczona.
- Montując nawilżacz w pobliżu pacjenta, należy upewnić się, że nawilżacz znajduje się poniżej poziomu pacjenta.
- NIE obsługiwać komory pod kątem większym niż 10°.
- NIE przekłuwaj źródła wody, do czasu aż zostaną zdjęte niebieskie zatyczki. W razie awarii podstawowego pływaka podczas pracy komory przy wartościach powyżej 80 L/min może nastąpić przeciekanie do układu.
- NIE stosować układów oddechowych z ogrzewanym przewodem przy wyłączonym przepływie gazów. W razie przerwania przepływu gazu należy wyłączyć nawilżacz.
- Upewnnić się, że do komory podłączono źródło zasilania w wodę i że w komorze znajduje się woda.
- Do inhalacji i nawilżania należy stosować sterylny wodę USP lub jej odpowiednik. Do wody NIE należy dodawać innych substancji.
- Źródło wody musi znajdować się co najmniej 50 cm powyżej komory.
- Komory NIE wolno napełniać wodą o temperaturze powyżej 37 °C.

- Układu NIE zakrywać materiałami takimi jak koce, ręczniki lub prześcieradła.
- Unikać przedłużonego kontaktu ogrzewanych rur ze skórą pacjenta.
- NIE rozciągać ani nie ścisnąć rury.
- Filtr zmieniać co 24 godziny lub częściej w przypadku zauważalnego pogorszenia jakości, postępując zgodnie ze standardową procedurą szpitalną.
- W przypadku stosowania leków przeznaczonych do nebulizacji należy kontrolować opór przepływu i wymieniać filtr, postępując zgodnie ze standardową procedurą szpitalną.
- NIE blokować ani nie uszczelniać otworów wentylacyjnych na porcie wydechowym.
- Przed podłączeniem zestawu oddechowego do pacjenta należy upewnić się, że zostały ustawione odpowiednie alarmy respiratora lub źródła przepływu.
- Przed podłączeniem pacjenta sprawdzić, czy wykonano odpowiednie dla respiratora testy ciśnienia i przepływu.
- Przed użyciem należy wzrokowo skontrolować zestawy oddechowe pod kątem uszkodzeń (np. zgniecenia rury lub pęknięcia złącza) i w razie potrzeby wymienić.
- Należy regularnie monitorować poziom nagromadzonych skroplin w układzie i je usuwać.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- Należy usunąć wszelkie źródła zapłonu, takie jak papierosy lub otwarty płomień.

UWAGI

- Do użytku pod nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

- Zużyłizować produkt zgodnie z protokołem szpitalnym. Użytkownik może być narażony na działanie płynów z układu oddechowego podczas użycia.

- Placówka jest odpowiedzialna za sprawdzenie kompatybilności nawilżacza oraz wszystkich części i akcesoriów wykorzystywanych do podłączania urządzenia do pacjenta, a także innego sprzętu przed użyciem.

- W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia podczas używania tego urządzenia, należy poinformować lokalnego przedstawiciela firmy Fisher & Paykel Healthcare i właściwy organ.

 Romanian ^(ro)

SET DE CIRCUIT F&P 850 AIRSPIRAL™ PENTRU TERAPIA NIV ȘI DNR PENTRU ADULȚI

Pentru administrarea gazelor respiratorii încălzite, umidificate, la pacienții adulți cu respirație spontană, care au nevoie de asistență respiratorie. Acest set de respirație este adecvat pentru utilizarea cu umidificatoarele MR850 Fisher & Paykel Healthcare, în spitale și în unitățile de îngrijire pe termen lung.

CONTRAINDICAȚII

Când se utilizează un port de expirație, acesta nu trebuie utilizat la pacienții care:

- Sunt inconștienți, incapabili să respire spontan, necooperanți sau nu reacționează.
- Au secreții abundente, sunt expuși riscului de greață sau vărsături sau unui risc de aspirare a vărsăturii.

Dacă apar simptome ale acestor afecțiuni, întrerupeți imediat tratamentul.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compatibil cu umidificatoarele MR850 Fisher & Paykel Healthcare. Consultați instrucțiunile de utilizare ale umidicatorului.

RACORDURILE INTERFEȚEI	Conectoare conice ISO 5356-1
CONFORMITATE LA 60 cmH₂O	
Cu accesorii	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Fără accesorii	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(inclusiv incertitudinea de măsurare de 0,06 mL/cmH ₂ O)
REZISTENȚĂ LA DEBIT LA 30 L/min	
Cu accesorii	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Fără accesorii	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(inclusiv incertitudinea de măsurare de 0,03 cmH ₂ O)
PRESIUNEA MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE	80 cmH ₂ O
PRESIUNEA MINIMĂ DE FUNCȚIONARE	4 cmH ₂ O
LUNGIMEA CIRCUITULUI DIMETRUL INTERN MINIM	1,6 m
VOLUMUL COMPRESIBIL	17 mm
SCURGERE DE GAZ LA 60 cmH₂O	1,0 L
	<40 mL/min

PERFORMANȚA GENERALĂ LA O TEMPERATURĂ AMBIANTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 20 °C ȘI 26 °C		
Modul de umidificare	MODUL NEINVAZIV	MODUL INVAZIV
Umiditatea produsă	>12 mg/L	>33 mg/L
Debitul	10-120 L/min	10-60 L/min

MASCĂ FĂRĂ AERISIRE ȘI MASCĂ CU AERISIRE	
Interval de debit permis	10 până la 120 L/min (consultați instrucțiunile privind interfața pentru pacient pentru limitări suplimentare ale fluxului)
Modul umidicator	Modul non-invaziv
Modul ventilator	CPAP sau Bi-Level
INTERFAȚĂ CU DEBIT RIDICAT	
Interval de debit permis	10 până la 60 L/min (consultați instrucțiunile privind interfața pentru pacient pentru limitări suplimentare ale fluxului)
Modul umidicator	Modul invaziv
Modul sursă de debit	Debit ridicat

EFICIENȚĂ DE FILTRARE	
Viral	>99,99 %
Organisme	ΦX174 Bacteriofag
Bacterii	>99,999 %
Organisme	Bacillus subtilis
Mărimea medie a particulelor NaCl	3 μm
	98,04 %

	Nivel incorect al apei, înlocuiți camera MR290	Rx only	Numai pe bază de prescripție medicală
	Nivel corect al apei în camera MR290	CE 0123	Marcaj CE 93/42/CEE
	Consultați instrucțiunile de utilizare		Data fabricației
	Piesă aplicată de tip BF		Producătorul
	Nu conține ftalați		Data expirării
	Nu conține latex de cauciuc natural		Atenție/Consultați instrucțiunile de utilizare
	De unică folosință		Durată maximă de utilizare de 14 zile
	Număr lot		Limite de temperatură pentru transport și depozitare

Slovak

SÚPRAVA OKRUHU F&P 850 AIRSPIRAL™ NA TERAPIU NIV A NHF PRE DOSPELÝCH

Na dodávku zahriatych, zvlhčených dýchacích plynov dospelým pacientom so spontánnym dýchaním, ktorí potrebujú podporu dýchania. Táto dýchacia súprava je vhodná na použitie so zvlhčovačmi Fisher & Paykel Healthcare MR850 v nemocniciach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti.

KONTRAINDIKÁCIE

Výdychový port nepoužívajte u pacientoch, ktorí:

- Sú v bezvedomí, nie sú schopní spontánne dýchať, nespolupracujú alebo nereagujú.
- Majú veľa sekkrétov, hrozí nevoľnosť alebo zvracanie alebo sa môžu udusiť zvratkami.

Ak sa prejavia príznaky uvedených stavov, ihneď prerušte liečbu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kompatibilný so zvlhčovačmi Fisher & Paykel Healthcare MR850. Pozrite si pokyny pre používateľa zvlhčovača.

PRIPOJENIA ROZHRANIA	Kuželovité konektory ISO 5356-1
PODDAJNOSŤ PRI 60 cmH₂O	
S príslušenstvom	1,46 ±0,13 mL/cmH ₂ O
Bez príslušenstva	1,25 ±0,12 mL/cmH ₂ O
	(vrátane neistoty merania 0,06 mL/cmH ₂ O)

ODPOR PRIETOKU PRI 30 L/min	
S príslušenstvom	1,23 ±0,13 cmH ₂ O
Bez príslušenstva	1,11 ±0,13 cmH ₂ O
	(vrátane neistoty merania 0,03 cmH ₂ O)

MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK	80 cmH ₂ O
MINIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK	4 cmH ₂ O
DĹŽKA OKRUHU	1,6 m
MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER	17 mm
STLAČITEĽNÝ OBJEM	1,0 L
UNIKAJÚCI PLYN PRI 60 cmH₂O	<40 mL/min

CELKOVÝ VÝKON PRI TEPLOTE OKOLIA OD 20 °C DO 26 °C		
Režim zvlhčovania	NEINVAZÍVNY REŽIM	INVAZÍVNY REŽIM
Výkon zvlhčovania	>12 mg/L	>33 mg/L
Prietoková rýchlosť	10 – 120 L/min	10 – 60 L/min

NEVETRANÁ MASKA A VETRANÁ MASKA	
Prípustný rozsah prietoku	10 až 120 L/min
(ďalšie obmedzenia prietoku nájdete v pokynoch pre rozhranie pacienta)	
Režim zvlhčovača	Nein vazívny režim
Režim ventilátora	CPAP alebo dvojúrovňové

ROZHRRANIE S VYSOKÝM PRIETOKOM	
Prípustný rozsah prietoku	10 až 60 L/min
(ďalšie obmedzenia prietoku nájdete v pokynoch pre rozhranie pacienta)	
Režim zvlhčovača	In vazívny režim
Režim zdroja prietoku	Vysoký prietok

ÚČINNOSŤ FILTRÁCIE	
Vírusy	>99,99 %
Organizmy	ΦX174 bakteriofág
Baktérie	>99,999 %
Organizmy	Bacillus subtilis
Priemerná veľkosť častíc	3 μm
NaCl	98,04 %

	Nesprávna hladina vody, vymeňte komoru MR290	Rx only	Len na predpis
	Správna hladina vody v komore MR290	CE 0123	Označenie CE 93/42/EHS
	Prečítajte si návod na obsluhu		Dátum výroby
	Aplikovaná časť typu BF		Výrobca
	Neobsahuje ftaláty		Dátum použiteľnosti
	Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného latexu		Upozornenie/pozrite si návod na použitie
	Na jedno použitie		Maximálne použitie 14 dní
	Číslo šarže		Teplotné obmedzenia pri preprave a skladovaní

	Referenčné číslo		Splnomocnený zástupca Európskej Únie
	Likvidácia		Neotvárajte čepelou
	Zdravotnícka pomôcka		Vydychovaný plyn

VAROVANIA, UPOZORNENIA A POZNÁMKY

VAROVANIA

- Tento produkt NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE. Opakované použitie môže viesť k prenosu infekčných látok, prerušeniu liečby, vážnemu poškodeniu zdravia či smrti.
- Používanie dýchacích okruhov, komôr, príslušenstva alebo kombinácií, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Fisher & Paykel Healthcare, môže mať za následok zlý výkon systému zvlhčovania, poruchu ventilátora a ujmu pre pacienta/používateľa.
- Vždy je nutné používať vhodné monitorovanie pacienta (napr. saturácia kyslíkom). Ak sa pacient nemonitoruje (napr. v prípade prerušenia toku plynu), môže to mať za následok závažnú ujmu alebo smrť.
- NEDOTÝKAJTE sa vyhrievacej platne ani základne komory. Teplota povrchov môže prekročiť 85 °C. V opačnom prípade hrozí riziko popálenia.
- Výdychový port sa musí použiť s neventilovaným rozhraním v rámci systému s jednou vetvou. V prípade nedodržania pokynov hrozí riziko, že pacient bude vdychovať nadmerné množstvo oxidu uhličitého s následkom hyperkapnie.
- Nedodržanie nasledujúcich varovaní môže nepriamo ovplyvniť výkon pomôcky alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy):**
 -  NEPOUŽÍVAJTE dlhšie ako 14 dní.
 - Tento produkt NENAMÁČAJTE, NEPERTE sa chemikáliami, čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými prostriedkami na ruky.
 - Komoru NEPOUŽÍVAJTE, ak hladina vody stúpne nad značku maximálnej hladiny.
 - Komoru NEPOUŽÍVAJTE, ak tesnenia pri dodaní nie sú neporušené, alebo ak došlo k pádu komory.
 - Pri inštalácii zvlhčovača v blízkosti pacienta sa uistite, či je zvlhčovač vždy umiestnený nižšie ako pacient.
 - Komoru NEPREVÁDZKUJTE, ak je naklonená o viac ako 10°.
 - NEPREPICHUJTE zdroj vody, kým sa neodstránia modré uzávery. Ak hlavný plavák zlyhá, môže dôjsť k vniknutiu vody do okruhu, ak sa komora prevádzkuje na viac ako 80 L/min.
 - Ak plyn neprotúdi, NEPOUŽÍVAJTE vyhrievané dýchacie okruhy. Ak sa prietok plynu preruší, vypnite zvlhčovač.
 - Zaistite, aby bol ku komore pripojený prívod vody a aby bola v komore voda.
 - Použite sterilnú vodu na inhaláciu (USP) alebo ekvivalent na zvlhčovanie. Do vody NEPRIDÁVAJTE žiadne dodatočné látky.
 - Zdroj vody musí byť najmenej o 50 cm vyššie ako komora.
 - NEPLŇTE komoru vodou s teplotou vyššou ako 37 °C.
 - Okruh NEZAKRÝVAJTE materiálmi, ako sú prikrývky, uteráky alebo postelné plachty.
 - Zabráňte dlhšiemu kontaktu vyhrievaných hadičiek s pokožkou pacienta.
 - Trubicu NENAPÍNAJTE ani NENAŤAHUJTE.
 - Filter vymieňajte každých 24 hodín alebo skôr, ak dôjde k viditeľnému zhoršeniu kvality, podľa štandardného nemocničného postupu.
 - Ak sa používajú nebulizované lieky, musí sa monitorovať odpor voči prietoku a filter sa musí vymeniť podľa štandardného nemocničného postupu.
 - NEZAKRÝVAJTE ani NEZASLEPUJTE otvory na výdychovom porte.
 - Pred pripojením dýchacieho okruhu k pacientovi zabezpečte príslušné nastavenie výstrah ventilátora a zdroja prietoku.
 - Pred pripojením k pacientovi sa uistite, že boli vykonané testy prietoku a tlaku platné pre ventilátor.
 - Pred použitím vizuálne skontrolujte, či dýchacie súpravy nie sú poškodené (napr. stlačená trubica alebo prasknutý konektor). Ak sú poškodené, vymeňte ich.
 - NEZAKRÝVAJTE a vypúšťajte kondenzát z okruhu.
 - Pred použitím skontrolujte, či sú všetky pripojenia tesné.
 - Odstraňte všetky zdroje vznietenia, ako sú cigarety alebo otvorené plamene.

Način vloženia	NEINVAZIVNI NAČIN	INVAZIVNI NAČIN
Izhodna vlačnost	> 12 mg/L	> 33 mg/L
Hitrost pretoka	10–120 L/min	10–60 L/min

NEVENTILIRANA IN VENTILIRANA MASKA	
Dovolení razpon pretoka	od 10 do 120 L/min
(glejte navodila za vmesnik bolnika za dodatne omejitve pretoka)	
Način vlačilnika	Nein vazivni način
Način ventilatorja	CPAP ali dvostopenjsko
VMESNIK Z VISOKIM PRETOKOM	
Dovolení razpon pretoka	od 10 do 60 L/min
(glejte navodila za vmesnik bolnika za dodatne omejitve pretoka)	
Način vlačilnika	In vazivni način
Način vira pretoka	Visok pretok
UČINKOVITOST FILTRACIJE	
Virusi	> 99,99 %
Organizem	Bakteriofag ΦX174
Bakterije	> 99,999 %
Organizem	bacillus subtilis
Povp्रेčna velikost delcev	3 μm
NaCl	98,04 %

	Nepравilen nivo vode, zamenjajte posodicu MR290	Rx only	Samo na recept
	Pravilen nivo vode v posodici MR290	CE 0123	Oznaka CE v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS
	Glejte navodila za uporabo		Datum proizvodnje
	Uporabljeni del vrste BF		Proizvajalec
	Ne vsebuje ftalatov		Rok uporabnosti
	Izdelek ne vsebuje naravnega lateksa		Svarilo/Upoštevajte navodila za uporabo
	Samo za enkratno uporabo		Uporabljati največ 14 dni
	Številka serije		Temperaturne omejitve za transport in shranjevanje

Slovenian

KOMPLET ZA ODRASLE NIV IN KROGOTOK NHF F&P 850 AIRSPIRAL™

Za dovajanje segrelih, vlažnih dihalnih plinov odraslim bolnikom, ki spontano dihaajo in potrebujejo dihalno podporo. Ta dihalni komplet je primeren za uporabo z vlačilniki MR850 Fisher & Paykel Healthcare v bolnišnicah in ustanovah za dolgotrajno oskrbo.

KONTRAINDIKACIJE

- Kadar uporabljate ekshalacijsko odprtino, je ne smete uporabljati pri bolnikih:
- Ki so nezavestni, ne morejo dihati spontano, ne sodelujejo ali se ne odzivajo.
 - Ki imajo obilne izločke, jim je lahko slabo ali bruhaajo oziroma pri katerih obstaja visoko tveganje za aspiracijo bruhanja. Če se pojavijo simptomi tehi stanj, takoj prekinite zdravljenje.

TEHNIČNI PODATKI

Združljivo z vlačilniki MR850 družbe Fisher & Paykel Healthcare. Glejte navodila za uporabo vlačilnika.

PRIKLJUČKI VMESNIKOV	Stožčasti priključki ISO 5356-1 Priključki
PODAJNOST PRI 60 cmH₂O	
Z dodatki	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Brez dodatkov	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(vključno z merilno negotovostjo 0,06 mL/cmH ₂ O)

UPOR PRI PRETOKU 30 L/min	
Z dodatki	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Brez dodatkov	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(vključno z merilno negotovostjo 0,03 cmH ₂ O)
NAJVEČJI OBRATOVALNI TLAK	80 cmH ₂ O
NAJMANJŠI OBRATOVALNI TLAK	4 cmH ₂ O
DOLŽINA DIHALNEGA SISTEMA	1,6 m
NAJMANJŠI NOTRANJJI PREMIER	17 mm
STISLJIV VOLUMEN	1,0 L
UHAJANJE PLINA PRI 60 cmH₂O	< 40 mL/min

SPOŠNA UČINKOVITOST PRI TEMPERATURI OKOLJA 20 °C DO 26 °C		
Način vloženia	NEINVAZIVNI NAČIN	INVAZIVNI NAČIN
Izhodna vlačnost	> 12 mg/L	> 33 mg/L
Hitrost pretoka	10–120 L/min	10–60 L/min

NEVENTILIRANA IN VENTILIRANA MASKA	
Dovolení razpon pretoka	od 10 do 120 L/min
(glejte navodila za vmesnik bolnika za dodatne omejitve pretoka)	
Način vlačilnika	Nein vazivni način
Način ventilatorja	CPAP ali dvostopenjsko
VMESNIK Z VISOKIM PRETOKOM	
Dovolení razpon pretoka	od 10 do 60 L/min
(glejte navodila za vmesnik bolnika za dodatne omejitve pretoka)	
Način vlačilnika	In vazivni način
Način vira pretoka	Visok pretok
UČINKOVITOST FILTRACIJE	
Virusi	> 99,99 %
Organizem	Bakteriofag ΦX174
Bakterije	> 99,999 %
Organizem	bacillus subtilis
Povprečna velikost delcev	3 μm
NaCl	98,04 %

	Nepравilen nivo vode, zamenjajte posodicu MR290	Rx only	Samo na recept
	Pravilen nivo vode v posodici MR290	CE 0123	Oznaka CE v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS
	Glejte navodila za uporabo		Datum proizvodnje
	Uporabljeni del vrste BF		Proizvajalec
	Ne vsebuje ftalatov		Rok uporabnosti
	Izdelek ne vsebuje naravnega lateksa		Svarilo/Upoštevajte navodila za uporabo
	Samo za enkratno uporabo		Uporabljati največ 14 dni
	Številka serije		Temperaturne omejitve za transport in shranjevanje

	Referenčna številka		Pooblašчени predstavnik v Evropski uniji
	Za odstranitev		Ne odpirajte z rezilom
	Medicinski pripomoček		Izdihan plin

OPOZORILA, SVARILA IN OPOMBE

OPZORILA

- Tega izdelka NE SMETE ponovno uporabiti. Ponovna uporaba lahko povzroči prenos kužnih snovi, prekinitev zdravljenja, resno škodo ali smrt.
- Uporaba dihalnih sistemov, vlačilnih posodic, dodatkov ali kombinacij, ki jih ni odobrila družba Fisher & Paykel Healthcare, lahko povzroči slabo delovanje vlačilnega sistema, okvaro ventilatorja ter poškodbe bolnika/uporabnika.
- Ves čas je treba skrbeti za ustrezno spremljanje bolnika (npr. nasičenost s kisikom). Če bolnika ne spremljate (npr. v primeru prekinitve dotoka plina), lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.
- NE dotikajte se grelne plošče ali dna posodice. Temperatura teh površin lahko preseže 85 °C. Če tega ne upoštevate, lahko dobite kožne opekline.
- Ekshalacijsko odprtino je treba uporabljati z neventilacijskim vmesnikom na enokračnem sistemu. Če tega ne upoštevate, lahko bolnik vdihuje presežen ogljikov dioksid, kar povzroči hiperkapnijo.
- Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko poslabša delovanje naprave ali ogrozi varnost (vključno z morebitno povzročitvijo večje škode):**
 -  NE UPORABLJAJTE več kot 14 dni, kolikor znaša trajanje uporabe.
 - Izdelka NE močite, perite ali sterilizirajte. Izogibajte se stiku s kemikalijami, čistilnimi sredstvi ali razkužili za roke.
 - NE uporabljajte posodice, če se nivo vode dvigne nad črto, ki označuje najvišji dovoljen nivo vode.
 - NE uporabljajte posodice, če tesnila ob dobavi niso brezhibna ali če je posodica padla na tla.
 - Če vlačilnik namestite zraven bolnika, zagotovite, da je vedno postavljen nižje od bolnika.
 - Posodice NE uporabljajte pod kotom več kot 10°.
 - NE nameščajte nastavka za vodni vir, dokler niste odstranili modrih pokrovkov. Če glavni plovec odpove, lahko pride do skropljenja v dihalni sistem, če se posodica uporablja s pretokom nad 80 L/min.
 - Ogrevanih dihalnih sistemov NE uporabljajte brez pretoka plinov. Če je pretok plina prekinjen, izklopite vlačilnik.
 - Zagotovite, da je na posodico priključen dovod vode in da je voda v posodici.
 - Za vlačenje uporabljajte sterilno vodo za vdihavanje po USP ali enakovreden izdelek. Vodi NE dodajajte nobenih snovi.
 - Vodni vir mora biti najmanj 50 cm višji od posodice.
 - Vlačilne posodice NE napolnite z vodo, katere temperatura presega 37 °C.
 - NE pokrijte tokokroga s predmeti, kot so odeje, brisače ali posteljno perilo.
 - Preprečite dolgotrajni stik segrelih cevi z bolnikovo kožo.
 - Cevi NE raztegujte ali stiskajte.
 - Filter skladno s standardnim bolnišničnim postopkom zamenjajte vsakih 24 ur ali prej, če pride do opazne obrabe.
 - Če uporabljate razpršena zdravila, morate spremljati upor pri pretoku in zamenjati filter v skladu s standardnim bolnišničnim postopkom.
 - NE zamašite ali zatesnite odprtin za zračenje na ekshalacijski odprtini.
 - Pred priključitvijo dihalnega kompleta na bolnika preverite, ali so nastavljeni ustrezni alarmi za ventilator oziroma vir pretoka.
 - Pred prikolpom na bolnika se prepričajte, da je bilo preverjanje pretoka in tlaka za ventilator opravljeno.
 - Pred uporabo preglejte dihalne komplete za poškodbe (npr. zmečkane cevi ali počen priključek) ter dele po potrebi zamenjajte.
 - Redno preverjajte in odtočite kondenzat, ki se nabere v dihalnem sistemu.
 - Pred uporabo preverite, ali so vse povezave čvrste.
 - Odstranite kakršne koli vire žviga, kot so cigarete ali odprti ogenj.

OPOMBE

- Izdelek se sme uporabljati samo pod nadzorom usposobljenega medicinskega osebja.
- Izdelek zavrzite v skladu z bolnišničnim protokolom. Med odstranjevanjem je lahko uporabnik izpostavljen tekočinam iz dihalnih poti.
- Odgovorna organizacija je pred uporabo dolžna preveriti združljivost vlačilnika ter vseh delov in dodatkov, ki se uporabljajo za priključitev na bolnika, ter druge opreme.
- Če se je med uporabo te naprave zgodil resen incident, se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Fisher & Paykel Healthcare in pristojni organ.

Swedish

F&P 850 AIRSPIRAL™ SLANGSET MED HÖGT NASALT FLÖDE FÖR NIV AV VUXNA

För tillförsel av uppvärmda, befuktade andningsgaser till vuxna patienter som andas spontant och behöver andningsstöd. Denna andningssats kan användas tillsammans med Fisher & Paykel Healthcare MR850-befuktare på sjukhus och långvårdsinrättningar.

KONTRAINDIKATIONER

Utandningsporten ska inte användas på patienter som:

- är medvetslösa, inte andas spontant, inte kan samarbeta eller inte svarar
- har rikliga mängder sekret, har risk för illamående eller kräkningar eller har hög risk för aspiration vid kräkningar.

Om symptom på dessa tillstånd uppstår ska behandlingen omedelbart avbrytas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kompatibelt med Fisher & Paykel Healthcare MR850-befuktare. Se bruksanvisningen till befuktaren.

PATIENTANSLUTNINGAR	ISO 5356-1 koniska kontakter
DRIFT VID 60 cmH₂O	
Med tillbehör	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Utan tillbehör	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O
	(inklusive 0,06 mL/cmH ₂ O mätosäkerhet)

FLÖDESMOTSTÅND VID 30 L/min	
Med tillbehör	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Utan tillbehör	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O
	(inklusive 0,03 cmH ₂ O mätosäkerhet)
MAXIMALT DRIFTRYCK	80 cmH ₂ O
MINIMALT DRIFTRYCK	4 cmH ₂ O
SLANGSETETS LÄNGD	1,6 m
MINSTA INRE DIAMETER	17 mm
KOMPRESSIBEL VOLYM	1,0 L
GASLÄCKAGE VID 60 cmH₂O	<40 mL/min

TOTAL PRESTANDA VID 20 °C TILL 26 °C OMGIVNINGSTEMPERATUR		
Befuktningsläge	NONINVASIVT LÄGE	INVASIVT LÄGE
Befuktningsprestanda	>12 mg/L	>33 mg/L
Flödes hastighet	10–120 L/min	10–60 L/min

||
||
||

Türkish 

F&P 850 AIRSPIRAL™ YETİŞKİN NİV VE NHF DEVRE KİTİ

Spontan soluyan ve solunum desteği gerektiren yetişkin hastalara ısıtılmış, nemlendirilmiş solunum gazlarını iletmek içindir. Bu solunum seti, hastane ve uzun süreli bakım ortamlarında Fisher & Paykel Healthcare MR850 Nemlendiricilerle kullanım için uygundur.

KONTRENDİKASYONLAR

Ekshalasyon portu şu hastalarda kullanılmamalıdır:

- Bilinci yerinde olmayan, spontan soluyamayan, iş birliğine yanaşmayan veya tepki göstermeyen hastalar.
- Aşırı sekresyonlu, bulantı veya kusma ya da vomitus aspirasyonu riski altındaki hastalar.

Bu durumlara dair belirtiler görüldüğünde tedaviyi derhal kesin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fisher & Paykel Healthcare MR850 Nemlendiricilerle uyumludur. Nemlendirici kullanım talimatlarına bakın.

ARABİRİM BAĞLANTILARI	ISO 5356-1 Konik Konektörler
60 cmH₂O SEVİYESİNDE UYGUNLUK	
Aksesuarlarla	1,46 ± 0,13 mL/cmH ₂ O
Aksesuarlar Olmadan	1,25 ± 0,12 mL/cmH ₂ O (0,06 mL/cmH ₂ O ölçüm belirsizliği dahil)
30 L/dk SEVİYESİNDE AKIŞ DİRENCİ	
Aksesuarlarla	1,23 ± 0,13 cmH ₂ O
Aksesuarlar Olmadan	1,11 ± 0,13 cmH ₂ O (0,03 cmH ₂ O ölçüm belirsizliği dahil)
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI	80 cmH ₂ O
MİNİMUM ÇALIŞMA BASINCI	4 cmH ₂ O
DEVRE UZUNLUĞU	1,6 m
MİNİMUM İÇ ÇAP	17 mm
SIKIŞTIRILABİLİR HACİM	1,0 L
60 cmH₂O SEVİYESİNDE GAZ SIZINTISI	<40 mL/dk

20 °C İLA 26 °C ORTAM SICAKLIĞINDA GENEL PERFORMANS		
Nemlendirme Modu	NONİNVAZİV MOD	İNVAZİV MOD
Nemlendirme Çıktısı	>12 mg/L	>33 mg/L
Akış Hızı	10-120 L/dk	10-60 L/dk

DELİKSİZ MASKE VE DELİKLİ MASKE

İzin Verilebilir Akış Aralığı 10 ila 120 L/dk
(ek akış sınırlamaları için hasta arayüzü talimatlarına bakın)

Nemlendirici Modu Non-Invaziv Mod
Solunum Cihazı Modu CPAP veya İki Seviyeli

YÜKSEK AKIŞ ARAYÜZÜ

İzin Verilebilir Akış Aralığı 10 ila 60 L/dk
(ek akış sınırlamaları için hasta arayüzü talimatlarına bakın)

Nemlendirici Modu İnvaziv Mod
Akış Kaynağı Modu Yüksek Akış

FİLTRASYON VERİMLİLİĞİ

Viral >%99,99
Organizma ΦΧ174 Bakteriyofaj
Bakteriyel >%99,999
Organizma Bacillus subtilis
Ortalama partikül boyutu 3 µm
NaCl %98,04

	Yanlış su seviyesi, MR290 haznesini değiştirin	Rx only	Sadece reçeteyle satılır
	MR290 haznesinde doğru su seviyesi	CE 0123	CE İşareti 93/42/EEC
	Çalıştırma talimatlarına bakın		Üretim tarihi
	BF Tipi uygulanmış parça		Üretici
	Ftalat içermez		Son kullanma tarihi
	Doğal kauçuk lateks içermez		Dikkat/Kullanım talimatlarına bakın
	Tek kullanımlıktır		Maksimum 14 günlük kullanım
	Parti numarası		Taşıma ve saklama sıcaklığı sınırları
	Referans numarası		Avrupa Birliği yetkili temsilcisi

	Atılacaktır		Bıçakla açmayın
	Tıbbi Cihaz		Solunan gaz

UYARILAR, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE NOTLAR

UYARILAR

- Bu ürünü YENİDEN KULLANMAYIN. Yeniden kullanım bulaşıcı maddelerin bulaşmasına, tedavide kesintiye, ciddi hasara veya ölüme yol açabilir.
- Fisher & Paykel Healthcare tarafından onaylanmayan solunum devreleri, hazneler, aksesuarlar veya kombinasyonların kullanımı yetersiz nemlendirme sistemi performansına, solunum cihazı arızasına ve hastanın/kullanıcının yaralanmasına yol açabilir.
- Hasta her zaman uygun şekilde izlenmelidir (örn. oksijen satürasyonu). Hastanın izlenmemesi (örn. gaz akışının kesilmesi durumunda) ciddi hasara veya ölüme yol açabilir.
- Isıtıcı levha veya hazne tabanına DOKUNMAYIN. Yüzeyler 85 °C'den sıcak olabilir. Uyulmadığı takdirde cilt yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Ekshalasyon portu, tek hatlı sistemde havalandırmasız arabirimle kullanılmalıdır. Buna uyulmaması, hastanın fazla karbondioksit soluyarak hiperkapni olmasına neden olabilir.
- Aşağıdaki uyarılara uyulmaması, cihazın performansını veya güvenliği olumsuz etkileyebilir (potansiyel olarak ciddi zarara yol açılması dahil):**
-  14 günlük maksimum kullanım süresinden fazla KULLANMAYIN.
- Bu ürünü SIVIYA BATIRMAYIN, YIKAMAYIN veya STERİLİZE ETMEYİN. Kimyasallar, temizlik maddeleri veya el temizleyicileri ile temastan kaçının.
- Su seviyesi, maksimum su seviyesi çizgisini aşmışsa hazneyi KULLANMAYIN.
- Hazne elinize ulaştığında mühürler el değmemiş değil ise ya da düşmüşse hazneyi KULLANMAYIN.
- Hastanın yakınına bir nemlendirici monte ederken, nemlendiricinin daima hastadan daha aşağıda bir konumda durmasını sağlayın.
- Hazneyi 10°'den büyük bir açıda ÇALIŞTIRMAYIN.
- Mavi kapaklar çıkarılana kadar su kaynağını DELMEYİN. Birincil şamandiranın başarısız olması durumunda, hazne 80 L/dk'dan yüksek hızda çalıştırılıyorsa devreye sıçrama olabilir.
- Isıtıcı telli solunum devrelerini gaz akışı olmadan KULLANMAYIN. Gaz akışı kesilirse nemlendiriciyi kapatın.
- Hazneye su beslemesi bağlandığından ve hazne içinde su olduğundan emin olun.
- Solunum için USP Steril Su ya da nemlendirme için eşdeğerini kullanın. Suya başka maddeler EKLEMEYİN.
- Su kaynağı hazneden en az 50 cm yüksekte olmalıdır.
- Hazneyi 37 °C'den sıcak su ile DOLDURMAYIN.
- Devreyi battaniye, havlu ya da çarşaf gibi nesnelerle ÖRTMEYİN.
- Isıtmalı hortumların hastanın cildiyle uzun süreli temasından kaçının.
- Hortumu GERMEYİN ya da SIKMAYIN.
- Filtreyi 24 saatte bir veya belirgin bozulma durumunda daha sık olmak üzere standart hastane prosedürü uyarınca değiştirin.
- Nebulize ilaçları kullanırken akış direnci izlenmeli ve filtre, standart hastane prosedürü uyarınca yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ekshalasyon portundaki hava deliklerini TIKAMAYIN veya KAPATMAYIN.
- Solunum setini hastaya bağlamadan önce uygun solunum cihazı veya akış kaynağı alarmlarının ayarlandığından emin olun.
- Hastaya bağlamadan önce solunum cihazı için geçerli akış ve basınç testlerinin tamamlandığından emin olun.
- Kullanmadan önce solunum setlerinde hasar olup olmadığını (örn. ezilmiş hortum veya çatlamış konektör) görsel açıdan inceleyin ve hasar görmüşse değiştirin.
- Düzenli olarak izleyin ve devrede biriken yoğunlaşmayı boşaltın.
- Kullanmadan önce tüm bağlantıların sıkı olduğunu doğrulayın.
- Sigara veya açık ateş gibi her türlü tutuşma kaynağını uzaklaştırın.

NOTLAR

- Eğitim almış tıbbi personelin gözetiminde kullanım içindir.
- Ürünü hastane protokolüne göre imha edin. Kullanıcı, imha etme işlemi sırasında solunum yolu sıvılarına maruz kalabilir.
- Sorumlu kuruluş, kullanımdan önce hastayı ve diğer ekipmanı bağlamak için kullanılan nemlendirici ile tüm parçaların ve aksesuarların uyumlu olmasından sorumludur.
- Bu cihazı kullanırken ciddi bir olay meydana gelirse lütfen yerel Fisher & Paykel Healthcare temsilciniz ve Yetkili Makam ile iletişime geçin.