











RT046 XS/S/M/L

Non-Vented Hospital Full Face Mask with Standard Elbow



Single Use 14 Rx only CE 0123

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com

AUSTRALIA (AU) (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131 Tel: +61 3 9871 4900 **BRAZIL (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **CHINA (CN)** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G12 栋 301 号 电话: +86 20 32053486 **FRANCE (FR)** **EC REP** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 64465201 Email: c.s@fphcare.fr **GERMANY (DE)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **HONG KONG (HK)** Tel: +852 2116 0032 **INDIA (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **JAPAN (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **KOREA (KR)** Tel: +82 2 6205 6900 **MEXICO (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **POLAND (PL)** Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Poland Tel: +48 664 846 464 **RUSSIA (RU)** Tel: +7 495 782 21 50 **SWITZERLAND (CH)** **CH REP** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **TAIWAN (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **TURKEY (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)** **UK REP** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/CANADA (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 **AUSTRIA (AT)** Tel: 0800 29 31 23 **BENELUX (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **DENMARK (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **FINLAND (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **IRELAND (IE)** Tel: 1800 409 011 **ITALY (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **NORWAY (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **SPAIN (ES)** Tel: +34 902 013 346 **SWEDEN (SE)** Tel: +46 8 564 76 680

English
Non-Vented Hospital Full Face Mask Standard Elbow Version

Intended Use
The Fisher & Paykel Healthcare single patient use masks are intended for use as an accessory to ventilators to enable non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) therapy (CPAP or bi-level) to be delivered to spontaneously breathing adult patients (>30 kg) with respiratory insufficiency or respiratory failure who have been prescribed NPPV. The masks are to be fitted and therapy maintained by trained medical practitioners in a hospital/institutional environment with patient monitoring in place.

Technical Specifications	
Operating Pressure Range:	4 – 25 cmH ₂ O
Interface Connections:	ISO 5356-1 Conical Connectors
Mask Dead Space:	<325 cm ³
Resistance to flow through mask:	0.07 cmH ₂ O @ 50 L/min, 0.33 cmH ₂ O @ 100 L/min

- This product is intended for use for a maximum of 14 days.
- For use with pressurised gases provided by an external flow source or ventilator.
- For use with Ventilators/Devices delivering NIV therapy using dual limb circuit system.
- Can be used with a heated pass over humidifier to deliver humidified gases to the patient.
- When humidifying gases, use as part of Fisher & Paykel Healthcare non-invasive humidification systems F&P 850™ or F&P 950™.
- Note:** F&P 950™ System may not be available in all countries. F&P 950™ System is currently not cleared for sale in the USA.
- This product was not made with natural rubber latex.
- Dispose of mask according to hospital protocol.

Label – Mask Size Symbols

 = Extra Small  = Small  = Medium  = Large

 = Full Face  = Non Vented

Before Use

- Ensure you have read and understood the instructions completely.
- Remove all packaging prior to use.
- Do not use if package is damaged.
- Inspect the mask for damage. Discard the mask if any parts are broken or if the seal is torn.
- Ensure that the correct mask is being used for the therapy device. Refer to setup guide on the other side.
- Verify that the mask is the correct size for the patient.
- Verify that the therapy device (i.e. ventilator or flow source) including all alarms and safety systems are functioning correctly and that it is supplying the correct pressure(s).
- Clean the patient's face and then inspect for signs of redness, irritation or discomfort. Do not use if signs are present.
- Ensure adequate patient monitoring is in place.

Warnings

- Verify that the therapy device, including alarms and safety systems, are functioning correctly prior to use.
- This device is not fitted with an anti-asphyxiation valve and is not for use with single limb ventilation. Use with single limb ventilation may result in excessive carbon dioxide rebreathing in the event of flow disruption.
- The mask must only be worn when the therapy is being delivered.
- The mask must be fitted and therapy established by an appropriately trained medical practitioner or care provider.
- This mask may only be used in a hospital or clinical setting where the patient is adequately monitored by trained medical staff. Failure to monitor the patient may result in loss of therapy, serious injury or death.
- This mask is for single patient use. **Do not reuse.** Reuse may result in transmission of infectious substances, interruption to treatment, serious harm or death. Do not soak, wash, sterilise, or re-use this product. Avoid contact with chemicals, cleaning agents, or hand sanitisers.
- Facial hair, missing teeth/dentures and facial structure irregularities may compromise mask seal.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65:
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65

Cautions

- Do not over tighten any of the headgear straps, overtightening may cause patient discomfort and/or leaks.
- Ensure the mask frame does not directly contact the forehead. If the mask frame touches the forehead the straps are overtightened.
- The RollFit™ Seal is designed to roll back and forth on the bridge of the nose to accommodate a range of face shapes. If the RollFit™ Seal is fully compressed, mask performance may be impaired.
- If the patient experiences skin redness, irritation or discomfort discontinue use and contact a physician.

Contraindications

Should not be used on patients who:

- Have cardiac or respiratory arrest, or severe hemodynamic instability.
- Are unconscious, unable to breathe spontaneously, uncooperative, unresponsive or unable to remove the mask.
- Have an upper airway obstruction, or an inability to clear secretions (impaired cough or swallow reflexes, excessive reflux, epistaxis, hiatal hernia).
- Have copious secretions, at risk of nausea/vomiting, or at high risk of aspiration of emesis.
- Have had head or facial surgery, trauma or burns.
- Have severe upper gastro-intestinal bleeding, or barotrauma (undrained pneumothorax).

If symptoms of these conditions occur discontinue treatment immediately.

Fitting Instructions

- Size the patient by aligning the blue line of the sizing guide between the eyes at eye level. The correct mask size is measured just below the lower lip on the chin.
- Connect the mask to the flow source. Ensure the flow source is turned on.
- Undo the lower clip(s) and slide the loose headgear over the patient's head.
- Connect the headgear clip(s) onto the mask frame.
- Adjust the upper headgear straps. If the mask frame touches the forehead this indicates that the straps are overtightened.
- If the patient has an orogastric or nasogastric tube, ensure the tube is placed under the integrated TubeFit zone, to achieve a good seal around the tube.
- Adjust the lower straps of the headgear.
- Gently pull the mask forward, allowing the seal to inflate so it can adjust to the patient's face to minimise leak.

Note: Readjust headgear/mask as required to achieve a good seal. Remember to gently pull the mask forward to inflate the seal.

For patent information, see www.fphcare.com/ip

ar
القناع كامل الوجه غير المنفّس للمستشفى، الإصدار المرفقي القياسي

الغرض من الاستخدام
تُستخدم أقنعة Fisher & Paykel Healthcare المخصصة للاستعمال مرة واحدة مع كل مريض، بمثابة ملحق إضافي لأجهزة التنفس الصناعي من أجل إتاحة إمكانية توفير العلاج بالتهوية غير الباضعة بالضغط الإيجابي (NPPV) (سواء العلاج بضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) أو ثنائي المستوى) للمرضى البالغين (<30 كجم) القادرين على التنفس الطبيعي والذين يعانون من حالة قصور أو توقف تام للتنفس تقضي العلاج بواسطة التهوية غير الباضعة بالضغط الإيجابي (NPPV). يجب تركيب الأقنعة وتقديم العلاج بمعرفة أطباء ممارسين حاصلين على التدريب المناسب على أن يكون ذلك في مستشفى/مؤسسة طبية مع وضع المرضى تحت الملاحظة.

المواصفات الفنية	
نطاق الضغط التشغيلي:	4 - 25 سم ماء
الوصلات:	موصلات ISO 5356-1 مخروطية
مساحة القناع المعطلة:	>325 سم³
مقاومة التدفق عبر الصمام:	0.07 سم ماء عند 50 لتر/دقيقة، 0.33 سم ماء عند 100 لتر/دقيقة

- روعي في تصميم هذا المنتج أن يستخدم لمدة أقصاها 14 يوماً.
- لاستخدام مع الغازات المعضوطة التي يتم التزويد بها عبر مصدر تدفق خارجي أو جهاز تنفس.
- لاستخدام مع أجهزة التنفس/الأجهزة توصيل علاج NIV التي تستخدم نظام دائرة تنفس ثنائية الطرف.
- يمكن استخدامه مع جهاز ترطيب لترطيب الهواء المُنفذ من أجل توفير الغازات المرطبة إلى المرضى.
- عند ترطيب الغازات، يُستخدم كجزء من نظام الترطيب غير الباضع من Fisher & Paykel Healthcare.
- هذا المنتج غير مصنوع باستخدام لاتكس المطاط الطبيعي.
- تخلص من القناع وفقاً لبروتوكول المستشفى.

المصق - رموز حجم القناع

 = صغير جداً  = صغير  = وسط  = كبير

 = كامل الوجه  = بدون تهوية

قبل الاستخدام

- تأكد قراءة التعليمات وفهمها بشكل تام.
- قم بإزالة مواد التغليف بالكامل قبل الاستخدام.
- لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة تالفة.
- تحقق القناع بحثاً عن أي تلف. تخلص من القناع إذا تبين تعرض أي من أجزائه للكسر أو تمزق الختم.
- تأكد من استخدام القناع الصحيح مع جهاز العلاج. راجع دليل الإعداد في الجانب المقابل.
- تأكد من أن القناع ملائم للمريض من حيث الحجم.
- تأكد من أن جهاز العلاج (أي جهاز التنفس أو مصدر التدفق)، بما يشمل جميع الإنذارات وأنظمة السلامة، يعمل بشكل صحيح وأنه يوفر قيمة/مقياس الضغط الصحيحة.
- نظف وجه المريض وتغصمه بحثاً عن أي علامات احمرار أو تهيج أو انزعاج. لا تستخدم المنتج إذا لاحظت وجود علامات من هذا القبيل.
- تأكد من توفر المراقبة الكافية للمريض.

تحذيرات

- تحقق من أن جهاز العلاج، بما في ذلك الإنذارات وأنظمة السلامة، يعمل بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- هذا الجهاز غير مزود بصمام مانع للاختناق وغير مخصص للاستخدام مع نظام التنفس أحادي الطرف. وقد يؤدي استخدامه مع نظام التنفس أحادي الطرف إلى إعادة تنفس ثاني أكسيد الكربون بشكل مفرط في حال انقطاع التدفق.
- يجب ألا يتم ارتداء القناع إلا عند توصيل العلاج.
- يجب تركيب القناع وإعطاء العلاج بواسطة ممارس طبي أو مقدم رعاية حاصل على التدريب الكافي.
- لا يجوز استخدام هذا القناع إلا في بيئة مستشفى أو عيادية يخضع فيها المريض لمراقبة كافية من قبل أفراد مدربين.
- قد يؤدي التقصير في متابعة المريض إلى فقدان العلاج أو حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة.
- تأكد من أن القناع مخصص للاستخدام مرة واحدة مع المريض. لا تحاول إعادة استخدامه. قد ينتج عن إعادة الاستخدام نقل مواد معدية أو توقف العلاج أو ضرر بالغ أو الوفاة. لا تحاول نزع المنتج أو غسله أو تعقيمه أو إعادة استخدامه. تجنب اتصاله بالمواد الكيميائية أو عوامل التنظيف أو مطهرات اليد.
- قد يُجَل شعر الوجه والأسنان/المُلقم الأسنان الناقصة وعدم انتظام بنية الوجه بإحكام القناع.

تنبيهات

- تجنب الربط الزائد لأي من أشرطة غطاء الرأس، فقد يؤدي الربط الزائد إلى إزعاج المريض و/أو حدوث تمزيرب.
- تأكد من أن إطار القناع لا يلامس الجبهة مباشرة. إذا كان إطار القناع يلامس الجبهة، فيبدأ يبل على الربط المفرط للشرطة.
- مضم RollFit™ Seal بحيث يمكنه الامتداد على قصبية الأنف والاحتسار عنها بما يستوعب أشكالاً مختلفة من الأروحة. إذا كان RollFit™ Seal مضغوطاً بشكل كامل، فقد يتأثر أداء القناع.
- إذا عانى المريض من احمرار الجلد أو التهيج أو الانزعاج، أوقف الاستخدام واتصل بالطبيب.

موانع الاستعمال

يجب عدم استخدام المنتج مع المرضى:

- الذين يعانون من توقف القلب أو التنفس أو

Chinese Traditional

無排氣孔醫院用全臉式面罩，標準彎頭版本

zht

設計用途

Fisher & Paykel Healthcare設計用作呼吸器的配件，為單一病患使用面罩。用於患有呼吸功能不全、呼吸衰竭及使用 NPPV 的自發呼吸成年病患 (>30 kg)，進行非侵入式正壓通氣 (NPPV) 治療（CPAP 或雙期正壓呼吸治療）。本面罩必須與病患臉型是能密合的，且由經培訓過的醫師在醫院/公共衛生環境中用來進行治療，並且需對病患進行適當的監控。

技術規格

工作壓力範圍：	4 – 25 cmH ₂ O
介面連接：	ISO 5356-1 圓錐形接頭
面罩死腔：	<325 cm ³
流經面罩的氣流阻力：	0.07 cmH ₂ O @ 50 L/min, 0.33 cmH ₂ O @ 100 L/min

使用前

確保您已閱讀並完全理解說明。

使用前請移除所有包裝。

如果包裝破損，請勿使用本產品。

檢查面罩是否有損壞。如果有任何部件損壞，或者密封圈破損，請將面罩丟棄。

確保針對治療裝置使用正確的面罩。請參見另一面上的設定指南。

確認病患的面罩尺寸正確。

確認治療裝置（即呼吸器或氣流來源），包括所有警報和安全系統是否正常運轉，以及是否提供了正確的壓力。

清潔病患面部，然後檢查有無發紅、刺激或不適的跡象。如果存在這些跡象，請勿使用本產品。

確保提供了充分的病患監控。

警告

使用前，請確認治療裝置，包括警報和安全系統是否正常運轉。

本設備未配有防窒息閥，不可與單管呼吸器一起使用。與單管呼吸器一起使用可能會導致氣流中斷時再次吸入過多的二氧化碳。

僅可在進行治療時佩戴面罩。

面罩必須必須適合病患的臉型，且由經過適當培訓的醫師或醫護提供者進行治療。

本面罩僅可用於對病患能受到訓練有素的醫務人員充分監護的醫院和診所環境內。未妥善監測患者可能導致治療失效、嚴重傷害或死亡。

本面罩僅供單一病患使用。**請勿重複使用。**重複使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。請勿浸泡、洗滌、消毒或重複使用本產品。避免與化學品、清潔劑或乾洗手凝露接觸。

面部毛髮、缺損牙齒/假牙和面部結構不規則可能會影響面罩的密封。

注意

不要過度束緊任何頭套束帶，過度束緊可導致患者不適和/或漏氣。

確保面罩框架不與額頭直接接觸。如果面罩框架與額頭接觸，則束帶過度束緊。

RollFit™ 密封圈設計用於在鼻樑上來回滾動，以便適應面部形狀的範圍。如果 RollFit™ 密封圈完全壓平，面罩效能可能會受到影響。

如果病患皮膚發紅、受刺激或感到不適，請停止使用並聯絡醫師。

禁忌症

以下病患不得使用本產品：

心跳或呼吸停止，或者血流動力不穩定的病患。

無意識、無法自發呼吸、不願配合、無反應或無法移除面罩的病患。

上氣道阻塞，或者無法清除分泌物（咳嗽或吞嚥反射受損、胃酸倒流過度、鼻出血、食管裂孔疝）的病患。

有大量分泌物，存在噁心/嘔吐風險或有吸入嘔吐物風險較高的病患。

曾進行過頭部或面部手術，具有創傷或燒傷的病患。

患有嚴重的上消化道出血或者有氣壓傷（未引流的氣胸）的病患。

如果這些疾病的症狀出現，請即刻停止治療。

佩戴說明

1. 以尺寸指南上的藍線，對準視平線，來估量患者的尺寸。正確的面罩尺寸，需對準下唇下方的下巴處來測量。

2. 將面罩連接到氣流來源。確保氣流來源打開。

3. 鬆開下面的帶扣，並將鬆的頭套戴到患者頭上。

4. 將頭套帶扣連接到面罩框架上。

5. 調整頭套上方頭帶。如果面罩框架與額頭接觸，則代表頭帶過緊。

6. 如果患者裝有口胃管或鼻胃管，請務必將管子放於 TubeFit 區下，讓管子周圍能夠良好密合。

7. 調整頭套下方束帶。

8. 輕輕地將面罩往前拉，讓密合處充氣膨脹，使其可貼合患者的臉部，來盡量減少洩漏。

注意：根據要求重新調整頭套/面罩以達成良好的密合。請記得將面罩輕輕地向前拉，使密合處充氣膨脹。

</

[illegible]

[illegible]

Thai

หน้ากากครอบหน้าไร้ช่องรุ่นข้อต่อมาตรฐานสำหรับใช้ในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

หน้ากากสำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียวของ Fisher & Paykel Healthcare เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้ในการรักษา (CPAP หรือ BiPAP) โดยการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ (NPPV) แก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่หายใจเอง (>30 kg) ซึ่งมีภาวะการหายใจบกพร่องหรือภาวะการหายใจล้มเหลวที่ได้รับการสังเกตรักษาด้วย NPPV โดยทั้งการสวมหน้ากากและการรักษาจะทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม ในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่มีระบบการเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วย

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ช่วงความดันในการใช้งาน:	4 – 25 cmH ₂ O
การเชื่อมต่ออินเตอร์เฟซ:	หัวต่อแบบกรวย ISO 5356-1
บริเวณส่วนที่อากาศไม่ถูกแลกเปลี่ยนของหน้ากาก:	<325 cm³
แรงดันการไหลเวียนผ่านหน้ากาก:	0.07 cmH ₂ O ที่ 50 L/min 0.33 cmH ₂ O ที่ 100 L/min

- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับการใช้งานได้สูงสุด 14 วัน
- สำหรับใช้งานกับก๊าซอัดแรงดันที่จ่ายจากแหล่งจ่ายอากาศภายนอกหรือเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้กับเครื่องช่วยหายใจ/อุปกรณ์ที่ใช้การรักษา NIVซึ่งใช้ระบบวงจรอากาศสองขา (dual limb circuit system)
- สามารถใช้กับเครื่องทำความชื้นด้วยความร้อนเพื่อจ่ายก๊าซที่ผ่านการทำความชื้นให้แก่ผู้ป่วยได้
- เมื่อให้ความชื้นแก่ก๊าซ ให้ใช้หน้ากากกับระบบทำความชื้นแบบไม่ใส่ท่อช่วยหายใจของ Fisher & Paykel Healthcare
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ผลิตด้วยมาตรฐานชาติ
- ให้ทั้งหน้ากากตามระเบียบวิธีของโรงพยาบาล

ป้าย –สัญลักษณ์ขนาดของหน้ากาก

XS

= ขนาดเล็กมาก

S

= ขนาดเล็ก

M

= ขนาดกลาง

L

= ขนาดใหญ่

ก่อนใช้งาน

- ควรอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมด
- ห้ามบรรจุภัณฑ์ของทั้งหมดก่อนใช้งาน
- ห้ามใช้งาน หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย
- ตรวจสอบหน้ากากเพื่อหาร่องรอยความเสียหายทั้งหน้ากากหากมีชิ้นส่วนที่แตกหักเสียหายหรือซีมีการฉีกขาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากที่เหมาะสมกับอุปกรณ์รักษา
- โดยศึกษาคู่มือการตั้งค่าที่อยู่ติดด้านหนึ่งประกอบ
- ตรวจสอบว่าหน้ากากมีขนาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รักษา (เช่น เครื่องช่วยหายใจหรือแหล่งจ่ายอากาศ) รวมถึงสัญญาณเตือนและระบบความปลอดภัยทำงานได้อย่างถูกต้องและจ่ายแรงดันอากาศที่ถูกต้อง
- ทำการสะอาดในหน้าผู้ป่วย จากนั้นตรวจหารอยแดง อาการระคายเคือง หรือ
- อาการไม่สบาย ห้ามใช้งานหากพบอาการแสดงดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามอาการผู้ป่วย

คำเตือน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รักษา รวมถึงสัญญาณเตือนและระบบความปลอดภัยต่างๆทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ติดตั้งสำหรับป้องกันการขาดอากาศหายใจด้วยและไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับวงจรช่วยหายใจแบบสายเดี่ยว (single limb) การใช้ร่วมกับวงจรช่วยหายใจแบบสายเดี่ยวอาจส่งผลให้มีการหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในปากเกินไปในกรณีที่การไหลของอากาศหยุดชะงัก
- ต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ระหว่างการรักษาเท่านั้น
- การสวมหน้ากากและการรักษาต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือผู้ให้การดูแลรักษาที่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม
- หน้ากากนี้ต้องใช้ภายในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้เฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยเท่านั้น การไม่ติดตามอาการผู้ป่วยอาจส่งผลเสียต่อการบำบัด เกิดการขาดเรียนแรงหรือเสียชีวิต
- หน้ากากนี้ไม่ได้สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ห้ามใช้ซ้ำ การใช้อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารติดเชื้อ ขีดขวางการบำบัด เกิดอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต
- ห้ามแช่น้ำ ล้าง ซาเชื้อ หรือนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สารทำความสะอาด หรือเจลฆ่าเชื้อสำหรับมือ
- การมีหนองเครา มีฟันปลอม และ/หรือรยางค์ที่ไม่สม่ำเสมออาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของซิลหน้ากาก

ข้อควรระวัง

- ห้ามรีไซเคิลวัสดุรีไซเคิลแบบจนเกินไปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายต่อผู้ป่วยและ/หรือการวิจัยได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงหน้ากากไม่ได้สัมผัสกับหน้าผากโดยตรง หากโครงหน้ากากสัมผัสกับหน้าผาก แสดงว่ามีการรีไซเคิลแบบจนเกินไป
- ซิล RollFit™ ออกแบบมาให้สามารถกลิ้งไปมาบนเตียงนุ่มได้เพื่อให้อึดกับในหน้าหลายแบบ หากกลิ้ง RollFit™ แน่นเกินไป อาจสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานของหน้ากากได้
- หากผิวหนึ่งของผู้ป่วยมีอาการแดง ระคายเคือง หรือเกิดความรู้สึกไม่สบาย ให้หยุดใช้หน้ากากและติดต่อแพทย์

ข้อห้ามใช้

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยต่อไปนี้

- ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ หรือมีระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกติอย่างรุนแรง
- ผู้ป่วยหมดสติ ไม่สามารถหายใจได้เอง ไม่ร่วมมือ ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น หรือไม่สามารถถอดหน้ากากออกเองได้
- ผู้ป่วยที่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน หรือไม่สามารถขจัดสารคัดหลั่งได้ (มีรีเฟล็กซ์การไอหรือการกลืนบกพร่อง กรดไหลย้อนมากเกินไป เลือดคั่วเคาไหล หรือมีไข้เลือดออก)
- ผู้ป่วยที่มีสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ/อาเจียน หรือมีความเสี่ยงสูงในการสำลักอาเจียน
- ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัด มีการบาดเจ็บ หรือแผลไหม้บริเวณศีรษะหรือในหน้า
- ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในกระเพาะลำไส้ส่วนต้น หรือได้รับบาดเจ็บจากแรงดันอากาศ (มีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดที่ยังไม่ได้รับการระบาย)

หากเกิดอาการของภาวะเหล่านี้ขึ้น ให้หยุดการรักษาทันที

ข้อแนะนำในการสวมหน้ากาก

- วัดขนาดผู้ป่วยโดยการวางตำแหน่งเส้นสีนำเงินของอุปกรณ์วัดขนาดให้ตรงกับระดับดวงตา ระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดของหน้ากากที่ถูกต้องจะอยู่บนคางใต้ริมฝีปากล่างพอดี
- ต่อหน้ากากกับแหล่งจ่ายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายอากาศแล้ว
- ปลดคลิปล้างแล้วเลื่อนสายรัดศีรษะที่หัวลงแล้วเหนือศีรษะผู้ป่วย
- ถอดลิปสายรัดศีรษะเข้ากับโครงหน้ากาก
- ปรับสายรัดศีรษะสายบน หากโครงหน้ากากสัมผัสกับหน้าผาก แสดงว่ามีการรัดสายรัดแน่นเกินไป
- หากผู้ป่วยมีท่อให้อาหารทางปากหรือทางจมูก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อให้อาหารอยู่ในตำแหน่ง TubeFit ที่รวมเข้ากับหน้ากาก เพื่อให้ซิลรอมท่อให้อาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับสายรัดด้านล่างของสายรัดศีรษะของหน้ากาก
- ค่อยๆ ดึงหน้ากากมาข้างหน้า ให้ซิลฟองตัวและรับกับในหน้าผู้ป่วยเพื่อลดการรั่วซึมให้เหลือน้อยที่สุด

หมายเหตุ: ปรับสายรัดศีรษะ/หน้ากากข้ามคางต้องการเพื่อให้ซิลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่หากมาข้างหน้าเบาๆ เพื่อให้ซิลฟองตัว

 Portuguese Máscara facial completa hospitalar não ventilada versão com cotovelo padrão Indicações de uso As máscaras Fisher & Paykel Healthcare para utilização num único doente destinam-se a ser utilizadas como acessórios para ventiladores para permitir a administração de terapia por ventilação não invasiva por pressão positiva (VNIPP) (CPAP ou binível) a doentes adultos com respiração espontânea (>30 kg) com dificuldade respiratória ou insuficiência respiratória a quem foi prescrita VNIPP. As máscaras devem ser colocadas e a terapia deve ser mantida por médicos com formação num ambiente hospitalar/institucional com monitorização dos doentes. Especificações técnicas | | | |--|--| | Intervalo de pressão de funcionamento: | 4 – 25 cmH ₂ O | | Ligações de interface: | Conectores cónicos ISO 5356-1 | | Espaço morto da máscara: | <325 cm³ | | Resistência ao fluxo através da máscara: | 0,07 cmH ₂ O a 50 L/min,
0,33 cmH ₂ O a 100 L/min | - Este produto destina-se a ser utilizado por um período máximo de 14 dias. - Para utilização com gases pressurizados por uma fonte de fluxo externa ou por um ventilador. - Para utilização com ventiladores/dispositivos para terapia de Ventilação não invasiva (VNI) utilizando um sistema de circuito com ramo duplo. - Pode ser utilizado com um humidificador de passagem aquecido para administrar gases humidificados ao doente. - Ao humidificar gases, utilize como parte dos sistemas de humificação não invasiva F&P 850™ ou F&P 950™ da Fisher & Paykel Healthcare. - Nota:** O F&P 950™ System poderá não estar disponível em todos os países. O F&P 950™ System não está aprovado para venda nos EUA. - Este produto não foi fabricado com látex de borracha natural. - Elimine a máscara de acordo com o protocolo hospitalar. Etiqueta – Símbolos de tamanho de máscara XS = Extra Pequeno S = Pequeno M = Médio L = Grande Antes de utilizar - Certifique-se de que leu e compreendeu completamente as instruções. - Remova todas as embalagens antes da utilização. - Não utilize se a embalagem estiver danificada. - Inspeccione a existência de danos na máscara. Elimine a máscara se alguma parte estiver partida ou se a vedação estiver rasgada. - Certifique-se de que está a ser utilizada a máscara correta para o dispositivo terapêutico. Consulte o guia de configuração do outro lado. - Verifique se a máscara é do tamanho correto para o doente. - Verifique se o dispositivo terapêutico (i.e. o ventilador ou a fonte de fluxo), incluindo todos os alarmes e sistemas de segurança, está a funcionar corretamente e se está a fornecer a(s) pressão(ões) correta(s). - Limpe a face do doente e inspeccione sinais de vermelhidão, irritação ou desconforto. Não utilize se verificar a existência destes sinais. - Certifique-se de que existe a monitorização adequada do doente. Avisos - Verifique se o dispositivo terapêutico, incluindo os alarmes e os sistemas de segurança, está a funcionar corretamente antes de o utilizar. - Este dispositivo não está equipado com uma válvula anti-asfixia e não se destina a ser utilizado em ventilação de ramo único. A utilização com ventilação de ramo único pode resultar na reinalação excessiva de dióxido de carbono no caso de interrupção do fluxo. - A máscara apenas pode ser usada quando a terapia estiver a ser administrada. - A máscara tem de ser colocada e a terapia tem de ser estabelecida por um médico ou um prestador de cuidados com formação adequada. - A máscara apenas pode ser usada em contexto hospitalar ou clínico em que o doente é monitorizado de forma adequada por pessoal médico com formação. A não monitorização do doente pode resultar em perda da terapia, lesões graves ou morte. - Esta máscara destina-se a utilização num único doente. **Não reutilize.** A reutilização pode resultar na transmissão de substâncias infecciosas, interrupção do tratamento, lesões graves ou morte. Não coloque de molho, lave, esterilize ou volte a utilizar este produto. Evite o contacto com químicos, agentes de limpeza ou desinfetantes de mãos. - Os pelos faciais, dentes/próteses dentárias em falta e irregularidades da estrutura facial podem comprometer a vedação da máscara. Precauções - Não aperte em demasia as tiras das toucas de fixação; o aperto em demasia pode provocar desconforto e/ou fugas. - Certifique-se de que a estrutura da máscara não está em contacto direto com a testa. Se a estrutura da máscara tocar na testa, as tiras estão apertadas em demasia. - A Vedação RollFit™ foi concebida para enrolar para trás e para a frente na ponte do nariz para acomodar um conjunto de formatos de face. Se a vedação RollFit™ estiver totalmente comprimida, o desempenho da máscara pode ser prejudicado. - Se o doente experimentar vermelhidão da pele, irritação ou desconforto, cesse a utilização e contacte um médico. Contraindicações Não deve ser usada em doentes que: - Tenham paragem cardíaca ou respiratória, ou instabilidade hemodinâmica grave. - Estejam inconscientes, incapazes de respirar espontaneamente, não cooperantes, sem reação ou incapazes de remover a máscara. - Tenham uma obstrução das vias respiratórias superiores, ou uma incapacidade de limpar secreções (tosse ou reflexos de deglutição dificultados, refluxo excessivo, epistaxe, hérnia do hiato). - Tenham secreções abundantes, risco de náusea/vómito, ou risco elevado de aspiração de êmece. - Tenham sido submetidos a cirurgia na cabeça ou na face, tenham sofrido traumatismos ou queimaduras. - Tenham sangramento gastrointestinal superior grave ou barotrauma (pneumotórax não drenado). Se ocorrerem sintomas destas condições, cesse o tratamento imediatamente. Instruções de colocação - Meça o doente alinhando a linha azul da guia de dimensionamento entre os olhos, à altura dos mesmos. O tamanho correto de máscara é medido imediatamente abaixo do lábio inferior no queixo. - Ligue a máscara à fonte de fluxo. Certifique-se de que a fonte de fluxo está ligada. - Desaperte o(s) clipe(s) inferior(es) e solte a touca de fixação sobre a cabeça do doente. - Encaixe os cliques da touca de fixação na estrutura da máscara. - Ajuste as tiras superiores da touca de fixação. Se a estrutura da máscara tocar na testa, isso indica que as tiras estão demasiado apertadas. - Se o doente tiver um tubo orogástrico ou nasogástrico, certifique-se de que o tubo está colocado sob a zona integrada TubeFit, para conseguir uma boa vedação à volta do tubo. - Ajuste as tiras inferiores da touca de fixação. - Puxe delicadamente a máscara para a frente, permitindo que a vedação encha de forma a que possa ajustar-se à face do doente para minimizar as fugas. Nota: Reajuste a touca de fixação/máscara conforme necessário para conseguir uma boa vedação. Lembre-se de puxar suavemente a máscara para a frente para encher a vedação. | Tiếng Việt Mặt Nạ Mũi-Miệng Không Có Lỗ Thông Khí Dùng Cho Bệnh Viện, Phiên Bản Có Van Chống Ngạt Mục đích Sử dụng Mặt nạ sử dụng cho riêng từng bệnh nhân của Fisher & Paykel Healthcare được thiết kế để sử dụng như một phụ kiện cho máy thở để cho phép liệu pháp thông khí áp lực dương không xâm lấn (NPPV) (Thở máy áp lực dương liên tục (CPAP) hoặc thở máy hai mức áp lực dương) được cung cấp cho bệnh nhân người lớn thở tự phát (>30 kg) bị suy hô hấp hoặc suy hô hấp đã được chỉ định NPPV. Các mặt nạ phải được trang bị và liệu pháp phải được duy trì bởi các bác sĩ y khoa được đào tạo trong môi trường bệnh viện/ở chức có sự theo dõi bệnh nhân. Thông số Kỹ thuật | | | |--------------------------|--| | Dải Áp suất Hoạt động: | 4 – 25 cmH ₂ O | | Kết nối Giao diện: | Đầu nối hình côn ISO 5356-1 | | Vùng Chết của Mặt nạ: | <325 cm³ | | Sức cản dòng qua mặt nạ: | 0,07 cmH ₂ O @ 50 L/phút,
0,33 cmH ₂ O @ 100 L/phút | - Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong thời gian tối đa là 14 ngày. - Để sử dụng với khí điều áp được cung cấp bởi nguồn lưu lượng hoặc máy thở ngoài. - Để sử dụng với Máy thở/Thiết bị cung cấp liệu pháp NIV bằng hệ thống dây thở hai nhánh. - Có thể được sử dụng với một đường truyền được làm ấm qua máy tạo ẩm để cung cấp khí ẩm cho bệnh nhân. - Khi làm ẩm khí, sử dụng như một phần của hệ thống tạo ẩm không xâm lấn F&P 850 hoặc F&P 950™ của Fisher & Paykel Healthcare. - Lưu ý:** Hệ thống F&P 950™ có thể không được cung cấp ở tất cả các quốc gia. Hệ thống F&P 950™ hiện không được cấp phép bán tại Hoa Kỳ. - Sản phẩm này không được làm bằng mù cưa tự nhiên. - Thải bỏ mặt nạ theo quy trình của bệnh viện. Nhãn – Các Ký hiệu Kích cỡ Mặt nạ XS = Cực nhỏ S = Nhỏ M = Trung bình L = Lớn Trước khi Sử dụng - Đảm bảo quý vị đã đọc và hiểu hoàn toàn các hướng dẫn. - Gỡ bỏ tất cả các bao bì trước khi sử dụng. - Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng. - Kiểm tra mặt nạ xem có bị hư hỏng không. Bỏ mặt nạ nếu có bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc nếu dấu niêm phong bị rách. - Đảm bảo rằng thiết bị điều trị đang sử dụng đúng mặt nạ. Tham khảo hướng dẫn thiết lập ở mặt bên kia. - Xác minh rằng mặt nạ được cung cấp đúng kích thước cho bệnh nhân. - Xác minh rằng thiết bị liệu pháp (tức là máy thở hoặc nguồn lưu lượng) bao gồm tất cả các hệ thống báo động và an toàn đang hoạt động chính xác và đang cung cấp (các) áp suất chính xác. - Làm sạch da mặt của bệnh nhân và sau đó kiểm tra các dấu hiệu mất đồ, kích ứng hoặc khó chịu. Không sử dụng nếu có bất kỳ dấu hiệu nào. - Đảm bảo có sẵn đầy đủ liệu pháp theo dõi bệnh nhân. Cảnh báo - Xác minh rằng thiết bị điều trị, bao gồm cả hệ thống báo động và an toàn, đang hoạt động bình thường trước khi sử dụng. - Thiết bị này không được trang bị van chống ngạt và không được sử dụng với hệ thống thông khí dùng dây thở một nhánh. Sử dụng với hệ thống thông khí dùng dây thở một nhánh có thể dẫn đến tình trạng hít lại quá nhiều cacbon dioxit trong trường hợp gián đoạn luồng khí. - Chỉ được đeo mặt nạ khi đang cung cấp liệu pháp. - Mặt nạ phải được lắp và điều trị bởi bác sĩ y khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được đào tạo thích hợp. - Mặt nạ này chỉ có thể được sử dụng trong bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi bệnh nhân được theo dõi đầy đủ bởi nhân viên y tế được đào tạo. Việc không theo dõi bệnh nhân có thể dẫn đến không thể điều trị, thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong. - Mặt nạ này chỉ sử dụng cho một bệnh nhân. **Không được tái sử dụng.** Việc tái sử dụng có thể làm lây truyền các chất lây nhiễm, gián đoạn điều trị, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Không ngâm, rửa, khử trùng hoặc tái sử dụng sản phẩm này. Tránh tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa, hoặc nước rửa tay khử trùng. - Râu, răng bị khuyết/răng giả và các bất thường về cấu trúc khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến lớp bịt của mặt nạ. Thận trọng - Không thắt chặt bất kỳ dây đai nào của bộ dây trùm đầu, việc thắt quá chặt có thể gây khó chịu cho bệnh nhân và/hoặc rò rỉ. - Đảm bảo khung mặt nạ không chạm trực tiếp vào trán. Nếu khung mặt nạ chạm trán, dây đai sẽ bị kéo căng quá mức. - Dải RollFit™ được thiết kế để lán theo sống mũi điều chỉnh phù hợp với nhiều hình dạng khuôn mặt. Nếu Dải RollFit™ được nén hết cỡ, hiệu suất của mặt nạ có thể bị suy giảm. - Nếu bệnh nhân bị mất đồ da, kích ứng hoặc khó chịu thì hãy ngưng sử dụng và liên hệ với bác sĩ. Chống chỉ định Không nên sử dụng cho những bệnh nhân: - Bị ngừng tim hoặc ngừng hô hấp, hoặc huyết động không ổn định nghiêm trọng. - Bất tỉnh, không thể thở tự nhiên, bất hợp tác, không đáp ứng hoặc không thể tháo mặt nạ. - Bị tắc nghẽn đường hô hấp trên hoặc không có khả năng tiết dịch (suy giảm phản xạ ho hoặc nuốt, trào ngược nhiều, chảy máu cam, thoát vị gián đoạn). - Có nhiều dịch tiết, có nguy cơ buồn nôn/nôn, hoặc có nguy cơ cao hít phải chất nôn. - Đã từng phẫu thuật, chấn thương hoặc bỏng ở đầu hoặc mặt. - Bị chảy máu đường tiêu hóa trên nghiêm trọng, hoặc chấn thương bụng (tràn khí màng phổi không thoát khí). Nếu xuất hiện các triệu chứng này, hãy ngưng sử dụng ngay. Hướng dẫn Lắp - Xác định kích thước cho bệnh nhân bằng cách căn chỉnh đường màu xanh lam của đường định cỡ giữa hai mắt ngang tầm mắt. Kích thước mặt nạ chính xác được đo ngay dưới môi dưới ở trên cằm. - Kết nối mặt nạ với nguồn lưu lượng. Đảm bảo nguồn lưu lượng được bật. - Nhấn mở (các) kẹp dưới và trượt bộ dây trùm đầu đang lỏng qua đầu bệnh nhân. - Nối (các) kẹp bộ dây trùm đầu vào khung mặt nạ. - Điều chỉnh dây đai trên của bộ dây trùm đầu. Nếu khung mặt nạ chạm vào trán, nghĩa là dây đai bị kéo căng quá mức. - Nếu bệnh nhân đặt ống thông mũi - dạ dày hoặc ống thông dạ dày, hãy đảm bảo rằng ống được đặt dưới vùng TubeFit trên mặt nạ để bịt kín xung quanh ống. - Điều chỉnh dây đai dưới của bộ dây trùm đầu. - Nhẹ nhàng kéo mặt nạ về phía trước, cho phép dải trượt phồng lên để điều chỉnh phù hợp với khuôn mặt của bệnh nhân nhằm giảm thiểu khe hở. Lưu ý: Điều chỉnh lại bộ dây trùm đầu/mặt nạ theo yêu cầu để đạt được độ kín phù hợp. Nhớ nhẹ nhàng kéo mặt nạ về phía trước để làm phẳng dải trượt. |