


RT047 XS/S/M/L

Vented Hospital Full Face Mask Anti-Asphyxiation Valve Version



Single Use

Rx only

CE 0123

Fisher & Paykel

HEALTHCARE

Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com

AUSTRALIA (AU) (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131 Tel: +61 3 9871 4900 **BRAZIL (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **CHINA (CN)** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G12 栋 301 号 电话: +86 20 32053486 **FRANCE (FR)** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 64465201 Email: c.s@fphcare.fr **GERMANY (DE)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **HONG KONG (HK)** Tel: +852 2116 0032 **INDIA (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **JAPAN (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **KOREA (KR)** Tel: +82 2 6205 6900 **MEXICO (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **POLAND (PO)** Fisher & Paykel Healthcare Poland (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań Tel: 00800 49 119 77 **RUSSIA (RU)** Tel: +7 495 782 21 50 **SWITZERLAND (CH)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **TAIWAN (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **TURKEY (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Östim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/CANADA (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000

AUSTRIA (AT) Tel: 0800 29 31 23 **BENELUX (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **DENMARK (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **FINLAND (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **IRELAND (IE)** Tel: 1800 409 011 **ITALY (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **NORWAY (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **SPAIN (ES)** Tel: +34 902 013 346 **SWEDEN (SE)** Tel: +46 8 564 76 680

--

<

한국어
환기 병원을 플 페이스 마스크 질식 방지 밸브 버전


(ko)

의도된 용도

Fisher & Paykel Healthcare 환자 1인용 마스크는 호흡 기능 부족 또는 호흡부전의 NPPV를 처방 받았으며 자발적으로 호흡하는 성인 환자(>30 kg)가 비침습적 양압 환기요법(NPPV) 치료(CPAP 또는 Bi-Level)를 받을 수 있도록 지원해주는 환기 장치의 액세서리 용도입니다. 마스크는 현장에서 환자 모니터링을 하는 병원/기관에서 교육 받은 의료진이 장착하고 치료를 유지하기 위한 용도입니다.


기술 규격

작동 압력 범위:	4 – 25cmH ₂ O
인터페이스 연결:	ISO 5356-1 원추형 커넥터
마스크 사망면적:	<325cm ³
대기압으로 질식 방지 밸브 플랩 개방:	0.24cmH ₂ O
대기압으로 질식 방지 밸브 플랩 폐쇄:	0.80cmH ₂ O
마스크를 통한 흐름에 대한 저항:	0.26cmH ₂ O @ 50L/min, 0.63cmH ₂ O @ 100L/min



- 본 제품은 최대 14일 동안 사용할 수 있습니다.
- 외부 flow source 또는 호흡기에서 제공하는 압축 가스와 함께 사용합니다.
- single limb 서킷을 사용해 NIV 치료를 제공하는 호흡치료기/장치와 함께 사용합니다.
- 가열 가슴기와 함께 사용해 가슴 가스를 환자에게 제공할 수 있습니다.
- 가스를 가슴할 때, Fisher & Paykel Healthcare 비침습적 가슴 시스템의 일부로 사용하십시오.
- 이 제품에는 천원 고무 락세스가 사용되지 않았습니다.
- 병원 프로토콜에 따라 마스크를 폐기하십시오.

라벨 - 마스크 기호



사용 전

- 지침을 완전히 읽고 이해해야 합니다.
- 사용 전 모든 포장을 제거하십시오.
- 포장이 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
- 마스크에 손상된 곳이 없는지 확인합니다. 어떤 부품이든 부서지거나 마스크 셸이 찢어졌다면 마스크를 버리십시오.
- 올바른 마스크가 치료 장치에 사용 중인지 확인하십시오. 다른 면에 있는 설정 안내서를 참조하십시오.
- 마스크 크기가 환자에게 적합한지 확인하십시오.
- 사용 전 질식 방지 밸브 작동을 확인하십시오.
- 모든 정보와 안전 시스템이 포함된 치료 장치(예: 호흡기 또는 흐름 소스)가 올바르게 작동하고 올바른 압력을 공급하는지 확인하십시오.
- 환자의 얼굴을 닦은 뒤, 흉조, 자극 또는 불편감 등의 징후가 없는지 검사하십시오. 징후가 있을 경우 사용하지 마십시오.
- 적절한 환자 모니터링이 이루어지는지 확인하십시오.

경고

- 환기공을 막거나 밀봉하지 마십시오.**
- 경보와 안전 시스템 등 치료 장치가 사용 전 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 이 장치는 질식 방지 밸브가 장착되며 듀얼 사지 호흡 시스템과 사용할 수 없습니다. 시스템 흐름 없이, 밸브의 외부 구멍을 통해 실내 공기가 마스크로 혼입되게 해야 합니다. 시스템 흐름이 있다면, 플랩은 외부 구멍을 닫고 시스템 공기가 마스크로 흐르게 해야 합니다.
- 질식 방지 밸브 환기구를 막지 마십시오.**
- 질식 방지 밸브가 작동하지 않거나 분비물로 더럽혀졌을 경우 마스크를 교체하십시오.
- 마스크는 치료 중에만 착용해야 합니다.
- 마스크는 적절히 교육 받은 의료진이나 의료인이 장착 및 설정해야 합니다.
- 마스크는 적합한 훈련을 받은 의료진이 적절히 관리하는 병원이나 임상 현장에서만 사용할 수 있습니다. 환자를 모니터링하지 못하면 치료가 실패하고, 환자가 중상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 이 마스크는 환자 1인용입니다. **제사용하지 마십시오.** 제사용으로 인해 감염 물질의 전염, 치료 방해, 심각한 손상을 주거나 사망에 이를 수 있습니다. 이 제품을 적시고, 세척하고, 밀봉하거나 제사용하지 마십시오. 화학 물질, 세척제 또는 손 세정제와 닿지 않게 하십시오.
- CPAP 또는 EPAP 호흡기의 작동압력이 낮을 때에는 환기구를 통과하는 공기의 흐름이 마스크에서 배출된 공기를 모두 제거하기에 불충분할 수 있습니다. 재호흡이 일어날 수 있습니다.
- 머리카락, 결혼지/의치 및 안면 구조 불균형은 마스크 밀착 상태를 저하시킬 수 있습니다.

주의

- 헤드기어의 끈을 너무 조이지 않도록 주의해야 합니다. 너무 조이면 환자에게 불편감을 주고거나 누출이 발생할 수 있습니다.
- 마스크 프레임이 직접 이마에 닿지 않게 하십시오. 마스크 프레임이 이마에 닿을 경우, 끈을 너무 조인 것입니다.
- RollFit™ Seal은 컷대에 유동적으로 밀착해 광범위한 얼굴형을 수용하도록 설계되었습니다. RollFit™ Seal이 완전히 압축된 경우, 마스크의 성능이 저하될 수 있습니다.
- 환자가 흉조, 자극 또는 불편감을 느낄 경우, 사용을 중지하고 의사에게 문의하십시오.

사용할 수 없는 경우

다음과 같은 증상의 환자에게 사용해서는 안 됩니다.

- 심장마비 또는 호흡 정지나 심각한 혈류 불안정성을 지닌 환자.
- 의식이 없으며, 자발적으로 호흡할 수 없고, 협력할 수 없으며, 반응이 없거나 마스크를 제거할 수 없는 환자.
- 상부 기도에 장애물이 있거나 분비물 제거가 불가능한 환자(손상된 기침 또는 삼키기 반사, 과도한 역류, 비출혈, 틱세탈장).
- 분비물이 많으며, 구역질/구토를 하거나 구토를 매우 하고 싶어하는 환자.
- 두부 또는 안면 수술을 받거나, 트라우마 또는 화상을 입은 환자.
- 심각한 상부 위장 출혈 또는 기압 장애(수분 포함 기증)가 있는 환자.

이러한 증상이 발생한다면 치료를 즉시 중단하십시오.

장착 지침

- 눈 높이에서 두 눈 사이에 사이징 가이드의 파란색 선을 정렬하여 환자의 사이즈를 결정하십시오. 올바른 마스크 사이즈는 턱 아래쪽 입술 바로 아래에서 측정됩니다.
- 마스크를 유량 소스에 연결하십시오. 유량 소스가 끼여 있는지 확인하십시오.
- 압력 피드백을 필요로하는 유량 소스를 사용하는 경우, 압력 라인을 마스크의 압력 포트에 연결하십시오. 그렇지 않은 경우, 압력 포트가 닫혀있는지 확인하십시오.
- 아래쪽 클립을 풀고, 느슨한 헤드기어를 환자 머리 위로 밀어주십시오.
- 헤드 기어 클립을 마스크 프레임에 연결하십시오.
- 위쪽 헤드기어 스트랩을 조정하십시오. 마스크 프레임이 이마에 닿을 경우, 끈을 너무 조인 것입니다.
- 환자가 입위관 또는 코위영양관을 가지고 있는 경우,

