

鼻カニューレの装着ガイド

Optiflow™ Junior 2鼻カニューレ（OJR410、OJR412、OJR414、OJR416、OJR418）の推奨装着手順について

装着*

1 カニューレサイズを選択

適切なカニューレサイズを選択します。推奨サイズは鼻孔の面積の約50%です。次ページのサイズチャートは目安としてご使用ください。

2 皮膚の清拭

院内のプロトコルに従って患者の皮膚を清拭します。

3 ガス供給源への接続

カニューレをガス供給源に接続します。ポイント：鼻プロングに手を近づけ、プロングの先端からガスフローが出ていることを確認します。

4 Optiflow™ junior Wigglepads™ 2 (以下 Wigglepads 2) の1枚目の台紙の取り外し

粘着部に触れないよう注意しながら、Wigglepads™ 2の1枚目の台紙をはがします。

5 カニューレの挿入

カニューレを鼻孔に挿入します。プロング基部が鼻中隔に触れないように、鼻の近くに確実に留置します。装着中はカニューレを引き伸ばさないでください。Wigglepads™ 2を患者の頬に貼り付けます。

6 カニューレの固定

2枚目の台紙をはがし、Wigglepads™ 2を頬に貼り付けます。

1 カニューレサイズを選択

サイズレンジ	プロング周囲の隙間の確認*
XS  OJR410	
S  OJR412	
M  OJR414	
L  OJR416	
XL  OJR418	



* 重要な注意：セットアップ方法の詳細、警告、注意事項および禁忌については、本品の添付文書等を常に参照してください。

カニューレの取り外し

1 指先の配置

指先でWigglepads™ 2の縁を押さえ、カニューレをWigglepads 2から優しく引き剥がします。



WIGGLEPADS™ 2の取り外しと交換

1 縁を持ち上げる

Wigglepads™ 2の縁を持ち上げます。湿った布で患者の皮膚およびWigglepads 2の裏側を拭きながら、患者の顔からWigglepads 2をそとはがします。

2 交換






交換用のWigglepads™ 2をカニューレに貼り付け、1枚目の台紙をはがし、Wigglepads 2を患者の頬に貼り付けます。

3 除去

2枚目の台紙をはがし、患者の頬に貼り付けます。



サイズの選択について

		体重 (kg)								スペアパーツ							
		500g	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4								
	OJR410									F&P Wigglepads™ 2 WJR110							
	XS																
	OJR412									F&P Wigglepads™ 2 WJR112							
	S																
		体重 (kg)											スペアパーツ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30		
	OJR414															F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	M																
	OJR416															F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	L																
	OJR418															F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	XL																

■ 適合サイズ ■ 適合する可能性があるサイズ

注記：

1. 鼻孔面積の約50%となる推奨サイズのカニューレを使用してください。
2. 患者の体重は目安としてのみご使用ください。



Optiflow™ Junior 2
の使用説明ビデオを
閲覧するには、この
QRコードをスキャン
してください

* 重要な注意：セットアップ方法の詳細、警告、注意事項および禁忌については、本品の添付文書等を常に参照してください。