

F&P AIRVO2 Tube and Chamber Kit

(with nebulizer adapter) 900PT562



CE 0123 Rx only

F&P and AIRVO are trademarks of Fisher & Paykel Healthcare Ltd.
For patent information, see www.fphcare.com/ip

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158
Email: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com **Importer/Distributor Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900
Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso,
04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486
传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 94 1590 355 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec,
Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland,
Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400
Ireland Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901
Norway Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10
Switzerland Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri:
Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead,
Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

Kit de cámara y tubo AIRVO™ con adaptador de nebulizador
900PT562

es

Instrucciones de uso:

Tubo respiratorio calentado para la administración de gases respiratorios humidificados. El puerto del nebulizador permite la conexión opcional de un nebulizador para la administración de la medicación nebulizada. Para uso con humidificadores de la serie AIRVO™ 2 en hospitales. El flujo puede oscilar entre 2 y 60 L/min, dependiendo de la interfaz del paciente.

Especificaciones del sistema:

Longitud del circuito: 1,8 m (6 pies) + interfaz.

Uso sin nebulizador

- Este producto se ha diseñado para su uso durante un máximo de 14 días sin nebulizador.
- No remojar, lavar ni esterilizar.

Configuración:

- Coloque el humidificador AIRVO 2 ("AIRVO") sobre una superficie plana.
- Interfaz del paciente OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (es posible que las interfaces OPT104x no estén disponibles en todos los países).

ADVERTENCIA: El empleo de un accesorio no autorizado podría afectar al funcionamiento o poner en peligro la seguridad.

Pasos 1 a 7: Monte y conecte la cámara de agua.

Paso 8: Compruebe que el nivel de agua esté subiendo pero sin sobrepasar el nivel de agua máximo.



Utilice agua estéril/destilada para inhalación según la USP o equivalente.

Paso 9: Conecte el tubo respiratorio al AIRVO.

Paso 10: Asegúrese de que el conector azul esté bien colocado en su sitio.

Paso 11: Conecte el tubo respiratorio a la interfaz del paciente cuando el sistema se haya calentado. Coloque el tubo respiratorio por debajo de la interfaz del paciente para que la condensación fluya en dirección contraria al paciente.

Paso 12: Conecte el enganche del tubo respiratorio a la ropa o la ropa de cama del paciente. Nota: puede que no sea adecuado para todos los grupos de pacientes sujetar el tubo respiratorio a la ropa del paciente.

Paso 13: En ausencia de un nebulizador, asegúrese de que el tapón del puerto del nebulizador está bien colocado.

- ADVERTENCIA:** Puede dejar de suministrarse la terapia si el tapón del puerto del nebulizador no está colocado.

Uso con nebulizador

- Este producto se ha diseñado para su uso durante un máximo de 7 días con nebulizador.
 - No remojar, lavar ni esterilizar.
- PRECAUCIÓN:** El uso del kit con un nebulizador durante más de 7 días puede causar daños al kit, especialmente a la cámara de agua y al AIRVO en conjunto.

Configuración:

- Humidificador AIRVO 2 ("AIRVO") sobre una superficie plana.
- Interfaz del paciente OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (es posible que las interfaces OPT104x no estén disponibles en todos los países).

ADVERTENCIA: El empleo de un accesorio no autorizado podría afectar al funcionamiento o poner en peligro la seguridad.

Medicamentos compatibles:

- Este kit es compatible únicamente con los siguientes medicamentos:
 - Salbutamol
- Consulte las instrucciones de los fabricantes de los fármacos para informarse del uso correcto y las restricciones de los mismos.
- ADVERTENCIA:** No nebulice los siguientes medicamentos, ya que son incompatibles con AIRVO y sus consumibles y pueden causar daños en el paciente:
 - Medicamentos con base alcohólica
 - Medicamentos con contenido elevado de ácido o base, por ejemplo epoprostenol (Flolan)
 - Solución salina

Paso 14 (uso del nebulizador):

- Siga los pasos 1-13.
 - Retire el tapón del puerto del nebulizador y conecte el nebulizador en su lugar.
- PRECAUCIONES:**
- Utilice únicamente Nebulizadores con rejilla vibradora etiquetados para su uso con humidificadores, como, por ejemplo Aerogen Solo. Consulte las instrucciones de uso del fabricante del nebulizador para obtener información sobre la configuración y el uso.
 - No añada oxígeno ni otros gases a través el puerto del nebulizador ni use un nebulizador que genere flujo (por ejemplo un nebulizador de chorro), ya que esto creará discrepancias en la salida de humedad, flujo y oxígeno.
 - Asegúrese de que el AIRVO esté encendido y con el gas humidificado fluyendo antes de usar el nebulizador.
 - La eficiencia de la administración de la medicación se reduce a medida que aumenta el flujo de AIRVO. Asegurese de que el paciente reciba un flujo adecuado en todo momento mientras lo ajusta durante la nebulización. Ajuste la administración de la medicación como sea necesario.
 - Los medicamentos nebulizados pueden dejar residuos y causar causar decoloración cosmética del tubo respiratorio y la cámara durante el funcionamiento normal.
 - La nebulización puede causar un aumento de la condensación en el tubo respiratorio y la cámara.
 - Evite el contacto de la piel con la condensación, ya que puede contener medicamentos nebulizados.

ADVERTENCIAS:

- Para su uso con un único paciente. La reutilización puede causar la transmisión de sustancias infecciosas. El intento de reprocesamiento resultará en la degradación de los materiales y el producto quedará defectuoso.
- Si se utiliza el tubo respiratorio durante más tiempo del especificado, podrían producirse lesiones graves, incluidas infecciones.
- No utilice la cámara de autolleno MR290 si esta se ha caído o se ha quedado sin agua, ya que podría causar un llenado excesivo de la misma.
- No use la cámara MR290 si el nivel de agua sobrepasa la línea del nivel máximo de agua, ya que esto provocaría la entrada de agua en las vías respiratorias del paciente.
- No utilice nunca el dispositivo si el tubo de respiración está dañado y tiene orificios, desgarros o está retorcido.
- No bloquee el flujo de aire entre el dispositivo y el tubo respiratorio.

Para evitar quemaduras:

- No permita que el tubo respiratorio permanezca en contacto directo con la piel durante periodos prolongados de tiempo.
- No lo utilice en presencia de llamas para evitar incendios.
- No aumente el calor de ninguna parte del tubo respiratorio (por ejemplo cubriéndolo con una manta o calentándolo en una incubadora o en un calentador elevado para recién nacidos), ya que podrían producirse lesiones graves.

Precauciones:

- Evite el contacto del producto con sustancias químicas, agentes limpiadores o antisépticos para las manos.
- Utilice únicamente según la USP para inhalación o un equivalente.
- Los medicamentos nebulizados se pueden dispersar a la zona circundante.

Para evitar la condensación:

- Utilice agua a una temperatura superior a 18 °C (64 °F).
- Elimine o minimice el impacto de cualquier elemento que pueda enfriar el tubo respiratorio calentado, como un ventilador, aire acondicionado o una ventana abierta.

Para gestionar la condensación excesiva:

- Coloque el AIRVO a un nivel inferior a la altura de la cabeza del paciente.
- Drene la condensación en la cámara de agua. Con caudales deseados más altos puede ser necesario reducir en primer lugar la configuración del caudal deseado a 30 L/min para garantizar que la condensación se drene de forma segura y eficaz.
- Desconecte la interfaz del el paciente del tubo respiratorio calentado.
- Levante el extremo del tubo del paciente para permitir que la condensación se introduzca en la cámara de agua.

Kit circuito respiratorio e camera di umidificazione per AIRVO™
con adattatore per nebulizzatore

it

900PT562

Istruzioni per l'uso

Circuito respiratorio riscaldato per l'erogazione di gas respiratori umidificati. La porta del nebulizzatore consente un collegamento opzionale del nebulizzatore per la somministrazione del farmaco nebulizzato. Per uso ospedaliero con umidificatori della serie AIRVO™ 2. Per l'uso con flussi compresi tra 2 e 60 L/min in base all'interfaccia paziente.

Specifiche del sistema

Lunghezza del circuito: 1,8 m (6 piedi) + interfaccia.

Utilizzo senza nebulizzatore

- Questo prodotto può essere utilizzato per un tempo massimo di 14 giorni se usato senza nebulizzatore.
- Non immergere, lavare o sterilizzare.

Configurazione

- Umidificatore AIRVO 2 ("AIRVO") su superficie piatta.
 - Interfaccia paziente OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi).
- AVVERTENZA:** l'utilizzo di un accessorio non approvato può alterare le prestazioni o compromettere la sicurezza.

Fasi 1-7

Assemblare e collegare la camera di umidificazione.

Fase 8 - Verificare che il livello dell'acqua aumenti, ma non superi il livello massimo.



Usare acqua sterile/distillata USP per inalazione, o equivalente.

Fase 9 - Collegare il circuito respiratorio ad AIRVO.

Fase 10 - Assicurarsi che il connettore blu sia completamente in posizione.

Fase 11 - Una volta che il sistema si è riscaldato, collegare il circuito respiratorio all'interfaccia paziente. Posizionare il circuito respiratorio al di sotto dell'interfaccia paziente, in modo che la condensa fluisca via dal paziente.

Fase 12 - Collegare la clip del circuito respiratorio agli indumenti del paziente o alle lenzuola. Nota: l'applicazione agli indumenti del paziente potrebbe non essere adatta a tutti i gruppi di pazienti.

Fase 13 - In assenza di nebulizzatore, verificare che il tappo della porta del nebulizzatore sia chiuso saldamente.

- AVVERTENZA:** la terapia potrebbe non essere eseguita correttamente se il tappo della porta del nebulizzatore non è in posizione.

Utilizzo con nebulizzatore

- Questo prodotto è raccomandato per un utilizzo massimo di 7 giorni se usato con un nebulizzatore.
 - Non immergere, lavare o sterilizzare.
- ATTENZIONE:** l'utilizzo del kit con un nebulizzatore per più di 7 giorni può causare danni al kit, in particolare alla camera di umidificazione ed eventualmente all'AIRVO stesso.

Configurazione

- Umidificatore AIRVO 2 ("AIRVO") su superficie piatta.
 - Interfaccia paziente OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi).
- AVVERTENZA:** l'utilizzo di un accessorio non approvato può alterare le prestazioni o compromettere la sicurezza.

Farmaci compatibili

- Questo kit è compatibile solo con i seguenti farmaci:
 - Salbutamol
- Fare riferimento alle istruzioni del produttore del farmaco per il corretto utilizzo e le limitazioni.
- AVVERTENZA:** non nebulizzare i seguenti farmaci, poiché non sono compatibili con AIRVO e i relativi materiali di consumo e potrebbero causare lesioni al paziente:
 - Farmaci a base di alcol
 - Farmaci notevolmente acidi o basici, ad es. epoprostenolo (Flolan)
 - Soluzione fisiologica

Fase 14 (con nebulizzatore)

- Seguire le fasi 1-13.
 - Rimuovere il tappo dalla porta del nebulizzatore e collegare il nebulizzatore nella sua posizione.
- PRECAUZIONI:**
- Usare esclusivamente nebulizzatori a rete vibrante, etichettati per l'uso con umidificatori, ad es. Aerogen Solo. Per le informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo, fare riferimento alle istruzioni del produttore del nebulizzatore.
 - Non aggiungere ossigeno o altri gas attraverso la porta del nebulizzatore, né usare un nebulizzatore a generazione di flusso (ad es. nebulizzatore a getto) poiché ciò provocherà discrepanze di umidità, flusso e ossigeno.
 - Prima di usare il nebulizzatore, verificare che AIRVO sia acceso e con il flusso di gas umidificato.
 - L'efficienza di erogazione del farmaco diminuisce con l'aumentare del flusso dell'AIRVO. Quando si regola il flusso durante la nebulizzazione, verificare che il paziente riceva sempre un flusso adeguato. Titolare l'erogazione del farmaco come opportuno.
 - I farmaci nebulizzati possono formare residui e causare lo scolorimento del circuito respiratorio e della camera di umidificazione durante il normale funzionamento.
 - La nebulizzazione può aumentare i livelli di condensa nel tubo di respirazione e nella camera.
 - Evitare che la pelle entri a contatto con la condensa poiché può contenere farmaco nebulizzato.

AVVERTENZE

- Esclusivamente monouso. Il riutilizzo potrebbe provocare la trasmissione di sostanze infettive. La tentata rielaborazione (sterilizzazione) provocherà la degradazione dei materiali e danneggerà il prodotto.
- L'uso del circuito respiratorio per un periodo di tempo maggiore di quello specificato può provocare seri danni e infezioni.
- Non utilizzare la camera di umidificazione ad auto-riempimento MR290 se questa è stata fatta cadere o se è stata utilizzata completamente vuota poiché ciò potrebbe causare il riempimento eccessivo della camera.
- Non utilizzare la camera di umidificazione MR290 se il livello dell'acqua supera la linea di livello massimo poiché l'acqua potrebbe entrare nelle vie respiratorie del paziente.
- Non attivare mai l'unità se il circuito respiratorio è stato danneggiato e riporta fori, tagli o è attorcigliato.
- Non ostruire il flusso dell'aria all'interno dell'apparecchio e del circuito respiratorio.

Per evitare scottature

- Non lasciare il circuito respiratorio a contatto diretto con la cute per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare in presenza di fiamme libere, per evitare incendi.
- Non riscaldare una parte qualsiasi del circuito respiratorio, per esempio coprendolo con una coperta, o riscaldandolo in un'incubatrice o con una lampada radiante per neonati, poiché può creare gravi problemi.

Precauzioni

- Evitare che il prodotto entri a contatto con sostanze chimiche, detersivi o disinfettanti per le mani.
- Usare solo acqua sterile/distillata USP per inalazione, o equivalente.
- I farmaci nebulizzati possono essere esalati nell'area circostante.

Per prevenire la condensa

- Usare in una stanza con temperatura superiore a 18 °C (64 °F).
- Rimuovere/ridurre al minimo l'impatto di qualsiasi elemento che potrebbe raffreddare il circuito respiratorio riscaldato, ad es. ventola, aria condizionata, finestra aperta.

Per gestire una quantità eccessiva di condensa

- Posizionare AIRVO in un punto più basso rispetto alla testa del paziente.
- Far defluire la condensa nella camera di umidificazione. Con impostazioni più elevate per il flusso di riferimento può essere necessario ridurre l'impostazione del flusso di riferimento a 30 L/min, per garantire che la condensa defluisca in modo sicuro ed efficace.
- Scollegare l'interfaccia paziente dal circuito respiratorio riscaldato.
- Alzare la parte terminale del circuito respiratorio riscaldato dalla parte del paziente, in modo che la condensa fluisca nella camera di umidificazione.

AIRVO™-slang- en kamerset met vernevelaaradapter

nl

900PT562

Indicaties voor gebruik:

Verwarmde beademingsslang voor de toediening van bevochtigde beademingsgassen. Met de vernevelaaraansluiting kan de vernevelaar worden aangesloten voor toediening van vernevelde medicatie. Voor gebruik met AIRVO™ 2-serie bevochtigers in ziekenhuizen. Voor gebruik met flows van 2 tot 60 L/min, afhankelijk van de patiëntinterface.

Systeemspecificaties:

Circuitlengte: 1,8 m (6 ft) + interface

Gebruik zonder vernevelaar

- Indien gebruikt zonder vernevelaar is dit product bestemd voor een maximale gebruiksduur van 14 dagen.
- Week, was of steriliseer dit product niet.

Installatie:

- AIRVO 2-bevochtiger ('AIRVO') op een vlakke ondergrond.
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 patiëntinterface (OPT104x mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar).

WAARSCHUWING: Het gebruik van een niet-goedgekeurd accessoire kan het functioneren negatief beïnvloeden of de veiligheid in gevaar brengen.

Stap 1-7: Monteer de waterkamer en sluit deze aan.

Stap 8: Zorg dat het waterniveau stijgt, maar niet tot boven het maximale waterniveau.



Onjuist waterniveau
MR290-kamer vervangen



Correct waterniveau in de
MR290-kamer

Gebruik voor inademing USP steriel/gedestilleerd water of een vergelijkbaar product.

Stap 9: Sluit de beademingsslang aan op de AIRVO.

Stap 10: Zorg ervoor dat de blauwe connector volledig op zijn plaats zit.

Stap 11: Sluit de beademingsslang aan op de patiëntinterface wanneer het systeem is opgewarmd. Plaats de beademingsslang onder de patiëntinterface zodat condens van de patiënt wegloopt.

Stap 12: Bevestig de klem van de beademingsslang aan de kleding van de patiënt of het beddengoed. Opmerking: bevestiging aan de kleding van de patiënt is mogelijk niet geschikt voor alle patiëntengroepen.

Stap 13: Zorg ervoor dat bij het ontbreken van een vernevelaar de plug van de vernevelaaraansluiting stevig op zijn plaats zit.

- **WAARSCHUWING:** Als de plug van de vernevelaaraansluiting niet op zijn plaats zit, kan dit therapieverlies tot gevolg hebben.

Gebruik met een vernevelaar

- Indien gebruikt met een vernevelaar is dit product bestemd voor een maximale gebruiksduur van 7 dagen.
 - Week, was of steriliseer dit product niet.
- VOORZICHTIG: Gebruik van de set met een vernevelaar gedurende meer dan 7 days kan schade veroorzaken aan de set, met name aan de waterkamer, en uiteindelijk aan de AIRVO zelf.

Installatie:

- AIRVO 2-bevochtiger ('AIRVO') op een vlakke ondergrond.
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 patiëntinterface (OPT104x mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar).

WAARSCHUWING: Het gebruik van een niet-goedgekeurd accessoire kan het functioneren negatief beïnvloeden of de veiligheid in gevaar brengen.

Compatibele medicatie:

- Deze set is uitsluitend compatibel met de volgende medicatie:
 - Salbutamol
- Raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant van het geneesmiddel voor het correcte gebruik en beperkingen.
- **WAARSCHUWING:** De volgende medicatie is niet compatibel met de AIRVO en de bijbehorende verbruiksartikelen, kan letsel bij de patiënt veroorzaken en mag daarom niet worden verneveld:
 - Medicatie op basis van alcohol
 - Sterk zure of basische medicijnen, zoals epoprostenol (Flolan)
 - Zoutoplossing

Stap 14 (Gebruik met vernevelaar):

- Volg stap 1-13.
 - Verwijder de plug van de vernevelaaraansluiting uit de vernevelaaraansluiting en sluit in plaats daarvan de vernevelaar aan.
- BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:**
- Gebruik alleen vibrerende meshvernevelaars die zijn gemarkeerd voor gebruik met bevochtigers, bijv. Aerogen Solo. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de vernevelaar voor informatie over de configuratie en het gebruik.
 - Voeg geen zuurstof of andere gassen toe via de vernevelaaraansluiting en gebruik geen vernevelaar die een flow genereert (bijv. een spuitvernevelaar), aangezien hierdoor afwijkingen in de vochtigheid, flow en zuurstoftoevoer ontstaan.
 - Let erop dat de AIRVO wordt ingeschakeld met een bevochtigde gasflow voordat de vernevelaar wordt ingezet.
 - De efficiëntie van de medicatietoediening neemt af naarmate de AIRVO-flow toeneemt. Zorg dat de flow naar de patiënt altijd toereikend is wanneer deze tijdens de verneveling wordt aangepast. Titreer de medicatietoediening naar behoefte.
 - Door vernevelde medicatie kunnen bij normaal gebruik resten achterblijven en kan cosmetische verkleuring van de beademingsslang en kamer ontstaan.
 - Verneveling kan een verhoogde hoeveelheid condens in de beademingsslang en kamer veroorzaken.
 - Vermijd contact van de huid met condens, omdat dit vernevelde medicatie kan bevatten.

WAARSCHUWINGEN:

- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. Hergebruik kan leiden tot overdracht van besmettelijke stoffen. Pogingen tot herverwerking leiden tot aantasting van materialen en gebreken in het product.
- Wanneer de beademingsslang langer dan de aangegeven tijd wordt gebruikt, kan er ernstig letsel optreden, waaronder infectie.
- Gebruik de zelfvullende MR290-kamer niet als deze is gevallen of is drooggelopen, aangezien dit tot overvulling van de kamer kan leiden.
- Gebruik de MR290 kamer niet als het waterniveau tot boven het aangegeven maximale waterniveau stijgt, omdat hierdoor water in de luchtwegen van de patiënt kan komen.
- Gebruik het apparaat nooit als er gaatjes, scheuren of knikken in de beademingsslang zitten.
- Zorg dat de lucht onbelemmerd door het apparaat en de beademingsslang kan stromen.

Brandwonden voorkomen:

- Laat de beademingsslang niet gedurende lange tijd in direct contact komen met de huid.
- Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van open vuur, om brand te voorkomen.
- Maak geen enkel deel van de beademingsslang warmer (bijvoorbeeld door er een deken op te leggen of bij gebruik in een couveuse of onder een verwarmers voor pasgeborenen), aangezien dit tot ernstig letsel kan leiden.

Belangrijke aandachtspunten:

- Vermijd contact van het product met chemische stoffen, reinigingsmiddelen of handdesinfectiemiddelen.
- Gebruik voor inademing uitsluitend USP steriel/gedestilleerd water of een vergelijkbaar product.
- Vernevelde medicatie kan in de directe omgeving terecht komen.

Condensvorming voorkomen:

- Gebruik het apparaat in een ruimte waar het warmer is dan 18 °C (64 °F).
- Verwijder of minimaliseer het effect van alles wat de verwarmde beademingsslang kan afkoelen, bijvoorbeeld een ventilator, de airconditioning of een open venster.

Beheersing van overmatige condensvorming:

- Plaats de AIRVO lager dan het hoofd van de patiënt.
- Voer condens terug naar de waterkamer. Bij hogere doelflowinstellingen kan het nodig zijn eerst de doelflowinstelling tot 30 L/min te verlagen, om er zeker van te zijn dat condens veilig en effectief wordt afgevoerd.
- Koppel de patiëntinterface los van de verwarmde beademingsslang.
- Til het patiëntuiteinde van de verwarmde beademingsslang op, zodat condens in de waterkamer kan lopen.

Κιτ σωλήνα και θαλάμου AIRVO™ με προσαρμογέα εκνεφωτή

el

900PT562

Ενδείξεις χρήσης:

Θερμαινόμενος αναπνευστικός σωλήνας για την παροχή ένυγρων αναπνευστικών αερίων. Η θύρα εκνεφωτή επιτρέπει την προαιρετική σύνδεση εκνεφωτή για την παροχή νεφελοποιημένου φαρμάκου. Για χρήση με υγραντήρες της σειράς AIRVO™ σε νοσοκομεία. Για χρήση σε ροές από 2 έως 60 L/min ανάλογα με το συνδεδεκό ασθενή.

Προδιαγραφές συστήματος:

Μήκος κυκλώματος: 1,8 m (6 ft) + συνδετικό.

Χρήση χωρίς εκνεφωτή

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση για μέγιστο χρονικό διάστημα 14 ημερών εάν χρησιμοποιείται χωρίς εκνεφωτή.
- Μην εμβάπτιζετε, πλένετε ή αποστειρώνετε.

Διαμόρφωση:

- Υγραντήρας AIRVO 2 («AIRVO») σε επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδετικό ασθενή OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (το OPT104x ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση μη εγκεκριμένου παρελκόμενου θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση ή να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια.

Βήματα 1 - 7: Συναρμολογήστε και συνδέστε τον θάλαμο νερού.

Βήμα 8: Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού ανεβαίνει αλλά δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη νερού.



Λανθασμένη στάθμη νερού
Αντικαταστήστε τον θάλαμο MR290



Σωστή στάθμη νερού στον
θάλαμο MR290

Χρησιμοποιείτε αποστειρωμένο/απεσταγμένο νερό σύμφωνα με τα πρότυπα της USP (Φαρμακοποία των Η.Π.Α.) για εισπνοή ή ισότιμο.

Βήμα 9: Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα στο AIRVO.

Βήμα 10: Βεβαιωθείτε ότι ο μπλε σύνδεσμος είναι πλήρως τοποθετημένος στη θέση του.

Βήμα 11: Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα στο συνδεδεκό ασθενή μόλις προθερμανθεί το σύστημα. Τοποθετήστε τον αναπνευστικό σωλήνα κάτω από το συνδεδεκό ασθενή έτσι ώστε η συμπυκνωμένη υγρασία να ρέει μακριά από τον ασθενή.

Βήμα 12: Συνδέστε το κλιπ αναπνευστικού σωλήνα στα ρούχα ή στα κλινোসκεπάσματα του ασθενή. Σημείωση: η σύνδεση στα ρούχα του ασθενή ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλες τις ομάδες ασθενών.

Βήμα 13: Σε απουσία εκνεφωτή, βεβαιωθείτε ότι το πόμα θύρας εκνεφωτή είναι σταθερά τοποθετημένο στη θέση του.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μπορεί να προκύψει απώλεια θεραπείας εάν το πόμα θύρας εκνεφωτή δεν είναι τοποθετημένο στη θέση του.

Χρήση με εκνεφωτή

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση για μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών εάν χρησιμοποιείται με εκνεφωτή.
 - Μην εμβάπτιζετε, πλένετε ή αποστειρώνετε.
- ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:** Η χρήση του κιτ με εκνεφωτή για περισσότερο από 7 ημέρες μπορεί να προκαλέσει ζημία στο κιτ, ιδίως στον θάλαμο νερού, και τελικά στο ίδιο το AIRVO.

Διαμόρφωση:

- Υγραντήρας AIRVO 2 («AIRVO») σε επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδετικό ασθενή OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (το OPT104x ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση μη εγκεκριμένου παρελκόμενου θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση ή να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια.

Συμβατά φάρμακα:

- Αυτό το κιτ είναι συμβατό μόνο με τα ακόλουθα φάρμακα:
 - Σαλβουταμόλη
 - Ανατρέστε στις οδηγίες του κατασκευαστή του φαρμάκου για τη σωστή χρήση και περιορισμούς.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην νεφελοποιείτε τα ακόλουθα φάρμακα, καθώς είναι ασύμβατα με το AIRVO και τα αναλώσιμα του και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον ασθενή:
 - Φάρμακα με βάση αλκοόλη
 - Έντονα όξινα ή βασικά φάρμακα π.χ. εποπροστενόλη (Flolan)
 - Φυσιολογικός ορός

Βήμα 14 (χρήση εκνεφωτή):

- Ακολουθήστε τα βήματα 1-13.
 - Αφαιρέστε το πόμα θύρας εκνεφωτή από τη θύρα εκνεφωτή και συνδέστε τον εκνεφωτή στη θέση του.
- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:**
- Χρησιμοποιείτε μόνο εκνεφωτές δονούμενου πλέγματος οι οποίοι φέρουν επισήμανση για χρήση με υγραντήρες, π.χ. Aerogen Solo. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του εκνεφωτή για τις πληροφορίες διαμόρφωσης και χρήσης.
 - Μην προσθέτετε οξυγόνο ή άλλα αέρια μέσω της θύρας εκνεφωτή και μη χρησιμοποιείτε εκνεφωτή που δημιουργεί ροή (π.χ. εκνεφωτής δέσμης) καθώς αυτό θα προκαλέσει διαφορές στην απόδοση υγρασίας, ροής και οξυγόνου.
 - Διασφαλίστε ότι το AIRVO είναι ενεργοποιημένο με αέριο με ύγρανση να ρέει πριν τη χρήση του εκνεφωτή.
 - Η αποτελεσματικότητα χορήγησης φαρμάκου μειώνεται καθώς αυξάνεται η ροή του AIRVO. Διασφαλίστε ότι ο ασθενής λαμβάνει επαρκή ροή ανά πάσα στιγμή που ρυθμίζετε τη ροή κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Τίτλοποιστε τη χορήγηση του φαρμάκου όπως απαιτείται.
 - Τα φάρμακα σε μορφή εκνεφώματος μπορεί να σχηματίζουν υπολείμματα και να προκαλέσουν αισθητική δυσχρωμία του αναπνευστικού σωλήνα και του θαλάμου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.
 - Η εκκένωση μπορεί να προκαλέσει αυξημένα επίπεδα συμπυκνωμένης υγρασίας στον αναπνευστικό σωλήνα και στον θάλαμο.
 - Αποφεύγετε την επαφή του συμπυκνωμάτος με το δέρμα, καθώς μπορεί να περιέχει νεφελοποιημένο φάρμακο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση μολυσματικών ουσιών. Τυχόν απόπειρα επανεπεξεργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθιση των υλικών και θα καταστήσει το προϊόν ελαττωματικό.
- Η χρήση του αναπνευστικού σωλήνα για περισσότερο χρόνο από τον καθορισμένο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένης της μολύνωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θάλαμο αυτόματης πλήρωσης MR290 εάν έχει πέσει ή έχει μείνει χωρίς νερό, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερπλήρωση του θαλάμου.
- Μην χρησιμοποιείτε τον θάλαμο MR290 εάν η στάθμη του νερού αυξηθεί πάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης νερού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε είσοδο νερού στον αεραγωγό του ασθενή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα εάν ο αναπνευστικός σωλήνας έχει φθαρεί, τριτηρεί, σκιστεί ή στρεβλωθεί.
- Μην φράζετε τη ροή αέρα μέσω της μονάδας και του αναπνευστικού σωλήνα.

Για αποφυγή εγκαυμάτων:

- Μην αφήντε τον αναπνευστικό σωλήνα να παραμένει σε απευθείας επαφή με το δέρμα για παρατεταμένη χρονική διάρκεια.
- Μην χρησιμοποιείτε υπό την παρουσία φλόγας για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην προσθέτετε θερμότητα σε οποιοδήποτε τμήμα του αναπνευστικού σωλήνα, π.χ. κάλυψη με κουβέρτα, ή θερμότητα σε θερμοκοιτίδα ή υπερκείμενο θερμαντήρα νεογνών, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Συστάσεις προσοχής:

- Αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με χημικές ουσίες, καθαριστικούς παράγοντες ή απολυμαντικά χεριών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αποστειρωμένο/απεσταγμένο νερό σύμφωνα με τα πρότυπα της USP (Φαρμακοποία των Η.Π.Α.) για εισπνοή ή ισότιμο.
- Τα νεφελοποιημένα φάρμακα μπορεί να εκλυθούν στον περιβάλλοντα χώρο.

Για την αποφυγή της συμπυκνωμένης υγρασίας:

- Χρησιμοποιείτε σε χώρο με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 18 °C (64 °F).
- Αφαιρέστε/ελασματοποιήστε την επίδραση οποιουδήποτε στοιχείου που θα μπορούσε να κρύνει τον θερμαινόμενο αναπνευστικό σωλήνα, π.χ. ανεμιστήρας, κλιματιστικό, ανοιχτό παράθυρο.

Για να διαχειριστείτε την υπερβολική συμπυκνωμένη υγρασία:

- Τοποθετήστε το AIRVO κάτω από το ύψος του κεφαλού του ασθενή.
- Αποσπράγξτε τη συμπυκνωμένη υγρασία πίσω στον θάλαμο νερού. Σε υψηλότερες ρυθμίσεις στοχευόμενης ροής, μπορεί να είναι απαραίτητο να μειώσετε πρώτα τη ρύθμιση στοχευόμενης ροής στα 30 L/min, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η συμπυκνωμένη υγρασία αποσπράγγεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
- Αποσυνδέστε το συνδεδεκό ασθενή από τον θερμαινόμενο αναπνευστικό σωλήνα.
- Ανασπύξτε το άκρο του θερμαινόμενου αναπνευστικού σωλήνα που βρίσκεται προς τη μεριά του ασθενή, επιτρέποντας έτσι στη συμπυκνωμένη υγρασία να τρέξει μέσα στον θάλαμο νερού.

צינור הנשמה מחומם למתן גזי נשימה בתוספת לחות. יציאת הנבוליזר מאפשרת חיבור אופציונלי של נבוליזר למתן התרופות שעורבבו בו. לשימוש בבתי חולים עם מכשירי אדים מסדרת 2™ AIRVO. לשימוש בקבצי זרימה של עד 2 ליטר/דקה, בהתאם לממשק המטופל.

אורך צנרת: 1.8 מ' (6 רגל) + ממשק.

- מוצר זה נועד לשימוש במשך 14 ימים לכל היותר, אם השימוש נעשה ללא נבוליזר.
- אין להשרות, לטשוף או לעקר.

- מכשיר אדים 2™ AIRVO (להלן AIRVO) על משטח אופקי.
- ממשק המטופל /OPT970/OPT946/OPT944/OPT942/OJR418/OJR416/OPT316/OPT1046/OPT1042/OPT1044/OPT980 (ייתכן ש-OPT104x לא יהיה זמין בארצות מסוימות).
- אזהרה:** שימוש באביזרים שלא קיבלו אישור עלול לפגוע בביצועים או להוות סכנה בטיחותית.

שלבים 1 - 7: הרכב וחבר את מכל המים.

שלב 8: ודא שמפלס המים עולה אך לא עובר את קו מפלס המים המרבי.



השתמש במים סטריליים/מזוקקים המיועדים לאינהלציה או שוו-ערך, כמוגדר בספר התרופות האמריקאי (USP).

שלב 9: חבר את צינור ההנשמה ל-AIRVO.

שלב 10: ודא כי המחבר הכחול הוכנס במלואו למקומו.

שלב 11: לאחר שהמערכת התחממה, חבר את צינור ההנשמה לממשק המטופל. הצב את הצינור מתחת לממשק המטופל, כך שהעיבי זירום הרחק מהמטופל.

שלב 12: חבר את הפס צינור ההנשמה לבגדי המטופל או למצע המיטה. שים לב: ייתכן שחיבור התפס לבגדי המטופל לא יתאים לכל קבוצות המטופלים.

- שלב 13:** בהיעדר נבוליזר, ודא כי פקק יציאת הנבוליזר נמצא במקומו ואינו רופף.
- אזהרה:** אי-חיבור הפקק ביציאת הנבוליזר עלול להפסיק את מתן הטיפול.

- מוצר זה נועד לשימוש במשך 7 ימים לכל היותר, אם השימוש נעשה עם נבוליזר.
- אין להשרות, לטשוף או לעקר.
- אזהרות: שימוש בערכה עם נבוליזר במשך יותר מ-7 ימים עלול לפגוע בערכה, בפרט במכל המים, ובסופו של דבר ב-AIRVO עצמו.

- מכשיר אדים 2™ AIRVO (להלן AIRVO) על משטח אופקי.
- ממשק המטופל /OPT970/OPT946/OPT944/OPT942/OJR418/OJR416/OPT316/OPT1046/OPT1042/OPT1044/OPT980 (ייתכן ש-OPT104x לא יהיה זמין בארצות מסוימות).
- אזהרה:** שימוש באביזרים שלא קיבלו אישור עלול לפגוע בביצועים או להוות סכנה בטיחותית.

- ערכה זו מתאימה לתרופות הבאות בלבד:
 - סאלבוטאמול
- עיין בהוראות יצרן התרופות לקבלת הוראות שימוש נכונות ומידע על הגבלות שימוש.
- אזהרה:** אין לערבב בנבוליזר את התרופות הבאות, מאחר שאינן מתאימות ל-AIRVO ולחומרים המתמכלים שלו, ועוללות להזיק למטופל.
- תרופות המכילות אלכוהול
- תרופות חומציות או בסיסיות במיוחד, למשל אפופרוסטטול (פלולאן)
- סליין

שלב 14 (שימוש בנבוליזר):

- בצע את השלבים 1 עד 13.
- הסר את הפקק מציאת הנבוליזר וחבר את הנבוליזר למקום המיועד לו.

- השתמש רק בנבוליזרים הכוללים ממברנה עדינה הפועלת ברטט והמותווים לשימוש עם מכשירי אדים, כגון Aergon Solo. לקבלת מידע על ההתקנה והשימוש, עיין בהוראות יצרן הנבוליזר.
- אין להוסיף חמצן או גזים אחרים דרך יציאת הנבוליזר ואין להשתמש בנבוליזר המייצר זרימה (כגון נבוליזר סילוני), משום שהדבר עלול לגרום לפערים בתפוקות הלחות, הזרימה והחמצן.
- לפני השימוש בנבוליזר, ודא כי ה-AIRVO מפועל זורם בג בתוספת לחות.
- יעילות אפקטת התרופות פוחתת ככל שהזרימה ב-AIRVO עולה. בכל כוונת זרימה במהלך הפעלת הנבוליזר, ודא כי המטופל מקבל זרימה מספיקה. טטט את אפקטת התרופה כנדרש.
- תרופות שעורבבו בנבוליזר עלולות ליצור משקעים ולגרום דהיייה קוסמטית של צינור ההנשמה ושל המכל במהלך פעולה רגילה.
- בנולציה עלולה לגרום לרמות עיבוי גבוהות בצינור ההנשמה ובמכל המים.
- הימנע ממגע בין העור והעיבי מכיוון שהעיבי עלול להכיל תרופות שעורבבו בנבוליזר.

- לשימוש מטופל אחד בלבד. שימוש חוזר עלול לגרום להעברת חומרים מזהמים. ניסיון למחזר יגרום לפירוק החומרים ופגום במוצר.
- שימוש בצינור ההנשמה במשך זמן העולה על הזמן המצוין עלול לגרום לפגיעה חמורה, לרבות זיהום.
- אין להשתמש במכל MR290 המתמלא אוטומטית או הוא נפל או הרוקן, משום שהדבר עלול לגרום למילוי-יתר של המכל.
- אין להשתמש במכל MR290 אם מפלס המים עובר את קו מילוי המים המרבי, משום שהדבר עלול לגרום לכניסת מים לדרכי האוויר של המטופל.
- לעולם אין להפעיל את המכשיר אם צינור ההנשמה ניקז או הוא מחורר, קרוע או מפותל.
- אין לחסום את זרימת האוויר דרך המכשיר או דרך צינור ההנשמה.

- אין לאפשר לצינור ההנשמה להישאר במגע ישיר עם העור לפרקי זמן ממושכים.
- אין להשתמש בסמוך ללהבה חשופה וזאת כדי למנוע שרפות.
- אין להעלות את החום בחלק כלשהו של צינור ההנשמה, כמו להנשמה, למשל, על-ידי כיסויי בשמיקה או חימומו באינקובטור או בתנור עילי לילודים, וזאת משום שהדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה.

- מגע מגע בין המוצר לבין כימיקלים, תנשירי ניקוי או חומר חיטוי ליידיים.
- השתמש אך ורק במים סטריליים/מזוקקים המיועדים לאינהלציה או שוו-ערך, כמוגדר בספר התרופות האמריקני (USP).
- ייתכן שהתרופות שעורבב בנבוליזר ייפלטו אל סביבת המכשיר.

- השתמש בחדר שהטמפרטורה שלו גבוהה מ-18 °C (64 °F).
- הרוקן/מזער את ההשפעה של כל דבר העלול לקרר את צינור ההנשמה - כגון מאוורר, מזגן או חלון פתוח.

- הצב את AIRVO מתחת לגובה ראשו של המטופל.
- קז את העיבי זהרה אל תוך מכל המים. אם הוגדר קצב גבוה יותר של זרימת יעד, ייתכן שיהיה צורך להקטין תחילה את קצב זרימת היעד ל-30 ליטר לדקה, כדי להבטיח ניקוז בטוח ויעיל של העיבי אל תוך מכל המים.
- תקן את ממשק המטופל מצינור ההנשמה המחומם.
- הגבה את צקה צינור ההנשמה המחומם שבצד המטופל, כדי לאפשר את זרימת העיבי אל תוך מכל המים.

Grijana cijev za disanje za dovod ovlaženih respiratornih plinova. Otvor za nebulizator omogućuje opcionalno priključivanje nebulizatora za dovod nebuliziranih lijekova. Za uporabu uz ovlaživače serije AIRVO™ 2 u bolnicama. Za uporabu uz protok od 2 do 60 L/min ovisno o nastavku za bolesnika.

Duljina protoka: 1,8 m (6 stopa) + nastavak.

- Ovaj je proizvod namijenjen za najviše 14 dana uporabe ako se upotrebljava bez nebulizatora.
- Nemojte namakati, prati ni sterilizirati.

- Ovlaživač AIRVO 2 („AIRVO“) na ravnoj površini.
- Nastavak za pacijenta OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x ne mora biti dostupan u svim zemljama).

UPOZORENJE: Uporaba neodobrene dodatne opreme može smanjiti funkcionalnost uređaja ili ugroziti sigurnost.

Korak 8: Provjerite raste li razina vode, ali ne iznad maksimalne razine vode.



Upotrijebite sterilnu/destiliranu vodu (prema američkoj farmakopeji) za inhalaciju ili njoj odgovarajuću.

Korak 9: Priključite cijev za disanje na AIRVO.

Korak 10: Provjerite je li plava spojnica potpuno umetnuta na svom mjestu.

Korak 11: Kada se sustav zagrije, priključite cijev za disanje na nastavak za bolesnika. Cijev za disanje postavite ispod nastavka za bolesnika da bi kondenzat otjecao od bolesnika.

Korak 12: Cijev za disanje prikvačite za odjeću bolesnika ili posteljinu. Napomena: učvršćivanje za odjeću bolesnika možda ne odgovara svim skupinama bolesnika.

Korak 13: Ako nema nebulizatora, pazite da je čep otvora za nebulizator dobro pričvršćen. **UPOZORENJE:** Prekid napajanja može se dogoditi ako čep otvora za nebulizator nije na mjestu.

- Ovaj je proizvod namijenjen za najviše 7 dana uporabe ako se upotrebljava s nebulizatorom.
- Nemojte namakati, prati ni sterilizirati.
- OPREZ:** Uporaba kompleta s nebulizatorom dulje od 7 dana može uzrokovati oštećenje kompleta, posebno komore za vodu, a možda i samog uređaja AIRVO.

- Ovlaživač AIRVO 2 („AIRVO“) na ravnoj površini.
- Nastavak za pacijenta OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x ne mora biti dostupan u svim zemljama).
- UPOZORENJE:** Uporaba neodobrene dodatne opreme može smanjiti funkcionalnost uređaja ili ugroziti sigurnost.

- Komplet je kompatibilan isključivo sa sljedećim lijekovima:
 - Salbutamol
- Za ispravnu uporabu i ograničenja pogledajte upute proizvođača lijekova.
- UPOZORENJE:** Nemojte raspršivati sljedeće lijekove, jer oni nisu kompatibilni s uređajem AIRVO i njegovim potrošnim dijelovima te mogu ozlijediti bolesnika:
 - lijekovi na bazi alkohola
 - jako kiseli ili lužnati lijekovi, npr. epoprostenol (Flolan)
 - fiziološka otopina

Korak 14. (uporaba nebulizatora):

- Slijedite korake 1. – 13.
- Uklonite čep otvora za nebulizator iz otvora za nebulizator i priključite nebulizator na odgovarajuće mjesto.
- MJERE OPREZA:**
 - Upotreblijavajte isključivo nebulizatore s vibrirajućom mrežicom koji su označeni za primjenu s ovlaživačima, npr. Aergon Solo. Pogledajte upute proizvođača nebulizatora za informacije o postavljanju i uporabi.
 - Nemojte dodavati kisik ili druge plinove kroz otvor nebulizatora ili upotrebljavati nebulizator koji stvara protok (npr. tlačni nebulizator) jer će to uzrokovati odstupanja vlažnosti, protoka i izlaza kisika.
 - Prije uporabe nebulizatora pobrinite se da je AIRVO uključen i da ovlaženi zrak protječe.
 - Učinkovitost dovoda lijeka smanjuje se kako se povećava protok ovlaživača AIRVO. Pobrinite se da bolesnik u svakom trenutku prima odgovarajući protok kada prilagođavate protok tijekom nebulizacije. Titrirajte dovod lijeka ako je to potrebno.
 - Nebulizirani lijekovi mogu uzrokovati stvaranje ostataka i gubitak boje na vidljivom dijelu cijevi za disanje i komore tijekom uobičajenog rada.
 - Nebulizacija može uzrokovati povećane razine kondenzata u cijevi za disanje i komori.
 - Izbjegavajte dodir kondenzata s kožom jer on može sadržavati nebulizirani lijek.

- Upotrijebite samo za jednog bolesnika. Ponovna uporaba može uzrokovati prijenos zaraznih tvari. Pokušaj ponovne obrade može uzrokovati oštećenje materijala i kvar proizvoda.
- Uporaba cijevi za disanje dulje od navedenog može uzrokovati teške ozljede, uključujući infekciju.
- Nemojte upotrebljavati automatsko punjenje komore MR290 ako vam je pala ili ako se osušila jer bi se komora mogla prepuniti.
- Nemojte upotrebljavati komoru MR290 ako razina vode prijeđe liniju maksimalne razine vode jer bi mogla ući u dišni put bolesnika.
- Jedinicu nikada nemojte upotrebljavati ako je cijev za disanje probušena, napukla ili presavijena.
- Nemojte blokirati protok zraka kroz jedinicu i cijev za disanje.

- Nemojte dopustiti dulji neposredni kontakt cijevi za disanje s kožom.
- Da biste izbjegli požar, nemojte upotrebljavati u blizini otvorenog plamena.
- Nemojte zagrijavati nijedan dio cijevi za disanje, na primjer pokrivanjem dekom ili zagrijavanjem u inkubatoru ili grijачem za novorođenčad jer bi moglo doći do teške ozljede.

- Izbjegavajte kontakt proizvoda s kemikalijama, sredstvima za čišćenje ili dezinfekcijskim sredstvima za ruke.
- Upotrijebite samo sterilnu/destiliranu vodu za inhalaciju ili njezin ekvivalent.
- Nebulizirani lijekovi mogu se otpuštati u okolno područje.

- Upotreblijavajte u sobi toplijoj od 18 °C (64 °F).
- Uklonite/smanjite utjecaj svih čimbenika koji mogu ohladiti grijanu cijev za disanje, npr. ventilator, klima-uređaj, otvoreni prozor.

Za rješavanje problema s prekomjernom kondenzacijom:

- Postavite AIRVO ispod razine glave bolesnika.
- Kondenzat vratite natrag u komoru za vodu. Ako su postavke ciljnog protoka više, možda biste trebali najprije smanjiti postavku ciljnog protoka na 30 L/min da bi kondenzat sigurno i učinkovito otjecao.
- Nastavak za bolesnika odvojite od grijane cijevi za disanje.
- Podignite kraj grijane cijevi za disanje kod bolesnika da bi kondenzat otjecao u komoru za vodu.

AIRVO™ légzőkör és tartály porlasztókészülék-adapterrel

900PT562

Felhasználási javallatok:

Fűtött légzőkör párástított lélegeztetési gázok továbbítására.
A porlasztócsatlakozó lehetővé teszi gyógyszerek porlasztott formában történő adagolását. AIRVO™ 2 típusú párástító készülékekkel együtt, kórházakban történő használatra. 2-60 L/min áramlási sebességre, a betegcsatlakozótól függően.

Rendszerjellemzők:

A légzőkör hossza: 1,8 m (6 ft) + a csatlakozó.

Porlasztókészülék nélküli használat

- Ez a termék legfeljebb 14 napos használatra szolgál, amennyiben porlasztókészülék nélkül használják.
- Ne áztassa be, ne mossa le és ne sterilizálja.

Beállítás:

- AIRVO 2 párástító készülék („AIRVO”) lapos felületen.
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 betegcsatlakozó (az OPT104x nem feltétlenül kapható minden országban).
- FIGYELMEZTETÉS: Nem jóváhagyott tartozékok használata esetén romolhat az eszköz teljesítménye és csökkenhet a biztonságosság.

1-7. lépés: Szerelje össze a készüléket és csatlakoztassa a víztartályt.

8. lépés: Győződjön meg arról, hogy a vízszint emelkedik, de nem haladja meg a maximum szintet.



Nem megfelelő vízszint
Cserélje le az MR290-es tartályt



Megfelelő vízszint az
MR290-es tartályban

A belégzéshez használjon USP-minőségű steril/desztilált vizet vagy azzal egyenértékű folyadékot.

9. lépés: Csatlakoztassa a légzőkört az AIRVO készülékhez.

10. lépés: Győződjön meg arról, hogy a kék csatlakozó teljesen a helyére került.

11. lépés: Miután a rendszer felmelegedett, csatlakoztassa a légzőkört a betegcsatlakozóhoz. Helyezze a légzőkört a betegcsatlakozó alá úgy, hogy a lecsapódott pára ne a beteg felé folyjon.

12. lépés: A légzőkörön található csipeszsel rögzítse azt a beteg ruhájához vagy ágyneműjéhez. Megjegyzés: a ruházathoz történő rögzítés nem alkalmazható minden betegcsoportnál.

13. lépés: Ha nincs használatban porlasztókészülék, gondoskodjon róla, hogy a porlasztó csatlakozó dugója szorosan a helyén legyen.

- FIGYELMEZTETÉS:** Ha a porlasztócsatlakozó dugója nincs a helyén, az sikertelen terápiához vezethet.

Porlasztókészülékkel együtt történő használat

- Ez a termék legfeljebb 7 napos használatra szolgál, amennyiben porlasztókészülékkel együtt használják.
 - Ne áztassa be, ne mossa le és ne sterilizálja.
- VIGYÁZAT: Amennyiben a készletet 7 napnál tovább használja porlasztókészülékkel együtt, az a készlet, különösebben a víztartályt, majd később az AIRVO károsodásához vezethet.

Beállítás:

- AIRVO 2 párástító készülék („AIRVO”) lapos felületen.
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 betegcsatlakozó (az OPT104x nem feltétlenül kapható minden országban).
- FIGYELMEZTETÉS: Nem jóváhagyott tartozékok használata esetén romolhat az eszköz teljesítménye és csökkenhet a biztonságosság.

Kompatibilis gyógyszerek

- Ez a készlet kizárólag az alábbi gyógyszerekkel kompatibilis:
 - Salbutamol
- A használatlalt és korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a gyógyszergyártó használati utasítását.
- FIGYELMEZTETÉS:** Ne porlassza a következő gyógyszereket, mivel ezek inkompatibilisek az AIRVO készülékkel és fogycsözközeivel, és károsíthatják a beteget:
 - Alkoholalapú gyógyszerek
 - Erősen savas vagy lúgos gyógyszerek, pl. epoprostenol (Flolan)
 - Fiziológiás sóoldat

14. lépés (porlasztókészülék használat):

- Kövesse az 1-13. lépéseket.
- Távolítsa el a dugót a porlasztókészülék csatlakozójából, és csatlakoztassa a porlasztókészüléket.

VIGYÁZAT!

- Kizárólag vibrálóhálós porlasztókészüléket használjon, amelyek a leírásuk szerint használhatók párástító készülékkel; ilyen pl. az Aerogen Solo. Az összeszereléssel és használatlalt kapcsolatos információkért olvassa el a porlasztókészülék gyártójának használati utasítását.
- Ne adagoljon oxigént vagy más gázt a porlasztónyíláson keresztül, illetve ne használjon áramlást generáló porlasztókészüléket (pl. kompresszoros porlasztót), mivel ezek ingadozást okozhatnak a páratartalomban, az áramlásban és az oxigénbevitelben.
- Ügyeljen arra, hogy az AIRVO be legyen kapcsolva és a párástított gáz áramlik, mielőtt használatba venné a porlasztókészüléket.
- Az AIRVO áramlásának növekedésével csökken a gyógyszerbevétel hatékonysága. Ügyeljen arra, hogy a beteg mindig megfelelő mértékű áramlást kapjon, amikor módosítja az áramlást a porlasztás során. Szükség szerint titrálja a gyógyszerbevételt.
- A porlasztott gyógyszerek maradványokat képezhetnek, és a légzőkör és a tartály teljesítményét nem befolyásoló elszívődést okozhatnak még normál működés esetén is.
- A porlasztás miatt megnegyedhet a lecsapódott pára mennyisége a légzőkörben és a tartályban.
- Kerülje a lecsapódott pára bőrrel való érintkezését, mivel az porlasztott gyógyszereket tartalmazhat.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Kizárólag egy betegnek történő felhasználásra szolgál. Az ismételt felhasználás fertőző anyagok átviteléhez vezethet. Az újrafeldolgozás a termék anyagának károsodásához vezet, ami a termék megbízhatóságát okozza.
- A légzőkör megadottnál hosszabb ideig történő használata súlyos sérülésekhez, többek között fertőzéshez vezethet.
- Ne használja az öntöltős MR290-es tartályt, ha az leesett, vagy ha teljesen kifogyott belőle a víz, mivel ez a tartály túltöltődéséhez vezethet.
- Ne használja az MR290-es tartályt, ha a vízszint a maximumot jelző vonalnál magasabbra emelkedik, mivel ennek eredményeként a víz a beteg légútjába juthat.
- Ne használja az egységet, ha a légzőkör sérült, lyukas, kiszakadt vagy megtört.
- Semmi ne akadályozza az egységen és a légzőkörön keresztül légáramlást.

Az égési sérülések elkerülése érdekében:

- Vigyázzon arra, hogy a légzőkör ne érintkezzen tartósan közvetlenül a bőrrel.
- A tüzesetek elkerülése érdekében ne használja nyílt láng jelenlétében.
- Súlyos sérülésekhez vezethet a légzőkör bármely részének melegítése, pl. ha letakarják egy takaróval, vagy inkubátor, illetve újszülötteknél használt felső hősgárgató hőhatásának teszik ki.

Vigyázat!

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy kézfertőtlenítivel.
- A belégzéshez kizárólag USP-minőségű steril/desztilált vizet vagy azzal egyenértékű folyadékot használjon.
- A porlasztott gyógyszerek kijuthatnak a környező területekre is.

A páralecsapódás elkerülése érdekében:

- 18 °C-nál (64 °F-nál) melegebb szobában használja.
- Szüntessen meg, illetve csökkentsen minden olyan hatást, amely lehetheti a fűtött légzőkört, pl. ventilátor, légkondicionálás, nyitott ablak.

A túlzott páralecsapódás kezelése:

- Helyezze az AIRVO készüléket a beteg fejmagasságánál lejjebb.
- Vezesse vissza a lecsapódott párat a víztartályba. Magasabb áramlási beállítás esetén először szükséges lehet az áramlást 30 L/min értékre csökkenteni, és meggyőződni arról, hogy a lecsapódott pára biztonságosan és hatékonyan távozik-e.
- Válassa le a betegcsatlakozót a fűtött légzőköről.
- Emelje meg a fűtött légzőkör beteg felé eső részét, így a lecsapódott pára a víztartályba folyhat.

hu

Souprava hadice a komory AIRVO™ s nebulizačním adaptérem

900PT562

Indikace k použití:

Vyhříváná dýchací hadice určená k přívodu zvlhčených dýchacích plynů.
Otvor pro nebulizátor umožňuje připojení volitelného nebulizátoru (rozprašovače) k aerosolové aplikaci léčiv.
Pro použití se zvlhčovači řady AIRVO™ 2 v nemocnicích.
Pro použití při průtoku od 2 do 60 L/min v závislosti na rozhraní pacienta.

Technické údaje:

Délka okruhu: 1,8 m (6 stop) + rozhraní.

Použití bez nebulizátoru

- Tento výrobek je určen k používání po dobu maximálně 14 dnů, pokud se používá bez nebulizátoru.
- Neponořujte, neomyvejte a nesterilizujte.

Konfigurace:

- Zvlhčovač AIRVO 2 („AIRVO”) na rovném povrchu.
 - Pacientské rozhraní OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x nemusí být dostupné ve všech zemích).
- VAROVÁNÍ: Používání neschváleného příslušenství by mohlo snížit výkon nebo ohrozit bezpečnost zařízení.

Kroky 1-7: Sestavte a připojte vodní komoru.

Krok 8: Ujistěte se, že hladina vody stoupá, ale nepřekročí maximální limit hladiny.



Nesprávná hladina vody
Vyměňte komoru MR290



Správná hladina vody
v komoře MR290

Pro inhalaci použijte v souladu s USP sterilní/destilovanou vodu nebo ekvivalent.

Krok 9: Připojte dýchací hadici k AIRVO.

Krok 10: Ujistěte se, že je modrý konektor zcela zasunutý do zdířky.

Krok 11: Po zahrnutí systému připojte dýchací hadici k rozhraní pacienta. Umístěte dýchací hadici pod rozhraní pacienta tak, aby kondenzát proudil směrem od něj.

Krok 12: Uchyťte sponku dýchací hadice k oděvu pacienta nebo k ložnímu prádlu. Poznámka: uchytení na oděv pacienta nemusí být vhodné pro všechny skupiny pacientů.

Krok 13: Pokud není připojen nebulizátor, ujistěte se, že je zátká otvoru pro nebulizátor pevně na svém místě.

- VAROVÁNÍ:** Pokud zátká otvoru pro nebulizátor není na svém místě, může dojít k přerušení terapie.

Použití s nebulizátorem

- Tento výrobek je určen k používání po dobu maximálně 7 dnů, pokud se používá s nebulizátorem.
 - Neponořujte, neomyvejte a nesterilizujte.
- UPOZORNĚNÍ:** Při použití soupravy s nebulizátorem po dobu delší než 7 dnů může dojít k poškození soupravy, zvláště vodní komory, a nakonec samotného dýchacího okruhu AIRVO.

Konfigurace:

- Zvlhčovač AIRVO 2 („AIRVO”) na rovném povrchu.
 - Pacientské rozhraní OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (OPT104x nemusí být dostupné ve všech zemích).
- VAROVÁNÍ: Používání neschváleného příslušenství by mohlo snížit výkon nebo ohrozit bezpečnost zařízení.

Kompatibilní léčiva:

- Tato souprava je kompatibilní pouze s následujícími léčivy:
 - Salbutamol
- Seznamte se s pokyny výrobce léčiva pro správné používání a omezení.
- VAROVÁNÍ:** Nenechte rozprašovat následující léčiva, protože jsou nekompatibilní s AIRVO a jeho spotřebním materiálem a mohou pacientovi uškodit:
 - Léčiva na bázi alkoholu
 - Výrazně kyselé nebo zásadité léky, např. epoprostenol (Flolan)
 - Fyziologický roztok

Krok 14 (Použití nebulizátoru):

- Postupujte podle kroků 1-13.
- Vyměňte zátku z otvoru pro nebulizátor a připojte nebulizátor na jeho místo.

UPOZORNĚNÍ:

- Používejte pouze vibrační membránové - „mesh” nebulizátory určené pro použití se zvlhčovači, např. Aerogen Solo. Dodržujte pokyny výrobce nebulizátoru pro sestavení a správné použití.
- Otvorem pro nebulizátor nepřivádějte kyslík ani jiné plyny, ani nepoužívejte průtokový nebulizátor (např. tryskový nebulizátor), jelikož tak může dojít k narušení vlhkosti, průtoku či hladiny kyslíku.
- Ještě před použitím nebulizátoru se ujistěte, že je přístroj AIRVO zapnutý a zvlhčený vzduch proudí.
- Účinnost dávkování léčiva klesá se zvyšujícím se průtokem AIRVO. Při úpravě průtoku během nebulizace se ujistěte, že má pacient vždy zajištěn správný průtok. Dávkujte léčiva dle potřeby.
- Rozprašovaná léčiva mohou zanechávat zbytky a způsobit ztrátu barvy dýchací trubice a komory i během normálního používání.
- Rozprašování může způsobit zvýšení hladiny kondenzátu v dýchací trubici a komoře.
- Vyhýnejte se kontaktu kůže s kondenzátem, protože ten může obsahovat rozprašované léky.

VAROVÁNÍ:

- Určeno pouze pro jediného pacienta. Opakované použití může mít za následek přenos infekčních látek. Snahy o regeneraci povedou ke zhoršení kvality materiálů a k zavadě výrobku.
- Používání dýchací hadice po delší než, určenou dobu může vést k vážnému poškození zdraví včetně infekce.
- Komoru s automatickým plněním MR290 nepoužívejte, jestliže upadla nebo byla provozována bez vody, protože by to mohlo vést k jejímu přeplnění.
- Komoru MR290 nepoužívejte, jestliže hladina vody překročila rysku maximálního naplnění, protože by do dýchacích cest pacienta mohla vniknout voda.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je dýchací hadice proděravělá, prasklá nebo zalomená.
- Neblokujte průtok vzduchu přístrojem a dýchací hadicí.

Jak zabránit popálení:

- Nedovolte, aby dýchací hadice zůstala v přímém kontaktu s pokožkou po delší dobu.
- Nepoužívejte v přítomnosti otevřeného plamene, abyste předešli požáru.
- Nezvyšujte teplotu žádné části dýchací hadice, například přikrýváním přikrývkou nebo zahříváním v inkubátoru nebo u infraohříváče pro novorozence, protože by to mohlo vést k vážnému poškození zdraví.

Upozornění:

- Zamezte kontaktu produktu s chemikáliemi, čistícími prostředky nebo dezinfekčními prostředky na ruce.
- Pro inhalaci použijte v souladu s USP pouze sterilní/destilovanou vodu nebo ekvivalent.
- Rozprašovaná léčiva mohou být emitována do okolí.

Abý nedošlo ke kondenzaci:

- Používejte v místnosti, ve které je teplota minimálně 18 °C (64 °F).
- Odstraňte/minimalizujte jakékoliv vlivy, které by mohly vyhrřívávanou dýchací hadici ochlazovat, např. ventilátor, klimatizaci, otevřené okno.

Pro zamezení nadměrné kondenzace:

- Přístroj AIRVO umístěte pod úroveň hlavy pacienta.
- Kondenzát odvádějte zpět do vodní komory. Při vyšším nastaveném cílovém průtoku bude možná nutné nejprve cílový průtok snížit na 30 L/min, aby byl zajištěn bezpečný a efektivní odvod kondenzátu.
- Odpojte rozhraní pacienta od vyhříváné dýchací hadice.
- Zvedněte konec vyhříváné dýchací hadice u pacienta, aby mohl kondenzát odtéci do vodní komory.

CS

AIRVO™ チューブおよびチャンバーキット(ネプライザーアダプター付)

ja

900PT562

使用適応:

加湿呼吸ガス供給用熱線入り回路。
ネプライザーのポートに任意でネプライザーを接続することで、噴霧用薬剤の提供を可能にします。
AIRVO™ 2シリーズ加湿器とともに院内で使用します。
患者用インターフェースに応じて、2〜60 L/分の流量設定で使用します。

システム仕様:

回路全長:1.8 m (6 ft) + インターフェース

ネプライザーを接続していない状態での使用

- ネプライザーを接続していない状態で使用した場合、本品の最長使用期間は14日です。
- 浸漬、洗浄、滅菌しないでください。

セットアップ:

- AIRVO 2加湿器 (「AIRVO」) を平らな場所に設置します。
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 患者インターフェース (OPT104xはすべての国で購入しただけない場合があります)。
- 警告: 認可されていない付属品を使用すると、性能の低下や安全面で支障をきたす場合があります。

手順1〜7: 給水チャンバーを組み立て、接続します。

手順8: 水位が上昇し、かつ給水線を越えていないことを確認します。



水位が不適切です。MR290自動給水チャンバーの水を交換してください。



MR290自動給水チャンバーの水水位は適切です。

米国薬局方グレードの吸入用滅菌/蒸溜水または同等品を使用してください。

手順9: AIRVOに熱線入り回路を接続します。

手順10: 青色コネクタが所定の位置に完全に収まっていることを確認してください。

手順11: システムのウォームアップが終わったら、熱線入り回路を患者用インターフェースに接続します。結露が患者に流れ込まないようにするため、熱線入り回路を患者用インターフェースより下の位置に配置します。

手順12: 熱線入り回路のクリップを患者の衣服または寝具に取り付けます。注意: 症例により患者の衣服に取り付けるとかじり回らない場合があります。

手順13: ネプライザーがない状態で、ネプライザーのポートプラグがしっかりと所定の位置に固定されていることを確認します。

- 警告: ネプライザーのポートプラグが所定の位置に固定されていないと、治療効果が得られない場合があります。

ネプライザーを接続した状態での使用

- ネプライザーを接続した状態で使用した場合、本品の最長使用期間は7日です。
 - 浸漬、洗浄、滅菌しないでください。
- 注意: ネプライザーを接続した状態でこのキットを7日を超えて使用すると、キット (特に給水チャンバー) が破損する可能性があります、最終的にAIRVOそのものの故障につながる恐れがあります。

セットアップ:

- AIRVO 2加湿器 (「AIRVO」) を平らな場所に設置します。
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 患者インターフェース (OPT104xはすべての国で購入しただけない場合があります)。
- 警告: 認可されていない付属品を使用すると、性能の低下や安全面で支障をきたす場合があります。

対応薬剤:

- このキットは、以下の薬剤にのみ対応しています:
 - サルブタモール
- 正しい使用方法と制限事項については、製薬会社の添付文書および取扱説明書を参照してください。
- 警告: 以下の薬剤は、AIRVOおよびその消耗品では非対応のため、噴霧しないでください。患者に危害をもたらす可能性があります:
 - アルコールベースの薬剤
 - 強酸性または強アルカリ性薬剤 (例: エポプロステノール (フロラン))
 - 生食塩水

手順14(ネプライザーの使用):

- 手順1〜13に従います。
- ネプライザーのポートプラグをネプライザーのポートから取り外し、ネプライザーを所定の箇所に接続します。

注意:

 - 加湿器併用型の振動メッシュネプライザー (例: エアロジェン ソロ) を使用します。セットアップおよび使用方法については、ネプライザー製造元の添付文書および取扱説明書を参照してください。
 - ネプライザーポートから酸素またはその他のガスを追加しない、またはフロー生成ネプライザー (例: ジェットネプライザー) を使用しないでください。湿度、フローおよび酸素出力の不一致を引き起こします。
 - ネプライザーを使用する前に、AIRVOの電源がオンで、加湿ガスが送気されていることを確認します。
 - 薬剤供給効率は、AIRVOの流量増加に従って減少します。噴霧の間にフローを調整するときは、患者に適切なフローが供給されていることを常に確認してください。必要に応じて薬剤供給の流量を増量します。
 - 噴霧された薬剤により、通常の使用中に残留物が形成されたり、熱線入り回路および給水チャンバーの表面に变色が引き起こされたりする可能性があります。
 - ネプライザーにより、熱線入り回路および給水チャンバーの結露のレベルが増加する可能性があります。
 - 噴霧された薬剤が含まれる恐れがあるため、結露が皮膚に触れないようにしてください。

警告:

- 本品は単一患者使用です。再使用は感染性物質の伝播を起こす恐れがあります。再処理は、材質の劣化および製品欠陥をもたらす危険性があります。
- 熱線入り回路を指定時間を超えて使用すると、感染などを含む深刻な傷害を起こす恐れがあります。
- MR290自動給水チャンバーを落としたり、水が入っていない状態で使用したりした場合は使用しないでください。チャンバー内の水が溢れる恐れがあります。
- MR290自動給水チャンバーの水位が給水線を越えた場合は使用しないでください。患者の気道に水が入る恐れがあります。
- 熱線入り回路に穴、亀裂、またはよじれなどの損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
- 本体および熱線入り回路を通る空気の流れを妨げないでください。

火傷を避けるには:

- 熱線入り回路を皮膚に長時間直接当てないでください。
- 火事を避けるため、火気のあるところでは使用しないでください。
- 熱線入り回路を毛布で覆ったり、新生児用の保育器やラジアントウォーマーで温めるなどして周囲の温度以上に加熱させると、深刻な傷害を引き起こす恐れがあります。

注意:

- 製品が、化学物質、洗剤、手指用除菌剤と接触しないようにしてください。
- 米国薬局方グレードの吸入用滅菌/蒸溜水または同等品のみを使用してください。
- 噴霧された薬剤が、周囲に排出されることがあります。

結露を防止するには:

- 室温18 °C (64 °F) 以上の部屋で使用してください。
- 扇風機やエアコン、開け放された窓など、熱線入り回路の温度を下げる可能性のあるものによる影響を全て取り除くか、最小限に抑えてください。

過剰結露の管理:

- AIRVOを患者の頭の高さより下の位置に配置してください。
- 結露は給水チャンバーに戻してください。高めの目標流量設定では、最初は流量設定を30 L/分に下げ、設定し、結露が安全かつ効果的にチャンバー内に戻せることを確認する必要があります。
- 患者用インターフェースを熱線入り回路から外します。
- 熱線入り回路の患者側の端を持ち上げて、結露が給水チャンバーに流れるようにします。

ネブラライザー 어댑터가 내장된 AIRVO™ 튜브 및 물통 키트

ko

900PT562

용도:

가습 호흡 가스를 제공하기 위한 가온 호흡 튜브。
네블라이저 포트를 통해 약물을 분무하기 위해 네블라이저를 선택적으로 연결할 수 있습니다。
병원에서 AIRVO™ 2 시리즈 가습기와 함께 사용하는 제품입니다。
환자의 인터페이스에 따라 유량 범위 2 - 60 L/min에서 사용하는 제품입니다。

시스템 사양:

최로 길이: 1.8 m(6 ft) + 인터페이스

네블라이저 없이 사용

- 이 제품은 네블라이저 없이 사용하는 경우 최대 14일 동안 사용할 수 있습니다。
- 액체에 담그거나, 세척하거나 살균하지 마십시오。

준비:

- 평평한 표면 위 AIRVO 2 가습기(“AIRVO”)。
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 환자 인터페이스(OPT104x는 일부 국가에서 판매되지는 않을 수 있음)。
- 경고: 승인되지 않은 부속품 사용 시 성능을 악화시키거나 안전성을 저하시킬 수 있습니다。

1 - 7단계: 물통을 조립하고 연결합니다。

8단계: 수위가 높아지는 동시에 최대 수위는 넘지 않도록 하십시오。



수위가 잘못됨
MR290 물통을 교체하십시오



MR290 물통의 수위를
조절하십시오

흡입용 USP 멸균수/증류수 또는 이에 상당하는 물을 사용하십시오。

9단계: 호흡 튜브를 AIRVO에 연결합니다。

10단계: 파란색 커넥터가 제자리에 완전히 위치하는지 확인하십시오。

11단계: 시스템이 가열되면 호흡 튜브를 환자 인터페이스에 연결합니다。호흡 튜브를 환자 인터페이스 보다 아래에 위치하게 하여 응축수가 환자에게 흘러가도록 합니다。

12단계: 호흡 튜브 클립을 환자의 천구에 연결합니다。참고: 환의에 연결하는 방법은 모든 환자군에 적합하지 않을 수도 있습니다。

13단계: 네블라이저가 없을 경우, 네블라이저 포트의 플러그가 제 위치에 단단히 꽂혀 있는지 확인합니다。

- 경고: 네블라이저 포트의 플러그가 제 위치에 단단히 꽂혀 있지 않으면 장비가 작동하지 않을 수 있습니다。

네블라이저와 함께 사용

- 이 제품은 네블라이저와 함께 사용 시 최대 7일 동안 사용할 수 있습니다。
 - 액체에 담그거나, 세척하거나 살균하지 마십시오。
- 주의: 네블라이저가 장착된 키트를 7일 넘게 사용하면 키트, 특히 물통 및 AIRVO 자체가 손상될 수 있습니다。

준비:

- 평평한 표면 위 AIRVO 2 가습기(“AIRVO”)。
 - OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 환자 인터페이스(OPT104x는 일부 국가에서 판매되지는 않을 수 있음)。
- 경고: 승인되지 않은 부속품 사용 시 성능을 악화시키거나 안전성을 저하시킬 수 있습니다。

호환 가능한 약물:

- 이 키트는 다음의 약물만 호환 가능합니다。
 - 살부타몰
- 올바른 사용법 및 제한사항에 대해서는 약물 제조업체의 지침을 참조하십시오。
- 경고: 다음과 같은 약물은 AIRVO 및 소모품과 호환되지 않아 환자에게 해를 입힐 수 있으므로 분무하지 마십시오。
 - 알코올이 함유된 약물
 - 강한 산성 또는 염기성 약물(예: 에포프로스테놀 (Flolan))
 - 식염수

14단계(네블라이저 사용):

- 1-13 단계를 따릅니다。
- 네블라이저 포트의 플러그를 네블라이저 포트에서 제거하고 그 위치에 네블라이저를 연결합니다。

주의:

 - 가습기와 함께 사용하도록 표시된 진동 메쉬 네블라이저만 사용하십시오(예: Aerogen Solo)。
 - 준비 및 사용 정보는 네블라이저 제조사의 지침을 참조하십시오。
 - 경고: 다음과 같은 약물은 AIRVO 및 소모품과 호환되지 않아 환자에게 해를 입힐 수 있으므로 분무하지 마십시오。
 - 알코올이 함유된 약물
 - 강한 산성 또는 염기성 약물(예: 에포프로스테놀 (Flolan))
 - 식염수
- 네블라이저를 사용하기 전 AIRVO의 전원이 켜져 있으며 가습 가스가 흐르는지 확인하십시오。
- AIRVO 유량이 증가함에 따라 약물 전달 효율은 감소합니다。네블라이저 적용 중 유량을 조절할 경우 환자가 항상 적절한 유량을 공급받도록 하십시오。필요에 따라 약물 공급을 조절하십시오。
- 네블라이저로 분무되는 약물은 잔여물을 형성하고 호흡 튜브 및 물통의 정상 작동 중 표면 변색의 원인이 될 수도 있습니다。
- 네블라이저는 호흡 튜브 및 물통에 응축수 수준을 증가시킬 수 있습니다。
- 응축수와 의 피부 접촉을 피하십시오。네블라이저로 분무된 약물을 함유하고 있을 수 있습니다。

경고:

- 단일 환자 전용입니다。재사용할 경우 감염성 물질이 전달될 수 있습니다。재사용할 경우 제품의 기능 저하 및 결함을 유발시킬 수 있습니다。
- 호흡 튜브를 지정 시간보다 더 오래 사용할 경우 감염을 비롯하여 심각한 부상이 발생할 수 있습니다。
- 자동물공급 MR290 물통이 바닥에 떨어졌거나 물통 안의 물이 마른 상태로 작동된 경우 사용하지 마십시오。물통에 물이 과잉 공급될 수 있습니다。
- MR290 물통의 물이 최고 수위선을 넘은 경우 사용하지 마십시오。물이 환자의 기도 안으로 들어갈 수 있습니다。
- 호흡 튜브에 구멍이나 찢어진 곳 또는 비틀어진 부분이 있을 경우 장치를 절대로 사용해서는 안 됩니다。
- 장치 및 호흡 튜브의 공기 흐름이 막히지 않도록 하십시오。

화상을 예방하려면:

- 호흡 튜브가 장시간 피부와 직접 접촉되지 않도록 해야 합니다。
- 화제를 예방하려면 화염이 있는 곳에서 사용하지 않습니다。
- 호흡 튜브의 일부를 담요로 덮어 열을 가하거나 신생아용 인큐베이터 또는 오버헤드 히터 안에서 가열하면 안 됩니다。심각한 손상이 발생할 수 있습니다。

주의 사항:

- 화학 물질, 세척제 또는 손 세정제와의 제품 접촉을 피하십시오。
- 흡입용 USP 멸균수/증류수 또는 이에 상당하는 물만 사용하십시오。
- 네블라이저로 분무된 약물은 주변 영역으로 방출될 수 있습니다。

응축을 예방하려면:

- 온도가 18 °C(64 °F) 이상인 실내에서 사용하십시오。
- 선풍기, 에어컨을 사용하거나 창문을 여는 등 가온 호흡 튜브의 온도를 낮출 수 있는 모든 영향을 배제하거나 최소화하십시오。

과도한 응축을 관리하려면:

- 환자 머리 높이보다 AIRVO를 낮게 배치합니다。
- 응축수를 물통으로 다시 배출시킵니다。목표 유량 설정이 높은 상태에서는 목표 유량 설정을 30 L / min으로 줄여 응축수를 안전하고 효과적으로 배출되도록 해야 할 수도 있습니다。
- 환자 인터페이스를 가온 호흡 튜브에서 분리합니다。
- 가온 호흡 튜브 양끝 중 환자 쪽 부분을 들어올려 응축수가 물통으로 흘러 들어갈 수 있게 합니다。



900PT562

دواعي الاستعمال:

أنبوب تنفس مدمج لتوصيل غازات التنفس الرطبة.
تتيح فتحة البخاخ توصيل بخاخ بصورة اختيارية من أجل ضخ الدواء المستعمل في البخاخ.
للاستخدام مع المرطبات من السلسلة 2 AIRVO™ في المشتتات.
للاستخدام عند معدلات تنفق تتراوح من 2 إلى 60 لترًا/الدقيقة اعتمادًا على وصلة المريض.

مواصفات النظام:

طول الدائرة: 1.8 م (6 أقدام) + الوصلة.

الإستخدام دون أنابيب

- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام لمدة أقصاها 14 يوماً في حالة استخدامه دون أنابيب.
- لا يُنقع أو يُغسل أو يُعقم.

الإعداد:

- مرطب 2 AIRVO (يُشار إليه باسم "AIRVO") على سطح مستو.
- الوصلة الانفية للمريض من نوع OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (قد لا تتوفر الوصلة الانفية من نوع OPT104x في جميع البلدان).

تحذير: قد يؤدي استخدام ملحق غير معتمد إلى إضعاف الأداء أو الإخلال بالسلامة.

الخطوات 1 - 7: تم بتجميع حجرة الماء وتوصيلها.

الخطوة 8: تأكد من ارتفاع مستوى الماء دون أن يتعدى أقصى مستوى له.



مستوى الماء غير صحيح
استبدل حجرة MR290



مستوى الماء صحيح في حجرة MR290

استخدم مياه معقمة/مقطرة للاستنشاق وفق معايير USP أو ما يعادلها.

الخطوة 9: تم بتوصيل أنبوب التنفس بجهاز AIRVO.

الخطوة 10: تأكد من استقرار الموصل الأزرق في مكانه تماماً.

الخطوة 11: تم بتوصيل أنبوب التنفس بوصلة المريض بعد اكتمال إحماء النظام. ضع أنبوب التنفس أسفل وصلة المريض بحيث يتدفق السائل المتكثف بعيداً عن المريض.

الخطوة 12: تم بتوصيل مشبك أنبوب التنفس بملابس المريض أو فراشه. ملاحظة: قد لا يكون التوصيل بملابس المريض ملائماً لجميع فئات المرضى.

الخطوة 13: في حالة عدم وجود بخاخ، تأكد من وجود سداة فتحة البخاخ في مكانها.

- تحذير: قد يحدث فقدان للعلاج في حالة عدم وجود سداة فتحة البخاخ في مكانها.

الإستخدام مع بخاخ

- تم تصميم هذا المنتج للاستخدام لمدة أقصاها 7 أيام في حالة استخدامه مع بخاخ.

تنبيه: لا يُغسل أو يُغسل أو يُعقم مع بخاخ لمدة أطول من 7 أيام إلى تلف الطقم، لا سيما حجرة الماء، وتلف مرطب AIRVO نفسه في نهاية الأمر.

الإعداد:

- مرطب 2 AIRVO (يُشار إليه باسم "AIRVO") على سطح مستو.
- الوصلة الانفية للمريض من نوع OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 (قد لا تتوفر الوصلة الانفية من نوع OPT104x في جميع البلدان).

تحذير: قد يؤدي استخدام ملحق غير معتمد إلى إضعاف الأداء أو الإخلال بالسلامة.

الأدوية المتوافقة:

- يتوافق هذا الطقم مع الأدوية التالية فقط:
- سالبوتامول
- راجع الإرشادات الخاصة بالجهات المصنعة للأدوية لمعرفة الاستخدام الصحيح والمحذير.
- تحذير: لا تستعمل الأدوية التالية في البخاخ نظراً لأنها غير متوافقة مع مرطب AIRVO والمواد المستهلكة الخاصة به وقد تسبب حدوث ضرر للمريض:
- الأدوية التي تحتوي على الكحول
- الأدوية التي تحتوي على أحماض أو قواعد بنسب كبيرة مثل إيبوبروفينول (فلوران)
- المحلول الملحي

الخطوة 14 (استخدام البخاخ):

- اتباع الخطوات من 1 إلى 13.
- أزل سداة فتحة البخاخ من فتحة البخاخ وقم بتوصيل البخاخ في مكانه.

تنبيهات:

- استخدم فقط البخاخات ذات الشبكات الهزازة المصنعة للاستخدام مع المرطبات، على سبيل المثال، Aerogen Solo.
- راجع إرشادات الجهة المصنعة للبخاخ لمعرفة معلومات الإعداد والاستخدام.
- لا تصف الأوكسجين أو غازات أخرى عبر فتحة البخاخ أو تستخدم بخاخاً مسبباً للتنفخ (على سبيل المثال، بخاخ نفثات) لأن هذا الأمر يسبب إصابات خطيرة في مجرى مجرى الدم والرطوبة والتنقيف والأكسجين.
- تأكد من تشغيل مرطب AIRVO مع تنقيف الغاز الرطب قبل استخدام البخاخ.
- تقل فعالية ضخ الدواء مع زيادة تنفق AIRVO. تأكد من حصول المريض على تنفق كافٍ في جميع الأوقات عند ضبط التنفق أثناء استخدام البخاخ. قد يمتص الدواء عن طريق الجهاز التنفسي، مما يؤثر على جمل.
- قد تتسبب الأدوية المستعملة في البخاخ في تكون رواسب وتغير لون أنبوب التنفس والحجرة، مما يؤثر على جمل.
- مظهرها، أثناء الاستخدام المعتاد.
- قد يؤدي استخدام البخاخ في زيادة مستويات التنفث في أنبوب التنفس والحجرة.
- تجنب ملامسة الجلد للأنابيب المتكثف نظراً لأنه قد يحتوي على الدواء المستعمل في البخاخ.

تحذيرات:

- يستخدم مع مريض واحد فقط. قد تؤدي إعادة استخدامه إلى انتقال مواد معدنية. ينتج عن محاولة إعادة المعالجة تدهور المواد وظهور عيوب بالمنتج.
- يمكن أن يؤدي استخدام أنبوب التنفس لفترة أطول من الوقت المحدد إلى حدوث إصابة خطيرة بما في ذلك الحروق.
- لا تستخدم حجرة MR290 ذاتية الملء إذا تعرضت للسقوط أو تركت لتجف، فقد يؤدي هذا إلى ملء الحجرة بصورة مفترقة.
- لا تستخدم حجرة MR290 إذا ارتفع مستوى الماء عن خط الحد الأقصى لمستوى الماء لأن هذا قد يؤدي إلى دخول الماء في مجرى هواء المريض.
- لا تقم أبداً بتشغيل الوحدة إذا كان أنبوب التنفس قد تعرض للتنفخ بالثوب أو التنفثات أو الالتواءات.
- لا تمنع تنفق الهواء عبر الوحدة وأنبوب التنفس.

لتجنب الحروق:

- لا تترك أنبوب التنفس في اتصال مباشر بالجلد لفترات زمنية طويلة.
- تجنب استخدامه بالقرب من اللهب المكثف أو لتفادي الحرائق.
- لا تقم بتدفئة أي جزء من أنبوب التنفس بأي وسيلة ككتف مثل تعطيته بطانية أو تسخينه في حاضنة أو مدفأة علوية لحديثي الولادة فقد يؤدي هذا إلى إصابات خطيرة.

تنبيهات:

- تجنب ملامسة المنتج للمواد الكيميائية أو المنظفات أو مُطهرات البدين.
- استخدم فقط ماء معقمة/مقطرًا للاستنشاق وفق معايير USP أو ما يعادلها.
- قد تتسبب الأدوية المستعملة في البخاخ في المنطقة المحيطة.

لمنع التكثف:

- يستخدم في غرفة تزيد درجة حرارتها عن 18 درجة مئوية (64 درجة فهرنهايت).
- قم بإزالة/الحد من تأثير أي عامل يمكنه تزييد أنبوب التنفس المندفأ، مثل وجود مروحة أو مكيف أو نافذة مفتوحة.

إدارة التكثيف المفرط:

- ضع مرطب AIRVO في مستوى أقل ارتفاعاً من رأس المريض.
- قم بتصريف السائل المتكثف بإعائته إلى حجرة الماء. عند إعادة التنفق المستهدف الأعلى، قد يكون من الضروري أن يتم أو لا تقلل إعداد التنفق المستهدف إلى 30 لترًا/الدقيقة لتأكد من تصريف السائل المتكثف بشكل آمن وفعال.
- قم بفصل وصلة المريض من أنبوب التنفس المنفأ.
- أرفع طرف أنبوب التنفس المدمج المتصل بالمريض بما يسمح بحركة فطرات السائل المتكثف نحو حجرة الماء.

900PT562

适用用途:

用于输送湿化呼吸气体的加热呼吸管路。
可选择通过雾化接头连接雾化器输送雾化药物。
用于呼吸湿化治疗仪，在医院使用。
在 2-60 L/min 流量下使用，具体视病人界面而定。

系统规格:

管路长度：1.8 米（6 英尺）+ 界面。

不与雾化器一起使用

- 本产品不与雾化器一起使用时最长使用期限为 14 天。
- 不可浸泡、冲洗或消毒灭菌。

配置:

- 将呼吸湿化治疗仪（“AIRVO”）放置在平稳水平面上。
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 患者界面（OPT104x 可能并非在所有国家/地区供应）。

警告：使用未经费雪派克医疗保健公司核准的附件可能会削弱工作性能或降低安全性能。

步骤 1 - 7：组装和连接水罐。

步骤 8：确保有水流入，水位上升，但不超过最大水位线。



水位不正确
请更换 MR290 水罐



MR290 水罐中的水位正确

请使用美国药典中呼吸用无菌水/蒸馏水或同类产品。

步骤 9：将呼吸管路连接到呼吸湿化治疗仪。

步骤 10：确保蓝色接头完全插入到位。

步骤 11：系统预热后，将呼吸管路连接到病人界面。呼吸管路放置应低于病人界面，以便冷凝水不会流向病人。

步骤 12：将呼吸管路夹夹到病人衣服或床单上。注：夹在病人衣服上可能不适用于所有病人人群。

步骤 13：在未连接雾化器时，确保雾化接头塞盖住。

- 警告：在未安装雾化接头塞时，治疗可能会失效。

与雾化器一起使用

- 本产品与雾化器一起使用时最长使用期限为 7 天。
- 不可浸泡、冲洗或消毒灭菌。

注意：将套装与雾化器一起使用超过 7 天可能导致套装损坏，尤其是水罐损坏，最终导致呼吸湿化治疗仪损坏。

配置:

- 将呼吸湿化治疗仪（“AIRVO”）放置在平稳水平面上。
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 患者界面（OPT104x 可能并非在所有国家/地区供应）。

警告：使用未经费雪派克医疗保健公司核准的附件可能会削弱工作性能或降低安全性能。

兼容药物:

- 本套装仅兼容以下药物：
 - 沙丁胺醇
- 请参阅药物生产商的说明以了解正确的使用方法和使用限制。
- 警告：请勿使用以下药物雾化，因为它们与湿化呼吸治疗仪及其耗材不兼容，可能导致病人受伤：
 - 含酒精的药物
 - 强酸或强碱性药物，例如依前列醇（Flolan）
 - 盐水

步骤 14（使用雾化器）:

按照步骤 1-13 操作。

从雾化接头上取下雾化接头塞，并连接雾化器。

注意:

- 仅可使用标签注明可与呼吸湿化治疗仪配合使用的振动网孔雾化器，例如 Aerogen Solo。参阅雾化器生产商的使用说明，了解关于安装和使用的信息。
- 请勿通过雾化接头连接氧气或其他气体，或使用产生气流的雾化器（例如射流式雾化器），否则会造成湿度、流量和氧气输出差异。
- 使用雾化器之前，确保呼吸湿化治疗仪已开启，有湿化气体输出。
- 药物输送效率随着呼吸湿化治疗仪设置流量的升高而降低。在雾化期间调整流量时，确保病人始终能接收充足的流量。根据需确定药物输送。
- 在正常操作期间，雾化药物可形成残留物，造成呼吸管路和水罐表面变色。
- 雾化可能会导致呼吸管路和水罐中冷凝水增加。
- 避免皮肤接触冷凝水，因为其中可能含有雾化药物。

警告:

- 单一病人使用。重复使用可能导致感染物质传播。消毒将导致材料降解，并造成产品缺陷。
- 呼吸管路的使用时间超过规定的时间，可能会导致严重的伤害，包括感染。
- 如果 MR290 自动加水式湿化水罐曾经掉落地上，或水罐内的水管经烧干，请勿使用该水罐，这样可能会使水罐过度加水。
- 如果水位线高出最高水位线，请勿使用 MR290 水罐，因为这可能会导致水进入病人的气道。
- 如果呼吸管路出现破损、裂缝或扭结，请勿开启呼吸湿化治疗仪。
- 不要堵塞流经呼吸湿化治疗仪和呼吸管路的气流。

为避免烫伤:

- 不要让呼吸管路与皮肤长时间直接接触。
- 请勿在有明火的情况下使用，以免发生火灾。
- 请勿在呼吸管路的任何部分增加额外温度，例如：用被子盖住，或者在新生儿的保温箱中使用，或保温抢救台的加热头下加热，这样做可能导致严重的伤害。

注意:

- 避免产品接触化学物质、清洁剂或洗手液。
- 仅使用美国药典中呼吸用无菌水/蒸馏水或同类产品。
- 雾化药物可能会散发到周围区域。

要防止冷凝水:

- 在室温 18 °C (64 °F) 以上的房间内使用。
- 消除/尽可能减少可能造成加热呼吸管路冷却的任何影响因素，如风扇、空调、开窗。

要管理过多冷凝水:

- 将呼吸湿化治疗仪放置于病人头部高度以下。
- 将冷凝水排回水罐中。目标流量设置较高时，可能有必要首先将目标流量设置降低至 30 L/min，以确保冷凝水安全有效地排出。
- 将病人界面与加热呼吸管路断开。
- 抬高加热呼吸管路的病人端，让冷凝水流入水罐。

AIRVO™ 呼吸管與濕化器血管套件 (附霧化器接頭)

zh

900PT562

適用用途：

用於輸送濕化氣體的加熱呼吸管。
霧化器端口允許選擇性連接霧化器以輸送霧化藥物。
用於醫院中，與 AIRVO™ 2 系列濕化器搭配。
根據患者介面，可在 2 到 60 L/min 的流量下使用。

系統規格：

管路長度：1.8 公尺 (6 英尺) + 患者介面。

不與霧化器結合使用

- 不與霧化器搭配使用時，本產品最長可使用 14 天。
- 請勿浸泡、洗滌或消毒本產品。

設置：

- 將 AIRVO 2 濕化器（「AIRVO」）放在平整的檯面上。
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 病患介面（OPT104x 並不一定於所有國家中販售）。

警告：使用未經許可的配件會減弱性能或有損安全性。

步驟 1 - 7：組合並連接蓄水器皿。

步驟 8：確保水位有在上升，但未超過最高水位。



水位不正確
請更換 MR290 濕化水罐



MR290 濕化水罐中的水位正確

使用 USP 認證的無菌/蒸餾水或相同等級的水，以供患者吸入。

步驟 9：將呼吸管連接至 AIRVO。

步驟 10：確保藍色接頭已完全就定位。

步驟 11：系統加熱後，將呼吸管連接至患者介面。將呼吸管安放到患者介面下方，以便冷凝水從患者處流出。

步驟 12：將呼吸管夾在患者衣物或被褥上。注意：連接到患者衣物可能不適合所有患者群體。

步驟 13：若未裝霧化器，請確定霧化器端口塞穩固就位。

- 警告：若霧化器端口塞未就位，則可能喪失療效。

與霧化器結合使用

- 與霧化器搭配使用時，本產品最多可使用 7 天。
- 請勿浸泡、洗滌或消毒本產品。

注意：如果與霧化器結合使用超過 7 天，可能會損壞套件，特別是蓄水器皿，並最終損壞 AIRVO 本身。

設置：

- 將 AIRVO 2 濕化器（「AIRVO」）放在平整的檯面上。
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 病患介面（OPT104x 並不一定於所有國家中販售）。

警告：使用未經許可的配件會減弱性能或有損安全性。

相容藥物：

- 此套件僅與下列藥物相容：
 - Salbutamol
- 請參閱藥物製造商的說明以瞭解正確使用和限制。
- 警告：不可霧化下列藥物，因為它們與 AIRVO 及其消耗品不相容，可能會導致患者受傷：
 - 含有酒精的藥物
 - 顯着酸性或鹼性藥物，例如 epoprostenol (Flolan)
 - 鹽水

步驟 14 (霧化器的使用)：

- 遵循步驟 1-13。
- 將霧化器端口的霧化器端口塞取下，將霧化器接至定位。
注意：
 - 請僅使用標示適用於濕化器、振動網布的霧化器，例如 Aerogen Solo。請參閱霧化器製造商的說明，瞭解相應的安裝及使用資訊。
 - 不可經由霧化器端口添加氧氣或其他氣體或是使用會形成液流的霧化器（例如，噴射霧化器），以免造成濕度、氣流及氧氣輸出量有所出入。
 - 使用霧化器之前，請先確定 AIRVO 開啟，濕化氣體正在流動中。
 - 藥物輸送效率會隨 AIRVO 流量增加而降低。施行噴霧療法過程中於調整流量時，請確保患者全程皆接受足夠的流量。請視需要調整藥物輸送量。
 - 霧化藥物可形成殘留物，並導致呼吸管與濕化器血於正常運作過程中有外觀褪色的情形。
 - 霧化可能會導致呼吸管和濕化器血冷凝水水平增加。
 - 避免皮膚接觸冷凝水，因為它可能含有霧化藥物。

警告：

- 僅供單一患者使用。重複使用可能導致感染物質的傳播。回收加工將導致材料降解並造成產品損壞。
- 呼吸管的使用時間超過特定的時間後，可能導致嚴重的傷害，包括感染。
- 如 MR290 自動注水濕化器血掉落或水已用乾，請不要使用該濕化器血，因為這可能導致器血溢出。
- 若水位升高至最高水位線以上，不得使用 MR290 加濕器血，因此舉可能導致水份進入患者呼吸道。
- 如果呼吸管因破洞、撕裂或扭結而損壞，切勿操作儀器。
- 不要堵塞流經儀器和呼吸管的氣流。

為避免灼傷：

- 請勿讓呼吸管路長時間直接接觸皮膚。
- 請勿在存在明火時使用，以避免火災。
- 不要將呼吸管的任何部分加熱，例如以毯子包裹、在早產兒保溫箱中加熱、或以用於新生兒的頂部加熱器加熱，這可能導致嚴重傷害。

注意：

- 避免產品與化學品、清潔劑或乾洗手液接觸。
- 僅可使用 USP 認證的無菌/蒸餾水或相同等級的水，以供患者吸入。
- 霧化藥物可能會散發到周圍地區。

為防止冷凝：

- 在溫度高於 18 ° C (64 °F) 的室內使用。
- 除去/儘量減小可能使加熱的呼吸管冷卻的任何因素之影響，如風扇、空氣調節、開窗等。

為控制過多的冷凝水：

- 將 AIRVO 置於患者頭部高度下方。
- 將冷凝水排回蓄水器皿。在較高的流量設定下，可能需要首先將目標流量設定降低為 30 L/min，以確保冷凝水安全高效地排放。
- 將患者介面與加熱的呼吸管的連接斷開。
- 抬高加熱的呼吸管的患者端，使冷凝水流入蓄水器皿。

AIRVO™ slang- och kammarsats med adapter för nebulisering

sv

900PT562

Indikationer för användning:

Uppvärmad andningsslang för tillförsel av befuktade andningsgaser. Nebulisatorporten tillåter en valfri anslutning av nebulisatorn för tillförsel av nebuliserade läkemedel.

För användning med AIRVO™ 2-seriens befuktare på sjukhus. För användning med flöden från 2–60 L/min beroende på patientanslutningen.

Produktspecifikationer:

Slanglängd: 1,8 meter (6 ft) + anslutningen.

Använd utan nebulisator

- Produkten är avsedd att användas i högst 14 dagar om den används utan nebulisator.
- Får ej blöttäggas, tvättas eller steriliseras.

Inställning:

- AIRVO 2 befuktare ("AIRVO") på en plan yta.
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 patientanslutning (OPT104x är kanske inte tillgänglig i alla länder).

VARNING: Användning av ett icke-godkänt tillbehör kan försämra prestandan och äventyra säkerheten.

Step 1–7: Montera och anslut vattenkammaren.

Step 8: Säkerställ att vattennivån stiger – men inte över den maximala vattennivån.



Felaktig vattennivå
Byt MR290-kammare



Rätt vattennivå
i MR290-kammaren

Använd USP-sterilt/-destillerat vatten för inandning, eller motsvarande.

Step 9: Anslut andningsslangen till AIRVO.

Step 10: Se till att den blå anslutningen är helt nedtryckt.

Step 11: Anslut andningsslangen till patientanslutningen när systemet har värmts upp. Placera andningsslangen nedanför patientanslutningen så att kondensat rinner bort från patienten.

Step 12: Sätt fast andningsslangens klämma på patientens kläder eller sängkläder. OBS! Att sätta fast klämman på patientens kläder kanske inte är lämpligt för alla patientgrupper.

Step 13: Om ingen nebulisator används ska nebulisatorportens plugg sitta ordentligt på plats.
• **VARNING:** Förlust av behandling kan inträffa om nebulisatorportens plugg inte sitter på plats.

Använd med nebulisator

- Produkten är avsedd att användas i högst 7 dagar om den används med en nebulisator.
- Får ej blöttäggas, tvättas eller steriliseras.

OBS! Om satsen används med en nebulisator längre än 7 dagar kan detta skada satsen, i synnerhet vattenkammaren och så småningom själva AIRVO-enheten.

Inställning:

- AIRVO 2 befuktare ("AIRVO") på en plan yta.
- OPT316/OPT318/OJR416/OJR418/OPT942/OPT944/OPT946/OPT970/OPT980/OPT1042/OPT1044/OPT1046 patientanslutning (OPT104x är kanske inte tillgänglig i alla länder).

VARNING: Användning av ett icke-godkänt tillbehör kan försämra prestandan och äventyra säkerheten.

Kompatibla läkemedel:

- Den här satsen är endast kompatibel med följande läkemedel:
 - Salbutamol
- Korrekt information om användning och begränsningar finns i anvisningarna från läkemedelstillverkaren.
- Tillsett inte syrgas eller andra gaser genom nebulisatorporten, och använd inte en flödesgenererande nebulisator (t.ex. jetnebulisator) – det leder till skillnader i tillförseln av fuktighet, flöde och syre.
- AIRVO ska vara påslagen och befuktad gas ska flöda innan nebulisatorn används.
- Läkemedlets tillförseleffektivitet minskar när AIRVO-flödet ökar. Se till att patienten får ett tillräckligt flöde hela tiden när flödet justeras under nebulisering. Titra läkemedeltillförseln efter behov.
- Nebuliserade läkemedel kan orsaka ansamling av rester och kosmetisk missfärgning av andningsslangen och kammaren vid ordinar användning.
- Nebulisering kan orsaka ökade nivåer av kondensat i andningsslangen och kammaren.
- Undvik hudkontakt med kondensat eftersom det kan innehålla nebuliserade läkemedel.

Step 14 (om nebulisator används):

- Följ steg 1–13.
- Ta bort nebulisatorpluggen från nebulisatorporten och anslut nebulisatorn där den ska sitta.
FÖRSIKTIGHET:
 - Använd endast vibrerande nätnebulisatorer som enligt märkningen får användas med luftfuktare, t.ex. Aerogen Solo. Information om installation och användning finns i anvisningarna från nebulisatortillverkaren.
 - Tillsett inte syrgas eller andra gaser genom nebulisatorporten, och använd inte en flödesgenererande nebulisator (t.ex. jetnebulisator) – det leder till skillnader i tillförseln av fuktighet, flöde och syre.
 - AIRVO ska vara påslagen och befuktad gas ska flöda innan nebulisatorn används.
 - Läkemedlets tillförseleffektivitet minskar när AIRVO-flödet ökar. Se till att patienten får ett tillräckligt flöde hela tiden när flödet justeras under nebulisering. Titra läkemedeltillförseln efter behov.
 - Nebuliserade läkemedel kan orsaka ansamling av rester och kosmetisk missfärgning av andningsslangen och kammaren vid ordinar användning.
 - Nebulisering kan orsaka ökade nivåer av kondensat i andningsslangen och kammaren.
 - Undvik hudkontakt med kondensat eftersom det kan innehålla nebuliserade läkemedel.

VARNINGAR:

- Endast för användning på en patient. Återanvändning kan leda till överföring av smittsamma ämnen. Återanvändningsförsök leder till nedbrytning av materialet och gör att produkten blir defekt.
- Om andningsslangen används längre än den angivna tiden kan allvarliga patientskador inträffa, bl.a. infektion.
- Använd inte den självfyllande MR290-kammaren om den har tappats eller tömts eftersom det kan leda till att kammaren överfylls.
- Använd inte MR290-kammaren om vattnet stiger över den maximala vattennivålinjen eftersom det kan leda till att vatten når patientens luftvägar.
- Använd aldrig enheten om andningsslangen skadats och har hål, revor eller veck.
- Blockera inte luftflödet genom enheten och andningsslangen.

För att undvika brännskador:

- Låt inte andningsslangen vara i direktkontakt med huden under lång tid.
- Använd inte i närvaro av öppen eld – detta för att undvika antändning.
- Låt inte någon del av andningsslangen bli "extra" uppvärmd, t.ex. genom att den täcks med en filt eller värms i en kuvös eller luftvärmare för nyfödda barn eftersom det kan leda till allvarlig skada.

Försiktighet:

- Undvik produktkontakt med kemikalier, rengöringsmedel och handsprit.
- Använd endast USP-sterilt/-destillerat vatten eller motsvarande.
- Nebuliserade läkemedel kan avgas i den omgivande miljön.

Gör så här för att förhindra kondensation:

- Använd produkten i ett rum som är varmare än 18 °C (64 °F).
- Ta bort/minimera effekterna av allt som kan kyla den uppvärmda andningsslangen, t.ex. en fläkt, luftkonditionering eller ett öppet fönster.

Gör så här för att hantera överdriven kondensation:

- Placera AIRVO nedanför patientens huvudhöjd.
- Dränera kondensatet tillbaka till vattenkammaren. Vid högre målfloresinställningar kan det vara nödvändigt att först minska målfloresinställningen till 30 L/min så att kondensatet rinner på ett säkert och effektivt sätt.
- Koppla bort patientanslutningen från den uppvärmda andningsslangen.
- Lyft patientdelen av den uppvärmda andningsslangen för att låta kondensatet rinna in i vattenkammaren.

</

