


Oxygen Bottle Holder

900PT427



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 2160 1353 Fax: +47 22 99 6010 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 2150 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

Oxygen bottle holder 900PT427 System Specifications Setup: For use on 900PT421 Mobile Pole Stand Attention - For use with Oxygen and/or Air cylinders - Mount ONLY on lower bracket of 900PT421 Mobile Pole Stand as shown in diagrams 2 and 3 - Before fitting the larger sized Ø120 mm oxygen bottles (Diagram 5), remove the 8 plastic clips ("A" in Diagram 4) from the frame by prising off gently with your thumb. Warnings - California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65	Support of la bouteille d'oxygène 900PT427 Caractéristiques techniques Installation : Utiliser sur la potence mobile 900PT421 Attention - Utiliser uniquement avec des bouteilles d'oxygène et/ou d'air - Monter UNIQUEMENT sur le support inférieur de la potence mobile 900PT421 comme indiqué sur les diagrammes 2 et 3 - Avant de mettre en place les grandes bouteilles d'oxygène de Ø120 mm (cf. diagramme 5), retirer les 8 attaches en plastique (notées "A" sur le diagramme 4) du support en les détachant doucement avec le pouce.	Halter für Sauerstoffflasche 900PT427 Technische Daten Aufbau: Zur Verwendung mit beweglichem Säulenständer 900PT421 Vorsicht - Nur zur Verwendung mit Sauerstoff- und/oder Luftzylindern - NUR an der unteren Halterung des beweglichen Säulenständers 900PT421 befestigen, siehe Abbildungen 2 und 3 - Bevor Sie die größeren Ø120-mm-Sauerstoffflaschen anbringen, entfernen Sie die 8 Kunststoffclips („A“ in Abbildung 4) durch vorsichtiges Drücken mit dem Daumen vom Rahmen.	Houder voor zuurstoffles 900PT427 Systeemspecificaties Installatie: Voor gebruik op de 900PT421 mobiele infuusstandaard Let op - Uitsluitend bestemd voor gebruik met zuurstof- en/of luchtcilinders - ALLEEN bevestigen op de onderste beugel van de 900PT421 mobiele infuusstandaard, zoals getoond in de afbeeldingen 2 en 3 - Verwijder de 8 kunststof klemmen ('A' in afbeelding 4) van het frame door deze voorzichtig met uw duim los te maken voordat u de grotere zuurstofcilinders van Ø120 mm (afbeelding 5) bevestigt
Portabotellas de oxígeno 900PT427 Especificaciones del sistema Instalación : Para uso con el soporte de pedestal móvil 900PT421 Atención - Solo admite las bombonas de oxígeno o aire - Móntelo SOLO en la abrazadera inferior del soporte de pedestal móvil 900PT421 como se muestra en los diagramas 2 y 3 - Antes de ajustar las botellas de oxígeno de Ø120 mm de mayor tamaño (diagrama 5), retire los 8 clips de plástico ("A" en el diagrama 4) del almacén haciendo palanca adosamente con el pulgar.	Suporte de cilindro de oxigênio 900PT427 Especificações do Sistema Instalação : Para uso no Pedestal de Haste Móvel 900PT421 Atenção - Somente para uso com cilindros de Oxigênio e/ou Ar - Monte APENAS no suporte inferior do Pedestal de Haste Móvel 900PT421, como mostrado nos diagramas 2 e 3 - Antes de encaixar grandes cilindros de oxigênio de Ø120 mm (Diagrama 5), remova os 8 cliques plásticos ("A" no Diagrama 4) da estrutura pressionando levemente com seu dedo	Supporto flacone ossigeno 900PT427 Caratteristiche del Sistema Impostazione : Utilizzare su asta mobile 900PT421 Attenzione - Utilizzare con cilindri di ossigeno e/o aria solo - Montare SOLO su supporto inferiore dell'asta mobile 900PT421 come mostrato nei diagrammi 2 e 3 - Prima di montare i flaconi grandi di ossigeno da Ø120 mm (diagramma 5), rimuovere le 8 clip in plastica ("A" nel diagramma 4) dal telaio facendo delicatamente leva con il pollice	氧气瓶架 900PT427 系统规格 配置：用于 900PT421 移动支杆架 注意 - 仅可用于氧气和/或空气瓶 - 仅安装在 900PT421 移动支杆架的低部托架上，如图 2 和 3 所示 - 在安装 Ø120 mm 的大号氧气瓶（图 5）时，请用大拇指将塑料夹 8（图 4 中“A”）轻轻撬开，并将其从框架上取下。
氧氣瓶瓶托 900PT427 系統規格 設置: 在 900PT421 可移動式立柱支架上使用 注意 - 僅用於氧氣和/或空氣筒 - 僅可安裝到圖 2 和 3 中的 900PT421 可移動立柱支架的下層托架上。 - 在將更大的 Ø120 mm 的氧氣瓶（圖 5）裝入之前，請先從架子上移除 8 個塑膠夾（圖 4 中的“A”），其方式是用拇指輕輕地撬開。	iltflaskholder 900PT427 Systemspecifikationer Installation : Til brug på mobilt dropstativ 900PT421 Bemærk - Kun til brug med ilt- og/eller luftcylindre - Monter KUN på det nederste beslag på det mobile dropstativ 900PT421 som vist på diagram 2 og 3 - Før montering af de store (Ø120 mm) iltflasker (diagram 5) skal de 8 plastclips ("A" i diagram 4) tages af rammen ved forsigtigt at lirke dem fri med tommelfingeren.	Happipullon teline 900PT427 Järjestelmän tekniset tiedot Käyttöönotto : Tarkoitettu käytettäväksi siirrettävän tankotelineen 900PT421 kanssa Huomio - Tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisten happi- ja/tai ilmasäiliöiden - Kiinnitetään siirrettävän tankotelineen 900PT421 VAIN alimpaan kiinnittimeen kuvien 2 ja 3 osoittamalla tavalla. - Ennen kuin asetat paikoilleen suuremmat Ø120 mm:n kokoiset happipullot (kuva 5), poista 8 muovikiinnitinä ("A" kuvassa 4) rungosta vääntämällä kevyesti peukalolla.	Oksygenflaskeholder 900PT427 Systemspesifikasjoner Oppsett : Kun til bruk med 900PT421 flyttbart stangstativ Obs! - Kun til bruk med oksygen- og/eller luftflasker - Skal KUN monteres på den nederste braketten på 900PT421 flyttbart stangstativ - Før du monterer de store oksygenflaskene på Ø120 mm (diagram 5), må du fjerne de 8 plastklipsene ("A" i diagram 4) fra rammen ved å vippe de forsiktig av med tommelen.
Hållare till syrgasflaska 900PT427 Systemspecifikationer Inställning : Endast för användning på mobil droppställning 900PT421 OBS! - Endast för användning med syrgas-/luftflaskor - Monteras ENDAST på undre konsolen på mobil droppställning 900PT421 i enlighet med bilderna 2 och 3 - Före montering av de större Ø120 mm syrgasflaskorna (diagram 5), avlägsna alla 8 plastklämmor ("A" i diagram 4) från ramen genom att försiktigt bända bort dem med tummen	Držač boce s kisikom 900PT427 Specifikacije sustava Postav : Za primjenu s pokretnim stalkom 900PT421 Pozor - Za primjenu samo s bocama za kisik i/ili zrak - Montirati SAMO na niže uglaste nosače pokretnog stalka 900PT421, kako je prikazano na slikama 2 i 3 - Prije postavljanja boca s kisikom većih dimenzija (Ø120 mm) (slika 5), blagim pritiskom palca uklonite 8 plastičnih kukica (označene s "A" na slici 4) s nosača.	Držák na kyslíkovou láhev 900PT427 Technické údaje Konfigurace : Pro použití na mobilním stojanu 900PT421 Upozornění - Pro použití pouze s kyslíkovými a/nebo tlakovými lahvemi - Instalujte výhradně na dolní konzolu mobilního stojanu 900PT421 podle znázornění na obrázcích 2 a 3 - Před připevněním větších kyslíkových lahví o průměru Ø120 mm (obrázek 5) odeberte jemným zatlačením palce z rámu 8 plastických svorek („A“ na obrázku 4).	Συγκρατητήρας φιάλης οξυγόνου 900PT427 Προδιαγραφές συστήματος Διαμόρφωση : Για χρήση με την κινητή βάση στήριξης στατ 900PT421 Προσοχή - Για χρήση μόνο με φιάλες οξυγόνου ή/και αέρα - Στερεώνετε MONO στο κάτω στήριγμα της κινητής βάσης στήριξης στατ 900PT421 όπως φαίνεται στα διαγράμματα 2 και 3 - Πριν τοποθετήσετε τις μεγαλύτερου μεγέθους φιάλες οξυγόνου φ120mm (Διάγραμμα 5), αφαιρέστε τα 8 πλαστικά κλιπ ("A" στο Διάγραμμα 4) από το πλαίσιο βγαίνοντάς τα προσεκτικά με τον αντίχειρά σας

he תושבת בקבוק חמצן 900PT427 מפרט המערכת התקנה: לשימוש עם עמוד נייד 900TP00421 שים לב - לשימוש עם בלוני חמצן /או אוויר - יש להרכיב רק על גבי התפס הנמוך יותר של עמוד נייד 900PT421, כפי שמוצג בתרשימים 3-1 2 - לפני הצבת בלוני החמצן הגדולים יותר בקוטר 021Φ מ"מ (בתרשימים 5), יש להסיר מהמסגרת את 8 המהדקים מפלסטיק ("A" בתרשימים 4) על ידי דחיקתם בעדינות בעזרת האגודל.	hu Oxigénpalack-tartó 900PT427 Rendszerjellemzők Beállítás : 900PT421-es mobil tartóállványhoz Figyelem! - Kizárólag oxigén- és/vagy légtartályokkal használható - A 2 és 3 ábra alapján a 900PT421-es mobil tartóállványnak KIZÁRÓLAG az alsó konzoljára szerelje fel. - A nagyobb méretű, Ø120 mm-es oxigénpalackok (5. ábra) felszerelése előtt hüvelykujja segítségével óvatosan pattintsa le a 8 darab műanyag kapcsot (4. ábra, A rész) a keretről.	lv Skābekļa tvertnes turētājs 900PT427 Sistēmas specifikācijas Lietošanai ar pārvietojamo statīvu 900PT421 Uzmanību! - Lietošanai ar skābekļa un/vai gaisa cilindriem - Uzstādīt TIKAI uz pārvietojamā statīva 900PT421 apakšējā turētāja, kā norādīts attēlos 2 un 3. - Pirms lielāko Ø120 mm skābekļa tvertņu ievietošanas (5. attēls), ar īkšķi uzmanīgi nobīdot, no rāmja noņemiet 8 plastmasas skavas ("A" 4. attēlā).	pl Uchwyt butli tlenowej 900PT427 Dane techniczne systemu Konfiguracja: Do użycia na mobilnym stojaku 900PT421 Uwaga - Do użycia z butlami tlenowymi i/lub powietrznymi - Mocować wyłącznie na niższym wsporniku mobilnego stojaka 900PT421, w sposób przedstawiony na schematach 2 i 3 - Pirms lielāko Ø120 mm skābekļa tvertņu ievietošanas (5. attēls), ar īkšķi uzmanīgi nobīdot, no rāmja noņemiet 8 plastmasas skavas ("A" 4. attēlā).
ro Cadru pentru butelia de oxigen 900PT427 Specificații ale sistemului Instalare: Pentru utilizare la suportul stâlp mobil 900PT421 Atenție - Exclusiv pentru utilizarea cu buteliile de oxigen și/sau aer - Se montează EXCLUSIV pe consola inferioară a suportului stâlp mobil 900PT421 conform ilustrații din diagramele 2 și 3 - Înainte de a monta buteliile de oxigen de dimensiuni mai mari, de Ø120 mm (Diagrama 5), îndepărtați cele 8 cleme de plastic („A” în Diagrama 4) de pe cadru, ridicându-le ușor cu degetul mare	ru Держатель баллона с кислородом 900PT427 Технические характеристики системы Настройка: Для использования с подвижной стойкой 900PT421 Внимание - Для использования с цилиндрами для кислорода/воздуха только - Закреплять ТОЛЬКО на нижней скобе подвижной стойки 900PT421, как показано на рисунках 2 и 3 - До установки баллонов с кислородом большего размера ф120 мм (рисунок 5), снимите 8 пластиковых зажимов «А» на рисунке 4) с каркаса, отщелкнув их большими пальцами.	sk Držiak na kyslíkovú fľašu 900PT427 Technické parametre systému Nastavenie: Pre použitie na mobilnom stojane 900PT421 Upozornenie - Pre použitie len s kyslíkovými a/alebo tlakovými fľašami - Instalujte výhradne na dolnú konzolu mobilného stojana 900PT421, ako je zobrazené na obrázkoch 2 a 3 - Pred pripavením väčších kyslíkových fliaš veľkosti Ø120 mm (Obrázok 5) jemným pohybom palca odstráňte z rámu 8 plastových svoriek (A na Obrázku 4).	sl Držalo za stekleničko s kisikom 900PT427 Tehnični podatki sistema Namestitev: Za uporabo s premičnim stojalom 900PT421 Pozor - Samo za uporabo s kisikovimi in/ali zračnimi jeklenkami - Nameščajte SAMO na spodnji nosilec premičnega stojala 900PT421, kot je prikazano v diagramih 2 in 3 - Preden namestite večje Ø120 mm kisikove jeklenke (diagram 5), z ogrodja odstranite 8 plastičnih sponk ("A" na diagramu 4) tako, da jih s palcem nežno potisnete dol
tr Oksijen tüp tutucusu 900PT427 Sistem Teknik Özellikleri Kurulum: 900PT421 Mobil Tüp Taşıyıcısı ile birlikte kullanıma uygundur Dikkat - Oksijen ve/veya Hava tüpleriyle 2 ve 3 şemalarında gösterildiği şekilde 900PT421 Mobil Tüp Taşıyıcısının SADECE alt kelepçesine monte edilmelidir - Büyük boyutlu Ø120 mm oksijen tüplerini (Diyagram 5) takmadan önce, 8 plastik klipsi (Diyagram 4'te "A") başparmağınızla hafifçe bastırarak gövdeden çıkarın.	lt Deguonies butelio laikiklis 900PT427 Sistemas specifikacijos Rinkynys: naudojimui su 900PT421 Mobiliuoju stovu Dėmesio - Naudojimui su deguonies ir (arba) oro cilindrais. - Montuokite TIK ant 900PT421 Mobiliaus stovo žemesniojo laikiklio, kaip parodyta 2 ir 3 diagramose. - Prieš tvirtindami didesnio dydžio Ø120 mm deguonies butelius (5 diagrama), lengvai paspaudę nykščiu, nuo rėmo nuimkite 8 plastikines ašeles („A“ 4 diagramoje).	ja 酸素ボトルホルダー 900PT427 システム仕様 セットアップ: 900PT421 モバイル ポールスタンドでの使用 注記 - 酸素または空気シリンダーとの併用 - ダイアグラム 2 および 3 で表示されているように、900PT421 モバイル ポールスタンドの下部ブラケットのみに取り付けます。 - Ø120 mm より大きいサイズの酸素ボトルを装着する前に (ダイアグラム 5)、フレームから 8 つのプラスチッククリップ (ダイアグラム 4 の "A") を親指で優しく取り外します。	vi Giá đỡ bình oxy 900PT427 Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống Cài đặt: Để sử dụng trên Giá đỡ có chân di động 900PT421 Chú ý - Để sử dụng với bình oxy và/hoặc bình khí - Chỉ gắn vào khung dưới của giá đỡ có chân di động 900PT421 như trong sơ đồ 2 và 3 - Trước khi lắp các bình oxy Ø120 mm có kích thước lớn hơn (Sơ đồ 5), hãy tháo 8 kẹp nhựa ("A" trong Sơ đồ 4) khỏi khung một cách nhẹ nhàng bằng ngón tay cái.
ur آکسیجن کی بوتل کا ہولڈر 900PT427 سسٹم کی تفصیلات سیٹ اپ: 900PT421 متحرک پول اسٹیڈ پر استعمال کے لیے توجہ دیں - آکسیجن اور/یا ہوا کے سیلینڈرز کے ساتھ استعمال کے لیے - صرف 900PT421 متحرک پول اسٹیڈ کے نیچے بریکٹ پر لگائیں جیسا کہ تصاویر 2 اور 3 میں دکھایا گیا ہے - بڑے سائز کے Ø120 mm آکسیجن کی بوتل (خاکہ 5) لگانے سے قبل، اپنے انگوٹھے سے اینسٹگی سے دبا کر پلاسٹک کی 8 کلپس (خاکہ 4 میں "A") کو فریم سے نکال دیں۔	ar حامل أسطوانة الأكسجين 900PT427 مواصفات النظام الإعداد: للاستخدام على حاملة عمود متحركة 900PT421 تنبيه - للاستخدام مع أسطوانات الأكسجين و/أو الهواء - يتم تركيبه على الدعامة المنخفضة فقط في حاملة عمود متحركة 900PT421 على النحو المبين في المخططين 2 و 3 - قبل تركيب أسطوانة الأكسجين ذات الحجم الأكبر بقطر 120 ملم (المخطط 5)، أزل المشابك البلاستيكية وعددهم 8 ("A" في المخطط 4) من الإطار من خلال رفعها برفق بعيداً بإبهامك.	id Tempat botol oksigen 900PT427 Spesifikasi Sistem Pemasangan: Untuk digunakan pada Tiang 900PT421 Perhatian - Untuk digunakan dengan silinder Oksigen dan/atau silinder Udara - Pasang HANYA pada braket bawah Tiang 900PT421 sebagaimana terlihat pada diagram 2 dan 3 - Sebelum memasang botol oksigen lebih besar berukuran Ø120 mm (Diagram 5), lepas 8 klip plastik ("A" pada Diagram 4) dari kerangka dengan mencongkel perlahan menggunakan ibu jari.	th ที่วางขวดออกซิเจน 900PT427 ข้อมูลจำเพาะของระบบ การติดตั้ง: สำหรับใช้กับเสาตั้งแบบเคลื่อนที่ไต่ 900PT421 โปรดให้ความสนใจ - สำหรับใช้กับถังออกซิเจนและ/หรือถังอากาศ - ติดตั้งที่ส่วนล่างของเสาตั้งแบบเคลื่อนที่ไต่ 900PT421 เท่านั้น ตามที่ปรากฏในภาพ 2 และ 3 - ก่อนใส่ขวดขนาดใหญ่ Ø120 มม. (ภาพ 5) ให้ นาคลิปพลาสติก 8 ชิ้น ("A" ในภาพ 4) ออกจาก กรอบด้วยการใช้นิ้วโป้งกดออกอย่างระมัดระวัง

Държач за кислородна бутилка bg 900PT427 Спецификации на системата Настройка: За употреба върху мобилна стойка 900PT421 Внимание • За употреба с цилиндри с кислород и/или въздух • Да се монтира CAMO върху долната скоба на мобилната стойка 900PT421, както е показано на схеми 2 и 3 • Преди поставяне на кислородни бутилки с по-голям размер Ø120 mm (схема 5), махнете пластмасовите клипси 8 ("A" в схема 4) от рамката, като внимателно ги натиснете с палец.	Hapnikuballooni hoidik et 900PT427 Süsteemi tehnilised andmed Ülesseadmine: kasutamiseks ratastel seadmejalandiga 900PT421 Tähelepanu! • Kasutamiseks hapniku- ja/või õhuballoonidega • Paigaldage AINULT ratastel seadmejalandi 900PT421 madalama osa külge, nagu kujutatud joonistel 2 ja 3. • Enne suurema hapnikuballooni (Ø120 mm) paigaldamist (joonis 5) tuleb eemaldada 8 plastikust klambrit („A“ joonisel 4) raami küljest, vajutades neid õrnalt pöidlaga eemale.	Súrefnisflöskuhaldari is 900PT427 Kerfislýsing Uppsetning: Til notkunar á 900PT421 færánlegum standi Athugið • Til notkunar með súrefni og/eða loftþýlkjum • Hengið EINGÖNGU á lægri festinguna á 900PT421 færánlega standinum eins og sýnt er á teikningu 2 og 3 • Áður en stærri Ø120 mm súrefnisflöskurnar (teikning 5) eru festar upp, skal losa plastklemmurnar 8 („A“ á teikningu 4) af rammanum með því að losa þær af varlega með þumlinum.	Држач за шишиња со кислород mk 900PT427 Спецификации на системот Поставување: За употреба на преносниот држач 900PT421 Внимание • За употреба со цилиндри со кислород и/или воздух • Поставувајте CAMO на долниот држач на преносниот држач 900PT421 како што е прикажано на дијаграмите 2 и 3 • Пред да ги поставувате шишињата со кислород со поголеми димензии Ø 120 mm (дијаграм 5), извадете ги 8-те пластични тапи („A“ во дијаграм 4) од рамката нежно притискајќи со палецот.
Držáč boce za kiseonik cnr 900PT427 Specifikacije sistema Podešavanje: Za upotrebu na mobilnom stalku 900PT421 Opresz • Za upotrebu s bocama za kiseonik i/ili vazduh • Montirati SAMO na donji nosač mobilnog stalka 900PT421 kako je prikazano na dijagramima 2 i 3 • Prije montaže boca za kiseonik većih dimenzija (Ø120 mm) (dijagram 5), skinite 8 plastičnih kopči (označenih slovom „A“ na dijagramu 4) sa okvira tako što ćete ih lagano pritisnuti palcem.	Držáč boce za kiseonik sr 900PT427 Specifikacije sistema Podešavanje: Za upotrebu na 900PT421 mobilnom postolju. Pažnja • Za upotrebu sa kiseonikom i/ili vazдушnim cilindrima • Montirati SAMO na donji nosač 900PT421 mobilnog postolja kako je prikazano u dijagramima 2 i 3 • Pre postavljanja većih veličina (Ø120 mm) boca za kiseonik (Dijagram 5), uklonite 8 plastičnih kopči („A“ u Dijagramu 4) sa okvira tako što ćete ih nežno otkinuti palcem.	Тримач кисневого балона uk 900PT427 Технічні характеристики системи Встановлення: для використання з мобільною стійкою 900PT421 Увага! • Для використання з кисневими та (або) повітряними балонами • Встановлюйте ТІЛЬКИ на нижній кронштейн мобільної стійки 900PT421, як показано на схемах 2 і 3 • Перш ніж встановлювати кисневі балони великого розміру діаметром 120 мм (схема 5), зніміть з рами 8 пластикових затискачів («А» на схемі 4), обережно підваживши їх великим пальцем.	산소통 거치대 ko 900PT427 시스템 규격 구성: 900PT421 이동식 지지대 스탠드에서 사용하기 위한 것입니다. 주의: • 산소 및/또는 에어 실린더와 함께 사용하기 위한 것입니다. • 그림 2와 3에 표시된 대로 900PT421 이동식 지지대 스탠드의 아래쪽 브래킷에만 장착하십시오. • 더 큰 크기의 Ø120mm 산소통(그림 5)을 장착하기 전에 플라스틱 클립 8개(그림 4의 "A")를 엄지 손가락으로 부드럽게 비틀어서 프레임에서 제거하십시오.