











Guia de Desinfecção de Alto Nível

Este guia destina-se à utilização de Máscaras Fisher & Paykel Healthcare por vários pacientes em hospitais ou outros ambientes clínicos onde a desinfecção apropriada do instrumento deve ocorrer quando utilizado por vários pacientes. Se você for o único usuário da máscara em seu domicílio, consulte as instruções da máscara em “limpeza da máscara em casa”.

		Desinfecção térmica	CIDEX® OPA	Autoclave	Sterrad® 100S & 100NX	Sporox® II
		Coloque as peças de molho em água quente.	Siga as instruções do fabricante para proceder à desinfecção de alto nível. Imerja em 20 °C (68 °F). Enxágue bem em água potável.	Autoclave por deslocamento de gravidade a 121 °C (250 °F). Coloque os componentes em uma bolsa de esterilização.	Seque completamente antes de desinfetar. Siga as instruções do fabricante para o Sistema de Esterilização Sterrad® 100S ou 100NX.	Siga as instruções do fabricante para proceder à desinfecção de alto nível. Imerja em 20 °C (68 °F). Enxágue bem em água potável.
Consulte o verso para mais informações.						
	F&P Zest™ Q F&P Lady Zest™ Q Máscara nasal (excluindo a Almofada de Espuma e o Difusor)	✓ 10 minutos a 80 °C (176 °F)			100S	
	Zest™ Máscara nasal (excluindo a Almofada de Espuma)	✓ 30 minutos a 70 °C (158 °F)	✓ Deixe de molho por 30 minutos		100S	
	FlexiFit™ 405/406/407 Máscara nasal (excluindo a Almofada de Espuma e o Difusor)	✓ 30 minutos a 70 °C (158 °F)	✓ Deixe de molho por 12 minutos	✓ Exposição de 15 minutos	100S	✓ Deixe de molho por 6 horas
	Aclaim®2 Máscara nasal (excluindo a Almofada de Espuma e o Difusor)	✓ 30 minutos a 70 °C (158 °F)	✓ Deixe de molho por 30 minutos	✓ Exposição de 30 minutos. Observação: Não autoclave o Flexitube	100S	✓ Deixe de molho por 6 horas
	Forma™ Máscara Facial Total (excluindo a Almofada de Espuma)	✓ 30 minutos a 70 °C (158 °F)	✓ Deixe de molho por 30 minutos		100S & 100NX	
	FlexiFit 432 Máscara Facial Total (excluindo a Almofada de Espuma)	✓ 30 minutos a 75 °C (167 °F)	✓ Deixe de molho por 60 minutos	✓ Exposição de 30 minutos	100S	
	FlexiFit 431 Máscara Facial Total	✓ 30 minutos a 75 °C (167 °F)	✓ Deixe de molho por 3 horas	✓ Exposição de 30 minutos	100S	
	Opus™360 Máscara Nasal Direta (excluindo a Estrutura da Máscara)	✓ 30 minutos a 75 °C (167 °F)	✓ Deixe de molho por 30 minutos		100S	
	Oracle™ Máscara Oral	✓ 10 minutos a 80 °C (176 °F)	✓ Deixe de molho por 30 minutos			✓ Deixe de molho por 30 minutos

Advertências e Precauções Gerais

- Não utilize ferro de passar na touca de fixação, pois o material é sensível ao calor e pode ser danificado.
- Não limpar a máscara com produtos que contenham álcool, agentes antibacterianos, antissépticos, alvejantes, cloro ou hidratantes.
- Não seque ou armazene a máscara em luz solar direta.
- Não lavar a máscara em lavadoras de louça.
- Os procedimentos descritos acima podem deteriorar ou danificar a máscara, diminuindo sua vida útil. Se a sua Máscara Fisher & Paykel Healthcare se deteriorar ou quebrar, suspenda a utilização e solicite a substituição imediata.

Inserção de responsabilidade: É responsabilidade do usuário classificar qualquer divergência relacionada aos métodos de reprocessamento recomendados. Para mais informações, contate o seu distribuidor local da Fisher & Paykel Healthcare.

Como limpar a touca de fixação

A touca de fixação não exige desinfecção. É aceitável lavá-la minuciosamente na troca entre pacientes.

1. Lave a touca de fixação à mão com sabão. Não deixe de molho por período maior que 10 minutos.
2. Enxágue bem em água corrente e deixe secar ao abrigo do sol.

Componentes que não podem ser desinfetados

Os seguintes componentes não devem ser desinfetados e devem ser substituídos quando utilizados entre pacientes:

- Almofada de Espuma
- Difusores
- Estrutura da Máscara

Procedimentos de Desinfecção de Alto Nível Validados

Sua Máscara Fisher & Paykel Healthcare vem pronta para ser utilizada. Para reutilizá-la entre pacientes, escolha um dos procedimentos abaixo. Todas as máscaras foram validadas para resistirem a 20 ciclos.

	PROCEDIMENTOS				
	Desinfecção térmica	CIDEX® OPA a 20 °C (68 °F)	Autoclave Autoclave por deslocamento de gravidade a 121 °C (250 °F)	Sterrad® 100S & 100NX	Sporox® II a 20 °C (68 °F)
Desmontagem	Desmontar a máscara de acordo com as Instruções de Uso da máscara relevante.				
Limpeza e Secagem	<p>Limpe todas as superfícies da máscara e componentes com uma escova macia e sabão. Assegure-se de que toda a sujidade visível tenha sido removida. Enxágue meticulosamente em água corrente para remover o sabão.</p> <p>Permita que todos os componentes da máscara sequem completamente ao ar livre e ao abrigo da luz solar direta, antes de prosseguir com a Desinfecção de Alto Nível.</p> <p>QUALQUER FALHA NO PROCESSO DE LIMPEZA DA MÁSCARA PODE RESULTAR EM DESINFECÇÃO INADEQUADA.</p>				
Desinfecção de Alto Nível e Secagem	<ol style="list-style-type: none"> Utilizando um Sistema de Desinfecção com Água Quente, imerja os componentes da máscara que podem ser desinfetados. Consulte o verso para obter as temperaturas e tempos validados e apropriados para cada máscara. Ao término, remova os componentes da máscara do Sistema de Desinfecção com Água Quente. Permita que os componentes da máscara sequem completamente ao abrigo do sol. Armazene em local limpo. 	<ol style="list-style-type: none"> Imerja os componentes da máscara que podem ser desinfetados em Solução CIDEX® OPA de acordo com as instruções do fabricante. Consulte o verso para obter os tempos validados e apropriados para cada máscara. Enxágue os componentes da máscara minuciosamente em água corrente. Permita que os componentes da máscara sequem completamente ao abrigo do sol. Armazene em local limpo. 	<ol style="list-style-type: none"> Coloque os componentes da máscara que podem ser desinfetados em uma bolsa de esterilização, conforme as instruções para a autoclave. Coloque-os na autoclave pelo tempo necessário. Consulte o verso para obter os tempos validados e apropriados para cada máscara. Retire os componentes da autoclave. Armazene em local limpo. 	<ol style="list-style-type: none"> Embale os componentes da máscara antes da esterilização, conforme descrito nas instruções do fabricante para o Sistema de Esterilização Sterrad® 100S ou 100NX. Desinfete a máscara de acordo com as instruções do fabricante para o Sistema de Esterilização Sterrad® 100S ou 100NX. Consulte o verso para obter o sistema adequado de Esterilização Sterrad® para máscara. Remova os componentes do Sistema de Esterilização Sterrad® 100S ou 100NX. Armazene em local limpo. 	<ol style="list-style-type: none"> Imerja os componentes da máscara que podem ser desinfetados em Solução Sporox® II de acordo com as instruções do fabricante. Consulte o verso para obter os tempos validados e apropriados para cada máscara. Enxágue os componentes da máscara minuciosamente em água corrente. Permita que os componentes da máscara sequem completamente ao abrigo do sol. Armazene em local limpo.
Inspeção	Antes de cada utilização: Inspeccione a máscara quanto à deterioração. Em caso de deterioração visível de algum componente da máscara, descarte e substitua-o. É aceitável algum grau de descoloração após o reprocessamento.				
Remontagem	Monte a máscara novamente de acordo com as Instruções de Utilização de cada máscara.				
Embalagem e Armazenamento	<p>Não exponha a máscara à luz solar direta. Armazene em local limpo.</p> <p>Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F).</p>				

CIDEX e STERRAD são marcas registradas da Johnson & Johnson.