


Humidifier Temperature Probe Disinfection Instructions



2 Manual Disinfection - Wipes

e.g. Tuffie 5 Wipes or Tristel Wipes System (contains Pre-clean, Sporicidal and Rinse Wipes)

2a

2b

2c

3 Manual Disinfection - Chemical

e.g. Steris Revital-Ox™ Resert®, 2.0 - 4.0% glutaraldehyde (e.g. Cidex™, Metricide™, Procide™), 0.95% glutaraldehyde / 1.64% phenol (e.g. Sporicidin™), 0.55% ortho-phthalaldehyde (e.g. Cidex™ OPA), 7.5% hydrogen peroxide (e.g. Sporox™)

3a

3b

3c

3d

3e

4 Sterilisation - Vaporised Hydrogen Peroxide (VHP)

4a

| Equipment | Setting | Life (Cycles) |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Steris V-PRO 1 | Standard Cycle | 78 |
| Steris V-PRO 1 Plus | Non-Lumen Cycle | |
| Steris V-PRO 60 | | Standard Cycle |
| Steris V-PRO maX | | |
| Sterrad 100NX | | |

Table 4.1

5 Sterilisation - Ethylene Oxide (EO)

5a

5b

Allow at least 12 hours aeration after EO sterilisation

CE Rx only

Manufacturer ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 94 1590 355 Fax: +46 83 66 310 **France** **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivernock Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001



Petunjuk Desinfeksi Alat Pengukur Suhu Pelembap Udara

1. Pembersihan Manual

1a. Bersihkan dari semua kotoran yang terlihat menggunakan kuas berbulu halus, air, dan detergen ringan yang tidak mengikis. Jangan rendam ujung colokan putar pada alat pengukur.

1b. Bilas dengan air setelah dibersihkan.

1c. Keringkan dengan kain yang seratnya tidak rontok.

1d. Periksa ada tidaknya tanda-tanda kerusakan

2. Desinfeksi Manual - Tisu Penyeka

Ikuti Petunjuk Pembersihan Manual (1)

2a. Ikuti petunjuk penyekaan dari produsen Penyeka sebagaimana tercantum dalam poin 2(a) di halaman sebaliknya.

2b. Periksa ada tidaknya tanda-tanda kerusakan

2c. Produk dapat dikemas untuk digunakan kembali.

3. Desinfeksi Manual – Bahan Kimia

Ikuti Petunjuk Pembersihan Manual (1)

3a. Ikuti petunjuk perendaman dari produsen larutan desinfeksi sebagaimana tercantum di poin 3(a) di halaman sebaliknya. Jangan rendam ujung colokan putar pada alat pengukur. Tutup wadahnya saat merendam.

3b. Bilas dengan air setelah direndam dengan bahan kimia.

3c. Keringkan dengan kain yang seratnya tidak rontok.

3d. Periksa ada tidaknya tanda-tanda kerusakan

3e. Produk dapat dikemas untuk digunakan kembali.

4. Sterilisasi dengan Uap Hidrogen Peroksida (Vaporised Hydrogen Peroxide [VHP])

Ikuti Petunjuk Pembersihan Manual (1)

4a. Ikuti protokol rumah sakit untuk sterilisasi VHP oleh produsen menggunakan peralatan dan pengaturan dalam Tabel 4.1

5. Sterilisasi Etilena Oksida (EO)

Ikuti Petunjuk Pembersihan Manual (1)

5a. Ikuti protokol rumah sakit untuk proses sterilisasi EO.

5b. Biarkan aerasi minimal 12 jam setelah sterilisasi EO.

Perhatian:

- Tangani ujung alat pengukur dengan hati-hati.
- Ikuti protokol pembersihan/desinfeksi/sterilisasi yang diberlakukan di rumah sakit.
- Jangan lakukan sterilisasi dengan autoklav.
- Tdak ada metode otomatis yang direkomendasikan.
- Akhir usia pakai produk biasanya ditentukan oleh keausan dan kerusakan karena penggunaan. Buanglah jika terlihat aus dan rusak.
- Simpan dalam kondisi bersih.
- Penduduk California harap memahami hal berikut, menurut Proposition 65: Produk ini berisi zat kimia yang diakui oleh Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker, cacat kelahiran, dan bahaya reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.fphcare.com/prop65
- Pemeriksaan uji Akurasi Alat Pengukur harus dilakukan secara rutin sesuai Pedoman Teknis MR850 (Nomor dokumen FPH 185041713).

คำแนะนำในการฆ่าเชื้อหัวตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องทำความชื้น

1. การทำความสะอาดด้วยมือ

1a. ขจัดฝุ่นละอองที่มองเห็นได้โดยใช้แปรงขนอ่อน น้ำ และผงซักฟอกอ่อน ๆ ที่ไม่กัดกร่อน อย่างเช่นสบู่ ปลายปลั๊กของหัวตรวจ

1ข. ล้างในน้ำหลังทำความสะอาด

1ค. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย

1ง. ตรวจสอบว่ามีร่องรอยความชำรุดที่มองเห็นได้หรือไม่

2 การฆ่าเชื้อด้วยมือ - ผ้าเช็ดทำความสะอาด
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดด้วยตนเอง (1)

2ก. ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการเช็ดที่ผู้ผลิตผ้าเช็ดแนะนำดังที่แสดงใน ใ้รรายการ 2(ก) ที่ด้านหลัง

2ข. ตรวจสอบว่ามีร่องรอยความชำรุดที่มองเห็นได้หรือไม่

2ค. ผลักก้อนที่สามารถบรรจุห่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำได้

3. การฆ่าเชื้อด้วยมือ - สารเคมี

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดด้วยตนเอง (1)

3ก. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการแช่ที่ผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจัดมาให้ดังที่แสดงใน ใ้รรายการ 3(ก) ที่ด้านหลัง อย่างเช่นสบู่ ปลายปลั๊กของหัวตรวจ ปิดภาชนะระหว่างที่แช่

3ข. ล้างออกด้วยน้ำหลังจากแช่สารเคมี

3ค. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย

3ง. ตรวจสอบว่ามีร่องรอยความชำรุดที่มองเห็นได้หรือไม่

3จ. ผลักก้อนที่สามารถบรรจุห่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำได้

4. การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Vaporised Hydrogen Peroxide, VHP)
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดด้วยตนเอง (1)

4ก. ปฏิบัติตามระเบียบวิธีโรงพยาบาลสำหรับสารฆ่าเชื้อด้วย VHP โดยใช้อุปกรณ์และการตั้งค่าในตาราง 4.1

5. การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide, EO)
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดด้วยตนเอง (1)

5ก. ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของโรงพยาบาลสำหรับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO

5ข. วางฝั่งอากาศไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังจากการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย EO

ข้อควรระวัง:

- ถอดปลายหัวตรวจด้วยความระมัดระวัง
- ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของโรงพยาบาลในการทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ/การทำให้ปราศจากเชื้อ
- ห้ามฝังฆ่าเชื้อ
- ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ
- โดยปกติ การสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะประเมินจากการสึกหรอหรือความเสียหาย เนื่องจากการใช้งาน หากพบเห็นการสึกหรอหรือความเสียหายใด ๆ ให้ทำการกำจัดทิ้ง
- จัดเก็บในพื้นที่สะอาด
- ตามความในกฎหมาย Proposition 65 ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดทราบไว้ว่า: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด และอันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่: www.fphcare.com/prop65
- การตรวจสอบความแม่นยำของหัวตรวจเป็นประจำตามคู่มือทางเทคนิคของ MR850 (เอกสาร FPH เลขที่ 185041713)

Upute za dezinfekciju temperaturne sonde ovlaživača

1. Ručno čišćenje

1a. Uklonite vidljivo zaprljanje mekanom četkom, vodom i blagim, neabrazivnim deterđentom. Ne uranjajte okretni kraj sonde.

1b. Isperite vodom nakon čišćenja.

1c. Osušite krpom koja ne ostavlja dlačice.

1d. Provjerite ima li vidljivih znakova oštećenja

2. Ručna dezinfekcija – maramice
Slijedite upute za Ručno čišćenje (1)

2a. Slijedite upute za upotrebu maramica koje isporučuje proizvođač maramica kako je navedeno u dijelu 2(a) na poledini.

2b. Provjerite ima li vidljivih znakova oštećenja

2c. Proizvod se može zapakirati za višekratnu upotrebu.

3. Ručna dezinfekcija – kemijska

Slijedite upute za Ručno čišćenje (1)

3a. Slijedite upute o namakanju koje isporučuje proizvođač otopine za dezinfekciju kako je navedeno u dijelu 3(a) na poledini. Ne uranjajte kraj sonde s okretnim čepom. Prekrijte spremnik tijekom namakanja.

3b. Isperite vodom nakon kemijskog namakanja.

3c. Osušite krpom koja ne ostavlja dlačice.

3d. Provjerite ima li vidljivih znakova oštećenja

3e. Proizvod se može zapakirati za višekratnu upotrebu.

4. Sterilizacija vaporiziranim vodikovim peroksidom (VHP)

Slijedite upute za Ručno čišćenje (1)

4a. Slijedite bolnički protokol za VHP sterilizaciju pomoću opreme i postavki iz Tablice 4.1

5. Sterilizacija etilen oksidom (EO)

Slijedite upute za Ručno čišćenje (1)

5a. Slijedite bolnički protokol za postupak sterilizacije etilen oksidom.

5b. Pustite da se prozrači najmanje 12 sati nakon sterilizacije etilen oksidom.

Pozor

- Pažljivo rukujte sondom.
- Slijedite bolničke protokole za čišćenje/dezinfekciju/sterilizaciju.
- Nemojte sterilizirati u autoklavu.
- Ne preporučuju se automatizirane metode.
- Kraj vijeka trajanja proizvoda obično je rezultat trošenja i oštećenja proizvoda uslijed upotrebe. Odložite u otpad u slučaju vidljivih znakova istrošenosti i oštećenja.
- Čuvajte u čistim uvjetima.
- Potrebno je redovito provoditi test preciznosti sonde sukladno Tehničkom priručniku MR850 (broj FPH dokumenta 185041713).

Hướng dẫn khử trùng đầu dò nhiệt độ máy tạo độ ẩm

1. Làm sạch thủ công

1a. Loại bỏ bất kỳ vết bẩn có thể nhìn thấy nào bằng cách sử dụng bàn chải lông mềm, nước và chất tẩy rửa không mài mòn nhẹ. Không nhấn chìm đầu xoay của đầu dò.

1b. Rửa sạch trong nước sau khi làm sạch.

1c. Lau khô bằng vải không xơ sợi.

1d. Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát thấy

2. Khử trùng thủ công – Lau sạch
Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch thủ công (1)

2a. Thực hiện hướng dẫn lau được cung cấp bởi nhà sản xuất các loại Khăn lau được liệt kê ở trang sau trong mục 2(a).

2b. Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát thấy

2c. Có thể đóng gói sản phẩm để tái sử dụng.

3. Khử trùng thủ công – Hóa chất

Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch thủ công (1)

3a. Thực hiện hướng dẫn ngâm được cung cấp bởi nhà sản xuất dung dịch khử trùng như được liệt kê ở trang sau trong mục 3(a). Không nhấn chìm đầu ống xoay của đầu dò. Đặt hộp đựng trong khi ngâm.

3b. Rửa sạch trong nước sau khi ngâm hóa chất.

3c. Lau khô bằng vải không xơ sợi.

3d. Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát thấy

3e. Có thể đóng gói sản phẩm để tái sử dụng.

4. Tiệt trùng bằng oxy già bay hơi (Vaporised Hydrogen Peroxide, VHP)

Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch thủ công (1)

4a. Thực hiện theo quy trình của bệnh viện đối với tiệt trùng VHP sử dụng thiết bị và thông tin cài đặt trong Bảng 4.1

5. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO)

Thực hiện theo các hướng dẫn làm sạch thủ công (1)

5a. Thực hiện theo quy trình của bệnh viện đối với quy trình tiệt trùng EO.

5b. Để thoáng khí ít nhất 12 giờ sau khi tiệt trùng EO.

Chú ý:

- Xử lý đầu của đầu dò một cách cẩn trọng.
- Thực hiện theo các quy trình làm sạch/khử trùng/tiệt trùng của bệnh viện.
- Không hấp.
- Khuyến cáo không sử dụng phương pháp tự động.
- Tuổi thọ của sản phẩm thường được quyết định bởi hao mòn và hư hỏng do sử dụng. Nếu quan sát thấy bất kỳ hao mòn và hư hỏng nào, hãy thải bỏ sản phẩm.
- Bảo quản trong điều kiện sạch sẽ.
- Phải thực hiện Kiểm tra độ chính xác của đầu dò thường xuyên theo Hướng dẫn kỹ thuật MR850 (Tài liệu FPH số 185041713).