





CE 0123

Rx only



F&P is a trademark of Fisher & Paykel Healthcare Limited.
For patent information, see www.fphcare.com/ip

Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com
Australia (AU) (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 **Brazil (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China (CN)** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 **France (FR)** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Email: c.s@fphcare.fr **Germany (DE)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **Hong Kong (HK)** Tel: +852 2116 0032 **India (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **Japan (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea (KR)** Tel: +82 2 6205 6900 **Mexico (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **Poland (PL)** Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Poland Tel: +48 664 846 464 **Russia (RU)** Tel: +7 495 782 21 50 **Switzerland (CH)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **Taiwan (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **Turkey (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/Canada (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000

Austria (AT) Tel: 0800 29 31 23 **Benelux (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **Denmark (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **Finland (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **Ireland (IE)** Tel: 1800 409 011 **Italy (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **Norway (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **Spain (ES)** Tel: +34 902 013 346 **Sweden (SE)** Tel: +46 8 564 76 680

Bahasa Indonesia (**id**)

RT020 Filter Ekspirasi Akhir
Filter Ekspirasi Akhir Fisher & Paykel Healthcare RT020 ditujukan untuk mengeluarkan materi mikrobiologis dan partikulat dari gas dalam sirkuit pernapasan. Filter Ekspirasi Akhir RT020 ditujukan untuk ditempatkan pada ujung slang ekspirasi dari sirkuit pernapasan ventilator, yang terhubung ke port balik ventilator.

Spesifikasi teknis

Kompatibel dengan Pelembap Udara Fisher & Paykel Healthcare MR850
Lihat petunjuk penggunaan Pelembap Udara Pernapasan MR850 untuk mendapatkan informasi keselamatan tambahan, klaim klinis, serta petunjuk persiapan dan penggunaan.

Koneksi Antarmuka	Konektor Berbentuk Kerucut ISO 5356-1
Volume yang Bisa Dikompres	38 mL
Kepatuhan	0,13 mL/cmH ₂ O
Resistansi terhadap Aliran @ 45 L/menit	1,08 ± 0,18 cmH ₂ O
Efisiensi filtrasi	
Virus	>99,99%
Organisme	ΦX174 Bakteriofag
Bakteri	>99,9997%
Organisme	Bacillus subtilis
Rata-rata ukuran partikel	3 μm

	Baca petunjuk pengoperasian	Rx only	Hanya dengan resep dokter
	Penggunaan tunggal	CE 0123	Kesesuaian Eropa
LOT	Nomor lot		Tanggal dan CC negara produsen NZ: Selandia Baru MX: Meksiko
REF	Nomor referensi		Produsen
	Importir		Gunakan sebelum tanggal
	Distributor		Perhatian/ Baca petunjuk penggunaan
MD	Perangkat Medis		Batasan suhu pengangkutan dan penyimpanan
EC REP	Perwakilan resmi Uni Eropa	CH REP	Perwakilan resmi Swiss
UK REP	Penanggung jawab untuk Britania Raya		

Peringatan, perhatian, dan catatan

⚠ PERINGATAN

- Ada beberapa risiko residual yang berkaitan dengan penggunaan produk ini, meski telah digunakan sesuai yang dimaksudkan. Meski semua petunjuk dan peringatan yang diberikan telah dipatuhi, tetap ada risiko karena cedera hipoksia, luka bakar pada kulit, luka bakar pada saluran napas, cedera saluran napas, cedera paru, cedera sengatan listrik, cedera muskuloskeletal, dan hipotermia. Risiko ini bisa mengakibatkan cedera serius atau kematian.
- Penggunaan sirkuit pernapasan, wadah air, aksesori, atau kombinasi yang tidak disetujui oleh Fisher & Paykel Healthcare bisa mengakibatkan buruknya kinerja sistem humidifikasi, kegagalan fungsi ventilator, dan membahayakan diri pasien/ pengguna.
- JANGAN menggunakan ulang produk ini. Penggunaan ulang bisa menyebabkan penyebaran zat menular, gangguan pengobatan, bahaya serius, atau kematian.
- Kegagalan untuk mematuhi peringatan berikut ini dapat mengganggu kinerja perangkat atau membahayakan keselamatan (termasuk berpotensi menimbulkan bahaya serius):**
- Ganti setiap 24 jam atau lebih awal jika tampak ada kerusakan, ikuti standar prosedur rumah sakit
- Ketika obat yang dikabutkan digunakan, hambatan aliran harus dipantau dan produk diganti, sesuai dengan prosedur standar rumah sakit
- Jangan merendam, mencuci, mensterilkan, atau menggunakan ulang produk ini

Catatan

- Untuk penggunaan di bawah pengawasan personel medis terlatih saja.
- Buang produk sesuai dengan protokol Rumah Sakit. Penggunaan bisa terpapar pada cairan dari saluran pernapasan selama proses pembuangan.
- Pemberitahuan bagi Pengguna: Jika terjadi insiden serius saat menggunakan perangkat ini, beri tahuhan kepada perwakilan Fisher & Paykel Healthcare setempat dan Otoritas yang Berwenang di negara Anda

Íslenska (**is**)

RT020 endauðtöndunarsía
Fisher & Paykel Healthcare RT020 endauðtöndunarsian er ætluð til að fjarlægja örverur og svifryk úr lofti í öndunarrás. RT020 endauðtöndunarsian er ætluð að vera sett í enda töndunarslöngu öndunarvélar, og tengjast við töndunargátt öndunarvélar.

Tæknilegar upplýsingar

Samhæft við Fisher & Paykel Healthcare MR850 rakatæki
Athugið notkunarléiðbeiningar MR850 rakatækis fyrir öndun til að fá frekari upplýsingar um öryggi, klínískar kröfur og leiðbeiningar um uppsetningu og notkun.

Viðmótstengingar	Keillulaga ISO 5356-1 tengi
Þjappanlegt rúmmál	38 mL
Samhæfi	0,13 mL/cmH ₂ O
Flæðisviðnám @ 45 L/mín	1,08 ± 0,18 cmH ₂ O
Síunarvirkni	
Vírusar	>99,99%
Lífverur	ΦX174 bakteríuveira
Bakteríur	>99,9997%
Lífverur	Bacillus subtilis
Meðalstærð agna	3 μm

	Fylgið notkunar-leiðbeiningum	Rx only	Lyfseðilsskylt
	Einnota	CE 0123	Samræmi í Evrópu
LOT	Lotunúmer		Dagsetning og land framleiðslu CC NZ: Nýja-Sjáland MX: Mexíkó
REF	Tilvisunarnúmer		Framleiðandi
	Innflytjandi		Fyrningardagsetning
	Dreifingaraðili		Varúð/Fylgið notkunarléið-beiningum
MD	Lækningataeki		Hitamörk við flutning og geymslu
EC REP	Viðurkenndur umboðsaðili fyrir Evrópusambandið	CH REP	Viðurkenndur fulltrúi Sviss
UK REP	Ábyrgðaraðili fyrir Bretland		

Varnaðarorð, varúðarreglur og athugasemdir

⚠ VARNADARORD

- Smávægileg áhætta fylgir notkun þessrar vöru, jafnvel þótt hún sé notuð eins og til er ætlast. Með því að fylgja öllum leiðbeiningum og viðvörðunum sem veittar eru, er hættan á súrefnisskaða, húðbruna, bruna í öndunarveg, öndunarvegsskaða, lungnaskaða, rafiðstskaða, stoðkerfisskaða og ofkælingu áfram til staðar. Þessi áhætta getur leitt til alvarlegra áverka eða dauða.
- Notkun öndunarhringrása, hólfa, fylgihluta eða samsetninga sem Fisher & Paykel Healthcare hefur ekki samþykkt getur valdið skertum afköstum rakakerfisins, bilun í öndunarvélinni og skaðað sjúkling/notanda.
- EKKI MÁ endurnýta vöruna. Endurnotkun getur leitt til smits, stöðvunar á meðferð, alvarlegs skaða eða dauða.
Ef ekki er farið eftir eftirfarandi viðvörðunum getur það skert afköst tækisins eða dregið úr öryggi (og hugsanlega valdið alvarlegum skaða):
- Breyttu á 24 klst. fresti eða fyrr ef um merkanlega versnun er að ræða, eftir hefðbundna sjúkráhusaðgerð
- Þegar úðalyf eru notuð skal fylgjast með mótstöðu gegn flæði og skipta um lyf, eftir hefðbundna sjúkráhusaðgerð
- EKKi leggja í bleyti, þvo, dauðhreinsa eða endurnýta þessa vöru

Athugasemdir

- Til notkunar undir eftirliti þjálfara heilbrigðisstarfsmanna.
- Vörunni skal fargað samkvæmt verklagsreglum sjúkráhússins. Þegar búnaðinum er fargað getur verið hætt á að notandi komist í snertingu við vökva frá öndunarvegi.
- Tilkynning til notanda: Ef alvarlegt atvik hefur átt sér stað við notkun þessa tækis skaltu láta fulltrúa Fisher & Paykel Healthcare og lögbær yfirvöld í þínu landi vita

Italiano (**it**)

RT020 - Filtro espiratorio macchina
Il filtro espiratorio macchina RT020 Fisher & Paykel Healthcare ha lo scopo di rimuovere materiale microbiologico e particolato dai gas in un circuito respiratorio. Il filtro espiratorio macchina RT020 deve essere installato alla fine del tratto espiratorio di un circuito respiratorio di un sistema di ventilazione, collegandolo alla porta di ritorno del sistema di ventilazione.

Specifiche tecniche

Compatibile con gli umidificatori MR850 Fisher & Paykel Healthcare.
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, richieste cliniche e istruzioni per la configurazione e l'utilizzo, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'umidificatore attivo MR850.

Collegamenti interfaccia	Connettori conici ISO 5356-1
Volume comprimibile	38 mL
Compliance	0,13 mL/cmH ₂ O
Resistenza al flusso A 45 L/min	1,08 ± 0,18 cmH ₂ O
Efficienza di filtrazione	
Virale	>99,99%
Organismo	ΦX174 batteriofago
Batterico	>99,9997%
Organismo	Bacillus subtilis
Dimensione media particelle	3 μm

	Consultare le Istruzioni per l'uso	Rx only	Solo su prescrizione
	Monouso	CE 0123	Conformità europea
LOT	Numero di lotto		Data e paese di produzione CC NZ: Nuova Zelanda MX: Messico
REF	Numero di riferimento		Produttore
	Importatore		Data di scadenza
	Distributore		Attenzione/ Consultare le Istruzioni per l'uso
MD	Dispositivo medico		Limiti di temperatura di trasporto e stoccaggio
EC REP	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea	CH REP	Rappresentante autorizzato per la Svizzera
UK REP	Responsabile per il Regno Unito		

Avvertenze, precauzioni e note

⚠ AVVERTENZE

- Esistono rischi residui associati all'uso di questo prodotto, anche se usato come previsto. Seguendo tutte le istruzioni e le avvertenze fornite, rimangono i rischi di lesioni ipossiche, ustioni cutanee, ustioni alle vie respiratorie, lesioni alle vie respiratorie, lesioni polmonari, lesioni da scarica elettrica, lesioni muscoloscheletriche e ipotermia. Questi rischi possono provocare lesioni gravi o morte.
- L'uso di circuiti respiratori, camere di umidificazione, accessori o la combinazione di questi articoli non approvati da Fisher & Paykel Healthcare può causare prestazioni scarse del sistema di umidificazione, malfunzionamento del ventilatore e lesioni al paziente/utente.
- NON riutilizzare questo prodotto. Il riutilizzo potrebbe provocare la trasmissione di sostanze infettive, l'interruzione del trattamento, gravi lesioni o il decesso.
- Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può compromettere le prestazioni del dispositivo o la sicurezza (e causare potenzialmente gravi lesioni):**
- Sostituire ogni 24 ore o prima se si verifica un deterioramento evidente, seguendo le procedure ospedaliere standard.
- Quando si utilizzano farmaci nebulizzati la resistenza al flusso deve essere monitorata e il prodotto va sostituito, seguendo le procedure standard dell'ospedale.
- Non bagnare, lavare, sterilizzare o riutilizzare questo prodotto.

Note

- Il dispositivo deve essere utilizzato sotto la supervisione di personale medico qualificato.
- Smaltire il prodotto conformemente al protocollo ospedaliero. Durante lo smaltimento, l'utente può essere esposto a fluidi del tratto respiratorio.
- Avviso per l'utilizzatore: in caso di incidente grave durante l'utilizzo di questo dispositivo, contattare il rappresentante Fisher & Paykel Healthcare locale e le autorità competenti.

日本語 (**ja**)

RT020呼吸フィルター
Fisher&Paykel HealthcareのRT020呼吸フィルターは、呼吸回路内のガスから微生物および粒子状物質を除去するためのものです。RT020呼吸フィルターは、人工呼吸器呼吸回路の呼吸回路の端に設置し、人工呼吸器のリターンポートに接続するために使用します。

技術仕様

Fisher & Paykel Healthcare MR850加湿加湿器と互換性があります。詳しい安全情報、臨床情報、セットアップ方法、および使用方法については、MR850加湿器の取扱説明書を参照してください。

インターフェース接続	ISO 5356-1 円錐コネクター
圧縮量	38 mL
コンプライアンス	0.13 mL/cmH ₂ O
流量抵抗@ 45 L/分	1.08 ± 0.18 cmH ₂ O
フィルター効率	
対ウイルス	>99.99%
対微生物	ΦX174 バクテリオファージ
対バクテリア	>99.9997%
対微生物	枯草菌
平均粒径	3 μm

	添付文書／取扱説明書参照	Rx only	処方箋が必要
	再使用禁止	CE 0123	欧州基準適合
LOT	ロット番号		製造年月日と製造国コード NZ：ニュージーランド MX：メキシコ
REF	参照番号		製造元
	輸入業者		使用期限
	販売代理店		注意・添付文書／取扱説明書を参照
MD	医療機器		輸送および保管時の温度制限
EC REP	欧州連合認定代理	CH REP	スイス認定代理店
UK REP	英国責任者		

警告、注意、および安全にご使用いただくために

⚠ 警告

- 本品を意図した通りに使用した場合でも、本品の使用に関連する残余リスクがあります。提供されたすべての指示および警告に従った場合でも、低酸素障害、皮膚の火傷、気道の熱傷、気道損傷、肺損傷、感電による損傷、筋骨格損傷、および低体温症が生じるリスクがあります。これらのリスクは重篤な障害または死亡につながる恐れがあります。
- Fisher & Paykel Healthcare が推奨していない呼吸回路、チャンバー、備品を組み合わせて使用すると、加湿加湿システムの性能低下、人工呼吸器の故障、患者/使用者に害を及ぼす可能性があります。
- 本品の再使用禁止。再使用すると、感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な危害または死亡に繋がる恐れがあります。以下の警告に従わない場合、装置の性能または安全性を損なうことがあります（重大な危害を生じる可能性も含みます）：
- 24 時間おき、または顕著な劣化が発生した場合はそれ以前に、各病院の標準的な手順に従って交換してください
- 噴霧用薬剤を使用するときは各病院の標準的な手順に従って流量抵抗を監視し、本製品を交換する必要があります。
- 当製品を浸けたり、洗浄したり、消毒または再利用したりしないでください

注

- 訓練を受けた医療従事者の管理下で、使用してください。
- 病院の規定に従って本品を処分してください。使用者は、廃棄処分中に呼吸管の液体に触れる可能性があります。
- 使用者への注意：本品の使用中に重大な事故が発生した場合は弊社代理店および当該国の管轄当局に報告してください。

한국어 (**ko**)

RT020 호기말 필터
Fisher & Paykel Healthcare RT020 호기말 필터는 호흡 회로의 가스에서 미생물 및 미립자 물질을 제거하기 위한 것입니다. RT020 호기말 필터는 인공호흡기 호흡 회로의 호기 투브 말단부에 배치하여 인공호흡기의 환기 포트에 연결하도록 고안되었습니다.

기술 규격

Fisher & Paykel Healthcare MR850 가습기와 호환 가능한 제품의 추가적인 안전 정보, 임상적 주장, 설정 및 사용 지침은 MR850 호흡 가습기 사용 지침을 참조하십시오.

인터페이스 연결	ISO 5356-1 원추형 커넥터
압축 가능 부피	38 mL
준수성	0.13 mL/cmH ₂ O
45 L/min의 유량에 대한 저항	1.08 ± 0.18 cmH ₂ O
여과 효율	
바이러스	>99.99%
미생물	ΦX174 박테리오파지
박테리아	>99.9997%
미생물	고초균
평균 입자 크기	3 μm

	사용 지침을 참조할 것	Rx only	처방 전용
	일회용	CE 0123	유럽 적합성
LOT	로트 번호		제조일자 및 제조국가 CC NZ: 뉴질랜드 MX: 멕시코
REF	참조 번호		제조업체
	수입업체		사용 기한
	유통업체		주의/사용 지침 참조
MD	의료 기기		운송 및 보관 온도 제한
EC REP	유럽연합 공인 대리인	CH REP	스위스 지정 대표자
UK REP	영국 책임자		

경고, 주의 및 참고

⚠ 경고

- 본 제품을 용도에 맞게 사용하더라도 여전히 위험은 있습니다. 제공된 모든 지침과 경고에 따르면이라도 저산소 손상, 피부 화상, 기도 화상, 기도 손상, 폐 손상, 감전 손상, 근골격 손상 및 저체온증의 위험이 있습니다. 이러한 위험은 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
- Fisher & Paykel Healthcare에서 승인하지 않는 호흡 회로, 물통, 부속품 또는 조합을 사용할 경우 가습 시스템 성능 저하, 환기 장치 오작동 및 환자/사용자 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 재사용하지 마십시오. 재사용으로 인해 감염 물질의 전염, 치료 방해, 심각한 상해를 유발하거나 사망에 이를 수 있습니다.
- 아래 경고를 준수하지 않을 경우 본 장치의 성능을 저하시키거나(심각한 상태 유발 가능성을 포함해) 안전성을 손상시킬 수 있습니다.**
- 눈에 띄는 손상이 발생할 경우 표준 병원 절차에 따라 24시간마다 교체하십시오.
- 분무 약물이 사용되는 경우 표준 병원 절차에 따라 유량으로의 저항을 모니터링하고 제품을 교체해야 합니다.
- 이 제품을 액체에 담거나, 세척하거나, 멸균하거나, 재사용하지 마십시오.

참고

- 숙련된 의료진의 감독 하에 사용하십시오.
- 병원 치료 계획서에 따라 제품을 폐기하십시오. 폐기하는 동안 사용자가 호흡관 체액에 노출될 수 있습니다.
- 사용자에게 알림: 본 장비 사용 중 심각한 사고가 발생한 경우, 현지의 Fisher & Paykel Healthcare 담당자와 해당 국가의 관련 당국에 알려십시오.

Lietuvių k. (**lt**)

RT020 galinis iškvėpimo filtras
„Fisher & Paykel Healthcare“ RT020 galinis iškvėpimo filtras skirtas mikroorganizmams ir dalelėms iš kvėpavimo kontūro dujų pašalinti. RT020 galinis iškvėpimo filtras skirtas montuoti ventiliatoriaus kvėpavimo kontūro išvėpimo šakos gale, prijungiant prie ventiliatoriaus grįžtamąjio prievado.

Techninės specifikacijos

Suderinamas su „Fisher & Paykel Healthcare“ MR850 drėkintuvais. Papildomos informacijos apie saugą ir kliniines savybes bei sąranką ir naudojimą žr. MR850 kvėpavimo drėkintuvo naudojimo instrukcijose.

Sąsajos jungtys	ISO 5356-1 kūginės jungtys
Suspaudžiamasis tūris	38 mL
Atitiktis	0,13 mL/cmH ₂ O
Pasipriešinimas srautui, esant 45 L/min	1,08 ± 0,18 cmH ₂ O
Filtravimo efektyvumas	
Virusiniai organizmai	>99,99 %
Bakteriniai organizmai	ΦX174 bakteriofagas
Bakteriniai organizmai	>99,9997 %
Vidutinis dalelės dydis	<i>Bacillus subtilis</i>
Vidutinis dalelės dydis	3 μm

	Žr. naudojimo instrukcijas	Rx only	Tik pagal receptą
	Vienkartiniam naudojimui	CE 0123	Atitiktis Europos teisės aktams
LOT	Serijos numeris		Data ir pagaminimo šalis CC NZ: Naujoji Zelandija MX: Meksika
REF	Nuorodos numeris		Gamintojas
	Importuotojas		Sunaudoti iki (data)
	Platintojas		Įspėjimas / žr. naudojimo instrukcijas
MD	Medicinos prietaisas		Transportavimo ir laikymo temperatūros ribos
EC REP	Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje	CH REP	Igaliotasis atstovas Šveicarijoje
UK REP	Atsakingas asmuo JK		

Įspėjimai, atsargumo priemonės ir pastabos

⚠ ĮSPĖJIMAI

- Net ir naudojant pagal paskirtį, yra su šio gaminio naudojimu susijusi liekamoji rizika. Laikantis visų pateiktų instrukcijų ir perspėjimų, lieka hipoksinio pažeidimo, odos nudegimų, kvėpavimo takų pažeidimo, plaučių pažeidimo, pažeidimo elektros smūgiu, kaulų bei raumenų pažeidimo ir hipotermijos rizika. Ši rizika gali lemti sunkius sužalojimus arba mirtį.
- Naudojant „Fisher & Paykel Healthcare“ nepripažintus kvėpavimo kontūrus, kameras, priedus ar derinius gali prastai veikti drėkinimo sistema, sugesti ventiliatorius ir susižaloti pacientas arba naudotojas.
- Šio gaminio NENAUDOKITE pakartotinai. Naudojant pakartotinai kyla pavojus perduoti infekcijos sukėlėjus, nutraukti procedūrą, sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- Nesilaikant šių įspėjimų gali pablogėti prietaiso eksploatacinės savybės ir gali kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų sužalojimą).**
- Sužalokite kas 24 valandas arba anksčiau, jei pastebimai pablogėja būklė, laikydamiesi standartinės ligininės procedūros.
- Kai naudojami purškiamieji vaistai, reikia stebėti pasipriešinimą teknei ir pakeisti gaminį laikintis standartinės ligininės procedūros metu.
- Šio gaminio nemirkykite, neplaukite, nesterilizuokite ir nenaudokite pakartotinai.

Pastabos

- Skirta naudoti prižiūrint kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.
- Gaminį šalinkite laikydamiesi ligininės protokolo. Šalinant atliekas, naudotojų gali paveikti kvėpavimo takų skysčiai.
- Pastaba naudotojui: jei naudojant šį prietaisą įvyko sunkus incidentas, apie tai praneškite savo vietiniam „Fisher & Paykel Healthcare“ atstovui ir savo šalies kompetentingajai institucijai.

Tiếng Việt ^(vi)

Bộ lọc khí thở ra đầu cuối RT020

Bộ lọc khí thở ra đầu cuối Fisher & Paykel Healthcare RT020 được thiết kế để loại bỏ các vi sinh và hạt khỏi khí trong bộ dây thở. Bộ lọc khí thở ra đầu cuối RT020 được thiết kế để đặt ở cuối nhánh thở ra trên bộ dây thở của máy thở, kết nối với cổng hồi của máy thở.

Thông số kỹ thuật

Tương thích với Máy tạo ẩm Fisher & Paykel Healthcare MR850
Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Máy Tạo Ẩm Khí Thở MR850 để biết thêm thông tin an toàn, các tuyên bố làm sàng cũng như hướng dẫn thiết lập và sử dụng.

Kết nối giao diện	Khớp nối Hình côn ISO 5356-1
Thể tích nén	38 mL
Độ Giãn Nở	0,13 mL/cmH ₂ O
Lực cản dòng @ 45 L/phút	1,08 ± 0,18 cmH ₂ O
Hiệu quả lọc	
Vi-rút	>99,99%
Sinh vật	Thể thực khuẩn ΦX174
Vi khuẩn	>99,9997%
Sinh vật	Bacillus subtilis
Kích thước hạt trung bình	3 μm

Định nghĩa ký hiệu

	Tham khảo hướng dẫn vận hành	Rx only	Chỉ sử dụng theo đơn
	Chỉ sử dụng một lần	C € 0123	Chứng Nhận EC
	Số lô		Ngày và quốc gia sản xuất CC NZ: New Zealand MX: Mexico
	Số tham chiếu		Nhà sản xuất
	Nhà nhập khẩu		Sử dụng trước ngày
	Nhà phân phối		Thận trọng/ Tham khảo hướng dẫn khi sử dụng
	Thiết bị y tế		Giới hạn nhiệt độ khi vận chuyển và bảo quản
	Đại diện được ủy quyền tại Liên minh Châu Âu		Đại diện được ủy quyền tại Thụy Sĩ
	Người chịu trách nhiệm tại Vương Quốc Anh		

Cảnh báo, thận trọng và ghi chú

CẢNH BÁO

- Có các rủi ro tổn động gần với việc sử dụng sản phẩm này, ngày cả khi sử dụng sản phẩm như dự định. Tuân theo tất cả các hướng dẫn và cảnh báo được cung cấp và có tồn tại các rủi ro về tổn thương do thiếu oxy, bông da, bông đường thở, tổn thương đường thở, tổn thương phổi, chấn thương do điện giật, tổn thương cơ xương và hạ thân nhiệt. Những nguy cơ này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
- Việc sử dụng hệ thống dây thở, ngăn chứa nước, các phụ kiện hoặc các kết hợp khác không được Fisher & Paykel Healthcare phê duyệt có thể dẫn đến hiệu suất của hệ thống tạo ẩm kém, trực trặc máy thở và gây hại cho bệnh nhân/người dùng.
- KHÔNG sử dụng lại sản phẩm này. Việc tái sử dụng có thể dẫn đến lây truyền các chất lây nhiễm, gián đoạn điều trị, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.

Việc không tuân thủ các cảnh báo sau có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của thiết bị hoặc ảnh hưởng đến tính an toàn (bao gồm cả khả năng gây hại nghiêm trọng):

- Thay 24 giờ một lần hoặc sớm hơn nếu xảy ra sự xuống cấp có thể nhận thấy, theo quy trình chuẩn của bệnh viện
- Khi sử dụng thuốc khí dung, cần theo dõi sức cản của dòng khí và thay thế sản phẩm, theo quy trình tiêu chuẩn của bệnh viện
- Không ngâm, rửa, khử trùng hoặc tái sử dụng sản phẩm này

Lưu ý

- Chỉ sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế đã qua đào tạo.
- Thải bỏ sản phẩm theo quy trình của bệnh viện. Người dùng có thể tiếp xúc với chất dịch đường hô hấp trong quá trình thải bỏ.
- Lưu Ý Dành Cho Người Dùng: Nếu xảy ra biến cố nghiêm trọng trong khi sử dụng thiết bị này, vui lòng thông báo cho đại diện của Fisher & Paykel Healthcare tại địa phương và Cơ Quan Có Thẩm Quyền ở quốc gia của quý vị

繁體中文 ^(zht)

RT020 呼氣末端過濾器

Fisher & Paykel Healthcare RT020 呼氣末端過濾器的設計目的在於去除呼吸管路內氣體中存在的微生物和顆粒。RT020 呼氣末端過濾器用於放置在呼吸器呼吸管路的呼氣管末端，連接到呼吸器的回流口。

技術規格

與 Fisher & Paykel Healthcare MR850 潮濕加熱器相容。有關其他安全資訊、臨床聲明以及安裝和使用說明，請參閱 MR850 呼吸潮濕加熱器的使用說明。

介面連接	ISO 5356-1 圓錐形接頭
可壓縮容積	38 mL
合規性	0.13 mL/cmH ₂ O
45 L/MIN 時的氣流阻力	1.08 ± 0.18 cmH ₂ O
過濾效能	
病毒清除率	>99.99%
微生物	ΦX174 噬菌體
細菌清除率	>99.9997%
微生物	枯草芽孢桿菌
平均顆粒大小	3 μm

符號定義

	查閱操作說明	Rx only	僅限處方使用
	單次使用	C € 0123	歐盟合規認證
	批號		製造日期和製造地 CC NZ：紐西蘭 MX：墨西哥
	參考編號		製造商
	進口商		有效日期
	經銷商		注意事項／參照使用說明
	醫療器材		運輸及儲存溫度限制
	歐盟授權代表		瑞士授權代表
	英國負責人		

警告、注意及備註

警告

- 即使按預期使用本產品，仍然存在剩餘風險。遵循提供的所有說明和警告，仍然存在以下風險：缺氧損傷、皮膚灼傷、氣道灼傷、氣道損傷、肺損傷、觸電損傷、肌肉骨骼損傷以及體溫過低。這些風險可能導致嚴重的傷害或死亡。
- 若使用未經 Fisher & Paykel Healthcare 核准的呼吸管路、加濕水罐、配件或組合，可能會使加濕系統效能不佳、呼吸器故障，並對患者／使用者造成傷害。
- 「請勿」重複使用本產品。重覆使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。**未遵守下列警告可能有損設備效能或危及安全（包括可能造成嚴重的傷害）：**
 - 每 24 小時或時間雖未到但出現明顯變質惡化時更換，並請依標準醫院程序更換
 - 當使用霧化吸入藥物時，應依照標準的醫院程序，監測流量阻力並更換本產品
 - 「請勿」浸泡、洗滌、消毒或重複使用本產品

備註

- 僅供在訓練有素的醫務人員的監督下使用。
- 請依據醫院規章處置產品。丟棄時，使用者可能會接觸到病患呼吸道液體。
- 使用者注意事項：若使用本設備時發生嚴重事件，請通知您當地的 Fisher & Paykel Healthcare 代表以及貴國的主管機關