



**USER INSTRUCTIONS**    **REF**    **RT205 / RT206 / RT212**



**CE 0123 Rx only**

F&P is a trademark of Fisher & Paykel Healthcare Limited.  
For patent information, see [www.fphcare.com/ip](http://www.fphcare.com/ip)

**Manufacturer** ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: [info@fphcare.co.nz](mailto:info@fphcare.co.nz) Web: [www.fphcare.com](http://www.fphcare.com) Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: [c.s@fphcare.fr](mailto:c.s@fphcare.fr) **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

























Chinese (Simplified) <sup>(zh)</sup>

**产品名称：**一次性呼吸管路 - RT 系列成人管路

**型号、规格：**RT205, RT206, RT212

**适用范围：**用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套使用。

**成人用单管加热型呼吸管路，带 MR290 自动加水式湿化水罐**

用于提供呼吸气体。

**技术规格**

与费雪派克医疗保健有限公司 (Fisher & Paykel Healthcare)

的 MR850 呼吸湿化器兼容。

请参阅呼吸湿化器使用说明书。

**接口连接** ISO 5356-1 圆锥接头

**可变容量** 1.7 L

<b>60 cmH₂O 时的顺应性</b>	
<b>不带附件</b>	
RT205、RT206	3.14 ± 0.25 mL/cmH₂O
RT212	3.06 ± 0.19 mL/cmH₂O
<b>带附件</b>	
仅限于 RT206	3.09 ± 0.21 mL/cmH₂O
	(含 0.02 mL/cmH₂O 的测量误差)

<b>30 L/min 时的气流阻力</b>	
<b>不带附件</b>	
吸气管：	0.74 ± 0.06 cmH₂O
呼气管：	RT205、RT206 0.18 ± 0.04 cmH₂O
	RT212 0.26 ± 0.03 cmH₂O
<b>带附件</b>	
呼气管：	仅限于 RT206 0.18 ± 0.04 cmH₂O
	(含 0.03 cmH₂O 的测量误差)

<b>最高工作压力</b>	
<b>呼吸管路长度</b>	
吸气：	1.6 m
呼气：	RT205、RT206 1.9 m
	RT212 2.1 m
<b>管路最小内径</b>	20 mm
<b>60 cmH₂O 时的漏气量</b>	<40 mL/min
<b>潮气量</b>	>120 mL

20 °C 至 26 °C 环境温度时的整体性能		
	有创模式	无创模式
湿度输出	>33 mg/L	>12 mg/L
流量	10 – 60 L/min	5 – 120 L/min

23 °C 环境温度时的典型性能		
	有创模式	无创模式
湿度输出	>33 mg/L	>12 mg/L
流量	5 – 60 L/min	5 – 120 L/min

EMC 信息：呼吸管路-加热丝的 EMC 信息详见与其兼容的呼吸湿化器随机文件。

加热丝电源输入：22V-, 50/60HZ

#### 符号定义


	 水位过高	<b>Rx only</b>	处方产品
	 最高水位	<b>CE 0123</b>	CE 标志 93/42/EEC
	请参考《操作说明》		制造日期
	BF 型应用部件		制造商
	不含邻苯二甲酸盐		在此日期前使用
	不含天然乳胶		最多使用 7 天
	供一次性使用		运输和储存温度限制
<b>LOT</b>	批号	<b>EC REP</b>	欧盟授权代表
<b>REF</b>	参考编号		注意/参考使用说明

#### 警告、注意和附注

 **警告**

- 请勿重复使用本产品。重复使用可能会造成传染性物质传播、干扰治疗、严重受伤或死亡。
- 使用未经费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 核准的呼吸管路、水罐、附件或组合可能会导致湿化系统性能不佳、呼吸机工作异常或对患者/用户造成伤害。
- 必须始终对患者进行相应的监护（例如，血氧饱和度）。未能监护患者（例如，发生气流中断时）可能会导致严重伤害或死亡。
- 请勿触摸加热板或水罐底座。这些部位的表面温度可超过 85 °C。不遵守此操作可能导致皮肤灼伤。

**不遵守以下警告可能影响设备性能或安全性（包括可能造成严重伤害）：**

- 在患者旁安置呼吸湿化器时，确保呼吸湿化器始终低于患者水平。
- 使用时间不要超过 7 天的最长使用期限。
- 请勿把毯子、毛巾或床单一类的东西覆盖于呼吸管路上。
- 请勿拉扯或挤压管路。
- 请勿浸泡、冲洗或消毒本产品。避免接触化学品、清洁剂或洗手液。
- 如果水位超过最高水位线，请勿使用水罐。
- 如果收到水罐时密封包装不完整，或者水罐曾经摔过，请勿使用。
- 请勿在水罐倾斜超过 10° 时工作。
- 在拔掉蓝色盖子上前，请勿将水罐插针与水源连接。如果主浮子失灵，且水罐在超过 80 L/min 流量的条件下工作，水就有可能渗入管路。
- 使用呼吸装置前，目视检查有无损坏（例如，呼吸管路被压扁或接头开裂），如果损坏则应更换。
- 水源必须至少高于水罐 50 cm。
- 请勿在没有气流的情况下使用加热导丝呼吸管路。如果气流中断，请关闭呼吸湿化器。
- 确保水罐连接到水源，且水罐中有水。
- 请勿往水罐内加超过 37 °C 的水。
- 为患者连接呼吸装置前，确保设置适当的呼吸机或气源报警。
- 避免加热管路长时间与患者皮肤接触。
- 在将呼吸系统连接至患者前，请先进行压力和漏气测试并检查有无堵塞。
- 请使用符合美国药典规定的呼吸用或类似标准的无菌水进行湿化。请勿向水中添加其他物质。
- 定期监测并排空管路中积存的冷凝水。
- 使用前检查以确保所有连接均牢固。
- 检查加热导丝是否平整均匀地沿着呼吸管路分布，且不会呈束状聚拢或打结缠绕。

#### 附注

- 仅供在经过培训的医务人员的监督下使用。
- 根据相应医院规程对本产品进行终末处理。在进行终末处理过程中，用户可能会接触到呼吸道液体。
- 负责机构有责任在使用前确认用于连接到患者及其他设备的所有零部件及配件与呼吸湿化器的兼容性。

存储及运输条件：请查看产品标签的环境温度条件
包装：非无菌清洁包装
医疗器械注册证编号/产品技术要求：国械注进 20152663810
有效期：本产品有效期 5 年。请查看产品标签的有效日期。
生产日期：参阅产品标签
注册人/生产企业名称：费雪派克医疗保健有限公司
注册人住所/生产企业地址/生产地址：15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand
联系方式：+64 9 574 0100

Chinese (Traditional) <sup>(zh)</sup>

**成人呼吸器管路單端加熱，附 MR290 自動進水加濕水罐**

用於輸送呼吸氣體。

**技術規格**

相容於 Fisher & Paykel Healthcare MR850 潮濕加熱器。

請參閱潮濕加熱器的使用說明。

**介面連接** ISO 5356-1 圓錐形接頭

**可壓縮容量** 1.7 L

<b>順應性 @ 60 cmH₂O</b>	
<b>不含配件</b>	
RT205、RT206	3.14 ± 0.25 mL/cmH₂O
RT212	3.06 ± 0.19 mL/cmH₂O
<b>含配件</b>	
僅適用於 RT206	3.09 ± 0.21 mL/cmH₂O
	(測量誤差為 0.02 mL/cmH₂O)

<b>氣流阻力 @ 30 L/min</b>	
<b>不含配件</b>	
吸氣端管路：	0.74 ± 0.06 cmH₂O
吐氣端管路：	RT205、RT206 0.18 ± 0.04 cmH₂O
	RT212 0.26 ± 0.03 cmH₂O

<b>含配件</b>	
吐氣端管路：	僅適用於 RT206 0.18 ± 0.04 cmH₂O
	(測量誤差為 0.03 cmH₂O)
<b>操作壓力上限</b>	8 kPa

<b>呼吸管路長度</b>	
吸氣管：	1.6 m
呼氣管：	RT205、RT206 1.9 m
	RT212 2.1 m
<b>最小管路內徑</b>	20 mm
<b>60 cmH₂O 時的漏氣量</b>	<40 mL/min
<b>潮氣容積</b>	>120 mL

在 20 °C 至 26 °C 環境溫度下的總體性能		
	侵入式模式	非侵入式模式
加濕輸出	>33 mg/L	>12 mg/L
流速	10 – 60 L/min	5 – 120 L/min

在 23 °C 環境溫度下的一般效能		
	侵入式模式	非侵入式模式
加濕輸出	>33 mg/L	>12 mg/L
流速	5 – 60 L/min	5 – 120 L/min

#### 符號定義


	 水位過高	<b>Rx only</b>	處方產品
	 最高水位	<b>CE 0123</b>	CE 標誌 93/42/EEC
	參照操作說明		製造日期
	屬於 BF 類別的零件		製造商
	非苯二甲酸酯類製品		有效日期
	非天然乳膠製品		最長使用 7 天
	單次使用		運輸及儲存溫度限制
<b>LOT</b>	批號	<b>EC REP</b>	歐盟授權代表
<b>REF</b>	參考號碼		注意／查閱使用說明

#### 警告、注意事項及備註

 **警告**

- 切勿重複使用本產品。重複使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。
- 若使用未經 Fisher & Paykel Healthcare 認證的呼吸管路、加濕水罐、配件或組合，可能會使加濕系統效能不佳、呼吸器故障，並對患者／使用者造成傷害。
- 必須隨時適當地監控患者（例如血氧飽和度）。未妥善監控患者（例如在氣流中斷的情況下）可能導致嚴重傷害或死亡。
- 「請勿」觸摸加熱底盤或水罐底座。表面可能超過 85 °C，未遵守此規定可能導致皮膚灼傷。

未遵守下列警告可能將損害設備性能或危及安全（包括造成嚴重的潛在危害）：

- 當在靠近患者位置安裝潮濕加熱器時，請務必確保潮濕加熱器高度低於患者。
- 最長使用期限「不得」超過 7 天。
- 「請勿」將毯子、毛巾或床單等材料覆蓋在管路上。
- 「請勿」拉伸或擠壓管路。
- 「請勿」浸泡、清洗或消毒本產品。避免與化學品、清潔劑或乾式洗手液接觸。
- 如果水位高過最高水位，切勿使用此加濕水罐。
- 若在收到加濕水罐時密封不完整或加濕水罐曾經摔落，切勿使用。
- 使用加濕水罐時，「請勿」讓加濕水罐傾斜角度超過 10°。
- 「請勿」在取下藍色蓋子前刺穿水袋。如果加濕水罐正在超過 80 L/min 流量下工作，若浮球失效，水就會滲入管路。
- 使用前，目視檢查呼吸管路組是否損壞（例如，管路遭壓扁或連接頭破裂），如有損壞，請更換。
- 水源必須至少比加濕水罐高 50 cm。
- 「請勿」在無氣體流動時使用具有加熱線的呼吸管路。如果氣流中斷，請關閉潮濕加熱器。
- 請確認已將供水管線連接至加濕水罐，而且水罐中有水。
- 切勿在加濕水罐中裝入溫度高於 37 °C 的水。
- 將呼吸裝置連接到患者之前，請確保已設定適當的呼吸器或氣流源警報。
- 避免患者皮膚長時間接觸加熱管路。
- 在將呼吸系統連接至患者前，先進行呼吸系統的壓力及洩漏測試及檢查有無堵塞。
- 加濕系統需使用美國藥典 (USP) 認證的無菌或同等級的水供患者使用。「請勿」在水中添加其他物質。
- 定期監視和排除管路中累積的冷凝水。
- 使用前請先檢查所有連接都已接牢。
- 檢查加熱絲是否沿管路均勻分佈，而沒有聚成一束或扭結。

#### 備註

- 僅可在訓練有素的醫務人員監督下使用。
- 請依據適當的醫院規章處置產品。丟棄時，使用者可能會接觸到患者呼吸道液體。
- 權責機構對相容性負責，包含潮濕加熱器，以及在使用前連接患者和其他設備的所有零件和配件。