




USER INSTRUCTIONS

REF

RT330

Optiflow™ Tubing Kit



CE 0123

Rx only

MD

-10 °C

50 °C

F&P and Optiflow are trademarks of Fisher & Paykel Healthcare Limited.
For patent information, see www.fphcare.com/ip

Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com
Australia (AU) (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 **Brazil (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China (CN)** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 **France (FR)** **[EC REP]** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Email: c.s.@fphcare.fr **Germany (DE)** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **Hong Kong (HK)** Tel: +852 2116 0032 **India (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **Japan (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea (KR)** Tel: +82 2 6205 6900 **Mexico (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **Poland (PL)** Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Poland Tel: +48 664 846 464 **Russia (RU)** Tel: +7 495 782 21 50 **Switzerland (CH)** **[CH REP]** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **Taiwan (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **Turkey (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)** **[UK REP]** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/Canada (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000

Austria (AT) Tel: 0800 29 31 23 **Benelux (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **Denmark (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **Finland (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **Ireland (IE)** Tel: 1800 409 011 **Italy (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **Norway (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **Spain (ES)** Tel: +34 902 013 346 **Sweden (SE)** Tel: +46 8 564 76 680

English (en)

OPTIFLOW TUBING KIT

For use with High Flow Nasal Therapy using a Fisher & Paykel Healthcare approved nasal cannula.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatible with Fisher & Paykel Healthcare MR850 humidifiers. Refer to the MR850 Respiratory Humidifier instructions for use for additional safety information, clinical claims and instructions for setup and use.

Approved for use with Fisher & Paykel Optiflow Junior and Optiflow Junior 2/2+ nasal cannula. Refer to cannula user instructions for maximum flow rates*.

*Flows are to be used as a guide only.

Unless otherwise stated, flow rates are expressed at BTPS (body temperature and pressure, saturated) conditions.

INTERFACE CONNECTIONS	ISO 5356-1 Conical Connectors
RESISTANCE TO FLOW (WITHOUT CANNULA) @ 2.5 L/min:	0.10 ± 0.03 cmH ₂ O
	(including 0.03 cmH ₂ O measurement uncertainty)
MAXIMUM OPERATING PRESSURE	8 kPa
BREATHING TUBE LENGTH	1.75 m / 5' 9"
GAS LEAKAGE @ 60 cmH₂O	<30 mL/min
MANIFOLD RELIEF PRESSURE	40 cmH ₂ O (0.57 psi/3.9 kPa/ 0.04 bar)

OVERALL PERFORMANCE AT 20 °C TO 26 °C AMBIENT TEMPERATURE	
Humidifier Mode	INVASIVE MODE
Humidification Output	>12 mg/L
Flow Rate	1.1 - 36 L/min

SYMBOL DEFINITIONS

 	Incorrect water level, replace MR290 chamber	Rx only	Prescription only
 	Correct water level in the MR290 chamber	CE 0123	European Conformity
 	Consult operating instructions	 	Date and country of manufacture CC NZ: New Zealand MX: Mexico
	Single use		Manufacturer
	Lot number		Use-by date
	Reference number		Caution/Consult instructions for use
	Medical device		7 Days maximum use
	Importer		Transportation and storage temperature limits
	Distributor		European Union authorised representative
	UK responsible person		Switzerland authorised representative

WARNINGS, CAUTIONS, AND NOTES

WARNINGS

- There are residual risks associated with use of this product, even if used as intended. Following all instructions and warnings provided, the risks of hypoxic injury, skin burns, airway burns, airway injury, lung injury, electric shock injury, musculoskeletal injury, and hypothermia remain. These risks may result in serious injury or death.
- DO NOT reuse this product. Reuse may result in transmission of infectious substances, interruption to treatment, serious harm or death.
- The use of breathing circuits, chambers, accessories, or combinations which are not approved by Fisher & Paykel Healthcare may result in poor humidification system performance, ventilator malfunction, and harm to the patient/ user.
- Appropriate patient monitoring (e.g. oxygen saturation) must be used at all times. Failure to monitor the patient (e.g. in the event of an interruption to gas flow) may result in serious harm or death.
- DO NOT touch the heater-plate or chamber base. Surfaces may exceed 85 °C. Failure to comply may result in a skin burn.
- DO NOT bypass the pressure relief valve as this may cause damage/injury.

Failure to comply with the following warnings may impair performance of the device or compromise safety (including potentially cause serious harm):

- When mounting a humidifier adjacent to a patient, ensure that the humidifier is always positioned lower than the patient.
-  DO NOT use beyond 7 days maximum duration of use.
- DO NOT cover the circuit with materials such as blankets, towels or bed linen.

- DO NOT stretch or milk the tubing.
- DO NOT soak, wash, or sterilize this product. Avoid contact with chemicals, cleaning agents, or hand sanitizers.
- DO NOT use the chamber if the water level rises above the maximum water level line.
- DO NOT use the chamber if the seals are not intact when received, or if it has been dropped.
- DO NOT operate the chamber at an angle in excess of 10°.
- DO NOT spike the water source until the blue caps have been removed.
- Visually inspect breathing sets for damage (e.g. a crushed tube or cracked connector) before use, and replace if damaged.
- The water source must be at least 50 cm higher than the chamber.
- DO NOT use heated wire breathing circuits without gas flow. If gas flow is interrupted, turn the humidifier off.
- Ensure there is a water supply connected to the chamber and that water is present within the chamber.
- DO NOT fill the chamber with water in excess of 37 °C.
- DO NOT connect the pressure relief valve to the outlet port of the chamber as this may impair the operation of the valve.
- Only use pressure relief valve with blue cover with Nasal High Flow Therapy.
- Discard product if the blue cover on the pressure relief valve has been removed or is missing.
- Ensure any unused ports have their caps and/or plugs in place before use.
- Before attaching oxygen analyser to pressure relief valve, remove cap from oxygen analyser port.
- Discard product if the pressure relief valve is damaged or damage is suspected.
- DO NOT use an in-line nebulizer between the pressure relief manifold and the dry side of the humidification chamber.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65

Attention

- Avoid prolonged contact of heated tubes with patient's skin.
- Use USP sterile water for inhalation or equivalent for humidification. DO NOT add other substances to the water.
- Check all connections are tight before use.
- DO NOT use with Fisher & Paykel Healthcare MR810 humidifier.
- Fill the chamber before connecting to flow source.

NOTES

- Ensure appropriate ventilator or flow source alarms are set before connecting breathing set to patient.
- For use under the supervision of trained medical personnel.
- Refer to hospital protocol for disposal methods. User may be exposed to breathing tract fluids during disposal.
- The responsible organization is accountable for the compatibility of the humidifier and all of the parts and accessories used to connect to the patient and other equipment before use.
- Notice to User: If a serious incident has occurred while using this device please inform your local Fisher & Paykel Healthcare representative and Competent Authority in your country.

Français (fr)

KIT DE CIRCUIT OPTIFLOW

À utiliser avec le traitement à Haut Débit Nasal avec une interface nasale approuvée par Fisher & Paykel Healthcare.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec les humidificateurs MR850 de Fisher & Paykel Healthcare.
Se reporter aux instructions d'utilisation de l'humidificateur chauffant MR850 pour des informations supplémentaires sur la sécurité, des revendications cliniques et des instructions concernant la configuration et l'utilisation.

Approuvé pour une utilisation avec les interfaces nasales Fisher & Paykel Optiflow Junior et Optiflow Junior 2/2+. Se référer aux instructions d'utilisation de l'interface pour les débits maximum".

*Les débits sont donnés à titre indicatif uniquement.

Sauf spécification contraire, les débits sont exprimés en conditions BTPS (température du corps/pression, saturée).

RACCORDS D'INTERFACE	Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1
	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

RÉSISTANCE AU DÉBIT (SANS INTERFACE) À 2,5 L/min :	
	(inclut une incertitude de la mesure de 0,03 cmH ₂ O)

PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE	8 kPa
LONGUEUR DU CIRCUIT RESPIRATOIRE	1,75 m / 5 pi 9 po
FUITE DE GAZ À 60 cmH₂O	<30 mL/min
PRESSION D'OUVERTURE DU LIMITEUR	40 cmH ₂ O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

PERFORMANCE GLOBALE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE COMPRISE ENTRE 20 °C ET 26 °C	
Mode humidificateur	MODE INVASIF
Sortie d'humidification	>12 mg/L
Débit	1,1 - 36 L/min

DÉFINITIONS DES SYMBOLES

 	Niveau d'eau incorrect, remplacer la chambre MR290	Rx only	Sur prescription uniquement
 	Niveau d'eau correct dans la chambre MR290	CE 0123	Conformité européenne
 	Consulter les instructions d'utilisation	 	Date et pays de fabrication CC NZ : Nouvelle-Zélande MX : Mexique
	À usage unique		Fabricant
	Numéro de lot		Date limite d'utilisation
	Numéro de référence		Mise en garde/ Consulter le mode d'emploi
	Appareil médical		Période d'utilisation maximale de 7 jours
	Importateur		Limites de température de transport et de stockage
	Distributeur		Représentant agréé pour l'Union européenne
	Personne responsable pour le R.-U.		Représentant agréé pour la Suisse

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET REMARQUES

AVERTISSEMENTS

- Des risques associés à l'utilisation de ce produit subsistent, même si celle-ci est appropriée. Même en suivant toutes les instructions et tous les avertissements fournis, les risques de blessures hypoxiques, de brûlures cutanées, de brûlures des voies respiratoires, de lésion des voies aériennes, de lésion pulmonaire, de blessure par choc électrique, de lésion musculosquelettique et d'hypothermie subsistent. Ces risques peuvent entraîner des blessures graves, voire le décès.
- NE PAS réutiliser ce produit. La réutilisation peut entraîner la transmission de substances infectieuses, l'interruption du traitement, des blessures graves ou le décès.
- L'utilisation de circuits respiratoires, de chambres, d'accessoires ou d'ensembles qui ne sont pas agréés par Fisher & Paykel Healthcare peut entraîner une mauvaise humidification, un mauvais fonctionnement du ventilateur et des préjudices au patient/à l'utilisateur.

- Le patient doit faire l'objet d'une surveillance appropriée (p. ex. saturation en oxygène) en permanence. L'absence de surveillance du patient (p. ex. en cas d'interruption du débit de gaz) peut entraîner des blessures graves voire le décès.
- NE PAS toucher la plaque chauffante ou la base de la chambre. La température des surfaces peut dépasser 85 °C. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.
- NE PAS contourner la valve de surpression car cela pourrait provoquer des dommages/blessures.

Le non-respect des avertissements suivants peut entraver les performances de l'appareil ou compromettre la sécurité (en risquant notamment d'entraîner des blessures graves) :

- Lors de l'installation d'un humidificateur à proximité d'un patient, s'assurer que l'humidificateur est toujours positionné plus bas que le patient.
-  NE PAS utiliser au-delà de la période maximale d'utilisation de 7 jours.
- NE PAS couvrir le circuit avec une couverture, une serviette ou un drap.
- NE PAS étirer ni pincer la tubulure.
- NE PAS immerger, laver ou stériliser ce produit. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des agents nettoyants ou des produits désinfectants pour les mains.
- NE PAS utiliser la chambre si le niveau d'eau dépasse le repère maximal du niveau d'eau.
- NE PAS utiliser la chambre si les joints ne sont pas intacts lors de sa réception ou si elle est tombée par terre.
- NE PAS faire fonctionner la chambre si elle est inclinée à un angle supérieur à 10°.
- NE PAS percer la source d'eau avant que les protections bleues aient été retirées.
- Procéder à une inspection visuelle des kits respiratoires pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (p. ex. tube écrasé ou raccord fissuré) avant de les utiliser et les remplacer le cas échéant.
- La poche d'eau doit se trouver à au moins 50 cm au-dessus de la chambre.
- NE PAS utiliser de circuits respiratoires chauffés sans débit de gaz. Si le débit de gaz est interrompu, éteindre l'humidificateur.
- Vérifier que la chambre est bien raccordée à une alimentation en eau et qu'il y a bien de l'eau dans la chambre.
- NE PAS remplir la chambre d'eau à une température supérieure à 37 °C.
- NE PAS connecter la valve de surpression au raccord de sortie de la chambre, car cela pourrait altérer le fonctionnement de la valve.
- Utiliser uniquement une valve de surpression avec un capuchon bleu pour le traitement par Haut Débit Nasal.
- Jeter le produit si le capuchon bleu de la valve de surpression a été retiré ou s'il est manquant.
- S'assurer que tous les raccords inutilisés ont leurs bouchons et / ou bouchons en place avant utilisation.
- Avant de connecter l'analyseur d'oxygène à la valve de surpression, retirer le capuchon du raccord pour analyseur d'oxygène.
- Jeter le produit si la valve de surpression est endommagée ou si des dommages sont suspectés.
- NE PAS utiliser de nébuliseur en ligne entre le limiteur de pression et le côté sec de la chambre d'humidification.
- Attention**
- Éviter le contact prolongé des tubes chauffés avec la peau du patient.
- Utiliser de l'eau stérile pour l'inhalation (pharmacopée américaine) ou équivalent pour l'humidification. NE PAS ajouter d'autres substances à l'eau.
- Vérifier que tous les raccords sont correctement serrés avant utilisation.
- NE PAS utiliser avec l'humidificateur MR810 de Fisher & Paykel Healthcare.
- Remplir la chambre avant la connexion à la source de débit.

REMARQUES

- Vérifier que les alarmes appropriées pour le ventilateur ou le débit d'alimentation sont correctement réglées avant de brancher le kit respiratoire au patient.
- Destiné à être utilisé sous la supervision d'un personnel médical formé.
- Se reporter au protocole de l'hôpital pour les méthodes d'élimination. L'utilisateur peut être exposé aux fluides respiratoires du patient pendant l'élimination.
- L'organisation responsable doit s'assurer de la compatibilité de l'humidificateur et de tous les autres pièces et accessoires utilisés pour le branchement au patient et à l'équipement avant utilisation.
- Avis à l'utilisateur : Si un incident grave se produit lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez contacter votre représentant Fisher & Paykel Healthcare local ainsi que les autorités compétentes de votre pays.

Español (es)

KIT DE CIRCUITO OPTIFLOW

Para usar con la terapia nasal de flujo alto con una cánula nasal aprobada por Fisher & Paykel Healthcare.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con los humidificadores MR850 de Fisher & Paykel Healthcare.
Consulte las instrucciones de uso del humidificador respiratorio MR850 para conocer información adicional, afirmaciones clínicas e instrucciones para su preparación y uso.

Aprobado para su uso con Fisher & Paykel Optiflow Junior y Optiflow Junior 2/2+ cánula nasal. Consulte las instrucciones del usuario de la cánula para conocer los flujos máximos.*

* Los flujos funcionan solamente como guía.

Si no se indica lo contrario, los caudales se expresan en condiciones de BTPS (temperatura corporal y presión saturada).

CONEXIONES DE INTERFAZ	Conectores cónicos ISO 5356-1
	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

RESISTENCIA AL FLUJO (SIN CÁNULA) A 2,5 L/min:	
	(incluida una incertidumbre de medición de 0,03 cmH ₂ O)

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	8 kPa
LONGITUD DEL TUBO RESPIRATORIO	1,75 m/5' 9"
FUGAS DE GAS A 60 cmH₂O	<30 mL/min
PRESIÓN DE ALIVIO MÚLTIPLE	40 cmH ₂ O (0,57 psi/3,9 kPa / 0,04 bar)

RENDIMIENTO GENERAL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 °C Y 26 °C	
Modo de humidificador	MODO INVASIVO
Generación de humedad	>12 mg/L
Flujo	1,1-36 L/min

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

 	Nivel de agua incorrecto, reemplace la cámara MR290	Rx only	Solo con receta médica
 	Nivel de agua correcto en la cámara MR290	CE 0123	Conformidad europea
 	Consulte las instrucciones de funcionamiento	 	Fecha y CC de país de fabricación NZ: Nueva Zelanda MX: México
	De un solo uso		Fabricante
	Número de lote		Fecha de caducidad
	Número de referencia		Precaución/ Consultar las instrucciones de uso
	Producto sanitario		7 días de uso máximo
	Importador		Límites de temperatura de transporte y almacenamiento
	Distribuidor		Representante autorizado para la Unión Europea
	Persona responsable en el Reino Unido		Representante autorizado en Suiza

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

ADVERTENCIAS

- Existen riesgos residuales asociados con el uso de este producto, aunque se use como está previsto. Incluso si se siguen todas las instrucciones y advertencias proporcionadas, persisten los riesgos de lesión hipóxica, quemaduras en la piel, lesión de las vías respiratorias, lesión pulmonar, lesión por descarga eléctrica, lesión musculosquelética e hipotermia. Dichos riesgos pueden provocar lesiones graves o la muerte.
- NO reutilice este producto. La reutilización puede provocar la transmisión de sustancias infecciosas, interrupción del tratamiento, lesiones graves o la muerte.
- El uso de circuitos respiratorios, cámaras, accesorios o combinaciones que no estén aprobados por Fisher & Paykel Healthcare puede dar lugar al rendimiento deficiente del sistema de humidificación y al mal funcionamiento del ventilador, así como provocar lesiones al paciente o el usuario.
- Es necesario monitorizar al paciente (p. ej., saturación de oxígeno) de modo adecuado en todo momento. Si no se monitoriza al paciente (p. ej., en caso de una interrupción del flujo de gas), podrían provocarse lesiones graves o la muerte.

- NO toque la placa de calentamiento ni la base de la cámara. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel, ya que las superficies pueden superar los 85 °C.
- NO desvía la válvula de alivio de presión, ya que esto puede causar daños/lesiones.

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede perjudicar el rendimiento del dispositivo o comprometer la seguridad (incluida la posibilidad de lesiones graves):

- Al montar un humidificador junto a un paciente, asegúrese de que el humidificador siempre esté colocado por debajo del paciente.
-  NO lo use transcurridos los 7 días de duración máxima de uso.
- NO cubra el circuito con materiales como mantas, toallas o ropa de cama.
- NO estire ni apriete los tubos para extraer su contenido.
- NO sumerja, lave ni esterilice este producto. Evite el contacto con sustancias químicas, productos de limpieza o antisépticos para manos.
- NO use la cámara si el nivel del agua supera la línea del nivel de agua máximo.
- NO utilice la cámara si los precintos no están intactos cuando la reciba o si se ha caído.
- NO haga funcionar la cámara a un ángulo que supere los 10°.
- NO pinche la fuente de agua hasta que se hayan extraído los tapones azules.
- Antes de usar los equipos de respiración, inspecciónelos visualmente en busca de daños (por ejemplo, un tubo aplastado o un conector agrietado) y reemplácelos si están dañados.
- La fuente de agua debe estar al menos 50 cm por encima de la cámara.
- NO utilice circuitos respiratorios con cable calefactor sin flujo de gas. Si se interrumpe el flujo de gas, apague el humidificador.
- Asegúrese de que haya suministro de agua conectado a la cámara y de que haya agua dentro de esta.
- NO llene la cámara con agua a más de 37 °C.
- NO conecte la válvula de alivio de presión al puerto de salida de la cámara ya que esto puede afectar el funcionamiento de la válvula.
- Utilice solo una válvula de alivio de presión con cubierta azul con tratamiento nasal de flujo alto.
- Deseche el producto si la cubierta azul de la válvula de alivio de presión se ha quitado o falta.
- Asegúrese de que los puertos no utilizados tengan sus tapas y/o enchufes en su lugar antes de su uso.
- Antes de conectar el analizador de oxígeno a la válvula de alivio de presión, retire la tapa del puerto del analizador de oxígeno.
- Deseche el producto si la válvula de alivio de presión está dañada o se sospecha que está dañada.
- NO use un nebulizador en línea entre la tubuladura de liberación de presión y el lado seco de la cámara de humidificación.
- Atención**
- Evite el contacto prolongado de los tubos calentados con la piel del paciente.
- Utilice agua estéril para inhalación según la USP o equivalente para la humidificación. NO agregue otras sustancias al agua.
- Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas antes del uso.
- NO lo use con el humidificador MR810 de Fisher & Paykel Healthcare.
- Llene la cámara antes de conectar a la fuente de flujo.

NOTAS

- Antes de conectar el conjunto respiratorio al paciente, asegúrese de que las alarmas del ventilador o del origen del flujo estén configuradas.
- Para su uso bajo la supervisión de personal médico con la formación debida.
- Consulte el protocolo del hospital para conocer los métodos de eliminación. El usuario podría quedar expuesto a fluidos del tracto respiratorio durante la eliminación.
- La organización responsable debe asegurarse de la compatibilidad del humidificador y de todas las piezas y accesorios utilizados para conectar al paciente y a otros equipos antes de su uso.
- Aviso al usuario: Si se ha producido un incidente grave durante el uso de este dispositivo, informe a su representante local de Fisher & Paykel Healthcare y a las autoridades competentes de su país.

Deutsch (de)

OPTIFLOW SCHLAUCHSET

Zur Verwendung mit der High-Flow-Nasaltherapie unter Verwendung einer von Fisher & Paykel Healthcare zugelassenen Nasenkanüle.

TECHNISCHE DATEN

Kompatibel mit Fisher & Paykel Healthcare MR850 Atemgasbefeuchtern. Weitere Sicherheitshinweise, Informationen zu klinischen Ansprüchen sowie Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung finden Sie in der Gebrauchsanleitung zum MR850 Atemgasbefeuchter.

Zugelassen für die Verwendung mit Fisher & Paykel Optiflow Junior und Optiflow Junior 2/2+ Nasenkanüle. Informationen zu den maximalen Flowraten finden Sie in der Gebrauchsanweisung zur Nasenkanüle.*

* Die angegebenen Flowwerte verstehen sich lediglich als Richtlinien.

Sofern nicht anders angegeben, werden die Flowraten in BTPS-Bedingungen ausgedrückt (Körpertemperatur, Druck, gesättigt).

INTERFACE-ANSCHLÜSSE ISO 5356-1 Konische Konnektoren

RESISTANCE TO FLOW 0,10 ± 0,03 cmH₂O

(OHNE KANÜLE) BEI 2,5 L/min: (einschließlich 0,03 cmH₂O Messunsicherheit)

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK 8 kPa
LÄNGE DES BEATMUNGSSCHLAUCHS 1,75 m/5 ft and 9 in
GASLEKKAGE BEI 60 cmH₂O <30 mL/min
MODUL ZUM DRUCKABLASS 40 cmH₂O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

GESAMTLEISTUNG BEI 20 °C BIS 26 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR	
Atemgasbefeuchter-Modus	INVASIVER MODUS
Befeuchtungsleistung	>12 mg/L
Flussrate	1,1–36 L/min

SYMBOLERLÄUTERUNGEN

	Nicht korrekter Wasserstand, MR290-Kammer austauschen	Rx only	Verschreibungs-pflichtig
	Korrekter Wasserstand in der MR290-Kammer	CE 0123	Europäische Konformität
	Bedienungs-anleitung beachten	 YYYY-MM-DD	Datum und Land der Herstellung CC NZ: Neuseeland MX: Mexiko
	Zum Einmalgebrauch		Hersteller
LOT	Chargenbe-zeichnung	 YYYY-MM-DD	Verwendbar bis
REF	Artikelnummer		Vorsicht/ Gebrauchsanwei-sung beachten
MD	Medizinprodukt		Maximale Anwendungs-dauer 7 Tage
	Importeur		Transport- und Lagertemperat-urgrenzung
	Fachhändler	EC REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
UK REP	Verantwortliche Person mit Sitz im Vereinigten Königreich	CH REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz

WARNHINWEISE, VORSICHTSHINWEISE UND HINWEISE

WARNHINWEISE

- Die Verwendung dieses Produkts ist auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit Restrisiken verbunden. Wenn alle Anweisungen und Warnhinweise befolgt werden, bleibt das Risiko einer Verletzung, Hautverbrennung, Verbrennung und Verletzung der Atemwege, Lungenverletzung, Verletzung aufgrund eines elektrischen Schlags, Verletzung des Bewegungsapparats und Hypothermie bestehen. Diese Risiken können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Das Produkt NICHT wiederverwenden. Wiederverwendung kann zur Übertragung infektiöser Agenzien, Unterbrechung der Therapie, zu schwerer Schädigung oder zum Tod führen.
- Die Verwendung von Beatmungsschlauchsystemen, Kammern, Zubehör oder Kombinationen, die nicht von Fisher & Paykel Healthcare zugelassen sind, kann zu einer verschlechterten Leistung des Befeuchtungssystems, Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts und zu Verletzungen von Patienten/Benutzern führen.

- Der Patient muss jederzeit angemessen überwacht werden (z. B. Sauerstoffsättigung). Wird der Patient nicht überwacht (z. B. im Falle einer Unterbrechung des Gasflusses) kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.
- Die Heizplatte oder Kammerbasis NICHT berühren. Oberflächen können heißer als 85 °C werden. Nichteinhaltung kann zu Hautverbrennungen führen.
- Das Überdruckventil NICHT umgehen, da dies zu Schäden/ Verletzungen führen kann.

Eine Nichtbeachtung der folgenden Warnungen kann die Leistung der Vorrichtung beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden (einschließlich potenzielle schwere Verletzungen):

- Wenn ein Atemgasbefeuchter neben einem Patienten aufgestellt wird, ist darauf zu achten, dass der Atemgasbefeuchter immer tiefer als der Patient positioniert wird.
-  NICHT über die maximale Anwendungsdauer von 7 Tagen hinaus verwenden.
- KEINE Gegenstände wie Decken, Handtücher oder Betttücher auf den Beatmungsschlauch legen.
- Den Schlauch NICHT ziehen bzw. quetschen.
- Dieses Produkt NICHT einweichen, waschen oder sterilisieren. Kontakt mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Handdesinfektionsmitteln vermeiden.
- Die Kammer NICHT verwenden, wenn der Wasserstand über die Höchstmarkierung ansteigt.
- Benutzen Sie die Kammer NICHT, wenn die Verschlüsse beim Empfang nicht intakt sind oder wenn sie fallen gelassen wurde.
- Die Kammer NICHT bei einem Winkel von über 10° in Betrieb nehmen.
- Die Wasserquelle NICHT anstechen, bevor die blauen Kappen entfernt wurden.
- Beatmungssets (z. B. gequetschter Schlauch oder gebrochener Anschluss) vor der Verwendung visuell auf Schäden inspizieren und im Schadensfall ersetzen.
- Die Wasserquelle muss mindestens 50 cm höher sein als die Kammer.
- Beatmungsschlauchsysteme mit Heizdraht NICHT ohne Gasflow verwenden. Bei Unterbrechung des Gasflows den Atemgasbefeuchter ausschalten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Wasserezufuhr mit der Kammer verbunden ist und die Kammer Wasser enthält.
- Die Kammer NICHT mit Wasser befüllen, das wärmer als 37 °C ist.
- Das Überdruckventil NICHT an den Auslass der Kammer anschließen, da dies zu einer Fehlfunktion des Ventils führen kann.
- Bei der nasalen High-Flow-Therapie nur das Druckbegrenzungsventil mit der blauen Abdeckung verwenden.
- Produkt entsorgen, wenn die blaue Abdeckung des Überdruckventils entfernt wurde oder fehlt.
- Stellen Sie sicher, dass alle unbenutzten Anschlüsse vor der Verwendung mit ihren Kappen und/oder Steckern versehen sind.
- Entfernen Sie vor dem Anbringen des Sauerstoffanalysators am Überdruckventil die Kappe vom Sauerstoffanalysatoranschluss.
- Produkt entsorgen, wenn das Überdruckventil beschädigt ist oder eine Beschädigung vermutet wird.
- Verwenden Sie KEINEN Inline-Zerstäuber zwischen dem Modul zum Druckablass und der trockenen Seite der Befeuchterkammer.
- Achtung**
- Vermeiden Sie längeren Kontakt der beheizten Schläuche mit der Haut des Patienten.
- Zur Inhalation steriles Wasser nach USP oder Gleichwertiges zur Befeuchtung verwenden. Dem Wasser KEINE anderen Substanzen zugeben.
- Vor dem Gebrauch alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüfen.
- NICHT mit dem Atemgasbefeuchter MR810 von Fisher & Paykel Healthcare verwenden.
- Füllen Sie die Kammer, bevor Sie sie an die Flowquelle anschließen.

ANMERKUNGEN

- Vergewissern Sie sich, dass Alarme des Beatmungsgeräts oder der Flowquelle entsprechend eingestellt sind, bevor Sie das Beatmungsgerät an den Patienten anschließen.
- Unter der Aufsicht von geschultem medizinischen Personal zu verwenden.
- Zur Entsorgung gemäß Klinikrichtlinien vefahren. Der Benutzer kann bei der Entsorgung in Kontakt mit Flüssigkeiten aus den Atemwegen kommen.
- Die verantwortliche Organisation ist, vor Verwendung, für die Kompatibilität des Atemgasbefeuchters und aller Teile und Zubehörkomponenten verantwortlich, die zum Anschluss an den Patienten und andere Geräte verwendet werden.
- Hinweis für den Benutzer: Wenn bei der Verwendung dieses Geräts ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare und an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Italiano (it)

KIT TUBI OPTIFLOW

Da utilizzare con terapia ad alto flusso nasale con una cannula nasale approvata da Fisher & Paykel Healthcare.

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibile con umidificatori Fisher & Paykel Healthcare MR850. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, richieste cliniche e istruzioni per la configurazione e l'utilizzo, fare riferimento alle istruzioni per l'uso dell'umidificatore respiratorio MR850.

Approvato per l'uso con cannule nasali Optiflow Junior e Optiflow Junior 2/2+ di Fisher & Paykel. Per i flussi massimi, fare riferimento alle istruzioni per l'uso della cannula*.

*I valori dei flussi vanno utilizzati solo come guida.

Se non diversamente indicato, i flussi sono espressi in BTPS (pressione e temperatura corporea in condizioni di saturazione).

COLLEGAMENTI INTERFACCIA Connettori conici ISO 5356-1 0,10 ± 0,03 cmH₂O

RESISTENZA AL FLUSSO (SENZA CANNULA) A 2,5 L/min: (include un'incertezza di misurazione pari a 0,03 cmH₂O)

PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA 8 kPa
LUNGHEZZA DEL CIRCUITO RESPIRATORIO 1,75 m/5' 9"
PERDITA DI GAS A 60 cmH₂O <30 mL/min
PRESSIONE DI RILASCIO VALVOLA “MANIFOLD” 40 cmH₂O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

PRESTAZIONI COMPLESSIVE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 20 °C A 26 °C	
Modalità umidificatore	MODALITÀ INVASIVA
Umidificazione in uscita	>12 mg/L
Flusso	1,1 - 36 L/min

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI

	Livello d'acqua non corretto, sostituire la camera di umidificazione MR290	Rx only	Solo su prescrizione
	Livello d'acqua corretto nella camera di umidificazione MR290	CE 0123	Conformità europea
	Consultare le Istruzioni per l'uso	 YYYY-MM-DD	Data e paese di produzione CC NZ: Nuova Zelanda MX: Messico
	Monouso		Produttore
LOT	Numero di lotto	 YYYY-MM-DD	Data di scadenza
REF	Numero di riferimento		Attenzione/ Consultare le Istruzioni per l'uso
MD	Dispositivo medico		Utilizzo massimo di 7 giorni
	Importatore		Limiti di temperatura di trasporto e stoccaggio
	Distributore	EC REP	Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
UK REP	Responsabile per il Regno Unito	CH REP	Rappresentante autorizzato per la Svizzera

AVVERTENZE, PRECAUZIONI E NOTE

AVVERTENZE

- Esistono rischi residui associati all'uso di questo prodotto, anche se usato come previsto. Seguendo tutte le istruzioni e le avvertenze fornite, rimangono i rischi di lesioni ipossiche, ustioni cutanee, ustioni alle vie respiratorie, lesioni alle vie respiratorie, lesioni polmonari, lesioni da scarica elettrica, lesioni muscoloscheletriche e ipotermia. Questi rischi possono provocare lesioni gravi o morte.
- NON riutilizzare questo prodotto. Il riutilizzo può provocare la trasmissione di sostanze infettive, l'interruzione del trattamento, gravi lesioni o il decesso.
- L'uso di circuiti respiratori, camere di umidificazione, accessori o la combinazione di questi articoli non approvati da Fisher & Paykel Healthcare può causare prestazioni scarse del sistema di umidificazione, malfunzionamento del ventilatore e lesioni al paziente/utente.
- È necessario effettuare un adeguato monitoraggio costante del paziente (ad es. saturazione di ossigeno). Il mancato monitoraggio del paziente (ad es. in caso di interruzione del flusso di gas) può causare gravi lesioni o il decesso.

- NON toccare la piastra riscaldante o la base della camera di umidificazione. Le superfici possono avere una temperatura superiore a 85 °C. La mancata osservanza può causare ustioni.
- NON bypassare la valvola di sfogo perché ciò può comportare danni/lesioni.

Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può compromettere le prestazioni del dispositivo o la sicurezza (e causare potenzialmente gravi lesioni):

- Quando si monta un umidificatore a fianco di un paziente, assicurarsi che l'umidificatore sia sempre posizionato più in basso rispetto al paziente.
-  NON utilizzare oltre la durata di utilizzo massima di 7 giorni.
- NON coprire il circuito con materiali, quali: coperte, asciugamani o lenzuola.
- NON tirare né schiacciare il tubo.
- NON immergere, lavare o sterilizzare questo prodotto. Evitare il contatto con sostanze chimiche, detergenti o disinfettanti per le mani.
- NON utilizzare la camera di umidificazione se il livello dell'acqua supera la linea di limite massimo di livello.
- NON utilizzare la camera di umidificazione se le guarnizioni non sono intatte al momento della ricezione o se la camera di umidificazione è caduta.
- NON utilizzare la camera di umidificazione con un angolo superiore a 10°.
- NON forare il contenitore dell'acqua fino a quando i tappi blu di protezione della camera di umidificazione non vengono rimossi.
- Verificare visivamente l'eventuale presenza di danni nel circuito respiratorio (ad es. tubo schiacciato o connettori crepati) prima dell'uso e sostituire se danneggiato.
- Il contenitore dell'acqua deve trovarsi almeno 50 cm più in alto della camera di umidificazione.
- NON utilizzare i circuiti respiratori termoregolati senza flusso di gas. Se il flusso di gas è interrotto, spegnere l'umidificatore.
- Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia collegata alla camera di umidificazione e che la camera sia riempita con acqua.
- NON riempire la camera di umidificazione con acqua ad una temperatura superiore a 37 °C.
- NON collegare la valvola di sfogo alla porta di uscita della camera di umidificazione, per non compromettere il funzionamento della valvola.
- Utilizzare solo la valvola di sfogo con il coperchio blu con la terapia ad alto flusso nasale.
- Gettare il prodotto se il coperchio blu sulla valvola di sfogo è stato rimosso o è mancante.
- Verificare che le porte non utilizzate abbiano i relativi tappini e/o prese in posizione prima dell'uso.
- Prima di collegare l'analizzatore di ossigeno alla valvola di sfogo, rimuovere il tappo dalla porta dell'analizzatore di ossigeno.
- Gettare il prodotto se la valvola di sfogo è danneggiata o si sospetta che sia danneggiata.
- NON utilizzare un nebulizzatore in linea tra la valvola limitatrice di pressione "manifold" e il lato asciutto della camera di umidificazione.
- Attenzione**
- Evitare il contatto prolungato dei tubi riscaldati con la pelle del paziente.
- Usare acqua sterile USP per inalazione o equivalente per umidificazione. NON aggiungere altre sostanze all'acqua.
- Controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti prima dell'uso.
- NON utilizzare con l'umidificatore Fisher & Paykel Healthcare MR810.
- Riempire la camera di umidificazione prima di collegarsi alla sorgente di flusso.

NOTE

- Prima di collegare il circuito respiratorio al paziente, verificare che siano impostati gli allarmi ventilatore o sorgente di flusso appropriati.
- Il dispositivo deve essere utilizzato sotto la supervisione del personale medico qualificato.
- Per le modalità di smaltimento, fare riferimento al protocollo ospedaliero. Durante lo smaltimento, l'utente può essere esposto a fluidi del tratto respiratorio.
- L'organo di competenza è responsabile della compatibilità dell'umidificatore e di tutte le parti ed accessori usati per il collegamento al paziente e ad altre apparecchiature prima dell'uso.
- Avviso per l'utilizzatore: in caso di incidente grave durante l'utilizzo di questo dispositivo, contattare il rappresentante Fisher & Paykel Healthcare locale e le autorità competenti.

Nederlands (nl)

OPTIFLOW-SLANGENSET

Voor gebruik met high-flow neustherapie met een door Fisher & Paykel Healthcare goedgekeurde neuscanule.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Compatibel met Fisher & Paykel Healthcare MR850-bevochtigers. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de MR850-ademhalingsbevochtiger voor meer informatie over de veiligheid, klinische claims en instructies over de installatie en het gebruik.

Goedgekeurd voor gebruik met Fisher & Paykel Optiflow Junior en Optiflow Junior 2/2+ neuscanule. Raadpleeg de gebruiksinstructies van de canule voor maximale flowsnelheden*.

*De flows dienen uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Flowsnelheden worden tenzij anders aangegeven uitgedrukt in BTPS-omstandigheden (lichaamstemperatuur en -druk, verzadigd).

INTERFACE-AANSLUITINGEN ISO 5356-1 conische connectoren 0,10 ± 0,03 cmH₂O

WEERSTAND TEGEN FLOW (ZONDER CANULE) BIJ 2,5 L/min: (inclusief 0,03 cmH₂O meetonzekerheid)

MAXIMALE BEDRIJFSDRUK 8 kPa
LENGTE BEADEMINGSSLANG 1,75 m/5' 9"
GASLEKKAGE BIJ 60 cmH₂O <30 mL/min
VERDEELSTUK DRUKBEGRENZING 40 cmH₂O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

ALGEMENE PRESTATIES BIJ EEN UMGEBINGSTEMPERATUUR VAN 20 °C TOT EN MET 26 °C	
Bevochtigermodus	INVASIEVE MODUS
Bevochtigingsoutput	>12 mg/L
Flowsnelheid	1,1-36 L/min

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

	Onjuist waterniveau, vervang MR290 kamer	Rx only	Alleen op voorschrift
	Correct waterniveau in de MR290 kamer	CE 0123	Europese conformiteit
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	 YYYY-MM-DD	Datum en land van vervaardiging CC NZ: Nieuw-Zeeland MX: Mexico
	Voor eenmalig gebruik		Fabrikant
LOT	Artikelnummer	 YYYY-MM-DD	Uiterste gebruiksdatum
REF	Referentienummer		Waarschuwing/ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
MD	Medisch hulpmiddel		7 dagen maximaal gebruik
	Importeur		Limieten opslag- en vervoers-temperatuur
	Distributeur	EC REP	Bevoegde vertegenwoordiger van de Europese Unie
UK REP	Verantwoordelijke persoon voor het VK	CH REP	Bevoegde vertegenwoordiger in Zwitserland

WAARSCHUWINGEN, AANDACHTSPUNTEN EN OPMERKINGEN

WAARSCHUWINGEN

- Er zijn restrisco's verbonden aan het gebruik van dit product, ook al wordt het gebruikt zoals bedoeld. Bij het opvolgen van alle instructies en waarschuwingen blijft het risico op hypoxisch letsel, brandwonden, brandwonden in de luchtwegen, longletsel, letsel door elektrische schokken, musculoskeletaal letsel en hypothermie bestaan. Deze risico's kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Dit product mag NIET worden hergebruikt. Hergebruik kan resulteren in overdracht van besmettelijke stoffen, onderbreking van de behandeling, ernstig letsel of overlijden.
- Het gebruik (van combinaties) van beademingscircuits, -kamers of -accessoires die niet zijn goedgekeurd door Fisher & Paykel Healthcare kan leiden tot slechte bevochtigingsprestaties van het systeem, een onjuiste werking van het beademingstoestel of letsel van de patiënt/gebruiker.
- Patiënten moeten te allen tijde op geschikte wijze worden gemonitord (bijv. zuurstofsaturatie). Het niet controleren van de patiënt (bijv. als er sprake is van een onderbreking in de flow) kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Raak de verwarmingsplaat of kamerbodem NIET aan. Oppervlakken kunnen warmer worden dan 85 °C. Het niet naleven hiervan kan brandwonden veroorzaken.
- Zorg dat de drukbegrenzingsklep in het circuit is opgenomen, anders kan er schade/letsel optreden.

Als de volgende waarschuwingen worden genegeerd, kan de werking van het apparaat worden aangetast of kan de veiligheid in gevaar komen (met mogelijk ernstig letsel tot gevolg):

- Als u een bevochtiger naast een patiënt bevestigt, dient de bevochtiger altijd lager dan de patiënt te worden geplaatst.
-  NIET gebruiken na de maximale gebruiksduur van 7 dagen.
- Bedenk het circuit NIET met materialen zoals dekens, handdoeken of beddengoed.
- De slang NIET uitrekken of erin knijpen.
- Week, was of steriliseer dit product NIET. Vermijd contact met chemische stoffen, schoonmaakmiddelen en handontsmettingsmiddelen.
- Gebruik de kamer NIET als het waterniveau boven het aangegeven maximale waterniveau stijgt.
- Gebruik de kamer NIET als de afdichtingen bij ontvangst niet intact zijn of als de kamer op de grond is gevallen.
- Gebruik de kamer NIET onder een hoek van meer dan 10°.
- Prik de waterbron NIET aan voordat de blauwe kapjes zijn verwijderd.
- Inspecteer de beademingsset visueel vóór gebruik op schade (bijvoorbeeld een platte slang of een gescheurde connector) en vervang deze bij beschadiging.
- De waterbron moet ten minste 50 cm hoger dan de kamer worden geplaatst.
- Gebruik beademingscircuits met verwarmingsdraad NIET wanneer er geen gasflow is. Zet de bevochtiger uit als de gasflow wordt onderbroken.
- Zorg dat de watertoevoer op de kamer is aangesloten en dat de kamer met water is gevuld.
- Vul de kamer NIET met water warmer dan 37 °C.
- Sluit de drukbegrenzingsklep NIET aan op de uitgangspoort van de kamer, aangezien dit de werking van de klep negatief kan beïnvloeden.
- Gebruik alleen een drukbegrenzingsklep met een blauwe dop bij nasale high-flow therapie.
- Gooi het product weg als de blauwe dop op de drukbegrenzingsklep verwijderd is of ontbreekt.
- Zorg er vóór gebruik voor dat alle ongebruikte poorten voorzien zijn van de doppen en/of pluggen.
- Verwijder de dop van de zuurstofanalysepoort voordat u de zuurstofanalysator op de drukbegrenzingsklep aansluit.
- Gooi het product weg als de drukbegrenzingsklep is beschadigd of als u dat vermoedt.
- Gebruik GEEN in-line vernevelaar tussen het drukbegrenzingsverdeelstuk en de droge kant van de bevochtigingskamer.
- Let op**
- Voorkom langdurig contact van de verwarmde slangen met de huid van de patiënt.
- Gebruik steriel water van USP-kwaliteit voor inademing of een vergelijkbaar product. GEEN andere stoffen aan het water toevoegen.
- Controleer vóór gebruik of alle verbindingen goed vastzitten.
- NIET gebruiken met Fisher & Paykel Healthcare MR810-luchtbevochtiger.
- Vul de kamer voordat u deze aansluit op de stroombron.

OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat het juiste beademingstoestel of flowbronalarm is ingesteld voordat de beademingsset op de patiënt wordt aangesloten.
- Voor gebruik onder toezicht van medisch opgeleid personeel.
- Raadpleeg het in het ziekenhuis geldende protocol voor afvoermethodes. De gebruiker kan tijdens het weggooien worden blootgesteld aan vloeistoffen uit de luchtwegen.
- De verantwoordelijke organisatie is verantwoordelijk voor de compatibiliteit van de luchtbevochtiger en alle onderdelen en accessoires die worden gebruikt om deze bij de patiënt en andere apparatuur aan te sluiten voor gebruik.
- Mededeling aan de gebruiker: als zich een ernstig incident heeft voorgedaan tijdens het gebruik van dit hulpmiddel, meld dit dan bij de plaatselijke Fisher & Paykel Healthcare-vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit in uw land.

Dansk ^(da)

OPTIFLOW SLANGESÆT

Til brug i behandling med højt nasalflow med et næsekateater godkendt af Fisher & Paykel Healthcare.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kompatibelt med Fisher & Paykel Healthcare MR850-befugtere. Få yderligere sikkerhedsoplysninger i brugsanvisningen til respiratorisk MR850-befugter om kliniske påstande og instruktioner til opsætning og brug.

Godkendt til brug med Fisher & Paykel Optiflow Junior og Optiflow Junior 2/2+ næsekateter. Se maksimale flowhastigheder i kateterets brugervejledning*.

*Flowværdierne er kun vejledende.

Medmindre andet er angivet, er flowhastigheder udtrykt ved BTPS-betingelser (kropstemperatur og tryk, mættet).

INTERFACEFORBINDELSER
ISO 5356-1 koniske konnektorer

FLOWMODSTAND (UDEN KATETER) VED 2,5 L/min:
0,10 ± 0,03 cmH₂O
(inkl. 0,03 cmH₂O målesikkerhed)

MAKSIMALT DRIFTSTRYK
8 kPa
SLANGENS LÆNGDE
1,75 m/5’ 9”
LÆKAGE VED 60 cmH₂O
<30 mL/min
MANIFOLDS AFLASTNINGSTRYK
40 cmH₂O
(0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

SAMLET YDEEVNE VED 20 °C TIL 26 °C OMGIVENDE TEMPERATUR	
Befugtertilstand	INVASIV TILSTAND
Befugtningsoutput	>12 mg/L
Flowhastighed	1,1-36 L/min

SYMBOLFORKLARING

	Forkert vandstand, udskift MR290-kammeret	Rx only	Receptpligtig
	Korrekt vandstand i MR290-kammeret	CE 0123	Europæisk overensstemmelse
	Se betjeningsvejledningen		Fremstillingsdato og -land CC NZ: New Zealand MX: Mexico
	Til engangsbrug		Producent
	Lotnummer		Anvendes inden
	Referencenummer		Forsigtig/se brugsanvisningen
	Medicinsk udstyr		Højst 7 dages brug
	Importør		Temperaturgrænser ved transport og opbevaring
	Distributør		Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
	Ansvarlig person for Storbritannien		Autoriseret repræsentant for Schweiz

ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER OG BEMÆRKNINGER

ADVARSLER

- Der er resterende risici forbundet med brugen af dette produkt, selvom det bruges efter hensigten. Selv når alle instruktioner og advarsler følges, er der stadig risiko for hypoxisk skade, hudforbrændinger, luftvejsforbrændinger, skade på luftveje, lungeskade, elektrisk stødska­de, muskel- og skeletskade og hypotermi. Disse risici kan medføre alvorlig personska­de eller død.
- Dette produkt må IKKE genbruges. Genbrug kan medføre overførsel af smitstoffer, afbrydelse af behandling, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
- Brug af slangesæt, kamre, tilbehør eller kombinationer, som ikke er godkendt af Fisher & Paykel Healthcare, kan føre til, at befugtningssystemets ydeevne forringes, at respiratoren ikke fungerer korrekt og at patienten/brugeren lider skade.
- Patienten skal konstant monitoreres (feks. iltmætning) på passende vis. Manglende monitorering af patienten (f.eks. i tilfælde af afbrydelse af luftflow) kan resultere i alvorlig personska­de eller død.
- Varmepladen eller kammerbunden MÅ IKKE berøres. Overfladens temperatur kan overskride 85 °C. Manglende overholdelse kan medføre forbrænding af huden.
- Trykaf­l­astningsventilen må IKKE omgås, da dette kan forårsage skade/personska­de.

Manglende overholdelse af følgende advarsler kan nedsætte udstyrets ydelse eller kompromittere sikkerheden (herunder potentielt forårsage alvorlig personska­de):

- Når en befugter monteres ved siden af en patient, skal det sikres, at befugteren altid er placeret lavere end patienten.
- MÅ IKKE anvendes længere end den maksimale brugsvarighed på 7 dage.
- Slangesættet MÅ IKKE til­dækkes med materialer såsom tæpper, håndklæder eller sengetøj.
- Slangen MÅ IKKE strækkes eller malkes.
- Dette produkt MÅ IKKE lægges i blød, vaskes eller steriliseres. Undgå kontakt med kemikalier, rengøringsmidler eller håndrens­emidler.
- Kammeret MÅ IKKE benyttes, hvis vandstanden stiger over den maksimale vandstandslinje.
- Kammeret MÅ IKKE benyttes, hvis forseglingerne ikke er intakte ved modtagelsen, eller hvis det har været tabt.
- Kammeret MÅ IKKE anvendes ved en vinkel over 10°.
- Vandkilden MÅ IKKE åbnes, før de blå hætter er fjernet.
- Efterse slangesættene for skader (for eksempel en klemt slange eller en revnet tilslutning) inden brug, og udskift dem, hvis de er beskadigede.
- Vandkilden skal være mindst 50 cm højere end kammeret.
- Brug IKKE opvarmede slangesæt uden luftflow. Slå befugteren fra, hvis luftflowet afbrydes.
- Kontrollér, at en vandtilførsel er koblet til kammeret, og at der er vand i kammeret.
- Fyld IKKE kammeret med vand, der er varmere end 37 °C.
- Trykaf­l­astningsventilen MÅ IKKE tilslutes kammerets udgangsport, da dette kan skade ventilens funktion.
- Brug kun trykaf­l­astningsventil med blåt dæksel til behandling med højt nasalflow.
- Kassér produktet, hvis det blå dæksel på trykaf­l­astningsventilen er fjernet eller mangler.
- Kontrollér, at hætter og/eller stik er monteret på ubrugte porte for brug.
- Før iltanalysatoren monteres på trykaf­l­astningsventilen, skal hæppen tages af iltanalysatorporten.
- Kassér produktet, hvis trykaf­l­astningsventilen er beskadiget, eller hvis der er mistanke om skade.
- Der MÅ IKKE indsættes en forstøver mellem trykaf­l­astningsmanifolden og den tørre side af befugt­ningskammeret.

Bemærk

- Undgå forlænget kontakt mellem opvarmede slanger og patientens hud.
- Anvend sterilit USP-vand til inhalation eller lignende til befugtning. Der MÅ IKKE tilsættes andre stoffer til vandet.
- Kontrollér, at alle tilslutninger er stramme før brug.
- MÅ IKKE anvendes sammen med Fisher & Paykel Healthcare MR810 befugter.
- Fyld kammeret, før der tilslutes til flowkilde.

BEMÆRKNINGER

- Sørg for, at der indstilles passende alarmer for respirator eller flowkilde, inden slangesættet slutes til patienten.
- Skal anvendes under vejledning fra uddannet medicinsk personale.
- Se hospitalets protokol for at få oplysninger om bortskaffelsesmetoder. Brugeren kan blive eksponeret for luftvejsvæsker under bortskaffelse.
- Den ansvarlige organisation skal sikre kompatibiliteten af befugteren og alle de dele og alt det tilbehør, der bruges til tilslutning til patienten og andet udstyr inden brug.
- Bemærkning til bruger: Hvis der er forekommet en alvorlig hændelse under brug af denne enhed, bedes du underrette din lokale Fisher & Paykel Healthcare-repræsentant og det bemyndigede organ i dit land.

Ελληνικά ^(el)

ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ OPTIFLOW

Για χρήση με θεραπεία ένρινης υψηλής ροής χρησιμοποιώντας έναν εγκεκριμένο ρινικό καθετήρα της Fisher & Paykel Healthcare.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συμβατό με υγραντήρες της Fisher & Paykel Healthcare MR850. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του αναπνευστικού υγραντήρα MR850 για προσθετες πληροφορίες ασφαλείας, κλινικές αξιώσεις και οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης.

Εγκεκριμένο για χρήση με τον ρινικό καθετήρα Optiflow Junior και Optiflow Junior 2/2+ της Fisher & Paykel. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του καθετήρα για τους μέγιστους ρυθμούς ροής*.

*Οι τιμές ροής προσρίζονται μόνο για την καθοδήγησή σας.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι ρυθμοί ροής εκφράζονται σε συνθήκες BTPS (κορεσμένος αέρας με υδατμούς σε θερμοκρασία σώματος και πίεση περιβάλλοντος).

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Κωνικοί σύνδεσμοι ISO 5356-1

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΟΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ) ΣΤΑ 2,5 L/min:
0,10 ± 0,03 cmH₂O
(συμπεριλαμβανομένης αβεβαιότητας μέτρησης 0,03 cmH₂O)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
8 kPa
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
1,75 m/5’ 9”
ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ 60 cmH₂O
<30 mL/min
ΠΙΕΣΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
40 cmH₂O
(0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 °C ΕΩΣ 26 °C	
Τρόπος λειτουργίας υγραντήρα	ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έξοδος ύγρανσης	>12 mg/L
Ρυθμός ροής	1,1 - 36 L/min

ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Λανθασμένη στάθμη νερού, αντικαταστήστε τον θάλαμο MR290	Rx only	Μόνο με συνταγή
	Σωστή στάθμη νερού στον θάλαμο MR290	CE 0123	Ευρωπαϊκή συμμόρφωση
	Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης		Ημερομηνία και χώρα κατασκευής CC NZ: Νέα Ζηλανδία MX: Μεξικό
	Μίας χρήσης		Κατασκευαστής
	Αριθμός παρτίδας		Ημερομηνία λήξης
	Αριθμός αναφοράς		Προσοχή/ Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Ίατροτεχνολογικό προϊόν		Μέγιστη διάρκεια χρήσης 7 ημερών
	Εισαγωγέας		Όρια θερμοκρασίας μεταφοράς και αποθήκευσης
	Διανομέας		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση
	Υπεύθυνο πρόσωπο για το Ηνωμένο Βασίλειο		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για την Ελβετία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ακόμα και εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Ακολουθώντας όλες τις παρεχόμενες οδηγίες και προειδοποιήσεις, παραμένουν οι κίνδυνοι υποξικής βλάβης, δερματικών εγκαυμάτων, εγκαυμάτων του αεραγωγού, τραυματισμού του αεραγωγού, τραυματισμού των πνευμόνων, τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μυοσκελετικού τραυματισμού και υποθερμίας. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- MHN επαναχρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση μολυσματικών ουσιών, τη διακοπή της θεραπείας, σοβαρή βλάβη ή θάνατο.
- Η χρήση αναπνευστικών κυκλωμάτων, θαλάμων, παρελκομένων ή συνδυασμών που δεν έχουν εγκριθεί από την Fisher & Paykel Healthcare μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση του συστήματος ύγρανσης, δυο­λει­το­υρ­γία του αναπνευστήρα και βλάβη στον ασθενή/χρήστη.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη παρακολούθηση του ασθενούς (π.χ. κορεσμός οξυγόνου) κάθε στιγμή. Η μη παρακολούθηση του ασθενούς (π.χ. σε περίπτωση διακοπής της ροής αερίου) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο.

- MHN αγγίζετε τη θερμαντική πλάκα ή τη βάση του θαλάμου. Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να υπερβαίνει τους 85 °C. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε δερματικό έγκαυμα.
- MHN παρακάμψτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά/τραυματισμό.

Η μη συμμόρφωση με τις ακόλουθες προειδοποιήσεις μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής ή να διακυβεύσει την ασφαλεία (συμπεριλαμβανομένης δυναμικά της πρόκλησης σοβαρής βλάβης):

- Όταν τοποθετείτε έναν υγραντήρα δίπλα σε έναν ασθενή, διασφαλίστε ότι ο υγραντήρας είναι πάντοτε τοποθετημένος σε χαμηλότερο επίπεδο από τον ασθενή.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε πέραν της μέγιστης διάρκειας χρήσης 7 ημερών.
- MHN καλύπτετε το κύκλωμα με υλικά όπως κουβέρτες, πετσέτες ή κλινικοσκετάσματα.
- MHN τεντώνετε και μη συμπιέζετε τη σωλήνωση.
- MHN εμβρατίζετε, πλένετε ή αποστεριώνετε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες, καθαριστικούς παράγοντες ή απολυμαντικά χεριών.
- MΗ χρησιμοποιείτε τον θάλαμο εάν η στάθμη του νερού αυξηθεί πάνω από τη γραμμή μέγιστης στάθμης νερού.
- MΗ χρησιμοποιείτε τον θάλαμο εάν οι σφραγίσεις δεν είναι άθικτες κατά την παραλαβή ή εάν έχει πέσει.
- MΗ θέσετε τον θάλαμο σε λειτουργία υπό γυνία μεγαλύτερη από 10°.
- MHN τρoπάτε την πηγή νερού προτού αφαιρεθούν τα μπλε πώματα.
- Ελέγξτε οπτικά τα αναπνευστικά σετ για ζημίες (π.χ. συμπίεσμός σωλήνας ή ραγισμένος σύνδεσμος) πριν από τη χρήση και αντικαταστήστε το προϊόν αν υπάρχουν ζημιές.
- Η πηγή νερού πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 50 cm ψηλότερα από τον θάλαμο.
- MΗ χρησιμοποιείτε αναπνευστικά κυκλώματα με θερμαντικό σύρμα χωρίς ροή αερίου. Εάν η ροή αερίου διακοπεί, απενεργοποιήστε τον υγραντήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη στον θάλαμο και ότι υπάρχει νερό στο σωτηρικό του θαλάμου.
- MΗ γεμίζετε τον θάλαμο με νερό που έχει θερμοκρασία υψηλότερη από 37 °C.
- MΗ συνδέετε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης στη θύρα εξόδου του θαλάμου, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη λειτουργία της βαλβίδας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης με μπλε κάλυμμα με τη θεραπεία ένρινης υψηλής ροής.
- Απορρίψτε το προϊόν εάν το μπλε κάλυμμα στη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης έχει αφαιρεθεί ή λείπει.
- Διασφαλίστε ότι οποιαδήποτε μη χρησιμοποιούμενες θύρες έχουν τα πώματα ή/και τα βύσματα τους τοποθετημένα πριν από τη χρήση.
- Πριν από την προσάρτηση αναλυτή οξυγόνου στη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, αφαιρέστε το πώμα από τη θύρα αναλυτή οξυγόνου.
- Απορρίψτε το προϊόν εάν η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης έχει υποστεί ζημιά ή εικάζεται ότι έχει υποστεί ζημιά.
- MΗ χρησιμοποιείτε ενσωματωμένο εκνεφωτή μεταξύ της πολλαπλής εκτόνωσης πίεσης και της ξηρής πλευράς του θαλάμου ύγρανσης.
- Προσοχή**
 - Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή των θερμαινόμενων σωλήνων με το δέρμα του ασθενούς.
 - Για εισπνοή, χρησιμοποιείτε αποστειρωμένο νερό κατά USP ή ισοδύναμο για ύγρανση. ΜΗΝ προσθέτετε άλλες ουσίες στο νερό.
 - Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς πριν από τη χρήση.
 - MΗ χρησιμοποιείτε με τον υγραντήρα MR810 της Fisher & Paykel Healthcare.
 - Γεμίστε τον θάλαμο πριν συνδέσετε στην πηγή ροής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Διασφαλίστε ότι έχουν ρυθμιστεί οι κατάλληλοι συναγερμοί αναπνευστήρα ή πηγής ροής πριν συνδέσετε το αναπνευστικό σετ στον ασθενή.
- Για χρήση υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού.
- Ανατρέξτε στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου για τις μεθόδους απόρριψης. Ο χρήστης μπορεί να εκτεθεί σε υγρά του αναπνευστικού συστήματος κατά τη διάρκεια της απόρριψης.
- Ο υπεύθυνος οργανισμός φέρει την ευθύνη για τη συμβατότητα του υγραντήρα και όλων των εξαρτημάτων και παρελκομένων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του ασθενούς και άλλου εξοπλισμού πριν τη χρήση.
- Σημείωση προς τον χρήστη: Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ενημερώστε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Fisher & Paykel Healthcare και την αρμόδια αρχή στη χώρα σας.

Eesti keel ^(et)

VOOLIKUKOMPLEKT OPTIFLOW

Kasutamiseks nasaalses suure vooluga ravis koos ettevõtte Fisher & Paykel Healthcare heakskiidetud ninakanüüliga.

TEHNILISED ANDMED

Ühildub ettevõtte Fisher & Paykel Healthcare MR850 niisutitega. Täiendava ohutusteabe, kliinilised väited ning seadistamise ja kasutamise juhised leiate toote MR850 Respiratory Humidifier kasutusjuhendist.

Heaks kiidetud kasutamiseks koos ettevõtte Fisher & Paykel ninakanüüliga Optiflow Junior ja Optiflow Junior 2/2+. Maksimaalseid voolukiirusi vaadake kanüüli kasutusjuhendist.*

* Voolukiirused on toodud vaid suunisena.

Kui pole öeldud teisiti, on voolukiirused väljendatud BTPS (kehatemperatuur ja rõhk, küllastunud) tingimustes.

LIIDESE ÜHENDUSED
ISO 5356-1 koonilised liitmikud

VOOLUTAKISTUS (KANÜÜLITA) 2,5 L/min JUURES
0,10 ± 0,03 cmH₂O
(sh 0,03 cmH₂O mõõtemääramatus)

MAKSIMAALNE TÕÖRÕHK
8 kPa
HINGAMISVOOLIKU PIKKUS
1,75 m / 5’ 9”
GAASILEKE 60 cmH₂O JUURES
<30 mL/min
KOLLEKTORI VABASTUSRÕHK
40 cmH₂O
(0,57 psi / 3,9 kPa / 0,04 bar)

ÜLDINE JÕUDLUS KESKKONNATEMPERatuurIL 20 °C KUNI 26 °C	
Niisutirežiim	INVASIIVNE REŽIIM
Niisutusvõimsus	>12 mg/L
Voolukiirus	1,1–36 L/min

SÜMBOLITE TÄHENDUSED

	Vale veetase, vahetage MR290 kamber välja	Rx only	Ainult retsepti alusel
	Õige veetase MR290 kambris	CE 0123	Euroopa vastavus
	Lugege kasutusjuhendit		Tootmiskuupäev ja -riik NZ: Uus-Meremaa MX: Mehhiko
	Ühekordselt kasutatav		Tootja
	Partii number		Kõlblikusaeg
	Viitenumber		Ettevaatus! / Lugege kasutusjuhendit
	Meditsiiniseade		Maksimaalne kasutusaeg 7 päeva
	Importija		Temperatuuripiirangud transportimisel ja hoiustamisel
	Edasimüüja		Volitatud esindaja Euroopa Liidus
	ÜK vastutav isik		Šveitsi volitatud esindaja

HOIATUSED, ETTEVAATUSABINÕUD JA MÄRKUSED

HOIATUSED

- Selle toote kasutamisega kaasnevad jäärkiskid, isegi kui seda kasutatakse ettenähtud viisil. Järgides kõiki antud juhiseid ja hoiatusi, säilib hüpo­k­siliste vigastuste, nahapõletuste, hingamisteede põletuste, hingamisteede vigastuste, kopsuvigastuste, elektrilöögivigastuste, luu-lihas­kon­na vigastuste ja hüpotermia oht. Need ohud võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- ÄRGE kasutage seda toodet korduvalt. Korduskasutus võib põhjustada nakkusetekitajate ülekandumise, raviprotseduuri katkemise, tõsiseid vigastusi või surma.
- Hingamiskontuuride, kambrite, tarvikute või nende kombinatsioonide, mida Fisher & Paykel Healthcare ei ole heaks kiitnud, kasutamine võib vähendada niisutussüsteemi jõudlust, põhjustada ventilatori talitlushäire ja vigastada patsienti/kasutajat.
- Patsienti peab kogu aeg sobival viisil jälgima (nt hapnikuküllastuse suhtes). Patsiendi mittejälgimine (nt gaasivoolu katkemise korral) võib viia tõsiste vigastuste või surmani.
- ÄRGE puudutage kütteplaati ega kambri alust. Pinnatemperatuur võib ületada 85 °C. Hoiatuse eiramine võib põhjustada nahapõletusi.
- ÄRGE mõõduge kaitseklapist, sest see võib põhjustada kahjustusi/vigastusi.

Järgnevate hoiatuste eiramine võib halvendada seadme toimivust või vähendada ohutust (sh põhjustada tõsiseid vigastusi).

- Niisuti paigaldamisel patsiendi juurde veenduge, et niisuti paikneks alati patsiendist madalamal.
- ÄRGE kasutage kaum kui maksimaalselt 7 päeva.
- ÄRGE katke kontuuri esemetega, nagu tekid, rätikud või voodipesu.
- ÄRGE venitage ega pigistage voolikuid.
- ÄRGE leotage, peske ega steriliseerige seda toodet. Väitige kokkupuudet kemikaalide, puhastusvahendite või kätepuhastusvahenditega.
- ÄRGE kasutage kambrit, kui veetase tõuseb üle maksimaalse veetaseme joone.
- ÄRGE kasutage kambrit, kui tihendid ei ole kättesaamisel terved või kui seade on maha kukkunud.
- ÄRGE kasutage kambrit rohkem kui 10° nurga all.
- ÄRGE torgake veeallikat läbi enne siniste korkide eemaldamist.
- Enne kasutamist kontrollige hingamiskomplekte visuaalselt kahjustuste (nt muljutud vooliku või mõranenud liitmiku) suhtes ja kahjustuste korral vahetage välja.
- Veeallikas peab paiknema vähemalt 50 cm kambrist kõrgemal.
- ÄRGE kasutage küteteadiga hingamiskontuure ilma gaasivooluta. Gaasivoolu katkemisel lülitage niisuti välja.
- Veenduge, et kambri­ga oleks ühendatud veeallikas ja et kambri­is oleks vett.
- ÄRGE täitke kambrit veega temperatuuriga üle 37 °C.
- ÄRGE ühendage kaitseklappi kambri väljavoolupordiga, sest see võib halvendada klapi toimimist.
- Kasutage sinise kaitseklappi ainult koos nasaalse suure vooluga raviga.
- Kui kaitseklapi sinine kate on eemaldatud või puudub, visake toode ära.
- Enne kasutamist veenduge, et kasutama­tsa pordid oleksid oma korkide ja/või katetega suletud.
- Enne hapniku­analüsaatori ühendamist kaitseklapiga eemaldage hapniku­analüsaatori pordi kork.
- Kui kaitseklapp on kahjustatud või võib olla kahjustatud, visake toode ära.
- ÄRGE kasutage rõhuvabastuskollektori ja niisutuskambri kuiva poole vahel liinisest nebulisaatorit.
- Tähelepanu**
 - Väitige soojendatud voolikute pikaajalist kokkupuudet patsiendi nahaga.
 - Kasutage niisutamiseks USP steriilset inhalatsiooni­vett või samaväärset. ÄRGE lisage vette muid aineid.
 - Enne kasutamist kontrollige, et kõik ühendused oleksid tihedad.
 - ÄRGE kasutage koos ettevõtte Fisher & Paykel Healthcare MR810 niisutiga.
 - Täitke kamber enne vooluallikaga ühendamist.

MÄRKUSED

- Enne hingamiskomplekti patsiendiga ühendamist veenduge, et vajalikud ventilatori või vooluallika alar­mid oleksid seadistatud.
- Kasutamiseks väljaõppinud meditsiinitöötaja järelevalve all.
- Kõrvaldamise juhiseid vaadake haigla eeskirjadest. Kasutaja võib kõrvaldamise käigus puutuda kokku hingamisteedest pärinevate vedelikega.
- Vastutav organisatsioon vastutab selle eest, et enne kasutamist veendutaks niisuti ja kõikide osade ning tarvikute, mida kasutatakse patsiendi ja teiste seadmete ühendamiseks, ühildumises.
- Teadе kasutajale. Kui selle seadme kasutamisel on toimunud tõsine ohu­juhtum, sa­vi­teavitage sellest oma kohaliku Fisher & Paykel Healthcare'i esindajat ja oma riigi pädevat asutust.

Suomi (fi)

OPTIFLOW-LETKUSTOSETTI

Käytetään korkean virtauksen hoidon antamiseen Fisher & Paykel Healthcaren hyväksymällä nenäkanyyliillä.

TEKNISET TIEDOT

Yhteensopiva Fisher & Paykel Healthcaren MR850-kostuttimien kanssa.

Lue hengityslaitteen MR850-kostuttimen käyttöohjeista lisätietoja turvallisuudesta, klinisistä väitteistä sekä asennus- ja käyttöohjeista.

Hyväksytty käytettäväksi Fisher & Paykelin Optiflow Junior- ja Optiflow Junior 2/2+ -nenäkanyylin kanssa. Katso suurimmat virtausnopeudet* kanyylin käyttöohjeista.
*Virtausnopeudet ovat vain viitteellisiä.

Ellei muuta ole mainittu, virtausarvot ilmoitetaan BTPS:nä (kehon lämpötila, paine, saturatio).

LAITELIITÄNNÄT	ISO 5356-1 -kartioliittimet
VIRTAUSVASTUS (ILMAN KANYYLIA) 2,5 L/min:	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O
 (mukaan lukien mittausepävarmuus 0,03 cmH ₂ O)	
SUURIN KÄYTTÖPAINE	8 kPa
HENGITYSPUTKEN PITUUS	1,75 m / 5' 9"
KAASUN VUOTO 60 cmH₂O:SSA	<30 mL/min
VENTTIILIN PÄÄSTÖPAINE	40 cmH ₂ O (0,57 psi/ 3,9 kPa/ 0,04 bar)

YLEINEN SUORITUSKYKY YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASSA 20–26 °C	
Kostuttimen tila	INVASIIVINEN TILA
Kosteutusteho	>12 mg/L
Virtausnopeus	1,1–36 L/min

SYMBOLIEN MÄÄRITELMÄT

	Väärä veden taso, vaihda MR290-säiliö	Rx only	Vain reseptillä myytävä
	Vesi oikealla tasolla MR290-säiliössä	CE 0123	Eurooppalainen vaatimusten-mukaisuus
	Katso käyttöohjeet		Valmistuspäivä ja -maa CC NZ: Uusi-Seelanti MX: Meksiko
	Kertakäyttöinen		Valmistaja
	Eränumero		Viimeinen käyt-töpäivämäärä
	Tuotenumero		Huomio / Katso käyttöohjeet
	Lääkinnällinen laite		Enintään 7 päivän käyttö
	Maahantuoja		Kuljetuksen ja säilytyksen lämpötilarajoitukset
	Jakelija		Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella
	Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa		Valtuutettu edustaja Sveitsissä

VAROITUKSET, HUOMIOT JA HUOMAUTUKSET

 **VAROITUKSET**

- Tämän tuotteen käyttöön liittyy jäännöriskejä, vaikka sitä käytettäisiin tarkoitettulla tavalla. Vaikka kaikkia annettuja ohjeita ja varoituksia noudatettaisiin, hypoksisen vamman, ihon palovamman, hengitysteiden palovamman, hengitysteiden vamman, keuhkovamman, sähköiskun aiheuttaman vamman, lihaskien ja luuston vamman ja hypotermian riskit säilyvät. Nämä riskit voivat johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.
- Ei SAA käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa tartuntavaarallisten aineiden välittymiseen, hoidon keskeyttämiseen, vakavaan vahinkoon tai hengenvaaraan.
- Muiden kuin Fisher & Paykel Healthcaren hyväksymien hengityslenkustojen, säiliöiden, lisävarusteiden tai näiden yhdistelmien käyttö voi johtaa heikkoon kostutusjärjestelmän suorituskykyyn tai ventilaattorin toimintahäiriöön ja aiheuttaa haittaa potilaalle/käyttäjälle.
- Potilasta (esim. happisaturaatiota) on valvottava asianmukaisesti koko ajan. Jos potilasta ei valvota (esim. ilman virtauksen keskeytyessä), voi seurata vakavaa vahinkoa tai kuolema.
- Lämmitinlevyyn tai säiliön pohjaan Ei SAA koskea. Pintojen lämpötila voi olla yli 85 °C. Koskemisen seurauksena saattaa olla palovamma.
- Paineenrajoitusventtiiliä Ei SAA ohittaa, sillä tästä voi aiheutua vaurio/vamma.

Mikäli seuraavia varoituksia ei noudateta, laitteen toiminta tai turvallisuus voi vaarantua (mistä voi mahdollisesti aiheutua vakavaa haittaa):

- Kun kiinnität kostutinta potilaan viereen, varmista, että kostutin on aina alempana kuin potilas.
-  Tuotetta Ei SAA käyttää 7 vuorokautta pidempään.
- Letkuja Ei SAA peittää esimerkiksi peitoilla, pyyhkeillä tai liinavaatteilla.
- Letkuja Ei SAA venyttää tai puristella.
- Tätä tuotetta Ei SAA liottaa, pestä tai steriloida. Vältä kosketusta kemikaalien, puhdistusaineiden tai käsidesien kanssa.
- Säiliötä Ei SAA käyttää, jos veden pinta nousee yli maksimirajan.
- Säiliötä Ei SAA käyttää, jos tiivisteet eivät ole ehjät tai jos se on pudotettu.
- Säiliötä Ei SAA käyttää yli 10 asteen kaltevuuskulmassa.
- Vesipussia Ei SAA puhkaista ennen kuin siniset suojukset on poistettu.
- Tarkista hengityslenkustot ennen käyttöä vaurioiden varalta (esim. liistynyt johto tai haljennut liitin) ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.
- Vesilähteen täytyy olla ainakin 50 cm säiliötä korkeammalla.
- Lämmitettystä hengitysltkuja Ei SAA käyttää ilman kaasunvirtausta. Jos virtaus keskeytyy, sammuta kostutin.
- Varmista, että säiliöön on liitetty vesiastia ja että säiliössä on vettä.
- ÄLÄ täytä säiliötä vedellä, jonka lämpötila ylittää 37 °C.
- ÄLÄ liitä paineenrajoitusventtiiliä säiliön lähtöporttiin, sillä se voi heikentää venttiilin toimintaa.
- Käytä korkean virtauksen hoidon antamiseen nenäkanyyliillä vain sinisen suojuksen sisältävää paineenrajoitusventtiiliä.
- Hävitä tuote, jos paineenrajoitusventtiilin sininen suojus on poistettu tai puuttuu.
- Varmista ennen käyttöä, että käyttämättömät portit on suljettu korkilla ja/tai tulpalla.
- Ennen happianalysaattorin liittämistä paineenrajoitusventtiiliin irrota suojus happianalysaattorin portista.
- Hävitä tuote, jos paineenrajoitusventtiili on vahingoittunut tai vahingoittumista epäillään.
- ÄLÄ käytä sumutinta paineenrajoitusventtiilin ja kostutussäiliön kiuvan puolen välillä.

Huomio

- Vältä pitkäaikaista lämmitettyjen letkujen kosketusta potilaan ihoon.
- Käytä kosteuttamiseen steriiliä vettä (USP tai vastaava). ÄLÄ lisää veteen muita aineita.
- Tarkista kaikkien liitosten tiiviyys ennen käyttöä.
- ÄLÄ käytä Fisher & Paykel Healthcaren MR810-kostuttimien kanssa.
- Täytä säiliö ennen liittämistä virtauslähteeseen.

HUOMAUTUKSET

- Varmista, että soveltuvat ventilaattorin tai virtauslähteen hälytykset on asetettu ennen hengityslenkuston yhdistämistä potilaaseen.
- Tarkoitettu käyttöön vain koulutetun lääketieteellisen henkilöstön valvonnassa.
- Hävitä sairaalan protokollan mukaisesti. Käyttäjä voi altistua hengitystienesteille hävittämisen aikana.
- Vastuorganisaatio on vastuussa siitä, että se varmistaa ennen käyttöä kostuttimien ja kaikkien potilaaseen yhdistettävien osien ja lisävarusteiden sekä muiden laitteistojen yhteensopivuuden.
- Huomautus käyttäjälle: Jos tämän laitteen käytön aikana on tapahtunut vakava vaaratilanne, tee asiasta ilmoitus paikalliselle Fisher & Paykel Healthcaren edustajalle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Hrvatski (hr)

KOMPLET CIJEVI OPTIFLOW

Za terapiju visokim protokom kisika kroz nos s pomoću nazalne kanile koju je odobrio Fisher & Paykel Healthcare.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kompatibilan s ovlaživačima MR850 tvrtke Fisher & Paykel Healthcare.

Dodatne informacije o sigurnosti, kliničke tvrdnje i upute za postavljanje i uporabu potražite u uputama za uporabu respiratornog ovlaživača MR850.

Odobreno za uporabu s nazalnom kanilom Optiflow Junior i Optiflow Junior 2/2+ tvrtke Fisher & Paykel. Maksimalne brzine protoka* potražite u uputama za upotrebu kanile.

*Protoci služe samo kao okvirna smjernica.

Ako nije drukčije navedeno, brzine protoka izražene su u BTPS uvjetima (tjelesna temperatura i tlak, zasićeno).

PRIKLJUČCI SUČELJA	ISO 5356-1 stožasti priključci
OTPOR NA PROTOK (BEZ KANILE) PRI 2,5 L/min:	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O
 (uključujući mjernu nesigurnost od 0,03 cmH ₂ O)	
MAKSIMALNI RADNI TLAK	8 kPa
DULJINA CIJEVI ZA DISANJE	1,75 m / 5' 9"
CURENJE PLINA PRI 60 cmH₂O	<30 mL/min
TLAK RASTEREĆENJA CJEVOVODA	40 cmH ₂ O (0,57 psi / 3,9 kPa / 0,04 bar)

OPĆENITA RADNA SVOJSTVA PRI SOBNOJ TEMPERATURI OD 20 °C DO 26 °C	
Način rada ovlaživača	INVAZIVNI NAČIN
Izlazna vlažnost	>12 mg/L
Brzina protoka	1,1 – 36 L/min

DEFINICIJE SIMBOLA

	Neispravna razina vode, zamijenite komoru MR290	Rx only	Samo uz liječnički recept
	Ispravna razina vode u komori MR290	CE 0123	Sukladnost s propisima Europske unije
	Proučite upute za rad		Datum i šifra države proizvodnje NZ: Novi Zeland MX: Meksiko
	Samo za jednokratnu uporabu		Proizvodač
	Broj serije		Datum „upotrijebiti do“
	Broj reference		Oprez/proučite upute za uporabu
	Medicinski proizvod		Maksimalna uporaba od 7 dana
	Uvoznik		Ograničenja temperature za prijevoz i skladištenje
	Distributer		Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji
	Odgovorna osoba u Ujedinjenoj Kraljevini		Ovlašteni predstavnik za Švicarsku

UPOZORENJA, MJERE OPREZA I NAPOMENE

 **UPOZORENJA**

- Postoje rezidualni rizici povezani s uporabom ovog proizvoda čak i ako se upotrebljava kako je predviđeno. Rizici od hipoksičnih ozljeda, opekлина kože, opekлина dišnih putova, ozljeda dišnih putova, ozljeda pluća, ozljeda uzrokovanih električnim udarom, miškoloskeletalnih ozljeda i hipotermije postoji i ako se slijede sve navedene upute i upozorenja. Ti rizici mogu za posljedicu imati teške ozljede ili smrt.
- NEMOJTE ponovno upotrebljavati ovaj proizvod. Ponovnom se uporabom mogu prenijeti zarazne tvari, može se izazvati prekid terapije, može doći do teške ozljede ili smrti.
- Uporaba sklopova za disanje, komora, pomoćnog pribora ili kombinacija koje nije odobrila tvrtka Fisher & Paykel Healthcare može dovesti do loših radnih svojstava sustava za ovlaživanje, kvara ventilatora i ozljede bolesnika/korisnika.
- Uvijek je potreban odgovarajući nadzor bolesnika (npr. zasićenosti kisikom). Nenadziranje bolesnika (npr. u slučaju prekida protoka plina) može za posljedicu imati tešku ozljedu ili smrt.
- NE dirajte ploču grijača ili bazu komore. Temperatura tih površina može biti viša od 85 °C. Nepridržavanje uputa može dovesti do opekлина na koži.
- NE premošćujte ventil za ograničenje tlaka jer to može uzrokovati oštećenje/ozljedu.

Nepridržavanje sljedećih upozorenja može ugroziti radna svojstva uređaja ili sigurnost (te potencijalno uzrokovati ozbiljne ozljede):

- Ako ovlaživač postavljate pored bolesnika, pobrinite se da je uređaj uvijek postavljen ispod razine bolesnika.
-  NE upotrebljavajte duže od 7 dana maksimalnog trajanja uporabe.
- Sklop NE pokrivate materijalima kao što su deke, ručnici i posteljina.
- NEMOJTE razvlačiti ili potezati cijev.
- NEMOJTE namakati, prati ili sterilizirati ovaj proizvod. Izbjegavajte kontakt proizvoda s kemikalijama, sredstvima za čišćenje ili dezinfekcijskim sredstvima za ruke.
- NE upotrebljavajte komoru ako je razina vode iznad oznake maksimalne razine.
- NE upotrebljavajte komoru ako su njene brtve oštećene prilikom isporuke ili ako vam je komora ispalja.
- NEMOJTE rukovati komorom pod kutom većim od 10°.
- NE bušite izvor vode dok se ne uklone plave kapice.
- Vizualno pregledajte komplete za disanje kako biste utvrdili ima li na njima oštećenja (primjerice, zgnojčena cijev ili napukao priključak) prije uporabe te ih zamijenite ako su oštećeni.
- Izvor vode mora biti najmanje 50 cm viši od komore.
- NE upotrebljavajte sklopove za disanje grijane žicom bez protoka plina. Ako je protok plina prekinut, isključite ovlaživač.
- Pobrinite se da je na komoru priključen izvor vode i provjerite ima li u komori vode.
- NE punite komoru vodom temperature veće od 37 °C.
- NEMOJTE priključivati ventil za ograničenje tlaka na odvodni priključak komore jer to može smanjiti radni učinak ventila.
- Pri terapiji visokim protokom kisika kroz nos služite se samo ventilom za ograničenje tlaka s plavim poklopcem.
- Odložite proizvod u otpad ako je plavi poklopac na ventilu za ograničenje tlaka uklonjen ili nedostaje.
- Pobrinite se da svi neiskorišteni priključci imaju poklopce i/ili čepove ugrađene prije uporabe.
- Uklonite čep s priključka analizatora za kisik prije priključivanja analizatora za kisik na ventil za ograničenje tlaka.
- Odložite proizvod u otpad ako je ventil za ograničenje tlaka oštećen ili postoji mogućnost da je oštećen.
- NE upotrebljavajte linijski nebulizator između cjevovoda za rasterećenje tlaka i suhe strane komore za ovlaživanje.

Pozor

- Izbjegavajte dugotrajan dodir zagrijanih cijevi s kožom bolesnika.
- Upotrebljavajte vodu koja je sterilna prema kriterijima Američke farmakopeje (USP) za inhalaciju ili ekvivalentnu za ovlaživanje. NEMOJTE dodavati druge tvari vodi.
- Prije uporabe provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.
- NEMOJTE koristiti s ovlaživačem MR810 tvrtke Fisher & Paykel Healthcare.
- Napunite komoru prije priključivanja na izvor protoka.

NAPOMENE

- Pripazite na to da su postavljeni odgovarajući alarmi ventilatora ili izvora protoka prije priključivanja kompleta za disanje na bolesnika.
- Proizvod se smije upotrebljavati samo pod nadzorom kvalificiranog zdravstvenog osoblja.
- Metode odlaganja u otpad potražite u bolničkom protokolu. Prilikom odlaganja u otpad korisnik može biti izložen tekućinama iz dišnog sustava.
- Nadležna organizacija snosi odgovornost za kompatibilnost ovlaživača i svih dijelova i pomoćnog pribora koji se upotrebljavaju za priključivanje na bolesnika i drugu opremu prije uporabe.
- Obavijestite korisniku: ako tijekom uporabe ovog uređaja dođe do ozbiljnog incidenta, obavijestite o tome lokalnog predstavnika tvrtke Fisher & Paykel Healthcare i nadležno tijelo u svojoj zemlji.

Magyar (hu)

OPTIFLOW LÉGZŐKÖRKÉSZLET

Magas áramlású nazális terápiához a Fisher & Paykel Healthcare által jóváhagyott orrkánul használatával.

MŰSZAKI ADATOK

A Fisher & Paykel Healthcare MR850-es párasító készülékekkel kompatibilis.

A biztonságosságra vonatkozó további információkért, klinikai állításokért, valamint üzembe helyezési és használati utasításokért tekintse meg az MR850 légzőkörü párasító használati útmutatóját.

Használat a Fisher & Paykel Optiflow Junior és Optiflow Junior 2/2+ orrkánulökkel engedélyezett. A maximális áramlási sebességeket lásd a kanul használati utasításában".

*Az áramlási sebességek csak tájékoztató jellegűek.

Amennyiben másképp nem jelölük, az áramlási sebesség értékei testhőmérséklet és szaturált nyomás (BTPS feltételek) mellett értendők.

INTERFÉSZKAPCSOLATOK	ISO 5356-1 kúpos csatlakozók
ÁRAMLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (KANÜL NÉLKÜL) 2,5 L/percen	0,10 ± 0,03 H ₂ Ocm

MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSI NYOMÁS	8 kPa
A LÉLEGZETETŐCSŐ HOSSZA	1,75 m/5' 9"
GÁSZÍVÁRGÁS 60 H₂Ocm-EN	<30 mL/perc
ELŐSZTŐCSŐ NYOMÁSCSÖKKENTÉSI ÉRTÉKE	40 H ₂ Ocm (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

ÖSSZTELJESÍTMÉNY 20 °C ÉS 26 °C KÖZÖTTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETEN	
Párasító üzemmód	INVAZÍV ÜZEMMÓD
Párasító kimenet	>12 mg/L
Áramlási sebesség	1,1–36 L/perc

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	Nem megfelelő vízzint, cserélje le az MR290-es tartályt	Rx only	Kizárólag orvosi rendelvényre!
	Megfelelő vízzint az MR290-es tartályban	CE 0123	Európai megfeleléség
	Nézzzen utána a használati utasításban		Gyártás dátuma és országa (CC) NZ: Új-Zéland MX: Mexikó
	Egyszer használatos		Gyártó
	Tételszám		Lejáratí dátum
	Hivatkozási szám		Figyelem/olvassa el a használati utasítást
	Orvostechnikai eszköz		Legfeljebb 7 napig használható
	Importőr		Szállítási és tárolási hőmérsékletkorlátok
	Forgalmazó		Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
	Felelős személy az Egyesült Királyságban		Svájci meghatalmazott képviselő

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

 **FIGYELMEZTETÉSEK**

- Még rendeltetésszerű használat mellett is vannak a termék használatával kapcsolatos fennmaradó kockázatok. Minden rendelkezésre bocsátott utasítást és figyelmeztetést követve is fennmarad a hipoxiás károsodás, a bőr és a légutak égési sérüléseinek, a légutak és a tüdő sérülésének, áramütés okozta sérülés, a mozgásszervrendszeri sérülés és a hipotermia kockázata. Ezek a kockázatok súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
- NE használja fel többször ezt a terméket. Az ismételt felhasználás fertőző kórokozók átviteléhez, a kezelés megszaktításához, súlyos sérüléshez vagy a beteg halálához vezethet.
- A Fisher & Paykel Healthcare által nem jóváhagyott légzőkörök, tartályok, tartozékok vagy ezek kombinációinak használata a párasító rendszer elégtelen működéséhez, a lélegeztető meghibásodásához, valamint a beteg/felhasználó sérüléséhez vezethet.
- Mindig gondoskodjon a beteg megfelelő monitorizálásáról (pl. oxigénszaturáció). A beteg monitorizálásának elmaradása (pl. a gázáram megszakadása esetén) súlyos sérüléssel vagy halállal is végződhet.

- NE érjen a fűtőlaphoz és a tartály aljához. A felületek hőmérséklete meghaladhatja a 85 °C-ot. A figyelmeztetés be nem tartása égési sérüléshez vezethet.
- E hagyja ki a nyomáscsökkentő szelepet a rendszerből, mivel ez kárt/sérülést okozhat.

Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása ronthatja a készülék teljesítményét és biztonságosságát (ideértve az esetleges súlyos sérülések bekövetkeztét):

- Amikor a párasító készüléket elhelyezi a beteg mellé, ügyeljen arra, hogy mindig a beteg helyzeténél alacsonyabb helyen legyen a készülék.
-  NE használja a maximális 7 napnál tovább a készüléket.
- NE takarja le a légzőkört anyagokkal, például lepedővel, törülközővel vagy ágyneművel.
- NE nyúltsa a csövezeteket, és ne préseljen ki belőle semmit, ha eltömődik.
- NE áztassa vízbe, ne mossa le és ne sterilizálja ezt a terméket. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy kézfertőtlenítővel.
- NE használja a tartályt, ha a vízzint a maximális vízzintet jelölő vonal fölé emelkedik.
- NE használja a tartályt, ha átvételkor azt észleli, hogy a szigetelések nem sérülésmentesek, valamint ha leejtették.
- NE használja a tartályt 10°-nál nagyobb dőlésszögben.
- NE szűrja át a vízforrást, amíg a kék kupakokat el nem távolította.
- Használat előtt szabad szemmel ellenőrizze, hogy van-e sérülés a légzőkészleten (pl. megtört csövezetek vagy megrepedt csatlakozó) és ha igen, akkor cserélje le.
- A vízforrás legalább 50 cm-rel a tartály szintje felett kell, hogy legyen.
- NE használjon fűtőszálas légzőkört gázáram nélkül. Ha a gázáram megszakad, kapcsolja ki a párasító készüléket.
- Ügyeljen rá, hogy a víztartály rá legyen kötve a vízforrásra, és hogy mindig legyen benne víz.
- SOHA NE töltsön a tartályba 37 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- NE csatlakoztassa a nyomáscsökkentő szelepet a tartály kimeneti nyílásába, mivel ez ronthat a szelep működésén.
- Kizárólag kék borítású nyomáscsökkentő szelepet használjon a magas áramlású nazális terápiához.

Lietuvių k. lt[ⓘ]

„OPTIFLOW“ VAMZDELIŲ RINKINYS

Skirtas naudoti su „High Flow Nasal Therapy“ naudojant „Fisher & Paykel Healthcare“ pripažintą nosies kaniulę.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Suderinama su „Fisher & Paykel Healthcare“ MR850 drėkintuvais. Papildomos informacijos apie saugumą, klininių teiginių ir sąrankos bei naudojimo instrukcijų ieškokite MR850 kvėpavimo dujų drėkintuvo naudojimo instrukcijoje.

Galima naudoti su „Fisher & Paykel Optiflow Junior“ ir „Optiflow Junior“ 2/2+ nosies kaniule. Didžiausias srauto greitis nurodytas kaniulės naudojimo instrukcijoje*.

*Nurodyti srauto greičiai yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Jeigu nenurodyta kitaip, srauto intensyvumas išreiškiamas BTPS (angl. „body temperature and pressure, saturated“ – kūno temperatūra ir slėgis, vandens garų prisotintas oras) sąlygomis.

SĄSAJOS JUNGTYS ISO 5356-1 kūginės jungtys

ATSPARUMAS SRAUTUI (BE KANIULĖS) ESANT 2,5 L/min 0,10 ± 0,03 cmH₂O

(įskaitant 0,03 cmH₂O matavimo neapibrėžti)

MAKSIMALUS DARBINIS SLĖGIS 8 kPa
KVĖPAVIMO VAMZDELIO ILGIS 1,75 m / 5' 9"
DUJŲ NUOTĖKIS ESANT 60 cmH₂O <30 mL/min
SLĖGIO VALDYMO KOLEKTORIUS 40 cmH₂O (0,57 psi / 3,9 kPa / 0,04 bar)

BENDROSIOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS 20–26 °C APLINKOS TEMPERATŪROJE	
Drėkintuvo režimas	INVAZINIS REŽIMAS
Drėkinimo išvestis	>12 mg/L
Srauto greitis	1,1–36 L/min

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

	Netinkamas vandens lygis, pakeiskite MR290 kamerą	Rx only	Tik pagal receptą
	Tinkamas vandens lygis MR290 rezervuare	CE 0123	Atitiktis Europos teisės aktams
	Žr. darbo nurodymus		Data ir šalies gamintojos KK NZ: Naujoji Zelandija MX: Meksika
	Vienkartinis		Gamintojas
LOT	Partijos numeris		Tinkamumo naudoti data
REF	Nuorodos numeris		Įspėjimas arba žr. naudojimo instrukcijas
MD	Medicinos prietaisas		7 dienų maksimali naudojimo trukmė
	Importuotojas		Gabenimo ir laikymo temperatūros ribojimai
	Platintojas	EC REP	Igaliotasis atstovas Europos Sąjungoje
UK REP	Atsakingas asmuo JK	CH REP	Šveicarijos igaliotasis atstovas

ISPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR PASTABOS

⚠️ ISPĖJIMAI

- Egzistuoja liekamoji rizika, siejama su šio gaminio naudojimu, net ir naudojant pagal paskirti. Net ir laikantis visų nurodytų instrukcijų bei įspėjimų išlieka hipoksijos traumos, odos nudegimų, kvėpavimo takų nudegimų, kvėpavimo takų sužalojimo, plaučių sužalojimo, sužalojimo dėl elektros smūgio, raumenų ir skeleto sužalojimo bei hipotermijos rizika. Ši rizika gali lemti sunkų sužalojimą arba mirtį.
- Šio gaminio NENAUDOKITE pakartotinai. Pakartotinai naudojant kyla pavojus perduoti infekcijos sukėlėjus, nutraukti gydymą, sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- Naudojant „Fisher & Paykel Healthcare“ nepatvirtintus kvėpavimo kontūrus, kameras, priedus ar derinius gali prastai veikti drėkinimo sistema, sugesti ventilatorius, kyla pavojus sužaloti pacientą arba naudotoją.
- Visada turi būti taikoma atitinkama paciento stebėjimo procedūra (pvz., isotinimas deguonimi). Nestebint paciento (pvz., nutrūkus dujų srautui) kyla pavojus sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- NELIESKITE šildymo plokštės ar kameros pagrindo. Paviršių temperatūra gali būti aukštesnė nei 85 °C. Nesilaikant šio reikalavimo kyla pavojus nudegti odą.
- NEAPLENKITE slėgį reguliuojancio vožtuvo, nes tai gali lemti gedimą (sužalojimą).

Nesilaikant šių įspėjimų gali pablogėti prietaiso eksploatacinės savybės ir gali kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų sužalojimą).

- Montuodami drėkintuvą greta paciento pasirūpinkite, kad drėkintuvas visada būtų pastatytas žemiau paciento.
-  NENAUDOKITE pasibaigus 7 dienų maksimaliai naudojimo trukmei.
- Kontūrų NEUŽDENKITE tokiomis medžiagomis kaip antklodės, rankšluosčiai ar patalynė.
- NEIŠTEMPKITE ar kitaip netinkamai netraukykite vamzdelių.
- NEMĖGINKITE šio gaminio mirkyti, plauti ir sterilizuoti. Venkite sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, valymo priemonėmis ar rankų dezinfekantais.
- Kameros NENAUDOKITE vandens lygiui pakilus virš maksimalios ribos.
- Kameros NENAUDOKITE, jei ją gavę pastebite pažeistas plombas arba jei ji buvo numesta.
- NENAUDOKITE kameros didesniu nei 10° kampu.
- NENAUDOKITE vandens šaltinio nenuėmę mėlynos spalvos dangtelį.
- Prieš pradėdami naudoti apžiūrėkite, ar nepažeisti kvėpavimo rinkiniai (pvz., ar nesuskaldytas vamzdelis, neįtrūkusi jungtis); jei pažeisti, pakeiskite.
- Vandens šaltinis turi būti bent 50 cm aukštesnis už kamerą.
- NENAUDOKITE šildomos vielos kvėpavimo kontūrų be dujų srauto. Jei dujų srautas sutrikdytas, drėkintuvą išjunkite.
- Įsitinkite, kad prie kameros prijungtas vandens šaltinis, o vanduo patenka į kamerą.
- Į kamerą NEPILKITE vandens, kurio temperatūra yra aukštesnė nei 37 °C.
- Slėgį reguliuojancio vožtuvo nejunkite prie kameros išleidimo angos, nes taip galite sutrikdyti vožtuvo veikimą.
- Su „Nasal High Flow Therapy“ naudokite tik slėgį reguliuojantį vožtuvą mėlyną gaubtelį.
- Jeigu mėlynas gaubtelis ant slėgį reguliuojancio vožtuvo sugedęs arba jo nėra, gaminį išmeskite.
- Prieš naudodami įsitinkinkite, kad visos nenaudojamos angos yra uždengtos gaubteliais ir (arba) kištukais.
- Prieš prie slėgio reguliavimo vožtuvo prijungdami deguonies analizatorių, nuo deguonies analizatoriaus angos nuimkite gaubtelį.
- Jeigu slėgį reguliuojantis vožtuvas sugedęs arba įtariama, kad jis sugedęs, gaminį išmeskite.
- Tarp slėgio reguliavimo kolektoriaus ir sausosios drėkintuvo kameros dalies nejunkite nebulizatoriaus.
- Dėmesio**
- Venkite ilgalaikio šildomų vamzdelių sąlyčio su paciento oda.
- Drėkinimui įkvėpdami naudokite sterilų arba lygiavertį USP standartus atitinkantį vandenį. Į vandenį NEPILKITE kitų medžiagų.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar tvirtai sujungtos visos jungtys.
- NENAUDOKITE su „Fisher & Paykel Healthcare“ MR810 drėkintuvu.
- Prieš prijungdami prie srauto šaltinio, užpildykite kamerą.

PASTABOS

- Prieš prijungdami kvėpavimo rinkinį prie paciento kūno pasirūpinkite, kad būtų nustatyti tinkami ventilatoriaus arba srauto šaltinio pavojaus signalai.
- Skirtas naudoti prižiūrint kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.
- Kokie yra atliekų šalinimo būdai, žr. ligoninės protokole. Šalinant atliekas naudotoją gali paveikti kvėpavimo takų skysčiai.
- Už drėkintuvo, visų prie paciento kūno prijungiamų dalių ir priedų bei kitos įrangos suderinamumą prieš naudojimą atsako atsakinga organizacija.
- Pastaba naudotojui. Jei naudojant šį prietaisą įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai savo vietiniam „Fisher & Paykel Healthcare“ atstovui ir savo šalies kompetentingai institucijai.

Latviski lv[ⓘ]

OPTIFLOW CAURUŲ KOMPLEKTS

Lietošanai augstas plūsmas deguna terapijai kopą ar Fisher & Paykel Healthcare apstiprinąto nazalo kaniili.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Saderīgs ar Fisher & Paykel Healthcare MR850 mitrinātājiem. Papildu informāciju par drošību, klīniskos apgalvojumus, kā arī uzstādīšanas un lietošanas norādījumus skatiet MR850 elpcelju mitrinātāja lietošanas pamācībā.

Apstiprināts lietošanai kopā ar Fisher & Paykel Optiflow Junior un Optiflow Junior 2/2+ nazālo kaniili. Maksimālos plūsmas ātrums* skatiet kaniļu lietošanas instrukcijās.

*Plūsmas vērtības norādītas tikai informatīvā nolūkā.

Ja nav norādīts citādi, plūsmas ātrums norādīts BTPS (ķermeņa temperatūra un spiediens, piesātināts) apstākļos.

SASKARNES SAVIENOJUMI ISO 5356-1 koniskie savienojumi

PLŪSMAS PRETESTĪBA (BEZ KANIĻES) PIE 2,5 L/min: 0,10 ± 0,03 cmH₂O

(iekļaujot 0,03 cmH₂O mērījumu nenoteiktību)

MAKSIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS 8 kPa
ELPOŠANAS CAURULES GARUMS 1,75 m/5' 9"
GĀZES NOPLŪDE PIE 60 cmH₂O <30 mL/min
KOLEKTORA SPIEDIENA IZVADE 40 cmH₂O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bāri)

KOPĒJĀ VEIKTSPĒJA APKĀRTĒJĀ TEMPERATŪRĀ NO 20 °C LĪDZ 26 °C	
Gaisa mitrinātāja režīms	INVAZĪVAIS REŽĪMS
Mitrināšanas izvade	>12 mg/L
Plūsmas ātrums	1,1–36 L/min

SIMBOLU DEFINĪCIJAS

	Nepareizs ūdens līmenis, nomainiet MR290 kameru	Rx only	Tikai ar ārsta recepti
	Pareizs ūdens līmenis MR290 kamerā	CE 0123	Eiropas atbilstība
	Skatīt lietošanas instrukciju		Ražošanas datums un ražotājvalsts (valsts kods) NZ: Jaunzēlande MX: Meksika
	Vienreizējai lietošanai		Ražotājs
LOT	Partijas numurs		“Izlietot līdz” datums
REF	Atsauces numurs		Uzmanību/ skatīt lietošanas instrukciju
MD	Medicīnas ierīce		7 dienu maksimāla lietošana
	Importētājs		Transportēšanas un uzglabāšanas temperatūras ierobežojumi
	Izplatītājs	EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā
UK REP	Atbildīgā persona Apvienotajā Karalistē	CH REP	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē

BRĪDINĀJUMI, PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN PIEZĪMES

⚠️ BRĪDINĀJUMI

- Ar šī izstrādājuma lietošanu saistītie atlikušie riski pastāv arī tad, ja to lieto, kā paredzēts. Ievērojot visus sniegtos norādījumus un brīdinājumus, saglabājas hipoksiska bojājuma, ādas apdegumu, elpcelju apdegumu, elpcelju traumas, plaušu bojājuma, elektrotraumas, skeleta un muskuļu sistēmas bojājuma un hipotermijas riski. Šie riski var izraisīt nopietnu ievainojumu vai nāvi.
- NELIETOJIET šo izstrādājumu ATKĀRTOTI. Atkārtota lietošana var izraisīt infekciju izplatīšanos, ārstēšanas pārtraukšanu, nopietnu kaitējumu vai nāvi.
- Elpošanas kontūru, kameru, piederumu vai to kombināciju lietošana, ko nav apstiprinājis uzņēmums Fisher & Paykel Healthcare, var izraisīt nepietiekamu mitrinātāja sistēmas darbību, ventilatora darbības traucējumus un kaitēt pacientam/lietotājam.
- Vienmēr jānodrošina pienācīga pacienta (piem., skābekļa piesātinājuma) uzraudzība. Pacienta neuzraudzīšana (piem., pārtrauktas gāzes padeves gadījumā) var izraisīt nopietnu kaitējumu vai nāvi.
- NEAIZTIECIE sildīšanas plāksni vai kameras pamatni. Virsmas var pārsniegt 85 °C temperatūru. Brīdinājumu neievērošana var izraisīt ādas apdegumus.
- Lietojot izstrādājumu, NOTEIKTI jāizmanto spiediena samazināšanas vārsts, pretējā gadījumā var izraisīt kaitējumu vai nāvi.

- Tālāk minēto brīdinājumu neievērošana var bojāt ierīces veiktspēju vai ietekmēt tās drošumu (tostarp, iespējams, radīt nopietnu kaitējumu).**

- Uzstādot mitrinātāju blakus pacientam, pārliecinieties, ka mitrinātājs vienmēr ir novietots zemāk par pacientu.
-  NELIETOJIET pēc 7 dienu maksimālā lietošanas perioda.
- NENOSEDZIET kontūru ar tādiem materiāliem kā palagi, dvieļi vai gultasveļa.
- NENOSTIEPIET un NESASPIEDIET caurules.
- NEMĒRCĒJIET, nemazgājiet un nesterilizējiet šo produktu. Nepieļaujiet saskari ar ķimikālijiem, tīrīšanas līdzekļiem vai roku dezinficēšanas līdzekļiem.
- NELIETOJIET kameru, ja ūdens līmenis ir augstāks par maksimālā ūdens līmeņa līniju.
- NELIETOJIET šo kameru, ja, ņemot ierīci, plombas ir atplēstas vai ierīce ir nokritusi zemē.
- NELIETOJIET kameru leņķī, kas ir lielāks par 10°.
- NEPAPILDINIET ūdens avotu, kamēr nav noņemti zīlie aizbāžņi.
- Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet, vai elpošanas komplektiem nav bojājumu (piem., saplēstas caurules vai saplaisājuši savienotāji), un nomainiet detaļas, ja tās ir bojātas.
- Ūdens avotam jāatrodas vismaz 50 cm augstāk par kameru.
- NELIETOJIET apsilidāmo vadu elpošanas kontūrus bez gāzes plūsmas. Izslēdziet mitrinātāju, ja gāzes plūsma ir pārtraukta.
- Pārliecinieties, ka kamera ir savienota ar ūdensapgādi un ka kamerā ir ūdens.
- NEIEPILDIET kamerā ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 37 °C.
- NEPIEVIEŅOJIET spiediena samazināšanas vārstu pie kameras izvades atveres, jo tas var pasliktināt vārsta darbību.
- Izmantojiet spiediena samazināšanas vārstu ar zilo vāciņu tikai deguna augstas plūsmas terapijai.
- Izmietiet izstrādājumu, ja spiediena samazināšanas vārsta zilaīs vāciņš ir noņemts vai tā nav vispār.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai neizmantotajām pieslēgvietām ir uzlikti to vāciņi un/vai aizbāžņi.
- Pirms skābekļa analizatora pievienošanas spiediena samazināšanas vārstam noņemiet vāciņu no skābekļa analizatora pieslēgvietas.
- Izmietiet izstrādājumu, ja spiediena samazināšanas vārsts ir bojāts vai ir aizdomas par tā bojājumiem.
- NEIZMANTOJIET tiešu smidzinātāju starp spiediena samazināšanas kolektoru un mitrināšanas kameras sauso pusi.

Jāņem vērā

- Pacienta āda nedrīkst ilgstoši saskarties ar apsilidmajām caurulēm.
- Inhalācijai izmantojiet USP sterilu vai ekvivalentu ūdeni. NEPIEVIEŅOJIET ūdenim citas vielas.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka visi savienojumi ir cieši savienoti.
- NELIETOJIET ar Fisher & Paykel Healthcare MR810 mitrinātāju.
- Piepildiet kameru pirms pievienošanas plūsmas avotam.

PIEZĪMES

- Pirms elpošanas shēmas savienošanas ar pacientu pārliecinieties, ka ir iestāti atbilstoši ventilatora plūsmas avota trauksmes signāli.
- Lietošanai tikai apmācīta medicīniskā personāla uzraudzībā.
- Informācijai par utilizācijas metodēm skatiet slimnīcas protokolos. Utilizācijas laikā lietotājs var nonākt saskarē ar elpošanas trakta šķidrumiem.
- Atbildīgā institūcija uzņemas atbildību par mitrinātāja un visu pacienta savienošānā lietoto daļu un piederumu, kā arī cita pirms procedūras izmantotā aprīkojuma sadarbību.
- Piezīme lietotājam. Ja, lietojot šo ierīci, noticis nopietns negadījums, lūdzu, informējiet vietējo Fisher & Paykel Healthcare pārstāvi un kompetento iestādi jūsu valstī.

Norsk no[ⓘ]

OPTIFLOW SLANGESETT

For bruk med nasal behandling med høy flow ved bruk av en Fisher & Paykel Healthcare-godkjent nesekanyle.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kompatible med Fisher & Paykel Healthcare MR850-fuktere. Se bruksanvisningen til MR850-respirasjonsfukteren for å få mer informasjon om sikkerhet, kliniske spesifikasjoner og instruksjoner for oppsett og bruk.

Godkjent for bruk med Fisher & Paykel Optiflow Junior og Optiflow Junior 2/2+ nesekanyle. Se bruksanvisning for kanylen for maksimale flowhastigheter*.

*Flow skal bare brukes som en veiledning.

Med mindre annet er angitt, uttrykkes flowhastigheter ved BTPS-betingelser (kroppstemperatur og trykk, mettet).

GRENSESNITTKONTAKTER ISO 5356-1 koniske koblinger

FLOWMOTSTAND (UTEN KANYLE) VED 2,5 L/min: 0,10 ± 0,03 cmH₂O

(inkludert 0,03 cmH₂O målesikkerhet)

MAKSIMALT DRIFTSTRYKK 8 kPa
SLANGELENGDE 1,75 m / 5' 9"
GASSLEKKASJE VED 60 cmH₂O <30 mL/min
VENTILTRYKKAVLASTNING 40 cmH₂O (0,57 psi / 3,9 kPa / 0,04 bar)

TOTAL YTELSE VED 20 TIL 26 °C OMGIVELSESTEMPERATUR	
Luftfuktermodus	INVASIV MODUS
Fuktingseffekt	>12 mg/L
Flowhastighet	1,1–36 L/min

SYMBOLFORKLARING

	Ikke riktig vannivå, bytt ut MR290-kammer	Rx only	Kun på resept
	Riktig vannivå i MR290-kammeret	CE 0123	Europeisk samsvar
	Se bruksanvisningen		Produksjonsdato og -land CC NZ: New Zealand MX: Mexico
	Engangsbruk		Produsent
LOT	Lotnummer		Utløpsdato
REF	Referansenummer		Forsiktig / Se bruksanvisningen
MD	Medisinsk apparat		Maksimalt 7 dagers bruk
	Importør		Temperatur-grenser for oppbevaring og transport
	Distributør	EC REP	Autorisert representant i EU
UK REP	Ansvarlig person i Storbritannia	CH REP	Autorisert representant i Sveits

ADVARSLER, FORSIKTIGHETSREGLER OG MERKNADER

⚠️ ADVARSLER

- Det er restrisikoer forbundet med bruk av dette produktet, også når det brukes som tiltenkt. Selv når alle angitte instruksjoner og advarsler følges, vil det være fare for hypoksisk skade, hudforbrenninger, forbrenninger i luftveiene, skader i luftveiene, skader i lungene, skader ved elektrisk støt, skader på muskler og skjelett og hypotermi. Slik risiko kan føre til alvorlig personskade eller død.
- Dette produktet SKAL IKKE gjenbrukes. Gjenbruk kan føre til overføring av smittefarlige stoffer, avbrudd i behandlingen, alvorlig skade eller død.
- Bruk av slangesett, kamre, tilbehør eller kombinasjoner som ikke er godkjent av Fisher & Paykel Healthcare, kan føre til dårlig ytelse for fuktighetssystemet, funksjonsfeil for ventilatoren og skade på pasienten/brukeren.
- Det må gjennomføres pasientovervåkning (f.eks. oksygenmetning) til enhver tid. Hvis pasienten ikke overvåkes (f.eks. hvis gassflow avbrytes), kan dette føre til alvorlig personskade eller død.
- IKKE ta på varmeplaten eller kammerets base. Overflatene kan være varmere enn 85 °C. Det kan føre til brannskader.
- IKKE omgå trykkavlastningsventilen. Det kan forårsake skade/ personskade.

Hvis følgende advarsler ikke tas til følge, kan det redusere ytelsen til enheten og gi redusert sikkerhet (inkludert risiko for alvorlig personskade):

- Når du monterer en fukter ved siden av en pasient, må du sikre at fukteren alltid er plassert lavere enn pasienten.
-  SKAL IKKE brukes utover maksimal brukstid på 7 dager.
- IKKE dekk slangesettet med materialer slik som tepper, håndklær eller sengetøy.
- IKKE bruk kammeret dersom vannivået stiger over maksimalt vannivå.
- IKKE bruk kammeret hvis forseglingene ikke er intakte ved mottak, eller hvis kammeret har blitt utsatt for støt ved fall.
- IKKE bruk kammeret med større vinkel enn 10°.
- IKKE punkter vannkilden før de blå hettene er fjernet.
- Insipser slangesett for skader (f.eks. sammenklemt slange eller sprukket kontakt) før bruk, og erstatt skadede komponenter.
- Vannkilden må være minst 50 cm høyere enn kammeret.
- IKKE bruk oppvarmede slangesett uten gassflow. Hvis gassflowen blir avbrutt, skal fukteren slås av.
- Påse at det er en vannforsyning koblet til kammeret, og at det er vann i kammeret.
- IKKE fyll kammeret med vann på over 37 °C.
- IKKE koble trykkavlastningsventilen til utåndingsporten i kammeret, da dette kan hindre ventilens drift.
- Bruk bare trykkavlastningsventil med blått deksel ved behandling med høy nasal flow.
- Kast produktet hvis det blå dekselet på trykkavlastningsventilen har blitt fjernet eller mangler.
- Forsikre deg om at ubrukte porter har dekslene og/eller pluggene på plass før bruk.
- Før du kobler en oksygenanalysator til trykkavlastningsventilen, må du fjerne hetten fra oksygenanalysatorporten.
- Kast produktet hvis trykkavlastningsventilen er skadet eller det er mistanke om skade.
- IKKE bruk en forstøver tilkoblet i kretsen mellom trykkavlastningsventilen og den tørre siden av fukterkammeret.

Obs!

- Unngå at oppvarmede slanger er i langvarig kontakt med pasientens hud.
- Bruk USP-sterilt vann for innånding eller tilsvarende til fukting. IKKE tilsett andre stoffer i vannet.
- Kontroller at alle tilkoblinger sitter godt, før bruk.
- IKKE bruk med Fisher & Paykel Healthcare MR810-fuktere.
- Fyll kammeret før du kobler til flowkilden.

MERKNADER

- Påse at aktuelle alarmer på ventilatoren eller flowkilden er stilt inn for slangesettet kobles til pasienten.
- For bruk under tilsyn av medisinsk personell med opplæring.
- Se sykehusets protokoll for avhendingsmetoder. Brukeren kan bli utsatt for væsker fra luftrøret under avhending.
- Den ansvarlige organisasjonen må påse at fukteren og alle delene og tilbehørene som brukes til å koble til pasienten og annet utstyr, er kompatible før bruk.
- Merknad til bruker: Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse ved bruk av dette apparatet, må du informere din lokale Fisher & Paykel Healthcare-representant og aktuelle myndigheter i landet ditt.

Polski ^[pl]

ZESTAW RUR OPTIFLOW

Przeznaczony do użytku w trakcie nosowej terapii wysokoprzepływowej prowadzonej za pomocą kaniuli donosowej zatwierdzonej przez firmę Fisher & Paykel Healthcare.

DANE TECHNICZNE

Kompatybilny z nawilżaczami serii MR850 firmy Fisher & Paykel Healthcare.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, oświadczenia dotyczące skuteczności klinicznej oraz instrukcje dotyczące konfiguracji i korzystania znajdują się w instrukcji użytkowania nawilżacza oddechowego MR850.

Zatwierdzony do użytku z kaniulą donosową Optiflow Junior i Optiflow Junior 2/2+ firmy Fisher & Paykel. Informacje na temat maksymalnych prędkości przepływu znajdują się w instrukcji użytkowania".

*Podane wartości przepływów należy traktować jedynie orientacyjnie.

O ile nie zaznaczono inaczej, wartości prędkości przepływu są wyrażone w warunkach BTPS (temperatura ciała i ciśnienie, nasycenie).

PODŁĄCZENIA	Złącza stożkowe ISO 5356-1
OPÓR PRZEPŁYWU (BEZ KANIULI) PRZY 2,5 L/min:	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

(uwzględnia niepewność pomiaru o wartości 0,03 cmH₂O)

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	8 kPa
DŁUGOŚĆ RURY ODDECHOWEJ	1,75 m (5 stóp 9 cali)
WYCIĘK GAZU PRZY 60 cmH₂O	<30 mL/min
CIŚNIENIE NADMIAROWE	40 cmH ₂ O
URZĄDZENIA OGRANICZAJĄCEGO	(0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bara)

OGÓLNA WYDAJNOŚĆ PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA WYNOŚĄCEJ OD 20 °C DO 26 °C	
Tryb nawilżacza	TRYB INWAZYJNY
Wartości nawilżania na wyjściu	>12 mg/L
Prędkość przepływu	1,1–36 L/min

DEFINICJE SYMBOLI

	Rx only	Tylko na receptę
	CE 0123	Zgodność europejska
LOT		Data ważności
REF	Numer referencyjny	Przestroga / Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania
MD	Wyrób medyczny	

OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI I UWAGI

⚠️ OSTRZEŻENIA

- Ze stosowaniem tego produktu związane jest ryzyko rezydualne, nawet jeśli jest on stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Postępowanie zgodnie ze wszystkimi podanymi instrukcjami i ostrzeżeniami nadal wiąże się z ryzykiem wystąpienia niedotlenienia, oparzeń skóry, oparzeń dróg oddechowych, urazów dróg oddechowych, urazów płuc, porażenia prądem elektrycznym, urazów układu mięśniowo-szkieletowego oraz hipotermii. Ostrzeżenia te mogą prowadzić do poważnych urazów lub zgonu.
- NIE używać ponownie tego produktu. Ponowne użycie może skutkować przeniesieniem substancji zakaźnych, przerwaniem leczenia, poważnym urazem lub zgonem.
- Stosowanie układów oddechowych, komór, akcesoriów lub kombinacji niezatwierdzonych przez firmę Fisher & Paykel Healthcare może spowodować słabą wydajność systemu nawilżania, nieprawidłowe działanie respiratora oraz urazy pacjenta/użytkownika.

- Pacjenta należy nieustannie monitorować (np. pod kątem saturacji tlenem). Niezachowanie wymogu monitorowania pacjenta (np. w razie przerwania przepływu gazu) może doprowadzić do poważnego urazu lub zgonu.
- NIE dotykać płytki grzałki ani podstawy komory. Temperatura powierzchni może przekraczać 85 °C. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może powodować oparzenia skóry.
- NIE omijać ciśnieniowej zastawki nadmiarowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie/uraz.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może pogorszyć działanie urządzenia lub zagrozić bezpieczeństwu (w tym również potencjalnie spowodować poważne obrażenia ciała):

- Montując nawilżacz w pobliżu pacjenta, należy upewnić się, że nawilżacz znajduje się poniżej poziomu pacjenta.
- NIE przekraczać maksymalnego czasu użytkowania, który wynosi 7 dni.
- Układu NIE WOLNO zakrywać materiałami takimi jak koce, ręczniki lub prześcieradła.
- NIE rozciągać ani odciągać rury.
- NIE namaczać, nie myć ani nie sterylizować tego produktu. Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, środkami czyszczącymi lub środkami do dezynfekcji rak.
- NIE używać komory, jeżeli poziom wody wzrośnie powyżej linii maksymalnego poziomu wody.
- NIE używać komory, jeżeli stwierdza się przy odbiorze, że uszczelki zostały naruszone lub że została ona uszczazona.
- NIE obsługiwać komory pod kątem większym niż 10°.
- NIE przekłuwaj źródła wody, do czasu aż zostaną usunięte niebieskie zatyczki.
- Przed użyciem należy wzrokowo skontrolować zestawy oddechowe pod kątem uszkodzeń (np. zgniczenia rury lub pęknięcia złącza) i w razie potrzeby wymienić.
- Źródło wody musi znajdować się co najmniej 50 cm powyżej komory.
- NIE stosować układów oddechowych z ogrzewanym przewodem przy wyłączonym przepływie gazów. W razie przerwania przepływu gazu należy wyłączyć nawilżacz.
- Upewnić się, że do komory podłączono źródło zasilania w wodę i że w komorze znajduje się woda.
- Komory NIE wolno napełniać wodą o temperaturze powyżej 37 °C.
- NIE podłączać ciśnieniowej zastawki nadmiarowej do przyłącza wylotowego komory, gdyż może to negatywnie wpłynąć na działanie zastawki.
- W przypadku terapii nosową wentylacją wysokoprzepływową można używać wyłącznie ciśnieniowej zastawki nadmiarowej z niebieską osłonką.
- Zutylizować produkt, jeżeli niebieska osłonka na ciśnieniowej zastawce nadmiarowej została usunięta lub jej brakuje.
- Przed użyciem upewnij się, że na wszystkich nieużywanych przyłączach założone są ich zatyczki i/lub zaślepki.
- Przed podłączeniem analizatora tlenu do ciśnieniowej zastawki nadmiarowej zdjąć zatyczkę z portu analizatora tlenu.
- Zutylizować produkt, jeśli ciśnieniowa zastawka nadmiarowa jest uszkodzona lub podejrzewa się jej uszkodzenie.
- NIE używać nebulizatora typu in-line pomiędzy urządzeniem ograniczającym ciśnienie a suchą stroną komory nawilżającej.

Uwaga

- Unikać przedłużonego kontaktu ogrzewanych rur ze skórą pacjenta.
- Do inhalacji i nawilżania należy stosować sterylną wodę USP lub jej odpowiednik. Do wody NIE należy dodawać innych substancji.
- Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- NIE używać z nawilżaczem serii MR810 firmy Fisher & Paykel Healthcare.
- Przed podłączeniem do źródła przepływu należy napełnić komorę.

UWAGI

- Przed podłączeniem zestawu oddechowego do pacjenta należy upewnić się, że zostały ustawione odpowiednie alarmy respiratora lub źródła przepływu.
- Do użytku pod nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.
- Informacje o metodach utylizacji można znaleźć w protokoale szpitalnym. Podczas utylizacji użytkownik może być narażony na działanie płynów z układu oddechowego.
- Placówka jest odpowiedzialna za sprawdzenie kompatybilności poważnika oraz wszystkich części i akcesoriów wykorzystywanych do podłączania urządzenia do pacjenta, a także innego sprzętu przed użyciem.
- Uwaga dla użytkownika: W przypadku wystąpienia poważnego incydentu podczas używania tego urządzenia należy poinformować o tym lokalnego przedstawiciela firmy Fisher & Paykel Healthcare oraz właściwy organ krajowy.

Română ^[ro]

SETUL DE TUBURI OPTIFLOW

Pentru utilizarea împreună cu terapia cu debit nazal ridicat și cu o canulă nazală aprobată de Fisher & Paykel Healthcare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compatibil cu umidificatoarele MR850 de la Fisher & Paykel Healthcare. Consultați instrucțiunile de utilizare ale umidificatorului respirator MR850 pentru informați suplimentare despre siguranță, acțiuni clinice și instrucțiuni de instalare și utilizare.

Aprobat pentru utilizarea cu canulele nazale Fisher & Paykel Optiflow Junior și Optiflow Junior 2/2+. Pentru debitele maxime, consultați instrucțiunile de utilizare pentru canule".
*Debitele trebuie să fie folosite numai ca îndrumare.

Dacă nu se specifică altfel, debitele sunt exprimate în condiții BTPS (temperatura corpului cu presiune saturată).

RACORDURILE INTERFEȚEI	Conectoare conice ISO 5356-1
	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

REZISTENȚA LA DEBIT (FĂRĂ CANULĂ) LA 2,5 L/min:	(inclusiv incertitudinea de măsurare de 0,03 cmH ₂ O)
--	--

PRESIUNEA MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE	8 kPa
--	-------

LUNGIME TUB RESPIRATOR	1,75 m/5’ 9”
SCURGERE DE GAZ LA 60 cmH₂O	<30 mL/min
SUPAPĂ DE GOLIRE A COLECTORULUI	40 cmH ₂ O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bari)

PERFORMANȚA GENERALĂ LA O TEMPERATURĂ AMBIANTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 20 °C ȘI 26 °C	
Modul umidificatorului	MODUL INVAZIV
Umiditatea produsă	>12 mg/L
Debitul	1,1 - 36 L/min

DEFINIȚIILE SIMBOLURILOR

	Rx only	Numer pe bază de prescripție medicală
	CE 0123	Conformitate europeană
LOT		Data expirării
REF	Număr de referință	Atenție/Consultați instrucțiunile de utilizare
MD	Dispozitiv medical	

AVERTISMENTE, ATENȚIONĂRI ȘI NOTE

⚠️ AVERTISMENTE

- Există riscuri reziduale asociate utilizării acestui produs, chiar dacă acesta este utilizat așa cum este indicat. Chiar și urmând toate instrucțiunile și avertizările furnizate, rămân riscuri de leziuni hipoxice, arsuri ale pielii, arsuri ale căilor respiratorii, leziuni ale căilor respiratorii, leziuni pulmonare, leziuni provocate de șocuri electrice, leziuni musculo-scheletale și hipotermie. Aceste riscuri pot duce la vătămări grave sau la deces.
- NU refolosiți produsul. Refolosirea poate să ducă la transmiterea unor substanțe infecțioase, întreruperea tratamentului, leziuni corporale grave sau deces.
- Utilizarea circuitelor de ventilație, a camerelor, a accesoriiilor sau a combinaților neagreate de Fisher & Paykel Healthcare poate să ducă la performanțe slabe ale sistemului de umidificare, la defecțiuni ale ventilatorului și la producerea unor leziuni pacientului/utilizatorului.
- Pacienții trebuie să fie monitorizați corespunzător (de exemplu, saturația în oxigen) în permanență. Nerespectarea obligației de monitorizare a pacientului (de exemplu, în cazul întreruperii debitului de gaz) poate să aibă drept rezultat producerea unor leziuni corporale grave sau chiar decesul.
- NU atingeți placa încălzitorului sau baza camerei. Suprafețele pot să depășească 85 °C. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate să ducă la producerea unor arsuri cutanate.
- NU ocoliți supapa reductoare de presiune, deoarece aceasta poate să rezulte în pagube/răniri.

Nerespectarea următoarelor avertismente poate afecta performanța dispozitivului sau poate compromite siguranța (poate provoca inclusiv defecțiuni grave):

- Atunci când instalați un umidificator lângă un pacient, asigurați-vă că umidificatorul este poziționat întotdeauna mai jos decât pacientul.
- NU folosiți mai mult decât durata maximă de utilizare de 7 zile.
- NU acoperiți circuitul cu obiecte precum pături, prosoape sau lenjerie de pat.
- NU întindeți și nu stoarceți tubulatura.
- NU imbițați cu apă, NU spălați și NU sterilizați acest produs. Evitați contactul cu substanțe chimice, cu agenți de curățare sau cu dezinfectanți pentru mâini.
- NU utilizați camera dacă nivelul apei este peste cel marcat ca fiind maximum admis.
- NU utilizați camera dacă etanșările nu sunt intacte atunci când o primiți sau dacă a fost scăpată pe jos.
- NU utilizați camera la un unghi mai mare de 10°.
- NU înțeptați sursa de apă înainte de a scoate capacele albastre.
- Înainte de utilizare, inspectați vizual aparatele de respirat pentru ca acestea să nu fie deteriorate (de exemplu, un tub strivit sau un conector fisurat) și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.
- Sursa de apă trebuie să se afle cu cel puțin 50 cm mai sus decât camera.
- NU folosiți circuite de ventilație cu rezistență de încălzire fără flux de gaz. Dacă fluxul de gaz este întrerupt, opriți umidificatorul.
- Asigurați-vă că există o sursă de alimentare cu apă conectată la cameră și că în cameră există apă.
- NU umpleți camera cu apă la mai mult de 37 °C.
- NU conectați supapa reductoare de presiune la portul de ieșire al camerei, deoarece aceasta poate să afecteze funcționarea supapei.
- Folosiți numai supapa reductoare de presiune cu capac albastru cu terapie cu debit nazal ridicat.
- Aruncați produsul în cazul în care capacul albastru de pe supapa reductoare de presiune a fost scos sau lipsește.
- Asigurați-vă ca toate porturile neutilizate au capacele și/sau dopurile fixate înainte de utilizare.
- Înainte de a atașa analizorul de oxigen la supapa reductoare de presiune, scoateți capacul de pe portul analizorul de oxigen.
- Aruncați produsul dacă supapa reductoare de presiune este deteriorată sau se suspectează că este deteriorată.
- NU folosiți un atomizor în linie între colectorul de reducere a presiunii și partea uscată a camerei de umidificare.

Atenție

- Evitați contactul prelungit al tuburilor încălzite cu pielea pacientului.
- Pentru umidificare, utilizați apă sterilă conform USP pentru inhalare sau echivalentă. NU adăugați alte substanțe în apă.
- Verificați ca toate racordurile să fie bine fixate înainte de utilizare.
- NU utilizați cu un umidificator Fisher & Paykel Healthcare MR810.
- Umpleți camera înainte de conectarea la sursa de debit.

NOTE

- Înainte de a conecta aparatul de respirat la pacient, asigurați-vă că au fost configurate alarmele corespunzătoare pentru ventilator sau sursa de debit.
- Se va utiliza numai sub supravegherea personalului medical instruit.
- Consultați protocolul spitalului, pentru informații despre metodele de eliminare. În timpul eliminării, utilizatorul poate să fie expus la fluidele din aparatul respirator.
- Organizația este responsabilă de compatibilitatea umidificatorului și a tuturor componentelor și accesorioril utilizate pentru conectarea la pacient și la celelalte echipamente, înainte de utilizare.
- Notificare către utilizator: dacă s-a produs un incident grav în timpul utilizării acestui dispozitiv, vă rugăm să informați reprezentantul local Fisher & Paykel Healthcare și autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

Русский ^[ru]

КОМПЛЕКТ ОДНОЛИНЕЙНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО КОНТУРА OPTIFLOW «JUNIOR»

Для применения при высокопоточной назальной терапии с использованием одобренной Fisher & Paykel Healthcare назальной каниולי.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость с увлажнителями Fisher & Paykel Healthcare MR850.

Дополнительную информацию о безопасности, медицинские показания, а также указания по настройке и применению см. в инструкции пользователя увлажнителя дыхательных смесей MR850.

Одобен для применения с назальной каноулей Fisher & Paykel Optiflow Junior и Optiflow Junior 2/2+. Максимальные скорости потока приведены в инструкции пользователя каниולי".
*Значения потоков представлены только для ориентира.

Если не указано иное, скорости потока приведены для условий BTPS (температура и давление тела, поток насыщен водными парами).

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ	Конические соединители, соответствующие стандарту ISO 5356-1
	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ (БЕЗ КАНОУЛИ ПРИ) 2,5 л/мин	(включая неопределенность измерения 0,03 cmH ₂ O)
---	--

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	8 кПа
--------------------------------------	-------

ДЛИНА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ	1,75 м / 5’ 9”
УТЕЧКА ГАЗА ПРИ 60 смH₂O	<30 мл/мин
ДАВЛЕНИЕ СБРОСА КОЛЛЕКТОРА	40 смH ₂ O (0,57 фунта на кв. дюйм / 3,9 кПа / 0,04 бара)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 20 °C ДО 26 °C	
Режим увлажнителя	ИНВАЗИВНЫЙ РЕЖИМ
Увлажнение на выходе	>12 мг/л
Скорость потока	1,1–36 л/мин

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

	Rx only	Только по назначению врача
	CE 0123	Европейское соответствие
LOT		Срок годности
REF	Идентификаци-онный номер	Предостере-жение / см. инструкцию пользователя
MD	Медицинское устройство	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использование изделия, даже по назначению, сопряжено с остаточными рисками. При соблюдении всех приведенных инструкций и предупреждений сохраняются риски гипоксической травмы, ожогов кожи, ожогов дыхательных путей, повреждения дыхательных путей, повреждения легких, поражения электрическим током, скелетно-мышечных повреждений и гипотермией. Это может нанести серьезный вред здоровью или привести к летальному исходу.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование изделия. Повторное использование может стать причиной переноса инфекционных веществ, прерывания терапии, серьезного вреда здоровью или летального исхода.

- Применение дыхательных контуров, камер, принадлежностей или комбинаций, не утвержденных компаниями Fisher & Paykel Healthcare, может привести к ухудшению характеристик системы увлажнения или неправильной работе аппарата ИВЛ либо причинить вред пациенту/пользователю.
- Соответствующее наблюдение за пациентом (например, с оценкой уровня сатурации кислорода) должно осуществляться постоянно. Отсутствие наблюдения за пациентом (например, в случае прерывания подачи газа) может нанести серьезный вред или стать причиной смерти.
- НЕ прикасайтесь к нагревательной пластине или основанию емкости. Температура поверхностей может превышать 85 °C. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.
- НЕ используйте без клапана сброса давления, так как это может привести к повреждению/травме.

Несоблюдение приведенных ниже предупреждений может ухудшить характеристики устройства или поставить под угрозу безопасность (в том числе потенциально привести к серьезному ущербу).

- Обязательно располагайте увлажнитель ниже пациента, если увлажнитель находится в непосредственной близости от него.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать контур какими-либо материалами, например одеялами, полотенцами или постельным бельем.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ растягивать или сминать трубки.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ замачивать изделие в воде, мыть или стерилизовать его. Избегайте контакта с химическими веществами, чистящими средствами или антисептиками для рук.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру, если уровень воды выше линии максимального уровня воды.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру, если при получении герметичность упаковки была нарушена или камеру уронили.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру под наклоном более 10°.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокальвать упаковку с водой до удаления синих колпачков.
- Перед использованием визуальню изучите комплекты дыхательных контуров на предмет повреждений (например, смятой трубки или треснувшего коннектора) и при необходимости замените их.
- Упаковка с водой должна располагаться по меньшей мере на 50 см выше камеры.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дыхательные контуры с подогревом при отсутствии подачи газа. В случае прекращения подачи газа выключите увлажнитель.
- Убедитесь в том, что система подачи воды подключена к камере и что в камере имеется вода.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наполнять камеру водой, температура которой выше 37 °C.
- НЕ подсоединяйте клапан сброса давления к выходному порту камеры, так как это может привести к нарушению работы клапана.
- Используйте клапан сброса давления с синей крышкой только для высокопоточной назальной терапии.
- Утилизируйте изделие, если синяя крышка на клапане сброса давления снята или отсутствует.
- Перед использованием убедитесь в том, что все неиспользуемые порты закрыты колпачками и (или) пробками.
- Перед подсоединением анализатора кислорода к клапану сброса давления снимите колпачок с порта анализатора кислорода.
- Утилизируйте изделие, если клапан сброса давления поврежден или может быть поврежден.
- НЕ подсоединяйте небулайзер к системе между коллектором сброса давления и сухой стороной камеры увлажнителя.
- Внимание!**
- Избегайте длительного контакта нагретых трубок с кожей пациента.
- Для увлажнения используйте стерильную воду для ингаляций, соответствующую требованиям Фармакопеи США, или ее эквивалент. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять в воду другие вещества.
- Перед использованием убедитесь в герметичности всех соединений.
- НЕ используйте с увлажнителем Fisher & Paykel Healthcare MR810.
- Заполните камеру перед подсоединением к источнику потока.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед подключением дыхательного контура к пациенту убедитесь в правильной настройке сигналов тревоги аппарата ИВЛ или источника потока.
- Используйте только под надзором обученного медицинского персонала.
- Следуйте правилам лечебного учреждения для утилизации. При утилизации пользователь может подвергнуться воздействию жидкостей из дыхательных путей.
- Ответственность за проводимую перед использованием проверку совместимости увлажнителя и всех деталей и принадлежностей, применяемых для подключения к другому оборудованию и пациенту, несет ответственная организация.
- Уведомление для пользователя: если при использовании данного устройства произошел серьезный инцидент, обратитесь к местному представителю Fisher & Paykel Healthcare и в уполномоченный орган в своей стране.

QÚDRAT TUL

Svenska (sv)

OPTIFLOW SLANGSET

För användning vid behandling med högt nasalt flöde med en näsanslutning som godkänts av Fisher & Paykel Healthcare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kompatibel med MR850-befuktare från Fisher & Paykel Healthcare. Se bruksanvisningen för MR850 respirationsbefuktare för ytterligare säkerhetsinformation, kliniska anspråk och instruktioner för uppkoppling och användning.

Godkänd för användning med näsanslutningarna Optiflow Junior och Optiflow Junior 2/2+ från Fisher & Paykel. Se bruksanvisningen till näsanslutningen för maximala flödeshastigheter.

*Flödet ska användas endast som vägledning.

Om inget annat anges uttrycks flödeshastigheter vid BTPS- förhållanden (kroppstemperatur och tryck, mättad).

PATIENTANSLUTNINGAR

ISO 5356-1 koniska anslutningar

0,10 ± 0,03 cmH₂O

FLÖDESMOTSTÅND (UTAN NÄSANSLUTNING)

VID 2,5 L/min:

(inklusive 0,03 cmH₂O mätosäkerhet)

MAXIMALT DRIFTRYCK

8 kPa

ANDNINGSLANGENS LÄNGD

1,75 m/5´ 9”

GASLÄCKAGE VID 60 cmH₂O

<30 mL/min

SLÄPPTRYCK FÖR GRENRÖRET

40 cmH₂O

(0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

TOTAL PRESTANDA VID 20 °C TILL 26 °C OMGIVNINGSTEMPERATUR	
Inställning befuktare	INVASIVT LÄGE
Befuktningsprestanda	>12 mg/L
Flödeshastighet	1,1–36 L/min

SYMBOLFÖRKLARINGAR

	Felaktigt vattennivå, byt MR290-kammare	Rx only	Receptbelagt
	Rätt vattennivå i MR290-kammaren	CE 0123	I överensstämmelse med EU-direktiv
	Se driftsanisvningar		Produktionsdatum och kod för produktionsland NZ: Nya Zeeland MX: Mexiko
	Engångsbruk		Tillverkare
	Lot-nummer		Utgångsdatum
	Referensnum-mer		Var försiktig/Se bruksanvisningen
	Medicinteknisk produkt		7 dagars maximal användning
	Importör		Temperatur-gränser vid transport och förvaring
	Återförsäljare		Auktoriserad representant för Europeiska unionen
	Ansvarig person för Storbritannien		Auktoriserad representant för Schweiz

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSUPPMANINGAR OCH ANMÄRKNINGAR

⚠️ VARNINGAR

- Det finns kvarstående risker förknippade med användandet av den här produkten, även när den används som avsett. Även om alla instruktioner och varningar följs kvarstår riskerna för hypoxisk skada, brännskador på huden, luftvägsskador, lungskador, skador på grund av elektrisk stöt, muskuloskeletala skador och hypotermi. Dessa risker kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
- Produkten får INTE återanvändas. Återanvändning kan leda till överföring av smittosamma ämnen, avbrott i behandlingen, allvarlig skada eller dödsfall.
- Användning av slangset, kammare, tillbehör eller kombinationer som inte är godkända av Fisher & Paykel Healthcare kan leda till att befukningssystemet fungerar dåligt, ventilatorfunktionsfel och skador på patient/användare.
- Patienten måste hela tiden övervakas på lämpligt sätt (bl.a. med avseende på symtättnad). Att inte övervaka patienten kan leda till allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. i händelse av ett avbrott i gasflödet).
- Vidrör INTE värmeplattan eller kammarbasen. Ytor kan vara varmare än 85 °C. Bristande efterlevnad kan leda till brännskador på huden.
- Förbikoppla INTE trycklätnadsvalvet eftersom det kan orsaka skador.

Bristande efterlevnad av följande varningar kan försämbra enhetens prestanda eller äventyra säkerheten (och potentiellt orsaka allvarliga skador).

- När en befuktare monteras bredvid en patient ska befuktaren alltid vara positionerad lägre än patienten.
-  Får INTE användas längre än 7 dagar.
- Täck INTE setet med material som filter, handdukar eller sänglinne.
- Slangen får INTE sträckas eller mjölkas.
- Denna produkt får INTE blötläggas, tvättas eller steriliseras. Undvik kontakt med kemikalier, rengöringsmedel och handsprit.
- Använd INTE kammaren om vattennivån stiger över den maximala vattennivånijen.
- Använd INTE kammaren om tätningarna inte är intakta vid leverans eller om den har tappats.
- Kammaren får INTE användas vid en större vinkel än 10°.
- Anslut INTE spiken till vattenkällan förrän de blå locken har tagits bort.
- Kontrollera om slangsetet har skador (t.ex. en klämd slang eller sprucken anslutning) före användning och byt ut det vid eventuell skada.
- Vattenkällan måste placeras minst 50 cm högre än kammaren.
- Använd INTE uppvärmda slangset utan gasflöde. Stäng av befuktaren om syrgasflödet avbryts.
- Se till att det finns en vattenförsörjning ansluten till kammaren och att det finns vatten i kammaren.
- Fyll INTE kammaren med vatten som är varmare än 37 °C.
- Anslut INTE trycklätnadsvalvet till kammarens utgående port eftersom det kan försämbra valvets funktion.
- Använd endast trycklätnadsvalvet med blått skydd vid behandling med högt nasalt flöde.
- Kassera produkten om trycklätnadsvalvets blå skydd har tagits bort eller saknas.
- Se till att alla oanvända portar har sina lock och/eller proppar på plats före användning.
- Ta av locket från syrgasanalysatorporten innan syrgasanalysatorn ansluts till trycklätnadsvalvet.
- Kassera produkten om trycklätnadsvalvet är skadat eller mistänks vara skadat.
- Använd INTE en nebulisator inkopplad mellan trycklätnadsgrenröret och den torra sidan av befuktningskammaren.

Obs!

- Undvik långvarig kontakt mellan varma slangar och patientens hud.
- Använd sterilit vatten USP för inandning eller motsvarande för befuktnng. Tillsätt INTE andra substanser i vattnet.
- Kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt fast före användning.
- ANVÄND INTE med MR810-befuktare från Fisher & Paykel Healthcare.
- Fyll kammaren innan den ansluts till flödeskällan.

ANMÄRKNINGAR

- Se till att lämpliga larm för ventilator eller flödeskälla är inställda innan slangsetet ansluts till en patient.
- Ska användas under överinsyn av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.
- Se sjukhusets normer för avfallshanteringsmetoder. Användaren kan utsättas för vätskor från andningsvägen vid kassering.
- Vårdinrättningen ansvarar för att befuktaren och alla delar och tillbehör som används för att ansluta till patienten och till annan utrustning är kompatibla före användning.
- Meddelande till användaren: Informera din lokala Fisher & Paykel Healthcare-representant samt behörig myndighet i ditt land om ett allvarligt tillbud inträffat vid användning av den här produkten.

ภาษาไทย (th)

ชุดอุปกรณ์ท่อ OPTIFLOW

สำหรับใช้ในการบำบัดด้วยการให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตรา การไหลสูงทางจมูก (Nasal High Flow Therapy) ร่วมกับท่อสอด จมูกที่ได้รับการอนุมัติโดย Fisher & Paykel Healthcare

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

สำหรับใช้งานกับเครื่องทำความชื้น Fisher & Paykel Healthcare MR850 และ Optiflow Junior 2/2+ โปรดดูคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานท่อสอด สำหรับอัตราการไหลสูงสุด*
* อัตราการไหลเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น
อัตราการไหลจะแสดงที่ BTPS (สภาวะอุณหภูมิและความดันของ ร่างกายอิมตัว) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ

ข้อต่อแบบกรวย ISO 5356-1

0.10 ± 0.03 cmH₂O

ความต้านทานต่อการไหล (เมื่อไม่มีท่อสอด) @ 2.5 ลิตร/นาที:

(รวมถึงความไม่แน่นอนในการวัด 0.03 cmH₂O)

แรงดันในการทำงานสูงสุด

8 kPa

ความยาวท่อหายใจ

1.75 เมตร / 5´ 9”

การรั่วไหลของก๊าซ @ 60 cmH₂O

<30 มล./นาที

แรงดันระบายของแมนิโฟลด์

40 cmH₂O

(0.57 psi/3.9 kPa/ 0.04 bar)

ประสิทธิภาพโดยรวมที่อุณหภูมิโดยรอบ 20 °C ถึง 26 °C	
โหมดเครื่องทำความชื้น	โหมดใส่ท่อช่วยหายใจ
ความชื้นที่ผลิตได้	>12 มก./ลิตร
อัตราการไหล	1.1 – 36 ลิตร/นาที

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ

	ระดับน้ำไม่ถูกต้อง เติลียนหม่อน้ำ MR290	Rx only	ใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น
	ระดับน้ำในหม่อน้ำ MR290 ถูกต้อง	CE 0123	มาตรฐานความ สอดคล้องในทวีป ยุโรป
	ศึกษาคำแนะนำในการใช้งาน		วันที่และประเทศที่ผลิต CC NZ: นิวซีแลนด์ MX: เม็กซิโก
	แบบใช้ครั้งเดียว		ผู้ผลิต
	หมายเลขชุดการผลิต		วันหมดอายุ
	หมายเลขอ้างอิง		ข้อควรระวัง/กรุณาศึกษาวิธีการใช้งาน
	อุปกรณ์การแพทย์		ใช้งานได้สูงสุด 7 วัน
	ผู้นำเข้า		ขอบเขต การขนส่งและ อุณหภูมิการ เก็บรักษา
	ผู้จัดจำหน่าย		ตัวแทนผู้มี อำนาจของ สหภาพยุโรป
	บุคคลที่รับผิดชอบ ในสหราชอาณาจักร		ตัวแทนจำหน่ายที่ ได้รับอนุญาตในสวิตเซอร์แลนด์

คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ

⚠️ คำเตือน

- ยังคงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่าจะใช้ งานตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตาม ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนที่ระบุไว้ทั้งหมด ยังคงมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเซลล์จากการขาดออกซิเจน ผิวหนังไหม้ ทางเดินหายใจไหม้ การบาดเจ็บของทางเดินหายใจ การบาดเจ็บที่ปอด การบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และภาวะตัวเย็นเกิน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารติดเชื้อ การรบกวนการรักษา การเกิดอันตรายร้ายแรง หรือการเสียชีวิต

- การใช้ชุดสายช่วยหายใจ หม่อน้ำ อุปกรณ์เสริม หรือการใช้หลาย ส่วนประกอบร่วมกันในรูปแบบที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก Fisher & Paykel Healthcare อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบทำงานขึ้นลดลง เครื่องช่วยหายใจทำงานผิดปกติ และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้ใช้
- ต้องมีการใช้ระบบติดตามสัญญาณชีพที่เหมาะสม (เช่น ค่าความอิ่มตัวของซิเจโนในเลือด) ตลอดเวลา ความล้มเหลวในการติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (เช่น ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของการไหลของก๊าซ) อาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต
- อย่าสัมผัสแผ่นทำความร้อนหรือฐานหม่อน้ำ พื้นผิวอาจร้อนกว่า 85 องศาเซลเซียส การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ผิวหนังไหม้
- ห้ามทำการบำบัดปาลวาล์วระบายแรงดัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย/การบาดเจ็บ

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนต่อไปนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบปลอดภัยของอุปกรณ์ลดลง (รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง):

- เมื่อติดตั้งเครื่องทำความชื้นไว้ข้างตัวผู้ป่วย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำความชื้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้ป่วยเสมอ
-  ห้ามใช้งานเครื่องติดต่อกันเกินระยะเวลาสูงสุด 7 วัน
- อย่าคลุมชุดสายด้วยวัสดุ เช่น ผ้าห่ม ผ้าขนหนู หรือผ้าปูที่นอน
- อย่ายืดหรือรีดท่อ
- อย่าแช่น้ำ ล้าง หรือฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สารทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มือ
- ห้ามใช้งานหม่อน้ำหากระดับน้ำสูงขึ้นมาเหนือเส้นระดับน้ำสูงสุด
- อย่าใช้หม่อน้ำถ้าผนึกไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อได้รับ หรือหากอุปกรณ์ตกพื้น
- ห้ามใช้งานหม่อน้ำที่วางบนพื้นที่ยื่นมากกว่า 10 องศา
- ห้ามเสียบอุปกรณ์จ่ายน้ำจนกว่าจะเปิดฝาลิ้นน้ำเงินออกก่อน
- ตรวจสอบชุดช่วยหายใจด้วยสายตาเพื่อตรวจความเสียหาย (เช่น ที่ถูกบดหรือขั้วต่อที่มีรอยแตกร้าว) ก่อนการใช้งาน และเปลี่ยนชิ้นส่วนหากเกิดความเสียหาย
- แหล่งน้ำจะต้องสูงกว่าหม่อน้ำอย่างน้อย 50 ซม.
- ห้ามใช้วงจรการหายใจแบบทำความร้อนด้วยขดลวดโดยไม่มีการแสดงการไหลของก๊าซ หากการไหลของก๊าซถูกขัดขวาง ให้ปิดเครื่องทำความชื้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จ่ายน้ำเชื่อมต่อกับหม่อน้ำและมีน้ำอยู่ภายในหม่อน้ำ
- ห้ามเติมน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 37 °C ลงในหม่อน้ำ
- ห้ามเชื่อมต่อวาล์วระบายแรงดันเข้ากับพอร์ตขาออกของหม่อน้ำ เนื่องจากอาจทำให้การทำงานของวาล์วบกพร่องได้
- ใช้วาล์วระบายแรงดันที่มีฝาปิดลิ้นน้ำเงินกับการบำบัดด้วยการให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูงทางจมูก (Nasal High Flow Therapy) เท่านั้น
- ให้ทั้งผลิตภัณฑ์หากฝาปิดลิ้นน้ำเงินบนวาล์วระบายแรงดันถูกถอดออกหรือหายไป
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานมีฝาปิดและ/หรือถูกถอดก่อนใช้งาน
- ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนเข้ากับวาล์วระบายแรงดัน ให้ถอดฝาปิดออกจากพอร์ตของเครื่องวิเคราะห์ออกซิเจน
- ให้ทั้งผลิตภัณฑ์หากวาล์วระบายแรงดันเสียหายหรือส่งสัญญาณถึงความเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องทำละอองแบบอื่นใดระหว่างแมนิโฟลด์ระบายแรงดันและด้านหนึ่งของหม่อน้ำสำหรับเพิ่มความชื้น

โปรดใส่ใจ

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสของท่อชนิดให้ความร้อนกับผิวหนังของผู้ป่วยเป็นเวลานาน
- ในการทำ ความชื้นให้ใช้น้ำปราศจากเชื้อ USP สำหรับการหายใจหรือเทียบเท่า อย่าเพิ่มสารอื่น ๆ ลงไปในน้ำ
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนาดีแล้วก่อนการใช้งาน
- ห้ามนำไปใช้งานกับเครื่องทำความชื้น Fisher & Paykel Healthcare MR810
- เติมน้ำใส่หม่อน้ำก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งก๊าซ

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจหรือสัญญาณเตือนการไหลอย่างเหมาะสมก่อนที่จะเชื่อมต่อชุดการหายใจให้กับผู้ป่วย
- สำหรับใช้ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม
- ศึกษาระเบียบการปฏิบัติของโรงพยาบาลในการทั้งผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้ขอแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าจากทางเดินหายใจระหว่างกัน
- องค์กที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบต่อความเข้ากันได้ของเครื่องทำความชื้นและชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ใช้เชื่อมต่อกับผู้ป่วย และอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนใช้งาน
- หมายเหตุสำหรับผู้ใช้: หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในขณะที่ใช้ อุปกรณ์นี้ โปรดแจ้งไปยังตัวแทนจำหน่ายของ Fisher & Paykel Healthcare และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในท้องถิ่นของคุณ

Türkçe (tr)

OPTIFLOW HORTUM KİTİ

Fisher & Paykel Healthcare onaylı nazal kanülün kullanıldığı Yüksek Akışlı Nazal Tedavi ile kullanın içindir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fisher & Paykel Healthcare MR850 nemlendiricilerle uyumludur. Ek güvenlik bilgileri, klinik iddialar ile kurulum ve kullanım talimatları için MR850 Solunum Nemlendiricisi kullanım talimatlarına bakın.

Fisher & Paykel Optiflow Junior ve Optiflow Junior 2/2+ nazal kanülü ile kullanım için onaylanmıştır. Maksimum akış hızları için kanülün kullanım talimatlarına bakın*.

*Akışlar sadece kılavuz olarak kullanılmalıdır. Aksi belirtilmediği sürece akış hızları, BTPS (vücut sıcaklığı ve basınç, sature) koşullarında ifade edilir.

ARAYÜZ BAĞLANTILARI

ISO 5356-1 Konik Konektörler

0,10 ± 0,03 cmH₂O

2,5 L/dak'DA AKIŞA KARŞI REZİSTANS (KANÜLSÜZ):

(0,03 cmH₂O ölçüm belirsizliği dahil)

8 kPa

1,75 m/5´ 9”

<30 mL/dak

40 cmH₂O

(0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI SOLUNUM HORTUMU UZUNLUĞU

60 cmH₂O'DA GAZ SIZINTISI MANİFOLD TAHLİYE BASINCI

20 °C İLA 26 °C ORTAM SICAKLIĞINDA GENEL PERFORMANS	
Nemlendirici Modu	İNVAZİV MOD
Nemlendirme Çıkışı	>12 mg/L
Akış Hızı	1,1-36 L/dak

SEMBOL TANIMLARI

	Yanlış su seviyesi, MR290 haznesini değiştirin	Rx only	Sadece reçeteyeyle satılır
	MR290 haznesinde doğru su seviyesi	CE 0123	Avrupa Uygunluğu
	Çalıştırma talimatlarına bakın		Üretim tarihi ve üretildiği ülkenin kodu NZ: Yeni Zelanda MX: Meksika
	Tek kullanımlıktır		Üretici
	Parti numarası		Son kullanma tarihi
	Referans numarası		Dikkat/Kullanım talimatlarına bakın
	Tıbbi cihaz		Maksimum 7 günlük kullanım
	İthalatçı		Taşıma ve saklama sıcaklığı sınırları
	Distribütör		Avrupa Birliği yetkili temsilcisi
	Birleşik Krallık sorumlu kişisi		İsviçre yetkili temsilcisi

UYARILAR, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE NOTLAR

⚠️ UYARILAR

- Kullanım amacına göre kullanılsa bile, bu ürünün kullanımıyla ilişkili rezidüel riskler mevcuttur. Verilen tüm talimatlar ve uyarılar izlense bile hipoksik yaralanma, cilt yanıkları, hava yolu yanıkları, hava yolu yaralanması, akciğer yaralanması, elektrik çarpması yaralanması, kas-iskelet yaralanması ve hipotermi riskleri hala mevcuttur. Bu riskler ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir.
- Bu ürünü YENİDEN KULLANMAYIN. Yeniden kullanım enfeksiyonlu maddelerin bulaşmasına, tedavide kesintiye, ciddi hasara veya ölüme yol açabilir.
- Fisher & Paykel Healthcare tarafından onaylanmayan solunum devreleri, hazneler, aksesuarlar veya kombinasyonların kullanımı yetersiz nemlendirme sistemi performansına, solunum cihazı arızasına ve hastanın/kullanıcının yaralanmasına yol açabilir.
- Hasta her zaman uygun şekilde izlenmelidir (ör. oksijen saturasyonu). Hastanın izlenmemesi (ör. gaz akışının kesilmesi durumunda) ciddi hasara veya ölüme yol açabilir.
- Isıticı plakaya ya da hazne tabanına DOKUNMAYIN. Yüzeyler 85 °C'den sıcak olabilir. Uyumladığı takdirde cilt yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Basınç tahliye valfini hasara/yaralanmaya neden olabileceğinden bypass ETMEYİN.

Aşağıdaki uyarılara uymamak, cihaz performansını düşürebilir veya güvenliği riske stabilir (potansiyel olarak ciddi hasara neden olma dahil):

- Hastanın yakınına bir nemlendirici monte ederken nemlendiricinin daima hastadan daha aşağıda bir konumda durmasını sağlayın.
-  7 günlük maksimum kullanım süresinden fazla KULLANMAYIN.
- Devreyi batınyıne, havlu veya çarşaf gibi malzemelerle ÖRTMEYİN.
- Boruları GERMEYİN ya da ÇEKMEYİN.
- Bu ürünü İSLATMAYIN, YIKAMAYIN veya STERİLİZE ETMEYİN. Kimyasallar, temizlik ajanları veya el temizleyicileri ile temastan sakının.
- Su seviyesi, maksimum su seviyesi çizgisini aşmışsa hazneyi KULLANMAYIN.
- Hazne elinize ulaştığında mühürler el değmemiş değil ise ya da düşmüşse hazneyi KULLANMAYIN.
- Hazneyi 10°'den büyük bir açıda ÇALIŞTIRMAYIN.
- Mavi kapaklar çıkırlana kadar su kaynağını DELMEYİN.
- Kullanmadan önce solunum setlerinde hasar olup olmadığını (ör. ezilmiş tüp veya çatlamış konektör) görsel açıdan inceleyin ve hasar görmüşse değiştirin.
- Su kaynağı hazneden en az 50 cm yüksekte olmalıdır.
- İsticili telli solunum devrelerini gaz akışı olmadan KULLANMAYIN. Gaz akışı kesilirse nemlendiriciyi kapatın.
- Hazneye su beslemesi bağlandığından ve hazne içinde su olduğundan emin olun.
- Hazneyi 37 °C'den sıcak su ile DOLDURMAYIN.
- Valf çalışmasını bozabileceğinden basınç tahliye valfini haznenin çıkış portuna BAĞLAMAYIN.
- Nazal Yüksek Akış Tedavisinde sadece mavi kapaklı basınç tahliye valfi kullanın.
- Basınç tahliye valfi üzerindeki mavi kapak çıkarılmışsa veya eksiğe ürünü atın.
- Kullanılmayan portların kapaklarının ve/veya fişlerinin kullanım öncesi yerinde olduğundan emin olun.
- Oksijen analiz cihazını basınç tahliye valfine takmadan önce, kapagı oksijen analiz cihazının portundan çıkarın.
- Basınç tahliye valfi hasarlıysa veya hasar şüphesi varsa ürünü atın.
- Nemlendirme haznesinin basınç tahliye manifoldu ve kuru tarafi arasında hat içi nebulizatör KULLANMAYIN.

Dikkat

- Isıtmalı tüplerin hastanın cildi ile uzun süreli temasından kaçının.
- Solunum için USP steril su ya da nemlendirme için eşdeğerini kullanın. Suya başka maddeler EKLEMEYİN.
- Kullanmadan önce tüm bağlantıların sıkı olduğunu kontrol edin.
- Fisher & Paykel Healthcare MR810 nemlendiricilerle KULLANMAYIN.
- Akış kaynağına bağlamadan önce hazneyi doldurun.

NOTLAR

- Solunum setini hastaya bağlamadan önce uygun solunum cihazı veya akış kaynağı alarmlarının ayarlandığından emin olun.
- Yalnızca eğitim almış tıbbi personel gözetiminde kullanım içindir.
- İmha yöntemleri için hastane protokolüne bakın. Kullanıcı imha sırasında solunum yolu sivilarına maruz kalabilir.
- Sorumlu kuruluş, kullanımdan önce hastayı ve diğer ekipmanı bağlamak için kullanılan nemlendirici ile tüm parçaların ve aksesuarların uyumlu olmasından sorumludur.
- Kullanıcının Dikkatine: Bu cihazı kullanırken ciddi bir olay meydana gelirse, lütfen yerel Fisher & Paykel Healthcare temsilcinizi ve ülkenizdeki Yetkili Makamı bilgilendirin.

Українська **uk**[ⓘ]

НАБІР ТРУБОК OPTIFLOW

Для використання в рамках терапії з високошвидкісним назальним потоком зі схваленою для такого застосування носовою канюлею Fisher & Paykel Healthcare.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сумісний зі зволожувачами Fisher & Paykel Healthcare моделі MR850.

Додаткову інформацію щодо безпеки й клінічної користі та вказівки з налаштування й експлуатації див. в інструкції з використання зволожувача дихальної суміші MR850.

Схвалено для використання з носовими канюлями Fisher & Paykel Optiflow Junior i Optiflow Junior 2/2+. Див. максимальні значення швидкості потоку в інструкціях із використання канюлі*.

* Значення швидкості потоку мають використовуватися лише для довідки.

Якщо не зазначено іншого, показники потоку надаються для умов температури й тиску тіла та повітря, насиченого водяними парами (BTPS).

З’ЄДНАННЯ МОДУЛЯ	Кіничні з’єднувачі ISO 5356-1
ОПІР ПОТОКУ (БЕЗ КАНЮЛІ) ЗА 2,5 л/хв	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

(з похибкою вимірювання 0,03 cmH₂O)

МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК	8 kPa
ДОВЖИНА ДИХАЛЬНОЇ ТРУБКИ	1,75 м / 5’ 9”
ВИТІК ГАЗУ ЗА 60 cmH₂O	<30 мл/хв
ТИСК СКИДАННЯ ТИСКУ В КОЛЕКТОРІ	40 cmH ₂ O (0,57 фунта на кв. дюйм / 3,9 kPa / 0,04 бар)

ЗАГАЛЬНІ РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД 20 °C ДО 26 °C	
Режим зволожувача	ІНВАЗИВНИЙ РЕЖИМ
Вихідне зволоження	>12 мг/л
Швидкість потоку	1,1–36 л/хв

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

	Неправильний рівень води, замініть камеру MR290	Rx only	Тільки за рецептом
	Правильний рівень води в камері MR290	CE 0123	Відповідність вимогам ЄС
	Див. інструкції з експлуатації		Дата й країна (CC) виготовлення NZ — Нова Зеландія MX — Мексика
	Для одноразового використання		Виробник
	Номер партії		Термін придатності
	Реєстраційний номер		Увага! Див. інструкції з використання
	Медичний виріб		Максимальний період використання 7 днів
	Імпортер		Допустима температура під час перевезення та зберігання
	Дистриб’ютор		Уповноважений представник у Європейському Союзі
	Відповідальна особа у Великій Британії		Уповноважений представник у Швейцарії

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- З використанням цього виробу пов’язані залишкові ризики, навіть якщо його використовують у належний спосіб. За дотримання й урахування всіх наведених інструкцій і попереджень залишаються ризики гіпоксичної травми, опіків шкіри, травмування дихальних шляхів і легень, травми внаслідок ураження електричним струмом, травми опорно-рухової системи та гіпотермії. Ці ризики можуть спричинити серйозну травму або смерть.
- НЕ використовуйте цей виріб повторно. Повторне використання може призвести до передавання інфекційних речовин, порушення лікування, серйозної шкоди здоров’ю або смерті.
- Використання дихальних контурів, камер, допоміжних компонентів або комбінацій виробів, не схвалених Fisher & Paykel Healthcare, може спричинити незадовільну роботу системи зволоження, несправність апарата ШВЛ і заподіяти шкоду пацієнту/користувачу.

- Завжди має застосовуватися відповідний тип моніторингу стану пацієнта (наприклад, контроль насичення киснем). Відсутність моніторингу стану пацієнта (зокрема, в разі зупинки потоку газу) може спричинити серйозну шкоду здоров’ю або смерті.
- Мريض کو متصل بیومیٹرفائر لگتے وقت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیومیٹرفائر ہمیشہ مريض سے نیچے رہے۔
- НЕ тойрайтся нагрівальної пластини або основи камери. Температура поверхні може перевищувати 85 °C. Порушення цієї заборони може спричинити опіки шкіри.
- НЕ застосовуйте обхід клапана скидання тиску, адже це може спричинити пошкодження або заподіяти травму.

Порушення наведених нижче правил може негативно вплинути на роботу пристрою або загрожувати безпеці (включно з потенційним завданням серйозної шкоди).

- У разі встановлення зволожувача біля пацієнта переконайтеся, що пристрій розташовано нижче за пацієнта.
-  Пристрій НЕ можна використовувати довше 7 днів (максимальний період використання).
- НЕ накривайте контур ковдрами, рушниками, постільною білизною тощо.
- НЕ розтпгуйте трубки.
- Цей виріб НЕ можна мочити, мити або стерилізувати. Уникайте контакту з хімікатами, мийними засобами й антисептиками для рук.
- НЕ використовуйте камеру, якщо рівень води перевищує лліню максимального рівня води.
- НЕ використовуйте камеру, якщо під час отримання цілісність її упаковки порушено або вона падала.
- НЕ використовуйте камеру під кутом більше 10°.
- НЕ проколюйте джерело води, поки не буде знято сині кришки.
- Перед використанням здійснійте візуальний огляд дихальних наборів і замінійте їх у разі виявлення пошкоджень (наприклад, роздавлена трубка або тріснутий з’єднувач).
- Джерело води потрібно розмістити на рівні принаймні 50 см над камерою.
- НЕ використовуйте дихальні контури з підігрівом без подавання газу. У разі зупинки подавання газу вимкніть зволожувач.
- Переконайтеся, що камера під’єднана до джерела води та що в ній є вода.
- НЕ заповнюйте камеру водою, температура якої перевищує 37 °C.
- НЕ під’єднуйте клапан скидання тиску до випускного отвору камери, оскільки це може негативно вплинути на роботу клапана.

- Використовуйте тільки клапани скидання тиску із синьою кришкою для терапії з високошвидкісним назальним потоком.
- Не використовуйте виріб у разі від’єднання синьої кришки клапана скидання тиску або її відсутності.
- Перед застосуванням переконайтеся, що на всіх невикористовуваних портах є кришки та заглушки.
- Перед під’єднанням аналізатора кисню до клапана скидання тиску зніміть кришку з порту аналізатора кисню.
- Не використовуйте виріб у разі очевидного або можливого пошкодження клапана скидання тиску.
- НЕ встановлюйте в контур небулайзери між колектором скидання тиску та сухою стороною камери зволоження.

- Увага!**
- Уникайте тривалого контакту трубок із підігрівом зі шкірою пацієнта.
- Для зволоження використовуйте стерильну воду для інгаляціїі, що відповідає стандартам Фармакопеї США (USP), або її еквівалент. НЕ додавайте інші речовини до води.
- Перед використанням переконайтеся в надійності з’єднань.
- НЕ використовуйте зі зволожувачем Fisher & Paykel Healthcare моделі MR810.
- Заповнюйте камеру перед під’єднанням до джерела потоку.

ПРИМІТКИ

- Перед підключенням пацієнта до дихального контуру переконайтеся у налаштуванні відповідних аварійних сигналів апарата ШВЛ або джерела потоку.
- Призначено для використання під наглядом кваліфікованих медичних працівників.
- Способи утилізації див. в протоколі лікарні. Під час утилізації користувачі можуть контактувати з рідинами з дихальних шляхів.
- Перед використанням відповідальна організація зобов’язана забезпечити сумісність і відповідність стандартам зволожувача та всіх деталей і допоміжних компонентів, які застосовуються для підключення виробу до пацієнта й іншого обладнання.
- Повідомлення для користувача: якщо під час використання цього виробу станеться серйозний інцидент, повідомте про це місцевого представника компанії Fisher & Paykel Healthcare та компетентний уповноважений орган у вашій країні.

درج ذیل انتہیات کی تعمیل کرنے میں ناکامی سے ڈیوائس کی کارکردگی میں نقص پیدا ہوسکتا ہے یا تحفظ سے مسجھوتہ کرنا پڑسکتا ہے (امکنی طور پر سنگین نقصان):

- مريض کو متصل بیومیٹرفائر لگتے وقت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیومیٹرفائر ہمیشہ مريض سے نیچے رہے۔
-  استعمال کے زیادہ سے زیادہ دورانیہ میں 7 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔
- سرکٹ کو چیزوں جیسے کہ کمبل، توالیہ یا بستر کی چادر سے نہ ڈھکیں۔
- ٹیوب کو نہ کینچیں یا اسے نہ دوہیں۔
- اس پروٹکٹ کو نہ ٹیوئیں، دھوئیں، یا اسے گرائیم کش نہ کریں۔ کیمیائی مادے، صفائی والے ایجنٹس، یا ہاتھ صفا لگنے سے گریز کریں۔
- پانی کی سطح کے پانی کی سطح کی لکیر سے اوپر ہونے پر چیمبر کو استعمال نہ کریں۔
- حاصل کرتے وقت سیل کے محفوظ نہ ہونے، یا اگر اسے گرایا گیا ہو تو چیمبر کو استعمال نہ کریں۔
- چیمبر کو 10° کے زاویہ سے زیادہ پر نہ چلائیں۔
- نیلے ڈھکنوں کو ہٹائے جانے تک پانی کے ذرائع کو اسپاٹک نہ کریں۔
- استعمال سے پہلے سانس لینے کے سیٹک یا بصری طور پر معائنہ کریں (جیسے ٹوٹا ہوا ٹیوب یا پھٹا ہوا کنیکٹر)، اور خراب ہونے پر اسے تبدیل کریں۔
- پانی کا سورس چیمبر سے کم سے کم 50 cm اونچائی پر ہونا چاہئے۔
- گیس کے بہاؤ کے بغیر گرم تار والے سانس لینے والے سرکٹس کا استعمال نہ کریں۔ اگر گیس کے بہاؤ میں رکاوٹ ہے، بیومیٹرفائر کو بند کریں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ چیمبر سے پانی کی سیلانی مربوط ہے اور پانی چیمبر کے اندر موجود ہے۔
- 37 °C سے زیادہ ہونے پر پانی کے چیمبر کو نہ بہریں۔
- دباؤ کم کرنے والے والوو کو چیمبر کے اوٹ لیٹ پورٹ سے مربوط نہ کریں کیونکہ یہ والوو کے آپریشن کو خراب کرسکتا ہے۔
- دباؤ کم کرنے والے والوو کو صرف نیزل ہائی فلو تھریپی کے ساتھ نیلے کور میں استعمال کریں۔

اگر دباؤ کم کرنے والے والوو پر موجود نیلے کور کو ہٹادیا گیا ہے یا یہ غائب ہے تو پروٹکٹ کو ضائع کریں۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ استعمال سے پہلے کوئی بھی غیر استعمال شدہ پورٹس پر ان کے ڈھکن اور/یا پلگز لگے ہوئے ہوں۔

دباؤ کم کرنے والے والوو پر آکسیجن انالائزر منسلک کرنے سے پہلے، آکسیجن انالائزر پورٹ سے ڈھکن کو ہٹائیں۔

اگر دباؤ کم کرنے والا والوو خراب ہو یا خراب ہونے کا شبہ ہو تو پروٹکٹ کو ضائع کریں۔

دباؤ کم کرنے والے مینی فولڈ کے درمیان اور نمی پیدا کرنے والے چیمبر کے خشک جانب ان لائن نیپولائزر کا استعمال نہ کریں۔

توجہ دیں

- مريض کے جلد کو گرم ٹیوب کے رابطے میں زیادہ دیر تک نہ رہنے دیں۔
- انہیلیشن سے لیے USP جراثیم سے پاک پانی یا نمی پیدا کرنے کے لیے اس کے منسلوی کا استعمال کریں۔ پانی میں دوسرے مادے نہ ملائیں۔
- استعمال سے پہلے تمام کنیکشنز کے گسے ہونے کی جانچ کریں۔
- دباؤ کم کرنے والے والوو پر آکسیجن بیومیٹرفائر کے ساتھ استعمال نہ کریں۔
- بہاؤ کے ذرائع سے مربوط ہونے سے پہلے چیمبر کو بہریں۔

نوٹس

- مريض کو سانس لینے کے سیٹ سے مربوط کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ویٹیلیٹریز یا بہاؤ کے ذرائع کے الارمز مناسب طریقے سے سیٹ ہیں۔
- تربیت باقتہ طبی عملہ کی نگرانی میں استعمال کے لیے ہے۔
- ضائع کرنے کے طریقے کے لیے ہسپتال کا پروٹوکول ملاحظہ کریں۔ ضائع کرنے کے دوران صارف کی سانس لینے کی نالی میں سبیل جاسکتا ہے۔
- نعمہ دار تنظیم بیومیٹرفائر کی موافقت اور استعمال سے پہلے مريض اور دوسرے آلہ سے مربوط کرنے کے لیے سبھی اجزاء اور لوازمات کے لیے جوابدہ ہے۔
- صارف کے لیے نوٹس: اگر اس آلے کے استعمال کے دوران کوئی سنگین واقعہ پیش آیا ہے تو براہ کرم اپنے ملک میں مقامی Fisher & Paykel ہیلتھ کیئر کے نمائندے اور مجاز اتھارٹی کو مطلع کریں۔

Urdu **ur**[ⓘ]
OPTIFLOW ٹیوب کٹ
Fisher & Paykel Healthcare سے منظور شدہ نیزل کینولا کا استعمال کرتے ہوئے ہائی فلو نیزل تھریپی کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے۔

تکنیکی صراحتیں

MR850 Fisher & Paykel Healthcare (نمی پیدا کرنے والے) کے ساتھ مطابقت پذیر ہے۔
استعمالی حفاظتی معلومات:
طبی دعووں اور سیٹ اب اور استعمال کی ہدایت کے لیے MR850 سانس لینے کے مربوط کر کی ہدایت ملاحظہ کریں۔

Optiflow Fisher & Paykel
جونیئر اور Optiflow جونیئر 2/2+ نیزل کینولا کے استعمال کے لیے منظور شدہ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی شرحوں کے لیے کینولا صرف "بہاؤ کا استعمال صرف رہنمائی کے لیے کیا جاتا ہے۔

جب تک کہ دوسری صورت میں بیان نہ کیا جائے، بہاؤ کی شرح کا اظہار BTPS (سیر شدہ جسمانی درجہ حرارت اور دباؤ،) کی حالتوں میں کیا جاتا ہے۔

انٹرفیس کنیکشنز

بہاؤ میں مزاحمت	ISO 5356-1 مخروطہ نما کٹکٹرز
(کینولا کے بغیر) @ 2.5 L / کم سے کم:	0.10 ± 0.03 cmH ₂ O

آپریٹنگ کا زیاد سے زیادہ دباؤ	kPa 8
سانس لینے کے ٹیوب کی طولی	9.175 m ' / 5
گیس رساؤ @ 60 H₂Ocm	>30 mL / منٹ
مینی فولڈ ریلیف پریشر	40 cmH ₂ O (0.57 psi/3.9 kPa) (0.04 bar)

20 °C سے 26 °C محیط درجہ حرارت پر مجموعی کارکردگی		
نمی پر قابو کا موڈ	انخالی موڈ	
نمی پیدا کرنے کا اوٹ پٹ	12< mg/L	
بہاؤ کی شرح	1.1 - 36 L / منٹ	

علامت کی تعریفات

	پانی کی غلط سطح، MR290 چیمبر کو تبدیل کریں	Rx only	صرف نسخہ
	MR290 چیمبر میں پانی کی سطح کو درست کریں	CE 0123	یورپی مطابقت
	آپریٹنگ ہدایات سے رجوع کریں		بنائے کی تاریخ اور ملک CC NZ: نیوزی لینڈ MX: میکسیکو
	واحد استعمال		صنعتکار
	لاٹ نمبر		استعمال کرنے کی آخری تاریخ
	حوالہ نمبر		احتیاط/ ہدایات سے رجوع کریں
	طبی آلہ		زیادہ سے زیادہ 7 دنوں تک استعمال
	درآمد کنندہ		نقل و حمل اور استوریج کے درجہ حرارت کی حدود
	طبی آلہ		یورپین یونین کا مجاز نمائندہ
	برطانیہ میں نمہ دار شخص		سوئٹزر لینڈ کا مجاز نمائندہ

انتہیات، احتیاط، اور نوٹس

⚠ انتہیات

- اس مصنوع کے استعمال کے ساتھ باقیاتی خطرات وابستہ ہیں، چاہے اس کا استعمال مقصد کے مطابق ہی کیا جائے۔ فراہم کردہ تمام ہدایات اور انتہیات پر عمل کے بعد، یاپتوہکس زخم، جلد کے جلنے، جسمانی ہوائی راستہ جلنے، جسمانی ہوائی راستے کے زخم، پھیپھڑوں کے زخم، برقی جھٹکے کے زخم، پتھوں کے زخم، اور جسم کا درجہ حرارت گرنے کے خطرات باقی رہتے ہیں۔ ان خطرات کے نتیجے میں سنگین زخم یا موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
- اس پروٹکٹ کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ دوبارہ استعمال کرنے سے انفیکشن والے مادے منتقل ہوسکتے ہیں، علاج میں رکاوٹ آسکتی ہے، سنگین نقصان یا موت بھی ہوسکتی ہے۔
- سانس لینے کے سرکٹس، چیمبرز، لوازمات، یا ایسے مجموے استعمال کرنے کے نتیجے میں جسے Fisher & Paykel Healthcare نے منظوری نہیں دی ہے، نمی پیدا کرنے والے سسٹم کی کارکردگی ناقص ہوسکتی ہے، ویٹیلیٹریز میں گزیری ہوسکتی ہے، اور مريض/ صارف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- ہمیشہ مريض کی مناسب نگرانی (جیسے آکسیجن کی سیریلیٹ) کو استعمال کیا جانا ضروری ہے۔ مريض کی نگرانی کرنے میں ناکامی (جسے گیس کے بہاؤ میں مداخلت کے موقع پر) کے نتیجے میں شدید نقصان یا موت ہوسکتی ہے۔
- بیلٹ چلیٹ یا چیمبر بیس کو نہ چھوئیں۔ سطحیں 85 °C سے تجاوز کرسکتی ہیں۔ تعمیل کرنے میں ناکامی سے جلد جل سکتی ہے۔
- دباؤ کم کرنے کے والوو کو ہائی پاس نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان/ چوٹ پہنچ سکتی ہے۔

Tiếng Việt **vi**[ⓘ]

BỘ ĐƯỜNG ỐNG OPTIFLOW

Nhằm mục đích sử dụng với Liệu pháp cấp Lưu lượng Khí ẩm Cao qua Đường mũi bằng ống thông mũi được Fisher & Paykel Healthcare phê duyệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tương thích với máy tạo độ ẩm Fisher & Paykel Healthcare MR850.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Máy Tạo Ẩm Khí Thở MR850 để biết thêm thông tin an toàn, các tuyến bộ làm sàng cũng như hướng dẫn thiết lập và sử dụng.

Được phê duyệt sử dụng với ống thông mũi Fisher & Paykel Optiflow Junior và Optiflow Junior 2/2+.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng ống thông để biết tốc độ lưu lượng tối đa*.

*Luồng khí sẽ chỉ được sử dụng làm hướng dẫn.

Trừ khi có ghi chú khác, các tốc độ lưu lượng được biểu thị ở điều kiện BTPS (áp suất nhiệt độ cơ thể bảo hòa).

KẾT NỐI GIAO DIỆN	Khớp nối Hình côn ISO 5356-1
SỨC CẢN DÒNG (KHÔNG CÓ ỚNG THÔNG) @ 2,5 L/phút:	0,10 ± 0,03 cmH ₂ O

ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA	8 kPa
ĐỘ DÀI ỚNG THỞ	1,75 m / 5’ 9”
RO RỈ KHÍ @ 60 cmH₂O	<30 mL/phút
GIẢM ÁP LỰC ĐƯỜNG ỚNG	40 cmH ₂ O (0,57 psi/3,9 kPa/ 0,04 bar)

HIỆU SUẤT TỔNG THỂ Ở NHIỆT ĐỘ XUNG QUANH 20 °C ĐẾN 26 °C		
Chế Độ Máy Tạo Ẩm	CHẾ ĐỘ XÂM LẤN	
Đầu ra Độ ẩm	>12 mg/L	
Tốc độ Lưu lượng	1,1 - 36 L/phút	

ĐỊNH NGHĨA BIỂU TƯỢNG

	Mức nước không chính xác, thay ngăn chứa nước MR290	Rx only	Chỉ bán theo đơn
	Mức nước chính xác trong ngăn chứa nước MR290	CE 0123	Chứng Nhận EC
	Tham khảo hướng dẫn vận hành		Ngày và quốc gia sản xuất CC NZ: New Zealand MX: Mexico
	Chỉ sử dụng một lần		Nhà sản xuất
	Số lô		Sử dụng trước ngày
	Số tham chiếu		Thận trọng/Tham khảo hướng dẫn sử dụng
	Thiết bị y tế		Sử dụng tối đa 7 Ngày
	Bên nhập khẩu		Giới hạn nhiệt độ khi vận chuyển và bảo quản
	Nhà phân phối		Đại diện được ủy quyền tại Liên minh Châu Âu
	Người chịu trách nhiệm tại Vương Quốc Anh		Đại diện được Ủy Quyền tại Thụy Sĩ

CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG VÀ GHI CHÚ

⚠ CẢNH BÁO

- Có các rủi ro tồn đọng gắn với việc sử dụng sản phẩm này, ngay cả khi sử dụng sản phẩm như dự định. Tuân theo tất cả các hướng dẫn và cảnh báo được cung cấp và có tồn tại các rủi ro về tồn thương do thiếu oxy, bỏng da, bỏng đường thở, tổn thương đường thở, tổn thương phổi, chấn thương do điện giật, tổn thương cơ xương và hạ thân nhiệt. Những nguy cơ này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
- KHÔNG sử dụng lại sản phẩm này. Việc sử dụng lại có thể dẫn đến lây truyền các chất lây nhiễm, gián đoạn điều trị, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
- Việc sử dụng hệ thống dây thở, ngăn chứa nước, các phụ kiện hoặc các kết hợp khác không được Fisher & Paykel Healthcare phê duyệt có thể dẫn đến hiệu suất của hệ thống tạo ẩm kém, trực tiếp gây tổn thương và gây hại cho bệnh nhân/người dùng.
- Phải luôn theo dõi bệnh nhân một cách thích hợp (chẳng hạn như độ bão hòa oxy). Việc không theo dõi bệnh nhân (chẳng hạn như trong trường hợp gián đoạn luồng khí thở) có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong.
- KHÔNG chạm vào tấm làm nóng hoặc đế của ngăn chứa nước. Các bề mặt có thể vượt quá 85 °C. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến bỏng da.
- KHÔNG thay thế van giảm áp vì có thể gây hư hỏng/thương tổn.

Việc không tuân thủ các cảnh báo sau có thể làm giảm hiệu suất của thiết bị hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn (bao gồm cả khả năng gây tổn hại nghiêm trọng):

- Khí lấp máy tạo độ ẩm gây bệnh nhân, hãy đảm bảo rằng máy tạo độ ẩm luôn được đặt ở vị trí thấp hơn bệnh nhân.
-  KHÔNG sử dụng quá thời gian sử dụng tối đa là 7 ngày.
- KHÔNG che dây thở bằng các vật liệu như chăn mền, khăn hoặc khăn trải giường.
- KHÔNG kéo căng hoặc vặn đường ống.
- KHÔNG ngâm, rửa hoặc tiết trùng sản phẩm này. Tránh tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa, hoặc nước rửa tay khử trùng.
- KHÔNG sử dụng ngăn chứa nước nếu mực nước lên cao hơn vạch mực nước tối đa.
- KHÔNG sử dụng ngăn chứa nước nếu các dấu niêm phong không còn nguyên vẹn khi nhận được, hoặc nếu thiết bị đã bị rơi.
- KHÔNG dùng hành ngăn chứa nước ở góc quá 10°.
- KHÔNG tăng vọt nguồn nước cho đến khi đã tháo nắp màu xanh dương.
- Kiểm tra bằng mắt các bộ dây thở xem có bị hỏng không (chẳng hạn như ống bị nứt hoặc đầu nối bị nứt) trước khi sử dụng và thay thế nếu bị hỏng.
- Nguồn nước phải cao hơn ngăn chứa nước ít nhất 50 cm.
- KHÔNG sử dụng hệ thống dây thở ẩm mà không có luồng khí. Nếu luồng khí bị gián đoạn, hãy tắt máy tạo độ ẩm.
- Đảm bảo có nguồn cấp nước được kết nối với ngăn chứa nước và có nước trong ngăn chứa.
- KHÔNG để nước quá 37 °C vào ngăn chứa nước.
- KHÔNG kết nối van giảm áp đến cổng đầu ra của ngăn chứa nước vì điều này có thể làm suy giảm hoạt động của van.
- Chỉ sử dụng van giảm áp có nắp đậy màu xanh với Liệu pháp cấp Lưu lượng Khí ẩm Cao qua Đường mũi.
- Thải bộ sản phẩm nếu nắp đậy màu xanh trên van giảm áp bị tháo bỏ hoặc bị thiếu.
- Đảm bảo bất kỳ cổng nào chưa được sử dụng đều có nắp và/hoặc chốt đẩy kín trước khi sử dụng.
- Trước khi gắn máy phân tích oxy vào van giảm áp, tháo nắp ra khỏi cổng máy phân tích oxy.
- Thải bộ sản phẩm nếu van giảm áp bị hư hỏng hoặc nghi ngờ hư hỏng.
- KHÔNG sử dụng máy khí dung nối tiếp giữa cụm van giảm áp và mặt khẩu của ngăn chứa nước tạo độ ẩm.
- Chú ý**
- Tránh tiếp xúc ống được làm ẩm trong thời gian dài với da bệnh nhân.
- Sử dụng nước vô trùng USP để hít thở hoặc sản phẩm tương tự để làm ẩm. KHÔNG thêm các chất khác vào nước.
- Kiểm tra xem tất cả các kết nối có chặt không trước khi sử dụng.
- KHÔNG sử dụng với máy tạo độ ẩm Fisher & Paykel Healthcare MR810.
- Đổ đầy ngăn chứa nước trước khi kết nối với nguồn lưu lượng.

繁體中文 (zht)
OPTIFLOW 管路套件
用於使用經 Fisher & Paykel Healthcare 核准的鼻導管進行的經鼻高流量氧氣供應治療。

技術規格
相容於 Fisher & Paykel Healthcare MR850 潮濕加熱器。
有關其他安全資訊、臨床聲明以及安裝和使用說明，請參閱 MR850 呼吸潮濕加熱器的使用說明。

已核准搭配 Fisher & Paykel Optiflow Junior 與 Optiflow Junior 2/2+ 鼻導管使用。請參考鼻導管使用說明以瞭解最大使用流量*。

*流量僅供參考。

除非另有說明，否則流速以 BTPS（體溫及飽和壓力）條件表示。

介面連接 ISO 5356-1 錐形連接頭
氣流阻力 0.10 ± 0.03 cmH₂O
(無鼻導管) @ 2.5 L/min：

(測量誤差為 0.03 cmH₂O)

最大操作壓力 8 kPa
呼吸管路長度 1.75 m / 5' 9"
漏氣量 @ 60 cmH₂O <30 mL/min
歧管釋放壓力 40 cmH₂O
(0.57 psi/3.9 kPa/0.04 bar)

在 20 °C 至 26 °C 環境溫度下的總體性能	
潮濕加熱器模式	侵入式模式
加濕輸出	>12 mg/L
流速	1.1 - 36 L/min

標誌定義

	水位不正確，請更換 MR290 加濕水罐	Rx only	處方產品
	MR290 加濕水罐中的水位正確	CE 0123	歐盟合規認證
	查閱操作說明	 YYYY-MM-DD	製造日期和製造地 CC：紐西蘭 NZ：紐西蘭 MX：墨西哥
	單次使用		製造商
	批號	 YYYY-MM-DD	有效日期
	參考號碼		注意/查閱使用說明
	醫療器材		最長使用 7 天
	進口商		運輸及儲存溫度限制
	經銷商		歐盟授權代表
	英國負責人		瑞士授權代表

警告、注意事項及備註

警告

- 即使按預期使用本產品，仍然存在剩餘風險。遵循提供的所有說明和警告，仍然存在以下風險：缺氧損傷、皮膚灼傷、氣道灼傷、氣道損傷、肺損傷、觸電損傷、肌肉骨骼損傷以及體溫過低。這些風險可能導致嚴重的傷害或死亡。
- 「請勿」重複使用本產品。重複使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。
- 若使用未經 Fisher & Paykel Healthcare 核准的呼吸管路、加濕水罐、配件或組合，可能會使加濕系統效能不佳、呼吸器故障，並對患者/使用者造成傷害。
- 必須隨時適當地監控患者（例如血氧飽和度）。未妥善監控患者（例如在氣流中斷的情況下）可能導致嚴重傷害或死亡。
- 「請勿」觸摸加熱底座或器皿底座。表面可能超過 85 °C，未遵守此規定可能導致皮膚灼傷。
- 「請勿」略過使用洩壓閥，因為這樣會造成損壞/受傷。

未遵守下列警告可能將損害設備性能或危及安全（包括造成嚴重的潛在危害）：

- 當在靠近患者位置安裝潮濕加熱器時，請務必確保潮濕加熱器高度低於患者。
-  最長使用期限「不得」超過 7 天。
- 「請勿」將毯子、毛巾或床單等材料覆蓋在管路上。
- 「請勿」拉伸或擠壓管路。
- 「請勿」浸泡、清洗或消毒本產品。避免與化學品、清潔劑或乾式洗手液接觸。
- 如果水位超過最高水位，「請勿」使用此加濕水罐。
- 若在收到加濕水罐時密封不完整或加濕水罐曾經摔落，「請勿」使用。

- 使用加濕水罐時，「請勿」讓加濕水罐傾斜角度超過 10°。
- 「請勿」在取下藍色蓋子前刺穿水袋。
- 使用前，目視檢查呼吸管路是否損壞（例如，管路遭壓扁或連接頭破裂），如有損壞，請更換。
- 水袋必須至少比加濕水罐高 50 cm。
- 「請勿」在無氣流時使用含加熱絲的呼吸迴路。如果氣流中斷，請關閉潮濕加熱器。
- 請確認已將供水管連接至加濕水罐，而且水罐中有水。
- 「請勿」在加濕水罐中裝入溫度高於 37 °C 的水。
- 「請勿」將洩壓閥接至加濕水罐的氣體出口，因為這可能影響此閥的運作。
- 進行經鼻高流量氧氣供應治療時，僅使用含藍色蓋子的洩壓閥。

- 如果洩壓閥的藍色蓋子已取下或已遺失，請丟棄此產品。
- 使用前，請確認任何未使用之埠口的蓋子及/或插頭都在原位。
- 將氧氣分析儀接至洩壓閥之前，請將蓋子從氧氣分析儀埠口取下。
- 如果洩壓閥已損壞或疑似損壞，請丟棄此產品。
- 「請勿」在洩壓岐管與加濕水罐乾燥面之間使用管路內霧化器。

注意

- 避免患者皮膚長時間接觸加熱管路。
- 加濕系統需使用美國藥典 (USP) 認證的無菌或同等級的水供患者使用。「請勿」在水中添加其他物質。
- 使用前請先檢查所有連接都已接牢。
- 「請勿」與 Fisher & Paykel Healthcare MR810 潮濕加熱器一起使用。
- 先將水裝入加濕水罐，再連接到氣源。

備註

- 將呼吸管路連接到患者之前，請確保已設定適當的呼吸器或氣源警報。
- 僅供在訓練有素的醫務人員的監督下使用。
- 關於丟棄方法請參閱醫院規章。丟棄時，使用者可能會接觸到患者呼吸道液體。
- 權責機構須對產品的相容性負責，包含潮濕加熱器，以及在使用前連接患者和其他設備的所有零件和配件。
- 使用者注意事項：若使用本設備時發生嚴重事件，請通知您當地的 Fisher & Paykel Healthcare 廠商以及貴國的主管機關。