

F&P

850

F&P



Evaqua 2

Adult Ventilator Circuit Dual Heated with Evaqua™ Technology

USER INSTRUCTIONS

REF

RT380 / RT385



CE 0123 Rx only

F&P Evaqua is a trademark of Fisher and Paykel Healthcare.
For patent information, see www.fphcare.com/ip

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH & Co. KG, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Östim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

Simplified Chinese [ⓘ]

一次性呼吸管路，RT 系列成人管路，EVAQUA 技术，双加热

为需要呼吸支持的成年患者提供呼吸气体。在重症监护环境中与生命支持设备共同使用。

技术规格

与费雪派克医疗保健有限公司（Fisher & Paykel Healthcare）MR850 呼吸湿化器兼容。

请参阅呼吸湿化器使用说明书。

界面连接	ISO 5356-1 圆锥接头
可变容积	1.60 L
60 cmH₂O 时的顺应性	
不带附件	2.18 ± 0.11 mL/cmH₂O
带附件	2.6 ± 0.6 mL/cmH₂O
	(含 0.02 mL/cmH₂O 的测量误差)

30 L/min 时的气流阻力	
不带附件	
吸气管	0.77 ± 0.05 cmH₂O
呼气管	0.2 ± 0.04 cmH₂O
	(含 0.03 cmH₂O 的测量误差)
带附件	
呼气管	0.99 ± 0.11 cmH₂O
	(含 0.03 cmH₂O 的测量误差)

最高工作压力	8 kPa
呼吸管路长度	1.60 m
最小管内径	20 mm
60 cmH₂O 时的漏气量	<40 mL/min
潮气量	>120 mL

20 °C 至 26 °C 环境温度时的整体性能		
	有创模式	无创模式
湿度输出	>33 mg/L	>12 mg/L
流量	5 – 60 L/min	5 – 120 L/min

过滤效率	
病毒	>99.99%
有机物	ΦX174 噬菌体
细菌	>99.999%
有机物	枯草芽孢杆菌
平均颗粒大小	3 μm
NaCl	98.04%

	水位不正确，请更换 MR290 水罐	Rx only	处方产品
	MR290 水罐中的水位正确	CE 0123	CE 标志 93/42/EEC
	请参考《操作说明》		制造日期
	BF 型应用部件		制造商
	不含邻苯二甲酸盐		在此日期前使用
	不含天然乳胶		注意/参考使用说明
	供一次性使用		最多使用 14 天
LOT	批号		运输和储存温度限制
REF	参考编号	EC REP	欧盟授权代表

警告、注意和附注

警告

- 请勿重复使用本产品。重复使用可能会造成传染性物质传播、干扰治疗、严重受伤或死亡。
- 使用未经费雪派克医疗保健公司（Fisher & Paykel Healthcare）推荐的呼吸管路、水罐、附件或组合可能会导致加湿系统性能不佳、呼吸机工作异常或对患者/用户造成伤害。
- 必须始终对患者进行相应的监护（例如，血氧饱和度）。不监护患者（例如，发生气流中断时）可能会导致严重伤害或死亡。
- 请勿触摸加热板或水罐底座。这些部位的表面温度可超过 85 °C。不遵守此操作可能导致皮肤灼伤。

不遵守以下警告可能影响设备性能或安全性（包括可能造成严重伤害）：

- 在患者旁安置呼吸湿化器时，确保呼吸湿化器始终低于患者水平。
- 使用时间不要超过 14 天的最长使用时间。
- 请勿将毯子、毛巾或床单等物品覆盖于呼吸管路之上。
- 请勿拉扯或挤压管路。
- 不要浸泡、冲洗或消毒本产品。避免接触化学品、清洁剂或洗手液。
- 如果水位超过最高水位线，请勿使用水罐。
- 如果收到时，密封包装不完整，或者水罐曾经摔过，请勿使用。
- 请勿在湿化水罐倾斜超过 10° 时工作。
- 不要在拔掉蓝色盖子前将水罐插针与水源连接。如果湿化水罐在超过 80 L/min 流量的条件下工作，万一主浮子失灵，水就有可能溅入管路。
- 使用呼吸装置前，目视检查有无损坏（例如，呼吸管路被压扁或接头开裂），如果损坏则应更换。
- 水源必须至少高于水罐 50 cm。
- 请勿将 CPAP 阀与加气器一起使用。
- 请勿在没有气流的情况下使用加热导丝呼吸管路。如果气流中断，请关闭呼吸湿化器。任何情况下如果需从呼吸管路上拆下呼气管，请断开其与呼吸湿化器之间的电气连接。
- 确保水罐连接到水源，且水罐中有水。
- 如果出现有明显的效率降低/堵塞，请按照医院操作规程每 24 小时或更短时间更换一次过滤器。
- 请勿往湿化水罐内加超过 37 °C 的水。
- 请勿使用含有四丁酚醛的药物（例如泰洛沙泊），因为这可能会导致坏管路并导致通气压力下降。

注意

- 为患者连接呼吸装置前，确保设置适当的呼吸机或气源报警。
- 只允许使用随包提供的费雪派克医疗保健公司（Fisher & Paykel Healthcare）管道夹，以防损坏管路。
- 避免加热的管路长时间与患者皮肤接触。
- 在将呼吸系统连接至病人前，请先进行压力和漏气测试并检查有无堵塞。
- 请使用符合美国药典规定的呼吸用或类似标准的无菌水进行湿化。请勿向水中添加其他物质。
- 每 6 小时需检查呼吸管路是否有冷凝水，需要时将其清除。
- 使用前检查以确保所有连接均牢固。
- 检查加热丝是否平整均匀地沿着呼吸管路分布，且不会呈束状聚拢或打结缠绕。
- 如使用药物雾化，应监控气流阻力，并按照医院操作规程更换过滤器。

注

- 请在经过培训的医务人员的指导下使用。
- 根据医院规程对本产品进行终末处理。在进行终末处理过程中，用户可能会接触到呼吸道液体。
- 负责机构有责任在使用前确认用于连接到患者及其他设备的所有零部件及配件与呼吸湿化器的兼容性。

- 医疗器械注册证编号/产品技术要求：国械注进 20152663810

	
适用范围	用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套使用。

Traditional Chinese [ⓘ]

採用 **EVAQUA** 技術的成人呼吸管路**雙端加熱**

專為需要呼吸支持之成人病患提供呼吸氣體的輸送。可在重症的照護環境中，搭配維生設備一起使用。

技術規格

相容於 Fisher & Paykel Healthcare MR850 潮濕加熱器。請參閱潮濕加熱器的使用說明。

介面連接	ISO 5356-1 圓錐形接頭
可壓縮容量	1.60 L
順應性 @ 60 cmH₂O	
不含配件	2.18 ± 0.11 mL/cmH₂O
含配件	2.6 ± 0.6 mL/cmH₂O
	(測量誤差為 0.02 mL/cmH₂O)

氣流阻力 @ 30 L/min	
不含配件	
吸氣端管路	0.77 ± 0.05 cmH₂O
吐氣端管路	0.2 ± 0.04 cmH₂O
	(測量誤差為 0.03 cmH₂O)
含配件	
吐氣端管路	0.99 ± 0.11 cmH₂O
	(測量誤差為 0.03 cmH₂O)

最大操作壓力	8 kPa
呼吸管路長度	1.60 m
最小管路內徑	20 mm
漏氣量 @ 60 cmH₂O	<40 mL/min
潮氣容積	>120 mL

在 20°C 至 26°C 環境溫度下的總體性能		
	侵入式模式	非侵入式模式
加濕輸出	>33 mg/L	>12 mg/L
流速	5 – 60 L/min	5 – 120 L/min

過濾效能	
病毒過濾效能	>99.99%
微生物	ΦX174 抗菌素
細菌過濾效能	>99.999%
微生物	枯草芽孢桿菌
平均顆粒大小	3 μm
氯化鈉	98.04%

	水位不正確，更換 MR290 加濕水罐	Rx only	處方產品
	MR290 加濕水罐中的水位正確。	CE 0123	CE 標誌 93/42/EEC
	查閱操作說明		製造日期
	屬於 BF 類別的零件		製造商
	非鄰苯二甲酸酯類製品		有效日期
	非天然乳膠製品		注意 / 查閱使用說明
	單次使用		使用期限 14 天
LOT	批號		運輸及儲存溫度限制
REF	參考號碼	EC REP	歐盟授權代表

警告、注意事項及安全資訊

警告

- 「請勿」重複使用本產品。重覆使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。
- 若使用 Fisher & Paykel Healthcare 不建議使用的呼吸管路，加濕水罐、配件或組合，可能會使加濕系統效能不佳、呼吸器故障，並對患者 / 使用者造成傷害。
- 必須隨時適當地監控患者（例如血氧飽和度）。未妥善監控患者（例如在氣流中斷的情況下）可能導致嚴重傷害或死亡。
- 「請勿」觸摸加熱底座或加濕水罐底座。表面可能超過 85°C，未遵守此規定可能導致皮膚灼傷。

未遵守下列警告可能將損害設備性能或危及安全（包括造成嚴重的潛在危害）：

- 當在靠近患者位置安裝潮濕加熱器時，請務必確保潮濕加熱器高度低於患者。
- 最長使用期限不得超過 14 天。
- 「請勿」將毯子、毛巾或床單等材料覆蓋在管路上。
- 「請勿」拉伸或擠壓管路。
- 「請勿」浸泡、清洗或消毒本產品。避免與化學品、清潔劑或乾式洗手液接觸。
- 如果水位高過最高水位，「請勿」使用此加濕水罐。
- 若在收到加濕水罐時密封不完整或加濕水罐曾經摔落，「請勿」使用。
- 使用加濕水罐時，「請勿」讓加濕水罐傾斜角度超過 10°。
- 「請勿」在取下藍色蓋子前刺穿水袋。如果加濕水罐正在超過 80 L/min 流量下工作，若浮球失效，水就會濺入管路。
- 使用前，目視檢查呼吸管路是否損壞（例如，管路遭壓扁或連接頭破裂），如有損壞，請更換。
- 水源必須至少比蓄水器皿高 50 cm。
- 「請勿」將連續氣道正壓呼吸治療閥與空氣混合器一起使用。
- 「請勿」在無氣體流動時使用含加熱線呼吸管路。如果氣流中斷，請關閉潮濕加熱器。若吐氣端管路因任何理由而自管路中移除，請將其與潮濕加熱器之間的電力切斷。
- 請確認已將供水管連接至加濕水罐，而且水罐中有水。
- 每 24 小時或時間雖未到但出現明顯變質/堆積時，請更換過濾器，並請依標準醫院程序更換。
- 「請勿」在加濕水罐中裝入溫度高於 37°C 的水。
- 「請勿」使用含有四丁酚醛（例如 Tacholiquin）藥物，因為這會破壞管路及導致通氣壓力流失。

注意

- 將呼吸管路連接到患者之前，請確保已設定適當的呼吸器或氣源警報。
- 僅適用於所提供的 Fisher & Paykel Healthcare 的管路支架，請小心使用以避免管路損壞。
- 避免患者皮膚長時間接觸加熱管路。
- 在將呼吸管路連接至病患前，先進行呼吸系統的壓力及洩漏測試並檢查有無堵塞。
- 加濕系統需使用美國藥典 (USP) 認證的無菌或同等級的水供患者使用。「請勿」在水中添加其他物質。
- 每 6 小時檢查呼吸管路有無冷凝的情形，並在有需要時進行排空。
- 使用前請先檢查所有連接都已接牢。
- 檢查加熱線是否沿管路均勻分佈，而沒有聚成一束或扭結。
- 當使用霧化吸入藥物時，應依照標準的醫院程序，監測流量阻力並更換過濾器。

注意

- 請在訓練有素的醫務人員監督下使用。
- 請依據醫院規章處置產品。丟棄時，使用者可能會接觸到患者呼吸道液體。
- 權責機構須對產品的相容性負責，包含加濕器，以及在使用前連接患者和其他設備的所有零件和配件。