






**USER INSTRUCTIONS**

**REF RT408** Adult Oxygen Therapy Circuit Heated with MR290, RT008 and RT022



**3**



**CE 0123 Rx only**

F&P is a trademark of Fisher & Paykel Healthcare Limited. For patent information, see www.fphcare.com/ip

**Manufacturer** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

English en<sup>ⓘ</sup>

**ADULT OXYGEN THERAPY CIRCUIT HEATED WITH MR290, RTO08 AND RT022**

For delivery of breathing gases.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatible with Fisher & Paykel Healthcare MR810 and MR850 humidifiers.

Refer to humidifier user instructions.

**INTERFACE CONNECTIONS** ISO 5356-1 Conical connectors

**COMPLIANCE @ 60 cmH<sub>2</sub>O**

**Without Accessories** 1.64 ± 0.08 mL/cmH<sub>2</sub>O (including 0.02 mL/cmH<sub>2</sub>O measurement uncertainty)

**RESISTANCE TO FLOW @ 30 L/min**















**Without Accessories**

Inspiratory limb: 0,74 ± 0.06 cmH<sub>2</sub>O (including 0.03 cmH<sub>2</sub>O measurement uncertainty)

**MAXIMUM OPERATING PRESSURE** 8 kPa
**BREATHING TUBE LENGTH** Inspiratory: 1.6 m
**MINIMUM TUBE INTERNAL DIAMETER** 20 mm
**GAS LEAKAGE @ 60 cmH<sub>2</sub>O** <40 mL/min
**O<sub>2</sub>% ACCURACY** ± 5% of reading

<b>OVERALL PERFORMANCE AT 20 °C TO 26 °C AMBIENT TEMPERATURE</b>	
	<b>NONINVASIVE MODE</b>
Humidification Output	>12 mg/L
Flow Rate	5 – 120 L/min

### SYMBOL DEFINITIONS

	Denotes Adult		Consult operating instructions
	Denotes Paediatric	<b>Rx only</b>	Prescription only
	Incorrect water level, replace chamber	<b>CE 0123</b>	CE Marking 93/42/EEC
	Correct water level in the chamber		Date of manufacture
	Type BF applied part		Manufacturer
	Not made with phthalates		Use-by date
	Not made with natural rubber latex	<b>7</b>	7 Days maximum use
	Single use		Transportation and storage temperature limits
<b>LOT</b>	Lot number	<b>EC REP</b>	European Union authorised representative
<b>REF</b>	Reference number		Caution/Consult instructions for use

### WARNINGS, CAUTIONS AND NOTES

#### WARNINGS

- DO NOT reuse this product. Reuse may result in transmission of infectious substances, interruption to treatment, serious harm or death.
- The use of breathing circuits, chambers, accessories, or combinations which are not approved by Fisher & Paykel Healthcare may result in poor humidification system performance, ventilator malfunction and harm to the patient/user.
- Appropriate patient monitoring (e.g. oxygen saturation) must be used at all times. Failure to monitor the patient (e.g. in the event of an interruption to gas flow) may result in serious harm or death.
- DO NOT touch heater plate or chamber base. Surfaces may exceed 85 °C. Failure to comply may result in a skin burn.

**Failure to comply with any of the following warnings may impair performance of the device or compromise safety (including potentially causing serious harm):**

- When mounting a humidifier adjacent to a patient, ensure that the humidifier is always positioned lower than the patient.

- 7** DO NOT use beyond 7 days maximum duration of use.
- DO NOT cover the circuit with materials such as blankets, towels or bed linen.
- DO NOT stretch or milk the tubing.
- DO NOT soak, wash, or sterilize this product. Avoid contact with chemicals, cleaning agents, or hand sanitizers.
- DO NOT use the chamber if the water level rises above the maximum water level line.
- DO NOT use the chamber if the seals are not intact when received, or if it has been dropped.
- DO NOT operate the chamber at an angle in excess of 10°.

French fr<sup>ⓘ</sup>

**CIRCUIT D'OXYGÉNOTHÉRAPIE ADULTE CHAUFFÉ AVEC MR290, RTO08 ET RT022**

Pour l'administration de gaz respiratoires.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec les humidificateurs MR810 et MR850 de Fisher & Paykel Healthcare.

Consulter les instructions d'utilisation de l'humidificateur.

**RACCORDS D'INTERFACE** Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1

**COMPLIANCE À 60 cmH<sub>2</sub>O**

**Sans accessoires** 1,64 ± 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O (inclut une incertitude de la mesure de 0,02 mL/cmH<sub>2</sub>O)

**RÉSISTANCE AU DÉBIT À 30 L/min**















**Sans accessoires**

Branche inspiratoire : 0,74 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O (inclut une incertitude de la mesure de 0,03 cmH<sub>2</sub>O)

**PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE** 8 kPa
**LONGUEUR DU CIRCUIT RESPIRATOIRE** Inspiratoire : 1,6 m
**DIAMÈTRE INTERNE DU CIRCUIT MINIMUM** 20 mm
**FUITE DE GAZ À 60 cmH<sub>2</sub>O** <40 mL/min
**PRÉCISION % O<sub>2</sub>** ± 5 % de la lecture

<b>PERFORMANCE GLOBALE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE COMPRISE ENTRE 20 °C ET 26 °C</b>	
	<b>MODE NON INVASIF</b>
Humidification en sortie	>12 mg/L
Débit	5 à 120 L/min

### DÉFINITIONS DES SYMBOLES

	Indique un usage pour adulte		Consulter les instructions d'utilisation
	Indique un usage pédiatrique	<b>Rx only</b>	Seulement sur ordonnance
	Niveau d'eau incorrect, remplacer la chambre	<b>CE 0123</b>	Marquage CE 93/42/CEE
	Niveau d'eau correct dans la chambre		Date de fabrication
	Pièce appliquée de type BF		Fabricant
	Ne comporte pas de phtalates		Date de péremption
	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	<b>7</b>	Période d'utilisation maximale de 7 jours
	Usage unique		Limites de température de transport et de stockage
<b>LOT</b>	Numéro de lot	<b>EC REP</b>	Représentant agréé pour l'Union européenne
<b>REF</b>	Numéro de référence		Mise en garde/ Consulter le mode d'emploi

### AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET REMARQUES

#### AVERTISSEMENTS

- NE PAS réutiliser ce produit. La réutilisation peut entraîner la transmission de substances infectieuses, l'interruption du traitement, des blessures graves ou le décès.
- L'utilisation de circuits respiratoires, de chambres, d'accessoires ou d'ensembles qui ne sont pas agréés par Fisher & Paykel Healthcare peut entraîner une mauvaise humidification, un mauvais fonctionnement du ventilateur et des préjudices au patient/à l'utilisateur.
- Le patient doit faire l'objet d'une surveillance appropriée (p. ex., saturation en oxygène) en permanence. L'absence de surveillance du patient (p. ex., en cas d'interruption du débit de gaz) peut entraîner des blessures graves, voire le décès.
- NE PAS toucher la plaque chauffante ou la base de la chambre (d'humidification). La température des surfaces peut dépasser 85 °C. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.

**Le non-respect de l'un des avertissements suivants peut entraver les performances de l'appareil ou compromettre la sécurité (en risquant notamment d'entraîner des blessures graves) :**

- Lors de l'installation d'un humidificateur à proximité d'un patient, s'assurer que l'humidificateur est toujours positionné plus bas que le patient.
- 7** NE PAS utiliser au-delà de la période maximale d'utilisation de 7 jours.

- NE PAS couvrir le circuit avec une couverture, une serviette ou un drap.
- NE PAS étirer ni pincer la tubulure.
- NE PAS immerger, laver ou stériliser ce produit. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des agents nettoyants ou des produits désinfectants pour les mains.
- NE PAS utiliser la chambre si le niveau d'eau dépasse le repère maximal du niveau d'eau.
- NE PAS utiliser la chambre si les joints ne sont pas intacts lors de sa réception ou si elle est tombée par terre.
- NE PAS faire fonctionner la chambre si elle est inclinée à un angle supérieur à 10°.
- NE PAS percer la source d'eau avant que les protections bleues aient été retirées. Dans le cas où le premier flotteur serait en panne, des éclaboussures peuvent atteindre le circuit si la chambre fonctionne à plus de 80 L/min.
- Procéder à une inspection visuelle des kits respiratoires pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (p. ex., tube écrasé ou raccord fissuré) avant de les utiliser et les remplacer le cas échéant.
- La poche d'eau doit se trouver à au moins 50 cm au-dessus de la chambre.
- NE PAS utiliser de circuits respiratoires chauffés sans débit de gaz. Si le débit de gaz est interrompu, éteindre l'humidificateur.
- Vérifier que la chambre est bien raccordée à une alimentation en eau et qu'il y a bien de l'eau dans la chambre.
- NE PAS remplir la chambre d'eau à une température supérieure à 37 °C.
- NE PAS utiliser de valve PPC avec un entraîneur d'air.
- Vérifier que les alarmes appropriées pour le ventilateur ou le débit d'alimentation sont correctement réglées avant de brancher le kit respiratoire au patient.
- Éviter le contact prolongé des tubes chauffés avec la peau du patient.

- Effectuer un test de fuite sous pression sur le système respiratoire et vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion avant le branchement du patient.
- Utiliser de l'eau stérile pour l'inhalation (pharmacopée américaine) ou équivalent pour l'humidification. NE PAS ajouter d'autres substances à l'eau.
- Surveiller régulièrement et purger l'accumulation de condensation dans le circuit.
- Vérifier que tous les raccords sont correctement serrés avant utilisation.
- Vérifier que le fil chauffant est uniformément réparti le long du circuit sans entortillement ni déformation.
- La concentration en oxygène peut être affectée par une obstruction partielle en aval de l'humidificateur, par exemple lors de l'utilisation d'un équipement accessoire. La concentration d'oxygène doit être mesurée au point d'administration au patient.

#### REMARQUES

- Destiné à être utilisé sous la supervision d'un personnel médical formé.
- Mettre le produit au rebut conformément au protocole approprié de l'hôpital. L'utilisateur peut être exposé aux fluides respiratoires du patient pendant l'élimination.
- L'organisation responsable doit vérifier la compatibilité de l'humidificateur et de tous les autres pièces et accessoires utilisés pour le branchement au patient et à l'équipement avant utilisation.

Spanish es<sup>ⓘ</sup>

**CIRCUITO DE TERAPIA DE OXÍGENO PARA ADULTOS CALENTADO CON MR290, RTO08 Y RT022**

Para la administración de gases respiratorios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatible con los humidificadores MR810 y MR850 de Fisher & Paykel Healthcare.

Consulte las instrucciones de uso del humidificador.

**CONEXIONES DE INTERFAZ** Conectores cónicos ISO 5356-1

**DISTENSIBILIDAD A 60 cmH<sub>2</sub>O**

**Sin accesorios** 1,64 ± 0,08 mL/cmH<sub>2</sub>O (incluida una incertidumbre de medición de 0,02 mL/cmH<sub>2</sub>O)

**RESISTENCIA AL FLUJO A 30 L/min**















**Sin accesorios**

Ramal inspiratorio: 0,74 ± 0,06 cmH<sub>2</sub>O (incluida una incertidumbre de medición de 0,03 cmH<sub>2</sub>O)

**PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO** 8 kPa
**LONGITUD DEL TUBO RESPIRATORIO** Inspiratorio: 1,6 m
**DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DEL TUBO** 20 mm
**FUGAS DE GAS A 60 cmH<sub>2</sub>O** <40 mL/min
**O<sub>2</sub>% PRECISIÓN DEL PORCENTAJE DE** ± 5 % de la lectura

<b>RENDIMIENTO GENERAL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 °C Y 26 °C</b>	
	<b>MODO NO INVASIVO</b>
Producción de humedad	>12 mg/L
Caudal	5-120 L/min

### DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Para uso en adultos		Consulte las instrucciones de funcionamiento
	Para uso pediátrico	<b>Rx only</b>	Solo con receta médica
	Nivel de agua incorrecto, reemplace la cámara	<b>CE 0123</b>	Marca CE 93/42/CEE
	Nivel de agua correcto en la cámara		Fecha de fabricación
	Pieza aplicada de tipo BF		Fabricante
	Fabricado sin ftalatos		Fecha de caducidad
	Fabricado sin látex de caucho natural	<b>7</b>	7 días de uso máximo
	De un solo uso		Limites de temperatura de transporte y almacenamiento
<b>LOT</b>	Número de lote	<b>EC REP</b>	Representante autorizado para la Unión Europea
<b>REF</b>	Número de referencia		Precaución/Consultar las instrucciones de uso

### ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

#### ADVERTENCIAS

- NO reutilice este producto. La reutilización puede provocar la transmisión de sustancias infecciosas, interrupción del tratamiento, daños graves o la muerte.
- El uso de circuitos respiratorios, cámaras, accesorios o combinaciones que no estén aprobados por Fisher & Paykel Healthcare puede resultar en un rendimiento deficiente del sistema de humidificación, mal funcionamiento del ventilador y daños al paciente o el usuario.
- Es necesario supervisar al paciente (p. ej., saturación de oxígeno) de modo adecuado en todo momento. Si no se monitoriza al paciente (p. ej., en caso de que se interrumpa el flujo de gas), podrían provocarse lesiones graves o la muerte.
- NO toque la placa de calentamiento ni la base de la cámara. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel, ya que las superficies pueden superar los 85 °C.

**El incumplimiento de las siguientes advertencias puede perjudicar el rendimiento del dispositivo o comprometer la seguridad (incluida la posibilidad de provocar lesiones graves):**

- Al montar un humidificador junto a un paciente, asegúrese de que el humidificador siempre esté colocado por debajo del paciente.
- 7** NO lo use transcurridos los 7 días de duración máxima de uso.
- NO cubra el circuito con materiales como mantas, toallas o ropa de cama.
- NO estire ni apriete los tubos para extraer su contenido.

- NO sumerja, lave ni esterilice este producto. Evite el contacto con sustancias químicas, productos de limpieza o antisépticos para manos.
- NO use la cámara si el nivel del agua supera la línea del nivel de agua máximo.

- NO utilice la cámara si los precintos no están intactos cuando la reciba o si se ha caído.
- NO haga funcionar la cámara a un ángulo que supere los 10°.
- NO pinche la fuente de agua hasta que se hayan extraído los taponés azules. Si el flotador primario falla y la cámara está funcionando a más de 80 L/min, se pueden producir salpicaduras en el circuito.
- Antes de usar los equipos de respiración, compruebe que no tengan daños (por ejemplo, un tubo aplastado o un conector agrietado) y reemplácelos si los tienen.
- La fuente de agua debe estar al menos 50 cm por encima de la cámara.
- NO utilice circuitos respiratorios con cable calefactor sin flujo de gas. Si se interrumpe el flujo de gas, apague el humidificador.
- Asegúrese de que haya suministro de agua conectado a la cámara y de que haya agua dentro de esta.
- NO llene la cámara con agua a más de 37 °C.
- NO use una válvula CPAP con un inyector de aire.
- Antes de conectar el conjunto respiratorio al paciente, asegúrese de que las alarmas del ventilador o del origen del flujo estén configuradas.
- Evite el contacto prolongado de los tubos calentados con la piel del paciente.
- Realice una prueba de presión y fugas en el sistema de respiración y verifique que no se han producido oclusiones, antes de conectar el dispositivo a un paciente.
- Utilice agua estéril para inhalación según la USP o equivalente para la humidificación. NO agregue otras sustancias al agua.
- Vigile y drene de forma regular la acumulación de condensación en el circuito.
- Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas antes del uso.
- Compruebe que el cable calefactor esté distribuido uniformemente a lo largo del circuito y que no esté doblado o enroscado.

- La concentración de oxígeno puede verse afectada por una obstrucción parcial en la parte inferior del humidificador, por ejemplo, al utilizar equipos accesorios. La concentración de oxígeno se debe medir en el punto de suministro al paciente.

#### NOTAS

- Para su uso bajo la supervisión de personal médico con la formación debida.
- Deseche el producto según el correspondiente protocolo del hospital. El usuario podría quedar expuesto a fluidos del tracto respiratorio durante la eliminación.
- La organización responsable debe asegurarse de la compatibilidad del humidificador y de todas las piezas y accesorios utilizados para conectar al paciente y a otros equipos antes de su uso.





















Vietnamese <sup>(vi)</sup>

**ĐỘ DÂY THỞ TRỊ LIỆU OXY DÀNH CHO NGƯỜI LỚN ĐƯỢC LÀM ẤM BẰNG MR290, RT008 VÀ RT022**

Để cung cấp khí thở.

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Tương thích với máy tạo độ ẩm Fisher & Paykel Healthcare MR810 và MR850.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy tạo độ ẩm.

**KẾT NỐI THIẾT BỊ TIẾP XÚC**

**ĐỘ GIẢN NỞ @ 60 cmH<sub>2</sub>O**

**Không có Phụ kiện**

(bao gồm 0,02 mL/cmH<sub>2</sub>O độ không đảm bảo đo)

**SỨC CẢN DÒNG @ 30 L/phút**

**Không có Phụ kiện**

Bộ phận hít vào:

(bao gồm 0,03 cmH<sub>2</sub>O độ không đảm bảo đo)

**ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG TỐI ĐA**

**ĐỘ DÀI ỐNG THỞ**
















**ĐƯỜNG KÍNH TRONG TỐI THIỂU CỦA ỐNG**

**RÒ RỈ KHÍ @ 60 cmH<sub>2</sub>O**


**O<sub>2</sub>% ĐỘ CHÍNH XÁC**

**HIỆU SUẤT TỔNG THỂ Ở NHIỆT ĐỘ XUNG QUANH 20 °C ĐẾN 26 °C**


	<b>CHẾ ĐỘ KHÔNG XÂM LẤN</b>
Đầu ra Độ ẩm	>12 mg/L
Tốc độ Lưu lượng	5 – 120 L/phút

	Biểu thị Người lớn		Tham khảo hướng dẫn vận hành
	Biểu thị Nhi khoa	<b>Rx only</b>	Chỉ bán theo đơn
	Mức nước không chính xác, thay ngăn chứa nước	<b>CE 0123</b>	Dấu CE 93/42/EEC
	Mức nước chính xác trong ngăn chứa nước		Ngày sản xuất
	Bộ phận ứng dụng kiểu BF		Nhà sản xuất
	Không làm bằng phthalate		Sử dụng trước ngày
	Không làm bằng mú cao su tự nhiên		Sử dụng tối đa 7 Ngày
	Chỉ sử dụng một lần		Giới hạn nhiệt độ khi vận chuyển và bảo quản
<b>LOT</b>	Số lô	<b>EC REP</b>	Đại diện được ủy quyền tại Liên minh Châu Âu
<b>REF</b>	Số tham chiếu		Thận trọng/Tham khảo hướng dẫn sử dụng

**CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG VÀ LƯU Ý**

-  CẢNH BÁO**
- KHÔNG sử dụng lại sản phẩm này. Việc sử dụng lại có thể dẫn đến lây truyền các chất lây nhiễm, gián đoạn điều trị, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
- Việc sử dụng hệ thống dây thở, ngăn chứa nước, các phụ kiện hoặc các kết hợp không được Fisher & Paykel Healthcare phê duyệt có thể dẫn đến hiệu suất của hệ thống tạo ẩm kém, trực trực máy thở và gây hại cho bệnh nhân/người dùng.
- Phải luôn theo dõi bệnh nhân một cách thích hợp (chẳng hạn như độ bão hòa oxy). Việc không theo dõi bệnh nhân (chẳng hạn như trong trường hợp gián đoạn luồng khí thở) có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong.
- KHÔNG chạm vào tấm làm nóng hoặc đế của ngăn chứa nước. Các bề mặt có thể vượt quá 85 °C. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến bỏng da.

**Việc không tuân thủ bất kỳ cảnh báo nào sau đây có thể làm giảm hiệu suất của thiết bị hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn (bao gồm cả khả năng gây tổn thương nghiêm trọng):**

- Khi lắp máy tạo độ ẩm gần bệnh nhân, hãy đảm bảo rằng máy tạo độ ẩm luôn được đặt ở vị trí thấp hơn bệnh nhân.
-  KHÔNG sử dụng quá thời gian sử dụng tối đa là 7 ngày.
- KHÔNG che dây thở bằng các vật liệu như chăn mền, khăn hoặc khăn trải giường.
- KHÔNG kéo căng hoặc vặn đường ống.
- KHÔNG ngâm, rửa hoặc tiết trùng sản phẩm này. Tránh tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa, hoặc nước rửa tay khử trùng.
- KHÔNG sử dụng ngăn chứa nước nếu mực nước lên cao hơn vạch mực nước tối đa.
- KHÔNG sử dụng ngăn chứa nước nếu các dấu niêm phong không còn nguyên vẹn khi nhận được, hoặc nếu thiết bị đã bị rơi.
- KHÔNG vận hành ngăn chứa nước ở góc quá 10°.

- KHÔNG tăng vọt nguồn nước cho đến khi đã tháo nắp màu xanh dương. Nếu phao chính bị hỏng, có thể xảy ra tình trạng bắn tóe nước vào hệ thống nếu ngăn chứa nước đang được vận hành ở mức vượt quá 80 L/phút.
- Kiểm tra bằng mắt các bộ dây thở xem có bị hỏng không (ví dụ: ống bị nứt hoặc đầu nối bị nứt) trước khi sử dụng và thay thế nếu bị hỏng.
- Nguồn nước phải cao hơn ngăn chứa nước ít nhất 50 cm.
- KHÔNG sử dụng hệ thống dây thở ẩm mà không có luồng khí. Nếu luồng khí bị gián đoạn, hãy tắt máy tạo độ ẩm.
- Đảm bảo có nguồn cấp nước được kết nối với ngăn chứa nước và có nước trong ngăn chứa.
- KHÔNG đổ nước quá 37 °C vào ngăn chứa nước.
- Không sử dụng van CPAP với ống tạo dòng khí vào.
- Đảm bảo đặt bảo động nguồn lưu lượng hoặc máy thở thích hợp trước khi kết nối bộ dây thở với bệnh nhân.
- Tránh tiếp xúc ống được làm ẩm trong thời gian dài với da bệnh nhân.
- Tiến hành kiểm tra áp suất và rò rỉ trên hệ thống thở và kiểm tra các chỗ bị bít trước khi kết nối với bệnh nhân.
- Sử dụng Nước Vô trùng USP để Hít thở hoặc sản phẩm tương tự để làm ẩm. KHÔNG thêm các chất khác vào nước.
- Thường xuyên theo dõi và thoát nước tích tụ trong hệ thống.
- Kiểm tra xem tất cả các kết nối có chặt không trước khi sử dụng.
- Kiểm tra xem dây sợi đã được phân bố đều dọc theo hệ thống chưa và đảm bảo dây không bị bó lại hay vặn xoắn.
- Nồng độ oxy có thể bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn một phần ở lối ra của máy tạo độ ẩm, chẳng hạn như khi sử dụng thiết bị phụ kiện. Phải đo nồng độ oxy tại điểm truyền cho bệnh nhân.

**LƯU Ý**

- Chỉ sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế đã qua đào tạo.
- Thải bỏ sản phẩm theo quy trình phù hợp của bệnh viện. Người dùng có thể tiếp xúc với chất dịch đường hô hấp trong quá trình thải bỏ.
- Tổ chức chịu trách nhiệm có trách nhiệm giải trình về tính tương thích của máy tạo độ ẩm và tất cả các bộ phận và phụ kiện được sử dụng để kết nối với bệnh nhân và các thiết bị khác trước khi sử dụng.

Chinese (Simplified) <sup>(zh)</sup>

**成人氧疗用加热型呼吸管路，带 MR290、RT008 和 RT022**

用于提供呼吸气体。

**技术规格**

与费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 的 MR810 和 MR850 呼吸湿化器兼容。

请参阅呼吸湿化器使用说明书。

**接口连接**

**60 cmH<sub>2</sub>O 时的顺应性不带附件**

(含 0.02 mL/cmH<sub>2</sub>O 的测量误差)

**30 L/min 时的气流阻力不带附件**

吸气管:

(含 0.03 cmH<sub>2</sub>O 的测量误差)

**最高工作压力**

**呼吸管路长度**

**管路最小内径**

**60 cmH<sub>2</sub>O 时的漏气量**



**O<sub>2</sub>% 精确度**

**20 °C 至 26 °C 环境温度时的整体性能**

	<b>无创模式</b>
湿度输出	>12 mg/L
流量	5 – 120 L/min

	表示用于成人		请参考操作说明
	表示用于儿童	<b>Rx only</b>	处方产品
	水位不正确, 请更换水罐	<b>CE 0123</b>	CE 标志 93/42/EEC
	水罐中的水位正确		生产日期
	BF 型应用部件		生产商
	不含邻苯二甲酸盐		在此日期前使用
	不含天然乳胶		最多使用 7 天
	供一次性使用		运输和储存温度限制
<b>LOT</b>	批号	<b>EC REP</b>	欧盟授权代表
<b>REF</b>	参考编号		注意/参考使用说明

**警告、注意和附注**

-  警告**
- 请勿重复使用本产品。重复使用可能会造成传染性物质传播、干扰治疗、严重受伤或死亡。
- 使用未经费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 核准的呼吸管路、水罐、附件或组合可能会导致湿化系统性能不佳、呼吸机工作异常或对患者/用户造成伤害。
- 必须始终对患者进行相应的监护（例如，血氧饱和度）。未能监护患者（例如，发生气流中断时）可能会导致严重伤害或死亡。
- 请勿触摸加热板或水罐底座。这些部位的表面温度可超过 85 °C。不遵守此操作可能导致皮肤灼伤。
- 不遵守以下警告可能影响设备性能或安全性（包括可能造成严重伤害）：**
- 在患者旁安置呼吸湿化器时，确保呼吸湿化器始终低于患者水平。
-  使用时间不要超过 7 天的最长使用期限。
- 请勿把毯子、毛巾或床单一类的东西覆盖于呼吸管路上。
- 请勿拉扯或挤压管路。
- 请勿浸泡、冲洗或消毒本产品。避免接触化学品、清洁剂或洗手液。
- 如果水位超过最高水位线，请勿使用水罐。
- 如果收到水罐时密封包装不完整，或者水罐曾经摔过，请勿使用。
- 请勿在水罐倾斜超过 10° 时工作。
- 在拔掉蓝色盖子前，请勿将水罐插针与水源连接。如果主浮子失灵，且水罐在超过 80 L/min 流量的条件下工作，水就有可能溅入管路。

- 使用呼吸装置前，目视检查有无损坏（例如，呼吸管路被压扁或接头开裂），如果损坏则应更换。
- 水源必须至少高于水罐 50 cm。
- 请勿在没有气流的情况下使用加热导丝呼吸管路。如果气流中断，请关闭呼吸湿化器。
- 确保水罐连接到水源，且水罐中有水。
- 请勿往水罐内加超过 37 °C 的水。
- 请勿将 CPAP 阀与空气夹带器一起使用。
- 为患者连接呼吸装置前，确保设置适当的呼吸机或气源报警。
- 避免加热管路长时间与患者皮肤接触。
- 在将呼吸系统连接至患者前，请先进行压力和漏气测试并检查有无堵塞。
- 请使用符合美国药典规定的呼吸用或类似标准的无菌水进行湿化。请勿向水中添加其他物质。
- 定期监测并排空管路中积存的冷凝水。
- 使用前检查以确保所有连接均牢固。
- 检查加热导丝是否平整均匀地沿着呼吸管路分布，且不会呈束状聚拢或打结缠绕。
- 氧气浓度可能会受到呼吸湿化器下端部分阻塞的影响，例如当使用辅助设备时。氧浓度应在输送至患者处测量。

**附注**

- 仅供在经过培训的医务人员的监督下使用。
- 根据相应医院规程对本产品进行终末处理。在进行终末处理过程中，用户可能会接触到呼吸道液体。
- 负责机构有责任在使用前确认用于连接到患者及其他设备所有零部件及配件与呼吸湿化器的兼容性。