















F&P Visairo

REF RT075 Non-vented Hospital Under Nose Mask
Anti-asphyxiation Valve Version



CE 0123 Rx only MD

F&P, Tubefit, Visairo and F&P 950 are trademarks of Fisher and Paykel Healthcare Limited.

www.fphcare.com/visairo

REF 619435 REV F 2023-12 © 2023 Fisher & Paykel Healthcare Limited
For patent information, refer to www.fphcare.com/ip

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

العربية (Arabic) (ar)

قناع تحت الأنف غير المنفص للمستشفى، الإصدار المزود بصمام مقاوم للاختناق

الغرض من الاستخدام

تُستخدَم أقنعة Fisher & Paykel Healthcare للمخصصة للاستخدام مرة واحدة مع المريض، بمثابة ملحق إضافي لأجهزة التنفّس الاصطناعي من أجل إتاحة إمكانية توفير العلاج بالتنفّس الاصطناعي غير الباضع بالضغط الإيجابي (NPPV) (سواء العلاج بضغطه المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) أو ثنائي المستوى) للمرضى البالغين (فوق 30 كجم) القادرين على التنفّس التلقائي والذين يعانون من حالة قصور أو توقف تام للتنفّس تقتضي العلاج بواسطة التنفّس الاصطناعي غير الباضع بالضغط الإيجابي (NPPV). يجب تركيب الأقنعة وتقديم العلاج بمعرفة أطباء ممارسين حاصلين على التدريب المناسب على أن يكون ذلك في مستشفى/ بيئة مؤسسية مع وضع المرضى تحت الملاحظة.

موانع الاستخدام

يجب عدم استخدام هذا القناع مع المرضى:

- إنذا كنت تعاني من توقف القلب أو التنفّس، أو عدم الاستقرار الشديد في الدورة الدموية
- إنذا كنت فقد الوعي، أو غير قادر على التنفّس الطبيعي، أو غير متعاون، أو غير قادر على الاستجابة أو غير قادر على إزالة القناع
- إنذا كنت تعاني من إسهاد في مجرى الهواء العلوي، أو عدم القدرة على طرد الإفرازات (منعكسات السعال أو البلع المعقّلة، الارتجاع الزائد، الرعاف، التقيؤ الحجائي)
- إنذا كنت لديك إفرازات غزيرة، أو كنت معرضًا لخطر الغثان/ القيء أو معرضًا لخطر كبير لشفط القيء
- إنذا خضعت لجراحة في الرأس أو الوجه، أو تعرضت لأصعمة أو حروق
- إنذا كنت تعاني من نزيف مجدي عموي علوي شديد، أو رضح ضغني (استرواح صدري غير مفرغ).

في حالة حدوث أعراض لهذه الحالات، أوقف العلاج على الفور.

الأثار الجانبية

بعد استخدام هذا القناع، قد تعاني من:

- احمرار، تهيج، أو الشعور
- بازع عاج بسبب إصابة ناجمة عن الضغط (تهيج العين، رهاب الأمانك المغلقة، نفخ المعدة، جفاف، احتقان الأنف، عدم التزامن)
- تنشط السوائل التي تتجمع في القناع.
- يزجى استشارة الممارس الطبي المناسب في حالة حدوث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

نطاق الضغط التشغيلي	−4 – 40 سم ماء
وصلات قناع الوجه	موصلات مخروطية متوافقة مع معيار ISO 5356-1
الحيز الهامد للقناع	>200 سم ³
الصمام المقوم للاختناق المفلّوح للضغط الجوي:	0.41 سم ماء
الصمام المقوم للاختناق المغلق أمام الضغط الجوي:	0.92 سم ماء
مقاومة التنفّق عبر القناع	0.23 سم ماء عند 50 لتر/الدقيقة، 0.51 سمماء عند 100 لتر/الدقيقة

• هذا القناع غير مصنوع من اللاتكس المطاط الطبيعي.

• هذا القناع غير مصنوع من الفالات.

تعريفات الرموز

NV	غير منفّس	REF	رقم الكتالوج	EC REP	الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي
	متوافق مع أحادي الطرف	LOT	رقم الدفعة	CE 0123	شهادة المطابقة الأوروبية من TÜV SÜD -
size A	المقاس أ		تاريخ وبلد التصنيع	UK REP	الممثل المعتمد في المملكة المتحدة MX Mexico
size B	المقاس ب		الجهة المصنعة		مواد التنظيف
size C	المقاس ج	MD	الجهاز الطبي	CH REP	الممثل المعتمد في سويسرا
size A	غطاء رأس صغير المقاس أ		تاريخ انتهاء الصلاحية		تحذير
size B	غطاء رأس صغير المقاس ب	Rx only	لا يُستخدم إلا بوصفة طبية	14	الحد الأقصى للاستخدام هو 14 يومًا
size C	غطاء رأس صغير المقاس ج		غير مصنوع من الفالات (DEHP ،BBP ،DBP)		حدود درجة الحرارة
	اتبع تعليمات الاستخدام		المستورد		لا تُستخدم الملحج إذا كانت العبوة تالفة
	راجع تعليمات الاستخدام		احفظه جافًا		الموزع
	غير مصنوع من اللاتكس المطاطي الطبيعي		مصمم للاستخدام مرة واحدة		

تعليمات التشغيل

- هذا القناع مخصص للاستخدام لمدة أقصاها 14 يومًا.
- هذا القناع مخصص للاستخدام مرة واحدة مع المريض.
- لاستخدام مع أجهزة التهوية وأجهزة توصيل علاج التهوية غير الباضعة (NIV) التي تستخدم نظام دائرة أحادية الطرف.
- لاستخدام مع أجهزة التهوية المضغوطة التي يتم تزويد بها عبر مصدر تنفّخ خارجي أو جهاز تهوية.
- يُوصى باستخدامه كجزء من أنظمة الترطيب غير الباضعة F&P 850 أو F&P 950™ من Fisher & Paykel Healthcare لتوصيل الغازات المرطبة إلى المريض.
- ملاحظة:** قد لا يتوفر F&P 950 System في جميع البلدان.
- تخلص من القناع وغطاء البرونوكول المستنشى.
- إشعار للمستخدم: يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى المنطقة المختصة في بلدك وممثل شركة Fisher & Paykel Healthcare المحلي.

تحذيرات

- يجب الالتزام بالمراقبة المناسبة للمريض، مثل التشبع بالأكسجين، طوال الوقت. وقد تتسبب عدم مراقبة المريض، مثل في حالة حدوث عطل في تنفّخ الغاز، في حدوث ضرر خطير أو الوفاة.
- لا تستخدم هذا القناع خارج بيئة المستشفى/ البيئة المؤسسية حيث تتم مراقبة المريض بشكل كافٍ من قبل فريق طبي مدرب، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضرر خطير أو الوفاة.
- تأكد من أن جهاز العلاج، أي جهاز التهوية أو مصدر التنفّخ، بما يشمل جميع الإذارات وأنظمة السلامة، يعمل بشكل صحيح وأنه يوفر قيمة (قيم) الضغط الصحيحة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إعادة تنفّس ثاني أكسيد الكربون بشكل مفرط.
- استخدمه دائمًا مع منفّخ زفير. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إعادة تنفّس ثاني أكسيد الكربون بشكل مفرط.
- قد يؤدي توصيل المكونات بين القناع ومنفّخ الزفير إلى إعادة تنفّس ثاني أكسيد الكربون بشكل مفرط. تأكد من توفر المراقبة المناسبة للمريض.
- هذا الجهاز مزود بصمام مقوّم للاختناق وهو غير مخصص للاستخدام مع أجهزة التهوية ثنائية الأطراف. قد يؤدي الاستخدام مع جهاز التهوية ثنائي الأطراف إلى الإخلال بالعلاج.
- لا تسد فتحات الصمام المقوّم للاختناق . قد يؤدي القيام بذلك إلى إعادة تنفّس ثاني أكسيد الكربون بشكل مفرط في حالة تعطل التنفّق.
- استبدل القناع كل 14 يومًا أو قبل ذلك في حالة حدوث تلف ملحوظ. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إخلال بالعلاج.
- لا تحاول إعادة استخدام القناع أو نفضه أو غسله أو تعقيمه. تجنّب ملامسة المنتج للمواد الكيميائية أو مواد التنظيف أو معقمات اليدين. قد تؤدي إعادة استخدام القناع أو إعادة معالجته إلى انتقال مواد معدنية أو استنشاق جسيمات أو الإخلال بالعلاج.
- هناك خطر من حدوث حريق مرتبط بمعدات الأكسجين والعلاج. لا تستخدمه بالقرب من الشرارات أو ألسنة اللهب المكشوفة.
- بعد التنفّخ أثناء العلاج بالأكسجين أمرًا خطيرًا ومن المحتمل أن يؤدي إلى إصابة خطيرة جراء نشوب حريق.
- لا تستخدم سري العسول أو المرهم التي تحمل ملسق الأكسجين المتوافق لتجنّب خطر نشوب حريق أو التعرض لحروق.
- لا تقم بتسخين التجهيزات أو التوصيلات أو الأنببيب أو غيرها من الملحقات لتجنّب خطر الحريق والإصابة بالحروق.

تعليمات التركيب

- باستخدام دليل SizeMe، قم بقياس حجم وجه المريض عن طريق وضع الدليل تحت أنف المريض. يجب أن تكون المنحنيات الألفية الملونة الثلاثة متجهة لأعلى. يتم تحديد مقياس القناع الصحيح من خلال شكل الأنف الملون الذي يناسب أنف المريض على أفضل نحو: أ أو ب أو ج.
- قم بتوصيل القناع بمصدر التنفّق. تأكد من تشغيل مصدر التنفّق.
- في حالة تركيب أنبوب فموي معدني أو أنفي معدني للمريض، تأكد من تركيب الأنبوب أسفل منطقة TubeFit™ المضمنة لتوفير جزء عز ل محكم حول الأنبوب. لا تمرر الأنبوب عبر الفتحة الألفية لمنع تسرب القناع. يجب أن يكون الشريط الذي يحمل الأنبوب الفموي المعدني/ الأنف المعدني على الألف ناعنًا قدر الإمكان لضمان منع التسرب بشكل جيد.
- قم بفك المشبك (المشايك) السفلي الموجود على غطاء الرأس. ثبت القناع على وجه المريض من الحرض على أن تكون الفتحة الصغيرة أسفل أنف المريض وحرك غطاء الرأس المناسب فوق رأس المريض.
- قم بتوصيل مشبك (مشايك) غطاء الرأس بالقناع من الخلف.
- اضبط الأشرطة الجانبية لغطاء الرأس العلوي والأشرطة العلوية حسب الحاجة، بحيث يستقر مانع تسرب القناع بشكل مريح تحت أنف المريض.
- تأكد مما يلي:
 - وضع حزام غطاء الرأس العلوي في منتصف رأس المريض
 - وجود فجوة بعرض الأصبع تقريبًا بين أنن المريض وغطاء الرأس
 - عدم قرب الشريطة غطاء الرأس من عيني المريض.
- اضبط الأشرطة الجانبية لغطاء الرأس السفلي بحيث يستقر مانع تسرب القناع بإحكام على رقن المريض.
- اسحب القناع برفق بعيدًا عن وجه المريض، ما يسمح بنفخ مانع التسرب وتقليل التسرب.

ملاحظة: أعد ضبط غطاء الرأس والقناع على النحو المطلوب لتوفير مانع تسرب محكم. تذكر سحب القناع برفق للامام من أجل نفخ مانع التسرب .

تحذيرات

- يجب تركيب القناع وإعطاء العلاج بواسطة ممارسين طبيين أو مقممي رعاية حاصلين على تدريب مناسب. قد يؤدي التركيب من قبل شخص غير مدرب إلى الحاق مجموعة من الأضرار بالمريض، بعضها خطير.
- قم بإزالة مواد التنظيف بالكامل قبل الاستخدام. يمكن أن تسد العبوة مسار الغاز، ما يؤدي إلى الإخلال بالعلاج.
- لا تستخدم القناع إذا كان تالفا. قد يؤدي استخدام قناع تلف إلى الإخلال بالعلاج.
- لا تستخدم القناع إذا كانت العبوة تالفة، أو مفتوحة عن غير قصد قبل الاستخدام. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث تلوث يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.
- تأكد من أن القناع ملائم للمريض من حيث المغاس. قد يؤدي الحجم غير الصحيح إلى الإخلال بالعلاج أو إصابات ناجمة عن الضغط أو عدوى العين.
- لا تمرر أنبوب فموي معدني أو أنفي معدني من خلال الفتحة الألفية لمنع التسرب بالقناع. قد يؤدي القيام بذلك إلى إزالة الأنبوب عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى شعور المريض بعدم الراحة أو رضح الأنف أو شطف السائل.
- لا تقم بتمديد مانع التسرب فوق أنف المريض. قد يؤدي القيام بذلك إلى الإخلال بالعلاج أو إصابات ناجمة عن الضغط أو عدوى العين.
- لا تحكّم ربطأي من الأشرطة غطاء الرأس . قد يؤدي الإفراط في إحكام الربط إلى إصابات ناجمة عن الضغط.

ملاحظات

- قد يؤثر شعر الوجه والأسنان وأطقم الأسنان المفقودة وعدم انتظام بنية الوجه على إحكام القناع أو مانع التسرب.
- يتوفر قناع F&P Visairo بمقاسين لغطاء الرأس. تم تصميم المغاس القياسي ليناسب معظم المرضى. إذا كان حجم رأس المريض لديك أصغر، فقد ترغب في استخدام قناع Visairo بغطاء الرأس الصغير لتحصيل الحزام بشكل أفضل وسهولة الوصول إليه. "غطاء الرأس الصغير" واردة على العبوة وغطاء الرأس. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالممثل المحلي لشركة F&P لديك.

OPERATING INSTRUCTIONS

- This mask is intended for use for a maximum of 14 days.
- This mask is for single patient use.
- For use with ventilators and devices delivering NIV therapy using a single-limb circuit system.
- For use with pressurised gases provided by an external flow source or ventilator.
- Recommended for use as part of the Fisher & Paykel Healthcare noninvasive humidification systems, F&P 850 or F&P 950™, to deliver humidified gases to the patient.
- Note:** F&P 950 System may not be available in all countries.
- Dispose of mask according to hospital protocol.
- Notice to user: Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the competent authority in your country and your local Fisher & Paykel Healthcare representative.

WARNINGS

- Appropriate patient monitoring, e.g., oxygen saturation, must be adhered to at all times. Failure to monitor the patient, e.g., in the event of flow disruption, may result in serious harm or death.
- Do not use this mask outside of a hospital/institutional environment in which the patient is adequately monitored by trained medical staff as this may result in serious harm or death.
- Verify that the therapy device, i.e., ventilator or flow source, including all alarms and safety systems are functioning correctly and that it is supplying the correct pressure(s). Failure to do so may result in excessive carbon dioxide rebreathing.
- Always use with an exhalation port. Failure to do so may result in excessive carbon dioxide rebreathing.
- Connecting components inline between the mask and exhalation port may result in excessive carbon dioxide rebreathing. Ensure appropriate patient monitoring is in place.
- This mask is fitted with an anti-asphyxiation valve and is not for use with dual-limb ventilation. Use with dual-limb ventilation may result in compromised therapy.
- Do not block the anti-asphyxiation valve openings . Doing so may result in excessive carbon dioxide rebreathing in the event of flow disruption.
- Replace the mask every 14 days or sooner if noticeable damage occurs. Failure to do so may result in compromised therapy.
- Do not reuse, soak, wash or sterilise this mask. Avoid contact with chemicals, cleaning agents or hand sanitizers. Reusing or reprocessing the mask may result in transmission of infectious substances, inhalation of particulates or compromised therapy.
- There is a risk of fire associated with oxygen equipment and therapy. Do not use near sparks or open flames.
- Smoking during oxygen therapy is dangerous and is likely to result in serious injury from fire.
- Do not use lotions or salves that are labeled as oxygen compatible to avoid the risk of fire and burns.
- Do not lubricate fittings, connections, tubing or other accessories to avoid the risk of fire and burns.

FITTING INSTRUCTIONS

- Using the SizeMe guide, size the patient by positioning the guide under the patient’s nose. The three colored nasal profiles should be facing upward. The correct mask size is determined by the colored nasal profile that the patient’s nose best fits inside: A, B or C.
- Connect the mask to the flow source. Ensure the flow source is turned on.
- If the patient has an orogastric or nasogastric tube, ensure the tube is placed under the integrated TubeFit™ zone to achieve an effective seal around the tube. Do not pass the tube through the nasal opening of the mask seal. The tape holding the orogastric/nasogastric tube on the nose should be as smooth as possible to ensure a good seal.
- Undo the lower clip(s) on the headgear. Hold the mask to the patient’s face with the small opening underneath the patient’s nose and slide the loose headgear over the patient’s head.
- Connect the headgear clip(s) back onto the mask.
- Adjust the upper headgear side straps and the crown straps as needed, so that the mask seal sits comfortably under the patient’s nose. Ensure that:
 - the crown headgear strap is positioned in the middle of the patient’s head
 - there is approximately a finger-width gap between the patient’s ear and the headgear
 - the headgear straps are not too close to the patient’s eyes.
- Adjust the lower headgear side straps so that the mask seal rests securely on the patient’s chin.
- Gently pull the mask away from the patient’s face, allowing the seal to inflate and minimize leak. **Note:** Readjust the headgear and mask as required to achieve a good seal. Remember to gently pull the mask forward to inflate the seal .

WARNINGS

- Only appropriately trained medical practitioners or care providers are to fit the mask and establish therapy. Fitment by an untrained person may result in a range of patient harms, some of which are serious.
- Remove all packaging prior to use. Packaging can occlude gas pathway resulting in compromised therapy.
- Do not use the mask if the mask is damaged. Using a damaged mask may result in compromised therapy.
- Do not use the mask if the packaging is damaged or unintentionally opened before use. Doing so may result in contamination leading to infection.
- Verify that the mask is the correct size for the patient. Incorrect sizing may result in compromised therapy, pressure injuries or eye infection.
- Do not pass an orogastric or nasogastric tube through the nasal opening of the mask seal. Doing so may result in the accidental removal of the tube leading to patient discomfort, nasal trauma or liquid aspiration.
- Do not stretch the seal over the patient’s nose. Doing so may result in compromised therapy, pressure injuries, or eye infection.
- Do not overtighten any of the headgear straps . Overtightening may result in pressure injuries.

NOTES

- Facial hair, missing teeth and dentures and facial structure irregularities may compromise mask fit or seal.
- The F&P Visairo mask is available in two headgear sizes. The standard size is designed to fit most patients. If your patient population has a smaller head size, you may wish to use the Visairo mask with Small Headgear for better strap adjustment and accessibility. "Small Headgear" is stated on the packaging and headgear. For more information, please contact your local F&P representative.

English (en)

Non-vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

INTENDED USE

The Fisher & Paykel Healthcare single patient use masks are intended for use as an accessory to ventilators to enable non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) therapy (CPAP or bi-level) to be delivered to spontaneously breathing adult patients (>30 kg) with respiratory insufficiency or respiratory failure who have been prescribed NPPV. The masks are to be fitted and therapy maintained, by trained medical practitioners in a hospital/ institutional environment with patient monitoring in place.

CONTRAINDICATIONS

This mask should not be used on patients who:

- are having cardiac or respiratory arrest, or severe hemodynamic instability
- are unconscious, unable to breathe spontaneously, uncooperative, unresponsive or unable to remove the mask
- have an upper airway obstruction, or an inability to clear secretions (impaired cough or swallow reflexes, excessive reflux, epistaxis, hiatal hernia)
- have copious secretions, are at risk of nausea/vomiting or at high risk of aspiration of emesis
- have had head or facial surgery, trauma or burns
- have severe upper gastro-intestinal bleeding, or barotrauma (undrained pneumothorax).

If symptoms of these conditions occur, discontinue treatment immediately.

SIDE EFFECTS

After using this mask you may experience:

- redness, irritation, or pressure injury
- discomfort (eye irritation, claustrophobia, gastric insufflation, noise, dryness, nasal congestion, desynchrony)
- aspiration of fluid collected in the mask.

Please consult the appropriate medical practitioner if any of the above symptoms occur.

Operating Pressure Range	4 – 40 cmH₂O
Interface Connections	ISO 5356-1 Conical Connectors
Mask Dead Space	<200 cm ³
Anti-asphyxiation valve open to atmospheric pressure:	0.41 cmH ₂ O
Anti-asphyxiation valve closed to atmospheric pressure:	0.92 cmH ₂ O
Resistance to flow through mask	0.23 cmH ₂ O @ 50 L/min, 0.51 cmH ₂ O @ 100 L/min

- This mask was not made with natural rubber latex.
- This mask was not made with phthalates.

SYMBOL DEFINITIONS

	Non-vented	REF	Catalog Number	EC REP	European Union Authorised Representative
	Single-limb Compatible	LOT	Batch Number	CE 0123	European Conformity – TÜV SÜD
size A	Size A		Date and Country of Manufacture	UK REP	UK Authorized Representative
size B	Size B		Manufacturer		Packaging Materials
size C	Size C	MD	Medical Device	CH REP	Switzerland Authorized Representative
size A	Size A Small Headgear		Expiry Date		Warning
size B	Size B Small Headgear	Rx only	Prescription Only	14	14 Days' Maximum Use
size C	Size C Small Headgear		Not Made with Phthalates (DEHP, BBP, DBP)		Temperature Limits
	Follow Instructions for Use		Importer		Do Not Use If Package is Damaged
	Consult Instructions for Use		Keep Dry		Distributor
	Not Made with Natural Rubber Latex		Single Use		

^[1] REF RT075A/B/C F&P Visairo™ RT075 Non-vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

^[2] REF RT075A-SH / RT075B-SH / RT075C-SH F&P Visairo™ RT075 Non-vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear



Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com



Australia (AU) (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 **Brazil (BR)** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China (CN)** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486



France (FR) Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Email: c.s@fphcare.fr **Germany (DE)** Fisher & Paykel

Healthcare GmbH, Wiesenstrasse 49, 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 **Hong Kong (HK)** Tel: +852 2116 0032 **India (IN)** Tel: +91 80 2309 6400 **Japan (JP)** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115

Korea (KR) Tel: +82 2 6205 6900 **Mexico (MX)** Tel: +52 55 9130 1626 **Poland (PL)** Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o., Pl. Andersa 7, 61-894 Poznań, Poland Tel: +48 664 846 464 **Russia (RU)** Tel: +7 495 782 21 50

Switzerland (CH) **CH REP** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Säntisstrasse 2, 9501 Wil / SG, Switzerland Tel: 0800 83 47 63 **Taiwan (TW)** Tel: +886 2 8751 1739 **Turkey (TR)** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 **UK (GB)** **UK REP** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 **USA (US)/Canada (CA)** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000

Austria (AT) Tel: 0800 29 31 23 **Benelux (BE NL LU)** Tel: +31 40 216 3555 **Denmark (DK)** Tel: +45 70 26 37 70 **Finland (FI)** Tel: +358 9 251 66 123 **Ireland (IE)** Tel: 1800 409 011 **Italy (IT)** Tel: +39 06 7839 2939 **Norway (NO)** Tel: +47 21 60 13 53 **Spain (ES)** Tel: +34 902 013 346 **Sweden (SE)** Tel: +46 8 564 76 680