

CE 0123 Rx only

14

F&P, Tubefit, Visairo and F&P 950 are trademarks of Fisher and Paykel Healthcare Limited.

English ^{en}

Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

INTENDED USE


The Fisher & Paykel Healthcare single-patient-use masks are intended for use as an accessory to ventilators to enable noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) therapy (CPAP or bi-level) to be delivered to spontaneously breathing adult patients (>66 lb, >30 kg) with respiratory insufficiency or respiratory failure who have been prescribed NPPV. The masks are to be fitted and therapy maintained by trained medical practitioners in a hospital/institutional environment with patient monitoring in place.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATING PRESSURE RANGE	4 – 40 cmH ₂ O
INTERFACE CONNECTIONS	ISO 5356-1 Conical Connectors
MASK DEAD SPACE	<200 cm ³
ANTI-ASPHYXIATION VALVE FLAP OPEN TO ATMOSPHERIC PRESSURE	0.24 cmH ₂ O
ANTI-ASPHYXIATION VALVE FLAP CLOSED TO ATMOSPHERIC PRESSURE	0.80 cmH ₂ O
RESISTANCE TO FLOW THROUGH MASK	0.26 cmH ₂ O @ 50 L/min, 0.63 cmH ₂ O @ 100 L/min

PRESSURE-FLOW CURVE FOR VENTING:

The venting flow rate may vary due to manufacturing variations



- 14** This product is intended for use for a maximum of 14 days.
- For use with pressurized gases provided by an external flow source or ventilator.
- For use with ventilators/devices delivering 'NIV' therapy using a single limb circuit system.
- Can be used with a heated pass over humidifier to deliver humidified gases to the patient.
- When humidifying gases, use as part of Fisher & Paykel Healthcare noninvasive humidification systems F&P MR850 or F&P 950™.
- Note:** F&P 950 System may not be available in all countries. F&P 950 System is currently not cleared for sale in the USA.
- This product was not made with natural rubber latex.
- Dispose of mask according to hospital protocol.
- If a serious incident has occurred while using this device, please contact your local Fisher & Paykel Healthcare representative and Competent Authority.

LABEL – MASK SYMBOLS

	Vented		Seal Size A	Seal Size B	Seal Size C
	Standard Headgear				
	Under Nose Mask				

SYMBOL DEFINITIONS

	Caution/Consult instructions for use	Rx only	Prescription only	14	14 Days maximum use
	Single use	CE 0123	CE Marking 93/42/EEC		European Union authorised representative
	Reference number		Do not use if package is damaged		

BEFORE USE

- Ensure you have read and understood the instructions completely.
- Remove all packaging prior to use.
- Do not use if package is damaged.
- Inspect the mask for damage. Discard the mask if any parts are broken or if the seal is torn.
- Ensure that the correct mask is being used for the therapy device. Refer to setup guide on the front most page.
- Verify that the mask is the correct size for the patient.
- Verify operation of the anti-asphyxiation valve before use.
- Verify that the therapy device (i.e. ventilator or flow source), including all alarms and safety systems, are functioning correctly and that it is supplying the correct pressure(s).
- Clean the patient's face and then inspect for signs of redness, irritation or discomfort. Do not use if these such signs are present.
- Ensure adequate patient monitoring is in place.

WARNINGS, CAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS

WARNINGS

- Do not block or try to seal the venting holes.**
- Verify that the therapy device, including alarms and safety systems, are functioning correctly prior to use.
- This mask is fitted with an anti-asphyxiation valve and is not for use with dual limb ventilation systems. With no system flow the external openings in the valve should allow room air to entrain into the mask. With system flow the flap should close the external openings and allow system air to flow into the mask.
- Do not block anti-asphyxiation valve vents.**
- Replace the mask if the anti-asphyxiation valve does not operate or becomes fouled with secretions.
- The mask must only be worn when the therapy is being delivered.
- The mask must be fitted and therapy established by an appropriately trained medical practitioner or care provider.
- This mask may only be used in a hospital or clinical setting where the patient is adequately monitored by trained medical staff. Failure to monitor the patient may result in loss of therapy, serious injury or death.
- This mask is for single patient use. **Do not reuse.** Reuse may result in transmission of infectious substances, interruption to treatment, serious harm or death. Do not soak, wash, sterilize, or reuse this product. Avoid contact with chemicals, cleaning agents, or hand sanitizers.
- At low CPAP or EPAP pressures the flow through the venting holes may be too low to clear all exhaled gas from the mask. Some rebreathing may occur.
- Facial hair, missing teeth/dentures and facial structure irregularities may compromise mask seal.

CAUTIONS

- Do not overtighten any of the headgear straps. Overtightening may cause patient discomfort and/or leaks.
- If the patient experiences skin redness, irritation or discomfort, discontinue use and contact a physician.
- CONTRAINDICATIONS**
- This mask should not be used on patients who:
 - Have cardiac or respiratory arrest, or severe hemodynamic instability
 - Are unconscious, unable to breathe spontaneously, uncooperative, unresponsive or unable to remove the mask
 - Have an upper airway obstruction, or an inability to clear secretions (impaired cough or swallow reflexes, excessive reflux, epistaxis, hiatal hernia)
 - Have copious secretions, at risk of nausea/vomiting, or at high risk of aspiration of emesis
 - Have had head or facial surgery, trauma or burns
 - Have severe upper gastro-intestinal bleeding, or barotrauma (un-drained pneumothorax).
- If symptoms of these conditions occur, discontinue treatment immediately.

FITTING INSTRUCTIONS

- Using the SizeMe guide, size the patient by positioning the guide under the patient's nose. The three colored nasal profiles should be facing upward. The correct mask size is determined by the colored nasal profile that the patient's nose best fits inside: A, B or C.
- Connect the mask to the flow source. Ensure the flow source is turned on.
- If using a flow source that requires pressure feedback, connect the pressure line to the pressure port on the mask. Otherwise, ensure the pressure port is capped.
- If the patient has an orogastric or nasogastric tube, ensure the tube is placed under the integrated TubeFit™ zone to achieve an effective seal around the tube. Do not pass the tube through the nasal opening of the mask seal. The tape holding the orogastric/nasogastric tube on the nose should be as smooth as possible to ensure a good seal.
- Undo the lower clip(s) on the headgear. Hold the mask to the patient's face with the small opening underneath the patient's nose and slide the loose headgear over the patient's head.
- Connect the headgear clip(s) back onto the mask.
- Adjust the upper headgear side straps and the crown straps as needed, so that the mask seal sits comfortably under the patient's nose. Ensure that:
 - the crown headgear strap is positioned in the middle of the patient's head
 - there is approximately a finger-width gap between the patient's ear and the headgear
 - the headgear straps are not too close to the patient's eyes.
- Adjust the lower headgear side straps so that the mask seal rests securely on the patient's chin.
- Gently pull the mask away from the patient's face, allowing the seal to inflate and minimize leak.

Note: Readjust headgear/mask as required to achieve an effective seal. Do not overtighten the mask. When fitted properly, you should be able to slide a finger underneath the upper and lower side straps.

The F&P Visairo mask is available in two headgear sizes. The standard size is designed to fit most patients. If your patient population has a smaller head size, you may wish to use the Visairo mask with Small Headgear for better strap adjustment and accessibility. 'Small Headgear' is stated on the packaging and headgear. For more information, please contact your local F&P representative.

For patent information, refer to www.fphcare.com/ip

French ^{fr}

Masque sous le nez à fuite pour utilisation en milieu hospitalier, avec valve anti-asphyxie

DOMAINE D'APPLICATION


Les masques Fisher & Paykel Healthcare, destinés à une utilisation sur un patient unique, sont conçus comme des accessoires pour ventilateurs, pour permettre l'administration d'un traitement de ventilation non invasive en pression positive (VNPP) (CPAP ou à deux niveaux de pression) à des patients adultes (>30 kg, >66 lb), respirant spontanément et présentant une insuffisance respiratoire. Les masques doivent être ajustés et le traitement administré par des praticiens dûment formés, dans un hôpital/établissement ayant mis en place une surveillance du patient.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAGE DE PRESSION DE FONCTIONNEMENT	4 à 40 cmH ₂ O
RACCORDS D'INTERFACE	Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1
ESPACE MORT DU MASQUE	<200 cm ³
CLAPET DE LA VALVE ANTI-ASPHYXIE OUVERT À LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE	0,24 cmH ₂ O
CLAPET DE LA VALVE ANTI-ASPHYXIE FERMÉ À LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE	0,80 cmH ₂ O
RÉSISTANCE AU DÉBIT DANS LE MASQUE	0.26 cmH ₂ O à 50 L/min, 0.63 cmH ₂ O à 100 L/min

COURBE PRESSION-DÉBIT POUR LA FUIITE :

Le débit de fuite peut changer selon les variations de fabrication



- 14** Ce produit est destiné à une utilisation ne dépassant pas 14 jours.
- À utiliser avec des gaz sous pression fournis par une source de débit externe ou un ventilateur.
- À utiliser avec des ventilateurs/dispositifs délivrant un traitement VNI au moyen d'un circuit monobranché.
- Peut être utilisé avec un humidificateur chauffant à léchage pour délivrer des gaz humidifiés au patient.
- En cas d'humidification des gaz, l'utiliser dans le cadre des systèmes d'humidification non invasive Fisher & Paykel Healthcare F&P MR850 ou F&P 950™.
- Remarque :** le système F&P 950 est susceptible de ne pas être disponible dans tous les pays. Le système F&P 950 n'est actuellement pas autorisé à la vente aux États-Unis.
- Ce produit ne comporte pas de latex de caoutchouc naturel.
- Mettre le masque au rebut conformément au protocole de l'hôpital.
- Si un incident grave se produit lors de l'utilisation de ce dispositif, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare ainsi que l'organisme compétent.

ÉTIQUETTE – SYMBOLES DU MASQUE

	À fuite		Joint Taille A	Joint Taille B	Joint Taille C
	Masque sous le nez				

DÉFINITIONS DES SYMBOLES

	Mise en garde/ Consulter le mode d'emploi	Rx only	Seulement sur ordonnance	14	Période d'utilisation maximale de 14 jours
	Usage unique	CE 0123	Marquage CE 93/42/CEE		Représentant agréé pour l'Union européenne
	Numéro de référence		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		

AVANT L'UTILISATION

- Veiller à lire et à assimiler l'ensemble des instructions.
- Retirer l'ensemble de l'emballage avant utilisation.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Vérifier que le masque n'est pas endommagé. Jeter le masque si l'un de ses composants est cassé ou si la jupe est déchirée.
- Vérifier que le masque approprié est utilisé pour le dispositif de traitement. Consulter le guide d'installation à la première page.
- Vérifier que la taille du masque est adaptée au patient.
- Vérifier le fonctionnement de la valve anti-asphyxie avant utilisation.
- Vérifier que le dispositif de traitement (c'est-à-dire le ventilateur ou la source de débit) ainsi que l'ensemble des alarmes et systèmes de sécurité fonctionnent correctement et qu'ils délivrent la ou les pressions appropriées.
- Nettoyer le visage du patient puis rechercher les signes de rougeur, d'irritation ou de gêne. Ne pas l'utiliser en présence de tels signes.
- Vérifier qu'une surveillance adéquate du patient a été mise en place.

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET CONTRE-INDICATIONS

AVERTISSEMENTS

- Ne pas bloquer ni tenter de boucher les orifices.**
- Vérifier que le dispositif de traitement ainsi que les alarmes et systèmes de sécurité fonctionnent correctement avant utilisation.
- Ce masque possède une valve anti-asphyxie et n'est pas destiné à être utilisé avec les systèmes de ventilation à deux branches. En l'absence de débit dans le système, les orifices externes de la valve doivent permettre l'arrivée d'air ambiant dans le masque. En présence d'un débit dans le système, le clapet doit fermer les orifices externes et permettre à l'air du système de circuler dans le masque.
- Ne pas bloquer les orifices de la valve anti-asphyxie.**
- Remplacer le masque si la valve anti-asphyxie ne fonctionne pas ou si elle est souillée par des sécrétions.
- Le masque doit être porté uniquement pendant l'administration du traitement.
- Le masque doit être ajusté et le traitement administré par un praticien ou un professionnel de santé dûment formé.
- Ce masque ne peut être utilisé qu'en milieu hospitalier ou dans un environnement clinique offrant une surveillance adéquate du patient par du personnel médical formé. L'absence de surveillance du patient risque de compromettre le traitement, d'entraîner de graves lésions ou le décès.
- Ce masque est à usage unique. **Ne pas réutiliser.** La réutilisation peut entraîner la transmission de substances infectieuses, l'interruption du traitement, des blessures graves ou le décès. Ne pas tremper, laver, stériliser ou réutiliser ce produit. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des agents nettoiyants ou des produits désinfectants pour les mains.
- Si les niveaux de pression de CPAP ou de PEP sont faibles, le débit de fuite à travers les orifices peut devenir trop faible pour évacuer du masque tous les gaz expirés. Une certaine réinhalation est alors possible.
- Les pilosités faciales, les dents/dentiers absents et les structures faciales irrégulières peuvent compromettre l'étanchéité du masque.
- ATTENTION**
- Ne pas serrer trop fort les sangles du harnais. Un serrage excessif peut causer une gêne au patient et/ou des fuites.
- Si le patient présente des rougeurs de la peau, une irritation ou une gêne, interrompre l'utilisation et contacter un médecin.

CONTRE-INDICATIONS

Ce masque ne doit pas être utilisé chez les patients qui :

- ont été victimes d'un arrêt cardiaque ou respiratoire ou qui présentent une grave instabilité hémodynamique ;
 - sont inconscients, incapables de respirer spontanément, non coopératifs, ne répondent pas ou sont incapables de retirer le masque ;
 - présentent une obstruction des voies respiratoires supérieures ou une incapacité à éliminer les sécrétions (toux ou réflexe de déglutition altérés, reflux excessif, épistaxis, hernie hiatale) ;
 - présentent des sécrétions importantes, des risques de nausées/vomissements ou des risques élevés d'aspiration de vomissures ;
 - ont fait l'objet d'une intervention chirurgicale, d'un traumatisme ou de brûlures à la tête ou au visage ;
 - présentent des hémorragies gastro-intestinales supérieures graves ou un barotraumatisme (pneumothorax non drainé).
- Si les symptômes de ces pathologies apparaissent, interrompre immédiatement le traitement.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

- À l'aide du guide SizeMe, mesurer le patient en plaçant le guide sous son nez. Les trois profils nasaux colorés doivent être orientés vers le haut. La taille correcte du masque est déterminée par le profil nasal coloré dans lequel le nez du patient s'adapte le mieux : A, B ou C.
- Raccorder le masque à la source de débit. Vérifier que la source de débit est en marche.
- Si la source de débit utilisée nécessite une mesure de pression, connecter une ligne de pression au raccord de pression du masque. Sinon, vérifier que le bouchon est en place sur le raccord de pression.
- Si le patient porte une sonde orogastrique ou nasogastrique, vérifier que la sonde est placée sous la zone TubeFIT™ intégrée pour obtenir une étanchéité efficace autour de la sonde. Ne pas faire passer le tube par l'ouverture nasale du joint du masque. Le ruban qui retient la sonde orogastrique/nasogastrique sur le nez doit être aussi lisse que possible pour assurer une bonne étanchéité.
- Retirer la ou les attaches du harnais. Tenir le masque contre le visage du patient avec la petite ouverture sous le nez du patient et faire glisser le harnais détaché au-dessus de la tête du patient.
- Accrocher la ou les attaches du harnais de nouveau sur le masque.
- Ajuster les sangles latérales supérieures du harnais et le harnais crânien si nécessaire, de manière à ce que la jupe d'étanchéité du masque repose confortablement sous le nez du patient. S'assurer que :
 - la sangle du harnais crânien est positionnée au milieu de la tête patient ;
 - un écart de la largeur d'un doigt est maintenu entre l'oreille du patient et le harnais ;
 - les sangles du harnais ne sont pas trop près des yeux du patient.
- Ajuster les sangles latérales inférieures du harnais de façon à ce que la jupe d'étanchéité du masque repose fermement sur le menton du patient.
- Séparez doucement le masque du visage du patient afin que la jupe puisse se gonfler et pour minimiser les fuites.

Remarque : réajustez le harnais/masque au besoin pour obtenir une étanchéité efficace. Ne serrez pas trop le masque. Lorsqu'il est correctement installé, vous devriez pouvoir glisser un doigt sous les sangles latérales supérieure et inférieure.

Le masque F&P Visairo est disponible en deux tailles de harnais. La taille standard est conçue pour s'adapter à la plupart des patients. Si votre population de patients a une taille de tête plus petite, vous pouvez utiliser le masque Visairo avec un petit harnais pour un meilleur ajustement et une meilleure accessibilité de la sangle. La mention « Petit harnais » est indiquée sur l'emballage et le harnais. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant F&P local.

^[1] REF RT077A/B/C F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

^[2] REF RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

Spanish ^(es)

Máscara bucal ventilada para hospitales: versión con válvula antiasfioxia

USO PREVISTO

Las máscaras Fisher & Paykel Healthcare para uso de un único paciente están diseñadas para utilizarse como accesorio de los ventiladores con el fin de posibilitar que la terapia (CPAP/BiPAP) de ventilación de presión positiva no invasiva (NPPV) se suministre a pacientes adultos (>30 kg, >66 lb) con insuficiencia respiratoria que respiren espontáneamente y a los que se haya prescrito NPPV. Estas máscaras han de ser colocadas por un médico con la debida formación, que debe encargarse de mantener la terapia, en un entorno hospitalario o institucional con monitorización del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	4-40 cmH₂O
---	------------

CONEXIONES DE LA INTERFAZ
Conectores cónicos ISO 5356-1

ESPACIO MUERTO DE LA MÁSCARA
<200 cm²


SOLAPA DE LA VÁLVULA ANTIASFIOXIA ABIERTA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA	0,24 cmH₂O
--	------------

SOLAPA DE LA VÁLVULA ANTIASFIOXIA CERRADA A PRESIÓN ATMOSFÉRICA	0,80 cmH₂O
--	------------

RESISTENCIA AL FLUJO A TRAVÉS DE LA MÁSCARA	0,26 cmH₂O a 50 L/min, 0,63 cmH₂O a 100 L/min
--	---

CURVA DE PRESIÓN Y FLUJO PARA LA VENTILACIÓN:

Debido a las variaciones entre un fabricante y otro, el caudal de la ventilación podría variar.



<div><div></div></div>					
--	--	--	--	--	--

- ^[14] Este producto está diseñado para usarse un máximo de 14 días.
- Para el uso con gases presurizados suministrados por un ventilador o fuente de flujo externo.
- Para utilizarse con ventiladores/dispositivos que suministren terapia de ventilación no invasiva (NIV) con un sistema de circuito de ramal único.
- Se puede utilizar con un humidificador de paso calentado para suministrar gases humidificados al paciente.
- Cuando humidifique gases, utilicela como parte de los sistemas de humidificación no invasiva F&P MR850 o F&P 950™ de Fisher & Paykel Healthcare.
- Nota:** Puede que el sistema F&P 950 no esté disponible en todos los países. La venta del sistema F&P 950 no está actualmente autorizada en EE. UU.
- Este producto no está hecho de látex de caucho natural.
- Deseche la máscara según el protocolo del hospital.
- Si se ha producido un incidente grave durante el uso de este producto, póngase en contacto con el representante local de Fisher & Paykel Healthcare y con la autoridad competente.

ETIQUETA: SÍMBOLOS DE LA MÁSCARA

	Ventilada	Vaina tamaño A	Vaina tamaño B	Vaina tamaño C
	Arnés estándar	Size A	Size B	Size C
	Máscara bucal	Size A Small Headgear	Size B Small Headgear	Size C Small Headgear

SYMBOL DEFINITIONS

	Precaución/ Consultar las instrucciones de uso	Rx only	Solo con receta médica	^[14]	14 días de uso máximo
	Producto de un solo uso	CE 0123	Marcado CE 93/42/CEE	EC REP	Representante autorizado para la Unión Europea
REF	Número de referencia		No utilizar si el paquete está dañado		

ANTES DEL USO

- Asegúrese de haber leído y comprendido por completo las instrucciones.
- Quite todo el embalaje antes del uso.
- No la utilice si el embalaje está dañado.
- Inspeccione la máscara para comprobar que no haya daños. Deseche la máscara si cualquier pieza está rota o si la vaina está rasgada.
- Asegúrese de que se esté utilizando la máscara correcta para el dispositivo terapéutico. Consulte la guía de instalación en la primera página.
- Verifique que la máscara tenga el tamaño adecuado para el paciente.
- Antes del uso, verifique el funcionamiento de la válvula antiasfioxia.
- Verifique que el dispositivo terapéutico (es decir, el ventilador o la fuente de flujo), incluyendo todas las alarmas y sistemas de seguridad, esté funcionando correctamente y que suministre la presión correcta.
- Límpiele la cara al paciente y, a continuación, compruebe si hay signos de enrojecimiento, irritación o molestias. No la utilice si aparecen estos signos.
- Asegúrese de que esté preparada la monitorización adecuada del paciente.

REF **RT077A/B/C** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

REF **RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS

- No bloquee ni trate de sellar los orificios de ventilación.
- Verifique que el dispositivo terapéutico, incluyendo las alarmas y sistemas de seguridad, está funcionando correctamente antes del uso.
- Esta máscara tiene una válvula antiasfioxia y no es para utilizarla con sistemas respiratorios de dos ramas. Sin flujo del sistema, las aberturas externas de la válvula deben permitir que penetre aire ambiente en la máscara. Con flujo del sistema, la solapa debe cerrar las aberturas externas y permitir que fluya aire del sistema a la máscara.
- No bloquee las ventilaciones de la válvula antiasfioxia.**
- Sustituya la máscara si la válvula antiasfioxia no funciona o se ensucia con las secreciones.
- La máscara solo debe estar puesta cuando se esté administrando la terapia.
- La máscara ha de ser colocada por un médico o profesional sanitario con la debida formación, que determinará la terapia.
- Esta máscara solo se puede usar en un hospital o clínica donde el paciente esté debidamente monitorizado por personal médico capacitado. De lo contrario, se puede producir una interrupción de la terapia, lesiones graves o la muerte.
- Esta máscara es para su uso con un único paciente. **No reutilizar.** La reutilización puede provocar la transmisión de sustancias infecciosas, la interrupción del tratamiento, lesiones graves o la muerte. No sumerja, lave, esterilice ni reutilice este producto. Evite el contacto con sustancias químicas, productos de limpieza o antisépticos para manos.
- A presiones de CPAP o EPAP bajas, es posible que el flujo que sale por los orificios de ventilación sea demasiado bajo como para eliminar todo el gas exhalado de la máscara. Puede producirse reinhalación.

- El vello facial, los dientes/las dentaduras que falten o las irregularidades de la estructura facial pueden afectar a la estanqueidad de la máscara.
- PRECAUCIONES**
- No apriete demasiado las correas del arnés. Si lo hace, puede causar molestias al paciente o fugas.
- Si el paciente tiene enrojecimientos en la piel, irritación o molestias, interrumpa el uso y póngase en contacto con un mé dico.

CONTRAINDICACIONES

Esta máscara no se debe usar en pacientes que:

- tengan parada cardiaca o respiratoria, o inestabilidad hemodinámica grave;
- estén inconscientes, no sean capaces de respirar por sí mismos, no cooperen, no reaccionen o sean incapaces de quitarse la máscara;
- tengan las vías respiratorias superiores obstruidas o no sean capaces de eliminar las secreciones (reflejos de tos o deglución disminuidos, reflujo excesivo, epistaxis o hernia de hiato);
- tengan secreciones copiosas, con riesgo de náusea o vómito, o con alto riesgo de aspiración de la emesis;
- hayan sufrido cirugía, traumatismos o quemaduras faciales o craneales;
- sufran hemorragia gastrointestinal superior grave o barotraumatismo (neumotórax sin drenar).

Si se produce alguno de estos síntomas, interrumpa el tratamiento inmediatamente.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

- Utilizando la guía SizeMe, calcule la talla del paciente colocando la guía debajo de la nariz del paciente. Los perfiles nasales, de tres colores distintos, deberán mirar hacia arriba. El tamaño correcto de la máscara estará determinado por el perfil nasal, de distintos colores, que mejor se adapte a la nariz del paciente: A, B o C.
- Conecte la máscara a la fuente de flujo. Asegúrese de que la fuente de flujo esté activada.
- Si está utilizando una fuente de flujo que requiera retroalimentación de la presión, conecte la línea de presión al puerto de presión de la máscara. Si no, asegúrese de que el puerto de presión esté tapado.
- Si el paciente tiene un tubo orogástrico o nasogástrico, asegúrese de que el tubo esté colocado debajo de la zona TubeFit™ integrada, para lograr la estanqueidad adecuada alrededor del tubo. No pase el tubo a través de la abertura nasal de la vaina de la máscara. Para garantizar la adecuada estanqueidad, la cinta que sujeta el tubo orogástrico/nasogástrico a la nariz deberá ser lo más lisa posible.
- Desconecte el/los cierre(s) de hebilla inferiores del arnés. Sostenga la máscara contra la cara del paciente colocando la pequeña abertura debajo de la nariz, y deslice por encima de la cabeza el arnés suelto.
- Vuelva a conectar el/los cierre(s) de hebilla del arnés a la máscara.
- Ajuste las correas laterales superiores del arnés y las cintas de la corona, de modo que la vaina de la máscara esté cómodamente debajo de la nariz del paciente. Asegúrese de que:
 - las cintas del arnés de la corona están colocadas en el centro de la cabeza del paciente
 - haya aproximadamente un dedo de espacio entre la oreja del paciente y el arnés
 - las correas del arnés no estén demasiado cerca de los ojos del paciente
- Ajuste las correas laterales inferiores del arnés de modo que la vaina de la máscara descanse firmemente sobre la barbilla del paciente.
- Para permitir que la vaina se dilate y minimice las fugas, retire con cuidado la máscara de la cara del paciente.

Nota: Reajuste el arnés/la máscara según sea necesario para lograr que la estanqueidad sea eficaz. No apriete demasiado la máscara. Cuando se ajuste correctamente, se deberá poder deslizar un dedo por debajo de las correas laterales superior e inferior.

La máscara F&P Visairo está disponible en dos tamaños de arnés. El tamaño estándar está diseñado para adaptarse a la mayoría de los pacientes. Si su población de pacientes tiene un tamaño de cabeza más pequeño, es posible que desee utilizar la máscara Visairo con arnés pequeño para un mejor ajuste y accesibilidad de la correa. En el embalaje y en el arnés se indica “Aرنés pequeño”. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de F&P.

German ^(de)

Unter der Nase sitzende Maske mit Ausatemöffnung und Anti-Asphyxie-Ventil für den Einsatz in Krankenhäusern

VERWENDUNGSZWECK

Die Masken von Fisher & Paykel Healthcare für die Verwendung bei einem einzelnen Patienten sind als Beatmungsgeräte-Zubehör für eine Therapie mit nicht-invasiver Positivdruckbeatmung (NPPV) (CPAP oder Bi-Level) bei spontan atmenden erwachsenen Patienten (>30 kg, >66 lb) mit Ateminsuffizienz oder Atemversagen vorgesehen, bei denen eine NPPV verordnet wurde. Das Anbringen der Masken und die Durchführung der Therapie müssen mit geeigneter Überwachung und durch entsprechend geschultes Fachpersonal in einer Krankenhaus- oder Klinikumgebung erfolgen

TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSDRUCKBEREICH	4 – 40 cmH₂O
INTERFACE-ANSCHLÜSSE	Konische Konnektoren gemäß ISO 5356-1
TOTRAUM DER MASKE	<200 cm³


ANTI-ASPHYXIE-VENTILKLAPPE GEÖFFNET ZUM UMGEBUNGSLUFTDRUCK BEI	0,24 cmH₂O
---	------------

ANTI-ASPHYXIE-VENTILKLAPPE GESCHLOSSEN ZUM UMGEBUNGSLUFTDRUCK BEI	0,80 cmH₂O
--	------------

RESISTANCE TO FLOW DURCH MASKE	0,26 cmH₂O bei 50 L/min, 0,63 cmH₂O bei 100 L/min
---------------------------------------	---

DRUCK-FLOW-KURVE FÜR DEN LUFTAUSLASS:

Die Luftauslassflowrate kann aufgrund von Herstellungsschwankungen variieren



- ^[14] Es empfiehlt sich, dieses Produkt nicht länger als maximal 14 Tage einzusetzen.
- Für den Gebrauch mit unter Druck stehenden Gasen, die über eine externe Flowquelle oder ein externes Beatmungsgerät zugeführt werden.
- Für den Gebrauch mit Beatmungsgeräten/Geräten für die NIV-Therapie unter Verwendung eines Einschlauch-Beatmungssystems.
- Kann mit einem beheizten Atemgasbefeuchter verwendet werden, um den Patienten mit befeuchteten Gasen zu versorgen.
- Wenn Sie Gase befeuchten, verwenden Sie dazu das nichtinvasive Befeuchtungssystem F&P MR850 oder F&P 950™ von Fisher & Paykel Healthcare.
- Hinweis:** Das System F&P 950 ist ggf. nicht in allen Ländern erhältlich. Das System F&P 950 ist derzeit in den USA nicht zum Verkauf zugelassen.
- Bei der Herstellung dieses Produkts wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.
- Entsorgen Sie die Maske gemäß den Klinikrichtlinien.
- Wenn bei Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegender Vorfall aufgetreten ist, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare und an die zuständige Behörde.

KENNZEICHNUNG – MASKENSYMBOLE

	Mit Ausatemöffnung		Maskenkissen Größe A	Maskenkissen Größe B	Maskenkissen Größe C
	Unter der Nase sitzende Maske	Standard-Kopfband	Size A	Size B	Size C
		Kleines Kopfband	Size A Small Headgear	Size B Small Headgear	Size C Small Headgear

SYMBOLERLÄUTERUNGEN

	Vorsicht/Gebrauchsanweisung beachten	Rx only	Verschreibungs-pflichtig	^[14]	Maximale Anwendungsdauer 14 Tage
	Zum Einmalgebrauch	CE 0123	CE-Kennzeichnung 93/42/EWG	EC REP	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union

REF	Artikelnummer		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		
------------	---------------	--	---	--	--

VOR DEM GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vollständig gelesen und verstanden haben.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Verpackung.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Untersuchen Sie die Maske auf Beschädigungen. Entsorgen Sie die Maske, wenn Teile beschädigt sind oder die Abdichtung gerissen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Maske für das Therapiegerät verwendet wird. Siehe Anleitung zum Anlegen auf der vordersten Seite.
- Stellen Sie sicher, dass die Maske die richtige Größe für den Patienten hat.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Funktion des Anti-Asphyxie-Ventils.
- Stellen Sie sicher, dass das Therapiegerät (z. B. Beatmungsgerät oder Flowquelle), einschließlich aller Alarme und Sicherheitssysteme, ordnungsgemäß funktioniert und dass es den korrekten Druck liefert.
- Reinigen Sie das Gesicht des Patienten und untersuchen Sie es auf Anzeichen von Rötung, Reizung oder Beschwerden. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn derartige Anzeichen vorhanden sind.
- Stellen Sie eine angemessene Überwachung des Patienten sicher.

WARNHINWEISE, VORSICHTSHINWEISE UND KONTRAINDIKATIONEN

WARNHINWEISE

- Die Luftauslassöffnungen dürfen weder blockiert noch abgedichtet werden.**
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Therapiegerät, einschließlich aller Alarme und Sicherheitssysteme, richtig funktioniert.
- Diese Maske ist mit einem Anti-Asphyxie-Ventil ausgestattet und eignet sich nicht für die Verwendung mit Doppelschlauch-Beatmungssystemen. Wenn kein Systemflow vorliegt, müssen die externen Öffnungen im Ventil zulassen, dass Raumluft in die Maske eintritt. Wenn ein Systemflow vorliegt, muss die Klappe die externen Öffnungen schließen und zulassen, dass die Systemluft in die Maske fließt.
- Blockieren Sie nicht die Anti-Asphyxie-Ventilöffnungen.**
- Ersetzen Sie die Maske, wenn das Anti-Asphyxie-Ventil nicht funktioniert oder mit Sekreten verunreinigt wird.
- Die Maske darf nur während der Therapie getragen werden.
- Das Anbringen der Maske und die Durchführung der Therapie muss durch eine(n) entsprechend geschulte(n) Arzt oder Pflegekraft erfolgen.
- Die Maske darf nur in einem Krankenhaus oder einer klinischen Umgebung verwendet werden, wo der Patient von geschultem medizinischem Personal angemessen überwacht wird. Anderenfalls kann es zum Ausfall des Therapiesystems, zu schwerwiegenden Schäden oder zum Tod kommen.
- Diese Maske ist nur für den Einmalgebrauch bei einem einzelnen Patienten vorgesehen. **Nicht wiederverwenden.** Eine Wiederverwendung kann zur Übertragung infektiöser Agenzien, zur Unterbrechung der Therapie, zu schweren Schädigungen oder zum Tod führen. Dieses Produkt nicht einweichen, waschen, sterilisieren oder wiederverwenden. Kontakt mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Handdesinfektionsmitteln vermeiden.
- Bei niedrigen CPAP- oder EPAP-Druckwerten kann der Fluss durch die Luftauslassöffnungen zu niedrig sein, um die gesamte Ausatemluft aus der Maske zu entfernen. Dadurch kann es zu Rückatmung kommen.
- Gesichtsbehaarung, fehlende Zähne/Zahnprothesen und Unregelmäßigkeiten der Gesichtsstruktur können die Maskenabdichtung beeinträchtigen.
- VORSICHTSHINWEISE**
- Ziehen Sie die Kopfbandbänder nicht zu fest an. Wenn sie zu fest angezogen werden, kann dies zu Unbehagen des Patienten und/oder Leckagen führen.
- Wenn beim Patienten Hautrötungen, Reizungen oder Beschwerden auftreten, unterbrechen Sie die Anwendung und wenden Sie sich an einen Arzt.

KONTRAINDIKATIONEN

Diese Maske darf nicht bei den folgenden Patienten verwendet werden:

- Patienten, die an Herz- oder Atemstillstand oder schwerer hämodynamischer Instabilität leiden.
- Patienten, die bewusstlos, unfähig, spontan zu atmen, unkooperativ, nicht ansprechbar oder unfähig sind, die Maske zu entfernen.
- Patienten, die unter einer Blockierung der oberen Atemwege oder einer Unfähigkeit, Sekrete abzuhusten (beeinträchtigte Husten- oder Schluckreflexe, übermäßiger Reflux, Nasenbluten, Hiatushernie) leiden.
- Patienten mit übermäßigem Sekretion, Patienten, bei denen das Risiko von Übelkeit/Erbrechen oder ein hohes Risiko der Aspiration von Erbrochenem besteht.
- Patienten, bei denen Eingriffe im Kopf- oder Gesichtsbereich durchgeführt wurden, und Patienten mit Verletzungen oder Verbrennungen.
- Patienten mit starken Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt oder einem Barotrauma (undrainierter Pneumothorax).

Wenn Symptome dieser Krankheitsbilder auftreten, brechen Sie sofort die Behandlung ab.

ANPASSUNGSHINWEISE

- Nehmen Sie Maß beim Patienten, indem Sie die SizeMe-Schablone unter der Nase des Patienten positionieren. Die drei farbigen Nasenprofile sollten nach oben zeigen. Die richtige Maskengröße wird durch das farbige Nasenprofil bestimmt, in das die Nase des Patienten am besten passt: A, B oder C.
- Schließen Sie die Maske an die Flowquelle an. Stellen Sie sicher, dass die Flowquelle eingeschaltet ist.
- Falls Sie eine Flowquelle verwenden, die eine Druckrückmeldung erfordert, schließen Sie die Druckleitung an den Druckport der Maske an. Andernfalls stellen Sie sicher, dass der Druckport mit der Kappe verschlossen ist.
- Stellen Sie bei Patienten mit orogastrischen oder nasalen Magenernährungs sonden sicher, dass diese unter dem integrierten TubeFit™-Bereich liegen, um eine effektive Abdichtung um die Sonde zu erreichen. Führen Sie den Schlauch nicht durch die Nasenöffnung der Maskenkissen. Das Klebeband, das die orogastrische/nasale Magenernährungs sonde auf der Nase hält, sollte so glatt wie möglich sein, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
- Lösen Sie den/die unteren Clip(s) am Kopfband. Halten Sie die Maske mit der kleinen Öffnung unter der Nase an das Gesicht des Patienten und schieben Sie das lose Kopfband über den Kopf des Patienten.
- Befestigen Sie den/die Kopfbandclip(s) wieder an der Maske.
- Stellen Sie die oberen seitlichen Kopf bänder und die Oberkopfbänder nach Bedarf so ein, dass die Maskendichtung bequem unter der Nase des Patienten sitzt. Stellen Sie sicher, dass:
 - das Oberkopfband in der Mitte des Kopfes des Patienten positioniert ist,
 - zwischen dem Ohr des Patienten und dem Kopfband ein etwa fingerbreiter Abstand vorhanden ist,
 - die Bänder des Kopfbandes nicht zu nahe an den Augen des Patienten liegen.
- Stellen Sie die unteren seitlichen Kopf bänder so ein, dass die Maskendichtung sicher am Kinn des Patienten anliegt.
- Ziehen Sie die Maske vorsichtig vom Gesicht des Patienten weg, damit sich die Dichtung mit Luft befüllen kann; auf diese Weise können Leckagen verringert werden.

Hinweis: Passen Sie bei Bedarf Kopfband/Maske erneut an, um eine effektive Abdichtung zu ermöglichen. Die Maske nicht zu fest anziehen. Bei ordnungsgemäßer Anpassung sollten Sie in der Lage sein, einen Finger unter die oberen und unteren seitlichen Bänder zu schieben.

Die F&P Visairo-Maske ist in zwei Kopfbandgrößen erhältlich. Die Standardgröße ist so ausgelegt, dass sie den meisten Patienten passt. Wenn Ihre Patientengruppe eine kleinere Kopfgröße aufweist, sollten Sie die Visairo-Maske mit kleinem Kopfband verwenden, um eine bessere Einstellung und Zugänglichkeit des Bands zu gewährleisten. Auf der Verpackung und dem Kopfband ist angegeben, dass es sich um ein kleines Kopfband handelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung von F&P.

<div><div> </div></div>	ar Arabic
قناع أسفل الأنف المُنقى المُستشفى، الإمدار المزود بصمام مانع للاختناق	
المواصفات الفنية <i>العرض من الاستخدام</i>	
تُستخدم أفتحة إمكانية توفير العلاج بالتهوية غير الباضعة بالضغط الإيجابي (NPPV) (سواء العلاج بضغط الجمرى الهوائى الإيجابي الصناعي من أجل إنثحة إمكانية توفير العلاج بالتهوية غير الباضعة بالضغط الإيجابي (NPPV) (سواء العلاج بضغط الجمرى الهوائى الإيجابي المستمر (CPAP) أو ثنائي المستوى) للمرضى البالغين (فوق 30 كجم، فوق 66 رطلاً) القادرين على التنفس الطبيعي والذين يعانون من حالة قصور أو توقف تام للتنفس تقتضى العلاج بواسطة التهوية غير الباضعة بالضغط الإيجابي (NPPV). يجب تركيب الأتعة وتقديم العلاج بمعرفة أطباء ممارسين حاصلين على التدريب المناسب على أن يكون ذلك في مستشفى/مؤسسة طبية مع وضع المرضى تحت الملاحظة.	
المواصفات الفنية	
نطاق الضغط التشغيلي	4 – 40 سم ماء
الوصلات البيئية	موصلات-1 ISO 5356 مخروطية
الحيز الهامد للقناع	<200 سم³
ضغظ القناع الصمام المانع للاختناق	0.24 سم ماء
ضغظ اغتلاق الصمام المانع للاختناق	0.80 سم ماء
مقاومة التدفق عبر القناع	0.26 سم ماء عند 50 ل/دقيقة/1 لتر <p>0.63 سم ماء عند 100 لتر/دقيقة</p>

لا يمكننى تدفق الضغط للتهوية:

قد يختلف معدل تدفق التهوية بسبب اختلافات التصنيع

<div> </div> 		
14		
تدفق التهوية (L/min)		
الضغط (cmH2O)		

- 14** روعي في تصميم هذا المنتج أن يستخدم لمدة أقصاها 14 يوما.
- لاستخدام مع العزازات المضغوطة التي يتم التزويد بها عبر مصدر تدفق خارجي أو جهاز تنفس.
- لاستخدام مع أجهزة التنفس/أجهزة توصيل علاج 'NIV' التي تستخدم نظام دائرة تنفس أحادية الطرف.
- يمكن استخدامه مع جهاز ترطيب لتسريع الهواء المنفقا من أجل توفير العزازات المرطبة إلى المرضى.
- عند تركيب العزازات، يُستخدم كجزء من أنظمة الترطيب غير الباضع F&P MR850 أو F&P 950™ من F&P Healthcare.
- ملحوظة:** قد لا يتوفر نظام F&P 950 في جميع الدول.
- نظام F&P 950 غير معروض للبيع في الولايات المتحدة.
- هذا المنتج غير مصنوع باستخدام التاكس المطاط الطبيعي.
- تخلص من القناع وفقاً لبروتوكول المستشفى.
- في حالة وقوع حادث خطير في أثناء استخدام هذا الجهاز، يرجى الاتصال بممثل الرعاية الصحية المحلي في F&P Healthcare والسلطة المختصة

					
				منفص	
				غطاء الرأس لقياسي	
				قناع أسفل الأنف	

	تدبيرمراجع تعليمات الاستخدام	Rx only	لا يُستخدم إلا بوصفة طبية	14	الحد الأقصى للاستخدام هو 14 يوماً
	مصمم للاستخدام مرة واحدة	CE 0123	علامة الجودة الأوروبية CE 93/42/EEC		ممثل الاتحاد الأوروبي المعتمد
	الرقم المرجعي		لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة تالفة		

قبل الاستخدام

- تأكد من قراة التعليمات وفهمها بشكل تام.
- قم بإزالة مواد التعقيم بالكامل قبل الاستخدام.
- لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة تالفة.
- تحقق من القناع بحثاً عن أي تلف. تخلص من القناع إذا تبين تعرض أي من أجزائه للكسر أو تمزق الجزء العازل.
- تأكد من استخدام القناع الصحيح مع جهاز العلاج. راجع دليل الإعداد في الصفحة الأولى.
- تأكد من أن القناع ملائم للمريض من حيث الحجم.
- تحقق من عمل الصمام المانع للاختناق قبل الشروع في استخدام القناع.
- تأكد من أن جهاز العلاج (أي جهاز التنفس أو مصدر التنفق)، بما يشمل جميع الإنذارات وأنظمة السلامة، يعمل بشكل صحيح وأنه يوفر قيمة (قيمة) الضغط الصحيح.
- تحكّم وجه المريض وتخصمه بحثاً عن أي علامات احمرار أو تهيج أو انزعاج. لا تستخدم المنتج إذا لاحظت وجود علامات من هذا القبيل.
- تأكد من توافر المراقبة الكافية للمريض.

التحذيرات والتبهيّات وموانع الاستعمال



- لا تسد أو تحول إغلاق منفذ الزفير.**
- تحقق من أن جهاز العلاج، بما في ذلك الإنذارات وأنظمة السلامة، يعمل بشكل صحيح قبل الاستخدام.
- هذا القناع مزود بصمام مانع للاختناق وهو غير مخصص للاستخدام مع أنظمة التنفس ثنائية الطرف. في حالة عدم وجود تدفق من النظام، يجب أن تسمح الفتحات الخارجية في الصمام لهواء الغرفة بالدخول إلى القناع. وعند تدفق النظام، يجب أن تؤدي المنديلة إلى إغلاق الفتحات الخارجية والسماح لهيواء النظام بالتدفق إلى القناع.
- لا تسد فتحات التنفيس في الصمام المانع للاختناق.**
- استبدل القناع إذا لم يعمل الصمام المانع للاختناق أو تلوّث بالإفرازات.
- يجب ألا يتم ارتداء القناع إلا عند توصيل العلاج.
- يجب تركيب القناع وإعطاه العلاج بواسطة ممارس طبي أو مقدم رعاية حاصل على التدريب الكافي.
- لا يجوز استخدام هذا القناع إلا في بيئة المستشفى أو العيادة بحيث يخضع فيها المريض لمراقبة كافية من قبل أفراد مدهيين. قد يؤدي القصور في متابعة المرضى إلى فقدان العلاج أو حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة.
- هذا القناع مصمم للاستخدام بواسطة مريض واحد. لا تحاول إعادة استخدامه. قد تؤدي إعادة استخدامه إلى انتقال المواد المعدية أو تعطل العلاج أو حدوث ضرر خطير أو الوفاة. لا تحاول نقع هذا المنتج أو غسله أو تعقيمه أو إعادة استخدامه. تجنب ملامسة المنتج للمواد الكيميائية أو مواد التنظيف أو معقمات اليدين.
- عند قيم الضغط المنخفضة من CPAP أو EPAP، قد يكون التيار المتدفق عبر فتحات الزفير منخفضاً إلى حد لا يكفي لإخراج كل غازات الزفير من القناع. وقد تحدث إعادة تنفس لبعض هواء الزفير.
- قد يؤدي شعر الوجه والأسنان/أطقم الأسنان النقصية وعدم انتظام بنية الوجه إلى إضعاف إحكام القناع.

تنبيهات

- تجنب الربط المفرط لأي من أشرطة غطاء الرأس. فقد يؤدي الربط الزائد إلى إزعاج المريض وألّ حدوث تسرب.
- إذا عانى المريض من احمرار الجلد أو التهيج أو الإزعاج، أوقف الاستخدام واتصل بالطبيب.

موانع الاستعمال

يجب عدم استخدام هذا القناع مع المرضى:

- الذين يعانون من توقف القلب أو التنفس أو عدم الاستقرار الشديد في الدورة الدموية
- فاقدى الوعي أو غير القادرين على التنفس الطبيعي أو غير المتعاونين أو غير القادرين على الاستجابة أو إزالة القناع
- الذين يعانون من انسداد في الشعب الهوائية العليا أو عدم القدرة على طرد الإفرازات (ممنكس السعال أو اليلع المعتل، الارتجاع الزائد، الرعاف، التقيح الحجابي)
- الذين يعانون من إفرازات غزيرة أو معرضين لمخاطر الغثاين/القيء أو معرضين لمخاطر عالية بشفط القيء
- الذين خضعوا لجراحة في الرأس أو الوجه أو صدمة أو حروق
- الذين يعانون من نزيف معدي معوي علوي شديد أو رضح ضغطي (استرواح صدري غير مفرغ).
- في حالة حدوث أعراض لهذه الحالات، أوقف العلاج على الفور.

إرشادات التركيب

- باستخدام دليل SizeMe، قم بتحديد مقياس المريض عن طريق وضع الدليل أسفل أنف المريض. يجب أن تكون ملامح الأنف الثلاثة الملونة متجهة لأعلى. يتم تحديد مقياس القناع الصحيح من خلال ملامح الأنف الملونة التي تتناسب أنف المريض بالداخل. "ا" أو "ب" أو "ج".
- قم بتوصيل القناع بجهاز التدفق. تأكد من تشغيل جهاز التدفق.
- إذا كنت تستخدم جهاز تدفق يتطلب تغذية مرتدة للضغط، قم بتوصيل خط الضغط بمنفذ الموجود على القناع. خلاف ذلك، تأكد من تغطية منفذ الضغط.
- في حالة تركيب أنبوب فموي معدي أو أنفي معدي للمريض، تأكد من تركيب الأنبوب أسفل منطقة TubeFit™ المضمنة لتوفير جزء عازل محكم حول الأنبوب. لا تمرر الأنبوب عبر فتحة الأنف للجزء العازل من القناع. يجب أن يكون الشريط الذي يحمل الأنبوب الهضمي/الأنفي المعدي على الأنف مسلماً قدر الإمكان لضمان إحكام الإغلاق الجيد.
- قم بترك المشبك (المشابك) السفلي على غطاء الرأس. قم بإمسك القناع على وجه المريض مع الفتحة الصغيرة الموجودة أسفل أنف المريض وحرك غطاء الرأس للضغط فوق رأس المريض.
- قم بإعادة توصيل مشبك (مشابك) غطاء الرأس بالقناع.
- اضبط الأشرطة الجانبية والأشرطة التنجحية الخاصة بغطاء الرأس العلوي حسب الحاجة، بحيث يستقر الجزء العازل من القناع بشكل مريح تحت أنف المريض.

ضمن الآتي:

- وضع شريط غطاء الرأس التاجي في منتصف رأس المريض
- وجود فتوة يعرض الإصبع تقريبا بين أنن المريض وغطاء الرأس
- إشرطة غطاء الرأس ليست قريبة للغاية من عيني المريض.
- اضبط الأشرطة الجانبية لغطاء الرأس السفلي بحيث يستقر الجزء العازل للقناع بإحكام على ثفن المريض.
- اسحب القناع برفق بعيداً عن وجه المريض، ما يسمح للجزء العازل بالانفتاح وتقليل التسرب.

ملحوظة: أعد ضبط غطاء الرأس/القناع كما هو مطلوب لتوفير جزء عازل فعال. لا تفرط في تشديد القناع. عند التثبيت بشكل صحيح، يجب أن تكون قادرًا على تحريك إصبعك أسفل الأشرطة الجانبية العلوية والسفلية.

يتوافر قناع F&P Visairo بحجمين من أغطية الرأس. الحجم القياسي مصمم ليناسب معظم المرضى. إذا كانت مجموعة المرضى تتميز بحجم رأس صغير، فقد ترغب في استخدام قناع Visairo المزود بغطاء رأس صغير لتعديل الحزام وإمكانية الوصول بشكل أفضل. تمت كتابة "غطاء رأس صغير" على مواد التغليف وعلى غطاء الرأس. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالممثل المحلي لشركة F&P

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES



ADVERTÊNCIAS

- Não bloqueie ou tente vedar a válvula expiratória.**
- Verifique se o dispositivo terapêutico, incluindo alarmes e sistemas de segurança, está funcionando corretamente antes do uso.
- Esta máscara possui uma válvula antiasfixia e não deve ser utilizada com circuito de ramo duplo. Na ausência de fluxo no sistema,os orifícios externos na válvula deverão permitir que o ar ambiente entre na máscara. Na presença de fluxo no sistema, a aba fechará os orifícios externos e permitirá o fluxo de ar do sistema para a máscara.
- Não bloqueie os orifícios da válvula antiasfíxia.**
- Substitua a máscara se a válvula antiasfíxia não funcionar ou ficar suja com secreções.
- A máscara deve ser utilizada apenas quando a terapia estiver sendo realizada.
- A máscara deve ser adaptada e o tratamento deve ser estabelecido por um médico ou profissional de saúde devidamente treinado.

- Esta máscara deve ser utilizada somente em um ambiente hospitalar ou clínico, em que o paciente seja devidamente monitorado por profissional da saúde treinado. A falha no monitoramento do paciente pode causar perda do tratamento, lesão grave ou morte.
- Esta máscara foi desenvolvida para uso único. **Não reutilizar.** A reutilização pode causar transmissão de substâncias infecciosas, interrupção de tratamento, lesão grave ou morte. Não coloque de molho, lave, esterilize ou reutilize este produto. Evite o contato com produtos químicos, produtos de limpeza ou antissépticos de mãos.
- Quando os equipamentos de CPAP ou EPAP operarem com baixas pressões, o fluxo pela válvula expiratória pode não ser suficiente para remover todo o gás exalado da máscara. Nesse caso, pode ocorrer reinalação do ar expirado.

- Pelo facial, ausência de dentes/prótese dentária e irregularidades na estrutura facial podem comprometer a vedação da máscara.

PRECAUÇÕES

- Não aperte demasiadamente nenhuma das tiras do aparelho de proteção da cabeça. O aperto excessivo pode causar desconforto ao paciente e/ou vazamentos.

- Se o paciente apresentar vermelhidão no rosto, irritação ou desconforto, suspenda o uso e entre em contato com um profissional de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES

Este máscara Não deve ser utilizada em pacientes que:

- Estejam em parada respiratória ou cardíaca ou apresentem instabilidade hemodinâmica grave.
- Estejam inconscientes, incapazes de respirar espontaneamente, não cooperativos, não reagentes ou incapazes de remover a máscara.
- Possuem obstrução das vias aéreas superiores ou incapacidade de eliminar secreções (reflexos para engolir ou para tossir comprometidos, refluxo excessivo, epistaxe e hérnia de hiato).
- Tenham secreções abundantes, com risco de náusea/vômito ou com alto risco de aspiração do vômito.
- Tenham se submetido a uma cirurgia na cabeça ou face, apresentem trauma ou queimaduras.
- Tenham sangramento gastrointestinal grave ou barotrauma (pneumotórax não drenado).
- Se ocorrerem sintomas dessas condições, suspenda o tratamento imediatamente.

INSTRUÇÕES PARA ADAPTAÇÃO

- Usando a guia SizeMe, meça o paciente posicionando a guia abaixo do nariz do paciente. Os três perfis nasais coloridos devem estar voltados para cima. O tamanho correto da máscara é determinado pelo perfil nasal colorido no qual o nariz do paciente se encaixar melhor: A, B ou C.
- Conecte a máscara à fonte de fluxo. Assegure-se de que a fonte de fluxo esteja ativada.
- Se estiver usando uma fonte de fluxo que requer feedback de pressão, conecte a linha de pressão à porta de pressão na máscara. Caso contrário, verifique se a porta de linha de pressão está fechada.
- Se o paciente estiver usando uma sonda orogástrica ou nasogástrica, certifique-se de que a sonda seja posicionada sob a zona integrada TubeFit™ para obter uma vedação eficaz ao redor da sonda. Não passe a sonda pela abertura nasal da vedação da máscara. A fita que segura a sonda orogástrica/ nasogástrica no nariz deve ser a mais uniforme possível para garantir uma boa vedação.
- Solte o(s) clipe(s) inferior(es) do fixador cefálico. Segure a máscara no rosto do paciente com a pequena abertura sob o nariz do paciente e deslize o fixador cefálico solto sobre a cabeça do paciente.
- Conecte novamente o(s) clipe(s) do fixador cefálico na máscara.
- Ajuste as tiras laterais superiores do fixador cefálico e as tiras do topo da cabeça de modo que a vedação da máscara fique confortavelmente abaixo do nariz do paciente.

Assegure que:

- a tira do topo da cabeça do fixador cefálico esteja posicionada no meio da cabeça do paciente;
 - haja uma folga da largura de um dedo aproximadamente entre a orelha do paciente e o fixador cefálico;
 - as tiras do fixador cefálico não estejam muito próximas aos olhos do paciente.
- Ajuste as tiras laterais inferiores do fixador cefálico de modo que a vedação da máscara fique fixa no queixo do paciente.
 - Puxe suavemente a máscara para longe do rosto do paciente, permitindo que a vedação infle e minimize o vazamento.

Observação: reajuste o fixador cefálico/máscara conforme exigido para obter uma vedação eficaz. Não aperte demasiadamente a máscara. Quando instalada corretamente, você deve conseguir deslizar um dedo por baixo das tiras laterais superior e inferior.

A máscara da F&P Visairo está disponível em dois tamanhos de capacete. O tamanho padrão é projetado para atender a maioria dos pacientes. Se sua população de pacientes tiver um tamanho de cabeça menor, talvez você deseje usar a máscara Visairo com o aparelho de cabeça pequeno para melhor ajuste da cinta e acessibilidade. O "pequeno aparelho de proteção da cabeça" é declarado na embalagem e na proteção. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante F&P.

Portuguese (Brazilian) ^(ptbr)

Máscara oro subnasal hospitalar ventilada, versão com válvula antiasfíxia

INDICAÇÕES

As máscaras de uso único da Fisher & Paykel Healthcare foram desenvolvidas para uso como acessório para ventiladores a fim de permitir que a terapia com ventilação por pressão positiva não invasiva (VPPNI) (CPAP ou dois níveis) seja fornecida a pacientes adultos (>30 kg) em respiração espontânea, que apresentem insuficiência respiratória e que tenham prescrição para VPPNI.

As máscaras devem ser adaptadas e a terapia deve ser acompanhada por profissionais da saúde treinados em um ambiente hospitalar/institucional, com o correto monitoramento do paciente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VARIAÇÃO DA PRESSÃO OPERACIONAL	4 – 40 cmH2O
CONEXÕES DA MÁSCARA	Conectores cônicos ISO 5356-1
ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA	<200 cm³
ABA DA VÁLVULA ANTIASFIXIA, ABRE COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA	0,24 cmH2O
ABA DA VÁLVULA ANTIASFIXIA, FECHA COM A PRESSÃO ATMOSFÉRICA	0,80 cmH2O
RESISTÊNCIA AO FLUXO ATRAVÉS DA MÁSCARA	0,26 cmH2O a 50 L/min, <p>0,63 cmH2O a 100 L/min</p>

CURVA DE PRESSÃO-FLUXO PARA VENTILAÇÃO:

A taxa de fluxo de ventilação pode variar devido a diferenças durante a fabricação

<div> </div> 		
14		
Fluxo de ventilação (L/min)		
Pressão (cmH2O)		

- 14** Este produto foi desenvolvido para ser usado por, no máximo, 14 dias.
- Para uso com gases de pressão fornecidos por uma fonte de fluxo externa ou um ventilador.
- Para uso com ventiladores/dispositivos que forneçam terapia de VNI por meio de circuito com ramo único.
- Pode ser utilizado com um umidificador de passagem aquecido para fornecer gás umidificado ao paciente.
- Quando umidificar os gases, utilize-a como parte dos sistemas de umidificação invasiva da Fisher & Paykel Healthcare F&P MR850 ou F&P 950™.
- Observação:** O sistema F&P 950 pode não estar disponível em todos os países. O sistema F&P 950 atualmente não está liberado para venda nos EUA.
- Este produto não foi produzido a partir de látex de borracha natural.
- Descarte a máscara de acordo com o protocolo do hospital.
- Se um incidente sério ocorreu durante o uso deste dispositivo, entre em contato com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare e com a autoridade competente.

ETIQUETA - SÍMBOLOS DA MÁSCARA

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

	Cuidado/consulte as instruções de uso	Rx only	Somente com prescrição médica	14	Máximo de 14 dias de uso
	Uma única utilização	CE 0123	Marca CE 93/42/EEC		Representante autorizado da União Europeia
	Número de referência		Não utilize se a embalagem estiver danificada		

ANTES DE USAR

- Assegure-se de ler e entender completamente as instruções.
- Remova toda a embalagem antes do uso.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada.
- Inspeccione a máscara à procura de danos. Descarte a máscara se qualquer parte estiver quebrada ou se o coxim estiver rasgado.
- Assegure-se de utilizar a máscara correta para o equipamento escolhido. Consulte o manual de aplicação no verso.
- Verifique se a máscara está no tamanho correto para o paciente.
- Verifique a operação da válvula antiasfíxia antes de usar.
- Verifique se o dispositivo terapêutico (ou seja, o ventilador ou a fonte de fluxo), incluindo todos os alarmes e sistemas de segurança, está funcionando corretamente e fornecendo a(s) pressão(ões) correta(s).
- Higienize o rosto do paciente e, em seguida, procure por sinais de vermelhidão, irritação ou desconforto. Não use se houver algum sinal presente.
- Assegure-se de que o monitoramento do paciente esteja correto.

REF **RT077A-B/C** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

REF **RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

Czech CS

Ventilovaná nemocniční nosová maska ve verzi s ventilem proti zadušení

ÚČEL POUŽITÍ


Masky společnosti Fisher & Paykel Healthcare určené pro jednoho pacienta jsou určeny k použití jako příslušenství k ventilátorům pro terapii pomocí neinvazivní přetlakové ventilace (NPPV) (CPAP nebo dvouúrovňová) pro spontánně dýchající dospělé pacienty (>66 lb, >30 kg) s dechovou nedostatečností nebo respiračním selháním, kteří mají předepsanou terapii NPPV. Masky mají nasazovat a terapii mají vést vyškolení lékaři v prostředí nemocnic/institucí, kde probíhá sledování pacientů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROZSAH PRACOVNÍHO TLAKU	4–40 cmH ₂ O
PŘÍPOJKY ROZHRANÍ	Kuželové konektory ISO 5356-1
MRTVÝ PROSTOR MASKY	<200 cm ³
KLAPKA VENTILU PROTI ZADUŠENÍ OTEVŘENÁ VŮČI ATMOSFÉRICKÉMU TLAKU	0,24 cmH ₂ O
KLAPKA VENTILU PROTI ZADUŠENÍ UZÁVŘENÁ VŮČI ATMOSFÉRICKÉMU TLAKU	0,80 cmH ₂ O
PRŮTOKOVÁ REZISTENCE MASKY	0,26 cmH ₂ O při 50 L/min, 0,63 cmH ₂ O při 100 L/min

PKŘÍVKA TLAKOVÉHO PRŮTOKU ZA ÚČELEM VENTILACE:

Rychlost ventilačního průtoku se může lišit v důsledku odchylek při výrobě.



- 14 Tento produkt je určen k použití po dobu nejdéle 14 dnů.
- Určeno k použití se stlačenými plyny z externího zdroje průtoku nebo ventilátoru.
- Určeno k použití s ventilátory/přístroji pro terapii NIV s využitím systému s jednohadicovým okruhem.
- Lze použít s vyhřívaným zvlhčovačem za účelem dodávky zvlhčených plynů pacientovi.
- Pro zvlhčování plynů používejte neinvazivní zvlhčovací systémy Fisher & Paykel Healthcare F&P MR850 nebo F&P 950™.
- Poznámka:** Systém F&P 950 nemusí být dostupný ve všech zemích. Systém F&P 950 v současnosti schválen k prodeji v USA.
- Tento produkt nebyl vyroben s použitím přírodního kaučuku.
- Masku zlikvidujte v souladu s předpisy nemocnice.
- Pokud při používání tohoto zařízení došlo k vážné nehodě, kontaktujte zástupce společnosti Fisher & Paykel Healthcare a příslušné orgány.

ŠTÍTEK – SYMBOLY MASKY

<p>V <small>Vented</small></p>	Ventilovaná		Velikost těsnění A	Velikost těsnění B	Velikost těsnění C
<p>V <small>Vented</small></p>	Standardní náhlavní souprava	Size A	Size B	Size C	
<p>U <small>Under Nose</small></p>	Nosová maska	Size A <small>Small Headgear</small>	Size B <small>Small Headgear</small>	Size C <small>Small Headgear</small>	

DEFINICE SYMBOLŮ

! Upozornění / viz návod k použití	Rx only	Pouze na předpis	14 Maximální doba používání 14 dní
⊗ Na jedno použití	CE 0123	Označení CE dle 93/42/EHS	EC REP Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii
REF Referenční číslo	⊗	Je-li obal poškozen, produkt nepoužívejte	

⊗ PŘED POUŽITÍM

- Věnujte náležitou péči přečtení pokynů a jejich porozumění.
- Před použitím odstraňte všechny části obalu.
- Je-li obal poškozen, produkt nepoužívejte.
- Zkontrolujte masku, zda není poškozená. Jsou-li některé části rozbité nebo je protržené těsnění, masku vyřaďte.
- Dbejte, aby pro terapeutické zařízení byla použita správná maska. Viz návod k sestavení na přední straně.
- Zkontrolujte, zda má maska správnou velikost pro daného pacienta.
- Před použitím ověřte funkčnost ventilu proti zadušení.
- Zkontrolujte, zda terapeutické zařízení (tj. ventilátor nebo zdroj průtoku) správně funguje včetně všech alarmů a bezpečnostních systémů a zda vytváří správný tlak.
- Umýjte pacientovi obličej a zkontrolujte jej, zda neprojevuje známky zarudnutí, podráždění nebo diskomfortu. Jsou-li tyto známky viditelné, produkt nepoužívejte.
- Zajistěte adekvátní sledování pacienta.

VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE

! VAROVÁNÍ

- Ventilační otvory neblokujte ani se je nepokoušejte utěsnit.**
- Před použitím zkontrolujte, zda terapeutické zařízení správně funguje, včetně alarmů a bezpečnostních systémů.
- Tato maska je vybavena ventilem proti zadušení a není určena k použití s dvouhadicovými systémy. Není-li v systému žádný průtok, externí otvory ventilu by měly umožnit průnik okolního vzduchu do masky. Je-li v systému průtok, klapka by měla uzavřít externí otvory a umožnit průtok vzduchu ze systému do masky.
- Neblokujte průduchy ventilu proti zadušení.**
- Jestliže ventil proti zadušení nefunguje nebo se ucpává sekrety, vyměňte masku.
- Maska smí být nasazená, pouze pokud probíhá terapie.
- Masku smí nasazovat a terapii smí poskytovat pouze řádně vyškolený lékař nebo pečovatel.
- Tato maska smí být používána pouze v nemocnicích nebo klinikách, kde je pacient řádně sledován vyškoleným zdravotnickým personálem. Nedostatečné monitorování pacienta může mít za následek ztrátu účinnosti terapie, vážné poranění nebo smrt.
- Tato maska je určena k použití jediným pacientem. **Nepoužívejte opakovaně.** Opakované použití může mít za následek přenos infekcí, přerušeni léčby, závažnou újmu na zdraví nebo smrt. Výrobek se nesmí ponořovat, mýt, sterilizovat ani opakovaně používat. Zamezte kontaktu s chemikáliemi, čistícími prostředky nebo dezinfekčními prostředky na ruce.
- Při nízkém tlaku CPAP nebo EPAP může být průtok přes ventilační otvory příliš malý na to, aby se z masky dostal veškerý vydechovaný plyn. Může nastat opakované vdechování.
- Vousy, chybějící zuby/zubní protézy a nepravidelnosti struktury obličeje mohou narušovat utěsnění masky.

UPOZORNĚNÍ

- Popruhy náhlavní soupravy příliš neutahujte. Přílišné utažení může způsobit pacientovi nepohodlí a/nebo netěsnosti.
- Jestliže se u pacienta objeví zčervenání kůže, podráždění nebo nepohodlí, přestaňte produkt používat a obraťte se na lékaře.

KONTRAINDIKACE

Produkt by neměl být používán u pacientů, kteří:

- mají srdeční nebo dýchací zástavu nebo závažnou hemodynamickou nestabilitu;
- jsou v bezvědomí, neschopni spontánního dýchání, nespolupracují, nereagují nebo nejsou schopni sejmout masku;
- mají ucpané horní cesty dýchací nebo nejsou schopni vylučovat sekret (narušené kašlací nebo svalové reflexy, nadměrný reflux, krvácení z nosu, hiátová hernie);
- mají hojnou sekreci, je u nich riziko nevolnosti/zvracení nebo vysoké riziko vdechnutí zvratků;
- podstoupili chirurgický zákrok hlavy nebo obličeje, měli úraz nebo popáleniny;
- mají závažné horní gastrointestinální krvácení nebo barotrauma (nevřešeny pneumotorax).

Jestliže se vyskytnou příznaky těchto stavů, ihned přerušte léčbu.

POKYNY PRO INSTALACI

- Pomocí průvodce SizeMe určete velikost pacienta umístěním vodítka pod nos. Tři barevné nosní profily by měly směřovat nahoru. Správná velikost masky je určena barevným nosním profilem, do kterého se nos pacienta nejlépe vejde: A, B nebo C.
- Připojte masku ke zdroji průtoku. Zkontrolujte, zda je zdroj průtoku zapnutý.
- Pokud používáte zdroj průtoku, který vyžaduje tlakovou zpětnou vazbu, připojte tlakové vedení k tlakovému portu na masce. Jinak zajistěte, aby byl tlakový port uzavřen.
- Pokud má pacient orogastrickou nebo nasogastrickou trubicí, pro dosažení dobrého utěsnění kolem trubice zajistěte, aby trubice byla umístěna pod integrovanou zónu TubeFit™. Trubicí neprovlékejte nosním otvorem v těsnění masky. Páska, která drží orogastrickou/nasogastrickou trubicí na nose, by měla být co nejhladší, aby se zajistilo dobré utěsnění.
- Uvolněte spodní spony na náhlavní soupravě. Držte masku u obličeje pacienta s malým otvorem pod nosem pacienta a volnou náhlavní soupravu nasuňte přes hlavu pacienta.
- Připněte sponu(y) náhlavní soupravy zpět na masku.
- Podle potřeby upravte horní boční hlavový díl a temení popruhy tak, aby těsnění masky pohodlně sedělo pod nosem pacienta. Zajistěte, aby:
 - temenní popruh hlavového dílu byl umístěn uprostřed hlavy pacienta
 - mezi uchem pacienta a hlavovým dílem byla mezera přibližně na šířku prstu
 - popruhy hlavového dílu nebyly příliš blízko pacientových očí.
- Nastavte spodní boční popruhy hlavového dílu tak, aby těsnění masky pevně sedělo na bradě pacienta.
- Jemně odtáhněte masku od obličeje pacienta, aby se těsnění nafouklo a minimalizovalo únik.

Poznámka: Abyste dosáhli účinného utěsnění, náhlavní soupravu / masku podle potřeby znovu upravte. Masku příliš neutahujte. Je-li správně nasazená, mělo by být možné zasunout prst pod horní a spodní boční popruhy.

Maska F&P Visairo je k dispozici ve dvou velikostech náhlavní soupravy. Standardní velikost je navržena tak, aby vyhovovala většině pacientů. Pokud mají vaši pacienti menší velikost hlavy, možná budete chtít použít masku Visairo s malou náhlavní soupravou pro lepší nastavení popruhů a přístupnost. Na obalu a samotné náhlavní soupravě je uvedeno „malá náhlavní souprava“. Podrobnější informace vám poskytne příslušný zástupce společnosti F&P.

Danish DA


Ventileret maske til placering under næsen til hospitalsbrug med anti-asphyxia-ventil

TILSIGTET ANVENDELSE

Fisher & Paykel Healthcare-maskerne til brug på en enkelt patient er beregnet til brug som tilbehør til respiratorer for at give mulighed for non-invasiv ventilationsbehandling med positivt tryk (NPPV) (CPAP eller Bi-level) af voksne patienter (>30 kg) med spontan vejtrækning og utilstrækkelig respiration, som har fået ordineret NPPV. Maskerne skal sættes på og behandlingen vedligeholdes af uddannede fagfolk i et hospitals-/institutionsmiljø eller lignende under etableret overvågning af patienten.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DRIFTSTRYKOMRÅDE	4-40 cmH ₂ O
INTERFACEFORBINDELSER	ISO 5356-1 koniske konektorer
MASKENS DEADSPACE	<200 cm ³
ANTI-ASPHYXIA-VENTILKLAP ÅBEN TIL ATMOSFÆRISK TRYK	0,24 cmH ₂ O
ANTI-ASPHYXIA-VENTILKLAP LUKKET TIL ATMOSFÆRISK TRYK	0,80 cmH ₂ O
FLOWMODSTAND GENNEM MASKE	0,26 cmH ₂ O ved 50 L/min, 0,63 cmH ₂ O ved 100 L/min



- 14 Dette produkt er beregnet til at blive brugt i maksimalt 14 dage.
- Til brug sammen med gasser under tryk fra en ekstern flowkilde eller respirator.
- Til brug sammen med respiratorer/udstyr, der leverer non-invasiv ventilationsbehandling (NIV) via et enkeltslangesystem.
- Kan anvendes med en opvarmet befugter med henblik på levering af befugtet luft til patienten.
- Bruges som en del af Fisher & Paykel Healthcare's non-invasive befugtningsssystem F&P MR850 eller F&P 950™ ved befugtning af gasser.
- Bemærk:** F&P 950 systemet fås muligvis ikke i alle lande. F&P 950 systemet er i øjeblikket ikke godkendt til salg i USA.
- Dette produkt indeholder ikke naturgummilatex.
- Bortskaf masken i henhold til hospitalets protokol.
- Hvis der har fundet en alvorlig hændelse sted under brug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale Fisher & Paykel Healthcare-repræsentant og den kompetente myndighed.

ETIKET- MASKESYMBOLER

<p>V <small>Vented</small></p>	Ventileret	Forsegling størrelse A	Forsegling størrelse B	Forsegling størrelse C
<p>⊗</p>	Standard hovedbånd	Size A	Size B	Size C
<p>U <small>Under Nose</small></p>	Masker til placering under næsen	Size A <small>Small Headgear</small>	Size B <small>Small Headgear</small>	Size C <small>Small Headgear</small>

SYMBOLFORKLARING

! Forsigtig/se brugsanvisningen	Rx only	Receptpligtig	14 Må højest anvendes i 14 dage
⊗ Til engangsbrug	CE 0123	CE-mærkning 93/42/EØF	EC REP Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union
REF Referencenummer	⊗	Brug ikke masken, hvis emballagen er beskadiget	

⊗ FØR BRUG

- Læs og forstå anvisningerne fuldstændigt.
- Fjern al emballage før brug.
- Brug ikke masken, hvis emballagen er beskadiget.
- Undersøg masken for beskadigelse. Kassér masken, hvis dele af den er knækket, eller hvis forseglingen er i stykker.
- Brug altid den korrekte maske til apparatet. Se installationsvejledningen på forreste side.
- Kontrollér, at maskens størrelse passer til patienten.
- Kontrollér anti-asphyxia-ventilens funktion før brug.
- Kontrollér, at apparatet (dvs. respirator eller flowkilde) inkl. alle alarmer og sikkerhedssystemer fungerer korrekt og leverer det/de korrekte tryk.
- Vask patientens ansigt, og kontrollér for tegn på rødme, irritation eller ubehag. Må ikke bruges, hvis disse tegn er til stede.
- Kontrollér, at der er etableret tilstrækkelig patientovervågning.

ADVARSLER, FORSIGTIGHEDSREGLER OG KONTRAINDIKATIONER

! ADVARSLER

- Undgå at blokere eller forsøge at forsegle ventilationshullerne.**
- Kontrollér før brug, at apparatet inkl. alarmer og sikkerhedssystemer fungerer korrekt.
- Masken er udstyret med en anti-asphyxia-ventil og er ikke beregnet til brug med ventilationssystemer med to slanger. Når der ikke er flow i systemet, bør de udvendige åbninger i ventilen tillade, at den omgivende luft trænger ind i masken. Med systemflow skal klappen lukke de eksterne åbninger og lade systemluft strømme ind i masken.
- Bloker ikke anti-asphyxia-ventilens huller.**
- Udskift masken, hvis anti-asphyxia-ventilen ikke fungerer eller bliver tilsmudset af sekreter.
- Masken må kun bæres under behandling.
- Masken skal tilpasses og behandlingen iværksættes af en godkendt, uddannet læge eller behandler.
- Denne maske må kun anvendes på et hospital eller en klinik, hvor patienten overvåges på en passende måde af uddannet medicinsk personale. Hvis patienten ikke monitoreres, kan det medføre tab af behandling, alvorlig personskade eller død.
- Denne maske er beregnet til brug på en enkelt patient. **Må ikke genbruges.** Genbrug kan medføre overførsel af smitstoffer, afrydelse af behandling, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald. Produktet må IKKE lægges i blod, vaskes, steriliseres eller genbruges. Undgå kontakt med kemikalier, rengøringsmidler eller håndrensemidler.
- Ved lave CPAP- eller EPAP-tryk kan luftstrømmen gennem ventilationshullerne være utilstrækkelig til at fjerne al udåndingsluft fra masken. Der kan derfor forekomme en vis genindånding af udåndingsluft.
- Ansigtshår, manglende tænder/proteser og uregelmæssig ansigtsstruktur kan forringe maskens forsegling.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- Undgå at stramme stropperne på udstyret til hovedet for meget. Overspænding kan medføre ubehag hos patienten og/eller lægaker.
- Stop brugen af masken, og kontakt en læge, hvis patientens hud bliver rød eller irriteret eller ved andet ubehag.

KONTRAINDIKATIONER

- Masken må ikke bruges på patienter, der:
- Har hjerte- eller åndedrætsstop eller alvorlig hæmodynamisk ustabilitet.
 - Har alvorlig, øvre bevidsthed, ikke kan trække vejret spontant, er uvillige, ikke reagerer eller ikke er i stand til at fjerne masken.
 - Har en obstruktion i de øvre luftveje eller ikke kan fjerne sekret (reduceret hoste- eller synkerefleks, kraftig reflux, næseblod, hiatushernie).
 - Har store mængder sekret, risiko for kvalme/opkastning eller høj risiko for aspiration af opkast.
 - Har været udsat for hoved- eller ansigtsskirurgi, traume eller forbrænding.
 - Har alvorlig, øvre gastrointestinal blødning eller barotraume (udrænnet pneumothorax). Stop omgående behandlingen, hvis der opstår symptomer på disse tilstande.

ANVISNINGER VEDRØRENDE TILPASNING

- Mål patienten ved hjælp af SizeMe-guiden ved at placere guiden under patientens næse. De tre farvede næseprofiler skal vende opad. Den korrekte maskestørrelse bestemmes af den farvede næseprofil, som patientens næse passer bedst indenfor: A, B eller C.
- Tilslut masken til flowkilden. Kontrollér, at der er tændt for flowkilden.
- Hvis der anvendes en flowkilde, som kræver trykfeedback, skal trykslangen sluttes til trykporten på masken. Eller det skal sikres, at trykporten er lukket.
- Hvis patienten har en orogastrisk eller nasogastrisk sonde, skal det sikres, at sonden er placeret under den integrerede TubeFit™, zone, så der opnås en effektiv forsegling omkring sonden. For ikke sonden gennem maskens forseglings næseåbning. Det bånd, der holder den orogastriske/nasogastriske sonde på næsen, skal være så glat som muligt for at sikre en god forsegling.
- Åbn den eller de nederste spænder på hovedbåndet. Hold masken mod patientens ansigt med den lille åbning under patientens næse, og lad det løse hovedbånd glide ned over patientens hoved.
- Fastgør spænderne på hovedbåndet til masken igen.
- Juster det øvre headgears sidestropper og kronstropperne efter behov, så masketætningen sidder behageligt under patientens næse. Kontrollér, at:
 - kronestroppen på headgearet er placeret midt på patientens hoved
 - der er cirka en fingerbreddes mellemrum mellem patientens øre og headgearet
 - headgearets stropper ikke er for tæet på patientens øjne.
- Juster headgearets nederste sidestropper, så masketætningen hviler forsvarligt på patientens hage.
- Træk forsigtigt masken væk fra patientens ansigt, så tætningen kan fyldes med luft for at minimere lækage.

Bemærk: Juster hovedbåndet/masken efter behov for at opnå en effektiv forsegling. Undgå at stramme masken for meget. Når den er korrekt tilpasset, skal man kunne føre en finger ind under de øverste og nederste sidestropper.

F&P Visairo-masken fås i to hovedbåndsstørrelser. Standardstørrelsen er designet til at passe til de fleste patienter. Hvis din patientpopulation har en mindre hovedstørrelse, kan du muligvis bruge Visairo-masken med Lille hovedbånd for bedre justering af stroppen og tilgængelighed. 'Lille hovedbånd' er angivet på emballagen og hovedbåndet. Kontakt din lokale F&P-repræsentant for at få flere oplysninger.

^[1] REF RT077A/B/C F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

^[2] REF RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear


Indonesian id

Masker Bawah Hidung Untuk Rumah Sakit Berventilasi, Versi Katup Anti-Asfiksia

TUJUAN PENGGUNAAN

Masker sekali pakai Fisher & Paykel Healthcare ditujukan untuk digunakan sebagai aksesorii ventilator, untuk memungkinkan pengiriman terapi (CPAP atau bi-level) ventilasi tekanan positif noninvasif (NPPV) ke pasien dewasa yang bisa bernapas secara spontan (>66 pon, >30 kg) yang mengalami insufisiensi atau kegagalan pernapasan yang telah diresepkan NPPV. Masker harus dipasangkan dan terapi dilakukan oleh praktisi medis terlatih di lingkungan rumah sakit/institusi kesehatan dengan adanya pemantauan pasien secara berkala.

RENTANG TEKANAN PENGOPERASIAN	4 – 40 cmH ₂ O
KONEKSI ANTARMUKA	Konektor Berbentuk Kerucut ISO 5356-1
RUANG MATI MASKER	<200 cm³
SIRIP KATUP ANTI-ASFIKSIA TERBUKA TERHADAP TEKANAN ATMOSFER	0,24 cmH ₂ O
SIRIP KATUP ANTI-ASFIKSIA TERTUTUP TERHADAP TEKANAN ATMOSFER	0,80 cmH ₂ O
TAHANAN ALIRAN MELALUI MASKER	0,26 cmH ₂ O @ 50 L/mnt, 0,63 cmH ₂ O @ 100 L/mnt

KURVA ALIRAN TEKANAN UNTUK VENTILASI:	
Laju aliran ventilasi bisa bervariasi karena adanya variasi dalam produksi	<p>Aliran Ventilasi (L/m/min)</p>  <p>Tekanan (cmH₂O)</p>

- ^[14] Produk ini dimaksudkan untuk digunakan selama maksimum 14 hari.
- Untuk digunakan bersama dengan gas bertekanan yang disediakan oleh sumber aliran eksternal atau ventilator.
- Untuk digunakan dengan ventilator/perangkat yang menyalurkan terapi NIV menggunakan sistem sirkuit tunggal.
- Bisa digunakan bersama dengan pelembab pemanas untuk mengirirkan gas yang dilembapkan ke pasien.
- Saat melepaskan gas, gunakan sebagai bagian dari sistem pelembab noninvasif Fisher & Paykel Healthcare F&P MR850 atau F&P 950™.
- Catatan:** Sistem F&P 950 mungkin tidak tersedia di semua negara. Sistem F&P 950 saat ini tidak diizinkan untuk dijual di A.S.
- Produk ini tidak dibuat dengan karet lateks alami.
- Buang masker sesuai dengan protokol rumah sakit.
- Jika terjadi insiden serius saat menggunakan perangkat ini, hubungi perwakilan Fisher & Paykel Healthcare dan Otoritas Kompetensi setempat.

	Segel Ukuran A	Segel Ukuran A	Segel Ukuran C
	 Size A	 Size B	 Size C
	 Size A <small>Small Headgear</small>	 Size B <small>Small Headgear</small>	 Size C <small>Small Headgear</small>

	Perhatian/Baca petunjuk penggunaan	Rx only	Hanya dengan resep dokter	 14	Maksimum penggunaan 14 hari
	Penggunaan tunggal	CE 0123	Penanda CE 93/42/EEC	 EC REP	Perwakilan resmi Uni Eropa
	Nomor referensi		Jangan gunakan bila ada kerusakan pada kemasan		

SEBELUM DIGUNAKAN

- Pastikan Anda telah membaca dan memahami semua petunjuk yang tertera dengan saksama.
- Lepaskan semua kemasan sebelum digunakan.
- Jangan gunakan jika kemasan rusak.
- Periksa kerusakan pada masker. Buang masker jika ada bagian yang rusak atau jika segelnya terbuka.
- Pastikan bahwa masker yang benar digunakan untuk perangkat terapi yang sesuai. Lihat panduan persiapan di sisi lainnya.
- Pastikan bahwa masker yang digunakan sesuai dengan ukuran pasien.
- Periksa bahwa katup antiasfiksia berfungsi sebelum digunakan.
- Pastikan bahwa perangkat terapi (yaitu ventilator atau sumber aliran), termasuk semua alarm dan sistem keselamatan, berfungsi dengan benar dan mengalirkan tekanan yang sesuai.
- Bersihkan wajah pasien lalu periksa tanda-tanda kemerahan, iritasi, atau rasa tidak nyaman. Jangan gunakan jika tanda-tanda tersebut teramati.
- Pastikan pemantauan pasien yang memadai sudah dilakukan.

[[]**REF** **RT077A/B/C** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

[[]**REF** **RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

PERINGATAN, PERHATIAN, DAN KONTRAINDIKASI

PERINGATAN

- Jangan menghalangi atau mencoba untuk menutup lubang ventilasi.**
- Pastikan bahwa perangkat terapi, termasuk sistem alarm dan keselamatan, berfungsi dengan benar sebelum digunakan.
- Masker ini dilengkapi dengan katup antiasfiksia dan tidak untuk digunakan dengan sistem ventilasi selang ganda. Tanpa aliran udara dari sistem, bukaan eksternal pada katup harus membiarkan udara ruangan untuk mengalir ke dalam masker. Dengan adanya aliran udara sistem, sirip harus menutup bukaan eksternal dan mengizinkan udara sistem mengalir ke dalam masker.
- Jangan menghalangi ventilasi katup antiasfiksia.**
- Ganti masker jika katup antiasfiksia tidak berfungsi atau sudah dikotori sekresi.
- Masker hanya boleh dikenakan saat terapi sedang dilakukan.
- Masker harus dipasangkan dan terapi dilakukan oleh tenaga praktisi medis atau penyedia layanan perawatan kesehatan yang terlatih.
- Masker ini hanya bisa digunakan di lingkungan rumah sakit atau klinik di mana pasien bisa dipantau secara memadai oleh staf tenaga medis yang terlatih. Kelalaian dalam pemantauan pasien bisa mengakibatkan hilangnya terapi, cedera yang serius, atau kematian.
- Masker ini hanya untuk satu pasien. **Jangan gunakan kembali.** Penggunaan ulang bisa menyebabkan penyebaran zat menular, gangguan pengobatan, bahaya serius, atau kematian. Jangan merendam, mencuci, mensterilkan, atau memakai ulang produk ini. Jangan sampai terkena bahan kimia, bahan pembersih, atau cairan pembersih tangan.
- Pada tekanan CPAP atau EPAP rendah, aliran yang melalui lubang ventilasi mungkin terlalu rendah untuk mengeluarkan semua gas ekshalasi dari masker. Sedikit gas ekshalasi mungkin terhisap kembali.
- Rambut wajah, gigi yang tanggal/gigi palsu, dan kelainan struktur wajah bisa memengaruhi kemampuan penempelan masker.

PERHATIAN

- Jangan mengencangkan tali penutup kepala terlalu kencang. Pengencangan secara berlebihan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan/atau kebocoran pada pasien.
- Jika pasien mengalami kemerahan pada kulit, iritasi, atau rasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan dan hubungi dokter.

KONTRAINDIKASI

Masker ini tidak boleh digunakan pada pasien yang:

- Mengalami serangan jantung atau sesak napas, atau ketidakstabilan hemodinamik yang berat
- Tidak sadarkan diri, tidak bisa bernapas secara spontan, tidak kooperatif, tidak responsif, atau tidak mampu melepaskan masker
- Mengalami penyumbatan saluran napas bagian atas, atau ketidakmampuan untuk mengeluarkan sekresi (batuk atau terganggunya refleks menelan, refluks yang berlebihan, epistaksis, hernia hiatus)
- Mengeluarkan banyak sekresi, berisiko mual/muntah, atau berisiko tinggi mengalami aspirasi emesis
- Menjalani operasi atau mengalami trauma atau luka bakar pada bagian kepala atau wajah
- Mengalami pendarahan pada saluran pencernaan bagian atas yang parah, atau barotrauma (pneumotoraks yang terisi cairan).

Jika gejala kondisi ini muncul, segera hentikan pengobatan.

PEATURAN PEMASANGAN

- Ukur pasien menggunakan panduan SizeMe, dengan memosisikan pemandu di bawah hidung pasien. Tiga profil nasal berwarna harus menghadap ke arah atas. Ukuran masker yang benar ditentukan oleh profil nasal berwarna yang paling sesuai dengan bentuk hidung pasien: A, B, atau C.
- Hubungkan masker ke sumber aliran. Pastikan sumber aliran dinyalakan.
- Jika menggunakan sumber aliran yang memerlukan umpan balik tekanan, sambungkan saluran tekanan ke port tekanan pada masker. Jika tidak, maka pastikan untuk memasang sungkup pada port tekanan.
- Jika pasien menggunakan selang orogastrik atau nasogastrik, pastikan bahwa selang ditempatkan di bawah zona TubeFit™ yang terintegrasi, untuk mendapatkan kemampuan penyegelan yang efektif di sekitar selang. Jangan melewatikan selang melalui lubang bukaan nasal dari segel masker. Pita perekat yang menahan selang orogastrik/nasogastrik pada hidung harus diterapkan sebaik mungkin untuk memastikan penyegelan yang baik.
- Lepaskan klip bagian bawah pada ikat kepala. Tahan masker pada wajah pasien dengan lubang bukaan kecil di bawah hidung pasien dan geser ikat kepala yang longgar ke arah atas kepala pasien.
- Hubungkan klip ikat kepala kembali ke masker.
- Sesuaikan tali samping pengikat kepala dan pengikat bagian atas kepala sesuai kebutuhan hingga segel masker terpasang dengan nyaman dan baik di bawah hidung pasien.

Pastikan bahwa:

- tali pengikat atas kepala diposisikan di bagian tengah kepala pasien
 - Ada jarak pisah kira-kira selebar jari antara telinga pasien dan ikat kepala
 - tali pengikat kepala tidak terlalu dekat dengan mata pasien.
- Sesuaikan tali samping pengikat kepala bagian bawah hingga segel masker terpasang dengan aman dan baik pada dagu pasien.
 - Tarik masker secara perlahan dari wajah pasien, biarkan segel mengembang untuk mengurangi tingkat kebocoran.

Catatan: Sesuaikan kembali ikat kepala/masker sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan kemampuan penyegelan yang efektif. Jangan mengencangkan masker secara berlebihan. Jika terpasang dengan benar, Anda harusnya bisa menyelipkan satu jari di bawah tali pengikat samping bagian atas dan bawah.

Masker F&P Visairo tersedia dalam dua ukuran tutup kepala. Ukuran standar dirancang agar sesuai dengan kebanyakan pasien. Jika populasi pasien Anda memiliki ukuran kepala yang lebih kecil, Anda mungkin ingin menggunakan masker Visairo dengan Tutup Kepala Kecil untuk penyesuaian tali dan aksesibilitas yang lebih baik. "Tutup Kepala Kecil" tertera pada bagian kemasan dan tutup kepala. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perwakilan F&P setempat Anda.


Japanese ja

院内用呼吸ポート付アンダーノーズマスク (窒息防止バルブ付)

使用目的

Fisher & Paykel Healthcare の単一患者用マスクは、呼吸障害または呼吸不全が見られる、自発呼吸可能な成人 (体重 >66 lb、>30 kg) で、非侵襲的陽圧換気 (NPPV) 療法を行うよう指示があった患者に対し、NPPV 療法 (CPAP または bi-level) を行う際に人工呼吸器の付属品として使用することを目的としています。マスクの装着や治療の継続は、患者のモニタリングを行う病院/施設的環境下で、トレーニングを受けた医師により実施してください。

使用圧力範囲	4～40 cmH ₂ O
インターフェース接続	ISO 5356-1 円錐コネクター
マスクの死腔	<200 cm ³
窒息防止バルブの開放圧	0.24 cmH ₂ O
窒息防止バルブの閉塞圧	0.80 cmH ₂ O
マスク内の流量抵抗	0.26 cmH ₂ O @ 50 L/min、0.63 cmH ₂ O @ 100 L/min

<p>呼吸の圧力 - 流量曲線: 呼吸流量は製造上のばらつきによって異なることがあります</p> 

- ^[14] 本品は、最長 14 日間の使用想定しています。
- 外部の流量源または人工呼吸器から供給する圧縮ガスを使用します。
- シングル回路システムを用い、NIV 療法の人工呼吸器/装置と使用します。
- 加湿したガスを患者に送るためのバースオーバータイプ式加湿加湿器と使用可能です。
- ガスを加湿する際は、Fisher & Paykel Healthcare 非侵襲性の加湿加湿システム F&P MR850 または F&P 950™ の一部として使用してください。
- 注意:** F&P 950 システムは、お取り扱いのない国もございます。F&P 950 システムは現在、米国での販売が許可されていません。
- 本品には、天然ゴム(ラテックス)を使用していません。
- 病院で定められた手順に従って本品を処分してください。
- 本機器を使用中に重大な事故が生じた場合は、弊社担当営業もしくは取扱販売店までお問い合わせください。

ラベル - マスクの表示記号

		シールサイズ A	シールサイズ B	シールサイズ C
標準サイズのヘッドギア	 Size A	 Size B	 Size C	
小型サイズのヘッドギア	 Size A <small>Small Headgear</small>	 Size B <small>Small Headgear</small>	 Size C <small>Small Headgear</small>	

	注意事項/取扱説明書/添付文書を参照	Rx only	医師の処方によるのみ使用	 14	最長使用期間 14 日間
	単一使用	CE 0123	CE マーク (93/42/EEC)	 EC REP	欧州代理人
	品番		包装梱包材が損傷している場合は、使用しないでください		

使用する前に

- 必ず取扱説明書/添付文書をご確認いただき、内容を十分に理解してからご使用ください。
- 使用前に、包装梱包材をすべて取り外してください。
- 包装梱包材が損傷している場合は、使用しないでください。
- マスクに損傷がないか確認してください。部品が破損している場合や、封が破れている場合はマスクを破棄してください。
- 治療機器に適合する正しいマスクを使用していることを確認してください。取り付けに関する裏面の説明を参照してください。
- マスクのサイズが患者に適合していることを確認してください。
- 使用前に、窒息防止バルブの動作を確認してください。
- アラームや安全システムを含むすべての機器が正しく機能しているかどうか、および適切な圧力を供給しているかを確認してください。
- 患者の顔を清拭し、赤みや刺激、不快感の兆候がないか確認します。これらの兆候が見られる場合は、マスクを使用しないでください。
- 患者を適切にモニタリングしていることを確認してください。

警告事項、注意事項、および禁忌事項

警告

- 呼吸ポートを塞いだり密封したりしないでください。**
- アラームや安全システムを含め、治療機器が正常に機能すること使用前にご確認ください。
- このマスクには窒息防止バルブが取り付けられており、デュアルリム換気システムは併用できません。システムフローがない場合、バルブの外部排気孔から室内空気をマスクに取り込ませる必要があります。送気源より送気されている場合は、フラップが外側の排気孔を塞ぎ、送気された空気がマスク内に流入します。
- 窒息防止バルブの排気孔を塞がないでください。**
- 窒息防止バルブが作動しない場合、分泌物で汚れた場合はマスクを交換してください。
- マスクは、治療のみ装着させます。
- マスクの装着や治療の実施は、適切なトレーニングを受けた医師または医療従事者が行ってください。
- マスクは、トレーニングを受けた医療従事者が患者を適切にモニタリングしている病院/医療施設でのみ使用することができます。患者をモニタリングしないと、治療中止、重篤な障害または死亡につながる恐れがあります。
- このマスクは単一患者用です。**再使用禁止**。再使用すると、感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な危害または死亡に繋がる恐れがあります。当製品を浸けたり、洗浄したり、消毒または再利用したりしないでください。化学物質、洗剤、手指用除菌剤と接触しないようにしてください。
- CPAP あるいは EPAP (呼吸陽圧) の圧が低い場合、呼吸ポート内の流量が足りず、マスクから呼吸ガスが完全に排出されない可能性があります。再呼吸になる恐れがあります。
- 顔の毛、抜歯/義歯、また他の理由で顔の構造が通常とは異なる場合は、マスクの密閉性を損なうことがあります。
- 注意事項**
- ヘッドギアのストラップを締めすぎないでください。締めすぎると、患者に不快感を与えたり、漏れたりする可能性があります。
- 患者に肌の赤み、刺激または不快感が生じた場合は、使用を中断し医師に連絡してください。
- 禁忌**
- 次の患者には本製品を使用しないでください。
- 心停止または呼吸停止状態の患者。または、血行動態が著しく不安定な患者。
- 意識がない、自発呼吸ができない、非協力的、反応が鈍い、またはマスクを取り外すことができない患者
- 上気道に閉塞があるか、喀痰排出できない患者 (咳または嚥下反射の異常、過剰な逆流、鼻血、裂孔ヘルニアなどによる)
- おびただしい分泌物が見られる、悪心または嘔吐のリスクがある、嘔吐物を誤嚥するリスクが高い患者
- 頭部または顔面に手術歴、外傷、または熱傷がある患者
- 重大な上部消化管出血または気圧外傷 (非排水気胸) がある患者
- これらの症状が現れた場合は、ただちに治療を中止してください。

装着方法

- SizeMe ガイドを使用して、ガイドを患者の鼻の下に当てて患者のサイズを決定します。3色の鼻の輪郭が描かれた面を上に向けます。サイズ A、B、C の中で、患者の鼻がその内側に最もフィットする色の輪郭に基づいて、正しいマスクサイズを決めます。
- マスクを流量源に接続します。流量源の電源が入っていることを確認します。
- 圧カウードバックを必要とする流量源を使用する場合は、圧ラインをマスクの圧ポートに接続してください。それ以外の場合は、圧ポートにキャップが付いていることを確認してください。
- 経口胃管または経鼻胃管を使用している場合は、胃管周辺でも優れた密閉性が得られるよう、マスクの TubeFit™ ソーンの下に胃管を通すようにしてください。胃管は、マスクシールの鼻部開口部には通さないでください。経口胃管または経鼻胃管を鼻に固定するテープは、適切な密閉性を保てるよう、できるだけ平らにしてください。
- ヘッドギアの下側のクリップを外します。患者の鼻の下に小さな開口部を当てた状態でマスクを顔に固定します。緩めたヘッドギアを患者の頭部にかぶせます。
- ヘッドギアのクリップをマスクに再度取り付けます。
- 患者の鼻の下に当たる部分のマスクの密閉性が快適に保てるよう、ヘッドギアの上サイドストラップと頭頂部のストラップを調整します。

以下を確実に行ってください:

 - 頭頂部のストラップが患者の頭部の中心にくるようにすること
 - 患者の耳とヘッドギアの間には指1本分程度の隙間ができるようにすること
 - ヘッドギアのストラップが患者の目に近づきすぎないようにすること
- 患者のおごに当たる部分のマスクの密閉性がしっかり保てるよう、ヘッドギアの下サイドストラップを調整します。
- マスクを患者の顔から軽く離してマスククッションを膨らませ、漏れを最小限に抑えます。


注意: 優れた密閉性が得られるよう、必要に応じてヘッドギア/マスクを再調整してください。マスクを締め過ぎないようにしてください。正しく装着すると、上下のサイドストラップの下に指が1本入るくらいのゆとりができます。

F&P Visairo マスクには 2 種類のヘッドギアサイズがあります。標準サイズは、ほとんどの患者にフィットするように設計されています。患者の頭のサイズが小さい場合は、ストラップの調整やアクセス性を向上させるために、小型サイズのヘッドギア付きの Visairo マスクを使用することをお勧めします。「Small Headgear (小型サイズのヘッドギア)」はパッケージとヘッドギアに記載されています。詳細については、お近くの F&P 代理店までお問い合わせください。

Russian ru

Вентилируемая больничная носовая маска, версия с клапаном, предотвращающим асфиксию
НАЗНАЧЕНИЕ

Маски Fisher & Paykel Healthcare одноразового использования предназначены для применения в качестве принадлежности аппаратов ИВЛ при проведении неинвазивной вентиляции с положительным давлением (с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) или двухфазным давлением) у взрослых пациентов (>30 кг, >66 фунтов) со спонтанным дыханием, имеющих дыхательную недостаточность, которым назначили проведение процедуры неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Устанавливать маски и проводить лечение должны квалифицированные медицинские работники в условиях стационара при наличии средств для мониторинга состояния пациента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	4–40 смH ₂ O
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА	Конические коннекторы, соответствующие стандарту ISO 5356-1
ОБЪЕМ МЕРТВОГО ПРОСТРАНСТВА МАСКИ	<200 см³
СТВОРКА КЛАПАНА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО АСФИКСИЮ, ОТКРЫТА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ	0,24 смH ₂ O
СТВОРКА КЛАПАНА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО АСФИКСИЮ, ЗАКРЫТА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ	0,80 смH ₂ O
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ В МАСКЕ	0,26 смH ₂ O при 50 л/мин, 0,63 смH ₂ O при 100 л/мин
ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТОКА ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ	
Скорость потока при вентиляции может меняться в зависимости от производственных отклонений	

- [[]^{14]} Максимальная продолжительность применения данного изделия составляет 14 дней.
- Для использования с газами под давлением, поступающими из внешнего источника потока или аппарата ИВЛ.
- Для использования с аппаратами ИВЛ / устройствами для проведения неинвазивной вентиляции (НИВ) с применением системы с однолинейным контуром.
- Может использоваться с увлажнителем с подогревом проходящих газов для доставки пациенту увлажненных газов.
- При увлажнении газов в качестве компонентов используются неинвазивные системы увлажнения Fisher & Paykel Healthcare F&P MR850 или F&P 950™.
- Примечание.** Система F&P 950 может быть недоступна в некоторых странах. В настоящее время система F&P 950 не разрешена к продаже в США.
- Изделие не содержит натурального латекса.
- Утилизировать маску в соответствии с правилами лечебного учреждения.
- Если при использовании данного изделия произошел серьезный инцидент, обратитесь к местному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare и в уполномоченный орган.

	Вентилируемая	Уплотнитель, размер А	Уплотнитель, размер В	Уплотнитель, размер С
	Стандартное головное крепление	Size A	Size B	Size C
	Носовая маска	Size A <small>Small Headgear</small>	Size B <small>Small Headgear</small>	Size C <small>Small Headgear</small>
	Малое головное крепление	Size A <small>Small Headgear</small>	Size B <small>Small Headgear</small>	Size C <small>Small Headgear</small>

	Предостережение / см. инструкцию пользователя	Rx only Только по назначению врача	[[]^{14]} Максимальное время использования — 14 дней
	Однократного применения	CE 0123 Знак CE 93/42/ЕЕС	EC REP Уполномоченный представитель в Европейском союзе
REF	Идентификационный номер		Запрещается использовать в случае повреждения упаковки

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что прочитали и полностью поняли инструкцию.
- Перед использованием следует убрать все упаковочные материалы.
- Запрещается использовать в случае повреждения упаковки.
- Внимательно осмотрите маску на наличие поврежденных. Утилизируйте маску, если какие-либо детали повреждены или если уплотнитель поврежден.
- Убедитесь, что с устройством для проведения терапии используется правильная маска. Ознакомьтесь с инструкцией по установке на самой первой странице.
- Убедитесь в правильности размера маски для данного пациента.
- Перед эксплуатацией проверьте функционирование клапана, предотвращающего асфиксию.
- Убедитесь, что устройство для проведения терапии (т. е. аппарат ИВЛ или источник потока), включая все системы тревоги и безопасности, функционирует правильно и что подается правильное давление.
- Очистите лицо пациента, а затем проверьте на наличие признаков покраснения, раздражения или дискомфорта. Не используйте при наличии указанных признаков.
- Обеспечьте наличие адекватного мониторинга состояния пациента.

[[]^{REF}[]] **RT077A/B/C** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

[[]^{REF}[]] **RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Запрещается блокировать или пытаться закрыть вентиляционные отверстия.**
- Перед использованием убедитесь в нормальном функционировании устройства для проведения терапии, в том числе систем тревоги и безопасности.
- Маска снабжена клапаном, предотвращающим асфиксию, и не предназначена для использования с двулинейными системами вентиляции. При отсутствии потока в системе комнатный воздух должен свободно проникать в маску через внешние отверстия клапана. При наличии потока в системе створка внешних отверстий клапана должна закрываться и воздух системы должен поступать в маску.
- Запрещается блокировать отверстия клапана, предотвращающего асфиксию.**
- В случае нарушения работы клапана, предотвращающего асфиксию, или его засорения выделениями маска подлежит замене.
- Маска должна быть надета только при проведении терапии.
- Устанавливать маску и проводить лечение должны медицинские работники, имеющие соответствующую квалификацию.
- Данную маску можно применять только в условиях стационара при обеспечении адекватного мониторинга состояния пациента квалифицированным персоналом. Отсутствие наблюдения за пациентом может привести к снижению эффективности терапии, серьезному травмированию или летальному исходу.
- Эта маска предназначена для одноразового использования. **Повторное использование запрещено.** Повторное использование может стать причиной переноса инфекционных веществ, прерывания терапии, серьезного вреда здоровью или летального исхода. Данное изделие нельзя замачивать, мыть, стерилизовать либо использовать повторно. Избегайте контакта с химическими и очищающими веществами или антисептиками для рук.
- При низких уровнях давления в аппаратах с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP) или с положительным давлением в дыхательных путях на выдохе (EPAP) поток воздуха через вентиляционные отверстия может быть слишком низким для очистки маски от всего выдыхаемого воздуха. Это может привести к повторному выдыханию использованного воздуха.

- Волосы на лице, отсутствующие зубы / зубные протезы и деформации лица могут нарушить герметичность уплотнения маски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Нельзя чрезмерно затягивать ни один из ремешков головного крепления. Чрезмерное затягивание может вызвать у пациента дискомфорт и (или) стать причиной утечек.

- Если у пациента наблюдается покраснение кожи, раздражение или дискомфорт, прекратите использование и сообщите врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не следует использовать маску у пациентов в следующих случаях:

- остановка сердца или дыхания либо тяжелые нарушения гемодинамики;
- бессознательное состояние, отсутствие спонтанного дыхания, контакта, реакции или возможности снять маску;
- обструкция верхних дыхательных путей, неспособность удалить выделения (нарушение кашлевого или глотательного рефлекса, чрезмерный гастроэзофагеальный рефлюкс, носовое кровотечение, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы);
- обильные выделения, риск появления тошноты/рвоты или высокий риск аспирации рвотными массами;
- перенесенные хирургические вмешательства, травмы или ожоги в области головы или лица;
- тяжелое кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта или баротравма (недренированный пневмоторакс).

При появлении симптомов таких состояний немедленно прекратите эту процедуру.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАДЕВАНИЮ

- Определите размер пациента, поместив под его носом шаблон SizeMe. Три окрашенных носовых профиля должны быть обращены вверх. Правильный размер маски определяется по окрашенному номерному профилю, который наиболее точно соответствует внутренней части носа пациента: А, В или С.
- Подключите маску к источнику потока. Убедитесь в том, что источник потока включен.
- При использовании источника потока, требующего обратной связи по давлению, подключите линию давления к порту давления маски. В противном случае убедитесь в том, что порт давления закрыт колпачком.
- Если у пациента установлен орогастральный или назогастральный зонд, убедитесь в том, что зонд расположен под встроеной зоной TubeFit™, чтобы добиться надежного уплотнения вокруг зонда. Не пропускайте зонд через назальное отверстие уплотнителя маски. Лента, удерживающая орогастральный/назогастральный зонд на носу, должна быть как можно более гладкой, чтобы обеспечивать хорошее уплотнение.
- Расстегните нижний (-ие) зажим (-ы) головного крепления. Удерживайте маску на лице пациента таким образом, чтобы малое отверстие находилось под носом пациента, и накройте свободный ремешок головного крепления поверх головы пациента.
- Вновь зафиксируйте зажим (-ы) головного крепления на маске.
- Отрегулируйте верхние боковые и теменные ремешки головного крепления так, чтобы уплотнитель маски, не причиняя неудобств, располагался под носом пациента. Убедитесь, что:
 - теменной ремешок головного крепления расположен посередине головы пациента;
 - между ухом пациента и головным креплением остается зазор примерно в ширину пальца;
 - ремешки головного крепления расположены не слишком близко к глазам пациента.
- Отрегулируйте нижние боковые ремешки головного крепления так, чтобы уплотнитель маски был надежно зафиксирован на подбородке пациента.
- Осторожно отведите маску от лица пациента, чтобы позволить уплотнителю наполниться воздухом и свести к минимуму утечку.

Примечание. При необходимости повторите процесс регулировки головного крепления / маски, чтобы обеспечить надежное уплотнение. Не затягивайте крепление маски слишком сильно. При правильной подгонке под верхние и нижние боковые ремешки можно вести палец.

Маска F&P Visairo доступна с двумя размерами головного крепления. Стандартный размер подходит для большинства пациентов. Если у пациентов, с которыми вы работаете, размер головы меньше, можно использовать маску Visairo с малым головным креплением для упрощения регулировки ремешков и облегчения доступа.
Отметка «малое головное крепление» (Small Headgear) стоит на упаковке и головном креплении. За дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю компании F&P.


Slovak sk

Вентилovaná nemocničná maska, typ pod nos, verzia s ventilom proti uduseniu

ПОУЖИТИЕ ПОДЛА УРЧЕНИЯ

Masky od spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare určené pre jedného pacienta sa používajú ako príslušenstvo ventilátorov na podávanie liečby neinvazívnou ventiláciou s pozitívnym tlakom (NPPV), (typ CPAP alebo dvojúrovňová ventilácia), ktorá sa poskytuje spontánne dýchajúcim dospelým pacientom (>30 kg, >66 libier) s respiračnou nedostačitosťou alebo respiračným zlyhaním, ktorým je predpísaná liečba NPPV. Nasadiť masku pacientovi a vykonávať liečbu môžu iba kvalifikovaní lekári v prostredí nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia so zabezpečeným monitorovaním pacienta.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
ROZSAH PREVÁDZKOVÉHO TLAKU	4 – 40 cmH ₂ O
PRIPOJENIA ROZHRANIA	Kónické konektory podľa normy ISO 5356-1
MŔTVÝ PRIESTOR MASKY	<200 cm³
PRI OTVORENÍ Klapky VENTILU PROTI UDUSENIU NA ATMOSFÉRICKÝ TLAK	0,24 cmH ₂ O
PRI ZATVORENÍ Klapky VENTILU PROTI UDUSENIU NA ATMOSFÉRICKÝ TLAK	0,80 cmH ₂ O
ODPOR PROTI PRIETOKUV MASKE	0,26 cmH ₂ O pri 50 L/min, 0,63 cmH ₂ O pri 100 L/min



- [[]^{14]} Tento výrobok je určený na použitie maximálne počas 14 dní.
- Na použitie so stlačenými plynmi privádzanými pomocou externého prietokového zdroja alebo ventilátora.
- Na použitie s ventilátorom alebo zariadením na liečbu neinvazívnou ventiláciou „NIV“ pomocou jednoramenného okruhu.
- Môžno použiť s prietokovým zvlhčovačom s ohrevom na privádzanie zvlhčeného plynu k pacientovi.
- Na zvlhčovanie plynov ako súčasť neinvazívnych zvlhčovacích systémov používajte F&P MR850 alebo F&P 950™ od spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare.
- Poznámka:** Systém F&P 950 nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Systém F&P 950 v súčasnosti nie je schválený na predaj v USA.
- Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného latexu.
- Masku zlikvidujte v súlade s nemocničným protokolom.
- Ak pri používaní tohto zariadenia došlo k vážnemu incidentu, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Fisher & Paykel Healthcare a príslušný úrad.

	Вентилovaná	Velkosť tesnenia A	Velkosť tesnenia B	Velkosť tesnenia C
	Štandardné popruhy na hlavu	Size A	Size B	Size C
	Nemocničná maska,typ pod nos	Size A <small>Small Headgear</small>	Size B <small>Small Headgear</small>	Size C <small>Small Headgear</small>

	Upozornenie/ Пречітайте si návod на použitie	Rx only Len на лікарський predpis	[[]^{14]} Maximálne použitie 14 dní
	Na jedno použitie	CE 0123 Označenie CE 93/42/EHS	EC REP Spĺnomocnený zástupca Európskej Únie
REF	Referenčné číslo		Непouжívajte, ak je balenie poškodené

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že ste si prečítali všetky pokyny a porozumeli im.
- Pred použitím odstráňte všetky obaly.
- Nepoužívajte, ak je balenie poškodené.
- Skontrolujte, či maska nie je poškodená. Masku zlikvidujte, ak je poškodená ktorákoľvek jej časť alebo porušené tesnenie.
- Uistite sa, že používate správnu masku pre terapeutický prístroj. Pozrite si návod na nastavenie na prednej strane.
- Skontrolujte, či veľkosť masky zodpovedá pacientovi.
- Pred použitím skontrolujte funkčnosť ventilu proti uduseniu.
- Skontrolujte, či terapeutický prístroj (t. j. ventilátor alebo prietokový zdroj) vrátane všetkých alarmov a bezpečnostných systémov funguje správne a vytvára správny tlak.
- Očistite pacientovú tvár a skontrolujte, či nejavi príznaky sčervenania, podráždenia alebo nepohodlia. Nepoužívajte, ak zistíte prítomnosť týchto príznakov.
- Zabezpečte primerané monitorovanie pacienta.

VAROVANIA, UPOZORNENIA A KONTRAINDIKÁCIE

VAROVANIA

- Neblokujte ani sa nesnažte utesniť odvzdušňovacie otvory.**
- Pred použitím skontrolujte, či terapeutický prístroj vrátane alarmov a bezpečnostných systémov funguje správne.
- Maska je vybavená ventilom proti uduseniu a nie je určené na použitie s dvojramennými ventilačnými systémami. Ak sa nepoužije prietokový systém, prúdenie vzduchu v miestnosti do masky treba zabezpečiť cez vonkajšie otvory na ventil. Ak sa použije prietokový systém, vonkajšie otvory treba zatvoriť klapkou a umožniť tak prúdenie vzduchu zo systému do masky.
- Neblokujte otvory ventilu proti uduseniu.**
- Ak ventil proti uduseniu nefunguje alebo je zanesený sekretom, masku vyremeňte.
- Masku používajte len počas aplikovania liečby.
- Nasadiť masku a stanoviť liečbu môže iba lekár alebo zdravotnícky pracovník s primeranou kvalifikáciou.
- Túto masku možno používať iba v prostredí nemocnice alebo kliniky, kde je zabezpečené primerané monitorovanie pacienta kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Opomenutie monitorovania pacienta môže mať za následok stratu terapeutického účinku, vážne zranenie alebo smrť.
- Táto maska je určená na použitie len pre jedného pacienta. **Nepoužívajte opakovane.** Opakované použitie môže viesť k prenosu infekčných látok, prerušeniu liečby, vážnemu poškodeniu zdravia či smrti. Tento výrobok sa nesmie ponárať, umývať, sterilizovať ani opakovane používať. Zabráňte kontaktu s chemickými látkami, čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými prostriedkami na ruky.
- Pri nízkom tlaku CPAP alebo EPAP môže byť prietok cez odvzdušňovacie otvory príliš slabý na to, aby sa z masky vytlačil všetok vydychovaný plyn. Môže dôjsť k opätovnému vdychovaniu.
- Ochlpenie na tvári, chýbajúce zuby, zubná protéza a nepravidelná štruktúra tváre môžu zhoršiť funkčnosť tesnenia masky.

UPOZORNENIA

- Neutahujte príliš žiadny popruh pokrývky hlavy. Nadmerné utiahnutie môže spôsobiť nepohodlie pacienta a/alebo netesnosti.
- Ak sa u pacienta prejavia príznaky sčervenania kože, podráždenia alebo nepohodlia, prerušte používanie masky a obráťte sa na lekára.

KONTRAINDIKÁCIE

- Masku by nemali používať pacienti, ktorí:
- Majú zástavu srdca alebo dýchania, alebo trpia na závažnú hemodynamickú nestabilitu,
- Sú v bezvedromi alebo nedokážu spontánne dýchať, nespupracujú, nereagujú alebo si nedokážu masku zložiť,
- Trpia na obštrukciu horných dýchacích ciest alebo nedokážu odstraňovať sekret (zhoršené reflexy pri kašli alebo prehltní, nadmerný reflux, epistaxia alebo hiátová hernia),
- Trpia na nadmerné množstvo sekretu, existuje u nich riziko nevoľnosti alebo zvracania, alebo vysoké riziko vdýchnutia zvratkov,
- Podstúpili chirurgický zákrok na hlave alebo tvári, utrpeli úraz alebo popálenie na hlave alebo tvári,
- Trpia na závažné krvácanie v hornom gastrointestinálnom trakte alebo na barotraumu (pneumotorax bez aspirácie).

Ak sa prejavia príznaky uvedených stavov, ihneď prerušte liečbu.

POKYNY NA NASADENIE

- Pomocou vodička SizeMe upravte veľkosť pacienta tak, že ho umiestnite pod nos. Tri farebné nosové profily by mali smerovať nahor. Správna veľkosť masky je určená zafarbeným nosovým profilom, do ktorého sa nos pacienta najlepšie zmestí: A, B alebo C.
- Masku pripojte k zdroju prietoku. Ubezpečte sa, že zdroj prietoku je zapnutý.
- Ak používate zdroj prietoku, ktorý si vyžaduje spätnú väzbu tlaku, pripojte tlakovú trubicu k tlakovému portu na maske. V opačnom prípade sa ubezpečte, že tlakový ventil je uzavretý.
- Ak má pacient orogastrickú alebo nazogastrickú sondu, ubezpečte sa, že sonda je umiestnená pod integrovanou zónou TubeFit™, aby sa okolo sondy dosiahlo dobré utesnenie. Trubicu neprechádzajte cez nosový otvor tesnenia masky. Páska, ktorá drží orogastrickú/nazogastrickú trubicu na nose, by mala byť čo najhľadšia, aby sa zabezpečilo dobré utesnenie.
- Uvoľnite spodnú svorku(-y) popruhu na hlavu. Masku držte na tvári pacienta malým otvorom pod nosom pacienta a uvoľnený popruh na hlavu pretiahnite cez hlavu pacienta.
- Svorku(-y) popruhu na hlavu pripojte späť k maske.
- Podľa potreby upravte bočné popruhy hornej pokrývky hlavy a popruhy korunky tak, aby tesnenie masky pohodlne spočívalo pod nosom pacienta. Uistite sa, že:
 - popruh korunovej pokrývky hlavy je umiestnený v strede hlavy pacienta,
 - medi uchoм pacienta a pokrývkou hlavy je medzera približne na šírku prsta,
 - popruhy na pokrývku hlavy nie sú príliš blízko očí pacienta.
- Nastavte bočné popruhy spodnej časti pokrývky hlavy tak, aby tesnenie masky bezpečne spočívalo na brade pacienta.
- Jemne odťahnite masku od tváre pacienta, aby sa tesnenie nafúкло a minimalizovala sa netesnosť.

Poznámka: Podľa potreby upravte popruh na hlavu/masku, aby ste dosiahli efektívne utesnenie. Masku nadmerne neutahujte. Pri správnom nasadení by ste mali mať možnosť posúvať prst pod horné a spodné bočné popruhy.

Maska F&P Visairo je k dispozícii v dvoch veľkostiach popruhov na hlavu. Štandardná veľkosť je navrhnutá tak, aby vyhovovala väčšine pacientov. Ak má populácia pacientov menšiu veľkosť hlavy, možno budete chcieť použiť masku Visairo s malými popruhmi na hlavu pre lepšie nastavenie popruhu a dostupnosť. Nápis „Malé popruhy na hlavu“ je uvedený na obale a na popruhu na hlavu. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestneho zástupcu F&P.

Vietnamese (vi)

Mặt nạ bịt Dưới Mũi có Lò thông khí dành cho Bệnh viện, Phiên bản có Van Chống ngạt

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Mặt nạ sử dụng cho riêng từng bệnh nhân của Fisher & Paykel Healthcare được thiết kế để sử dụng như một phụ kiện của máy thở để cho phép liệu pháp thông khí áp lực dương không xâm lấn (NPPV) (Thở máy áp lực dương liên tục (CPAP) hoặc thở máy hai mức áp lực dương) được cung cấp cho bệnh nhân người lớn thở tự phát (>66 lb, >30 kg) bị suy hô hấp hoặc suy hô hấp đã được chỉ định NPPV. Các mặt nạ phải được trang bị và liệu pháp phải được duy trì bởi các bác sĩ y khoa được đào tạo trong môi trường bệnh viện/tổ chức có sự theo dõi bệnh nhân.

ĐẢI ÁP SUẤT HOẠT ĐỘNG	4 – 40 cmH ₂ O
KẾT NỐI GIAO DIỆN	Khớp nối Hình côn ISO 5356-1
VÙNG CHẾT CỦA MẶT NẠ	<200 cm³
NẮP VAN CHỐNG NGẠT MỞ THEO ÁP SUẤT KHÍ QUYẾN	0,24 cmH ₂ O
NẮP VAN CHỐNG NGẠT ĐÓNG THEO ÁP SUẤT KHÍ QUYẾN	0,80 cmH ₂ O
SỨC CẢN ĐÓNG QUA MẶT NẠ	0,26 cmH ₂ O @ 50 L/phút, 0,63 cmH ₂ O @ 100 L/phút

ĐƯỜNG CONG ÁP SUẤT-LƯU LƯỢNG ĐỂ THÔNG KHÍ: <i>Tốc độ lưu lượng thông khí có thể thay đổi do biến dị trong sản xuất</i>	
<div><div>Lưu lượng Thông khí (L/min)</div><div>Áp suất (cmH₂O)</div></div>	<div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div>
	<div><div>0</div><div>5</div><div>10</div><div>15</div><div>20</div><div>25</div><div>30</div><div>35</div><div>40</div></div>

- ^[14] Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong thời gian tối đa là 14 ngày.
- Để sử dụng với khí điều áp được cung cấp bởi nguồn lưu lượng hoặc máy thở ngoài.
- Để sử dụng với máy thở/thiết bị cung cấp liệu pháp "NIV" bằng hệ thống dây thở một nhánh.
- Có thể được sử dụng với một đường truyền được làm ấm qua máy tạo ẩm để cung cấp khí ấm cho bệnh nhân.
- Khi làm ấm khí, hãy sử dụng như một phần của hệ thống tạo ẩm không xâm lấn F&P MR850 hoặc F&P 950™ của Fisher & Paykel Healthcare.
- Lưu ý:** Hệ thống F&P 950 có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Hệ thống F&P 950 hiện không được phép bán ở Hoa Kỳ.
- Sản phẩm này không được làm bằng mù cao su tự nhiên.
- Thải bỏ mặt nạ theo quy trình của bệnh viện.
- Nếu có sự cố nghiêm trọng xảy ra khi sử dụng thiết bị này, vui lòng liên hệ với đại diện Fisher & Paykel Healthcare và Cơ quan có Thẩm quyền tại địa phương của quý vị.

<div><div>Ventus</div></div>	Có Lò thông khí		Lớp bịt Cơ A	Lớp bịt Cơ B	Lớp bịt Cơ C	
	Mũ đội đầu Tiêu chuẩn	<div><div>Size A</div></div>	<div><div>Size B</div></div>	<div><div>Size C</div></div>		
<div><div>Under Nose</div></div>	Mặt nạ đeo Dưới Mũi		Mũ đội đầu Nhỏ	<div><div>Size A<div>Small Headgear</div></div></div>	<div><div>Size B<div>Small Headgear</div></div></div>	<div><div>Size C<div>Small Headgear</div></div></div>

<div><div>!</div></div>	Thận trọng/ Tham khảo hướng dẫn khi sử dụng	Rx only	Chỉ bán theo đơn	<div><div>14</div></div>	Sử dụng tối đa 14 Ngày
<div><div>X</div></div>	Chỉ sử dụng một lần	CE 0123	Dấu CE 93/42/EEC	<div><div>EC REP</div></div>	Đại diện được ủy quyền tại Liên minh Châu Âu
<div><div>REF</div></div>	Số tham chiếu	<div><div>X</div></div>	Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng		

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- Đảm bảo quý vị đã đọc và hiểu hoàn toàn các hướng dẫn.
- Gỡ bỏ tất cả các bao bì trước khi sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng.
- Kiểm tra mặt nạ xem có bị hư hỏng không. Bỏ mặt nạ nếu có bất kỳ bộ phận nào bị hỏng hoặc nếu dấu niêm phong bị rách.
- Đảm bảo rằng thiết bị điều trị đang sử dụng đúng mặt nạ. Tham khảo hướng dẫn thiết lập ở trang đầu.
- Xác minh rằng mặt nạ được cung cấp đúng kích thước cho bệnh nhân.
- Kiểm tra hoạt động của van chống ngạt trước khi sử dụng.
- Xác minh rằng thiết bị điều trị (như máy thở hoặc nguồn lưu lượng) có tất cả các hệ thống báo động và an toàn đang hoạt động chính xác và đang cung cấp (các) áp suất chính xác.
- Làm sạch da mặt của bệnh nhân và sau đó kiểm tra các dấu hiệu mẩn đỏ, kích ứng hoặc khó chịu. Không sử dụng nếu có các dấu hiệu này.
- Đảm bảo có sẵn đầy đủ biện pháp theo dõi bệnh nhân.

CẢNH BÁO, THẬN TRỌNG VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

CẢNH BÁO

- Không chặn hoặc cố gắng bịt kín lò thông khí.**
- Xác minh rằng thiết bị điều trị, bao gồm cả hệ thống báo động và an toàn, đang hoạt động bình thường trước khi sử dụng.
- Mặt nạ này được trang bị van chống ngạt và không được sử dụng với hệ thống thông khí hai nhánh. Khi không có lưu lượng hệ thống, các lỗ bên ngoài trong van sẽ cho phép không khí trong phòng cuốn vào mặt nạ. Với lưu lượng hệ thống, nắp sẽ đóng các lỗ bên ngoài và cho phép không khí hệ thống đi vào mặt nạ.
- Không chặn các lỗ thông khí của van chống ngạt.**
- Thay mặt nạ nếu van chống ngạt không hoạt động hoặc bị bẩn do dịch tiết ra.
- Chỉ được đeo mặt nạ khi đang cung cấp liệu pháp.
- Mặt nạ phải được lắp và điều trị bởi bác sĩ y khoa hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được đào tạo thích hợp.
- Mặt nạ này chỉ có thể được sử dụng trong bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi bệnh nhân được theo dõi đầy đủ bởi nhân viên y tế được đào tạo.Việc không theo dõi bệnh nhân có thể dẫn đến không thể điều trị, thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong.
- Mặt nạ này chỉ sử dụng cho một bệnh nhân. **Không sử dụng lại.** Việc sử dụng lại có thể dẫn đến lây truyền các chất lây nhiễm, gián đoạn điều trị, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Không ngâm, rửa, khử trùng hoặc sử dụng lại sản phẩm này. Tránh tiếp xúc với hóa chất, chất tẩy rửa hoặc chất khử trùng tay.
- Ố áp suất CPAP hoặc EPAP thấp, lưu lượng qua lò thông khí có thể quá thấp để đẩy hết khí thờ ra khỏi mặt nạ. Có thể xảy ra tình trạng hít vào trở lại.
- Râu, răng bị khuyết/răng giả và các bất thường về cấu trúc khuôn mặt có thể ảnh hưởng đến lớp bịt của mặt nạ.
- THẬN TRỌNG**
- Không thắt bất cứ dây đai nào của mũ đội đầu quá chặt. Thắt quá chặt có thể gây khó chịu cho bệnh nhân và/hoặc rò rỉ.
- Nếu bệnh nhân bị mẩn đỏ da, kích ứng hoặc khó chịu thì hãy ngưng sử dụng và liên hệ với bác sĩ.
- CHỐNG CHỈ ĐỊNH**
- Không nên sử dụng cho những bệnh nhân:
 - Bị ngừng tim hoặc ngừng hô hấp, hoặc huyết động không ổn định nghiêm trọng
 - Bất tỉnh, không thể thở tự nhiên, bất hợp tác, không phản ứng hoặc không thể tháo mặt nạ
 - Bị tắc nghẽn đường hô hấp trên hoặc không có khả năng tiết dịch (suy giảm phân xạ ho hoặc nuốt, trào ngược nhiều, chảy máu cam, thoát vị gián đoạn)
 - Có nhiều dịch tiết, có nguy cơ buồn nôn/nôn, hoặc có nguy cơ cao hít phải chất nôn
 - Đã từng phẫu thuật, chấn thương hoặc bỏng ở đầu hoặc mặt
 - Bị chảy máu đường tiêu hóa trên nghiêm trọng hoặc chấn thương khí áp (tràn khí màng phổi không thoát khí).
- Nếu triệu chứng của các tình trạng này xảy ra, hãy ngưng điều trị ngay lập tức.

HƯỚNG DẪN LẮP

- Sử dụng ống dẫn SizeMe, xác định cỡ cho bệnh nhân bằng cách định vị ống dẫn dưới mũi của bệnh nhân. Bề mặt mũi ba màu phải hướng lên trên. Kích thước mặt nạ chính xác được xác định bởi mặt mũi có màu mà vừa vặn nhất cho mũi của bệnh nhân đeo vào: A, B hoặc C.
- Kết nối mặt nạ với nguồn lưu lượng. Đảm bảo nguồn lưu lượng được bật.
- Nếu sử dụng nguồn lưu lượng yêu cầu phản hồi áp suất, hãy kết nối đường áp suất với cổng áp suất trên mặt nạ. Nếu không, hãy đảm bảo cổng áp suất được đẩy nắp.
- Nếu bệnh nhân có một ống thông mũi - dạ dày hoặc miệng - dạ dày, hãy đảm bảo rằng ống này được đặt dưới vùng TubeFit™ tích hợp để bịt kín hiệu quả xung quanh ống. Không đưa ống qua lỗ mũi của phần bịt mặt nạ. Bằng giữ ống thông mũi - dạ dày/miệng - dạ dày trên mũi phải căng tron căng tốt để đảm bảo bịt kín tốt.
- Tháo (các) kẹp dưới trên mũ đội đầu. Giữ mặt nạ sát mặt bệnh nhân với lỗ nhỏ bên dưới mũi của bệnh nhân và trượt mũ đội đầu không buộc chặt qua đầu bệnh nhân.
- Nối (các) kẹp mũ đội đầu vào mặt nạ.
- Điều chỉnh các dây đai hai bên phía trên của mũ đội đầu và dây đai định đầu khi cần, sao cho lớp bịt của mặt nạ nằm thoải mái bên dưới mũi của bệnh nhân.
 - Đảm bảo rằng:
 - dây đai đỉnh đầu của mũ đội đầu được đặt ở giữa đầu của bệnh nhân
 - khoảng cách giữa tai bệnh nhân và mũ đội đầu bằng khoảng chiều rộng một ngón tay
 - các dây đai của mũ đội đầu không quá gần mắt bệnh nhân.
- Điều chỉnh các dây đai hai bên phía dưới của mũ đội đầu sao cho lớp bịt của mặt nạ nằm chắc chắn trên cằm của bệnh nhân.
- Nhẹ nhàng kéo mặt nạ ra khỏi mặt bệnh nhân, cho phép lớp bịt phồng lên và giảm thiểu rò rỉ.

Lưu ý: Điều chỉnh mũ đội đầu/mặt nạ theo yêu cầu để bịt kín một cách hiệu quả. Không buộc mặt nạ quá chặt. Khi được gắn vừa vặn, quý vị sẽ có thể trượt một ngón tay bên dưới dây đai trên và dưới.

Mặt nạ F&P Visairo có hai kích cỡ mũ đội đầu. Kích cỡ tiêu chuẩn được thiết kế để phù hợp với hầu hết các bệnh nhân. Nếu đối tượng bệnh nhân của quý vị có kích cỡ đầu nhỏ hơn, quý vị có thể muốn sử dụng mặt nạ Visairo với Mũ đội đầu Nhỏ để điều chỉnh dây đeo và khả năng tiếp cận tốt hơn. Mũ đội đầu Nhỏ được ghi trên bao bì và mũ đội đầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện F&P tại địa phương của quý vị.

Chinese (Simplified) (zh)

呼吸面罩，医院用，有排气孔，鼻下式，带防窒息阀

预期用途

费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 单一患者用 面罩，旨在作为呼吸机的附件，用于为呼吸功能不全或呼吸衰竭、需要 NPPV 的自主呼吸成人患者 (>30 kg, >66 lb) ，进行无创正压通气 (NPPV) 治疗（CPAP 或双水平）。应由经过培训的医护人员，在能够进行患者监护的医院/医疗机构来为患者佩戴，进行治疗。

工作压力范围	4 – 40 cmH ₂ O
接口连接	ISO 5356-1 圆锥接头
面罩死腔	<200 cm³

打开防窒息阀的阀瓣膜，达到大气压力	0.24 cmH ₂ O
关闭防窒息阀的阀瓣，达到大气压力	0.80 cmH ₂ O
面罩的气流阻力	0.26 cmH ₂ O（50 L/min 时），0.63 cmH ₂ O（100 L/min 时）

排气的压力-流量曲线：排气流量可能因生产偏差而异	
<div><div>排气流量 (L/min)</div><div>压力 (cmH₂O)</div></div>	<div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</div><div>0</div></div>
	<div><div>0</div><div>5</div><div>10</div><div>15</div><div>20</div><div>25</div><div>30</div><div>35</div><div>40</div></div>

- ^[14] 该产品使用时间最长不超过 14 天。
- 与外部气源或呼吸机提供的加压气体同用。
- 用于通过单管呼吸管路系统进行“NIV”治疗的呼吸机/设备。
- 可与呼吸湿化器配合使用，为患者提供湿化气体。
- 使用湿化气体时，作为费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) F&P MR850 或 F&P 950™ 无创湿化系统的组成部分使用。**注：**不是所有国家/地区都提供 F&P 950 系统。F&P 950 系统目前尚未获批在美国销售。
- 本产品不含天然乳胶。
- 根据医院规程处置面罩。
- 若使用本产品时发生严重事件，请联系当地费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 代表和主管部门。

<div><div>Ventus</div></div>	有排气孔		密封尺寸 A	密封尺寸 B	密封尺寸 C
	标准头带	<div><div>Size A</div></div>	<div><div>Size B</div></div>	<div><div>Size C</div></div>	
<div><div>Under Nose</div></div>	鼻下面罩		<div><div>Size A<div>Small Headgear</div></div></div>	<div><div>Size B<div>Small Headgear</div></div></div>	<div><div>Size C<div>Small Headgear</div></div></div>

<div><div>!</div></div>	注意/参考使用说明	Rx only	处方产品	<div><div>14</div></div>	最多使用 14 天
<div><div>X</div></div>	供一次性使用	CE 0123	CE 标志 93/42/EEC	<div><div>EC REP</div></div>	欧盟授权代表
<div><div>REF</div></div>	参考编号	<div><div>X</div></div>	如包装破损请勿使用		

使用前

- 确保您已阅读并完全理解使用说明。
- 使用前拆掉所有包装。
- 如包装破损请勿使用。
- 检查面罩是否破损。若任何部件破损或者密封罩已破裂，请勿使用。
- 确保为治疗设备使用正确的面罩。参见最前页的设置指导。
- 检查面罩尺寸是否适合患者。
- 使用前检查防窒息阀的工作情况。
- 检查治疗设备（即呼吸机或气源），包括所有报警和安全系统是否正常工作，以及是否提供正确的压力。
- 清洁患者面部，然后检查是否有红肿、发炎或不适。若有此类症状，请勿使用。
- 确保患者有合适的监护。

警告、注意和禁忌症

警告

- 请勿阻塞或试图堵住排气口。**
- 使用前检查治疗设备，包括报警和安全系统是否正常工作。
- 面罩含有一个防窒息阀，不用于双回路通气系统。系统没有气流时，阀门的外部开口可以允许室内空气进入面罩。系统有气流时，单向阀瓣应当关闭外部开孔，并让系统内气体流入面罩中。
- 请勿堵塞防窒息阀排气孔。**
- 若防窒息阀不工作，或者被分泌物污染，则应更换面罩。
- 仅在治疗期间佩戴面罩。
- 必须由经过相应培训的医生或护理人员安装面罩并进行治疗。
- 本面罩仅用于有经过培训的医护人员充分监护患者的医院或临床环境。未能对患者进行监护可能导致治疗失效、严重受伤或者死亡。
- 本面罩供单一患者使用。 **请勿重复使用。** 重复使用可能会造成传染性物质传播、干扰治疗、严重受伤或死亡。请勿浸泡、清洗、消毒或重复使用本产品。避免接触化学品、清洁剂或洗手液。
- 在持续气道正压通气 (CPAP) 或 EPAP 压力较低时，流过呼气口的气流可能过低，无法清除面罩中的所有呼出气体。易发生重吸入。
- 面部胡须、牙齿缺失/假牙和面部结构不规则可能影响面罩密封。**注意**
- 请勿将头带系得过紧。过度系紧可能导致患者不适和/或泄漏。
- 若患者出现皮肤红肿、发炎或不适，停止使用并联系医生。
- 禁忌症**
- 该面罩不适用于以下患者：
 - 心跳呼吸骤停，或严重的血流动力学不稳定的患者
 - 无意识，不能自主呼吸，不配合，无反应，或者不能取下面罩的患者
 - 有上气道阻塞，或者不能清理分泌物（咳嗽或吞咽反射障碍、返流过多、鼻出血、食管裂孔疝）的患者
 - 有大量分泌物、有恶心/呕吐风险，或者呕吐误吸风险高的患者
 - 头部部曾做过手术、创伤和烧伤的患者
 - 有严重上消化道出血，或气压伤（气胸未引流）的患者。
- 若出现这些疾病症状，应立即停止治疗。

佩戴说明

- 将 SizeMe 尺寸尺放在患者鼻下以确定患者的尺寸。三个彩色的鼻部轮廓图应朝上。患者鼻子位于彩色鼻廓的最佳范围决定正确的面罩尺寸： A、 B 或 C。
- 将面罩连接到气源。确保打开气源。
- 如果使用需要压力反馈的气源，请将压力线连接到面罩上的压力端口。否则，确保压力端口盖严。
- 如果患者有口胃管或鼻胃管，请确保将管道置于一体式 TubeFit™ 区域下方，以保证管道周围的有效密封。不要让管道穿过面罩密封罩的鼻部开口。口胃管/鼻胃管固定在鼻子上的胶带应尽可能平整，以确保密封良好。
- 松开头带下部的夹子。将面罩靠近患者脸部，将小开口置于患者鼻下并将宽松的头带滑到患者头部。
- 将头带夹连接回面罩上。
- 根据需要调整上侧头带和顶部头带，使面罩密封罩舒适地置于患者鼻下。
 - 确保：
 - 顶部头带位于患者头部中间
 - 患者的耳朵和头带之间约有一个手指宽的间隙
 - 头带不要太靠近患者眼部。
- 调整下侧头带，使面罩密封罩牢固地置于患者的下巴上。
- 轻轻将面罩从患者面部拉开，为密封罩充气以最大程度地减少漏气。

注： 根据需要重新调整头带/面罩以实现有效密封。请勿过紧佩戴面罩。正确佩戴后，您应该能够在头带的上下侧下方滑动手指。

F&P Visairo 面罩有两种头带尺寸。标准尺寸适合大多数患者使用。如果患者人群的头部尺寸较小，您可能希望使用小号头带的 Visairo 面罩，可以更方便调节带子和使用。包装和头带上标有“Small Headgear”（小号头带）字样。如需更多信息，请联系您当地的 F&P 代表。

^[1] REF RT077A/B/C F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

^[2] REF RT077A-SH / RT077B-SH / RT077C-SH F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

Portuguese ^{pt}

Máscara sob o nariz hospitalar ventilada, versão com válvula antiasfíxia

FINALIDADE

As máscaras Fisher & Paykel Healthcare para utilização num único doente destinam-se a ser utilizadas como acessórios para ventiladores para permitir a administração de terapia por ventilação não invasiva por pressão positiva (VNIPP) (CPAP ou binível) a doentes adultos com respiração espontânea (>30 kg [>66 lb]) com dificuldade respiratória ou insuficiência respiratória a quem foi prescrita VNIPP. As máscaras devem ser colocadas e a terapia deve ser mantida por médicos com formação num ambiente hospitalar/institucional com monitorização dos doentes.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTERVALO DE PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	4 – 40 cmH₂O
LIGAÇÕES DE INTERFACE	Conectores cónicos ISO 5356-1
ESPAÇO MORTO DA MÁSCARA	<200 cm³
ABA DA VÁLVULA ANTIASFÍXIA ABERTA PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA	0,24 cmH₂O
ABA DA VÁLVULA ANTIASFÍXIA FECHADA PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA	0,80 cmH₂O
RESISTÊNCIA AO FLUXO ATRAVÉS DA MÁSCARA	0,26 cmH₂O a 50 L/min 0,63 cmH₂O a 100 L/min

CURVA PRESSÃO-FLUXO

PARA VENTILAÇÃO:

A taxa de fluxo de ventilação pode variar devido a variações de fabrico



- ^[14] Este produto destina-se a ser utilizado por um período máximo de 14 dias.
- Para utilização com gases pressurizados por uma fonte de fluxo externa ou por um ventilador.
- Para utilização com ventiladores/dispositivos para terapia de Ventilação não invasiva (VNI) utilizando um sistema de circuito com ramo único.
- Pode ser utilizado com um humidificador de passagem aquecido para administrar gases humidificados ao doente.
- Ao humidificar gases, utilize como parte dos sistemas de humidificação não invasiva F&P MR850 ou F&P 950™ da Fisher & Paykel Healthcare.
Nota: O Sistema F&P 950 poderá não estar disponível em todos os países. O Sistema F&P 950 não está aprovado para venda nos EUA.
- Este produto não foi fabricado com látex de borracha natural.
- Elimine a máscara de acordo com o protocolo hospitalar.
- Se ocorrer um incidente grave durante a utilização deste dispositivo, contacte o seu representante local da Fisher & Paykel Healthcare e a autoridade competente.

ETIQUETA – SÍMBOLOS DA MÁSCARA

	Ventilada		Selo Tamanho A	Selo Tamanho B	Selo Tamanho C
	Máscara sob o nariz	Touca de fixação tamanho padrão			
		Touca de fixação pequena			

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

	Atenção/Consultar as instruções de utilização	Rx only	Sujeito a receita médica	^[14]	Utilização por um período máximo de 14 dias
	Utilização única	CE 0123	Marca CE 93/42/CEE		Representante autorizado na União Europeia
	Número de referência		Não utilize se a embalagem estiver danificada		

ANTES DE UTILIZAR

- Certifique-se de que leu e compreendeu completamente as instruções.
- Remova todas as embalagens antes da utilização.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada.
- Inspeccione a existência de danos na máscara. Elimine a máscara se alguma parte estiver partida ou se a vedação estiver rasgada.
- Certifique-se de que está a ser utilizada a máscara correta para o dispositivo terapêutico. Consulte o guia de configuração na primeira página.
- Verifique se a máscara é do tamanho correto para o doente.
- Verifique o funcionamento da válvula antiasfíxia antes de utilizar.
- Verifique se o dispositivo terapêutico (i.e. o ventilador ou a fonte de fluxo), incluindo todos os alarmes e sistemas de segurança, está a funcionar corretamente e se está a fornecer a(s) pressão(ões) correta(s).
- Limpe a face do doente e inspeccione sinais de vermelhidão, irritação ou desconforto. Não utilize se verificar a existência destes sinais.
- Certifique-se de que existe a monitorização adequada do doente.

[[]**REF**[]] **RT077A/B/C** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version

[[]**REF**[]] **RT077A-SH/ RT077B-SH/ RT077C-SH** F&P Visairo™ Vented Hospital Under Nose Mask, Anti-asphyxiation Valve Version – Small Headgear

AVISOS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

AVISOS

- Não bloqueie ou tente vedar os orifícios de ventilação.**
- Verifique se o dispositivo terapêutico, incluindo os alarmes e os sistemas de segurança, está a funcionar corretamente antes de o utilizar.
- Esta máscara está equipada com uma válvula antiasfíxia e não se destina a ser utilizada em sistemas de ventilação com ramo duplo. Perante uma ausência de fluxo no sistema, as aberturas externas na válvula devem permitir a entrada de ar ambiente para o interior da máscara. Com sistemas de fluxo, a aba deve fechar as aberturas externas e permitir o fluxo de ar do sistema para o interior da máscara.
- Não bloqueie as aberturas da válvula antiasfíxia.**
- Substitua a máscara se a válvula antiasfíxia não funcionar ou ficar contaminada com secreções.
- A máscara apenas pode ser usada quando a terapia estiver a ser administrada.
- A máscara tem de ser colocada e a terapia tem de ser estabelecida por um médico ou um prestador de cuidados com formação adequada.
- Esta máscara apenas pode ser usada em contexto hospitalar ou clínico em que o doente é monitorizado de forma adequada por pessoal médico com formação. A não monitorização do doente pode resultar em perda da terapia, lesões graves ou morte.
- Esta máscara destina-se a utilização num único doente. **Não reutilize.** A reutilização pode resultar na transmissão de substâncias infecciosas, interrupção do tratamento, lesões graves ou morte. Não mergulhe em líquidos, lave, esterilize nem volte a utilizar este produto. Evite o contacto com químicos, agentes de limpeza ou desinfetantes para as mãos.
- A pressões CPAP ou EPAP baixas, o fluxo através da porta de expiração pode ser demasiado baixo para limpar todo o gás expirado da máscara. Pode ocorrer alguma reinalação.
- Os pelos faciais, dentes em falta/próteses dentárias e irregularidades da estrutura facial podem comprometer a vedação da máscara.

PRECAUÇÕES

- Não aperte demasiado nenhuma das tiras da touca de fixação. O aperto excessivo pode causar desconforto para o doente e/ou fugas.
- Se o doente apresentar vermelhidão da pele, irritação ou desconforto, cesse a utilização e contacte um médico.

CONTRAINDICAÇÕES

Esta máscara não deve ser utilizada em doentes que:

- Tenham paragem cardíaca ou respiratória, ou instabilidade hemodinâmica grave.
- Estejam inconscientes, incapazes de respirar espontaneamente, não cooperantes, sem reação ou incapazes de remover a máscara.
- Tenham uma obstrução das vias respiratórias superiores, ou uma incapacidade de limpar secreções (tosse ou reflexos de deglutição dificultados, refluxo excessivo, epistaxe, hérnia do hiato).
- Tenham secreções abundantes, risco de náusea/vómito, ou risco elevado de aspiração de émese.
- Tenham sido submetidos a cirurgia na cabeça ou na face, tenham sofrido traumatismos ou queimaduras.
- Tenham sangramento gastrointestinal superior grave, ou barotrauma (pneumotórax não drenado).

Se os sintomas destas condições ocorrerem, cesse o tratamento imediatamente.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

- Utilizando a guia SizeMe, meça o doente colocando a guia por baixo do nariz do doente. Os três perfis nasais coloridos devem estar virados para cima. O tamanho correto da máscara é determinado pelo perfil nasal colorido no qual o nariz do doente se encaixa melhor: A, B ou C.
- Ligue a máscara à fonte de fluxo. Certifique-se de que a fonte de fluxo está ligada.
- Se estiver a utilizar uma fonte de fluxo que exija feedback de pressão, ligue a linha de pressão à porta de pressão na máscara. Caso contrário, certifique-se que a porta de pressão está tapada.
- Se o doente tiver um tubo orogástrico ou nasogástrico, certifique-se de que o tubo está colocado sob a zona integrada TubeFit™, para conseguir uma vedação eficaz à volta do tubo. Não passe o tubo através da abertura nasal da vedação da máscara. A fita que segura o tubo orogástrico/nasogástrico no nariz deve ser tão suave quanto possível para assegurar uma boa vedação.
- Desaperte os cliques inferiores na touca de fixação. Segure a máscara contra o rosto do doente com a pequena abertura por baixo do nariz do doente e deslize a touca de fixação, mantendo-a frouxa, sobre a cabeça do doente.
- Encaixe os cliques da touca de fixação novamente na máscara.
- Ajuste as tiras laterais superiores da touca de fixação e as tiras cefálicas conforme necessário, de forma a que a vedação da máscara assente confortavelmente por baixo do nariz do doente.

Certifique-se de que:

- a tira cefálica da touca de fixação está posicionada no centro da cabeça do doente
 - existe uma folga de aproximadamente a largura de um dedo entre a orelha do doente e a touca de fixação
 - as tiras da touca de fixação não estão demasiado próximas dos olhos do doente.
- Ajuste as tiras laterais inferiores da touca de fixação para que a vedação da máscara assente firmemente no queixo do doente.
 - Puxe suavemente a máscara para longe do rosto do doente, permitindo encher a vedação e minimizar as fugas.

Nota: Reajuste a touca de fixação/máscara conforme necessário para conseguir uma vedação eficaz. Não aperte a máscara em demasia. Quando colocada corretamente, deverá ser possível deslizar um dedo por baixo das tiras laterais superior e inferior.

A máscara Visairo da F&P está disponível em dois tamanhos de touca de fixação. O tamanho padrão foi desenvolvido para se adaptar à maioria dos doentes. Se a sua população de doentes tiver um tamanho de cabeça mais pequeno, poderá optar por utilizar a máscara Visairo com touca de fixação pequena para um melhor ajuste das tiras e maior acessibilidade. A embalagem e a touca de fixação incluem a indicação ‘Small Headgear’ (Touca de fixação pequena). Para obter mais informações, contacte o seu representante local da F&P.

Manufacturer 🇺🇲 Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com
🇦🇺 Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998
🇦🇹 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22
🇧🇪 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554
🇧🇷 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraíso, 04004-000, São Paulo – SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002
🇨🇳 **China** 代理人/售后服务机构:费雪派克医疗保健（广州）有限公司. 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132
🇩🇰 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310
🇫🇮 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310
🇫🇷 **France** 🇪🇨 🇷🇪🇫 Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboef Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr
🇩🇪 **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66
🇭🇰 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085
🇮🇳 **India** Tel: +91 80 2309 6400
🇮🇪 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146
🇮🇹 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709
🇯🇵 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115
🇰🇷 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901
🇲🇽 **Mexico** Tel: + 52 55 9130 1626
🇳🇴 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10
🇵🇱 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78
🇷🇺 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50
🇪🇸 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379
🇸🇪 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10
🇨🇭 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54
🇹🇼 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625
🇹🇷 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01
🇬🇧 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146
🇺🇸 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001