




Principales caractéristiques



Cadre Easy Frame
Avec couvercle Q Cover

Harnais ErgoFit
Bandes Velcro intégrées
Crochets clipsables
Harnais crânien réglable

Corps RollFit™
S'adapte aux trois tailles
de corps

Références pour vos commandes

Masques

Code	Produit
400449	Masque F&P Eson - S
400450	Masque F&P Eson - M
400451	Masque F&P Eson - L

Pièces de rechange

Code	Produit
400HC126	Corps F&P Eson - S
400HC127	Corps F&P Eson - M
400HC128	Corps F&P Eson - L
400HC570	Raccord pivotant F&P Eson
400HC569	Harnais F&P Eson - Attaches et boucle
400HC228	Diffuseur F&P Eson (lot de 10) et couvercle
400HC567	Harnais F&P Eson - S
400HC568	Harnais F&P Eson - M/L
400HC571	Masque F&P Eson Sans harnais - S
400HC572	Masque F&P Eson Sans harnais - M
400HC573	Masque F&P Eson Sans harnais - L

F&P, Eson et RollFit sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.
185047932-FR REV D © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical. A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.