




Hauptmerkmale



Verstellbares
Kopfband

AirPillow™ Maskenkissen

Das AirPillow Maskenkissen bläst sich auf und bildet im Bereich in der Nase und um die Nase herum eine Luftabdichtung.

VisiBlue™

Blaue Akzente in den Hauptteilen der Maske

Waschbarer
Luftverteiler

Der Luftverteiler, der Geräusche und Luftzug reduziert, ist waschbar und langlebig.

Nachbestellnummern

Masken

Bestellnummer	Produkt
Australien	
BRE1SMA	F&P Brevida XS-S und M-L (zwei Maskenkissen)
Neuseeland	
BREISA	F&P Brevida Extraklein-Klein (ein XS-S Maskenkissen)
BRE1MA	F&P Brevida Mittel-Groß (ein M-L Maskenkissen)
Großbritannien	
BREISU	F&P Brevida Extraklein-Klein (ein XS-S Maskenkissen)
BRE1MU	F&P Brevida Mittel-Groß (ein M-L Maskenkissen)
BREISMU	F&P Brevida XS-S und M-L (zwei Maskenkissen)

Ersatzteile

Bestellnummer	Produkt
Übrige Länder	
400BRE111	F&P Brevida Maskenkissen Extraklein-Klein
400BRE112	F&P Brevida Maskenkissen Mittel-Groß
400BRE120	F&P Brevida Kopfband
400BRE151	F&P Brevida Kopfband Clips
400BRE161	F&P Brevida Ausatemluft-Verteiler
400BRE171	F&P Brevida Winkelstück
400FPH241	F&P Drehgelenk 2