



820A10

F&P 820 熱線入りシングル回路キット




仕様

| | |
|------|---|
| 使用目的 | F&P 820熱線入りシングル回路キットは、F&P 820 Systemのアクセサリです。F&P 820シリーズの加温加湿器とご使用ください。F&P 820 Systemは、連続または断続的な呼吸補助療法において供給ガスに治療レベルの加温加湿を提供することを目的としています。本システムは、非侵襲的および侵襲的換気療法を対象としています。非侵襲的および侵襲的換気療法において、冷たく乾燥した患者への供給ガスを加温加湿し、患者の気道の乾燥を防ぐことは有効です。本システムは、資格を有する医療従事者の処方のもと、病院、長期療養施設、在宅などで、成人および小児（新生児を除く）への使用を目的としています。 |
| 使用期間 | 最長14日間 |
| 使用 | 単一患者用（再使用不可） |
| 対象患者 |  > 50 mL V _T  > 5 kg |
| 使用期限 | 3年 |

製品

| | |
|---|--|
| インターフェース接続 | ISO 5356-1円錐コネクタ（22 mmオス型） |
| 呼吸回路の長さ | 1.57 m |
| 最小内径 | 20 mm |
| 流量範囲 (BTPS) 侵襲（設定4） 非侵襲（設定1～3） | 5～40 L/分 5～70 L/分 |
| コンプライアンス@ 60 cmH ₂ O 820A10と併用の場合の値 | 1.20 ± 0.10 mL/cmH ₂ O (不確かさ 0.04 mL/cmH ₂ O) |
| 流量抵抗 吸気回路@ 15 L/分 吸気回路@ 30 L/分 | 0.25 ± 0.03 cmH ₂ O 0.73 ± 0.06 cmH ₂ O (不確かさ 0.02 cmH ₂ O) |
| 最大稼働圧 | 8 kPa |
| ガスリーク @ 60 cmH ₂ O | <40 mL/分 |
| 室温 | 18～26 °C |
| 相対湿度 | 15～90% |
| 大気圧 | 700～1060 hPa |

構成

| | |
|---|--|
| セットの構成 <ul style="list-style-type: none"> 熱線入りシングル回路 22 mm ドライチューブ 0.5 m 収納袋 22 M-22 M シングルユースアダプター 交換ラベル |  |
| フィルターの有無 | 無 |
| 製造体制 | 適切な管理体制下で製造 |
| 廃棄方法 | 使用後に本品を廃棄する際は、組織または地方自治体の ガイドラインに従ってください。 |

梱包

| | |
|--------|---|
| 寸法: 梱包 | 390 x 212 x 430 mm |
| 重量: 梱包 | 0.5 kg (梱包のみ) 約2 kg (製品および取扱説明書/添付文書を含む) |
| 入数 | 10セット入／箱 |
| 梱包材料 | 段ボール、LDPEプラスチックバッグ |

薬事情報

| | |
|--------|---|
| JANコード | 09420012462701 (個装) 09420012468680 (箱) |
|--------|---|

F&PはFisher & Paykel Healthcare Limitedの商標です。
特許に関する情報は、www.fphcare.com/ipをご参照ください
632800 REV A © 2025-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited. (JA)

Fisher & Paykel Healthcare株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2
TEL: 03-5117-7110 (代表) FAX: 03-5117-7115
販売名: F&P 820システム
医療機器認証番号: 305ALBZX00027000