

# F&P 820 System



## F&P 820 加温加湿器

品番: 820GJP

### 仕様

使用目的	F&P 820 Systemは、連続または断続的な呼吸補助療法において供給ガスに治療レベルの加温加湿を提供することを目的としています。本システムは、非侵襲的および侵襲的換気療法を対象としています。非侵襲的換気療法および侵襲的換気療法において、冷たく乾燥した供給ガスを加温加湿し、患者の気道の乾燥を防ぐことは有効です。本システムは、資格を有する医療従事者の処方のもと、病院、長期療養施設、在宅などで、成人および小児（新生児を除く）への使用を目的としています。
対象となる治療法	侵襲的換気療法 非侵襲的換気療法
使用	複数患者用、再使用可
耐用期間	7年（取扱説明書に従って使用した場合）
寸法	98 x 135 x 154 mm（チャンバーを除く）
重量	1.7 kg（チャンバーを除く）
設置	平らで安定した場所への設置。または30×5mm取付用ブラケットを使用した設置も可能。
製造体制	適切な管理体制下で製造
廃棄方法	耐用期間が終了した本機器は、組織または自治体のガイドラインに従って廃棄してください。

### 製品 | 仕様

定格供給電圧 820GJP	100 V
許容電源電圧変動	± 10%
電気容量	200 VA
定格周波数	50/60 Hz
ヒーターワイヤーアダプター電圧	22 V
ヒーターワイヤーアダプター電力	最大35 W

### 性能 | 仕様

	設定1	設定2	設定3	設定4
呼吸回路患者側端の温度範囲	26~34 °C	29~37 °C	32~40 °C	35~43 °C
加湿出力**	≥ 12 mg/L			≥ 33 mg/L
流量範囲 (BTPS)	5~70 L/分			5~40 L/分
暖機時間	< 60分			

(温度測定の不確かさ:1 °Cと湿度測定の不確かさ:1 mg/Lを含む)

\*\*加湿出力(加温加湿器のアラーム、停電、電磁妨害の場合を除く)

### 動作条件 | 仕様

周囲温度	18~26 °C
周囲相対湿度	15~90%
気圧	700~1060 hPa

## アラーム | 仕様

アラーム音圧	>45 dbA @ 1 m
可聴アラーム信号	ピープ音3回
アラーム表示	水を確認 注意 ヒーターワイヤーの確認 可聴アラーム一時停止
可聴アラームの一時停止	120秒

## 梱包 | 仕様

入数	1式
梱包材料	段ボール、LDPEプラスチックバッグ
寸法: 梱包	215 x 215 x 200 mm
重量: 梱包 (内容物込み) 820GJP	2.3 kg

## 分類 | 仕様

電气的分類	クラスII、連続
加温加湿器分類 設定1~3 設定4	カテゴリー2 カテゴリー1
IP分類	IP21 指や同様の物体の侵入を防ぎ、滴下する液体から保護されています。
電気ショックに対する保護の程度	BF装着部

製造販売業者: Fisher & Paykel Healthcare株式会社  
販売名: F&P 820システム  
医療機器認証番号: 305ALBZX00027000

F&PはFisher & Paykel Healthcare Limitedの商標です。  
特許に関する情報は、[www.fphcare.com/ip](http://www.fphcare.com/ip)をご参照ください。

632799 REVA © 2024-05 Fisher & Paykel Healthcare Limited. (JA)