


F&P AIRVO 2

AIRVO™ 2-Luftbefeuchter mit integriertem Flow-Generator

Der AIRVO 2 erzeugt hohe Flows von erwärmten und befeuchteten Atemgasen, die dem Patienten über verschiedene Nasal-, Tracheotomie- und Masken-Interfaces zugeführt werden können.



AIRVO 2 | PRODUKTMERKMALE

Der AIRVO 2 verfügt über einen integrierten Flow-Generator sowie ein innovatives System für die Sauerstoffzufuhr und kann somit vielseitig für Sauerstofftherapien mit befeuchteter Luft eingesetzt werden.

Leistungsstark

- Entwickelt, um den ISO-Standard für Atemluftbefeuchtung zu übertreffen
- Bis zu 60 L/min Sauerstoffzusatz




Vielseitig

- Vielfalt an Optiflow™-Patienten-Interfaces für obere und umgangene Luftwege
- Umfangreicher Flowbereich: 2-60 L/min

Einfache Einrichtung und Anwendung

- Grafische Anzeige für Menüeinstellungen
- Integrierte O₂-Mischung
- Integrierter O₂-Sensor
- Keine Sonden oder externe Luftzufuhr nötig

ZUBEHÖR



AIRVO 2-LUFTBEFEUCHTER MIT INTEGRIERTEM FLOW-GENERATOR	
Verwendungszweck	Der AIRVO 2-Luftbefeuchter ist für die Behandlung von spontan atmenden Patienten geeignet, die von einer hohen Zufuhr erwärmter und befeuchteter Atemgase profitieren können. Das Gerät ist auch für Patienten geeignet, deren obere Atemwege umgangen werden. Je nach Patientenschnittstelle kann sich der Fluss zwischen 2 L/min und 60 L/min bewegen. Der AIRVO 2 ist für Patienten in Krankenhäusern und in Langzeitpflegeeinrichtungen vorgesehen.
Feuchtigkeitsabgabe	Entspricht dem Qualitätsstandard ISO 8185:2007
Floweinstellungen	10 bis 60 L/min (in Schritten von 5 L/min) (Standard) 2 bis 25 L/min (in Schritten 1 L/min) (Junior-Modus)
Patienten-Interfaces	F&P Optiflow+-Nasenkanülen F&P Optiflow+-Tracheostomie-Interfaces Masken mit 22-mm-Standardkonusadapter
Modelle	PT101AZ/PT101EE/PT101EW/PT101UK/ PT101US/PT101AN/PT101JP/PT101KR
Abmessungen	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 Zoll x 6,7 Zoll x 6,9 Zoll)
Gewicht	2,2 kg (4,8 US-Pfund) – Gerät allein 3,4 kg (7,5 US-Pfund) – in der Tasche mit Zubehör
Elektrische Leistung	50–60 Hz 100–115 V - 2,2 A (2,4 A max.) 220–240 V - 1,8 A (2,0 A max.)

Einige Produkte sind unter Umständen in Ihrem Land nicht verfügbar. Wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, AIRVO und Optiflow sind eingetragene Marken von Fisher & Paykel Healthcare