


F&P AIRVO 2

AIRVO™ 2 générateur de débit avec humidificateur intégré

L'AIRVO 2 délivre au patient des hauts débits de gaz respiratoires chauffés et humidifiés, via une gamme d'interfaces nasales, de trachéotomie et de masques.



AIRVO 2 | CARACTÉRISTIQUES

Grâce à son générateur de débit intégré et à son système innovant d'apport en oxygène, l'AIRVO 2 fournit une solution efficace et polyvalente pour l'administration d'oxygène.

Hautes Performances

- Conçu pour dépasser les normes ISO sur l'humidification respiratoire
- Jusqu'à 60 L/min d'apport d'oxygène


Polyvalent

- Gamme d'interfaces patient Optiflow™ pour les voies aériennes supérieures ou shuntées
- Large plage de débits (2 à 60 L/min)

Simple à installer et à utiliser

- Commandes simples
- Mélange d'O₂ intégré
- Capteur d'O₂ intégré
- Pas d'alimentation d'air externe nécessaire

ACCESSOIRES



GÉNÉRATEUR DE DÉBIT AIRVO 2 AVEC HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ

Domaine d'application	AIRVO 2 est conçu pour le traitement de patients respirant spontanément qui pourraient tirer parti de l'administration de débits élevés de gaz respiratoires chauffés et humidifiés. Le débit peut être de 2 à 60 L/minute selon l'interface patient. Cela concerne également les patients ayant les voies aériennes supérieures shuntées. L'AIRVO 2 est destiné aux patients hospitalisés et dans des institutions de soins à long terme.
Niveau d'humidité	Conforme à la norme ISO 8185:2007
Réglage du débit	10 à 60 L/min (par paliers de 5 L/min) (Par défaut) 2 à 25 L/min (par paliers de 1 L/min) (Mode enfant)
Interfaces patients	Canules nasales F&P Optiflow+ Interfaces de trachéotomie F&P Optiflow+ Masques avec adaptateur médical standard de 22 mm
Modèle	PT101EW
Dimensions	295 mm x 170 mm x 175 mm (11.6" x 6.7" x 6.9")
Poids	2.2 kg (4.8 lb) - appareil seul 3.4 kg (7.5 lb) - emballé dans sa housse, accessoires compris
Caractéristiques électriques	50 Hz 220-240 V - 1.8 A (2.0 A max)

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
 Classe du dispositif médical : Classe IIa
 Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

Certains produits peuvent ne pas être commercialisés dans votre pays. Contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.