




## Funzioni principali



Fascia nucale regolabile

Cuscinetto AirPillow™

AirPillow si gonfia per formare un "cuscinetto" di aria che garantisce la tenuta nel naso e attorno ad esso

VisiBlue™

Zone evidenziate in blu incorporate nei componenti principali della maschera

Diffusore lavabile

Il diffusore, che riduce il rumore e la diffusione dell'aria, è lavabile e duraturo

## Codici per ordini

### Maschere

Codice	Prodotto
<b>Australia</b>	
BRE1SMA	F&P Brevida misure XS-S e M-L (due cuscinetti)
<b>Nuova Zelanda</b>	
BRE1SA	F&P Brevida misura extra piccolo-piccolo (un cuscinetto XS-S)
BRE1MA	F&P Brevida misura medio-grande (un cuscinetto M-L)
<b>Regno Unito</b>	
BRE1SU	F&P Brevida misura extra piccolo-piccolo (un cuscinetto XS-S)
BRE1MU	F&P Brevida misura medio-grande (un cuscinetto M-L)
BRE1SMU	F&P Brevida misure XS-S e M-L (due cuscinetti)

### Ricambi

Codice	Prodotto
<b>Resto del mondo</b>	
400BRE111	Cuscinetto F&P Brevida extra piccolo-piccolo
400BRE112	Cuscinetto F&P Brevida medio-grande
400BRE120	Fascia nucale F&P Brevida
400BRE151	Ganci della fascia nucale F&P Brevida
400BRE161	Diffusore F&P Brevida
400BRE171	Connettore a gomito F&P Brevida
400FPH241	Raccordo 2 F&P