

# CPAP à bulles

## Générateur à bulles | SPÉCIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT		
Codes produit	<b>BC161/163*</b>	<b>BC151/153*</b>
Interface patient	Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™	Canules nasales Hudson
SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE		
Limite de pression maximale	17 cmH <sub>2</sub> O à 8 L/min	
Résistance au débit	Branche expiratoire 0,6 cmH <sub>2</sub> O à 15 L/min	
Plage de débit	4-15 L/min	
Plage de CPAP	3-10 cmH <sub>2</sub> O	
Volume compressible du circuit	285 mL environ	
Conformité du circuit	0,31 mL/cmH <sub>2</sub> O environ	
Plage de température de fonctionnement en °C	18-26 °C / 64-79 °F	
Longueur de la tubulure du circuit	Inspiratoire 1,1 m Expiratoire 1,2 m	Inspiratoire 1,4 m Expiratoire 1,2 m
Diamètre interne du circuit de la tubulure	Branche inspiratoire de 11 mm environ	
Tailles du port de surveillance de l'oxygène	22 mm mâle ou 15 mm femelle	
Taille du port de surveillance de la pression	Luer femelle	
Compatibilité de l'humidificateur	Humidificateur MR850 ou MR730	
Mode de l'humidificateur	MR850 : 37° (intubation), MR730 : 40°, -3	
Durée d'utilisation	À usage unique, 7 jours	
Source de gaz recommandée	Air et oxygène à usage médical mélangé à partir d'un mélangeur air/oxygène	
COMPOSANTS ET COMPOSITION		
Composants du paquet	Chambre d'humidification MR290**, tubulure de pression, générateur CPAP à bulles, circuit CPAP à bulles	
Matériaux prédominants	Polystyrène, polypropylène, polyéthylène, ABS, cuivre/nickel	
Matériaux de la chambre**	Polystyrène, ABS, polyéthylène, élastomère thermoplastique, polycarbonate, polypropylène, silicone, PVC, aluminium	
Matériaux non présents	Non fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel ou des phtalates (DEHP, DBP, BBP)	
Mode de fabrication	Produit dans un milieu de travail contrôlé	
Recyclage	Conformément au protocole de l'hôpital	
Durée de conservation	3 ans	
RÉGLEMENTATION		
Classification	Classe IIa (EU), classe II (Canada), classe II (États-Unis)	
Pays d'origine	Nouvelle Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123	

\*Les modèles ne sont pas tous disponibles dans tous les marchés. Pour obtenir une liste de tous les produits disponibles, veuillez contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.

\*\*Chambre d'humidification MR290 uniquement disponible dans les modèles BC151 et BC161

L'image définie ci-dessus n'est qu'une représentation. Le produit actuel peut différer de ce qui est présenté. MR850 Fisher & Paykel vendu séparément

Veuillez noter que les renseignements contenus dans ce catalogue de spécifications (notamment les renseignements sur les produits et les images) sont résumés et fournis à titre d'information seulement. Veuillez consulter les instructions d'utilisation pertinentes pour obtenir plus d'informations et confirmer les détails avec votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare avant de passer commande. Ces renseignements peuvent être modifiés sans avis préalable.