

Bubble CPAP

Bubble Generator | TECHNISCHE DATEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN		
Produktcodes	BC161/163*	BC151/153*
Patienten-Interface	Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™	Hudson Nasalprongs
LEISTUNGSDATEN		
Maximaler Druckwert	17 cmH ₂ O bei 8 L/min	
Flow-Widerstand	Expirationssseite 0,6 cmH ₂ O bei 15 L/min	
Flussratenbereich	4-15 L/min	
CPAP-Bereich	3-10 cmH ₂ O	
Komprimierbares Systemvolumen	Ca. 285 mL	
System-Compliance	Ca. 0,31 mL/cmH ₂ O	
Betriebstemperaturbereich in °C	18-26 °C/64-79 °F	
Systemschlauchlänge	Inspirationsschlauch 1,1 m Expirationsschlauch 1,2 m	Inspirationsschlauch 1,4 m Expirationsschlauch 1,2 m
Innendurchmesser des Schlauchs	Inspirationssseite ca. 11 mm	
Größen Sauerstoff-Überwachungsport	22 mm männlich oder 15 mm weiblich	
Größe Drucküberwachungsport	Luer, weiblich	
Kompatibilität des Atemgasbefeuchters	MR850 oder MR730 Atemgasbefeuchter	
Befeuchtermodus	MR850: 37° (Intubation), MR730: 40°, -3	
Verwendungsdauer	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, 7 Tage	
Empfohlene Gasquelle	Medizinisches Luft-Sauerstoff-Gemisch aus einem Luft-/Sauerstoff-Mischer	
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG		
Verpackungsinhalt	MR290 Befeuchterkammer**, Druckmodul, Bubble CPAP-Generator, Bubble CPAP-Schlauchsystem	
Überwiegend verwendete Materialien	Polystyrol, Polypropylen, Polyethylen, ABS, Kupfer/Nickel	
Kammermaterialien**	Polystyrol, ABS, Polyethylen, thermoplastisches Elastomer, Polycarbonat, Polypropylen, Silikon, PVC, Aluminium	
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)	
Herstellungsverfahren	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung	
Entsorgung	Gemäß Klinikrichtlinien entsorgen	
Haltbarkeit	3 Jahre	
REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN		
Klassifizierung	Klasse IIa (EU), Klasse II (Kanada), Klasse II (USA)	
Herkunftsland	Neuseeland	
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123	

* Es sind nicht alle Modelle in allen Ländern erhältlich. Eine Liste aller erhältlichen Produkte erhalten Sie über Ihre Fisher & Paykel Healthcare-Vertretung.

** MR290 Befeuchterkammer nur erhältlich in den Ausführungen BC151 und BC161.

Die gezeigte Anordnung stellt nur eine Beispielabbildung dar. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen. Fisher & Paykel MR850 separat erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem technischen Katalog (einschließlich Produktinformationen und Bildern) nur zur Veranschaulichung zusammengefasst und zur Verfügung gestellt wurden. Bitte lesen Sie die relevanten Gebrauchsanweisungen für ausführlichere Informationen und wenden Sie sich zur Bestätigung bestimmter Details an den für Sie zuständigen Vertreter von Fisher & Paykel Healthcare, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.