

# バブル CPAP

## バブル CPAP ジェネレータ | 仕様



仕様		
品番	BC161/163*	BC151/153*
患者用インターフェース	Fisher & Paykel Healthcare Flexitrunk™	Hudson 鼻ブロング
使用条件		
最大許容圧力	17 cm H <sub>2</sub> O @ 8 L/分	
流量抵抗圧	呼気側 0.6 cm H <sub>2</sub> O @ 15 L/分	
流量範囲	4 ~ 15 L/分	
CPAP 圧力範囲	3 ~ 10 cm H <sub>2</sub> O	
回路圧縮容量	約 285 mL	
回路コンプライアンス	約 0.31 mL/cm H <sub>2</sub> O	
動作温度範囲	18 ~ 26 °C	
回路の長さ	吸気 1.1 m 呼気 1.2 m	吸気 1.4 m 呼気 1.2 m
回路内径	吸気回路約 11 mm	
酸素モニタリングポート	オス 22 mm / メス 15 mm	
圧力モニタリングポート	メスルアー	
加温加湿器の互換性	MR850 または MR730 加温加湿器	
加温加湿器の設定	MR850: 37° (挿管モード)、MR730: 40°、-3	
使用期間	7 日 (単一患者用)	
推奨ガス供給源	空気 / 酸素ブレンダーを使用した空気と酸素の混合医療ガス	
成分および組成		
構成	MR290 自動給水チャンバー**、圧力マニフォールド、バブル CPAP ジェネレータ、バブル CPAP 回路	
主要原材料	ポリスチレン、ABS、銅 / ニッケル	
チャンバー原材料**	ポリスチレン、ABS、ポリエチレン、熱可塑性エラストマー、ポリカーボネート、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム	
含有しない原材料	ラテックスまたはフタラート (DEHP、DBP、BBP) は使用されていません	
製造環境	異物混入対策をした作業管理区域、未滅菌	
廃棄方法	汚染物質に関する地域及び院内の規定に従ってください	
使用期限	3 年	
薬事情報		
薬事情報	クラス分類: II 医療機器 認証番号: 22100BZX00567000	
原産国	ニュージーランド	
認定機関	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123	

\* 地域によってはお求めいただけないモデルがあります。お求めいただける製品の一覧は、お近くの Fisher & Paykel Healthcare 販売店までお問い合わせください。

\*\* MR290 自動給水チャンバーは、BC151 および BC161 モデルでのみご使用いただけます。

画像は説明用の 1 例です。実際の製品は画像と異なる場合があります。MR850 加温加湿器は別売りです。

本仕様書 (製品情報および画像を含む) は概要です。必ず添付文書および取扱説明書を参照してください。詳しい情報は関連する使用説明書を参照いただき、Fisher & Paykel Healthcare 製品販売店にお問い合わせください。本仕様書は予告なく変更されることがあります。