

Bubble CPAP

Gerador de bolhas | ESPECIFICAÇÕES



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Códigos do produto	BC161/163*	BC151/153*
Interface do paciente	Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™	“Prongs” nasais Hudson

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Limite máximo de pressão	17 cmH ₂ O a 8 L/min	
Resistência ao fluxo	Ramo expiratório 0,6 cmH ₂ O a 15 L/min	
Faixa da taxa de fluxo	4-15 L/min	
Faixa de CPAP	3-10 cmH ₂ O	
Volume compressível do circuito	Aprox. 285 mL	
Conplacência do circuito	Aprox. 0,31 mL/cmH ₂ O	
Faixa de temperatura operacional °C	18-26 °C/64-79 °F	
Comprimento do circuito	Inspiratório 1,1 m Expiratório 1,2 m	Inspiratório 1,4 m Expiratório 1,2 m
Diâmetro interno do circuito	Ramo inspiratório de aproximadamente 11 mm	
Tamanho das entradas de monitorização de oxigênio	22 mm macho ou 15 mm fêmea	
Tamanho da entrada de monitorização de pressão	Luer fêmea	
Compatibilidade do umidificador	Umidificadores MR850 ou MR730	
Modode ajuste do umidificador	MR850: 37° (invasivo), MR730: 40°, -3	
Duração de uso	Uso único, sete (7) dias	
Fonte de gás recomendada	Mistura de ar e oxigênio medicinal a partir de um misturador de ar/oxigênio	

COMPONENTES E COMPOSIÇÃO

Componentes da embalagem	Câmara de umidificação MR290**, válvula de alívio de pressão, gerador do Bubble CPAP, circuito do Bubble CPAP
Materiais predominantes	Poliestireno, polipropileno, polietileno, ABS, cobre/níquel
Materiais da câmara**	Poliestireno, ABS, polietileno, elastômero termoplástico, policarbonato, polipropileno, silicone, PVC, alumínio
Materiais ausentes	Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado
Descarte	De acordo com o protocolo hospitalar
Validade	Três (3) anos

REGULAMENTAÇÃO

Classificação	Classe IIa (UE), Classe II (Canadá), Classe II (EUA)
País de origem	Nova Zelândia
Órgão notificado	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123

*Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os mercados. Para obter uma lista de todos os produtos disponíveis, entre em contato com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare.

**Câmara de umidificação MR290 disponível apenas nos modelos BC151 e BC161

A imagem demonstrativa apresentada acima é apenas uma representação. O produto real pode ser diferente da imagem. Fisher & Paykel MR850 vendido separadamente

Observe que as informações neste catálogo de especificações (incluindo informações e imagens do produto) são resumidas e apresentadas apenas para fins ilustrativos. Consulte as instruções de uso relevantes para obter mais informações e confirme os detalhes com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare antes de fazer um pedido. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.