

Пузырьковое CPAP

Пузырьковый генератор | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ		
Коды изделий	BC161/163*	BC151/153*
Интерфейс пациента	Fisher & Paykel Healthcare FlexiTrunk™	Назальные канюли Hudson
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Максимально допустимое давление	17 смH ₂ O при 8 л/мин	
Сопротивление потоку	Линия выдоха 0,6 смH ₂ O при 15 л/мин	
Диапазон скоростей потока	4–15 л/мин	
Диапазон CPAP	3–10 смH ₂ O	
Сжимаемый объем контура	Приблиз. 285 мл	
Растяжимость контура	Приблиз. 0,31 мл/смH ₂ O	
Диапазон рабочих температур, °C	18–26 °C / 64–79 °F	
Длина трубок контура	Инспираторные 1,1 м Экспираторные 1,2 м	Инспираторные 1,4 м Экспираторные 1,2 м
Внутренний диаметр трубки контура	Патрубок вдоха приблиз. 11 мм	
Размеры порта мониторинга кислорода	22 мм штекерный или 15 мм гнездовой разъем	
Размер порта мониторинга давления	Гнездовой люэровский разъем	
Совместимость с увлажнителем	Увлажнители MR850 или MR730	
Режим увлажнителя	MR850: 37° (интубация), MR730: 40°, -3	
Срок эксплуатации	Для использования одним пациентом, 7 дней	
Рекомендованный источник газа	Смесь воздуха и кислорода, предназначенная для использования в медицине, из смесителя воздуха/кислорода	
КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВ		
Компоненты в упаковке	Камера увлажнителя** MR290, коллектор давления, генератор системы пузырькового CPAP, контур системы пузырькового CPAP	
Основные материалы	Полистирол, полипропилен, полиэтилен, АБС, медь/никель	
Материалы камеры**	Полистирол, АБС, полиэтилен, термопластичный эластомер, поликарбонат, полипропилен, силикон, ПВХ, алюминий	
Неиспользуемые материалы	Изделие не содержит натурального каучукового латекса или фталатов (DEHP, DBP, BBP)	
Условия производства	Изготовлено в условиях контролируемой производственной среды	
Утилизация	В соответствии с правилами лечебного учреждения	
Срок годности	3 года	
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Классификация	Класс IIa (ЕС), класс II (Канада), класс II (США)	
Страна производства	Новая Зеландия	
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123	

*Некоторые модели могут отсутствовать в некоторых странах. За перечнем всех доступных продуктов обращайтесь к региональному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare.

**Камера увлажнителя MR290 доступна только в моделях BC151 и BC161.

Указанное выше изображение приведено только в качестве общего представления. Фактический продукт может отличаться. Fisher & Paykel MR850 продается отдельно. Информация в данном каталоге технических характеристик (включая сведения об изделии и изображения) приведена исключительно в иллюстративных целях.

Дополнительная информация представлена в соответствующей инструкции по эксплуатации. Прежде чем заказать изделие, уточните детали у местного представителя компании Fisher & Paykel Healthcare. Информация может быть изменена без предупреждения.