




Caratteristiche principali




Fascia nucale facile da indossare

Questa fascia nucale offre varie opzioni di regolazione per i pazienti, compresa la possibilità di indossare la maschera infilandola direttamente sulla testa.



VisiBlue™

Le colorazioni azzurre incorporate nei componenti principali della maschera assistono i pazienti nell'uso, orientamento, smontaggio e rimontaggio.




Easy Frame

La struttura Easy Frame è unica per tutte e tre le misure del cuscinetto e ha un profilo più stretto.



Cuscinetto RollFit™

Il cuscinetto RollFit è stato studiato per ruotare in avanti e all'indietro al fine di ridurre al minimo la pressione sul setto nasale e realizzare una tenuta efficace.



Diffusore lavabile

Il diffusore, che riduce il rumore e la diffusione dell'aria, è lavabile e duraturo.

Codici per ordini

Maschere

Codice	Prodotto
ESN2SU	Piccola ESON2
ESN2MU	Media ESON2
ESN2LU	Grande ESON2

Parti di ricambio

Codice	Prodotto
400ESN211	Cuscinetto ESON2 piccolo
400ESN212	Cuscinetto ESON2 medio
400ESN213	Cuscinetto ESON2 grande
400ESN221	Nucle piccolo ESON2
400ESN222	Nucle medio-grande ESON2
400FPH241	Raccordo 2 F&P
400ESN251	Clip ESON2
400ESN261	Diffusore ESON2
400ESN271	Gomito ESON2