



Semplicemente CapFit™

Semplice come indossare un cappello

Diversamente dalle altre maschere, F&P Evora™ include la fascia nucale CapFit, progettata per essere indossata come un cappello, con un movimento semplice ed intuitivo che i pazienti conoscono bene.

La struttura della fascia nucale garantisce che il cuscinetto si trovi nella posizione corretta ogni volta che la maschera viene indossata, facilitando il compito sia a voi che ai vostri pazienti.



La futura generazione del supporto dinamico

Le alette di stabilizzazione agiscono in sinergia con il cuscinetto flessibile per consentire libertà di movimento, mantenendo nel contempo la maschera comodamente in posizione.



Cuscinetto flessibile

Si adatta al contorno del naso, garantendo una tenuta flessibile e comoda.



Alette di stabilizzazione

Progettate per mantenere il cuscinetto flessibile in posizione durante tutta la notte.



Confortevolmente compatta

Si posiziona comodamente sotto il naso per un posizionamento delicato.

Supporto dell'efficienza operativa

Ricerche cliniche hanno evidenziato che design complessi delle maschere¹, scarsa tenuta e disagio² possono portare a più tempo da dedicare ai pazienti e, in sostanza, alla mancanza di aderenza.³

Quando si sceglie una nuova maschera, è necessario considerare quale impatto avrà la vostra scelta sul tempo dedicato a:

- Indossare la maschera
- Istruire i pazienti
- Pulire
- Offrire supporto e motivazione continui
- Risolvere i problemi della maschera
- Eseguire le regolazioni successive della maschera

Misure disponibili



Piccola



Media



Grande



Larga



Fascia nucale disponibile in una sola misura

Guida rapida per indossare la maschera



Regolare la cinghia superiore



Regolare la cinghia posteriore



Verificare lo spazio

Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alla sezione Indossare la maschera della Guida per l'utilizzo e la manutenzione di Evora.

Modello U

Codice	Descrizione
EVOISU	Maschera nasale Evora Small Modello U
EVOIMU	Maschera nasale Evora Medium Modello U
EVOILU	Maschera nasale Evora Large Modello U
EVOIWU	Maschera nasale Evora Wide Modello U
EVOISSU	Maschera nasale Evora doppio cuscinetto - Small/Small Modello U*
EVOIMMU	Maschera nasale Evora doppio cuscinetto - Medium/Medium Modello U*
EVOILLU	Maschera nasale Evora doppio cuscinetto - Large/Large Modello U*
EVOISMLU	Maschera nasale Evora multitaglia - Small, Medium, Large Modello U*

Parti di ricambio

Codice	Descrizione
400EVO111	Cuscinetto nasale Evora di ricambio Small
400EVO112	Cuscinetto nasale Evora di ricambio Medium
400EVO113	Cuscinetto nasale Evora di ricambio Large
400EVO114	Cuscinetto nasale Evora di ricambio Wide
400EVO121	Fascia nucale di ricambio per maschera nasale Evora
400EVO122	Cinghia posteriore di ricambio per maschera nasale Evora
400EVO171	Struttura e tubo di ricambio per maschera nasale Evora
400FPH341	Raccordo F&P bianco

* Non disponibile in tutti i territori.

1. Brown DL, Concannon M, Kaye AB, Zupancic M, Lisabeth LD. Comparison of two headgear systems for sleep apnea treatment of stroke patients. *Cerebrovasc Dis.* 2009;27(2):183-6.
 2. Bachour A, Vitikainen P, Maasilta P. Rates of initial acceptance of PAP masks and outcomes of mask switching. *Sleep Breath.* 2016 May;20(2):733-8. 3. Weaver, TE, & Grunstein, RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: The challenge to effective treatment. *Proc Am Thorac Soc.* 2008 Feb 15;5(2):173-8.

CapFit ed Evora sono marchi commerciali di Fisher & Paykel Healthcare Limited. Per le informazioni sui brevetti, fare riferimento al sito www.fphcare.com/ip.

REF 619794 REV A 2020-03 © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited