



Prestazioni in  
formato compatto

## La nuova generazione di Dynamic Support Technology™

La maschera F&P Evora™ Full è progettata in modo unico per ottimizzare le prestazioni durante la notte.

La Dynamic Support Technology combina alette di stabilizzazione e cuscinetto flessibile, consentendo libertà di movimento mantenendo nel contempo la maschera in posizione.

### Stabilità



ha valutato la maschera Evora Full come stabile o molto stabile<sup>1</sup>

### Prestazioni



ha valutato le prestazioni di tenuta della maschera Evora Full come molto buone o buone<sup>2</sup>

## Maschera oronasale compatta



**Fasce nicali con tecnologia VentiCool™**  
Fasce nicali traspiranti progettate per consentire la dissipazione del calore e dell'umidità

**Gancio della base rimovibile**  
Consente alle fasce nicali di rimanere in posizione durante il montaggio e la pulizia

**Fori di esalazione**  
Progettati per generare il minimo rumore

## Considerare le preferenze del paziente

Quasi il 60% degli utenti sottoposti a terapia PAP segnala problemi come scarsa tenuta della maschera, perdite di aria, arrossamento o irritazione cutanea e claustrofobia.<sup>3-9</sup>

Quando si sceglie una nuova maschera, è necessario considerare il design della maschera e le preferenze del paziente.



non ha mai o ha raramente segnalato fuoriuscita involontaria di aria negli occhi durante l'utilizzo della maschera Evora Full<sup>10</sup>



non ha mai o ha raramente segnalato sensazione di claustrofobia durante l'utilizzo della maschera Evora Full<sup>11</sup>



## Misure disponibili



Extra Small



Da Small a Medium



Large



Standard



Extra Large

## Guida rapida per indossare la maschera



1. Regolare la cinghia superiore



2. Regolare la cinghia inferiore



3. Verificare lo spazio

Per ulteriori istruzioni, fare riferimento alla sezione Indossare la maschera della Guida per l'utilizzo e la manutenzione della maschera Evora Full.

## Codici prodotto

Codice	Descrizione
EVF1XU	Maschera Evora Full - Extra Small Modello U
EVF1MU	Maschera Evora Full - Da Small a Medium Modello U
EVF1LU	Maschera Evora Full - Large Modello U
EVF1XXU	Maschera Evora Full - Doppio cuscinetto Extra Small Modello U
EVF1MMU	Maschera Evora Full - Doppio cuscinetto da Small a Medium Modello U
EVF1LLU	Maschera Evora Full - Doppio cuscinetto Large Modello U
EVF1XMLU	Maschera Evora Full multitaglia - Extra Small, da Small a Medium, Large Modello U

## Parti di ricambio

Codice	Descrizione
400EVF111	Cuscinetto di ricambio Evora Full - Extra Small
400EVF112	Cuscinetto di ricambio Evora Full - Da Small a Medium
400EVF113	Cuscinetto di ricambio Evora Full - Large
400EVF121	Fascia nucale di ricambio Evora Full - Standard
400EVF122	Fascia nucale di ricambio Evora Full - Extra Large
400EVF151	Tubo di ricambio Evora Full
400EVF161	Struttura di ricambio Evora Full
400FPH341	Raccordo F&P bianco

## La maschera F&P Evora Full è disponibile nell'app F&P myMask™

Fornisce istruzioni ai pazienti sull'uso della maschera tramite video dettagliati su come indossare, regolare e pulire la propria maschera. Scopri di più. Scansiona il QR code o scaricala direttamente.



1. 40 partecipanti su 44 hanno valutato Evora Full come molto stabile o stabile. Studio di convalida interna condotto su 44 partecipanti in Nuova Zelanda nel 2020. 2. 39 partecipanti su 43 hanno valutato le prestazioni complessive di tenuta della maschera Evora Full come molto buone o buone. Studio di convalida interna condotto su 44 partecipanti in Nuova Zelanda nel 2020. 3. Ewles et al 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.pa2372. 4. Patout et al 2018. DOI: 10.1183/13993003.congress-2018.PA2378. 5. Andreu et al 2012. doi:10.1183/09031936.00013311. 6. Brown et al 2013. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2011.06.010. 7. Nosedà et al 2009. doi:10.1016/j.sleep.2008.08.010. 8. Masa et al 2004. doi:10.1164/rccm.200312-1787OC. 9. Nussbaumer et al 2006. doi:10.1378/chest.129.3.638. 10. 41 partecipanti su 44 non hanno mai o hanno raramente riscontrato una fuoriuscita involontaria di aria negli occhi durante il sonno usando la maschera Evora Full. Studio di convalida interna condotto su 44 partecipanti in Nuova Zelanda nel 2020. 11. 43 partecipanti su 44 non ha mai o ha raramente segnalato sensazione di claustrofobia mentre indossavano la maschera Evora Full. Studio di convalida interna condotto su 44 partecipanti in Nuova Zelanda nel 2020.

iPhone è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.  
F&P, Evora, myMask, Dynamic Support Technology e VentiCool sono marchi commerciali di Fisher & Paykel Healthcare Limited.  
REF 624451 REV A 2021-11 © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited