



## 심플 CapFit™ (캡핏)

## 모자처럼 착용합니다


다른 모든 마스크와 달리, F&P Evora™는 모자처럼 착용하도록 설계된 CapFit 헤드기어가 장착되어 있으며, 이 간편하고 직관적인 동작은 환자에게 익숙한 동작입니다.

헤드기어 구조는 실이 매번 올바른 위치에 있게 하여 의료진과 환자들에게 편리함을 제공합니다.




## 차세대 Dynamic Support (다이나믹 서포트)

안정적인 사이드면은 플로팅 실과 시너지 효과를 발휘하여 마스크를 제자리에 편안하게 유지하면서 자유롭게 움직일 수 있게 합니다.



### 플로팅 실

유연하고 편안한 실을 제공하여 코 주위를 감싸도록 합니다.



### 안정적인 사이드면

밤동안 계속 플로팅 실을 제자리에 유지하도록 설계되었습니다.



### 편안하고 콤팩트함

코 아래에 편안하게 안착하여 부드러운 착용감을 줍니다.

## 비즈니스 효율성 지원

임상 연구에 따르면, 마스크 디자인의 복잡성과 마스크 착용의 미흡함 및 불편함<sup>2</sup>은 환자가 마스크 착용을 위해 더 많은 시간을 소모하여야 하고 궁극적으로는 마스크 사용을 하지 않는 결과로 이어질 수 있습니다.<sup>3</sup>

새로운 마스크를 선택할 때, 당신의 선택이 다음과 같은 부분에 시간을 사용하는데 있어서 어떤 영향을 미칠 수 있을지 살펴 보십시오.

- 착용
- 교육
- 청소
- 지속적인 지원 및 동기 부여
- 마스크 문제 해결
- 후속 마스크 재조립

착용 방법



자세한 지침은 Evora 사용 및 관리 가이드의 마스크 착용 섹션을 참조하십시오.

제품 코드

| 코드       | 설명                   |
|----------|----------------------|
| EVOISZ   | Evora 나팔마스크 소형 Z 모델  |
| EVOIMZ   | Evora 나팔마스크 중형 Z 모델  |
| EVO1LZ   | Evora 나팔마스크 대형 Z 모델  |
| EVO1WZ   | Evora 나팔마스크 와이드 Z 모델 |
| EVOISMLZ | Evora 나팔마스크 소중대* 팩   |

예비 부품

| 코드        | 설명                |
|-----------|-------------------|
| 400EVO111 | Evora 나팔 씰 소형     |
| 400EVO112 | Evora 나팔 씰 중형     |
| 400EVO113 | Evora 나팔 씰 대형     |
| 400EVO114 | Evora 나팔 씰 와이드    |
| 400FPH122 | Evora 나팔 백스트랩     |
| 400EVO121 | Evora 나팔 헤드기어     |
| 400FPH341 | F&P 스위벨 화이트       |
| 400EVO171 | Evora 나팔 튜브 및 프레임 |
| 400FPH181 | F&P 튜브 스트랩        |

\* 일부 지역에서는 사용할 수 없습니다.

1. Brown DL, Concannon M, Kaye AB, Zupancic M, Lisabeth LD. Comparison of two headgear systems for sleep apnea treatment of stroke patients. *Cerebrovasc Dis.* 2009;27(2):183-6.  
 2. Bachour A, Vitikainen P, Maasilta P. Rates of initial acceptance of PAP masks and outcomes of mask switching. *Sleep Breath.* 2016 May;20(2):733-8. 3. Weaver, TE, & Grunstein, RR. Adherence to continuous positive airway pressure therapy: The challenge to effective treatment. *Proc Am Thorac Soc.* 2008 Feb 15;5(2):173-8.

F&P, CapFit 및 Evora는 Fisher & Paykel Healthcare Limited의 상표입니다.

REF 618565 REV A 2021-01 © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited (ko)