

## TECHNISCHE DATEN



### FlexiTrunk™ Interface

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN			
Produktcodes	BC190-05	BC191-05	BC192-05
Schlauchlänge	Gesamtlänge 207 mm Länge Dreifach-Schlauch 50 mm	Gesamtlänge 227 mm Länge Dreifach-Schlauch 70 mm	Gesamtlänge 257 mm Länge Dreifach-Schlauch 100 mm
Ungefäher Gewichtsreich Suglinge	<1.500 g	1.500–2.500 g	>2500 g
Kompatibel mit	Beatmungsschlauchsystemen von Fisher & Paykel Healthcare, einschlielich des BC161/163 Bubble CPAP-Systems. Beatmungsschlauchsysteme anderer Hersteller mit 8-, 10- oder 12-mm-Anschlussen		
Menge	Packung mit 5 Stuck		
LEISTUNGSDATEN			
Durchschnittlicher Flow-Widerstand	0,5 cmH <sub>2</sub> O bei 8 L/min		
Max. Flowrate (L/min)	15 L/min		
Betriebstemperaturbereich in C	18–26 C		
Verwendungsdauer	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, 7 Tage		
Groe Druckuberwachungsport	Luer-Konus, weiblich		
Anschluss Patienten-Interface	Nasalprongs oder Nasalmaske		
Schlauchanschlusse	8, 10 oder 12 mm		
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG			
Verpackungsinhalt	FlexiTrunk Nasale Schnittstelle 50 mm, 5 Stk.	FlexiTrunk Nasale Schnittstelle 70 mm, 5 Stk.	FlexiTrunk Nasale Schnittstelle 100 mm, 5 Stk.
uberwiegend verwendete Materialien	Polystyrolgemisch, PVC, Acetyl, Polyurethan, Polyester, Polyetherester-Elastomer, LDPE		
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)		
Herstellungsverfahren	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung		
Entsorgung	Gema Klinikrichtlinien entsorgen		
Haltbarkeit	3 Jahre		
REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN*			
Klassifizierung	Klasse IIa (EU und Australien), Klasse II (Kanada), Klasse II (USA)		
Herkunftsland	Neuseeland		
Benannte Stelle	TUV SUD Product Service GmbH, 0123		

\* Regulatorische Angaben beziehen sich auf die FlexiTrunk Nasale Schnittstelle sowie Nasalprongs und Nasalmasken fur Suglinge.

## FlexiTrunk Nasalprongs



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN											
Produktcodes	BC3020-10	BC3520-10	BC4030-10	BC4540-10	BC5040-10	BC5050-10	BC5550-10	BC5560-10	BC6060-10	BC6070-10	BC6570-10
Größe (Prongdurchmesser/Septumbreite)	3,0 mm/ 2,0 mm	3,5 mm/ 2,0 mm	4,0 mm/ 3,0 mm	4,5 mm/ 4,0 mm	5,0 mm/ 4,0 mm	5,0 mm/ 5,0 mm	5,5 mm/ 5,0 mm	5,5 mm/ 6,0 mm	6,0 mm/ 6,0 mm	6,0 mm/ 7,0 mm	6,5 mm/ 7,0 mm
Kompatibel mit	Allen FlexiTrunk Interfaces von F&P										
Menge	Packung mit 10 Stück										
LEISTUNGSDATEN											
Durchschnittlicher Flow-Widerstand	<0,1 cmH <sub>2</sub> O**										
Verwendungsdauer	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, 7 Tage										
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG											
Überwiegend verwendete Materialien	Silikon										
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)										
Herstellungsverfahren	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung										
Entsorgung	Gemäß Klinikrichtlinien entsorgen										
Haltbarkeit	3 Jahre										




\*\*Flow-Widerstand, gemessen bei der inspiratorischen Spitzen-Flowrate für die Prong-Größe

## FlexiTrunk Nasalmasken



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN				
Produktcodes	BC800-10	BC801-10	BC802-10	BC803-10
Größe	Klein	Medium	Groß	Extragroß
Kompatibel mit	Allen FlexiTrunk Interfaces von F&P			
Menge	Packung mit 10 Stück			
LEISTUNGSDATEN				
Durchschnittlicher Flow-Widerstand	<0,1 cmH <sub>2</sub> O bei 8 L/min			
Verwendungsdauer	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, 7 Tage			
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG				
Überwiegend verwendete Materialien	Silikon			
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)			
Herstellungsverfahren	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung			
Entsorgung	Gemäß Klinikrichtlinien entsorgen			
Haltbarkeit	3 Jahre			

## Hauben, Kopfbänder und Kinnbänder

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN											
	 <b>Hauben</b>				 <b>Kopfbänder</b>			 <b>Kinnbänder</b>			
<b>Produktcodes</b>	BC300-05	BC303-05	BC306-05	BC309-05	BC325-05	BC328-05	BC331-05	BC351-10	BC353-10	BC355-10	BC357-10
<b>Kopfumfang</b>	17–22 cm	22–25 cm	25–29 cm	29–36 cm	29–36 cm	35–40 cm	40–45 cm	20–26 cm	26–32 cm	32–38 cm	38–44 cm
<b>Kompatibel mit</b>	Allen FlexiTrunk Interfaces von F&P										
<b>Menge</b>	Packung mit 5 Stück						Packung mit 10 Stück				
LEISTUNGSDATEN											
<b>Verwendungsdauer</b>	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, 7 Tage										
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG											
<b>Überwiegend verwendete Materialien</b>	Baumwoll-Nylon-Gemisch, Klettverschluss, Acetyl, gebürstetes Nylon/Polyurethan				Acetyl, Baumwolle, Klettverschluss, Neopren			Gebürstetes Nylon/Polyurethan			
<b>Nicht enthaltene Materialien</b>	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)										
<b>Herstellungsverfahren</b>	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung										
<b>Entsorgung</b>	Gemäß Klinikrichtlinien entsorgen										
<b>Haltbarkeit</b>	3 Jahre										
REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN											
<b>Klassifizierung</b>	Klasse I (EU und Australien), Klasse I (Kanada), Klasse I (USA)										
<b>Herkunftsland</b>	Neuseeland										
<b>Benannte Stelle</b>	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123										

Die gezeigte Anordnung stellt nur eine Beispielabbildung dar. Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem technischen Datenblatt (einschließlich Produktinformationen und Bildern) nur zur Veranschaulichung zusammengefasst und zur Verfügung gestellt wurden. Bitte lesen Sie die relevanten Gebrauchsanweisungen für ausführlichere Informationen und wenden Sie sich zur Bestätigung bestimmter Details an den für Sie zuständigen Vertreter von Fisher & Paykel Healthcare, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

FlexiTrunk ist ein Marke von Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Fisher & Paykel Healthcare-Vertretung.