

## ESPECIFICAÇÕES



### Interface FlexiTrunk™

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO			
Códigos do produto	BC190-05	BC191-05	BC192-05
Comprimento do tubo	Comprimento total 207 mm Comprimento do tubo rígido 50 mm	Comprimento total 227 mm Comprimento do tubo rígido 70 mm	Comprimento total 257 mm Comprimento do tubo rígido 100 mm
Faixa de peso aproximada da criança	<1500 g	1500 g – 2500 g	>2500 g
Compatível com	Circuitos respiratórios da Fisher & Paykel Healthcare, incluindo o sistema respiratório Bubble CPAP BC161/163. Circuitos de outros fabricantes com conectores de 8, 10 ou 12 mm		
Quantidade	Caixa com 5		
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO			
Resistência média ao fluxo	0,5 cmH <sub>2</sub> O a 8 L/min		
Taxa de fluxo máx. (L/min)	15 L/min		
Faixa de temperatura operacional °C	18–26 °C		
Duração de uso	Uso único, sete (7) dias		
Tamanho da entrada de monitorização de pressão	Conector luer fêmea		
Conexão de interface do paciente	“Prongs” nasais ou máscara nasal		
Conexões da cânula	Conectores de 8, 10 ou 12 mm		
COMPONENTES E COMPOSIÇÃO			
Componentes da caixa	Tubo nasal FlexiTrunk de 50 mm x 5	Tubo nasal FlexiTrunk de 70 mm x 5	Tubo nasal FlexiTrunk de 100 mm x 5
Materiais predominantes	Mistura de poliestireno, PVC, acetil, poliuretano, poliéster, elastômero de poliéter-éster, LDPE		
Materiais ausentes	Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)		
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado		
Descarte	De acordo com o protocolo hospitalar		
Validade	Três (3) anos		
REGULAMENTAÇÃO*			
Classificação	Classe IIa (UE e Austrália), Classe II (Canadá), Classe II (EUA)		
País de origem	Nova Zelândia		
Órgão notificado	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123		

\*as informações regulatórias se aplicam ao tubonasal FlexiTrunk, aos “prongs” nasais infantis e às máscaras nasais infantis

## “Prongs” nasais FlexiTrunk




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO											
Códigos do produto	BC3020-10	BC3520-10	BC4030-10	BC4540-10	BC5040-10	BC5050-10	BC5550-10	BC5560-10	BC6060-10	BC6070-10	BC6570-10
Tamanho (diâmetro do “prong”/ espaçamento septal)	3,0 mm/ 2,0 mm	3,5 mm/ 2,0 mm	4,0 mm/ 3,0 mm	4,5 mm/ 4,0 mm	5,0 mm/ 4,0 mm	5,0 mm/ 5,0 mm	5,5 mm/ 5,0 mm	5,5 mm/ 6,0 mm	6,0 mm/ 6,0 mm	6,0 mm/ 7,0 mm	6,5 mm/ 7,0 mm
Compatível com	Todas as interfaces F&P FlexiTrunk										
Quantidade	Caixa com 10										
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO											
Resistência média ao fluxo	<0,1 cmH <sub>2</sub> O**										
Duração de uso	Uso único, sete (7) dias										
COMPONENTES E COMPOSIÇÃO											
Materiais predominantes	Silicone										
Materiais ausentes	Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)										
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado										
Descarte	De acordo com o protocolo hospitalar										
Validade	Três (3) anos										

\*\*resistência ao fluxo medida no pico da taxa de fluxo inspiratório para o tamanho do “prong”




## Máscaras nasais FlexiTrunk



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO				
Códigos do produto	BC800-10	BC801-10	BC802-10	BC803-10
Tamanho	P	M	G	XG
Compatível com	Todas as interfaces F&P FlexiTrunk			
Quantidade	Caixa com 10			
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO				
Resistência média ao fluxo	<0,1 cmH <sub>2</sub> O a 8 L/min			
Duração de uso	Uso único, sete (7) dias			
COMPONENTES E COMPOSIÇÃO				
Materiais predominantes	Silicone			
Materiais ausentes	Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)			
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado			
Descarte	De acordo com o protocolo hospitalar			
Validade	Três (3) anos			



## Gorros, fixador cefálico e mentoneiras

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO											
	 Gorros				 Fixador cefálico			 Mentoneiras			
Códigos do produto	BC300-05	BC303-05	BC306-05	BC309-05	BC325-05	BC328-05	BC331-05	BC351-10	BC353-10	BC355-10	BC357-10
Circunferência da cabeça	17-22 cm	22-25 cm	25-29 cm	29-36 cm	29-36 cm	35-40 cm	40-45 cm	20-26 cm	26-32 cm	32-38 cm	38-44 cm
Compatível com	Todas as interfaces F&P FlexiTrunk										
Quantidade	Caixa com 5							Caixa com 10			
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO											
Duração de uso	Uso único, sete (7) dias										
COMPONENTES E COMPOSIÇÃO											
Materiais predominantes	Mistura de algodão/nylon, velcro, acetil, nylon escovado/poliuretano				Acetil, algodão, velcro, neoprene			Nylon escovado/poliuretano			
Materiais ausentes	Não fabricado com látex de borracha natural ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)										
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado										
Descarte	De acordo com o protocolo hospitalar										
Validade	Três (3) anos										
REGULAMENTAÇÃO											
Classificação	Classe I (UE e Austrália), Classe I (Canadá), Classe I (EUA)										
País de origem	Nova Zelândia										
Órgão notificado	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123										

A imagem demonstrativa apresentada acima é apenas uma representação. O produto real pode ser diferente da imagem.

Observe que as informações nestas especificações (incluindo informações e imagens do produto) são resumidas e apresentadas apenas para fins ilustrativos. Consulte as instruções de uso relevantes para obter mais informações e confirme os detalhes com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare antes de fazer um pedido. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FlexiTrunk é uma marca registrada da Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Para mais informações, entre em contato com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare.