

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Интерфейс FlexiTrunk™

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ			
Коды изделий	BC190-05	BC191-05	BC192-05
Длина трубок	Полная длина 207 мм Длина тройной части 50 мм	Полная длина 227 мм Длина тройной части 70 мм	Полная длина 257 мм Длина тройной части 100 мм
Приблизительный диапазон веса младенца	<1500 г	1500–2500 г	>2500 г
Совместимость с	Дыхательные контуры Fisher & Paykel Healthcare, включая систему доставки пузырькового CPAP BC161/163. Контуры других производителей с разъемами 8 мм, 10 мм или 12 мм		
Количество	Поставляется в упаковках по 5 штук		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Среднее сопротивление потоку	0,5 смН ₂ О при 8 л/мин		
Макс. скорость потока (л/мин)	15 л/мин		
Диапазон рабочих температур, °С	18–26 °С		
Срок эксплуатации	Для использования одним пациентом, 7 дней		
Размер порта мониторинга давления	Гнездовой конусный люэровский разъем		
Интерфейсный соединитель пациента	Назальные канюли или назальная маска		
Соединители трубок	Коннекторы 8, 10 или 12 мм		
КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВ			
Компоненты упаковки	Носовая трубка FlexiTrunk 50 мм x 5	Носовая трубка FlexiTrunk 70 мм x 5	Носовая трубка FlexiTrunk 100 мм x 5
Основные материалы	Полистирольная смесь, ПВХ, ацетил, полиуретан, полиэстер, полиэфирный эластомер, содержащий сложноэфирные группы, ПЭНП		
Неиспользуемые материалы	Изделие не содержит натурального каучукового латекса или фталатов (DEHP, DBP, BBP)		
Условия производства	Изготовлено в условиях контролируемой производственной среды		
Утилизация	В соответствии с правилами лечебного учреждения		
Срок годности	3 года		
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*			
Классификация	Класс IIa (ЕС и Австралия), класс II (Канада), класс II (США)		
Страна производства	Новая Зеландия		
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123		

* нормативная информация относится к носовым трубкам FlexiTrunk, назальным канюлям для младенцев и назальным маскам для младенцев

Назальные канюли FlexiTrunk




ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ											
Коды изделий	BC3020-10	BC3520-10	BC4030-10	BC4540-10	BC5040-10	BC5050-10	BC5550-10	BC5560-10	BC6060-10	BC6070-10	BC6570-10
Размер (диаметр канюли / расстояние между перегородками)	3,0 мм / 2,0 мм	3,5 мм / 2,0 мм	4,0 мм / 3,0 мм	4,5 мм / 4,0 мм	5,0 мм / 4,0 мм	5,0 мм / 5,0 мм	5,5 мм / 5,0 мм	5,5 мм / 6,0 мм	6,0 мм / 6,0 мм	6,0 мм / 7,0 мм	6,5 мм / 7,0 мм
Совместимость с	Все интерфейсы F&P FlexiTrunk										
Количество	Поставляется в упаковках по 10 штук										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Среднее сопротивление потоку	< 0,1 смН ₂ O**										
Срок эксплуатации	Для использования одним пациентом, 7 дней										
КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВ											
Основные материалы	Силикон										
Неиспользуемые материалы	Изделие не содержит натурального каучукового латекса или фталатов (DEHP, DBP, BBP)										
Условия производства	Изготовлено в условиях контролируемой производственной среды										
Утилизация	В соответствии с правилами лечебного учреждения										
Срок годности	3 года										

** сопротивление потоку, измеренное при пиковой скорости дыхательного потока на вдохе для данного размера канюли




Назальные маски FlexiTrunk



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ				
Коды изделий	BC800-10	BC801-10	BC802-10	BC803-10
Размер	Маленький	Средний	Большой	Супербольшой
Совместимость с	Все интерфейсы F&P FlexiTrunk			
Количество	Поставляется в упаковках по 10 штук			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Среднее сопротивление потоку	< 0,1 смН ₂ О при 8 л/мин			
Срок эксплуатации	Для использования одним пациентом, 7 дней			
КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВ				
Основные материалы	Силикон			
Неиспользуемые материалы	Изделие не содержит натурального каучукового латекса или фталатов (DEHP, DBP, BBP)			
Условия производства	Изготовлено в условиях контролируемой производственной среды			
Утилизация	В соответствии с правилами лечебного учреждения			
Срок годности	3 года			



Шапочки, головное крепление и ремешок для подбородка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ											
	Шапочки 				Головное крепление 			Ремешок для подбородка 			
Коды изделий	BC300-05	BC303-05	BC306-05	BC309-05	BC325-05	BC328-05	BC331-05	BC351-10	BC353-10	BC355-10	BC357-10
Окружность головы	17–22 см	22–25 см	25–29 см	29–36 см	29–36 см	35–40 см	40–45 см	20–26 см	26–32 см	32–38 см	38–44 см
Совместимость с	Все интерфейсы F&P FlexiTrunk										
Количество	Поставляется в упаковках по 5 штук							Поставляется в упаковках по 10 штук			
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
Срок эксплуатации	Для использования одним пациентом, 7 дней										
КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВ											
Основные материалы	Смесь хлопок/нейлон, застежка-липучка Velcro, ацетил, нейлон/полиуретан с начесом				Ацетил, хлопок, застежка-липучка Velcro, неопрен			Нейлон/полиуретан с начесом			
Неиспользуемые материалы	Изделие не содержит натурального каучукового латекса или фталатов (DEHP, DBP, BBP)										
Условия производства	Изготовлено в условиях контролируемой производственной среды										
Утилизация	В соответствии с правилами лечебного учреждения										
Срок годности	3 года										
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ											
Классификация	Класс I (ЕС и Австралия), класс I (Канада), класс I (США)										
Страна производства	Новая Зеландия										
Уполномоченный орган	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123										

Указанное выше изображение приведено только в качестве общего представления. Фактический продукт может отличаться.

Информация в данных технических характеристиках (включая сведения об изделии и изображения) приведена исключительно в иллюстративных целях. Дополнительная информация представлена в соответствующей инструкции по эксплуатации. Прежде чем заказать изделие, уточните детали у местного представителя компании Fisher & Paykel Healthcare. Информация может быть изменена без предупреждения.

FlexiTrunk является товарным знаком компании Fisher & Paykel Healthcare Limited.

За дополнительной информацией обращайтесь к региональному представителю компании Fisher & Paykel Healthcare.