

Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017

DÉTAILS DU PATIENT

Nom : Maria Sample Téléphone : 01234567
 ID patient : 12345 E-mail : example@example.com
 Date de naissance : 08 janv. 1960 Sexe : Femme

Médecin : Doctor Sample Téléphone : 0123456789

IAH moyen : **5.8** Moy. Utilisation (h:min) : **5:37** Compliance* : **87 %**
 * 30 derniers jours
 % de nuits où la PPC a été utilisée ≥ 4 heures depuis le 16 déc. 2016

APPAREILS PATIENT

AU 14 janv. 2017

Appareil : SleepStyle Auto Humidité : 5,0
 N° de série : 1111111111 Aide à l'expiration : 2 cmH₂O
 Mode : Auto SensAwake : Marche
 Pression minimale réglée : 6,0 cmH₂O SensAwake-Druck : 6,0 cmH₂O
 Pression maximale réglée : 13,0 cmH₂O



COMPLIANCE

PÉRIODE DE 30 JOURS : 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017
 DEPUIS LE PARAMÉTRAGE : 19 juil. 2016 - 14 janv. 2017

Nombre total de jours :
 Utilisé : 27 (90 %) 168 (93 %)
 Utilisation >= 4 h : 26 (87 %) 160 (89 %)
 Non utilisé : 3 (10 %) 12 (7 %)
 Utilisation moyenne (jours de thérapie) : 6:15 6:58
 Utilisation moyenne (tous les jours) : 5:37 6:30
 Durée Ft Totale : 169:00 1188:12

EFFICACITE**

IAH : 5,8 Durée d'Apnée : 13 s IAC : 0,5
 Pression : 7 cmH₂O 90ème percentile de pression : 10 cmH₂O A la Pression maximale : 4 %
 Fuite du Système : 42 L/min 90ème percentile de Fuite : 62 L/min Fuite excessive : 13 %/du temps
 Nbre. moyen de dépistages de SensAwake : 17 par nuit Durée durant laquelle SensAwake était allumé : 100 %


ENVIRONNEMENT

Température ambiante : 24 °C

UTILISATION

Heures

Moyenne: 5:37
 Jours d'utilisation: 90 %
 Durée Ft Totale
 Utilisation totale
 Utilisation < 4 h
 Humidité



DÉTAILS DU PATIENT

Nom :	Maria Sample	Téléphone :	01234567
ID patient :	12345	E-mail :	example@example.com
Date de naissance :	08 janv. 1960	Sexe :	Femme


IAH

Événements par heure

IAH: 5,8
 IAC: 0,5
 IAO: 1,1
 IH: 4,2

■ IAH total

..... IAH = 5



PRESSION

cmH₂O


Moyenne: 7,0
 90ème percentile: 10,0

■ Moyenne

■ 90ème percentile

— Pression maximale

..... Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min


Moyenne: 42

90ème percentile: 62

■ Moyenne

■ 90ème percentile

■ Grande fuite



UTILISATION

Heures

Moyenne: 5:37


Jours d'utilisation: 90 %

■ Durée Ft Totale

■ Utilisation totale

■ Utilisation < 4 h

..... Humidité




RÉSUMÉ D'OBSERVANCE

Nom :	Maria Sample	Téléphone :	01234567
ID patient :	12345	E-mail :	example@example.com
Date de naissance :	08 janv. 1960	Sexe :	Femme

Historique des prescriptions

PMin: 6,0 PMax: 13,0
 H: 5,0 SA: 6,0 AE: 2,0



■ Observance < 4h
 ■ 82% Observance < 4h et < 100 % d'utilisation
 ■ 100 % d'utilisation
 ■ 82% < 100 % d'utilisation
 PMin: Pression minimum PMax: Pression maximale H: Humidité SA: SensAwake
 AE Modifier la prescription

Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017


08 janv. 2017

dimanche 2:20 - 6:44

Nom : Maria Sample Téléphone : 01234567
 ID patient : 12345 E-mail : example@example.com
 Date de naissance : 08 janv. 1960 Sexe : Femme


FUNCTIONNEMENT

Durée Ft Totale: 4:24
 Pourcentage d'utilisation: 100 %



ÉVÉNEMENTS


IAH: 9,4
 Apnées obstructives: 11
 IAO: 2,5
 Hypopnées: 28
 IH: 6,4
 Apnées centrales: 2
 IAC: 0,5
 Limitations de débit: 18
 Limitation de débit (/hr): 4,1
 Total SensAwake: 12
 SensAwake (/hr): 3,0



PRESSION

cmH₂O


Médiane: 7,5
 90ème percentile: 11,0
 Période de rampe
 Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min

Médiane: 47
 90ème percentile: 64
 Fuite excessive: 17 %



DURÉE ET ÉVÉNEMENTS À LA PRESSION

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (min)	0	0	94	30	44	40	16	14	10	16	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	1	0	2	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	3	2	5	2	6	3	7	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	1	7	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017


10 janv. 2017

mardi 3:39 - 10:09

Nom : Maria Sample Téléphone : 01234567
 ID patient : 12345 E-mail : example@example.com
 Date de naissance : 08 janv. 1960 Sexe : Femme


FUNCTIONNEMENT

Durée Ft Totale: 6:30
 Pourcentage d'utilisation: 100 %



ÉVÉNEMENTS


IAH: 6,5
 Apnées obstructives: 11
 IAO: 1,7
 Hypopnées: 28
 IH: 4,3
 Apnées centrales: 3
 IAC: 0,5
 Limitations de débit: 7
 Limitation de débit (/hr): 1,1
 Total SensAwake: 22
 SensAwake (/hr): 3,4



PRESSION

cmH₂O


Médiane: 6,0
 90ème percentile: 10,0
 Période de rampe
 Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min

Médiane: 43
 90ème percentile: 70
 Fuite excessive: 14 %



DURÉE ET ÉVÉNEMENTS À LA PRESSION

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (min)	0	0	260	42	20	12	18	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	4	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	3	4	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017

11 janv. 2017


mercredi 1:26 - 8:20

Nom : Maria Sample
 ID patient : 12345
 Date de naissance : 08 janv. 1960

Téléphone : 01234567
 E-mail : example@example.com
 Sexe : Femme


FONCTIONNEMENT

Durée Ft Totale: 6:54
 Pourcentage d'utilisation: 100 %



ÉVÉNEMENTS


IAH: 3,5
 Apnées obstructives: 6
 IAO: 0,9
 Hypopnées: 13
 IH: 1,9
 Apnées centrales: 5
 IAC: 0,7
 Limitations de débit: 7
 Limitation de débit (/hr): 1,0
 Total SensAwake: 15
 SensAwake (/hr): 2,2



PRESSION

cmH₂O


Médiane: 6,0
 90ème percentile: 7,5
 Période de rampe
 Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min

Médiane: 46
 90ème percentile: 65
 Fuite excessive: 13 %



DURÉE ET ÉVÉNEMENTS À LA PRESSION

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (min)	0	0	300	68	18	6	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	4	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017

12 janv. 2017


jeudi 2:48 - 9:06

Nom : Maria Sample
 ID patient : 12345
 Date de naissance : 08 janv. 1960

Téléphone : 01234567
 E-mail : example@example.com
 Sexe : Femme


FUNCTIONNEMENT

Durée Ft Totale: 6:18
 Pourcentage d'utilisation: 100 %



ÉVÉNEMENTS


IAH: 6,0
 Apnées obstructives: 9
 IAO: 1,4
 Hypopnées: 26
 IH: 4,1
 Apnées centrales: 3
 IAC: 0,5
 Limitations de débit: 9
 Limitation de débit (/hr): 1,4
 Total SensAwake: 8
 SensAwake (/hr): 1,3



PRESSION

cmH₂O


Médiane: 7,8
 90ème percentile: 12,0
 Période de rampe
 Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min

Médiane: 53
 90ème percentile: 102
 Fuite excessive: 38 %



DURÉE ET ÉVÉNEMENTS À LA PRESSION

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (min)	0	0	174	12	12	26	18	16	108	12	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	1	0	1	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	2	1	1	2	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0


Rapport patient - 16 déc. 2016 - 14 janv. 2017

14 janv. 2017
 samedi 2:23 - 9:11

Nom : Maria Sample Téléphone : 01234567
 ID patient : 12345 E-mail : example@example.com
 Date de naissance : 08 janv. 1960 Sexe : Femme


FUNCTIONNEMENT

Durée Ft Totale: 6:48
 Pourcentage d'utilisation: 100 %




ÉVÉNEMENTS

IAH: 10,4
 Apnées obstructives: 31
 IAO: 4,6
 Hypopnées: 24
 IH: 3,6
 Apnées centrales: 15
 IAC: 2,2
 Limitations de débit: 0
 Limitation de débit (/hr): 0,0
 Total SensAwake: 21
 SensAwake (/hr): 3,1




PRESSION

cmH₂O
 Médiane: 6,0
 90ème percentile: 11,5
 Période de rampe
 Min / Max



FUITES DU SYSTÈME

L/min
 Médiane: 43
 90ème percentile: 73
 Fuite excessive: 23 %



DURÉE ET ÉVÉNEMENTS À LA PRESSION

P (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
T (min)	0	0	210	16	26	38	40	30	22	26	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	4	2	2	5	3	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	1	2	6	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	4	1	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANALYSE SUR 27 JOURS

Nom : Maria Sample Téléphone : 01234567
 ID patient : 12345 E-mail : example@example.com
 Date de naissance : 08 janv. 1960 Sexe : Femme

Date	Mode	Pression réglée (cmH ₂ O)	Humidité	Rampes	Durée Ft (h:min)	Durée d'utilisation (h:min)	IAH	IAC	Nombre de détections SensAwake	SensAwake-Druck (cmH ₂ O)	Aide à l'expiration	90th percentile de pression (cmH ₂ O)	Pression maximale (cmH ₂ O)	90ème percentile de Fuite (L/min)
16 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:24	6:24	8,0	0,2	22	6,0	2	10,5	13,0	54
17 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	8:42	8:42	2,0	0,3	22	6,0	2	8,5	11,0	42
18 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	7:30	7:30	7,3	0,4	25	6,0	2	12,0	13,0	71
19 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	5:06	5:06	5,2	0,0	16	6,0	2	8,5	11,0	51
20 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:30	6:30	9,4	0,6	14	6,0	2	13,0	13,0	91
21 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	5:42	5:42	3,9	0,2	18	6,0	2	8,0	11,0	55
22 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	4:12	4:12	8,1	1,2	12	6,0	2	13,0	13,0	79
23 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	7:36	7:36	6,7	0,3	18	6,0	2	12,0	13,0	60
24 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	5:54	5:54	4,4	0,3	14	6,0	2	9,5	11,0	62
26 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	7:36	7:36	6,4	0,1	21	6,0	2	13,0	13,0	62
27 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:12	6:12	7,3	0,0	16	6,0	2	11,5	13,0	66
28 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	4:42	4:42	9,3	0,4	17	6,0	2	10,0	13,0	55
29 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:12	6:12	7,9	0,6	28	6,0	2	11,0	13,0	77
30 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:48	6:48	1,9	0,1	12	6,0	2	9,0	13,0	47
31 déc. 2016	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:12	6:12	4,9	0,5	14	6,0	2	10,0	13,0	66
01 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:30	6:30	4,6	0,6	15	6,0	2	12,5	13,0	61
02 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:42	6:36	2,3	0,2	15	6,0	2	8,0	13,0	47
03 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	3:36	3:36	2,2	0,0	10	6,0	2	7,0	9,0	47
04 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	8:36	8:36	5,1	0,6	18	6,0	2	8,0	13,0	47
05 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:18	6:18	8,7	0,3	16	6,0	2	12,5	13,0	65
06 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	4:00	4:00	2,0	0,5	10	6,0	2	7,0	8,5	51
07 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	7:06	7:06	3,6	0,8	17	6,0	2	7,5	13,0	44
08 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	4:24	4:24	9,4	0,5	13	6,0	2	11,0	13,0	64
10 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:30	6:30	6,5	0,5	22	6,0	2	10,0	12,0	70
11 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:54	6:54	3,5	0,7	15	6,0	2	7,5	11,0	65
12 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:18	6:18	6,0	0,5	8	6,0	2	12,0	12,5	102
14 janv. 2017	Auto	Min 6,0 Max 13,0	5,0	0	6:48	6:48	10,4	2,2	21	6,0	2	11,5	13,0	73

Remarque : Les données thérapeutiques présentées dans ce rapport ont été générées artificiellement et peuvent ne pas être représentatives ou peuvent omettre des données thérapeutiques réelles.