

MR325 F&P 820 手動給水加湿チャンバー

仕様

使用目的	MR325手動給水チャンバーは、F&P 820 Systemのアクセサリです。F&P 820シリーズの加温手動給水器とご使用ください。F&P 820 Systemは、連続または断続的な呼吸補助療法において供給ガスに治療レベルの加温加湿を提供することを目的としています。本システムは、非侵襲的および侵襲的換気療法を対象としています。非侵襲的換気療法および侵襲的換気療法において、冷たく乾燥した患者への供給ガスを加温加湿し、患者の気道の乾燥を防ぐことは有効です。本システムは、資格を有する医療従事者の処方のもと、病院、長期療養施設、在宅などで、成人および小児（新生児を除く）への使用を目的としています。
インターフェース接続	ISO 5356-1円錐コネクター（22 mmオス型）
最大水量	500 mL
流量範囲（BTPS） 侵襲（設定4） 非侵襲（設定1～3）	5～40 L/分 5～70 L/分
コンプライアンス* （820A10と併用した場合の値） *500mL給水時@60cmH ₂ Oの場合	1.20 ± 0.10 mL/cmH ₂ O（不確かさ 0.04 mL/cmH ₂ O）
流量抵抗 （820A10と併用した場合の値） 吸気回路@ 15 L/分 吸気回路@ 30 L/分	0.25 ± 0.03 cmH ₂ O（不確かさ 0.02 cmH ₂ O） 0.73 ± 0.06 cmH ₂ O（不確かさ 0.02 cmH ₂ O）
最大稼働圧	8 kPa
ガスリーク@60 cmH ₂ O	<40 mL/分（吸気回路または呼気回路）
使用期間	最長14日間
使用	単一患者用（再使用不可）
使用期限	3年

材質

製造体制	適切な管理体制下で製造
廃棄方法	使用後に本品を廃棄する際は、組織または地方自治体のガイドラインに従ってください。

梱包

入数	10個入／箱
寸法：梱包	632 x 252 x 132 mm
重量：梱包	1.45 kg
梱包材料	段ボール

薬事情報

JANコード	09420012463814（個装） 09420012463821（箱）
--------	---

F&PはFisher & Paykel Healthcare Limitedの商標です。
特許に関する情報は、www.fphcare.com/ipをご参照ください。

632801 REV A © 2025-03 Fisher & Paykel Healthcare Limited. (JA)

Fisher & Paykel Healthcare株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2
TEL: 03-5117-7110（代表） FAX: 03-5117-7115

販売名：F&P 820システム
医療機器認証番号：305ALBZX00027000

