



Sélection.
Taille.
Aide.

Application du masque pour l'ASO

F&P myMask

F&P myMask permet d'identifier facilement le masque F&P adapté à votre patient. La version mise à jour de l'application offre désormais des fonctionnalités de sélection du masque et de la taille ainsi que des cartes de contact, en plus des outils de formation et d'aide existants.

Désormais, vous pouvez facilement faire la sélection du masque, déterminer la taille et offrir de l'aide à vos patients en personne ou à distance. Ces outils proactifs peuvent contribuer à améliorer le traitement de vos patients et leur observance relativement à l'utilisation du masque.

Les outils de sélection du masque et de la taille sont des services disponibles sur invitation uniquement. Pour vous inscrire ou pour en savoir davantage, adressez-vous à votre représentant de Fisher & Paykel Healthcare.

Sélection

Parmi la vaste gamme de masques disponibles, comment choisir?


Les patients répondent à une série de questions simples. L'application myMask recommande ensuite des masques en fonction du mode de vie de votre patient et de ses habitudes de sommeil.



Taille

Le choix de la taille pose-t-il un problème pour vous ou pour votre équipe?


Effectuez un balayage du visage de votre patient en temps réel. F&P myMask détermine avec précision la taille du masque de PPC de Fisher & Paykel Healthcare*, en personne ou à distance par téléphone. Ayez l'esprit tranquille en sachant que seuls le type et la taille du masque convenant à votre patient sont partagés*.



Aide

Les retours sont-ils coûteux et répétitifs au sein de votre organisation?

Grâce à des vidéos explicatives détaillées, myMask offre à vos patients les meilleures chances de réussite. Les patients apprennent à mettre en place, à ajuster et à nettoyer efficacement leurs masques. Un service de dépannage est également disponible.



Analyse supplémentaire de la taille à portée de main.



Partagez le code QR unique pour transférer le masque, la taille et votre carte de contact à votre patient.



Le patient balaye le code QR pour obtenir de l'aide avec le masque et accéder à votre carte de contact.

Présentation des services de F&P

Ce portail Web convivial vous permet d'accéder à nos outils de sélection du masque et de la taille.



Votre carte de contact personnelle
Personnalisez vos coordonnées pour les partager avec vos patients.



Gestion du patient
Invitez les patients à sélectionner leur masque et à choisir sa taille en mode Clinicien (en personne) ou Patient (à distance), puis partagez avec eux des renseignements sur la façon d'utiliser le masque et offrez-leur du soutien, à leur convenance.

Pour vous inscrire à ces services, communiquez avec votre représentant de Fisher & Paykel Healthcare.



Mode Clinicien en personne



Mode Patient à distance



Le clinicien est invité à télécharger l'application F&P myMask



Le clinicien envoie un message texte invitant à télécharger l'application



Sélection d'un masque



Recommandation relative à la taille



Partage de l'application et des contacts



Téléchargement de l'application



Sélection d'un masque



Recommandation relative à la taille

* La précision de l'application F&P myMask pour la détermination de la taille a été validée auprès de 73 participants en 2023. Par rapport à l'utilisation de compas, les résultats obtenus avec l'application F&P myMask avaient une précision médiane de plus de 91 % (intervalle de confiance de 90 à 95 %) et étaient fondés sur trois mesures : hauteur du visage, hauteur du nez et largeur du nez. † Nous prenons au sérieux la protection des données, des renseignements personnels et de l'anonymat du patient. Il n'est pas nécessaire pour le patient de créer un compte pour utiliser les fonctionnalités de l'application myMask, y compris l'accès aux outils de sélection du masque et de la taille ainsi qu'à l'aide et au soutien. Aucune image du patient n'est transmise pendant la sélection du masque et de la taille avec myMask et aucune image ou vidéo n'est conservée sur le dispositif après l'exécution de ces tâches. Aux fins de gestion de la sécurité des données, nous avons obtenu la certification ISO 27001 à portée internationale et la certification ISO 13485 pour la Nouvelle-Zélande. Pour obtenir la description complète du produit et la liste des mises en garde, des risques et des avertissements, consultez les instructions d'utilisation fournies avec le produit. Utiliser le dispositif de la façon prévue. Toujours suivre les instructions d'utilisation. F&P, myMask, F&P Solo et Solo sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. PM-634437 REV A
© 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited