

Nasales High Flow mit Optiflow™ für zu Hause und in der Langzeitpflege



Der neue F&P myAIRVO™ 2 unterstützt die Atmung und die Befeuchtung der Atemwege, wobei der Schwerpunkt auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit liegt.

Der F&P myAIRVO 2 wurde speziell dazu konzipiert, eine integrierte Lösung zur Zufuhr von Nasalem High Flow mit Optiflow™ zu bieten. Die führende Atemgasbefeuchtungstechnologie von Fisher & Paykel Healthcare ermöglicht die komfortable Zufuhr von Luft-/Sauerstoffgemischen mit hohem Flow an spontan atmende Patienten durch den myAIRVO 2, dank des einzigartigen Optiflow™ Nasal-Interface.



Regulierbare Temperatur- und Floweinstellungen

- Drei Temperatureinstellungen (37 °C, 34 °C, 31 °C) unterstützen Patientenkomfort und Compliance
- Der integrierte Flowgenerator ermöglicht einen breiten Flowbereich (2 bis 60 L/min) – eine Luftzufuhr aus Wandanschluss ist nicht erforderlich

Optiflow+ Nasal-Interface

- Weiche, flexible Prongs
- Kein Jet-Effekt dank großem Durchmesser
- An die Nasenform des Patienten angepasste Prongs

AirSpiral™ beheizter Beatmungsschlauch

- Doppelte Spiralheizdrähte und einzigartiger integrierter Temperatursensor
- Keine separaten Temperatursonden oder Heizdrahtadapter erforderlich

Zusätzlicher Sauerstoff (bei Bedarf)

- Sauerstoff kann zusätzlich aus einem Wandanschluss oder einer Flasche zugeführt werden
- Integrierter Ultraschall-Sauerstoffanalysator, der weder Kalibrierung oder Wartung benötigt, noch ausgetauscht werden muss

Produktcodes

Gerät	Interfaces	Kammern und Schläuche	Zubehör
myAIRVO 2 Atemgasbefeuchter (PT100XX)	Interfaces der Optiflow+-Reihe, 2er-Packung (MYOPT9SMALL, MYOPT9MEDIUM, MYOPT9LARGE, MYOPT9TRACHE, MYOPT9MASK) Optiflow Junior 2 Home Nasenkanülen (OJR416HM, OJR418HM) Interfaces der Optiflow+-Reihe, 1er-Packung (OPT942E, OPT944E, OPT946E, OPT970E, OPT980E) Optiflow Junior-Nasenkanülen (OPT316, OPT318)	AirSpiral beheizter Beatmungsschlauch (MYAIRSPIRAL, 900PT560E, 900PT560) Set mit AirSpiral-Schlauch und selbstbefüllender Kammer (MYAIRVOKIT1) MR290-Kammer, 1er-Packung (900PT290E) Wiederverwendbare Befeuchterkammer (HC360)	Wasserbeutel, 2er-Packung (900PT401) Kompaktständer (900PT400)

Mehr erfahren unter

www.fphcare.com/myairvo

Manche Produkte sind unter Umständen in Ihrem Land nicht verfügbar. Wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung von Fisher und Paykel Healthcare.