

Administración de alto flujo nasal con Optiflow™
en el domicilio y para tratamientos a largo plazo



Presentamos F&P myAIRVO 2, diseñado para la administración de asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias con el máximo confort y facilidad de uso.

El F&P myAIRVO 2 se ha diseñado específicamente como una solución integrada para la administración de alto flujo nasal con Optiflow™. La tecnología de humidificación avanzada de Fisher & Paykel Healthcare permite que el myAIRVO 2 proporcione de forma cómoda altos flujos de mezclas de aire/oxígeno a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz nasal Optiflow.



Configuración ajustable de flujo y temperatura

- Las tres opciones de temperatura (37, 34, 31 °C) favorecen la comodidad y el cumplimiento
- El generador de flujo integrado administra un amplio intervalo de flujo (2-60 L/min); no requiere suministro de aire de pared

Interfaz nasal Optiflow+

- Cánulas nasales suaves y flexibles
- Orificios grandes que reducen la inyección de gas
- Cánulas nasales contorneadas según la morfología del paciente

Tubo respiratorio calentado AirSpiral™

- Cables calefactores de doble espiral y exclusivo sensor de temperatura integrado
- No se requieren sondas de temperatura ni adaptadores de cables calefactores externos

Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)

- El oxígeno también puede suministrarse mediante un dispositivo de pared o cilindro
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento ni sustitución

Códigos de producto

Dispositivo	Interfaces	Cámaras y tubos	Accesorios
Humidificador myAIRVO 2 (PT100XX)	Interfaces de la serie Optiflow+, paquete de 2 (MYOPT9SMALL, MYOPT9MEDIUM, MYOPT9LARGE, MYOPT9TRACHE, MYOPT9MASK) Cánulas nasales domiciliarias Optiflow Junior 2 (OJR416HM, OJR418HM) Interfaces de la serie Optiflow+, paquete de 1 (OPT942E, OPT944E, OPT946E, OPT970E, OPT980E) Cánulas nasales Optiflow Junior (OPT316, OPT318)	Tubo respiratorio calentado AirSpiral (MYAIRSPIRAL, 900PT560E, 900PT560) Kit de tubo AirSpiral y cámara de autollenado (MYAIRVOKIT1) Cámara MR290, paquete de 1 (900PT290E) Cámara de agua reutilizable (HC360)	Bolsa de agua, paquete de 2 (900PT401) Soporte compacto (900PT400)

Más información en

www.fphcare.com/myairvo

Es posible que algunos accesorios no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante de Fisher and Paykel Healthcare.

185048299-ES REV C © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

F&P, myAIRVO, AirSpiral y Optiflow son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare.