



Sélectionner.
Dimensionner.
Assister.

Application masque OSA

F&P myMask

F&P myMask facilite la recherche du bon masque F&P pour votre patient. La nouvelle version de l'application propose désormais la sélection et le dimensionnement des masques ainsi que des cartes de contact, en plus de ses fonctionnalités existantes d'éducation et d'aide.

À présent, vous pouvez Sélectionner, Dimensionner et Assister facilement vos patients en personne. Ces outils proactifs peuvent aider à soutenir la compétence du patient et l'observance du masque.

Les outils de Sélection et de Dimensionnement sont des services sur invitation uniquement. Pour s'inscrire, ou pour obtenir davantage d'informations, contactez votre représentant Fisher & Paykel Healthcare.

Sélectionner

Il y a un tel éventail de masques - comment choisir ?

Les patients doivent répondre à une simple série de questions. Ensuite, l'application myMask fait des recommandations en se basant sur l'analyse des besoins liés au mode de vie et au style de sommeil de votre patient.


**Outil de sélection
de masque**




Dimensionner

Le dimensionnement est-il un défi pour vous ou votre équipe ?

Scannez le visage de votre patient en temps réel. F&P myMask mesure de façon précise les masques de PPC* Fisher & Paykel Healthcare, en personne sur le téléphone. Soyez tranquille en sachant que seuls le type et la taille du masque du patient sont partagés.*



Analyse de dimensionnement supplémentaire à portée de main.





Partagez le code QR unique pour transférer le masque, la taille et votre carte de contact à votre patient.

Assister.

Les rappels téléphoniques sont-ils un problème coûteux et répétitif pour votre établissement ?

Grâce à des vidéos d'accompagnement étape par étape, myMask offre à vos patients les meilleures chances de réussite. Les patients apprennent à mettre en place, ajuster et nettoyer leurs masques efficacement. Il existe également un service de résolution de problèmes disponible pour leur commodité.



Le patient scanne le code QR pour obtenir une assistance concernant le masque et pour accéder à votre carte de contact.

Présentation des services F&P

Ce portail Web convivial vous permet d'accéder à nos outils de Sélection et de Dimensionnement.



Votre carte de contact personnelle

Personnalisez vos coordonnées de contact pour les partager avec vos patients.



Gestion des patients

Invitez les patients à Sélectionner et Dimensionner leur masque en mode Clinicien, puis partagez les informations éducatives et le support concernant le masque selon leur convenance.

Pour s'inscrire à ces services, contactez votre représentant Fisher & Paykel Healthcare.



Mode Clinicien en personne



Invitation Clinicien pour télécharger l'application F&P myMask



Sélectionner le masque



Recommandation de taille



Partager l'application/ les contacts

* La précision du dimensionnement de l'application F&P myMask a été testée sur 73 participants en 2023. Par rapport à l'utilisation des compas, l'application myMask F&P a démontré une précision médiane de >91 % (Intervalle de confiance de 90 à 95 %) sur trois mesures : hauteur du visage, hauteur du nez et largeur du nez. * Nous prenons au sérieux les données des patients et la confidentialité, et respectons l'anonymat. Il n'est pas nécessaire pour un patient de créer un compte pour utiliser l'une des fonctionnalités sur l'application myMask, y compris l'accès à la sélection et au dimensionnement, ou à l'aide et au support concernant le masque. Aucune image de patient n'est transmise pendant le processus de sélection et de dimensionnement myMask, et aucune image ou vidéo n'est conservée sur le dispositif après le traitement. Pour gérer la sécurité des données, nous sommes certifiés ISO 27001 au niveau international et ISO 13485 en Nouvelle-Zélande. Pour une description complète de l'installation du produit et pour prendre connaissance des mises en garde, des risques et des avertissements, consulter le manuel d'utilisation fourni avec le produit. Utiliser le dispositif comme indiqué. Toujours suivre les instructions d'utilisation, par ex., les instructions destinées à l'utilisateur. F&P, myMask, F&P Solo et Solo sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. 634369 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Le masque F&P Solo est conçu pour être utilisé comme interface patient avec un système de traitement par pression positive continue (PPC) non invasif afin d'administrer de l'air pressurisé dans les voies respiratoires supérieures d'un patient via le circuit respiratoire.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.