



Selección. Medición. Asistencia.

Aplicación de máscaras para la AOS

F&P myMask

F&P myMask facilita encontrar la máscara F&P para su paciente. La aplicación actualizada ofrece funciones de selección de máscaras y medición, así como tarjetas de contacto, además de la ayuda y formación que ya tenía.

Ahora puede seleccionar, medir y dar asistencia a sus pacientes en persona. Estas herramientas proactivas pueden ayudar a mejorar las habilidades del paciente y el cumplimiento del tratamiento con la máscara.

Las herramientas de selección y medición son servicios solo por invitación. Para registrarse u obtener más información, pregunte a su representante de Fisher & Paykel Healthcare.

Selección

Tantas máscaras entre las que escoger: ¿cómo decidirse?

Los pacientes responden a una serie de sencillas preguntas. A continuación, la aplicación myMask hace recomendaciones sobre la máscara en función de la información sobre las necesidades del estilo de vida de su paciente y su forma de dormir.

Herramienta de selección de máscara




Medición


¿Escoger el tamaño es un problema para usted o su equipo?

Escanee el rostro de su paciente en tiempo real. F&P myMask calcula con precisión el tamaño necesario de las máscaras de PAP de Fisher & Paykel Healthcare*, presencialmente o por teléfono. Tenga la tranquilidad de saber que solo se van a compartir el tipo de máscara y el tamaño del paciente.†

Escaneo en curso



Un análisis de tamaño adicional al alcance de su mano.



Comparta el código QR único para transferir la máscara, el tamaño y su tarjeta de contacto a su paciente.

Asistencia

¿Son las devoluciones un problema costoso y recurrente para su organización?

Con los videos de iniciación paso a paso, myMask aumenta al máximo las probabilidades de éxito de sus pacientes. Se les muestra a los pacientes cómo colocar, ajustar con precisión y limpiar sus máscaras de forma eficaz. También, para más comodidad, hay disponible un servicio de resolución de problemas.

Mi máscara nasal Solo



El paciente escanea el código QR para obtener asistencia para la máscara y acceder a su tarjeta de contacto.

Presentación de F&P Services

Este portal de fácil uso le permite acceder a nuestras herramientas de selección y medición.



Su tarjeta de contacto personal

Personalice sus datos de contacto para compartirlos con sus pacientes.



Gestión de pacientes

Invite a sus pacientes a seleccionar y calcular el tamaño de su máscara en el modo de médico, y luego comparta formación y asistencia sobre la máscara según les convenga.

Si desea registrarse para estos servicios, póngase en contacto con el representante de Fisher & Paykel Healthcare.



Invitación del médico para
descargar la aplicación
F&P myMask



Seleccionar
máscara



Recomendación
de tamaño



Compartir
aplicación/
contactos

* La precisión del cálculo de tamaño de la aplicación F&P myMask se probó en 73 participantes en 2023. Al compararla con el uso de calibres, se descubrió que la aplicación F&P myMask tenía una mediana de precisión de >91% (intervalo de confianza 90-95%) en tres mediciones: altura de la cara, altura de la nariz y anchura de la nariz. † Nos tomamos muy en serio los datos y la privacidad de los pacientes, y respetamos su anonimato. El paciente no necesita crear una cuenta para utilizar ninguna de las funcionalidades de la aplicación myMask, incluyendo el acceso a la selección y cálculo de tamaño o a la ayuda y asistencia para la máscara. No se transmite imagen alguna del paciente durante el proceso de selección y cálculo del tamaño de myMask, y tampoco se almacena ninguna imagen o vídeo en el dispositivo después del procesamiento. Para gestionar la seguridad de los datos, disponemos de la certificación internacional ISO 27001 y de la ISO 13485 en Nueva Zelanda. Para conocer la descripción completa de la configuración, precauciones, riesgos y advertencias del producto, consulte las instrucciones para el usuario que se facilitan con el mismo. Utilice el dispositivo según se indica. Siga siempre las instrucciones de uso, p. ej., las instrucciones para el usuario. F&P, myMask, F&P Solo y Solo son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. 634371 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited