

**F&P** myMask



Selecione.  
Tamanho.  
Suporte.

Aplicativo de máscara para AOS

[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

# F&P myMask

O F&P myMask facilita a escolha da máscara F&P correta para seu paciente. Agora o aplicativo atualizado oferece recursos de seleção e dimensionamento de máscaras, além de cartões de contatos, informações sobre a máscara e suporte.

Você pode facilmente selecionar, dimensionar e auxiliar seus pacientes presencialmente ou remotamente. Essas ferramentas proativas podem ajudar a apoiar o desempenho do paciente e a adesão ao uso da máscara.

As ferramentas para seleção e dimensionamento são serviços mediante convite. Para registrar-se ou para obter mais informações, entre em contato com seu representante da Fisher & Paykel Healthcare.

## Selecione

Com tantas máscaras para escolher, como decidir?

Os pacientes respondem a uma série de perguntas simples. O aplicativo myMask faz recomendações de máscaras com base em informações sobre as necessidades do estilo de vida e o padrão de sono do paciente.

Ferramenta de seleção de máscara




## Tamanho

O dimensionamento é um desafio para você ou sua equipe?

Escaneie o rosto de seu paciente em tempo real. O F&P myMask dimensiona com precisão as máscaras PAP da Fisher & Paykel Healthcare\* presencialmente ou remotamente por telefone. Tenha a tranquilidade de saber que apenas o tipo e o tamanho da máscaras do paciente são compartilhados.†

Escaneamento em andamento



Análise de dimensionamento na palma da sua mão.



Compartilhe o código QR exclusivo para enviar o modelo da máscara, o tamanho e o seu cartão de contato para o paciente.

## Suporte

As consultas de retorno são um problema oneroso e repetitivo para sua clínica?

Com vídeos de passo a passo, o myMask oferece aos seus pacientes a melhor chance de sucesso. Os pacientes são orientados sobre como colocar, ajustar e limpar suas máscaras de forma eficaz. Também há suporte para resolução de problemas disponível para sua conveniência.

Minha máscara nasal Solo



O paciente escaneia o código QR para obter suporte com a máscara e acessar o seu cartão de contato.


# Apresentação dos serviços da F&P

Este portal intuitivo permite o acesso das nossas ferramentas de seleção e dimensionamento.



## Seu cartão de contato

Personalize as informações de contato para compartilhamento com os seus pacientes.



## Gestão de pacientes

Convide os pacientes para selecionar e dimensionar sua máscara no modo clínico (presencial) ou no modo remoto, e então compartilhe orientações e suporte sobre o uso da máscara.

Para registrar-se a estes serviços, entre em contato com o seu representante da Fisher & Paykel Healthcare.



### Modo clínico presencial



O profissional de saúde é convidado a fazer o download do F&P myMask App



Selecionar a máscara



Recomendação de tamanho



Compartilhar aplicativo/contatos



### Modo remoto para paciente



O profissional de saúde envia um convite por mensagem de texto para o paciente fazer o download do aplicativo



Baixar o aplicativo



Selecionar a máscara



Recomendação de tamanho

\* A precisão do dimensionamento do F&P myMask App foi testada em 73 participantes em 2023. Quando comparado com o uso de paquímetros, foi observada a precisão média de >91% (intervalo de confiança 90 - 95%) do F&P myMask App em três medidas: tamanho do rosto, tamanho do nariz e largura do nariz. † Levamos os dados e a privacidade de pacientes a sério e respeitamos o anonimato. Não é necessário que o paciente crie uma conta para usar qualquer uma das ferramentas do aplicativo myMask, inclusive para obter acesso à seleção e ao dimensionamento ou para obter ajuda e suporte para a máscara. Nenhuma imagem do paciente é transmitida durante o processo de seleção e dimensionamento do myMask e nenhuma imagem nem vídeo é armazenado no dispositivo após o processamento. Para gerenciar a segurança dos dados, temos a certificação internacionalmente ISO 27001 e a certificação ISO 13485 na Nova Zelândia. Para obter uma descrição completa da configuração do produto, precauções, riscos e advertências, consulte as instruções do usuário fornecidas com o produto. Use o dispositivo conforme as instruções. Sempre siga as instruções durante o uso, isto é, as instruções de utilização. F&P, myMask, F&P Solo e Solo são marcas comerciais da Fisher & Paykel Healthcare Limited. 635985 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited