

Größen der Erstversorgungsmasken für Säuglinge



RD803-10
Sehr unreif (XS)

RD804-10
Unreif (S)

RD805-10
Frühchen (M)

RD806-10
Säugling (L)

RD807-10
Kind (XL)

Durchmesser	35 mm	42 mm	50 mm	60 mm	72 mm
Empfohlener Gewichtsbereich*	400 g – 1 kg	800 g – 1,5 kg	1,5 – 2,5 kg	2,5 – 5 kg	5 – 10 kg
	Extrem geringes Geburtsgewicht	Sehr geringes Geburtsgewicht	Geringes Geburtsgewicht	Reifgeborene	Kind
Material	Thermoplastisches Elastomer (das Produkt enthält kein Latex und keinen DEHP-Weichmacher).				
Reinigung und Entsorgung	Zur Verwendung bei nur einem Patienten. Lieferzustand rein, unsteril. Gemäß Krankenhausvorschrift zu entsorgen.				

* Nur als Orientierung zu verwenden. Für einen optimalen Sitz der Maske und zur Maximierung des Therapieerfolgs sollte die tatsächlich benötigte Maskengröße individuell bestimmt werden.