



Guía de tamaños de las máscaras de reanimación para lactantes

					
	RD803-10 Microprematuro (XS)	RD804-10 Prematuro (S)	RD805-10 Neonato (M)	RD806-10 Lactante (L)	RD807-10 Pediátrico (XL)
Diámetro	35 mm (1,38 pulg.)	42 mm (1,65 pulg.)	50 mm (1,97 pulg.)	60 mm (2,36 pulg.)	72 mm (2,83 pulg.)
Rango de peso recomendado*	400 g – 1 kg	800 g – 1,5 kg	1,5 – 2,5 kg	2,5 – 5 kg	5 – 10 kg
	Peso extremadamente bajo al nacer (PEBN)	Peso muy bajo al nacer (PMBN)	Peso bajo al nacer (PBN)	A término	Pediátrico
Material	Elastómero termoplástico (el producto no contiene látex ni plastificante DEHP).				
Limpieza y eliminación	Para un solo paciente - se suministra limpio, no estéril. Elimínese de acuerdo con el protocolo del hospital.				

* Utilícese sólo como guía. Los valores reales deben ser los que proporcionen un ajuste ideal y un suministro óptimo de la terapia.