






Guide de choix de taille des masques de réanimation pour nouveau-nés

					
	RD803-10 Très grands prématurés (XS)	RD804-10 Grands prématurés (S)	RD805-10 Prématurés (M)	RD806-10 Nourrissons (L)	RD807-10 Patients de pédiatrie (XL)
Diamètre	35 mm (1,38")	42 mm (1,65")	50 mm (1,97")	60 mm (2,36")	72 mm (2,83")
Plage de poids recommandée*	400 g à 1 kg (0,88 à 2,2 lb)	800 g à 1,5 kg (1,8 à 3,3 lb)	1,5 à 2,5 kg (3,3 à 5,5 lb)	2,5 à 5 kg (5,5 à 11 lb)	5 à 10 kg (11 à 22 lb)
	Poids de naissance extrêmement bas	Très faible poids de naissance	Faible poids de naissance	À terme	Patients de pédiatrie
Matériau	Elastomère thermoplastique (le produit ne contient pas de latex ou de plastifiant DEHP).				
Nettoyage et élimination	À usage unique - fourni propre, non stérile. Éliminer conformément au protocole de l'hôpital.				

* Utiliser cette valeur uniquement comme guide. Les mesures réelles doivent être prises pour garantir une adaptation idéale et une administration optimale du traitement.